

PROTOCOLE D'UTILISATION DE LA BOÎTE D'IMMERSION ET DE TRANSPORT

step one - box

AVEC STEP ONE-S



Réf. SO-BOX/T1/N – 5l - Dimensions externes : 367 x 262,5 x 140 mm
Réf. SO-BOX/T2/N – 4l - Dimensions externes : 290 x 262,5 x 140 mm
Réf. SO-BOX/T3/N – 3l - Dimensions externes : 212,5 x 262,5 x 140 mm

Mousse détergente et
désinfectante de l'instrumentation
dentaire (hors PID)

1. Retirez le couvercle de la Step One-Box : ce dernier peut être accroché à l'arrière du bac à l'aide du crochet prévu à cet effet.
2. Retirez complètement l'égouttoir de la Box et assurez-vous de la présence et du positionnement du bouchon de vidange de la Step One-Box.
3. Pulvérisez la solution Step One-S prête à l'emploi dans le fond de la boîte de façon homogène.
4. Déposez les instruments (à l'exception des PID) dans la boîte.
5. Pulvérisez la solution Step One-S sur l'ensemble des instruments présents dans la Step One-Box. En cas d'ajout de nouveaux instruments, pulvérisez Step One-S sur le dessus des instruments déjà positionnés dans la Step One-Box, déposez les nouveaux produits à désinfecter et recouvrez à nouveau de mousse Step One-S.
6. Refermez le couvercle de la Step One-Box. Laissez les instruments en contact avec la mousse 1h minimum et 72h maximum, et ce à température ambiante.

PROTOCOLE D'UTILISATION DE LA BOÎTE D'IMMERSION ET DE TRANSPORT STEP ONE-BOX



Attention : un trempage supérieur à 72h ou l'utilisation de détergents désinfectants autres que le Step One-S peut altérer la qualité du plastique constituant la Step One-Box ou induire un dépôt de matière sur les instruments.

7. Retirez le couvercle et rincez les instruments à l'eau courante dans un évier.
8. Passez ensuite à l'étape de nettoyage de l'instrumentation, soit manuellement avec le détergent désinfectant Step One-I dilué à 0,5 % et une brosse, soit en plaçant l'ensemble des instruments à nettoyer dans un laveur désinfecteur.
NB : la phase de nettoyage peut être optimisée et facilitée par l'utilisation d'un bac à ultrasons avec le Step One-I dilué à 0,5%.

Attention : la solution Step One-S pure est corrosive, évitez toute projection dans les yeux. En cas de contact, se référer à la notice d'utilisation.

9. Suivez ensuite le protocole de la chaîne d'hygiène selon les recommandations de la DGS.
10. Pour vider le contenu de la Step One-Box, placez la Box dans l'évier ou au bord de l'évier avec le bouchon de vidange au-dessus de l'évier. Retirez le bouchon de vidange afin de laisser s'écouler totalement le contenu de la Box.
La Step One-Box peut être rincée à l'eau courante. Pour cela, laissez simplement s'écouler le contenu dans l'évier, bouchon de vidange enlevé. Remplacez ensuite correctement le bouchon de vidange dans le logement prévu à cet effet pour une nouvelle utilisation.

Attention : Nettoyez régulièrement la Step One-Box avec une lingette désinfectante ou en la plaçant dans un laveur désinfecteur, en prenant soin au préalable de désassembler les différents éléments constituant la Step One-Box. Évitez l'utilisation de tout autre produit ou solvant (acétone ou solvant organique en particulier), car ces derniers peuvent altérer la Box.

PROTOCOLE D'UTILISATION DE LA BOÎTE D'IMMERSION ET DE TRANSPORT STEP ONE-BOX



AVEC STEP ONE-I ou STEP ONE-I+



Réf. **SO-BOX/T1/N** – 5l - Dimensions externes : 367 x 262,5 x 140 mm

Réf. **SO-BOX/T2/N** – 4l - Dimensions externes : 290 x 262,5 x 140 mm

Réf. **SO-BOX/T3/N** – 3l - Dimensions externes : 212,5 x 262,5 x 140 mm

Produit d'immersion détergent et désinfectant de l'instrumentation dentaire (hors PID)

PREPARATION

1. Retirez le couvercle de la Step One-Box : ce dernier peut être accroché à l'arrière du bac à l'aide du crochet prévu à cet effet.
2. Assurez-vous de la présence et du positionnement du bouchon de vidange de la Step One-Box.
3. Diluez Step One-I ou Step One-I+ à 0,5% vol. dans la Box directement.
Par exemple : Verser 15 ml de Step One-i+ et compléter jusqu'à 3 litres d'eau ou 25 ml de Step One-i+ et compléter jusqu'à 5 litres d'eau du réseau puis homogénéiser la solution.

Attention : l'utilisation de la solutions Step One-I et Step One-I+ pure est corrosive, évitez toute projection dans les yeux.

4. Replacez l'égouttoir dans la Step One-Box et refermez le couvercle.

UTILISATION

1. Immergez l'**égouttoir** avec l'instrumentation souillée (à l'exception des PID) dans la Step One-Box.
2. Refermez le couvercle de la Step One-Box. Laissez les instruments en contact avec la

PROTOCOLE D'UTILISATION DE LA BOÎTE D'IMMERSION ET DE TRANSPORT STEP ONE-BOX



solution Step One-I diluée à 0,5% vol. pendant 15 minutes ou avec la solution de Step One-I+ à 0.5% pendant 10 minutes.

Attention : un temps de contact supérieur à 72h ou l'utilisation de détergents désinfectants autres que le Step One-I ou Step One-I+ peut altérer la qualité du plastique constituant la Step One-Box ou induire un dépôt de matière sur les instruments.

La solution Step One-I diluée à 0,5% vol. sera renouvelée au minimum une fois par jour.

3. En salle de stérilisation, retirez le couvercle, soulevez l'égouttoir et positionnez le au-dessus de la box, laissez égoutter quelques instants
4. Dans un évier, rincez ensuite abondamment les instruments toujours contenus dans l'égouttoir à l'eau courante.
5. Passez ensuite à l'étape de nettoyage de l'instrumentation, soit manuellement avec le même détergent désinfectant Step One-I dilué à 0,5% et une brosse, soit en plaçant l'ensemble des instruments à nettoyer dans un laveur désinfecteur.

NB : la phase de nettoyage peut être optimisée et facilitée par l'utilisation d'un bac à ultrasons avec le Step One-I dilué à 0,5%.

6. Suivez ensuite le protocole de la chaîne d'hygiène selon les recommandations de la DGS.
7. Pour vider le contenu de la Step One-Box, placez la Box dans l'évier ou au bord de l'évier avec le bouchon de vidange au-dessus de l'évier. Retirez le bouchon de vidange afin de laisser s'écouler totalement le contenu de la Box.

La Step One-Box peut être rincée à l'eau courante. Pour cela, laissez simplement s'écouler le contenu dans l'évier, bouchon de vidange enlevé. Replacez ensuite correctement le bouchon de vidange dans le logement prévu à cet effet pour une nouvelle utilisation.

Attention : Nettoyez régulièrement la Step One-Box avec une lingette désinfectante ou en la plaçant dans un laveur désinfecteur, en prenant soin au préalable de désassembler les différents éléments constituant la Step One-Box. Evitez l'utilisation de tout autre produit ou solvant (acétone ou solvant organique en particulier), car ces derniers peuvent altérer la Box.