



Nettoyage et désinfection
des sols et des surfaces

step-floor

Indications

Nettoyage et désinfection
des sols et des surfaces.

Avantages du produit

- + Compatibilité avec tous les revêtements et tous types de surface.
- + Sans CMR (Cancérogène, Mutagène, toxique pour la Reproduction).
- + Sans rinçage.
- + Parfum menthe.
- + Large Spectre.
- + Économique.



Composition

Agents tensioactifs non ioniques, agents séquestrants, ammonium quaternaire, huile essentielle de menthe.



Propriétés microbiologiques

Actif sur	Normes	Concentration	Temps de contact
Bactéricidie	EN 13727 + A1	0,25%	5 minutes
	EN 1276 / EN 13697	1%	5 minutes
Levuricidie	EN 13624	0,25%	5 minutes
	EN 1650	0,5%	5 minutes
	EN 13697	1%	5 minutes
Fongicidie	EN 13697	2%	10 minutes
	EN 1650	2%	15 minutes
Virucidie	EN 14476 PRV (virus modèle de l'hépatite B)	0,25%	1 minute
	EN 14476 + A1 HIV	0,25%	15 minutes
Sporicidie	EN 13704 C.difficile	1%	15 minutes



Caractéristiques

- > Aspect : Liquide
- > Couleur : Vert
- > pH à 0,25% : 7
- > Péréemption : 2 ans

Conditionnement

- > **Flacon** de 1 L
Réf STEP-FLOOR-1/1
- > **Carton** de 12 flacons de 1 L
Réf STEP-FLOOR-1/12



Protocole d'utilisation

Préparation de la solution de bionettoyage :

- > Porter des Équipements de Protection Individuelle appropriés (se référer à la Fiche de Données de Sécurité).
- > Pour le bionettoyage des sols et surfaces dans le secteur médical : diluer 20 ml de Step Floor pour 8 litres (0,25%) d'eau du réseau et homogénéiser la solution.

Utilisation :

- 1 Nettoyer le sol ou la surface à l'aide d'un balai ou d'une lingette. Le produit ne nécessite pas de rinçage, sauf indication contraire du fabricant du revêtement traité ou pour des surfaces en contact avec la peau ou les muqueuses.
- 2 Temps de contact : Selon activité antimicrobienne recherchée.



Précautions d'emploi

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité.



Produit dangereux. Respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Réservés aux professionnels de la médecine dentaire, non remboursés par les organismes d'assurance maladie. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquetage du produit. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Réservés aux professionnels de la médecine dentaire, non remboursés par les organismes d'assurance maladie. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquetage du produit.