



Lingettes imprégnées d'une solution
 détergente et désinfectante

step-wipes



Indications

Lingettes détergentes et
 désinfectantes non tissées.

Avantages du produit

- + Nettoie et désinfecte en 1 opération.
- + Recommandé pour le traitement des DM, plans de travail, scialytiques...
- + Séchage rapide, pas besoin d'essuyer.
- + Ne laisse pas de trace.
- + Sans CMR (Cancérogène, Mutagène, toxique pour la Reproduction), sans aldéhyde, sans ammonium quaternaire.
- + Actif sur Clostridium Difficile.
- + Large Spectre.
- + Aucun risque d'interaction chimique avec Step Spray.
- + Parfum pamplemousse.
- + pH Neutre.

Composition

Tensioactif amphotère, alkylamine en solution hydro-alcoolique.

Propriétés microbiologiques

Actif sur	Normes	Concentration	Temps de contact*
Bactéricidie (1) (2)	EN 16615	100%	2 minutes (cs)
	EN 13727	100%	2 minutes (cp) 5 minutes (cs)
	EN 1276, EN 13697	100%	5 minutes (cs)
Levuricidie (1) (2)	EN 16615	100%	2 minutes (cs)
	EN 13624	100%	5 minutes (cp et cs)
	EN 1650, EN 13697	100%	5 minutes (cs)
Fongicidie (1)	EN 13624 (<i>Aspergillus brasiliensis</i>)	100%	5 minutes (cp) 10 minutes (cs)
Virucidie (1)	EN 14476 (<i>Norovirus murin</i>)	100%	2 minutes (cp) 5 minutes (cs)
	EN 14476 (<i>Adénovirus</i>) EN 14476 (<i>Poliovirus</i>)	100%	5 minutes (cp) 10 minutes (cs)
	EN 14476 (<i>Actif sur Rotavirus</i>)	100%	10 minutes (cs)
Tuberculocidie (1)	EN 14348 (<i>Mycobacterium terrae</i>)	100%	5 minutes (cp) 10 minutes (cs)
Mycobactericidie (1)	EN 14348 (<i>Mycobacterium avium</i>)	100%	10 minutes (cp)
Sporicidie (1)	EN 17126 (<i>Bacillus subtilis</i>)	100%	10 minutes (cp)
	EN 17126 (<i>Bacillus cereus</i>)	100%	15 minutes (cp)
	EN 13704 (<i>Clostridium difficile</i>)	100%	15 minutes (cs)

*Essais réalisés en Conditions de propreté (cp) et/ou Conditions de saleté (cs)
 (1) Activité de la solution d'imprégnation
 (2) Activité de la lingette imprégnée

Caractéristiques

- > Aspect : lingettes blanches non tissées
- > pH de la solution d'imprégnation : 7
- > Dimension des lingettes : 130 x 200 mm.

Protocole d'utilisation

1^{ère} utilisation des lingettes :

- > Porter des Équipements de Protection Individuelle appropriés (se référer à la Fiche de Données de Sécurité).
- > Retirer l'opercule et sortir la 1^{ère} lingette (au centre du rouleau).
- > Faire passer la lingette par l'ouverture du couvercle et refermer la boîte.

Utilisation :

- 1 Nettoyer soigneusement par essuyage mécanique la surface du matériel à traiter.
- 2 Temps de contact : selon l'activité antimicrobienne recherchée.
- 3 Ne pas rincer.
- 4 Jeter le support.
- 5 Refermer le couvercle après chaque utilisation.
- 6 Renouveler l'opération si nécessaire.



Conditionnement

> **Boîte de 150 lingettes**
Réf STEP-WP-150/1

> **Carton de 12 boîtes de 150 lingettes**
Réf STEP-WP-150/12



Précautions d'emploi

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

