



BRUKSANVISNING, STABILA PROVLINSER
Denna bruksanvisning gäller stabila provlinsor som tillverkas av Multilens AB:

Linstyp	Produktnamn	Material
Korneal RGP-kontaktlinn (rigid gas permeable)	A Design	Boston ES
	Envision	
	Rose K2 KC	Optimum Extra
	Rose K2 NC	
	Rose K2 IC	
Skleral och korneoskleral RGP-lins (rigid gas permeable)	Rose K2 PG	
	Rose K2 XL	Optimum Extra

N40240 VI 2025-04-08

AVSEDD ANVÄNDNING
Återanvändbar RGP-lins för användning på flera patienter, avsedd för utprovning av kontaktlinser.

PRODUKTBeskrivning
På produktetiketten finns information om provlinsens utformning, parametrar och material. Den levereras desinficerad, torr och individuellt förpackad i en linsbehållare med skruvlock av plast. Använd inte produkten om förpackningen är skadad

AVSEDD ANVÄNDARE
Den stabila provlinsen är avsedd att användas av optiker under utprovning av RGP-kontaktlinser på slutanvändaren.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSTID
Det rekommenderas att provlinsen endast används under utprovningssessionen (vanligtvis 10–60 minuter).

REKOMMENDERAD BYTESFREKVENs
Den stabila provlinsen ska kasseras efter utgångsdatum på etiketten eller om linsen är skadad och/eller dess fysiska utseende har ändrats. En lins som har använts i ett infekterat öga ska alltid kasseras.

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING

- Förbered användning**
 - Se till att arbetsytan är ren och desinficerad.
 - Välj lämplig desinficerad lins med rena och torra händer.
 - Gnugga och skölj linsen med en multi-purpose solution (MPS) som är godkänd för stabila linsor.
 - Inspektera linsen visuellt för skador eller förändringar i det fysiska utseendet. Kassera om du upptäcker några problem.
- Använd linsen**
 - Undersök ögats yta för att säkerställa att det är friskt för utprovning av linsor och att det inte finns någon infektion. Vid tecken på infektion ska kontaktlinnen inte användas.
 - Sätt i lämplig provlins.
 - Linsen kan kännas obekväm under några minuter efter att den har satts i. Det kan bero på dammpartiklar. Ta i så fall ut linsen, skölj den, se till att den är ren och sätt tillbaka den i ögat.
 - Gör en optisk bedömning av linsen på ögat.
 - Ta ut linsen, gnugga och skölj den med en godkänd desinficeringslösning.
 - Dokumentera användningen av provlinsen i en hanteringslogg för provlinsor för flera patienter.
- Inspektera linsen**
 - Inspektera provlinsen visuellt för skador och förändringar i det fysiska utseendet.
 - Om linsen är skadad och/eller har förändringar i det fysiska utseendet ska den kasseras.
 - Tvätta och torka händerna efter kontakt med patienter och använda linsen.
- Desinficera provlinsen och linsbehållaren**
 - Se till att arbetsytan är ren och desinficerad.
 - Desinficera provlinsen och linsbehållaren med 3 % oftalmologisk väteperoxid med en blötläggningstid på tre (3) timmar.
 - Efter 3 timmar: neutralisera, skölj och säkerställ att linsen och behållaren inte innehåller någon väteperoxid.
 - En alternativ desinficeringsmetod, godkänd för provlinsor, kan användas.
- Förvara linsen**
 - Se till att linsen och linsbehållaren är helt torra innan de förvaras vid högst 25 °C. Använd en ren, luftfri pappersduk.
- Dokumentation**
 - Dokumentera användningen av provlinsen i en hanteringslogg för diagnostiska linsor för flera patienter (inkludera linspreferens, datum för användning, datum för hygienhantering, information om kontaktlinnen och vem som utförde desinficeringen).

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET

- Tvätta och torka alltid händerna innan du hanterar kontaktlinser.
- Använd inte kontaktlinser eller linsvårdprodukter efter utgångsdatum.

Om det uppstår allvarliga biverkningar vid användning av denna produkt ska detta rapporteras till Multilens AB (tillverkaren) samt till behörig myndighet.

CONTRAINDIKATIONER

- (När borde provlinsen inte användas)
- Kontaktlinser bör inte användas under vissa medicinska och miljömässiga förhållanden som kan påverka säkert kontaktlinsbärande, till exempel:
- Allergi, inflammation, infektion eller irritation i eller runt ögat eller ögonlocket.
 - Sjukdomar som kraftig förkylning eller influensa.
 - Vid användning av vissa läkemedel, inklusive ögonläkemedel.

BIVERKNINGAR (problem som kan uppstå)

- Vid användning av kontaktlinser kan vissa problem uppstå. De kan identifieras genom ett eller flera av följande symptom:
- Känsla av främmande föremål/skav/obehag.
 - Röda ögon.
 - Ljuskänslighet (fotofobi).
 - Värmekänslighet.
 - Brännande känsla.
 - Ökat tårflöde eller ovanligt ögonsekret.
 - Nedsatt synskärpa.
 - Färgade ringar eller ljusspridning (halos) runt ljuskällor.
 - Torra ögon som orsakas av dina kontaktlinser.
 - Plötsliga förändringar i ögats utseende t.ex. svullna ögonlock eller bindhinna.

Om symptomen ignoreras kan de leda till allvarliga komplikationer/infektioner som kan ge lindrig, svår eller till och med permanent vävnadsskada, till exempel ärr.

OM DU FÅR PROBLEM

Om du drabbas av något av ovanstående problem: TA UR KONTAKTLINSEN.

Om problemet försvinner när du tar ut linsen ur ögat, kontrollera linsen noggrant. Om det finns synliga partiklar på linsen och den inte verkar skadad, rengör linsen noggrant och sätt tillbaka den i ögat. Om linsen är skadad på något sätt ska du inte sätta tillbaka den i ögat. Om symptomen kvarstår efter att linsen tagits ut eller när den satts tillbaka i ögat ska den tas ut och ögat inspekteras för eventuella reaktioner och/eller skador. Vissa kontaktlinsproblem kan vara allvarliga och leda till permanent synnedsättning om de ignoreras.

KASSERING

- Sortera enligt följande:
- Kontaktlinns som plast.
 - Linsbehållare som plast.

SYMBOLER OCH FÖRKORTNINGSDRÖJLISTA

Symbol	Definition
	Tillverkare
	Tillverkningsdatum
	Sista användningsdatum
	Batchkod
	Katalognummer
	Använd inte om förpackningen är skadad
	Maximal förvaringstemperatur
	Se bruksanvisningen
	Medicinsk utrustning
	CE-märke (Conformité Européen)
BC	Baskurva
Dia	Diameter
Sph	Styrka sfär

INSTRUCTIONS FOR USE, RIGID TRIAL CONTACT LENSES
These instructions for use apply to rigid trial contact lenses manufactured by Multilens AB.

Lens type	Brand name	Material
Corneal rigid gas permeable (RGP) contact lens	A Design	Boston ES
	Envision	
	Rose K2 KC	Optimum Extra
	Rose K2 NC	
	Rose K2 IC	
Scleral and corneo scleral (RGP) lens	Rose K2 PG	
	Rose K2 XL	Optimum Extra

INTENDED PURPOSE
Reusable rigid gas permeable trial lens for multi-patient use, intended for fitting of contact lenses.

PRODUCT DESCRIPTION

Information regarding trial lens design, parameters, and material is listed on the product label. It is delivered disinfected, dry, and individually packed in a lens case with a plastic screw cap. Do not use the product if the package is damaged.

INTENDED USER

The rigid trial lens is intended for use by eye care professionals during the fitting of rigid gas permeable contact lenses on the end user.

RECOMMENDED TIME OF USE

The trial lenses are recommended for use only during the fitting session (typically 10-60 minutes).

RECOMMENDED EXCHANGE FREQUENCY

The rigid trial lens shall be discarded after the expiry date on the label or if the lens is damaged and/or its physical appearance has changed. A lens used in an infected eye shall always be discarded.

DIRECTION FOR USE

- Prepare for use**
 - Ensure the work surface is clean and disinfected.
 - With clean and dry hands, select the appropriate disinfected trial contact lens.
 - Rub and rinse the lens with a multi-purpose solution (MPS) approved for rigid lenses.
 - Visually inspect the lens for damage or changes in physical appearance. Discard if any issues are identified.
- Use the lens**
 - Examine the surface of the eye to ensure it is healthy for contact lens fitting, and that no eye infection is present. In case of infection, contact lens shall not been used.
 - Insert the appropriate trial lens.
 - The lens may sometimes feel uncomfortable a few minutes after application. This may occur due to dust particles. In that case, remove the lens, rinse it, check that it is clean and reapply it.
 - Perform an optical assessment of the lens on the eye.
 - Remove the lens, rub and rinse it with an approved disinfection solution.
 - Document the use of the trial contact lens in a multi-patient trial contact lens management log.
- Inspect lens**
 - Visually inspect the trial contact lens for damage and changes in physical appearance.
 - If the lens is damaged and/or has changed in physical appearance, discard the lens.
 - Wash and dry hands after contact with patients and used lens.
- Disinfection trial lens and lens case**
 - Ensure the work surface is clean and disinfected.
 - Disinfect the trial contact lens and lens case using 3% ophthalmic hydrogen peroxide with a three (3) hour soak time.
 - After 3 hours neutralize, rinse, and make sure that lens and case contain no hydrogen peroxide.
 - An alternative disinfection method, approved for trial lenses, can be used.
- Store the lens**
 - Ensure that the lens and lens case are completely dry before storage, using a clean, lint-free paper tissue, not exceeding 25°C.
- Documentation**
 - Document the use of the trial contact lens on a multi-patient diagnostic lens management log (including patient's reference, date of use, date of hygienic management, contact lens details, person performing the disinfection).

WARNINGS AND PRECAUTIONS

- Always wash and dry your hands before handling contact lenses.
- Do not use contact lenses and lens care products that have passed their expiry date.

Serious adverse events when using this product shall be reported to Multilens AB (the manufacturer) as well as the competent authority.

CONTRAINDICATIONS

(When should trial lenses not be used)

- Contact lenses should not be used under certain medical and environmental conditions that can affect safe contact lens wear, such as:
- Allergy, inflammation, infection, or irritation in or around the eye or eyelid.
 - Diseases such as severe cold or flu.
 - When using certain pharmaceuticals including eye medication.

ADVERSE REACTION (problems that may occur)

When wearing contact lenses, some problems may occur that can be identified by one or more of the following symptoms:

- Foreign body sensation/ chafing/ poor comfort.
- Red eyes.
- Light sensitivity (photophobia).
- Heat sensitivity.
- Burning sensation.
- Increased tear flow or unusual eye secretion.
- Reduced visual acuity.
- Colored rings or light dispersal (halos) around light sources.
- Dry eyes caused by your contact lenses.
- Sudden changes in eye appearance e.g. swollen eyelids or conjunctiva.

If these symptoms are ignored, they can lead to serious complications/ infections that could result in mild, severe, or even permanent tissue damage, for example scar tissue.

IF YOU ARE EXPERIENCING PROBLEMS

If you are experiencing any of the problems listed above: REMOVE THE CONTACT LENS.

If the problem ceases when you remove the contact lens from the eye, check the contact lens thoroughly. If there are visible particles on the lens and it appears undamaged, clean the lens thoroughly and reapply it. If the lens is damaged in any way, do not reapply it. If the symptoms persist after removing the lens or when applying it again, remove the lens and inspect the eye for any reactions and/or damage. Certain contact lens complications can be serious and lead to permanent sight impairment if neglected.

DISPOSAL

- Dispose of as follows:
- Contact lens as plastic.
 - Lens case as plastic.

SYMBOLS & ABBREVIATIONS GLOSSARY

Symbol	Definition
	Manufacturer
	Date of manufacture
	Use-by date
	Batch code
	Catalogue number
	Do not use if package is damaged
	Maximum storage temperature
	Consult instructions for use
	Medical device
	CE mark (Conformité Européen)
BC	Base Curve
Dia	Diameter
Sph	Sphere

da

BRUGSANVISNING, HÅRDE PRØVEKONTAKTLINSER

Denne brugsanvisning gælder for hårde prøvekontaktlinser fremstillet af Multilens AB.

Linsetype	Varemærkenavn	Materiale
Hård gaspermeabel (RGP) hornhindekontaktlinse	A Design	Boston ES
	Envision	
	Rose K2 KC	Optimum Extra
	Rose K2 NC	
	Rose K2 IC	
	Rose K2 PG	
Skleral og corneoskleral hård gaspermeabel (RGP) linse	Rose K2 XL	Optimum Extra

TILSIGTET FORMÅL
Genanvendelig hård gaspermeabel prøvelinse til flerpatientanvendelse, beregnet til tilpasning af kontaktlinser.

PRODUKTBESKRIVELSE
Oplysninger om prøvelinsens design, parametre og materiale er angivet på produktetiketten. Den leveres desinficeret, tør og individuelt pakket i et linseui med skruelåg af plast. Brug ikke produktet, hvis emballagen er beskadiget.

TILSIGTET BRUGER
Den hårde prøvelinse er beregnet til anvendelse af en optiker/optometrist/øjelæge under tilpasning af hårde, gaspermeable kontaktlinser på slutbrugeren.

ANBEFALET ANVENDELSESTID
Prøvelinserne anbefales kun til brug under tilpasningssessionen (typisk 10-60 minutter).

ANBEFALET UDSKIFTNINGSHYPPIGHED
Den hårde prøvelinse skal kasseres efter udløbsdatoen på etiketten, eller hvis linsen er beskadiget, og/eller dens fysiske udseende har ændret sig. En linse, der har været anvendt i et inficeret øje, skal altid kasseres.

- BRUGSANVISNING**
- Forberedelse til anvendelse**
 - Sørg for at arbejdsfladen er ren og desinficeret.
 - Udvælg den relevante desinficerede prøvekontaktlinse med rene og tørre hænder.
 - Gnid og skyl linsen med en universalopløsning, der er godkendt til hårde linser.
 - Undersøg linsen visuelt for skader eller ændringer i fysisk udseende. Kassér den hvis der opdages nogle problemer.
 - Anvendelse af linsen**
 - Undersøg øjets overflade for at sikre, at den er egnet til kontaktlinsetilpasning, og at der ikke foreligger en øjeninfektion. I tilfælde af infektion må kontaktlinsen ikke anvendes.
 - Indsæt den relevante prøvelinse.
 - Linsen kan nogle gange føles ubehagelig et par minutter efter isætning. Det kan skyldes støvpartikler. I så fald skal du tage linsen ud, skylle den, kontrollere at den er ren, og sætte den i igen.
 - Udfør en optisk vurdering af linsen på øjet.
 - Fjern linsen, gnid og skyl den med en godkendt desinfektionsopløsning.
 - Dokumenter brugen af prøvekontaktlinsen i en administrationsjournal for kontaktlinser til flere patienter.

- Inspektion af linsen**
 - Undersøg prøvekontaktlinsen visuelt for skader og ændringer i fysisk udseende.
 - Hvis linsen er beskadiget og/eller har ændret fysisk udseende, skal linsen kasseres.
 - Vask og tør hænderne efter kontakt med patienter og den brugte linse.

- Desinfektion af prøvelinse og linseui**
 - Sørg for at arbejdsfladen er ren og desinficeret.
 - Desinficer prøvekontaktlinsen og linseuiet ved hjælp af en 3 % oftalmisk brintoverilte med tre (3) timers blødsætnings tid.
 - Efter 3 timer neutraliseres og skylles der, og det kontrolleres, at linsen og etuiet ikke indeholder brintoverilte.
 - En alternativ desinfektionsmetode, godkendt til prøvelinser, kan anvendes.

- Opbevaring af linsen**
 - Sørg for at linsen og linseuiet er helt tørre før opbevaring ved hjælp af en ren, frugtfrugt papirserviet. Temperaturen må ikke overstige 25 °C.

- Dokumentation**
 - Dokumentér brugen af prøvekontaktlinsen i en administrationsjournal for kontaktlinser til flere patienter (inklusive patientens reference, anvendelsesdato, dato for hygiejnebehandling, kontaktlinseoplysninger, den person som har udført desinfektionen).

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

- Vask og tør altid hænderne, før du håndterer kontaktlinser.
- Brug ikke kontaktlinser og linseplejeprodukter, der har overskredet deres udløbsdato.

Alvorlige utilsigtede hændelser ved brug af dette produkt skal indberettes til Multilens AB (producenten) samt de relevante myndigheder.

KONTRAINDIKATIONER
(Hvornår bør man ikke bruge prøvekontaktlinser)
Kontaktlinser bør ikke bruges under visse medicinske og miljømæssige betingelser, der kan påvirke sikker anvendelse af kontaktlinser, som f.eks.:

- Allergi, betændelse, infektion eller irritation i eller omkring øjet eller øjenlåget.
- Sygdomme som f.eks. svær forkølelse eller influenza.
- Ved brug af visse lægemidler, herunder øjenmedicin.

BIVIRKNINGER (problemer der kan opstå)
Ved brug af kontaktlinser kan der opstå nogle problemer, som kan identificeres ved et eller flere af følgende symptomer:

- Følelsen af at have fået noget i øjet / irritation / ubehag.
- Røde øjne.
- Lysfølsomhed (fotofobi).
- Varmefølsomhed.
- Brændende fornemmelse.
- Øget tåreflåd eller usædvanlig øjensekretion.
- Nedsat synsstyrke.
- Farvede ringe eller lysspredning (glorier) omkring lyskilder.
- Tørre øjne forårsaget af dine kontaktlinser.
- Pludselige ændringer i øjets udseende f.eks. hævede øjenlåg eller bindehinde.

Hvis disse symptomer ignoreres, kan det føre til alvorlige komplikationer/infektioner, der kan resultere i mild, alvorlig eller endda permanent vævsskade, for eksempel arræv.

HVIS DU OPLEVER PROBLEMER
Hvis du oplever noget af ovenstående problemer: TAG KONTAKTLINSEN UD.

Hvis problemet opholder, når du fjerner kontaktlinsen fra øjet, så kontroller omhyggeligt kontaktlinsen. Hvis der er synlige partikler på linsen, og den ellers virker ubeskadiget, rengør linsen omhyggeligt og sættes i igen. Hvis linsen er beskadiget på nogen måde, må den ikke genindsættes.
Hvis symptomerne fortsætter, efter at du har taget linsen ud, eller når du sætter den i igen, skal du tage linsen ud og undersøge øjet for eventuelle reaktioner og/eller skader. Visse komplikationer i forbindelse med kontaktlinser kan være alvorlige og føre til permanent synsnedsættelse, hvis de ignoreres.

BORTSKAFFELSE
Ved bortskaffelse sorteres produktet i følgende kategorier:

- Kontaktlinse som plast.
- Linseui som plast.

SYMBOLER & FORKORTELSER ORDLISTE

Symbol	Definition
	Producent
	Fremstillingsdato
	Sidste anvendelsesdato
	Batch-kode
	Katalognummer
	Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget
	Maksimal opbevaringstemperatur
	Se brugsanvisningen
	Medicinsk udstyr
	CE-mærke (Conformité Européen)
	Basiskurve
	Diameter
	Sfærisk styrke

no

BRUKSANVISNING, HARDE PRØVEKONTAKTLINSER

Denne bruksanvisningen gjelder for harde prøvekontaktlinser som er produsert av Multilens AB.

Linsetype	Merkenavn	Materiale
Corneale harde RGP-linser (Rigid Gas Permeable)	A Design	Boston ES
	Envision	
	Rose K2 KC	Optimum Extra
	Rose K2 NC	
	Rose K2 IC	
	Rose K2 PG	
Gassgjennomtrengelige (RGP) skleral- og korneosklerallinser	Rose K2 XL	Optimum Extra

TILTENKT BRUK
Gjenbrukbare harde gassgjennomtrengelige prøvelinser til bruk på flere pasienter, beregnet til tilpasning av kontaktlinser.

PRODUKTBESKRIVELSE
Informasjon angående prøvekontaktlinsedesign, parametre og materialer er oppført på produktetiketten. De leveres desinfisert, tørre og enkeltvis pakket i et linseui med skrueløk av plast. Ikke bruk produktet hvis pakningen er skadet.

TILTENKT BRUKER
De harde prøvelinsene er beregnet for bruk av optikere under tilpasning av harde gassgjennomtrengelige kontaktlinser til sluttbrukere.

ANBEFALT BRUKSTID
Prøvelinsene anbefales for bruk bare under tilpasningen (vanligvis 10–60 minutter).

ANBEFALT BYTTEHYPPIGHET
Den harde prøvelinsen skal kastes etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten, eller dersom linsen blir skadet og/eller dens fysiske utseende er endret. Linser som har vært brukt i infiserte øyne, skal alltid kastes.

- BRUKSANVISNING**
- Klargjøring for bruk**
 - Pass på at arbeidsflaten er ren og desinfisert.
 - Velg egnet desinfisert prøvekontaktlinse med rene og tørre hender.
 - Gni og skyl linsen med flerfunksjonell kontaktlinsevæske egnet for harde linser.
 - Undersøk linsen visuelt for skade eller endret fysisk utseende. Kast linsen dersom det oppdages problemer.
 - Bruke linsen**
 - Undersøk øyeforflaten for å sikre at den er sunn nok til tilpasning av kontaktlinser, og at det ikke foreligger øyefunksjon. Ved øyefunksjon skal kontaktlinsen ikke brukes.
 - Plasser egnet prøvelinse på øyet.
 - Kontaktlinsen kan av og til føles ubehagelig i noen minutter etter at den er tatt på. Dette kan skyldes små støvpartikler. I så tilfelle tar du linsen ut, skyller den, sjekker at den er ren, og setter den på igjen.
 - Ufør en optisk vurdering av linsen på øyet.
 - Ta ut linsen, gni og skyl den med en godkjent desinfeksjonsløsning.
 - Dokumenter bruken av prøvekontaktlinsen i en administrasjonslogg for flere pasienter.

- Undersøke linsen**
 - Undersøk prøvekontaktlinsen visuelt for skade eller endret fysisk utseende.
 - Hvis linsen er skadet og/eller har endret fysisk utseende, kaster du den.
 - Vask og tørk hendene etter kontakt med pasienter og brukte linser.

- Desinfisere prøvelinsen og linseuiet**
 - Pass på at arbeidsflaten er ren og desinfisert.
 - Desinfisert prøvekontaktlinsen og linseuiet ved bruk av 3 % oftalmisk hydrogenperoksid med en bløtleggingstid på tre (3) timer.
 - Efter 3 timer skal du nøytralisere, skylle og sørge for at linsen og etuiet ikke inneholder mer hydrogenperoksid.
 - Det er mulig å bruke en alternativ desinfeksjonsmetode som er godkjent for prøvekontaktlinser.

- Oppbevare linsen**
 - Pass på at linsen og linseuiet er helt tørre før oppbevaring. Bruk en ren, lofri papirserviett som ikke er varmere enn 25 °C.

- Dokumentasjon**
 - Dokumenter bruken av prøvekontaktlinsen i en administrasjonslogg for flere pasienter (som omfatter identifikasjon av pasienten, bruksdato, dato for hygienisk administrasjon, opplysninger om kontaktlinsen og personen som utførte desinfeksjonen).

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

- Vask og tørk alltid hendene før du håndterer kontaktlinser.
- Ikke bruk kontaktlinser og linseprodukter etter utløpsdatoen.

Alvorlige bivirkninger ved bruk av dette produktet skal rapporteres til Multilens AB (produsenten) samt til vedkommende myndighet.

KONTRAINDIKASJONER
(Når bør man ikke bruke prøvekontaktlinser)
Kontaktlinser bør ikke brukes under visse medisinske og miljømessige forhold som kan påvirke sikker kontaktlinsebruk, som:

- Allergi, betennelse, infeksjon eller irritasjon i eller rundt øyet eller øyelokket.
- Sykdommer som kraftig forkjølelse eller influensa.
- Ved bruk av visse legemidler, inkludert øyemedisiner.

BIVIRKNINGER (problemer som kan oppstå)
Ved bruk av kontaktlinser kan noen av problemene som kan oppstå, identifiseres ved ett eller flere av følgende symptomer:

- Fremmedlegemefølelse/gnissing/dårlig komfort.
- Røde øyne.
- Lysfølsomhet (fotofobi).
- Varmefølsomhet.
- Sviende følelse.
- Økt tåreflyt eller uvanlig øyesekresjon.
- Nedsatt synsskarphet.
- Fargede ringe eller lysspredning (halo) rundt lyskilder.
- Tørre øyne forårsaket av kontaktlinser.
- Plutselige endringer i øyets utseende, for eksempel hovne øyelokk eller konjunktiva.

Hvis disse symptomene blir oversett, kan de føre til alvorlige komplikasjoner/infeksjoner som kan føre til mild, alvorlig eller til og med permanent vevsskade, for eksempel arrvev.

DERSON DU OPLEVER PROBLEMER
Dersom du opplever noen av problemene oppført ovenfor: TA UT KONTAKTLINSEN.

Hvis problemet vedvarer når du fjerner kontaktlinsen fra øyet, sjekker du kontaktlinsen nøye. Hvis det finnes synlige partikler på linsen og linsen ser uskadet ut, rengjør du den grundig og setter den inn igjen. Hvis linsen er skadet på noen som helst måte, må den ikke settes inn igjen.
Hvis symptomene vedvarer etter at du fjerner linsen eller når du setter den på igjen, fjerner du linsen og undersøker øyet for reaksjoner og/eller skade. Visse kontaktlinsekomplikasjoner kan være alvorlige og føre til permanent synssvekkelse, dersom de ikke tas hensyn til.

AVHENDING
Avhendes som følger:

- Kontaktlinser som plast.
- Linseui som plast.

OVERSIKT OVER SYMBOLER OG FORKORTELSER

Symbol	Definisjon
	Produsent
	Produksjonsdato
	Brukes innen
	Batchnummer
	Katalognummer
	Må ikke brukes hvis emballasjen er skadet
	Maksimal opbevaringstemperatur
	Se bruksanvisningen
	Medisinsk utstyr
	CE merking (Conformité Européen)
	Basekurve
	Diameter
	Sfærisk styrke

 e-IFU: www.multilens.se/ifu

 **Multilens AB**
Skinnefjällsvägen 1
435 25 Mölnlycke, Sweden