

A black and white profile photograph of a woman with her hair pulled back into a bun. She is looking upwards and to the right. The lighting is soft, highlighting the contours of her face and neck. The background is a plain, light color.

Flowlight Laser Mask Ultra+

FLOWLIFE

Brochure

Flowlight Laser Mask Ultra+



Red & Blue Light Therapy Mask

Table of Content

4 —	Manifest
6 —	Why Flowlight Laser Mask Ultra+?
7 —	Accessories
8 —	Flowlight Laser Mask Ultra+ – A Comprehensive Guide
10 —	Getting Started
12 —	Understanding the Modes
13 —	Using the Display Remote
14 —	Intensity Levels
15 —	Voice Control
16 —	For Sleep Quality
18 —	For Stress Relief
20 —	For Energy & Cognitive Clarity
22 —	For Skin Health
25 —	Contact Information
26 —	Manual
	• English
	• Svenska
	• Norsk
	• Dansk
	• Suomi
	• Deutsch
	• Polski
	• Français
	• Italiano
	• Español
	• Nederlands

Manifest

In a world where limits are meant to be shattered, we fuel the fire of relentless pioneers. Our brand champions those who break the mold and embrace the extraordinary, symbolizing a life lived without compromise.

Committed to relentless innovation, we design for those who demand excellence and performance, understanding that the journey into the unknown often leads to unforgettable achievements.

We want to power dreams, aspirations, and triumphs of the audacious, sparking the passions of the unstoppable.

For those who redefine boundaries and explore new horizons, we are Flowlife. Made Possible.

Why Flowlight Laser Mask Ultra+?

Four precision light modes. Four wavelengths. A new level of at-home light experience.

Four Targeted Wavelengths – 460nm Blue Light, 665nm Red Laser, 850nm Near Infrared, and 1064nm Near Infrared. Four wavelengths used and explored by people around the world as part of their daily routines.

Four Light Modes – Blue Light for skin clarity, Red Light for overall skin feel and tone, Near Infrared for deep relaxation, All for the full-spectrum experience.

Voice Control – Hands-free operation with the Hi Flowlight wake phrase. Set mode, intensity, and timer, or start and stop your session, without touching a button.

Display Remote Controller – The new wireless display remote shows your current mode, intensity, and timer countdown at a glance. Simple, clean, and precise.

Adjustable Intensity – Three brightness levels (High, Medium and Low) allow you to customise the depth and comfort of every session to your needs.


Flexible Timer – Choose between 5, 10, or 20-minute sessions. Short enough for a daily habit, long enough for a deep treatment.

Rechargeable Battery – 1800mAh built-in lithium-ion battery with USB-C charging. Approximately 40 minutes of runtime per full charge.

236 Laser-Emitting Diodes – 72 pcs 460nm blue Light + 72 pcs 665nm red laser + 72 pcs 850nm near-infrared laser + 20 pcs 1064nm near-infrared laser. Precision-placed across the full face and neck area.


Accessories

Everything you need to begin your light therapy practice on day one.



Flowlight Laser Mask Ultra+

236 laser-emitting diodes across four wavelengths: 72 pcs 460nm blue light, 72 pcs 665nm red laser, 72 pcs 850nm near-infrared laser, and 20 pcs 1064nm near-infrared laser. Ergonomic face-conforming design with adjustable head strap.



Wireless Display Remote Controller

The new rechargeable display remote with a built-in screen showing mode, intensity, and timer. Four dedicated buttons: Mode (top), Intensity (right), Timer (left), On/Off (bottom).



USB-A to USB-C Charging Cable

Compatible with any standard USB power adapter. Charges both the mask and the display remote.




Protective Carry Pouch

Slim, durable, and structured for storage or travel. Keeps the mask and accessories protected without bulk.



User Manual

Comprehensive safety and usage guide available in 11 languages: English, Svenska, Norsk, Dansk, Suomi, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Español, and Nederlands.

A high-contrast, black and white close-up photograph of a person's face. The person is wearing a laser mask, which is visible as a dark, textured surface covering the lower half of the face. The skin on the upper half of the face is illuminated, showing fine details and texture. The overall mood is dramatic and technological.

Flowlight Laser Mask Ultra+: A Comprehensive Guide

This guide walks you through every feature of the Flowlight Laser Mask Ultra+, from your first session to advanced voice control. Read it once, then let the experience speak for itself.

Getting Started

Charging the Mask

Connect the included USB-C cable to the charging port on the side of the mask. A full charge gives approximately 40 minutes of runtime.

Charging indicator: Red flashing light = Charging. White light = Fully charged.

Always charge fully before your first session.

Wearing the Mask

Cleanse your face before use. Place the mask over your face and adjust the head strap for a comfortable, secure fit. The mask should rest gently against the skin without pressure.

Remove contact lenses and avoid applying serums or oils immediately before use.

Starting a Session

Hold the white button on the mask to power it on. The mask starts immediately in default mode: Red Light and Near Infrared at High intensity for 20 minutes.

To adjust your session, use the display remote to select mode, intensity, or timer. Or short-press the white button on the mask to open a voice control window and speak a command. The mask powers off automatically when the timer ends.

New to Light Therapy?

If you are just starting out, consider beginning with 5 or 10-minute sessions for the first week before moving up to 20 minutes. Many people find this helps their skin adjust to the higher brightness levels comfortably.

Most people find 3 to 4 sessions per week a good rhythm to settle into.

During Your Session

Relax and disconnect. Close your eyes and breathe slowly. Consider pairing with breathwork or a quiet room for the full experience.

Monitor comfort. If the light feels intense, reduce intensity or duration. Your comfort level is the right level.

After Your Session

The mask powers off automatically when the timer ends.

Clean the mask surface with a dry microfiber cloth after use. Store in the protective carry pouch to keep it clean and safe.

Recharge as needed via USB-C. The indicator light confirms charging status.

Understanding the Modes

The Ultra+ features four light modes, each combining specific wavelengths favoured by the light therapy community. Press the Mode button to cycle through them.

Blue Light

460nm Blue Light + 850nm Near Infrared

460nm blue is a wavelength widely favoured in the light therapy community for its surface-level skin experience. Combined with 850nm near-infrared, many people use this mode as part of their daily skin clarity routine.

Red Light

665nm Red Laser + 850nm Near Infrared + 1064nm Near Infrared

665nm is one of the most popular wavelengths in the light therapy community, widely used in skin and recovery routines. Paired with 850nm and 1064nm near-infrared, this is the mode most people reach for as their everyday go-to.

Near Infrared

850nm + 1064nm Near Infrared (invisible light)


Both near-infrared wavelengths are invisible to the human eye. This mode will appear inactive but is fully operational. 850nm and 1064nm are deeply valued in the light therapy community for their relaxation and recovery experience, often described as the most restorative mode.

All

460nm + 665nm + 850nm + 1064nm, full spectrum

All four wavelengths simultaneously. The full-spectrum experience: everything the Ultra+ has to offer in one session. Popular among people who want to cover every wavelength in a single routine.

Using the Display Remote



The wireless display remote has four dedicated buttons and a circular display showing your current mode, intensity, and timer at a glance.

Mode Button (M)

Top button. Cycles through the four light modes: Blue Light → Red Light → Near Infrared → All.

Intensity Button

Right button. Cycles through brightness levels: High → Medium → Low. Default on mode activation is always High.

Timer Button

Left button. Cycles through session durations: 5 minutes → 10 minutes → 20 minutes. Default on mode activation is 20 minutes. The display shows remaining time during a session.

On / Off Button

Bottom button. Hold to wake the remote and start your session. Hold again to pause the session and turn off the remote. The mask powers off automatically when the timer reaches zero.

Intensity Levels

Three brightness levels let you adjust the session to your comfort and preference.

High

Maximum output. The setting most people prefer once they have found their comfort level.

Medium

Balanced output. A good starting point for daily use.

Low

Gentle output. A comfortable starting point for those new to light therapy or who prefer a softer experience.

Note: when any light mode is activated (via remote or voice) the device defaults to 20 minutes and High intensity. Adjust with the Intensity button or voice command if needed.

If your skin feels sensitive to higher brightness, starting on Medium or Low is a perfectly valid approach. Most people move up to High naturally over time as they get used to the experience.

Timer Settings

Select a session length to fit your schedule and routine. The mask powers off automatically when the timer ends.

5 min

A quick daily maintenance session. Good for mornings when time is limited.

10 min

The standard session length for most use cases

20 min

Full treatment session. Default on mode activation. The length most people settle into once they have found their rhythm.

A general guide used by many in the light therapy community: 3 to 4 sessions per week tends to feel like a sustainable and effective routine. Daily use is fine too. Listen to your skin and adjust as needed.

Voice Control

Control the mask entirely hands-free. Short-press the white button on the mask to open a 1-minute voice window, then speak any command below.

Wake Phrase

"Hi Flowlight"

Opens the voice control session. Speak this first after pressing the white button. The mask responds: Hi.

Light Modes

"Red light on" / "Blue light on" / "Infrared on" / "All light on"

Activates the named mode at default settings (20 min, High). The mask confirms with: Red on / Blue on / Infrared on / All on.

Intensity

"High intensity" / "Medium intensity" / "Low intensity"

Sets the brightness level. The mask confirms: High set / Medium set / Low set.

Timer


Say: "Five" / "Ten" / "Twenty"

Sets the session timer. The mask confirms: Five minutes / Ten minutes / Twenty minutes.

Session Control

Say: "Start" / "Stop" / "Goodbye"

Start begins the session. If no mode was set first, the mask defaults to Red Light (665nm + 850nm + 1064nm). Stop ends it early. Goodbye exits voice control mode. The mask responds: Starting / Turning off.



For Sleep Quality

Many people in the light therapy community report that near-infrared sessions in the evening have become a favourite part of their wind-down routine. Consistent use is where people say they feel the difference.

The Session


Use the mask 20–30 minutes before bed. Lie down in a dimly lit or dark room. Breathe slowly and let the session become part of your wind-down ritual. The Near Infrared mode operates invisibly. The absence of visible light makes it ideal for pre-sleep use.

Consistency

People who get the most out of the mask tend to use it regularly. Daily sessions, even short ones, add up. Build it into your evening the same way you would skincare.

Recommended Settings

Mode: Near Infrared
Intensity: Low or Medium
Timer: 20 minutes

A high-contrast, black and white close-up photograph of a person's face, focusing on the right eye. The eye is light-colored and looking directly at the camera. The skin is textured, and the lighting is dramatic, with deep shadows and bright highlights. The text "For Stress Relief" is overlaid in white, sans-serif font across the lower half of the image.

For Stress Relief

A dedicated moment to yourself, with warm light and no distractions. People in the light therapy community consistently describe their sessions as one of the simplest ways to reset during or after a demanding day.

Create the Space

Even a 10-minute session is effective when approached intentionally. Sit or lie comfortably, close your eyes, and let the session serve as a dedicated pause.

Timing

Stress relief sessions work well at any point in the day: mid-afternoon, post-work, or before any demanding task. Evening sessions double as preparation for sleep.

Recommended Settings

Mode: Red Light
Intensity: Medium
Timer: 10–20 minutes

A black and white photograph showing the back and shoulder of a person. The skin is smooth and the lighting creates soft shadows, highlighting the contours of the body. The text is overlaid in the center-left area.

For Energy &
Cognitive Clarity

Among the most commonly shared experiences in the light therapy community: morning sessions with red light described as starting the day with a clearer head and a stronger sense of readiness. Many have made it the first thing they reach for.

Morning Routine

Use the mask as part of your morning ritual, before coffee or directly after waking. Even a 5–10 minute session is enough to feel the difference in how you approach the day.

Stacking

Pair it with movement, hydration, and natural light for the full morning stack. The mask fits neatly into any routine without adding much time.

Recommended Settings

Mode: Red Light or All
Intensity: High
Timer: 10–20 minutes



For Skin Health

From daily skin maintenance to targeted routines, the Ultra+ covers the full wavelength range that the light therapy community favours for skin. Blue for surface clarity, red for overall skin feel and tone, near-infrared when you want to go deeper.

Skin Preparation

Always start with a clean, dry face. Remove makeup and apply no active serums or retinoids immediately before a session. Light therapy is most effective on bare skin.

After the Session

Follow with your usual skincare routine. Many people find their skin feels more receptive immediately after a session, a good moment for serums or moisturisers.

Recommended Settings

Skin clarity: Blue Light mode, High intensity, 20 minutes
Skin feel and tone: Red Light mode, High intensity, 20 minutes
Deep relaxation and recovery: Near Infrared or All mode, Medium–High, 20 minutes




Manufacturer:
Flowlife AB
Runebergsgatan 7
114 30 Stockholm
Sweden

Contact:
hello@flowlife.com
www.flowlife.com

Manual

Flowlight Laser Mask Ultra+



1. Adjustable head strap
2. Mask
3. On/Off
4. USB Charging Port
5. Breathing Vents

6. Mode Selection
7. Timer
8. Light Intensity
9. On/Off

ENGLISH

INTRODUCTION

- Read this manual carefully before use.
- Keep this manual for future reference.
- This product is intended for personal, non-medical use only.

SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER — ELECTRIC SHOCK

- Do not immerse the mask or remote in water or any liquid.
- Do not use in wet environments such as bathrooms or near swimming pools.
- Do not attempt to disassemble or repair the device yourself.
- Keep away from children under 14 years of age.
- Inspect the charging cable before each use. Do not use if damaged.

DANGER — LASER / LIGHT INJURY

- Do not look directly into the diodes while the mask is active.
- Always close your eyes fully during a session. Do not use without eye protection if you are photosensitive.
- Near Infrared mode (850nm + 1064nm) is invisible to the human eye. The mask may appear inactive but is emitting light. Do not remove the mask mid-session without first pressing Stop.
- Blue light (460nm) is visible and bright. Avoid prolonged direct eye exposure.
- Do not use on broken, irritated, or sunburned skin.
- Keep the mask flat and stationary during use. Do not drop or impact the diode panel.
- Do not cover the mask with fabric or other materials during a session.
- Do not leave the mask operating unattended.
- Do not use near oxygen or aerosol products.
- If you experience discomfort, pain, or excessive heat, stop immediately and remove the mask.

RISK GROUPS

Do not use this product if you belong to any of the following groups without first consulting a medical professional:

- Pregnancy
- Heart disease or pacemaker use
- Active cancer or light-sensitive conditions
- Epilepsy or migraines triggered by light
- Recent facial surgery or open wounds
- Active skin infections or severe rosacea
- Medication that causes photosensitivity
- Diabetes with complications such as neuropathy
- Any other concerning medical conditions

Medication note: Certain medications, including blood thinners, anti-inflammatory drugs, and medications that affect circulation or sensation, may increase the risk of adverse reactions from light therapy. If you take regular medication, consult your doctor or pharmacist before use.

RECYCLING AND SAFETY

- This product must not be disposed of with regular household waste.
- Dispose of at a certified electronic waste recycling facility.
- The lithium-ion battery must be removed before disposal. Contact Flowlife for guidance.
- Do not incinerate or puncture the battery.
- Store the product in a cool, dry location away from direct sunlight.

INSTRUCTIONS FOR USE, MAINTENANCE AND STORAGE

- Charge the mask fully before first use using the included USB-C cable. Full charge takes approximately 3 hours.
- Charging indicator: Red flashing light = Charging. White light = Fully charged.
- Always start with clean, dry skin. Remove all makeup before use.
- Select your mode, intensity, and timer with either the remote control or voice commands.
- For voice control: short-press the white button on the mask to open a voice window, then speak your command.
- Default session settings on mode activation: 20 minutes, High intensity.
- If you are new to light therapy, consider starting with 5 or 10-minute sessions for the first week before moving up to 20 minutes. This gives your skin time to adjust at its own pace.
- A general guideline: 3 to 4 sessions per week. Daily use is also fine. Adjust based on how your skin feels.
- Sessions of up to 20 minutes per day are generally what most users stay within. If your skin feels sensitive, reduce duration or intensity.
- If high brightness feels intense on your skin, try Medium or Low. Many people find these levels equally enjoyable.
- Clean the mask surface with a soft, dry or slightly damp cloth. Do not use alcohol or chemical cleaners on the diode panel.
- Store in the original packaging or a protective pouch when not in use.
- Keep away from extreme heat, cold, or humidity during storage.
- The mask is for single-user use only.

WARRANTY

If your product breaks within two years from the date of purchase due to material or manufacturing defects, Flowlife will repair or replace the necessary components or the product free of charge.

Flowlife AB is not responsible for warranty or returns of products purchased through other retailers.

The warranty does not apply if:

- the product is damaged due to misuse, improper handling, accident, or transport
- the product has been repaired by an unauthorized service provider
- the product has not been used according to Flowlife's instructions
- the damage exceeds the value of the product
- the product has deteriorated due to improper storage
- a dated proof of purchase cannot be provided

PACKAGE CONTENTS

- Flowlight Laser Mask Ultra+
- Wireless Display Remote Controller
- USB-A to USB-C Charging Cable
- Protective Carry Pouch
- User Manual (11 languages)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	Flowlight Laser Mask Ultra+
Wavelengths	460nm (Blue Light), 665nm (Red Laser), 850nm (Near Infrared Laser), 1064nm (Near Infrared Laser)
Light Modes	Blue Light / Red Light / Near Infrared / All
Diodes	236 total -- 72 pcs 460nm + 72 pcs 665nm + 72 pcs 850nm + 20 pcs 1064nm
Intensity	High / Medium / Low
Timer	5 / 10 / 20 minutes
Output Power	6W
Battery	1800mAh lithium-ion, built-in
Charging	USB-C, 5V/2A -- approx. 3 hours to full charge
Operating time	Approx. 40 minutes per full charge
Voice control	Yes -- wake phrase: Hi Flowlight
Remote	Wireless display remote, rechargeable via USB-C
Wireless range	Up to 10 metres
Dimensions	640 × 220 × 8.8mm
Weight	370g
Certifications	CE, RoHS, FCC, CB, IE
Beam Angle	20°
Irradiance	Approx. 90 mW/cm ² at skin surface
Charging Input	AC 100-240V / DC 5V-1A (standard USB adapter)

SVENSKA

BRUKSANVISNING

- Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning.
- Spara bruksanvisningen för framtida referens.
- Denna produkt är avsedd för personligt, icke-medicinskt bruk.

SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING — ELEKTRISK STÖT

- Sänk inte ned masken eller fjärrkontrollen i vatten eller annan vätska.
- Använd inte i våta miljöer, t.ex. badrum eller i närheten av simbassänger.
- Försök inte att ta isär eller reparera enheten på egen hand.
- Förvaras utom räckhåll för barn under 14 år.
- Kontrollera laddkabeln före varje användning. Använd inte om den är skadad.

VARNING — LASER / LJUSSKADA

- Titta inte direkt in i dioderna när masken är aktiv.
- Håll alltid ögonen stängda under sessionen. Använd inte utan ögonskydd om du är ljuskänslig.
- Nära infraröd-läget (850nm + 1064nm) är osynligt för det mänskliga ögat. Masken kan verka inaktiv men sänder ut ljus. Ta inte av masken under pågående session utan att först trycka på Stopp.
- Blått ljus (460nm) är synligt och starkt. Undvik långvarig direkt exponering av ögonen.
- Använd inte på skadad, irriterad eller solbränd hud.
- Håll masken plan och stationär under användning. Tappa eller stöt inte mot diodpanelen.
- Täck inte masken med tyg eller andra material under sessionen.
- Lämna inte masken oövervakad under pågående session.
- Använd inte i närheten av syrgas eller aerosolprodukter.
- Upplever du obehag, smärta eller överdrivet starkt värmekänsla, avbryt omedelbart och ta av masken.

RISKGRUPPER

Använd inte denna produkt om du tillhör någon av följande grupper utan att först rådgöra med sjukvårdspersonal:

- Graviditet
- Hjärtsjukdom eller pacemaker
- Aktiv cancer eller ljuskänsliga tillstånd
- Epilepsi eller migrän utlöst av ljus
- Nylig ansiktsoperation eller öppna sår
- Aktiva hudinfektioner eller svår rosacea
- Mediciner som orsakar ljuskänslighet
- Diabetes med komplikationer som neuropati
- Andra oroväckande medicinska tillstånd

Läkemedelsnotering: Vissa läkemedel, inklusive blodförtunnande, antiinflammatoriska och mediciner som påverkar cirkulation eller känsel, kan öka risken för biverkningar av ljusterapi. Om du tar regelbunden mediciner, rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan användning.

ÅTERVINNING OCH SÄKERHET

- Denna produkt får inte kastas med hushållsavfall.
- Kassera vid en certifierad återvinningsanläggning för elektronik.
- Litiumbatteriet måste tas bort innan kassering. Kontakta Flowlife för vägledning.
- Bränn inte upp eller punktera batteriet.
- Förvara produkten på en sval, torr plats utom direkt solljus.

BRUKSANVISNING, UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

- Ladda masken helt innan första användning med medföljande USB-C-kabel. Full laddning tar ungefär 3 timmar.
- Laddningsindikator: Rött blinkande ljus = Laddar. Vitt ljus = Fulladdat.
- Börja alltid med ren, torr hud. Ta bort all makeup innan användning.
- Välj läge, intensitet och timer med fjärrkontrollen eller röstkommandon.
- För röststyrning: tryck kort på den vita knappen på masken för att öppna ett röstfönster, tala sedan ditt kommando.
- Standardinställningar vid aktivering av läge: 20 minuter, hög intensitet.
- Om du är nybörjare inom ljusterapi, överväg att börja med 5 eller 10-minuterssessioner under den första veckan innan du ökar till 20 minuter.
- Allmän riktlinje: 3 till 4 sessioner per vecka. Daglig användning är också bra. Justera utifrån hur din hud mår.
- Sessioner på upp till 20 minuter per dag är generellt vad de flesta användare håller sig till. Om huden känns känslig, minska varaktighet eller intensitet.
- Om hög ljusstyrka känns intensiv på huden, prova Medium eller Låg. Många tycker att dessa nivåer är lika njutbara.
- Rengör maskens yta med en mjuk, torr eller lätt fuktad trasa. Använd inte alkohol eller kemiska rengöringsmedel på diodpanelen.
- Förvara i originalförpackningen eller ett skyddsfodral när den inte används.
- Skydda mot extrem värme, kyla eller fukt vid förvaring.
- Masken är avsedd för en enskild användare.

GARANTI

Om din produkt går sönder inom två år från inköpsdatumet på grund av material- eller tillverkningsfel, reparerar eller ersätter Flowlife de nödvändiga komponenterna eller produkten kostnadsfritt.

Flowlife AB ansvarar inte för garanti eller returer av produkter köpta via andra återförsäljare.

Garantin gäller inte om:

- produkten skadats på grund av felaktig användning, ovarsamt handhavande, olycka eller transport
- produkten reparerats av en obehörig serviceleverantör
- produkten inte använts i enlighet med Flowlifes anvisningar
- skadan överstiger produktens värde
- produkten har försämrats på grund av felaktig förvaring
- ett daterat inköpsbevis inte kan uppvisas

FÖRPACKNINGSSINNEHÅLL

- Flowlight Laser Mask Ultra+
- Trådlös fjärrkontroll med display
- USB-A till USB-C laddkabel
- Skyddsfodral
- Bruksanvisning (11 språk)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	Flowlight Laser Mask Ultra+
Våglängder	460nm (Blått ljus), 665nm (Röd laser), 850nm (Nära infraröd laser), 1064nm (Nära infraröd laser)
Ljusslägen	Blått ljus / Rött ljus / Nära infraröd / Alla
Dioder	236 totalt -- 72 st 460nm + 72 st 665nm + 72 st 850nm + 20 st 1064nm
Intensitet	Hög / Medium / Låg
Timer	5 / 10 / 20 minuter
Uteffekt	6W
Batteri	1800mAh litiumjon, inbyggt
Laddning	USB-C, 5V/2A -- ca 3 timmar till fullt laddat
Drifttid	Ca 40 minuter per full laddning
Röststyrning	Ja -- aktiveringsfras: Hi Flowlight
Fjärrkontroll	Trådlös fjärrkontroll med display, laddas via USB-C
Trådlös räckvidd	Upp till 10 meter
Mått	640 × 220 × 8.8mm
Vikt	370g
Certifieringar	CE, RoHS, FCC, CB, IE
Strålvinkel	20°
Irradians	Ca 90 mW/cm ² vid hudytan
Laddningsingång	AC 100-240V / DC 5V-1A (standardadapter)

NORSK

BRUKERVEILEDNING

- Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.
- Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse.
- Dette produktet er beregnet for personlig, ikke-medisinsk bruk.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

FARE — ELEKTRISK STØT

- Ikke senk masken eller fjernkontrollen ned i vann eller annen væske.
- Ikke bruk i våte omgivelser, f.eks. badetrom eller i nærheten av svømmebassenger.
- Ikke forsøk å demontere eller reparere enheten selv.
- Oppbevares utilgjengelig for barn under 14 år.
- Undersøk ladekabelen før hver bruk. Ikke bruk den hvis den er skadet.

FARE — LASER / LYSSKADE

- Se ikke direkte inn i diodene mens masken er aktiv.
- Hold alltid øynene lukket under en økt. Ikke bruk uten øyebeskyttelse dersom du er lysfølsom.
- Nær-infrarød-modus (850nm + 1064nm) er usynlig for det menneskelige øye. Masken kan virke inaktiv, men sender ut lys. Ikke fjern masken midt i en økt uten å trykke Stopp først.
- Blått lys (460nm) er synlig og sterkt. Unngå langvarig direkte eksponering av øynene.
- Ikke bruk på skadet, irritert eller solbrent hud.
- Hold masken flat og stasjonær under bruk. Ikke slipp eller støt diodepanelet.
- Ikke dekk masken med stoff eller andre materialer under en økt.
- La ikke masken gå uten tilsyn.
- Ikke bruk i nærheten av oksygen eller aerosolprodukter.
- Opplever du ubehag, smerte eller overdreven varme, stopp umiddelbart og ta av masken.

RISIKOGRUPPER

Ikke bruk dette produktet dersom du tilhører noen av følgende grupper uten å ha konsultert en medisinsk fagperson på forhånd:

- Graviditet
- Hjertesykdom eller pacemaker
- Aktiv kreft eller lysfølsomme tilstander
- Epilepsi eller migrene utløst av lys
- Nylig ansiktsoperasjon eller åpne sår
- Aktive hudinfeksjoner eller alvorlig rosacea
- Medisiner som forårsaker lysfølsomhet
- Diabetes med komplikasjoner som nevropati
- Andre bekymringsfulle medisinske tilstander

Legemiddelnotat: Visse legemidler, inkludert blodfortynnende midler, antiinflammatoriske midler og medisiner som påvirker sirkulasjon eller følsomhet, kan øke risikoen for bivirkninger fra lysterapi. Ta kontakt med legen eller apoteket ditt før bruk dersom du tar faste medisiner.

GVENVINNING OG SIKKERHET

- Dette produktet må ikke kastes med vanlig husholdningsavfall.
- Lever inn til et godkjent gjenvinningsanlegg for elektronisk avfall.
- Litiumionbatteriet må fjernes før avhending. Kontakt Flowlife for veiledning.
- Ikke brenn eller punkter batteriet.
- Oppbevar produktet på et kjølig, tørt sted unna direkte sollys.

BRUKSANVISING, VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING

- Lad masken fullt opp før første gangs bruk med den medfølgende USB-C-kabelen. Full opplading tar ca. 3 timer.
- Ladeindikator: Rødt blinkende lys = Lader. Hvitt lys = Fulladet.
- Begynn alltid med ren, tørr hud. Fjern all sminke før bruk.
- Velg modus, intensitet og timer med fjernkontrollen eller stemmekontroll.
- For stemmekontroll: trykk kort på den hvite knappen på masken for å åpne et stemmevindu, si deretter kommandoen din.
- Standard øktinnstillinger ved aktivering av modus: 20 minutter, høy intensitet.
- Hvis du er ny innen lysterapi, vurder å starte med 5 eller 10-minutters økter den første uken før du øker til 20 minutter.
- Generell retningslinje: 3 til 4 økter per uke. Daglig bruk er også greit. Juster basert på hvordan huden din reagerer.
- Økter på opptil 20 minutter per dag er generelt hva de fleste brukere holder seg innenfor. Reduser varighet eller intensitet dersom huden din er følsom.
- Hvis høy lysstyrke føles intens, prøv Medium eller Lav. Mange synes disse nivåene er like behagelige.
- Rengjør maskens overflate med en myk, tørr eller lett fuktet klut. Ikke bruk alkohol eller kjemiske rengjøringsmidler på diodepanelet.
- Oppbevar i originalemballasjen eller en beskyttende pose når den ikke er i bruk.

- Unngå ekstrem varme, kulde eller fuktighet under oppbevaring.
- Masken er kun for bruk av én person.

GARANTI

Dersom produktet ditt slutter å fungere innen to år fra kjøpsdato på grunn av material- eller produksjonsfeil, vil Flowlife reparere eller erstatte de nødvendige komponentene eller produktet kostnadsfritt.

Flowlife AB er ikke ansvarlig for garanti eller retur av produkter kjøpt hos andre forhandlere.

Garantien gjelder ikke dersom:

- produktet er skadet på grunn av feil bruk, uforsiktig håndtering, ulykke eller transport
- produktet er reparert av en uautorisert tjenesteleverandør
- produktet ikke er brukt i henhold til Flowlifes instruksjoner
- skaden overstiger produktets verdi
- produktet har forverret seg på grunn av feil oppbevaring
- datert kjøpsbevis ikke kan fremlegges

PAKKEINNHOLD

- Flowlight Laser Mask Ultra+
- Trådløs fjernkontroll med display
- USB-A til USB-C ladekabel
- Beskyttende bæreeveske
- Brukerveiledning (11 språk)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell	Flowlight Laser Mask Ultra+
Bølgelengder	460nm (Blått lys), 665nm (Rød laser), 850nm (Nær infrarød laser), 1064nm (Nær infrarød laser)
Lysmodi	Blått lys / Rødt lys / Nær infrarød / Alle
Dioder	236 totalt -- 72 stk 460nm + 72 stk 665nm + 72 stk 850nm + 20 stk 1064nm
Intensitet	Høy / Medium / Lav
Timer	5 / 10 / 20 minutter
Utgangseffekt	6W
Batteri	1800mAh litiumion, innebygd
Lading	USB-C, 5V/2A -- ca. 3 timer til full lading
Driftstid	Ca. 40 minutter per full opplading
Stemmekontroll	Ja -- aktiveringsfrase: Hi Flowlight
Fjernkontroll	Trådløs fjernkontroll med display, lades via USB-C
Trådløs rekkevidde	Opptil 10 meter
Mål	640 × 220 × 8.8mm
Vekt	370g
Sertifiseringer	CE, RoHS, FCC, CB, IE
Strålingsvinkel	20°
Irradians	Ca. 90 mW/cm ² på huden
Ladeinngangsspenning	AC 100-240V / DC 5V-1A (standard USB-adapter)

DANSK

BRUGERVEJLEDNING

- Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug.
- Gem vejledningen til fremtidig brug.
- Dette produkt er kun beregnet til personlig, ikke-medicinsk brug.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

FARE — ELEKTRISK STØD

- Nedsæk ikke masken eller fjernbetjeningen i vand eller andre væsker.
- Brug ikke i våde omgivelser, f.eks. badeværelser eller i nærheden af swimmingpools.
- Forsøg ikke at adskille eller reparere enheden selv.
- Opbevares utilgængeligt for børn under 14 år.
- Undersøg ladekablet inden hver brug. Brug det ikke, hvis det er beskadiget.

FARE — LASER / LYSSKADE

- Se ikke direkte ind i dioderne, mens masken er aktiv.
- Hold altid øjnene helt lukkede under sessionen. Brug ikke masken uden øjenbeskyttelse, hvis du er lysfølsom.
- Nær-infrarød-tilstand (850nm + 1064nm) er usynlig for det menneskelige øje. Masken kan virke inaktiv, men udsender lys. Fjern ikke masken midt under en session uden først at trykke på Stop.
- Blåt lys (460nm) er synligt og kraftigt. Undgå langvarig direkte eksponering af øjnene.
- Brug ikke på beskadiget, irriteret eller solforbændt hud.
- Hold masken flad og stationær under brug. Undgå at tabe eller slå mod diodepanelet.
- Dæk ikke masken med stof eller andre materialer under en session.
- Efterlad ikke masken uden opsyn under drift.
- Brug ikke i nærheden af ilt eller aerosolprodukter.
- Hvis du oplever ubehag, smerte eller overdreven varme, stop straks og fjern masken.

RISIKOGRUPPER

Brug ikke dette produkt, hvis du tilhører en af følgende grupper, uden forudgående råd fra en læge:

- Graviditet
- Hjertesygdom eller brug af pacemaker
- Aktiv kræft eller lysfølsomme tilstande
- Epilepsi eller migræne udløst af lys
- Nylig ansigtsskirturgisk indgreb eller åbne sår
- Aktive hudinfektioner eller svær rosacea
- Medicin, der forårsager lysfølsomhed
- Diabetes med komplikationer som neuropati
- Andre bekymrende medicinske tilstande

Medicineringsnotat: Visse lægemidler, herunder blodfortyndende midler, antiinflammatoriske midler og medicin, der påvirker kredsløbet eller følesansen, kan øge risikoen for bivirkninger ved lysterapi. Kontakt din læge eller apoteket, inden du tager produktet i brug, hvis du er i fast medicinerings.

GENBRUG OG SIKKERHED

- Dette produkt må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
- Aflever produktet på et godkendt genanvendelsesanlæg for elektronisk affald.
- Litium-ion-batteriet skal fjernes inden bortskaffelse. Kontakt Flowlife for vejledning.
- Batteriet må ikke brændes eller punkteres.
- Opbevar produktet på et køligt, tørt sted væk fra direkte sollys.

BRUGSANVISNING, VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

- Oplad masken fuldt op, inden den tages i brug første gang, ved brug af den medfølgende USB-C-kabel. Fuld opladning tager ca. 3 timer.
- Ladeindikator: Rødt blink = Oplader. Hvidt lys = Fuldt opladet.
- Begynd altid med ren, tør hud. Fjern al makeup inden brug.
- Vælg tilstand, intensitet og timer med fjernbetjeningen eller stemmestyring.
- Til stemmestyring: tryk kort på den hvide knap på masken for at åbne et stemmestyret vindue, og sig derefter din kommando.
- Standardindstillinger ved aktivering af tilstand: 20 minutter, høj intensitet.
- Hvis du er ny inden for lysterapi, kan du overveje at starte med 5 eller 10-minutterssessioner i den første uge, inden du øger til 20 minutter.
- Generel retningslinje: 3 til 4 sessioner om ugen. Daglig brug er også fint. Tilpas efter, hvordan din hud har det.
- Sessioner på op til 20 minutter om dagen er generelt hvad de fleste brugere holder sig inden for. Reducer varighed eller intensitet, hvis huden er følsom.
- Hvis høj lysstyrke føles intens, kan du prøve Medium eller Lav. Mange oplever disse niveauer som mindst ligeså behagelige.
- Rengør maskens overflade med en blød, tør eller let fugtig klud. Brug ikke alkohol eller kemiske rengøringsmidler på diodepanelet.
- Opbevar i originalemballagen eller en beskyttende pose, når masken ikke er i brug.

- Hold produktet væk fra ekstrem varme, kulde eller fugtighed under opbevaring.
- Masken er kun til brug af én person.

GARANTI

Hvis dit produkt holder op med at fungere inden for to år fra købsdatoen som følge af material- eller fabriktionsfejl, vil Flowlife reparere eller udskifte de nødvendige komponenter eller produktet uden beregning. Flowlife AB er ikke ansvarlig for garanti eller returnering af produkter købt hos andre forhandlere. Garantien gælder ikke, hvis:

- produktet er beskadiget på grund af forkert brug, uforsigtig håndtering, uheld eller transport
- produktet er repareret af en uautoriseret serviceudbyder
- produktet ikke er brugt i henhold til Flowlifes instruktioner
- skaden overstiger produktets værdi
- produktet er forringet på grund af forkert opbevaring
- et dateret købsbevis ikke kan fremvises

PAKKEINDHOLD

- Flowlight Laser Mask Ultra+
- Trådløs fjernbetjening med display
- USB-A til USB-C ladekabel
- Beskyttende bæretaske
- Brugervejledning (11 sprog)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model	Flowlight Laser Mask Ultra+
Bølgelængder	460nm (Blåt lys), 665nm (Rød laser), 850nm (Nær infrarød laser), 1064nm (Nær infrarød laser)
Lystilstande	Blåt lys / Rødt lys / Nær infrarød / Alle
Dioder	236 i alt -- 72 stk 460nm + 72 stk 665nm + 72 stk 850nm + 20 stk 1064nm
Intensitet	Høj / Medium / Lav
Timer	5 / 10 / 20 minutter
Udgangseffekt:	6W
Batteri	1800mAh litiumion, indbygget
Opladning	USB-C, 5V/2A -- ca. 3 timer til fuld opladning
Driftstid	Ca. 40 minutter per fuld opladning
Stemmestyring	Ja -- aktiveringsfrase: Hi Flowlight
Fjernbetjening	Trådløs fjernbetjening med display, opladning via USB-C
Trådløs rækkevidde	Op til 10 meter
Mål	640 × 220 × 8.8mm
Vægt	370g
Certificeringer	CE, RoHS, FCC, CB, IE
Strålingsvinkel	20°
Irradians	Ca. 90 mW/cm ² ved hudoverfladen
Ladeinput	AC 100-240V / DC 5V-1A (standard USB-adapter)

SUOMI

KÄYTTÖOHJE

- Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.
- Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.
- Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen, ei-lääketieteelliseen käyttöön.

TURVALLISUUSOHJEET

VAARA – SÄHKÖISKU

- Älä upota maskia tai kaukosäädintä veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä käytä kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneissa tai uima-altaiden läheisyydessä.
- Älä yritä purkaa tai korjata laitetta itse.
- Pidä poissa alle 14-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
- Tarkasta latauskaapeli ennen jokaista käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.

VAARA – LASER / VALOVAHINKO

- Älä katso suoraan diodeihin maskin ollessa aktiivisena.
- Pidä silmät aina suljettuina istunnon aikana. Älä käytä ilman silmäsuojaa, jos olet herkkä valolle.
- Lähi-infrapunatila (850nm + 1064nm) on näkymätön ihmissilmälle. Maski saattaa näyttää passiiviselta, mutta se lähettää valoa. Älä poista maskia kesken istunnon ilman, että ensin painat Stop-painiketta.
- Sininen valo (460nm) on näkyvää ja kirkasta. Vältä pitkäaikaista suoraa silmiin kohdistuvaa altistusta.
- Älä käytä vaurioituneella, ärsyyntyneellä tai auringonpolttamalla iholla.
- Pidä maski tasaisena ja liikkumattomana käytön aikana. Älä pudota tai kolhi diodipaneelia.
- Älä peitä maskia kankaalla tai muilla materiaaleilla istunnon aikana.
- Älä jätä maskia toimintaan ilman valvontaa.
- Älä käytä happilähteen tai aerosolivalmisteiden läheisyydessä.
- Jos tunnet epämukavuutta, kipua tai liiallista kuumuutta, lopeta välittömästi ja poista maski.

RISKIRYHMÄT

Älä käytä tätä tuotetta, jos kuulut johonkin seuraavista ryhmistä, ennen kuin olet neuvonut lääkärin kanssa:

- Raskaus
- Sydänsairaus tai sydämentahdistin
- Aktiivinen syöpä tai valolle herkkä tila
- Epilepsia tai valolle herkistyvä migreeni
- Äskettäinen kasvokirurgia tai avoimet haavat
- Aktiiviset ihotulehdukset tai vaikea ruusufooni
- Lääkitys, joka aiheuttaa valoherkyyttä
- Diabetes, johon liittyy neuropatia tai muita komplikaatioita
- Muut huolestuttavat lääketieteelliset tilat

Lääkityshuomio: Tietyt lääkkeet, kuten verenohennuslääkkeet, tulehduskipulääkkeet sekä verenkiertoon tai tuntoon vaikuttavat lääkkeet, voivat lisätä valoterapian haittavaikutusten riskiä. Jos käytät säännöllisesti lääkitystä, kysy neuvoa lääkäriltäsi tai apteekistasi ennen käyttöä.

KIERRÄTYS JA TURVALLISUUS

- Tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Hävitä tuote hyväksytyssä sähkölaitteiden kierrätyspaikassa.
- Litiumioniakku on irrotettava ennen hävittämistä. Ota yhteyttä Flowlifeen ohjeistusta varten.
- Älä polta tai lävistä akkua.
- Säilytä tuotetta viileässä, kuivassa paikassa suojassa suoralta auringonvalolta.

KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA SÄILYTYSOHJEET

- Lataa maski täyteen ennen ensimmäistä käyttöä mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla. Täyteen lataaminen kestää noin 3 tuntia.
- Latausilmaisoin: Punainen vilkkuva valo = Latautuu. Valkoinen valo = Täyteen ladattu.
- Aloita aina puhtaalla, kuivalla iholla. Poista kaikki meikki ennen käyttöä.
- Valitse tila, intensiteetti ja ajastin kaukosäätimellä tai äänikomennoilla.
- Ääniohjaus: paina maskin valkoista painiketta lyhyesti avataksesi ääni-ikkunan, anna sitten komento ääneen.
- Oletusasetukset tilan aktivoinnin yhteydessä: 20 minuuttia, korkea intensiteetti.
- Jos olet uusi valoterapian käyttäjä, harkitse aloittamista 5 tai 10 minuutin istunnoilla ensimmäisen viikon ajan ennen siirtymistä 20 minuuttiin.
- Yleinen ohje: 3–4 istuntoa viikossa. Päivittäinen käyttö on myös sopivaa. Säädä ihosi tuntemuksen mukaan.
- Istunnot, joiden kesto on enintään 20 minuuttia päivässä, ovat yleisesti ottaen mitä useimmat käyttäjät noudattavat. Vähennä kestoja tai intensiteettiä, jos iho on herkkä.
- Jos korkea kirkkaus tuntuu voimakkaalta ihollasi, kokeile Keski- tai Matalaa tasoa. Monet pitävät näitä tasoja yhtä nautittavina.
- Puhdista maskin pinta pehmeällä, kuivalla tai hieman kostealla liinalla. Älä käytä alkoholia tai kemiallisia puhdistusaineita diodipaneelissa.
- Säilytä alkuperäispakkauksessa tai suojakotelossa, kun ei käytössä.
- Vältä äärimmäistä kuumuutta, kylmyyttä tai kosteutta säilytyksen aikana.

- Maski on tarkoitettu vain yhden henkilön käyttöön.

TAKUU

Jos tuotteesi rikkoutuu kahden vuoden kuluessa ostopäivästä materiaali- tai valmistusvirheen vuoksi, Flowlife korjaa tai korvaa tarvittavat osat tai tuotteen veloituksetta.

Flowlife AB ei vastaa muiden jälleenmyyjien kautta ostettujen tuotteiden takuusta tai palautuksista.

Takuu ei kata seuraavia tapauksia:

- tuote on vaurioitunut väärinkäytön, huolimattoman käsittelyn, onnettomuuden tai kuljetuksen vuoksi
- tuote on korjattu valtuuttamattoman huoltohenkilön toimesta
- tuotetta ei ole käytetty Flowlifen ohjeiden mukaisesti
- vahinko ylittää tuotteen arvon
- tuote on heikentynyt virheellisen säilytyksen vuoksi
- päivättyä ostotodistusta ei voida esittää

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Flowlight Laser Mask Ultra+
- Langan kaukosäädin näytöllä
- USB-A–USB-C-latauskaapeli
- Suojakuori
- Käyttöohje (11 kieltä)

TEKNISET TIEDOT

Malli	Flowlight Laser Mask Ultra+
Aallonpituudet	460nm (Sininen valo), 665nm (Punainen laser), 850nm (Lähi-infrapunalaser), 1064nm (Lähi-infrapunalaser)
Valotilat	Sininen valo / Punainen valo / Lähiinfrapuna / Kaikki
Diodit	236 yhteensä -- 72 kpl 460nm + 72 kpl 665nm + 72 kpl 850nm + 20 kpl 1064nm
Intensiteetti	Korkea / Normaali / Matala
Ajastin	5 / 10 / 20 minuuttia
Lähtöteho	6W
Akku	1800mAh litiumioni, sisäänrakennettu
Lataus	USB-C, 5V/2A -- noin 3 tuntia täyteen lataukseen
Käyttöaika	Noin 40 minuuttia täyttä latausta kohti
Ääniohjaus	Kyllä -- aktivointifraasi: Hi Flowlight
Kaukosäädin	Langan kaukosäädin näytöllä, ladattavissa USB-C:lla
Langan kantama	Enintään 10 metriä
Mitat	640 × 220 × 8.8mm
Paino	370g
Sertifioinnit	CE, RoHS, FCC, CB, IE
Säteilykulma	20°
Irradianssi	Noin 90 mW/cm ² ihon pinnalla
Lataustulo	AC 100-240V / DC 5V-1A (tavallinen USB-laturi)

DEUTSCH

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.
- Bewahren Sie diese Anleitung für spätere Zwecke auf.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den persönlichen, nicht-medizinischen Gebrauch bestimmt.

SICHERHEITSHINWEISE

GEFAHR — ELEKTRISCHER SCHLAG

- Tauchen Sie die Maske oder die Fernbedienung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Nicht in feuchten Umgebungen verwenden, z. B. in Badezimmern oder in der Nähe von Schwimmbädern.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen oder zu reparieren.
- Von Kindern unter 14 Jahren fernhalten.
- Überprüfen Sie das Ladekabel vor jeder Verwendung. Bei Beschädigungen nicht verwenden.

GEFAHR — LASER / LICHTVERLETZUNG

- Schauen Sie nicht direkt in die Dioden, wenn die Maske aktiv ist.
- Halten Sie die Augen während einer Sitzung vollständig geschlossen. Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Augenschutz, wenn Sie lichtempfindlich sind.
- Der Nah-Infrarot-Modus (850nm + 1064nm) ist für das menschliche Auge unsichtbar. Die Maske kann inaktiv erscheinen, sendet aber Licht aus. Nehmen Sie die Maske nicht mitten in einer Sitzung ab, ohne zuerst Stopp zu drücken.
- Blaues Licht (460nm) ist sichtbar und hell. Vermeiden Sie längere direkte Exposition der Augen.
- Nicht auf beschädigter, gereizter oder sonnengeverbrannter Haut verwenden.
- Halten Sie die Maske während der Verwendung flach und stationär. Lassen Sie das Diodenfeld nicht fallen und stoßen Sie nicht dagegen.
- Bedecken Sie die Maske während einer Sitzung nicht mit Stoff oder anderen Materialien.
- Lassen Sie die Maske nicht unbeaufsichtigt in Betrieb.
- Nicht in der Nähe von Sauerstoff oder Aerosolen verwenden.
- Wenn Sie Unbehagen, Schmerzen oder übermäßige Hitze verspüren, stoppen Sie sofort und nehmen Sie die Maske ab.

RISIKOGRUPPEN

Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie einer der folgenden Gruppen angehören, ohne vorher einen Arzt zu konsultieren:

- Schwangerschaft
- Herzerkrankung oder Herzschrittmacher
- Aktiver Krebs oder lichtempfindliche Erkrankungen
- Epilepsie oder durch Licht ausgelöste Migräne
- Kürzliche Gesichtsoperationen oder offene Wunden
- Aktive Hautinfektionen oder schwere Rosazea
- Medikamente, die Lichtempfindlichkeit verursachen
- Diabetes mit Komplikationen wie Neuropathie
- Andere besorgniserregende medizinische Erkrankungen

Medikamentenhinweis: Bestimmte Medikamente, darunter Blutverdünner, entzündungshemmende Mittel und Medikamente, die Kreislauf oder Empfindung beeinflussen, können das Risiko von Nebenwirkungen durch Lichttherapie erhöhen. Konsultieren Sie vor der Verwendung Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie regelmäßig Medikamente einnehmen.

RECYCLING UND SICHERHEIT

- Dieses Produkt darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.
- An einer zertifizierten Elektronik-Recyclinganlage entsorgen.
- Der Lithium-Ionen-Akku muss vor der Entsorgung entfernt werden. Wenden Sie sich an Flowlife für Anweisungen.
- Den Akku nicht verbrennen oder beschädigen.
- Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, geschützt vor direktem Sonnenlicht, lagern.

GEBRAUCHSANWEISUNG, WARTUNG UND LAGERUNG

- Laden Sie die Maske vor der ersten Verwendung mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel vollständig auf. Das vollständige Aufladen dauert ca. 3 Stunden.
- Ladeanzeige: Rot blinkend = Lädt. Weißes Licht = Vollständig geladen.
- Beginnen Sie immer mit sauberer, trockener Haut. Entfernen Sie vor der Anwendung jegliches Make-up.
- Wählen Sie Modus, Intensität und Timer über die Fernbedienung oder per Sprachbefehl.
- Für die Sprachsteuerung: Drücken Sie kurz die weiße Taste an der Maske, um ein Sprachfenster zu öffnen, und sprechen Sie dann Ihren Befehl.
- Standardeinstellungen bei Modusaktivierung: 20 Minuten, hohe Intensität.
- Wenn Sie neu in der Lichttherapie sind, beginnen Sie vorzugsweise mit 5- oder 10-minütigen Sitzungen in der ersten Woche, bevor Sie auf 20 Minuten erhöhen.
- Allgemeine Richtlinie: 3 bis 4 Sitzungen pro Woche. Tägliche Nutzung ist ebenfalls möglich. Passen Sie es daran an, wie sich Ihre Haut anfühlt.
- Sitzungen von bis zu 20 Minuten pro Tag sind im Allgemeinen das, was die meisten Nutzer einhalten.

- Reduzieren Sie Dauer oder Intensität, wenn Ihre Haut empfindlich reagiert.
- Wenn hohe Helligkeit auf Ihrer Haut intensiv wirkt, probieren Sie Mittel oder Niedrig aus. Viele empfinden diese Stufen als gleichermaßen angenehm.
- Reinigen Sie die Maskenoberfläche mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Alkohol- oder Chemikalienreiniger auf dem Diodenfeld.
- In der Originalverpackung oder einer Schutztasche aufbewahren, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
- Vor extremer Hitze, Kälte oder Feuchtigkeit bei der Lagerung schützen.
- Die Maske ist nur für eine einzelne Person bestimmt.

GARANTIE

Wenn Ihr Produkt innerhalb von zwei Jahren ab dem Kaufdatum aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern defekt wird, repariert oder ersetzt Flowlife die erforderlichen Komponenten oder das Produkt kostenlos. Flowlife AB übernimmt keine Garantie oder Rücksendungen für Produkte, die bei anderen Händlern gekauft wurden.

Die Garantie gilt nicht, wenn:

- das Produkt durch Missbrauch, unsachgemäße Handhabung, Unfall oder Transport beschädigt wurde
- das Produkt von einem nicht autorisierten Serviceanbieter repariert wurde
- das Produkt nicht gemäß den Anweisungen von Flowlife verwendet wurde
- der Schaden den Wert des Produkts übersteigt
- das Produkt durch unsachgemäße Lagerung beschädigt wurde
- ein datierter Kaufnachweis nicht vorgelegt werden kann

LIEFERUMFANG

- Flowlight Laser Mask Ultra+
- Kabellose Display-Fernbedienung
- USB-A auf USB-C Ladekabel
- Schutztasche
- Bedienungsanleitung (11 Sprachen)

TECHNISCHE DATEN

Modell	Flowlight Laser Mask Ultra+
Wellenlängen	460nm (Blaues Licht), 665nm (Roter Laser), 850nm (Nah-Infrarot-Laser), 1064nm (Nah-Infrarot-Laser)
Lichtmodi	Blaues Licht / Rotes Licht / Nah-Infrarot / Alle
Dioden	236 gesamt -- 72 Stk. 460nm + 72 Stk. 665nm + 72 Stk. 850nm + 20 Stk. 1064nm
Intensität	Hoch / Mittel / Niedrig
Timer	5 / 10 / 20 Minuten
Ausgangsleistung	6W
Akku	1800mAh Lithium-Ionen, eingebaut
Laden	USB-C, 5V/2A -- ca. 3 Stunden bis zur vollen Ladung
Betriebszeit	Ca. 40 Minuten pro Vollladung
Sprachsteuerung	Ja -- Aktivierungsphrase: Hi Flowlight
Fernbedienung	Kabellose Fernbedienung mit Display, aufladbar per USB-C
Drahtlose Reichweite	Bis zu 10 Metern
Abmessungen	640 × 220 × 8.8mm
Gewicht	370g
Zertifizierungen	CE, RoHS, FCC, CB, IE
Strahlwinkel	20°
Bestrahlungsstärke	Ca. 90 mW/cm ² an der Hautoberfläche
Ladeeingang	AC 100-240V / DC 5V-1A (Standard-USB-Netzteil)

POLSKI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
- Zachowaj instrukcję do przyszłego użytku.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do osobistego, niemedycznego użytku.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

NIEBEZPIECZEŃSTWO — PORAŻENIE ELEKTRYCZNE

- Nie zanurzaj maski ani pilota w wodzie ani w żadnej innej cieczy.
- Nie używaj w wilgotnych miejscach, takich jak łazienki czy okolicie basenów.
- Nie próbuj samodzielnie rozkładać ani naprawiać urządzenia.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 14 roku życia.
- Przed każdym użyciem sprawdź kabel ładujący. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.

NIEBEZPIECZEŃSTWO — LASER / USZKODZENIE WZROKU

- Nie patrz bezpośrednio w diody, gdy maska jest aktywna.
- Podczas sesji zawsze trzymaj oczy całkowicie zamknięte. Nie używaj bez ochrony oczu, jeśli jesteś wrażliwy na światło.
- Tryb bliskiej podczerwieni (850nm + 1064nm) jest niewidoczny dla ludzkiego oka. Maska może wyglądać na nieaktywną, ale emituje światło. Nie zdejmuj maski w trakcie sesji bez uprzedniego naciśnięcia przycisku Stop.
- Niebieskie światło (460nm) jest widoczne i jasne. Unikaj długotrwałego bezpośredniego naświetlania oczu.
- Nie stosuj na uszkodzonej, podrażnionej lub oparzonej słońcem skórze.
- Utrzymuj maskę płasko i nieruchomo podczas użytkowania. Nie upuszczaj ani nie uderzaj w panel diodowy.
- Nie zakrywaj maski tkaniną ani innymi materiałami podczas sesji.
- Nie pozostawiaj maski włączonej bez nadzoru.
- Nie używaj w pobliżu tlenu ani produktów w aerozolu.
- W przypadku odczuwania dyskomfortu, bólu lub nadmiernego ciepła natychmiast przerwij sesję i zdejmij maskę.

GRUPY RYZYKA

Nie używaj tego produktu, jeśli należysz do jednej z poniższych grup, bez uprzedniej konsultacji z lekarzem:

- Cięża
- Choroby serca lub rozrusznik serca
- Aktywna choroba nowotworowa lub schorzenia wrażliwe na światło
- Epilepsja lub migrena wywołana przez światło
- Niedawna operacja twarzy lub otwarte rany
- Aktywne infekcje skórne lub ciężka trądzik różowaty
- Leki wywołujące nadwrażliwość na światło
- Cukrzyca z powikłaniami, takimi jak neuropatia
- Inne niepokojące schorzenia medyczne

Uwaga dotycząca leków: Niektóre leki, w tym leki przeciwwzakrzepowe, przeciwzapalne oraz wpływające na krążenie lub czucie, mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych związanych z fototerapią. Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli regularnie przyjmujesz leki.

RECYKLING I BEZPIECZEŃSTWO

- Tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.
- Przekaż do certyfikowanego punktu recyklingu odpadów elektronicznych.
- Akumulator litowo-jonowy musi zostać usunięty przed utylizacją. Skontaktuj się z Flowlife w celu uzyskania wskazówek.
- Nie pal ani nie przebijaj akumulatora.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, KONSERWACJI I PRZECZYSZCZANIA

- Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj maskę za pomocą dołączonego kabla USB-C. Pełne ładowanie trwa około 3 godzin.
- Wskaźnik ładowania: Czerwone migające światło = ładowanie. Białe światło = Całkowicie naładowane.
- Zawsze zaczynaj od czystej, suchej skóry. Przed użyciem usuń cały makijaż.
- Wybierz tryb, intensywność i timer za pomocą pilota lub poleceń głosowych.
- Sterowanie głosowe: krótko naciśnij biały przycisk na masce, aby otworzyć okno głosowe, a następnie wydaj polecenie.
- Domyślne ustawienia sesji przy aktywacji trybu: 20 minut, wysoka intensywność.
- Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z fototerapią, rozważ rozpoczęcie od sesji 5 lub 10-minutowych w pierwszym tygodniu, zanim przejdiesz do 20 minut.
- Ogólna wskazówka: 3 do 4 sesji tygodniowo. Codzienne użytkowanie jest również w porządku. Dostosuj do odczuć swojej skóry.
- Sesje trwające do 20 minut dziennie to generalnie norma dla większości użytkowników. Jeśli skóra jest wrażliwa, zmniejsz czas trwania lub intensywność.
- Jeśli wysoka jasność wydaje się intensywne, wypróbuj poziom Średni lub Niski. Wiele osób uważa te poziomy za równie przyjemne.

- Czyścić powierzchnię maski miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie używaj alkoholu ani chemicznych środków czyszczących na panelu diodowym.
- Przechowuj w oryginalnym opakowaniu lub etui ochronnym, gdy nie jest używana.
- Chronić przed ekstremalnym ciepłem, zimnem lub wilgocią podczas przechowywania.
- Maskę przeznaczoną jest wyłącznie dla jednej osoby.

GWARANCJA

Jeśli produkt ulegnie awarii w ciągu dwóch lat od daty zakupu z powodu wad materiałowych lub produkcyjnych, Flowlife naprawi lub wymieni niezbędne komponenty lub produkt bezpłatnie.

Flowlife AB nie ponosi odpowiedzialności za gwarancję ani zwroty produktów zakupionych u innych sprzedawców.

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

- produkt został uszkodzony w wyniku niewłaściwego użytkowania, nieostrożnego obchodzenia się, wypadku lub transportu
- produkt był naprawiany przez nieautoryzowanego serwisanta
- produkt nie był używany zgodnie z instrukcjami Flowlife
- szkoda przekracza wartość produktu
- produkt uległ pogorszeniu w wyniku niewłaściwego przechowywania
- nie można przedstawić datowanego dowodu zakupu

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Flowlight Laser Mask Ultra+
- Bezprzewodowy pilot z wyświetlaczem
- Kabel do ładowania USB-A do USB-C
- Ochronne etui
- Instrukcja obsługi (11 języków)

DANE TECHNICZNE

Model	Flowlight Laser Mask Ultra+
Długości fal	460nm (Niebieskie światło), 665nm (Czerwony laser), 850nm (Bliski podczerwień), 1064nm (Bliski podczerwień)
Tryby świetlne	Niebieskie światło / Czerwone światło / Bliski podczerwień / Wszystkie
Diody	236 łącznie -- 72 szt. 460nm + 72 szt. 665nm + 72 szt. 850nm + 20 szt. 1064nm
Intensywność	Wysoka / Średnia / Niska
Timer	5 / 10 / 20 minut
Moc wyjściowa	6W
Akumulator	1800mAh litowo-jonowy, wbudowany
Ładowanie	USB-C, 5V/2A -- ok. 3 godziny do pełnego naładowania
Czas pracy	Ok. 40 minut na pełne naładowanie
Sterowanie głosowe	Tak -- fraza aktywacyjna: Hi Flowlight
Pilot	Bezprzewodowy pilot z wyświetlaczem, ładowany przez USB-C
Zasięg bezprzewodowy	Do 10 metrów
Wymiary	640 × 220 × 8.8mm
Waga	370g
Certyfikaty	CE, RoHS, FCC, CB, IE
Kąt wiązki	20°
Napromieniowanie	Ok. 90 mW/cm ² przy powierzchni skóry
Wejście ładowania	AC 100-240V / DC 5V-1A (standardowa ładowarka USB)

FRANÇAIS

MANUEL D'UTILISATION

- Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.
- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- Ce produit est destiné à un usage personnel, non médical uniquement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

DANGER — CHOC ÉLECTRIQUE

- Ne pas immerger le masque ou la télécommande dans de l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser dans des environnements humides tels que les salles de bain ou à proximité de piscines.
- Ne pas tenter de démonter ou de réparer l'appareil soi-même.
- Tenir hors de portée des enfants de moins de 14 ans.
- Vérifier le câble de charge avant chaque utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.

DANGER — LASER / BLESSURE LUMINEUSE

- Ne pas regarder directement dans les diodes lorsque le masque est actif.
- Gardez toujours les yeux complètement fermés pendant une séance. N'utilisez pas le produit sans protection oculaire si vous êtes photosensible.
- Le mode proche infrarouge (850nm + 1064nm) est invisible pour l'œil humain. Le masque peut sembler inactif mais émet de la lumière. Ne retirez pas le masque en cours de séance sans appuyer d'abord sur Arrêt.
- La lumière bleue (460nm) est visible et vive. Évitez une exposition directe prolongée des yeux.
- Ne pas utiliser sur une peau abîmée, irritée ou brûlée par le soleil.
- Gardez le masque à plat et immobile pendant l'utilisation. Ne pas faire tomber ou heurter le panneau de diodes.
- Ne pas couvrir le masque avec du tissu ou d'autres matériaux pendant une séance.
- Ne pas laisser le masque fonctionner sans surveillance.
- Ne pas utiliser à proximité d'oxygène ou de produits aérosols.
- En cas d'inconfort, de douleur ou de chaleur excessive, arrêtez immédiatement et retirez le masque.

GROUPES À RISQUE

Ne pas utiliser ce produit si vous appartenez à l'un des groupes suivants sans avoir consulté un professionnel de santé au préalable :

- Grossesse
- Maladie cardiaque ou utilisation d'un stimulateur cardiaque
- Cancer actif ou affections photosensibles
- Épilepsie ou migraines déclenchées par la lumière
- Chirurgie faciale récente ou plaies ouvertes
- Infections cutanées actives ou rosacée sévère
- Médicaments provoquant une photosensibilité
- Diabète avec complications comme la neuropathie
- Tout autre état de santé préoccupant

Note sur les médicaments : Certains médicaments, notamment les anticoagulants, les anti-inflammatoires et les médicaments affectant la circulation ou la sensibilité, peuvent augmenter le risque de réactions indésirables à la luminothérapie. Consultez votre médecin ou pharmacien avant utilisation si vous prenez des médicaments régulièrement.

RECYCLAGE ET SÉCURITÉ

- Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères ordinaires.
- Déposer dans un centre de recyclage agréé pour déchets électroniques.
- La batterie lithium-ion doit être retirée avant mise au rebut. Contactez Flowlife pour obtenir des conseils.
- Ne pas incinérer ni percer la batterie.
- Conserver le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION, D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE

- Chargez complètement le masque avant la première utilisation à l'aide du câble USB-C fourni. Une charge complète prend environ 3 heures.
- Indicateur de charge : Lumière rouge clignotante = En charge. Lumière blanche = Chargé.
- Commencez toujours avec une peau propre et sèche. Retirez tout maquillage avant utilisation.
- Sélectionnez votre mode, l'intensité et le minuteur avec la télécommande ou des commandes vocales.
- Pour le contrôle vocal : appuyez brièvement sur le bouton blanc du masque pour ouvrir une fenêtre vocale, puis énoncez votre commande.
- Paramètres de séance par défaut lors de l'activation du mode : 20 minutes, intensité élevée.
- Si vous débutez en luminothérapie, nous vous recommandons de commencer par des séances de 5 ou 10 minutes la première semaine avant de passer à 20 minutes.
- Recommandation générale : 3 à 4 séances par semaine. Une utilisation quotidienne est également possible. Adaptez en fonction des réactions de votre peau.
- Les séances allant jusqu'à 20 minutes par jour sont généralement ce que la plupart des utilisateurs respectent. Réduisez la durée ou l'intensité si votre peau est sensible.
- Si la luminosité élevée paraît trop intense sur votre peau, essayez le niveau Moyen ou Faible. Beaucoup de

- personnes les trouvent tout aussi agréables.
- Nettoyez la surface du masque avec un chiffon doux, sec ou légèrement humide. Ne pas utiliser d'alcool ou de produits chimiques sur le panneau de diodes.
- Conserver dans l'emballage d'origine ou dans une housse de protection lorsque non utilisé.
- À l'abri de chaleur, froid ou humidité extrêmes lors du stockage.
- Le masque est destiné à un usage unique par une seule personne.

GARANTIE

Si votre produit tombe en panne dans les deux ans suivant la date d'achat en raison de défauts de matériaux ou de fabrication, Flowlife réparera ou remplacera les composants nécessaires ou le produit gratuitement.

Flowlife AB n'est pas responsable de la garantie ou des retours de produits achetés auprès d'autres revendeurs.

La garantie ne s'applique pas si :

- le produit est endommagé en raison d'une mauvaise utilisation, d'une manipulation inappropriée, d'un accident ou d'un transport
- le produit a été réparé par un prestataire de services non autorisé
- le produit n'a pas été utilisé conformément aux instructions de Flowlife
- le dommage dépasse la valeur du produit
- le produit s'est dégradé en raison d'un stockage inapproprié
- aucune preuve d'achat datée ne peut être fournie

CONTENU DE LA BOÎTE

- Flowlight Laser Mask Ultra+
- Télécommande sans fil avec écran
- Câble de charge USB-A vers USB-C
- Pochette de transport
- Manuel d'utilisation (11 langues)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Flowlight Laser Mask Ultra+
Longueurs d'onde	460nm (Lumière bleue), 665nm (Laser rouge), 850nm (Laser proche infrarouge), 1064nm (Laser proche infrarouge)
Modes lumineux	Lumière bleue / Lumière rouge / Proche infrarouge / Tout
Diodes	236 au total -- 72 pcs 460nm + 72 pcs 665nm + 72 pcs 850nm + 20 pcs 1064nm
Intensité	Élevée / Moyenne / Faible
Minuterie	5 / 10 / 20 minutes
Puissance de sortie	6W
Batterie	1800mAh lithium-ion, intégrée
Charge	USB-C, 5V/2A -- env. 3 heures pour charge complète
Autonomie	Env. 40 minutes par charge complète
Contrôle vocal	Oui -- phrase d'activation : Hi Flowlight
Télécommande	Télécommande sans fil avec écran, rechargeable par USB-C
Portée sans fil	Jusqu'à 10 mètres
Dimensions	640 × 220 × 8.8mm
Poids	370g
Certifications	CE, RoHS, FCC, CB, IE
Angle du faisceau	20°
Éclairement énergétique	Env. 90 mW/cm ² à la surface de la peau
Entrée de charge	AC 100-240V / DC 5V-1A (adaptateur USB standard)

ITALIANO

MANUALE D'USO

- Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.
- Conservare questo manuale per consultazioni future.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso personale e non medico.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

PERICOLO — SCOSSA ELETTRICA

- Non immergere la maschera o il telecomando in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare in ambienti umidi, come bagni o in prossimità di piscine.
- Non tentare di smontare o riparare il dispositivo da soli.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 14 anni.
- Controllare il cavo di ricarica prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.

PERICOLO — LASER / LESIONI DA LUCE

- Non guardare direttamente i diodi mentre la maschera è attiva.
- Tenere sempre gli occhi completamente chiusi durante una sessione. Non utilizzare senza protezione oculare se si è fotosensibili.
- La modalità a infrarossi vicini (850nm + 1064nm) è invisibile all'occhio umano. La maschera potrebbe sembrare inattiva ma emette luce. Non rimuovere la maschera a metà sessione senza aver prima premuto Stop.
- La luce blu (460nm) è visibile e intensa. Evitare un'esposizione diretta prolungata degli occhi.
- Non utilizzare su pelle danneggiata, irritata o scottata dal sole.
- Mantenere la maschera piatta e ferma durante l'uso. Non far cadere né urtare il pannello dei diodi.
- Non coprire la maschera con tessuto o altri materiali durante una sessione.
- Non lasciare la maschera in funzione senza supervisione.
- Non utilizzare in prossimità di ossigeno o prodotti aerosol.
- In caso di disagio, dolore o calore eccessivo, interrompere immediatamente e rimuovere la maschera.

GRUPPI A RISCHIO

Non utilizzare questo prodotto se si appartiene a uno dei seguenti gruppi senza prima consultare un medico:

- Gravidanza
- Malattie cardiache o uso di pacemaker
- Cancro attivo o condizioni fotosensibili
- Epilessia o emicranie scatenate dalla luce
- Recente chirurgia facciale o ferite aperte
- Infezioni cutanee attive o rosacea grave
- Farmaci che causano fotosensibilità
- Diabete con complicazioni come neuropatia
- Qualsiasi altra condizione medica preoccupante

Nota sui farmaci: Alcuni farmaci, tra cui anticoagulanti, antinfiammatori e farmaci che influenzano la circolazione o la sensibilità, possono aumentare il rischio di reazioni avverse alla fototerapia. Se si assumono farmaci regolarmente, consultare il proprio medico o farmacista prima dell'uso.

RICICLAGGIO E SICUREZZA

- Questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici.
- Smaltire presso un centro di riciclaggio certificato per i rifiuti elettronici.
- La batteria agli ioni di litio deve essere rimossa prima dello smaltimento. Contattare Flowlife per assistenza.
- Non bruciare né forare la batteria.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta.

ISTRUZIONI PER L'USO, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

- Caricare completamente la maschera prima del primo utilizzo utilizzando il cavo USB-C in dotazione. La ricarica completa richiede circa 3 ore.
- Indicatore di carica: Luce rossa lampeggiante = In carica. Luce bianca = Completamente carica.
- Iniziare sempre con la pelle pulita e asciutta. Rimuovere tutto il trucco prima dell'uso.
- Seleziona la modalità, l'intensità e il timer con il telecomando o i comandi vocali.
- Per il controllo vocale: della maschera' → 'premere brevemente il pulsante bianco della maschera per aprire una finestra vocale, quindi pronunciare il comando.
- Impostazioni di sessione predefinite all'attivazione della modalità: 20 minuti, alta intensità.
- Se si è alle prime armi con la fototerapia, si consiglia di iniziare con sessioni di 5 o 10 minuti nella prima settimana prima di passare a 20 minuti.
- Indicazione generale: 3–4 sessioni a settimana. L'uso quotidiano è anch'esso appropriato. Adattare in base alle reazioni della pelle.
- Le sessioni fino a 20 minuti al giorno sono generalmente la norma per la maggior parte degli utenti. Ridurre la durata o l'intensità se la pelle è sensibile.
- Se l'alta luminosità risulta intensa sulla pelle, provare il livello Medio o Basso. Molti li trovano altrettanto piacevoli.

- Pulire la superficie della maschera con un panno morbido, asciutto o leggermente umido. Non utilizzare alcol o prodotti chimici sul pannello dei diodi.
- Conservare nella confezione originale o in una custodia protettiva quando non in uso.
- Proteggere da calore, freddo o umidità estremi durante la conservazione.
- La maschera è destinata esclusivamente all'uso da parte di una sola persona.

GARANZIA

Se il prodotto si guasta entro due anni dalla data di acquisto a causa di difetti di materiale o di fabbricazione, Flowlife riparerà o sostituirà i componenti necessari o il prodotto gratuitamente.

Flowlife AB non è responsabile della garanzia o dei resi di prodotti acquistati presso altri rivenditori.

La garanzia non si applica se:

- il prodotto è stato danneggiato a causa di uso improprio, maneggiamento negligente, incidente o trasporto
- il prodotto è stato riparato da un fornitore di servizi non autorizzato
- il prodotto non è stato utilizzato secondo le istruzioni di Flowlife
- il danno supera il valore del prodotto
- il prodotto si è deteriorato a causa di una conservazione impropria
- non può essere fornita una prova d'acquisto datata

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Flowlight Laser Mask Ultra+
- Telecomando wireless con display
- Cavo di ricarica da USB-A a USB-C
- Custodia protettiva
- Manuale d'uso (11 lingue)

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	Flowlight Laser Mask Ultra+
Lunghezze d'onda	460nm (Luce blu), 665nm (Laser rosso), 850nm (Laser infrarosso vicino), 1064nm (Laser infrarosso vicino)
Modalità luminose	Luce blu / Luce rossa / Infrarosso vicino / Tutto
Diodi	236 in totale -- 72 pz 460nm + 72 pz 665nm + 72 pz 850nm + 20 pz 1064nm
Intensità	Alta / Media / Bassa
Timer	5 / 10 / 20 minuti
Potenza in uscita	6W
Batteria	1800mAh litio-ione, integrata
Ricarica	USB-C, 5V/2A -- circa 3 ore per la ricarica completa
Autonomia	Circa 40 minuti per carica completa
Controllo vocale	Sì -- frase di attivazione: Hi Flowlight
Telecomando	Telecomando wireless con display, ricaricabile tramite USB-C
Portata wireless	Fino a 10 metri
Dimensioni	640 × 220 × 8.8mm
Peso	370g
Certificazioni	CE, RoHS, FCC, CB, IE
Angolo del fascio	20°
Irradianza	Circa 90 mW/cm ² sulla superficie della pelle
Ingresso di ricarica	AC 100-240V / DC 5V-1A (adattatore USB standard)

ESPAÑOL

MANUAL DE USUARIO

- Lea este manual detenidamente antes de usar el producto.
- Conserve este manual para futuras consultas.
- Este producto está diseñado únicamente para uso personal y no médico.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PELIGRO — DESCARGA ELÉCTRICA

- No sumerja la máscara ni el mando a distancia en agua ni en ningún otro líquido.
- No utilice en entornos húmedos como baños o cerca de piscinas.
- No intente desmontar ni reparar el dispositivo por su cuenta.
- Mantener fuera del alcance de los niños menores de 14 años.
- Inspeccione el cable de carga antes de cada uso. No lo utilice si está dañado.

PELIGRO — LASER / LESIÓN LUMÍNICA

- No mire directamente a los diodos mientras la máscara está activa.
- Mantenga siempre los ojos completamente cerrados durante una sesión. No utilice el dispositivo sin protección ocular si es fotosensible.
- El modo infrarrojo cercano (850nm + 1064nm) es invisible para el ojo humano. La máscara puede parecer inactiva, pero emite luz. No retire la máscara a mitad de una sesión sin presionar primero el botón de parada.
- La luz azul (460nm) es visible e intensa. Evite la exposición directa prolongada de los ojos.
- No utilice sobre piel dañada, irritada o quemada por el sol.
- Mantenga la máscara plana y estacionaria durante el uso. No la deje caer ni golpee el panel de diodos.
- No cubra la máscara con tela u otros materiales durante una sesión.
- No deje la máscara en funcionamiento sin supervisión.
- No utilice cerca de oxígeno o productos en aerosol.
- Si experimenta malestar, dolor o calor excesivo, detenga el uso inmediatamente y retire la máscara.

GRUPOS DE RIESGO

No utilice este producto si pertenece a alguno de los siguientes grupos sin consultar antes con un profesional de la salud:

- Embarazo
- Enfermedades cardíacas o uso de marcapasos
- Cáncer activo o afecciones fotosensibles
- Epilepsia o migrañas desencadenadas por la luz
- Cirugía facial reciente o heridas abiertas
- Infecciones cutáneas activas o rosácea severa
- Medicamentos que causan fotosensibilidad
- Diabetes con complicaciones como neuropatía
- Cualquier otra condición médica preocupante

Nota sobre medicamentos: Ciertos medicamentos, como anticoagulantes, antiinflamatorios y fármacos que afectan la circulación o la sensibilidad, pueden aumentar el riesgo de reacciones adversas a la fototerapia. Si toma medicación de forma regular, consulte a su médico o farmacéutico antes del uso.

RECICLAJE Y SEGURIDAD

- Este producto no debe desecharse junto con los residuos domésticos normales.
- Desechar en un punto de reciclaje certificado para residuos electrónicos.
- La batería de iones de litio debe extraerse antes de la eliminación. Contacte con Flowlife para obtener orientación.
- No incinere ni perforo la batería.
- Almacene el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.

INSTRUCCIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Cargue completamente la máscara antes del primer uso con el cable USB-C incluido. La carga completa tarda aproximadamente 3 horas.
- Indicador de carga: Luz roja intermitente = Cargando. Luz blanca = Completamente cargada.
- Comience siempre con la piel limpia y seca. Retire todo el maquillaje antes del uso.
- Seleccione el modo, la intensidad y el temporizador con el mando a distancia o comandos de voz.
- Para el control por voz: presione brevemente el botón blanco de la máscara para abrir una ventana de voz y luego diga su comando.
- Configuración predeterminada al activar el modo: 20 minutos, intensidad alta.
- Si es nuevo en la fototerapia, considere comenzar con sesiones de 5 o 10 minutos durante la primera semana antes de pasar a 20 minutos.
- Recomendación general: 3 a 4 sesiones por semana. El uso diario también es adecuado. Ajuste según cómo responde su piel.
- Las sesiones de hasta 20 minutos al día son generalmente lo que la mayoría de los usuarios mantienen. Reduzca la duración o la intensidad si su piel es sensible.

- Si la alta luminosidad resulta intensa en la piel, pruebe el nivel Medio o Bajo. Muchos los encuentran igualmente agradables.
- Limpie la superficie de la máscara con un paño suave, seco o ligeramente húmedo. No utilice alcohol ni productos químicos en el panel de diodos.
- Guarde en el embalaje original o en una funda protectora cuando no esté en uso.
- Proteger del calor, frío o humedad extremos durante el almacenamiento.
- La máscara es para uso exclusivo de una sola persona.

GARANTÍA

Si su producto se avería en el plazo de dos años desde la fecha de compra debido a defectos de material o fabricación, Flowlife reparará o reemplazará los componentes necesarios o el producto de forma gratuita. Flowlife AB no se hace responsable de la garantía ni de las devoluciones de productos adquiridos a través de otros distribuidores.

La garantía no se aplica si:

- el producto se daña por mal uso, manejo inadecuado, accidente o transporte
- el producto ha sido reparado por un proveedor de servicios no autorizado
- el producto no se ha utilizado de acuerdo con las instrucciones de Flowlife
- el daño supera el valor del producto
- el producto se ha deteriorado debido a un almacenamiento inadecuado
- no se puede proporcionar un comprobante de compra con fecha

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Flowlight Laser Mask Ultra+
- Mando a distancia inalámbrico con pantalla
- Cable de carga USB-A a USB-C
- Funda protectora
- Manual de usuario (11 idiomas)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Flowlight Laser Mask Ultra+
Longitudes de onda	460nm (Luz azul), 665nm (Láser rojo), 850nm (Láser infrarrojo cercano), 1064nm (Láser infrarrojo cercano)
Modos de luz	Luz azul / Luz roja / Infrarrojo cercano / Todo
Diodos	236 en total -- 72 uds. 460nm + 72 uds. 665nm + 72 uds. 850nm + 20 uds. 1064nm
Intensidad	Alta / Media / Baja
Temporizador	5 / 10 / 20 minutos
Potencia de salida	6W
Batería	1800mAh litio-ion, integrada
Carga	USB-C, 5V/2A -- aprox. 3 horas para carga completa
Tiempo de funcionamiento	Aprox. 40 minutos por carga completa
Control por voz	Sí -- frase de activación: Hi Flowlight
Mando a distancia	Mando a distancia inalámbrico con pantalla, recargable por USB-C
Alcance inalámbrico	Hasta 10 metros
Dimensiones	640 × 220 × 8.8mm
Peso	370g
Certificaciones	CE, RoHS, FCC, CB, IE
Ángulo del haz	20°
Irradiancia	Aprox. 90 mW/cm ² en la superficie de la piel
Entrada de carga	AC 100-240V / DC 5V-1A (adaptador USB estándar)

NEDERLANDS

GEBRUIKERSHANDLEIDING

- Lees deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik.
- Bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie.
- Dit product is uitsluitend bestemd voor persoonlijk, niet-medisch gebruik.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

GEVAAR — ELEKTRISCHE SCHOK

- Dompel het masker of de afstandsbediening niet onder in water of een andere vloeistof.
- Niet gebruiken in natte omgevingen, zoals badkamers of in de buurt van zwembaden.
- Probeer het apparaat niet zelf te demonteren of te repareren.
- Buiten bereik van kinderen jonger dan 14 jaar houden.
- Controleer de oplaadkabel voor elk gebruik. Niet gebruiken als de kabel beschadigd is.

GEVAAR — LASER / LICHTLETSEL

- Kijk niet rechtstreeks in de diodes terwijl het masker actief is.
- Houd de ogen altijd volledig gesloten tijdens een sessie. Gebruik het apparaat niet zonder oogbescherming als u lichtgevoelig bent.
- De nabij-infraroodmodus (850nm + 1064nm) is onzichtbaar voor het menselijk oog. Het masker kan inactief lijken, maar zendt licht uit. Verwijder het masker niet midden in een sessie zonder eerst op Stop te drukken.
- Blauw licht (460nm) is zichtbaar en helder. Vermijd langdurige directe blootstelling van de ogen.
- Niet gebruiken op beschadigde, geïrriteerde of verbrande huid.
- Houd het masker vlak en stabiel tijdens gebruik. Laat het diodenpaneel niet vallen en stoot er niet tegenaan.
- Bedek het masker niet met stof of andere materialen tijdens een sessie.
- Laat het masker niet onbeheerd in werking.
- Niet gebruiken in de buurt van zuurstof of aerosolproducten.
- Stop onmiddellijk en verwijder het masker als u ongemak, pijn of overmatige hitte ervaart.

RISICOGROEPEN

Gebruik dit product niet als u tot een van de volgende groepen behoort, zonder eerst een arts te raadplegen:

- Zwangerschap
- Hartaandoening of gebruik van een pacemaker
- Actieve kanker of lichtgevoelige aandoeningen
- Epilepsie of migraines veroorzaakt door licht
- Recente gezichtsoperatie of open wonden
- Actieve huidinfecties of ernstige rosacea
- Medicijnen die lichtgevoeligheid veroorzaken
- Diabetes met complicaties zoals neuropathie
- Andere zorgwekkende medische aandoeningen

Medicatie-notitie: Bepaalde medicijnen, waaronder bloedverdünners, ontstekingsremmers en medicijnen die de circulatie of sensatie beïnvloeden, kunnen het risico op bijwerkingen van lichttherapie verhogen. Raadpleeg uw arts of apotheker voor gebruik als u regelmatig medicijnen gebruikt.

RECYCLING EN VEILIGHEID

- Dit product mag niet worden afgevoerd met het gewone huishoudelijk afval.
- Inleveren bij een gecertificeerde inzamelpunt voor elektronisch afval.
- De lithium-ionbatterij moet worden verwijderd voor afvoer. Neem contact op met Flowlife voor instructies.
- De batterij niet verbranden of doorboren.
- Bewaar het product op een koele, droge plaats, buiten direct zonlicht.

GEBRUIKSAANWIJZING, ONDERHOUD EN OPSLAG

- Laad het masker volledig op voor het eerste gebruik met de meegeleverde USB-C-kabel. Volledig opladen duurt ongeveer 3 uur.
- Laadindicator: Rood knipperend licht = Opladen. Wit licht = Volledig opgeladen.
- Begin altijd met een schone, droge huid. Verwijder alle make-up voor gebruik.
- Selecteer de modus, intensiteit en timer met de afstandsbediening of spraakopdrachten
- Voor stembesturing: druk kort op de witte knop op het masker om een stemvenster te openen en spreek vervolgens uw opdracht.
- Standaardinstellingen bij activering van de modus: 20 minuten, hoge intensiteit.
- Als u nieuw bent met lichttherapie, overweeg dan te beginnen met sessies van 5 of 10 minuten gedurende de eerste week voordat u overgaat op 20 minuten.
- Algemene richtlijn: 3 tot 4 sessies per week. Dagelijks gebruik is ook prima. Pas aan op basis van hoe uw huid aanvoelt.
- Sessies tot 20 minuten per dag zijn over het algemeen wat de meeste gebruikers aanhouden. Verminder de duur of intensiteit als uw huid gevoelig is.
- Als hoge helderheid intens aanvoelt op uw huid, probeer dan Gemiddeld of Laag. Velen vinden deze niveaus even aangenaam.
- Reinig het maskeroppervlak met een zachte, droge of licht vochtige doek. Gebruik geen alcohol of chemische reinigingsmiddelen op het diodenpaneel.

- Bewaar in de originele verpakking of een beschermende tas wanneer niet in gebruik.
- Bewaar op een plek uit de buurt van extreme hitte, koude of vochtigheid.
- Het masker is uitsluitend bedoeld voor gebruik door één persoon.

GARANTIE

Als uw product binnen twee jaar na de aankoopdatum defect raakt door materiaal- of fabricagefouten, repareert of vervangt Flowlife de benodigde componenten of het product kosteloos.

Flowlife AB is niet verantwoordelijk voor de garantie of retouren van producten die bij andere retailers zijn gekocht.

De garantie geldt niet als:


- het product is beschadigd door misbruik, onzorgvuldig hanteren, een ongeluk of transport
- het product is gerepareerd door een niet-geautoriseerde serviceprovider
- het product niet is gebruikt volgens de instructies van Flowlife
- de schade de waarde van het product overstijgt
- het product is beschadigd door onjuiste opslag
- er geen gedateerd aankoopbewijs kan worden overgelegd

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Flowlight Laser Mask Ultra+
- Draadloze afstandsbediening met display
- USB-A naar USB-C oplaadkabel
- Beschermende draagtas
- Gebruikershandleiding (11 talen)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	Flowlight Laser Mask Ultra+
Golflengten	460nm (Blauw licht), 665nm (Rode laser), 850nm (Nabij-infrarood laser), 1064nm (Nabij-infrarood laser)
Lichtmodi	Blauw licht / Rood licht / Nabij-infrarood / Alles
Dioden	236 in totaal -- 72 st. 460nm + 72 st. 665nm + 72 st. 850nm + 20 st. 1064nm
Intensiteit	Hoog / Middel / Laag
Timer	5 / 10 / 20 minuten
Uitgangsvermogen	6W
Batterij	1800mAh lithium-ion, ingebouwd
Opladen	USB-C, 5V/2A -- ca. 3 uur voor volledige oplading
Gebruiksduur	Ca. 40 minuten per volledige oplading
Stembesturing	Ja -- activeringscommando: Hi Flowlight
Afstandsbediening	Draadloze afstandsbediening met display, oplaadbaar via USB-C
Draadloos bereik	Tot 10 meter
Afmetingen	640 × 220 × 8.8mm
Gewicht	370g
Certificeringen	CE, RoHS, FCC, CB, IE
Bundelhoek	20°
Irradiantie	Ca. 90 mW/cm ² aan het huidoppervlak
Laadingsangsspanning	AC 100-240V / DC 5V-1A (standaard USB-adapter)

A close-up, side-profile photograph of a woman running at night. She is wearing a black athletic tank top. Her hair is dark and pulled back, with some strands blowing in the wind. The background is dark and blurred, suggesting motion. The text "Active Lifestyle." is centered over her shoulder area.

Active Lifestyle.



Made Possible.



Manufacturer:
Flowlife AB
Runebergsgatan 7
114 30 Stockholm
Sweden

Contact:
hello@flowlife.com
www.flowlife.com