




Flowlight Wearable Battery Pack

FLOWLIFE

Brochure

Flowlight Wearable Battery Pack



All-in-One Control Unit for the Flowlight Wearable Recovery System

Table of Content

4 — Manifest

6 — Flowlight Wearable Battery Pack

7 — Accessories

8 — Flowlight Wearable Battery pack: A Comprehensive Guide

14 — Starting your Journey

21 — Contact Information

24 — Manual

- | | | |
|-----------|------------|---------|
| • English | • Deutsch | • Dutch |
| • Svenska | • Français | • Suomi |
| • Norsk | • Espanol | |
| • Dansk | • Italiano | |

Manifest

In a world where limits are meant to be shattered, we fuel the fire of relentless pioneers. Our brand champions those who break the mold and embrace the extraordinary, symbolizing a life lived without compromise.

Committed to relentless innovation, we design for those who demand excellence and performance, understanding that the journey into the unknown often leads to unforgettable achievements.

We want to power dreams, aspirations, and triumphs of the audacious, sparking the passions of the unstoppable.


For those who redefine boundaries and explore new horizons, we are Flowlife. Made Possible.

Why Flowlight Wearable Battery pack?

The Flowlight Wearable Battery pack is the control centre and power source for your Flowlight wearable therapy device — all in one compact unit. It magnetically clips directly onto the wearable, giving you instant control over every session through a clear LCD screen and five dedicated buttons. Charge it once via USB-C, clip it on, and your recovery session is ready.

- **One unit. Full control** - The Flowlight Wearable Battery pack combines session control and built-in battery power into a single magnetic unit. Press to turn on, choose your mode and intensity, set your timer, and start — directly from the controller clipped to your wearable.
- **Magnetic clip. Instant attachment** - Magnetic connectors attach the controller firmly to the wearable — no fumbling with cables or separate power packs. The secure connection maintains full power delivery throughout your session.
- **LCD display. Five-button precision** - The backlit LCD screen shows your current mode, intensity level, and session timer in real time. Five intuitive buttons — Power, Mode, Start/Pause, +, and — give you full control without lifting the device or opening an app.

Accessories



What's Included

Flowlight Wearable Battery pack
(control unit with built-in battery)

EU power adapter

Type-C USB charging cable

User manual



Works With Flowlife Wearables

- Flowlight Wearable Knee 60 Two Waves
- Flowlight Wearable Foot 60 Two Waves



Flowlight Wearable Battery pack: A Comprehensive Guide

The Flowlight Wearable Battery pack attaches magnetically to your Flowlight wearable and provides both the power supply and full session control through its built-in LCD display and five-button interface. It charges via USB-C with an integrated charging circuit — no external adapter required.

Why it matters:

- Magnetic attachment keeps the controller in place throughout movement and therapy sessions
- LCD display provides real-time feedback on mode, intensity, and remaining session time
- Five dedicated buttons give precise, tactile control — no app required
- Built-in 6000mAh battery delivers multiple full sessions before recharging
- USB-C charging with built-in circuitry — simply connect to any USB-C power source

Magnetic Connection

Align the magnetic connectors on the Flowlight Wearable Battery pack with the corresponding connection points on your Flowlight Wearable. The magnets will seat firmly and automatically — you will feel a secure click. A secure connection is confirmed when the LCD screen activates on power-on.

LCD Display

The LCD screen displays current mode (Red / NIR / Combined / Pulse), intensity level, and session timer. During a session, the display updates in real time so you can monitor progress without removing the device.

Five-Button Control

POWER 

Hold to turn the controller on or off. Mode: cycles through settings — press once to select light mode, again to set intensity, again to set Pulse frequency. session timer from the home screen

+ and -  

Adjust the current setting up or down, or set the session timer from the home screen.

Start/Pause 

Begins the session or pauses it mid-session.

Mode

Cycles through settings. Press to step between light mode, intensity, and pulse frequency.




Charging the Battery Pack

Connect the included USB-C cable to the charging port on the controller. The LCD display or indicator light will show charging status. The LED indicator shows 100% when fully charged. Charging time is approximately 2.5 hours from empty.



Starting
Your Journey



1. Charge the Flowlight Wearable Battery pack fully before first use — connect via USB-C until the indicator shows 100%.
2. Fit your Flowlight Wearable onto the target area and secure the straps.
3. Align the Battery Pack magnetic connectors with the wearable connection points — the magnets will seat firmly.
4. Hold the Power button to turn the controller on — the LCD screen will illuminate.
5. Press Mode and use + / - to select your light mode: Red / NIR / Combined / Pulse.

6. Press Mode again and use + / – to adjust intensity level.
7. Press Mode again and use + / – to set your Hz level.
8. In the home screen view, press + / – to set your session timer.
9. Press Start to begin your session — the timer will count down on the LCD display.
10. Press Start/Pause at any time to pause mid-session. Hold Power to end the session early.

Targeted Joint Recovery

Precise therapy.
Hands-free
control.

Recovering joints need consistent, correctly dosed light therapy — but fumbling with settings mid-session or losing the controller breaks the routine and reduces effectiveness.

Magnetic
Control Unit

The Flowlight Wearable Battery pack clips directly onto the wearable and stays in place during use. The LCD screen and five buttons let you adjust mode and intensity in seconds — without detaching anything or reaching for a separate device.

Why it matters:

Consistent settings and uninterrupted sessions lead to better outcomes. Control at your fingertips means you can fine-tune without breaking focus.

Session Timer Management

Set your session length (1–30 minutes) using the + / – buttons. The LCD display counts down in real time – auto-off when complete. No timers to set separately, no interrupted flow.

Result: Every session runs exactly as planned – start to finish, without manual intervention.

How to use

- Attach the wearable, then clip on the Battery Pack via the magnetic connectors
- Hold Power to turn on — LCD will illuminate
- From the home screen, use + / – to set your session timer (1–30 min)
- Press Mode and use + / – to select Red / NIR / Combined
- Press Mode again to set intensity, then again to set pulse
- Press Start — session begins immediately


RECOMMENDED USE

Session length	10–30 minutes per area
Frequency	Once daily for active recovery; or as directed by a health professional
Modes	Combined (Red + NIR) for joint recovery; Pulse for acute pain phases
Attachment	Secure magnetic fit — no readjustment needed during session

hello@flowlife.com
www.flowlife.com
Flowlife AB
Runebergsgatan 7
114 30 Stockholm
Sweden

Manual

Flowlight Wearable Battery pack



Brochure

Flowlight Wearable Battery Pack

Flowlife

ENGLISH

INTRODUCTION

Welcome to your Flowlight Wearable Battery pack. This unit is the control centre and power source for your Flowlight Wearable recovery system. Read all instructions before first use and retain this manual for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

Safety Hazards – Reduce the Risk of Electric Shock

- Use only the included USB-C cable or a certified USB-C power source for charging — do not use damaged cables or non-standard chargers
- Do not charge or operate the controller in wet conditions or near water
- Disconnect the USB-C cable immediately if the cable, port, or controller appears damaged
- Do not attempt to charge via any port other than the designated USB-C charging port
- Do not disassemble or attempt to service the internal charging circuitry
- Keep the USB-C port clean and dry — do not insert foreign objects
- Unplug from the power source when not charging

Danger – Reduce the Risk of Burns, Fire, or Injury

- Do not expose the Battery Pack to temperatures above 45°C or below -10°C during storage or use

- Do not place the controller on soft surfaces that may block ventilation during charging
- Do not crush, pierce, or place heavy pressure on the unit — risk of internal battery damage
- Stop use immediately if the unit becomes unusually hot, swells, or emits an unusual smell
- Do not use if the casing is cracked or the magnetic connectors appear damaged
- Keep away from flammable materials during charging
- Do not use near aerosol sprays, pure oxygen environments, or flammable gases
- Do not attempt self-repair — contact support@flowlife.com for servicing
- Keep out of reach of children under 15
- Do not leave charging unattended for extended periods in unsafe environments

Light Safety

- The Battery Pack itself does not emit therapeutic light — light is emitted by the wearable device it controls
- Follow all light safety instructions provided in the wearable device manual

General Safety

- Ensure the magnetic connectors are fully seated before starting a session
- Do not use the controller with non-Flowlife wearable devices
- Check that the LCD display activates correctly on power-on before each session
- If the display fails to activate or buttons are unresponsive, discontinue use and contact support

Risk Groups – Consult a Doctor Before Use

- Pregnant or nursing – follow guidance in the wearable device manual regarding light therapy use
- Active implanted electronic devices (pacemaker, ICD) – keep the magnetic controller away from implant sites; consult your doctor before use
- Any medical condition affecting the treatment area – consult your doctor before beginning therapy sessions
- Epilepsy or sensitivity to flashing light – exercise caution when using Pulse mode; consult a doctor before use
- Photosensitising medications – consult your doctor before use
- Under 15 years old – use only under supervision of a healthcare professional
- Any other health concern – consult your doctor before starting

INSTRUCTIONS FOR USE

Charging the Controller

1. Connect the USB-C cable to the charging port on the Battery Pack
2. Connect the other end to a USB-C wall adapter or power bank (not included)
3. LED indicator shows 100% when fully charged (approx. 2.5 hours from empty)
4. Disconnect after full charge

Attaching to the Wearable

1. Fit the wearable onto the target area and secure the straps
2. Align the magnetic connectors on the Battery Pack with the wearable connection points
3. The magnets will seat firmly – ensure a secure connection before powering on

Running a Session

1. Hold Power to turn on – LCD screen illuminates
2. Press Mode – use + / – to select mode: Red / NIR / Combined
3. Press Mode again – use + / – to set intensity level
4. Press Mode again – use + / – to set your Hz level
5. In the home screen view, press + / – to set session timer (1–30 min)
6. Press Start to begin – LCD counts down the session timer
7. Press Start/Pause at any time to pause or resume
8. Device powers off automatically when the session timer reaches zero

After Your Session

1. Hold Power to turn off if not already off
2. Detach the Battery Pack from the wearable by releasing the magnetic connectors
3. Charge the Battery Pack as needed before the next session

BATTERY & CHARGING

- Built-in rechargeable battery — 6000 mAh
- Charging input: USB-C (5V, 1.0A)
- Includes EU power adapter and USB-C cable
- Charging time: approx. 2.5 hours from empty to full
- LED/LCD indicator shows 100% when fully charged
- Do not use non-USB-C power sources for charging
- For storage over 1 week, keep battery at approx. 50–70% charge level
- Avoid full discharge before recharging when possible

CLEANING & STORAGE

- Wipe the controller exterior with a soft, dry cloth
- Do not expose to water, solvents, or cleaning sprays
- Keep the USB-C port and magnetic connectors free of debris — use a dry brush if needed
- Inspect the magnetic connectors before each session — clean contact surfaces gently if needed
- Store in a cool, dry location away from direct sunlight
- Do not store at temperatures below -10°C or above 45°C
- Do not stack heavy objects on top of the controller during storage

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Specification	Value
Product Name	Flowlight Wearable Battery pack
Compatible with	Flowlight Wearable Knee 60 Two Waves, Flowlight Wearable Foot 60 Two Waves
Battery Capacity	6000 mAh
Charging Input	USB-C — 5V $\overline{=}$ 1.0A
Includes	EU power adapter + Type-C USB cable
Charging Time	Approx. 2.5 hours (empty to full)
Display	LCD screen — shows mode, intensity, and session timer
Controls	5 buttons: Power, Mode, Start/Pause, +, -
Session Timer	1–30 min (adjustable)
Light Modes	Red / NIR / Combined / Pulse (1–1000 Hz)
Pulse Frequency	1–1000 Hz (adjustable)
Connection	Magnetic clip — attaches directly to Flowlight wearable
Shell Material	ABS plastic

Dimensions	8.5 × 6 × 4 cm
Weight	0.2 kg
Certifications	CE, UKCA
Warranty	2 years

WARRANTY & SUPPORT

Flowlight Wearable Battery pack includes a 2-year warranty covering manufacturing defects from the date of purchase.

Warranty does not cover:

- Physical damage from misuse, drops, or accidents
- Water damage or use in wet environments
- Use with non-original or damaged USB-C cables
- Unauthorised modifications or repair attempts
- Battery degradation from improper charging habits
- Missing proof of purchase

For questions or service, contact: support@flowlife.com | www.flowlife.com

SVENSKA

INTRODUCTION

Välkommen till din Flowlight Wearable Battery pack. Den här enheten är styrenheten och strömkällan för din Flowlight-produkt. Läs alla anvisningar innan första användning och spara manualen för framtida referens.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Elektrisk stöt – minska risken

- Använd endast den medföljande USB-C-kabeln och EU-adaptern – använd inte skadade kablar eller icke-standardladdare
- Ladda inte eller använd inte kontrollenheten i fuktiga förhållanden eller nära vatten
- Koppla omedelbart bort USB-C-kabeln om kabeln, porten eller kontrollenheten verkar skadad
- Försök inte ladda via någon annan port än den avsedda USB-C-laddningsporten
- Ta inte isär och försök inte serva den interna laddningskretsen
- Håll USB-C-porten ren och torr – stick inte in föremål
- Koppla ur från strömkällan när enheten inte laddas

Fara – minska risken för brännskador, brand eller personskada

- Utsätt inte Battery Pack för temperaturer över 45 °C eller under -10 °C under förvaring eller användning

- Placera inte kontrollenheten på mjuka ytor som kan blockera ventilationen under laddning
- Krossa inte, stick inte hål på och lägg inte för hårt tryck på enheten – risk för intern batteriskada
- Sluta använda omedelbart om enheten blir ovanligt varm, sväller eller avger ovanlig lukt
- Använd inte om höljet är sprucket eller om de magnetiska kopplingarna verkar skadade
- Håll borta från brandfarligt material under laddning
- Använd inte nära aerosolsprayer, rena syremiljöer eller brandfarliga gaser
- Försök inte reparera själv – kontakta support@flowlife.com för service
- Förvaras utom räckhåll för barn under 15 år
- Lämna inte laddning obevakad under längre tid i osäkra miljöer

Ljussäkerhet

- Battery Pack avger inte terapeutiskt ljus – ljuset avges av den bärbara enheten den styr
- Följ alla ljussäkerhetsanvisningar i manualen för den bärbara enheten

Allmän säkerhet

- Kontrollera att de magnetiska kopplingarna sitter ordentligt innan sessionen startas
- Använd inte kontrollenheten med icke-Flowlife-bärbara enheter
- Kontrollera att LCD-skärmen aktiveras korrekt vid strömstart innan varje session
- Om skärmen inte aktiveras eller knapparna inte svarar, sluta använda och kontakta support

Riskgrupper – rådfråga läkare innan användning

- Gravid eller ammar – följ anvisningarna i manualen för den bärbara enheten gällande ljusanvändning
- Aktiva implanterade elektroniska enheter (pacemaker, ICD) – håll kontrollenheten borta från implantatplatser; rådfråga din läkare
- Medicinska tillstånd som påverkar behandlingsområdet – rådfråga din läkare innan sessioner påbörjas
- Epilepsi eller ljuskänslighet – var försiktig vid användning av Pulsläge; rådfråga läkare
- Fotosensibiliserande läkemedel – rådfråga din läkare innan användning
- Under 15 år – använd endast under överinseende av sjukvårdspersonal
- Andra hälsoproblem – rådfråga din läkare innan du börjar

BRUKSANVISNING

Ladda kontrollenheten

1. Anslut USB-C-kabeln till laddningsporten på Battery Pack
2. Anslut den andra änden till USB-C-nätadaptern
3. LED-indikatorn visar 100 % när fullt laddat (ca 2,5 timmar från tomt)
4. Koppla ur efter full laddning

Fästa på den bärbara enheten

1. Sätt på den bärbara enheten på målområdet och fäst remmarna
2. Rikta de magnetiska kopplingarna på Battery Pack mot anslutningspunkterna på den bärbara enheten
3. Magneterna sitter fast ordentligt – kontrollera att anslutningen är säker innan du slår på

Köra en session

1. Håll in strömknappen för att slå på – LCD-skärmen tänds
2. Tryck på Läge – använd + / - för att välja läge: Röd / NIR / Kombinerat
3. Tryck på Läge igen – använd + / - för att ställa in intensitetsnivå
4. Tryck på Läge igen – använd + / - för att ställa in Hz-nivå
5. Tryck + / - i hemskärmsläget för att ställa in sessionstimer (1–30 min)
6. Tryck på Start för att börja – LCD räknar ner sessionstimern
7. Tryck på Start/Paus när som helst för att pausa eller fortsätta
8. Enheten stängs av automatiskt när sessionstimern når noll

Efter din session

1. Håll in strömknappen för att stänga av om enheten inte redan är av
2. Lossa Battery Pack från den bärbara enheten genom att frigöra de magnetiska kopplingarna
3. Ladda Battery Pack efter behov innan nästa session

BATTERI OCH LADDNING

- Inbyggt uppladdningsbart batteri – 6 000 mAh
- Laddinput: USB-C (5 V, 1,0 A)
- Inkluderar EU-nätadapter och USB-C-kabel
- Laddningstid: ca 2,5 timmar från tomt till fullt
- LED/LCD-indikatorn visar 100 % när fullt laddat
- Använd inte icke-USB-C-strömkällor för laddning
- Vid förvaring i mer än 1 vecka, håll batteriet på ca 50–70 % laddningsnivå
- Undvik full urladdning innan omladdning när möjligt

RENGÖRING OCH FÖRVARING

- Torka av kontrollenhetens utsida med en mjuk, torr trasa
- Utsätt inte för vatten, lösningsmedel eller rengöringssprayar
- Håll USB-C-porten och de magnetiska kopplingarna fria från smuts – använd en torr borste vid behov
- Inspektera de magnetiska kopplingarna innan varje session – rengör kontaktytorna försiktigt vid behov
- Förvara på en sval, torr plats borta från direkt solljus
- Förvara inte vid temperaturer under -10 °C eller över 45 °C
- Lägg inte tunga föremål ovanpå kontrollenheten under förvaring

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Specifikation	Värde
Produktnamn	Flowlight Wearable Battery pack
Kompatibel med	Flowlight Wearable Knee 60 Two Waves, Flowlight Wearable Foot 60 Two Waves
Batterikapacitet	6000 mAh
Laddningsinmatning	USB-C — 5V — 1.0A
Ingår:	EU-nätadapter + USB-C-kabel
Laddningstid	Ca. 2,5 timmar (från tom)
Display	LCD-skärm — läge, intensitetsnivå och sessionstimer
Kontroller	5 knappar: Power, Mode, Start/Pause, +, —
Sessionstimer	1–30 min
Ljuslägen	Röd / NIR / Kombinerad / Puls (1–1000 Hz)
Pulsfrekvens	1–1000 Hz (justerbar)
Anslutning	Magnetisk klämma — fäster direkt på Flowlight-enheten
Höljematerial	ABS-plast

Dimensioner	8.5 × 6 × 4 cm
Vikt	0.2 kg
Certifieringar	CE, UKCA
Garanti	2 år

GARANTI OCH SUPPORT

Flowlight Wearable Battery pack har 2 års garanti som täcker tillverkningsfel från inköpsdatumet.

Garantin täcker inte:

- Fysiska skador till följd av felaktig användning, tapp eller olyckor
- Vattenskador eller användning i fuktiga miljöer
- Användning med icke-originala eller skadade USB-C-kablar
- Obehöriga modifieringar eller reparationsförsök
- Batteridegradation till följd av felaktiga laddningsvanor
- Saknat inköpsbevis

Vid frågor eller service, kontakta: support@flowlife.com | www.flowlife.com

NORSK

INTRODUCTION

Velkommen til din Flowlight Wearable Battery pack. Denne enheten er kontrollenheten og strømkilden for din Flowlight-produkt. Les alle instruksjoner før første bruk og ta vare på denne manualen for fremtidig referanse.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Elektrisk støt – reduser risikoen

- Bruk kun den medfølgende USB-C-kabelen og EU-adapteren – ikke bruk skadede kabler eller ikke-standardladere
- Ikke lad eller bruk kontrollenheten i fuktige forhold eller nær vann
- Koble umiddelbart fra USB-C-kabelen hvis kabelen, porten eller kontrollenheten ser skadet ut
- Ikke forsøk å lade via noen annen port enn den angitte USB-C-ladeporten
- Ikke demonter eller forsøk å reparere den interne ladeelektronikken
- Hold USB-C-porten ren og tørr – ikke stikk gjenstander inn
- Koble fra strømkilden når enheten ikke lades

Fare – reduser risikoen for brannskader, brann eller personskaade

- Ikke utsett Battery Pack for temperaturer over 45 °C eller under -10 °C under oppbevaring eller bruk

Fare – reduser risikoen for brannskader, brann eller personskaade

- Ikke utsett Battery Pack for temperaturer over 45 °C eller under -10 °C under oppbevaring eller bruk
- Ikke plasser kontrollenheden på myke overflater som kan blokkere ventilasjon under lading
- Ikke knus, stikk hull på eller legg for hardt trykk på enheten – risiko for intern batteriskade
- Slutt å bruke umiddelbart hvis enheten blir uvanlig varm, svulmer opp eller avgir uvanlig lukt
- Ikke bruk hvis kabinettet er sprukket eller de magnetiske koblingene ser skadet ut
- Hold unna brannfarlig materiale under lading
- Ikke bruk nær aerosolspray, rent oksygenmiljø eller brennbare gasser
- Ikke forsøk å reparere selv – kontakt support@flowlife.com for service
- Oppbevares utilgjengelig for barn under 15 år
- Ikke la lading stå uten tilsyn over lengre tid i utrygge omgivelser

Lyssikkerhet

- Battery Pack avgir ikke terapeutisk lys – lyset avgis av den bærbare enheten den styrer
- Følg alle lyssikkerhetsinstruksjoner i manualen for den bærbare enheten

Generell sikkerhet

- Kontroller at de magnetiske koblingene sitter ordentlig fast før økten startes
- Ikke bruk kontrollenheden med ikke-Flowlife bærbare enheter
- Kontroller at LCD-skjermen aktiveres korrekt ved oppstart før hver økt
- Hvis skjermen ikke aktiveres eller knappene ikke svarer, slutt å bruke og kontakt support

Risikogrupper – rådfør deg med lege før bruk

- Gravid eller ammer – følg veiledningen i manualen for den bærbare enheten angående lysbruk
- Aktive implanterte elektroniske enheter (pacemaker, ICD) – hold kontrollenheten unna implantatsteder; rådfør deg med legen din
- Medisinske tilstander som påvirker behandlingsområdet – rådfør deg med legen din før økter påbegynnes
- Epilepsi eller lysfølsomhet – vær forsiktig ved bruk av Pulsmodus; rådfør deg med lege
- Fotosensibiliserende legemidler – rådfør deg med legen din før bruk
- Under 15 år – bruk kun under tilsyn av helsepersonell
- Andre helseproblemer – rådfør deg med legen din før du begynner

BRUKSANVISNING

Lade kontrollenheten

1. Koble USB-C-kabelen til ladeporten på Battery Pack
2. Koble den andre enden til USB-C-nettadapteren
3. LED-indikatoren viser 100 % når fulladet (ca. 2,5 timer fra tom)
4. Koble fra etter full lading

Feste til den bærbare enheten

1. Sett den bærbare enheten på målområdet og fest reimene
2. Rett de magnetiske koblingene på Battery Pack mot tilkoblingspunktene på den bærbare enheten
3. Magnetene setter seg godt fast – kontroller at tilkoblingen er sikker før du slår på

Kjøre en økt

1. Hold inne av/på-knappen for å slå på – LCD-skjermen lyser opp
2. Trykk på Modus – bruk + / – for å velge modus: Rød / NIR / Kombinert
3. Trykk på Modus igjen – bruk + / – for å stille inn intensitetsnivå
4. Trykk på Modus igjen – bruk + / – for å stille inn Hz-nivå
5. Trykk + / – i hjemskjermvisning for å stille inn økt-timer (1–30 min)
6. Trykk Start for å begynne – LCD teller ned økt-timeren
7. Trykk Start/Pause når som helst for å pause eller fortsette
8. Enheten slås av automatisk når økt-timeren når null

Etter økten

1. Hold inne av/på-knappen for å slå av hvis enheten ikke allerede er av
2. Løsne Battery Pack fra den bærbare enheten ved å løsne de magnetiske koblingene
3. Lad Battery Pack etter behov før neste økt

BATTERI OG LADING

- Innebygd oppladbart batteri – 6 000 mAh
- Ladeinput: USB-C (5 V, 1,0 A)
- Inkluderer EU-nettadapter og USB-C-kabel
- Ladetid: ca. 2,5 timer fra tom til full
- LED/LCD-indikatoren viser 100 % når fulladet
- Ikke bruk ikke-USB-C-strømkilder for lading
- Ved oppbevaring i mer enn 1 uke, hold batteriet på ca. 50–70 % ladestand
- Unngå full utlading før ny lading når mulig

RENGJØRING OG OPPBEVARING

- Tørk av kontrollenhetens utside med en myk, tørr klut
- Ikke utsett for vann, løsemidler eller rengjøringsspray
- Hold USB-C-porten og de magnetiske koblingene fri for smuss – bruk en tørr børste ved behov
- Inspiser de magnetiske koblingene før hver økt – rengjør kontaktflatene forsiktig ved behov
- Oppbevar på et kjølig, tørt sted borte fra direkte sollys
- Ikke oppbevar ved temperaturer under -10 °C eller over 45 °C
- Ikke legg tunge gjenstander oppå kontrollenheten under oppbevaring

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spesifikasjon	Verdi
Produktnavn	Flowlight Wearable Battery pack
Kompatibel med	Flowlight Wearable Knee 60 Two Waves, Flowlight Wearable Foot 60 Two Waves
Batterikapasitet	6000 mAh
Ladeinput	USB-C — 5V — 1.0A
Ladetid	Ca. 2,5 timer (fra tom)
Inkludert:	EU-strømadapter + USB-C-kabel
Display	LCD-skjerm — modus, intensitetsnivå og økt-timer
Kontroller	5 knapper: Power, Mode, Start/Pause, +, -
Økt-timer	1–30 min
Lysmoduser	Rød / NIR / Kombinert / Puls (1–1000 Hz)
Pulsfrekvens	1–1000 Hz (justerbar)
Tilkobling	Magnetisk klips — festes direkte på Flowlight-enheten
Skallmateriale	ABS-plast

Dimensjoner	8.5 × 6 × 4 cm
Vekt	0.2 kg
Sertifiseringer	CE, UKCA
Garanti	2 years

GARANTI OG SUPPORT

Flowlight Wearable Battery pack har 2 års garanti som dekker produksjonsfeil fra kjøpsdatoen.

Garantien dekker ikke:

- Fysiske skader som følge av feilbruk, fall eller ulykker
- Vannskader eller bruk i fuktige omgivelser
- Bruk med ikke-originale eller skadede USB-C-kabler
- Uautoriserte modifikasjoner eller reparasjonsforsøk
- Batteridegradasjon som følge av feil laderutiner
- Manglende kjøpsbevis

For spørsmål eller service, kontakt: support@flowlife.com | www.flowlife.com

DANSK

INTRODUCTION

Velkommen til din Flowlight Wearable Battery pack. Denne enhed er styrenheden og strømkilden til din Flowlight-produkt. Læs alle instruktioner inden første brug og gem denne manual til fremtidig brug.

SIKKERHEDSANVISNINGER

Elektrisk stød – reducer risikoen

- Brug kun det medfølgende USB-C-kabel og EU-adapter – brug ikke beskadigede kabler eller ikke-standardopladere
- Oplad ikke eller brug ikke styrenheden i fugtige forhold eller nær vand
- Frakobl USB-C-kablet straks hvis kablet, porten eller styrenheden ser beskadiget ud
- Forsøg ikke at oplade via nogen anden port end den angivne USB-C-opladningsport
- Adskil ikke og forsøg ikke at servicere den interne ladeelektronik
- Hold USB-C-porten ren og tør – stik ikke genstande ind
- Frakobl fra strømkilden når enheden ikke oplades

Fare – reducer risikoen for forbrændinger, brand eller personskaade

- Udsæt ikke Battery Pack for temperaturer over 45 °C eller under -10 °C under opbevaring eller brug

- Placer ikke styrenheden på bløde overflader der kan blokere ventilation under opladning
- Knus ikke, punkter ikke og læg ikke for hårdt tryk på enheden – risiko for intern batteriskade
- Stop brugen straks hvis enheden bliver usædvanlig varm, hæver op eller afgiver usædvanlig lugt
- Brug ikke hvis kabinettet er revnet eller de magnetiske koblinger ser beskadigede ud
- Hold væk fra brandfarlige materialer under opladning
- Brug ikke nær aerosolspray, rent iltmiljø eller brændbare gasser
- Forsøg ikke at reparere selv – kontakt support@flowlife.com for service
- Opbevares utilgængeligt for børn under 15 år
- Lad ikke opladning stå uden opsyn i længere tid i usikre omgivelser

Lyssikkerhed

- Battery Pack udsender ikke terapeutisk lys – lyset udsendes af den bærbare enhed den styrer
- Følg alle lyssikkerhedsanvisninger i manualen til den bærbare enhed

Generel sikkerhed

- Kontroller at de magnetiske koblinger sidder ordentligt fast inden sessionen startes
- Brug ikke styrenheden med ikke-Flowlife bærbare enheder
- Kontroller at LCD-skærmen aktiveres korrekt ved opstart inden hver session
- Hvis skærmen ikke aktiveres eller knapperne ikke reagerer, stop brugen og kontakt support

Risikogrupper – rådfør dig med en læge inden brug

- Gravid eller ammer – følg vejledningen i manualen til den bærbare enhed vedrørende lysanvendelse
- Aktive implanterede elektroniske enheder (pacemaker, ICD) – hold styrenheden væk fra implantationssteder; rådfør dig med din læge
- Medicinske tilstande der påvirker behandlingsområdet – rådfør dig med din læge inden sessioner påbegyndes
- Epilepsi eller lysfølsomhed – vær forsigtig ved brug af Puls-tilstand; rådfør dig med læge
- Fotosensibiliserende lægemidler – rådfør dig med din læge inden brug
- Under 15 år – brug kun under supervision af sundhedspersonale
- Andre helbredsproblemer – rådfør dig med din læge inden du begynder

BRUGERVEJLEDNING

Opladning af styrenheden

1. Tilslut USB-C-kablet til opladningsporten på Battery Pack
2. Tilslut den anden ende til USB-C-netadapteren
3. LED-indikatoren viser 100 % når fuldt opladet (ca. 2,5 timer fra tom)
4. Frakobl efter fuld opladning

Montering på den bærbare enhed

1. Sæt den bærbare enhed på målområdet og fastgør remserne
2. Ret de magnetiske koblinger på Battery Pack mod tilslutningspunkterne på den bærbare enhed
3. Magneterne sættes godt fast – kontroller at forbindelsen er sikker inden du tænder

Kørsel af en session

1. Hold tænd/sluk-knappen inde for at tænde – LCD-skærmen lyser op
2. Tryk på Tilstand – brug + / – til at vælge tilstand: Rød / NIR / Kombineret
3. Tryk på Tilstand igen – brug + / – til at indstille intensitetsniveau
4. Tryk på Tilstand igen – brug + / – til at indstille Hz-niveau
5. Tryk + / – i startskærmsvisning for at indstille sessionstimer (1–30 min)
6. Tryk Start for at begynde – LCD nedtæller sessionstimeren
7. Tryk Start/Pause til enhver tid for at sætte på pause eller fortsætte
8. Enheden slukker automatisk når sessionstimeren når nul

Efter din session

1. Hold tænd/sluk-knappen inde for at slukke hvis enheden ikke allerede er slukket
2. Løsn Battery Pack fra den bærbare enhed ved at frigøre de magnetiske koblinger
3. Oplad Battery Pack efter behov inden næste session

BATTERI OG OPLADNING

- Indbygget genopladeligt batteri – 6.000 mAh
- Opladningsinput: USB-C (5 V, 1,0 A)
- Inkluderer EU-netadapter og USB-C-kabel
- Opladningstid: ca. 2,5 timer fra tom til fuld
- LED/LCD-indikatoren viser 100 % når fuldt opladet
- Brug ikke ikke-USB-C-strømkilder til opladning
- Ved opbevaring i mere end 1 uge, hold batteriet på ca. 50–70 % opladningsniveau
- Undgå fuld afladning inden genopladning når muligt

RENGØRING OG OPBEVARING

- Tør styrenhedens yderside af med en blød, tør klud
- Udsæt ikke for vand, opløsningsmidler eller rengøringspray
- Hold USB-C-porten og de magnetiske koblinger fri for snavs – brug en tør børste hvis nødvendigt
- Inspicér de magnetiske koblinger inden hver session – rengør kontaktfladerne forsigtigt hvis nødvendigt
- Opbevar på et køligt, tørt sted væk fra direkte sollys
- Opbevar ikke ved temperaturer under -10 °C eller over 45 °C
- Læg ikke tunge genstande oven på styrenheden under opbevaring

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Specifikation	Værdi
Produktnavn	Flowlight Wearable Battery pack
Kompatibel med	Flowlight Wearable Knee 60 Two Waves, Flowlight Wearable Foot 60 Two Waves
Batterikapacitet	6000 mAh
Opladningsinput	USB-C — 5V — 1.0A
Inkluderer:	EU-strømadapter + USB-C-kabel
Opladningstid	Ca. 2,5 timer (fra tom)
Display	LCD-skærm — tilstand, intensitetsniveau og sessionstimer
Kontroller	5 knapper: Power, Mode, Start/Pause, +, -
Sessionstimer	1-30 min
Lystilstande	Rød / NIR / Kombineret / Puls (1-1000 Hz)
Pulsfrekvens	1-1000 Hz (justerbar)
Forbindelse	Magnetisk klips — fæstner direkte til Flowlight-enheden
Skallemateriale	ABS-plast

Dimensioner	8.5 × 6 × 4 cm
Vægt	0.2 kg
Certificeringer	CE, UKCA
Garanti	2 år

GARANTI OG SUPPORT

Flowlight Wearable Battery pack har 2 års garanti der dækker produktionsfejl fra købsdatoen.

Garantien dækker ikke:

- Fysiske skader som følge af forkert brug, fald eller ulykker
- Vandskader eller brug i fugtige omgivelser
- Brug med ikke-originale eller beskadigede USB-C-kabler
- Uautoriserede modifikationer eller reparationsforsøg
- Batteridegradation som følge af forkerte opladningsvaner
- Manglende købsbevis

Ved spørgsmål eller service, kontakt: support@flowlife.com | www.flowlife.com

DEUTSCH

INTRODUCTION

Willkommen bei Ihrem Flowlight Wearable Battery pack. Dieses Gerät ist die Steuereinheit und Stromversorgung für Ihr Flowlight-Produktsystem. Lesen Sie alle Anweisungen vor der ersten Verwendung und bewahren Sie diese Anleitung für spätere Zwecke auf.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

ELEKTRISCHER SCHLAG – RISIKO REDUZIEREN

- Nur das mitgelieferte USB-C-Kabel und EU-Netzteil verwenden – keine beschädigten Kabel oder Nicht-Standard-Ladegeräte
- Steuereinheit nicht in feuchter Umgebung oder in der Nähe von Wasser laden oder betreiben
- USB-C-Kabel sofort trennen wenn Kabel, Anschluss oder Steuereinheit beschädigt erscheinen
- Nicht versuchen über einen anderen Anschluss als den vorgesehenen USB-C-Ladeanschluss zu laden
- Interne Ladeelektronik nicht zerlegen oder zu warten versuchen
- USB-C-Anschluss sauber und trocken halten – keine Gegenstände einführen
- Von der Stromquelle trennen wenn das Gerät nicht geladen wird

Gefahr – Risiko von Verbrennungen, Feuer oder Verletzungen reduzieren

- Battery Pack keinen Temperaturen über 45 °C oder unter -10 °C bei Lagerung oder Betrieb aussetzen

- Steuereinheit nicht auf weichen Oberflächen platzieren die Belüftung beim Laden blockieren können
- Gerät nicht zerquetschen, durchstechen oder übermäßigem Druck aussetzen – Gefahr interner Akkuschäden
- Verwendung sofort einstellen wenn Gerät ungewöhnlich heiß wird, anschwillt oder ungewöhnlichen Geruch abgibt
- Nicht verwenden wenn das Gehäuse rissig oder die Magnetverbinder beschädigt erscheinen
- Beim Laden von brennbaren Materialien fernhalten
- Nicht in der Nähe von Aerosol-Sprays, reiner Sauerstoffumgebung oder brennbaren Gasen verwenden
- Nicht selbst reparieren versuchen – support@flowlife.com für Service kontaktieren
- Von Kindern unter 15 Jahren fernhalten
- Ladevorgang in unsicherer Umgebung nicht unbeaufsichtigt über längere Zeit lassen

Lichtsicherheit

- Der Battery Pack sendet kein therapeutisches Licht aus – das Licht wird vom Produkt abgegeben, das er steuert
- Alle Lichtsicherheitsanweisungen in der Anleitung des Produkts befolgen

Allgemeine Sicherheit

- Sicherstellen dass die Magnetverbinder vor dem Starten einer Sitzung vollständig eingerastet sind
- Steuereinheit nicht mit Nicht-Flowlife-Produkten verwenden
- Vor jeder Sitzung prüfen ob der LCD-Bildschirm beim Einschalten korrekt aktiviert wird
- Wenn der Bildschirm nicht aktiviert wird oder Tasten nicht reagieren, Verwendung einstellen und Support kontaktieren

Risikogruppen – vor der Anwendung einen Arzt konsultieren

- Schwangere oder stillende Frauen – Anleitung des Produkts zur Lichtanwendung befolgen
- Aktive implantierte elektronische Geräte (Herzschrittmacher, ICD) – Steuereinheit von Implantatstellen fernhalten; Arzt konsultieren
- Medizinische Erkrankungen im Behandlungsbereich – vor Beginn der Sitzungen einen Arzt konsultieren
- Epilepsie oder Lichtempfindlichkeit – bei Verwendung des Pulsmodus vorsichtig sein; Arzt konsultieren
- Photosensibilisierende Medikamente – vor der Anwendung einen Arzt konsultieren
- Unter 15 Jahre – nur unter Aufsicht eines Gesundheitsfachmanns verwenden
- Andere Gesundheitsprobleme – vor Beginn einen Arzt konsultieren

GEBRAUCHSANWEISUNG

Steuereinheit laden

1. USB-C-Kabel an den Ladeanschluss des Battery Pack anschließen
2. Das andere Ende an den USB-C-Netzadapter anschließen
3. LED-Anzeige zeigt 100 % wenn vollständig geladen (ca. 2,5 Stunden ab leer)
4. Nach vollständiger Ladung trennen

Am Produkt befestigen

1. Produkt auf den Zielbereich anlegen und Riemen befestigen
2. Magnetverbinder des Battery Pack auf die Verbindungspunkte des Produkts ausrichten
3. Magnete rasten fest ein – vor dem Einschalten sichere Verbindung sicherstellen

Maintenir le bouton Power enfoncé pour allumer – l'écran LCD s'illumine

Appuyer sur Mode et utiliser + / – pour sélectionner Rouge / NIR / Combiné

Appuyer à nouveau sur Mode pour régler le niveau d'intensité

Appuyer à nouveau sur Mode pour régler Pulse.

Depuis l'écran d'accueil, utiliser + / – pour régler la durée de séance (1–30 min)

Appuyer sur Start pour commencer – l'écran LCD décompte le minuteur

Appuyer sur Start/Pause à tout moment pour mettre en pause ou reprendre

L'appareil s'éteint automatiquement lorsque le minuteur atteint zéro

Nach Ihrer Sitzung

1. Ein/Aus-Taste gedrückt halten zum Ausschalten falls noch nicht ausgeschaltet
2. Battery Pack vom Produkt lösen durch Freigabe der Magnetverbinder
3. Battery Pack vor der nächsten Sitzung bei Bedarf laden

AKKU UND LADEN

- Eingebauter wiederaufladbarer Akku – 6.000 mAh
- Ladeeingang: USB-C (5 V, 1,0 A)
- Enthält EU-Netzadapter und USB-C-Kabel
- Ladezeit: ca. 2,5 Stunden von leer bis voll
- LED/LCD-Anzeige zeigt 100 % wenn vollständig geladen
- Keine Nicht-USB-C-Stromquellen zum Laden verwenden
- Bei Lagerung über 1 Woche Akku bei ca. 50–70 % Ladestand halten
- Vollständige Entladung vor dem Wiederaufladen wenn möglich vermeiden

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

- Außenseite der Steuereinheit mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen
- Nicht Wasser, Lösungsmitteln oder Reinigungssprays aussetzen
- USB-C-Anschluss und Magnetverbinder frei von Schmutz halten – bei Bedarf trockene Bürste verwenden
- Magnetverbinder vor jeder Sitzung inspizieren – Kontaktflächen bei Bedarf vorsichtig reinigen
- An einem kühlen, trockenen Ort fernab von direktem Sonnenlicht aufbewahren
- Nicht bei Temperaturen unter -10 °C oder über 45 °C lagern
- Keine schweren Gegenstände während der Aufbewahrung auf die Steuereinheit legen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Wert
Produktname	Flowlight Wearable Battery pack
Kompatibel mit	Flowlight Wearable Knee 60 Two Waves, Flowlight Wearable Foot 60 Two Waves
Akkukapazität	6000 mAh
Ladeeingang	USB-C – 5V $\Rightarrow$ 1.0A
Im Lieferumfang	EU-Netzteil + USB-C-Kabel
Ladezeit	Ca. 2,5 Stunden (ab leer)
Display	LCD-Bildschirm – Modus, Intensitätsstufe und Sitzungs-Timer
Bedienelemente	5 Tasten: Power, Mode, Start/Pause, +, –
Sitzungs-Timer	1–30 min
Lichtmodi	Rot / NIR / Kombiniert / Puls (1–1000 Hz)
Pulsfrequenz	1–1000 Hz (einstellbar)
Verbindung	Magnetische Klemme – befestigt am Flowlight Wearable
Gehäusematerial	ABS-Kunststoff

Abmessungen	8.5 × 6 × 4 cm
Gewicht	0.2 kg
Zertifizierungen	CE, UKCA
Garantie	2 Jahre

GARANTIE UND SUPPORT

Flowlight Wearable Battery pack hat eine 2-jährige Garantie auf Herstellungsfehler ab dem Kaufdatum.

Die Garantie deckt nicht ab:

- Physische Schäden durch Missbrauch, Stürze oder Unfälle
- Wasserschäden oder Verwendung in feuchter Umgebung
- Verwendung mit nicht-originalen oder beschädigten USB-C-Kabeln
- Unbefugte Modifikationen oder Reparaturversuche
- Akkuverschlechterung durch unsachgemäße Ladegewohnheiten
- Fehlender Kaufnachweis

Bei Fragen oder Service kontaktieren Sie: support@flowlife.com | www.flowlife.com

FRANÇAIS

INTRODUCTION

Bienvenue dans votre Flowlight Wearable Battery pack. Cette unité de contrôle tout-en-un alimente et contrôle votre appareil Flowlight. Lisez toutes les instructions avant la première utilisation et conservez ce manuel pour référence future.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Choc électrique – réduire le risque

- Ne pas utiliser ni charger l'unité à proximité de l'eau ou dans des environnements humides
- Ne jamais immerger l'unité dans l'eau
- Utiliser uniquement l'adaptateur secteur et le câble USB-C d'origine Flowlife
- Ne pas charger l'unité pendant son utilisation
- Débrancher immédiatement si l'unité ou le câble semble endommagé ou mouillé
- Ne jamais stocker l'unité sur des surfaces chaudes
- Débrancher le chargeur de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé

Danger – réduire le risque de brûlures, d'incendie ou de blessures

- Ne jamais laisser l'unité sans surveillance pendant son utilisation
- Ne pas couvrir l'unité pendant l'utilisation ou la charge – risque de surchauffe

- Ne pas démonter, écraser ni tenter de modifier l'unité
- Ne jamais introduire d'objets dans les ouvertures de l'unité
- Cesser immédiatement l'utilisation en cas de chaleur inhabituelle, d'odeur de brûlé ou de dommages visibles
- Ne pas utiliser l'unité là où des produits en aérosol sont utilisés ou de l'oxygène administré
- Ne jamais tenter de réparer l'unité soi-même – contacter support@flowlife.com
- Ne pas utiliser si des dommages visibles ou suspects sont constatés sur l'unité ou le câble
- Tenir hors de portée des enfants de moins de 15 ans
- Les jeunes à partir de 15 ans ne peuvent utiliser le produit qu'après avoir reçu une information adéquate sur la sécurité

Sécurité lumineuse

- Ne jamais regarder directement les DEL en cours de fonctionnement
- Ne pas diriger l'appareil vers le visage ou les yeux

Sécurité générale

- Cet appareil est uniquement destiné à un usage personnel à domicile
- Ne pas utiliser si l'écran LCD affiche des erreurs ou des caractères inhabituels
- L'unité s'éteindra automatiquement en cas de surchauffe détectée
- Contacter le support si l'unité s'éteint de manière inattendue de façon répétée

Groupes à risque – consulter un médecin avant utilisation

- Grossesse ou allaitement – éviter l'utilisation sur l'abdomen
- Cancer actif ou suspecté au niveau ou à proximité de la zone de traitement – risque théorique d'activité cellulaire accrue
- Épilepsie ou antécédents de crises convulsives induites par la lumière
- Maladie cardiovasculaire, stimulateur cardiaque, DAI ou autre dispositif électronique actif implanté
- Fièvre ou infection active – l'utilisation de lumière rouge et infrarouge proche peut aggraver l'hyperthermie
- Moins de 15 ans – utiliser uniquement sous supervision d'un professionnel de santé
- Autres problèmes de santé – consulter son médecin avant de commencer

MODE D'EMPLOI

Charger l'unité

1. Connecter le câble USB-C au port de l'unité et à une prise murale standard
2. Indicateur DEL : rouge = en charge, vert = charge complète
3. Charge complète en environ 2 heures
4. Débrancher une fois complètement chargé

Connecter le produit

1. Aligner le connecteur magnétique du produit avec le port de l'unité
2. Le connecteur s'enclenchera magnétiquement avec un clic
3. S'assurer que la connexion est bien établie avant de démarrer la séance

Utiliser le contrôleur

1. Maintenir le bouton d'alimentation enfoncé 2 secondes pour allumer
2. Appuyer sur le bouton de mode pour sélectionner : Continu → Combiné
3. Appuyer sur le bouton d'intensité pour sélectionner le niveau de puissance : 25% → 50% → 75% → 100%
4. Appuyer sur le bouton Hz pour sélectionner la fréquence de pulsation : 10Hz → 40Hz → 100Hz (modes pulsé/ combiné uniquement)
5. Appuyer sur le bouton minuterie pour régler la durée : 10 min → 20 min → 30 min
6. La séance démarre automatiquement après 3 secondes d'inactivité
7. Appuyer sur le bouton d'alimentation pour mettre en pause ou reprendre pendant la séance
8. Maintenir le bouton d'alimentation enfoncé 2 secondes pour éteindre

Après votre séance

1. Éteindre l'unité par une pression longue
2. Déconnecter le produit de l'unité
3. Ranger dans un endroit propre et sec

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

- L'unité se charge via USB-C (câble inclus)
- Charge complète en environ 2 heures
- Indicateur DEL : rouge = en charge, vert = charge complète
- Pour un stockage prolongé, charger la batterie à 50-80 % tous les 3 mois
- Ne pas exposer l'unité à des températures extrêmes pendant la charge ou le stockage
- Ne pas charger avec une tension supérieure à 5V/2A
- Utiliser uniquement le câble USB-C d'origine Flowlife pour charger
- Si la batterie gonfle, cesser l'utilisation et contacter support@flowlife.com immédiatement

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Éteindre et déconnecter le produit avant le nettoyage
- Nettoyer l'extérieur avec un chiffon doux légèrement humide
- Ne pas utiliser de produits nettoyants agressifs, de solvants ni d'eau de Javel
- Ne pas immerger l'unité dans l'eau
- Maintenir le port USB-C et les connecteurs magnétiques propres – utiliser une brosse sèche si nécessaire
- Inspecter les connecteurs magnétiques avant chaque séance – nettoyer délicatement les surfaces de contact si nécessaire
- Ranger dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil

- Ne pas stocker à des températures inférieures à -10°C ni supérieures à 45°C
- Ne pas poser d'objets lourds sur l'unité pendant le stockage

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécification	Valeur
Nom du produit	Flowlight Wearable Battery pack
Compatible avec	Flowlight Wearable Knee 60 Two Waves, Flowlight Wearable Foot 60 Two Waves
Capacité de la batterie	6000 mAh
Entrée de charge	USB-C — 5V $\overline{=}$ 1.0A
Inclus :	adaptateur secteur EU + câble USB-C
Temps de charge	Environ 2,5 heures (depuis vide)
Écran	Écran LCD — mode, niveau d'intensité et minuterie de séance
Commandes	5 boutons : Power, Mode, Start/Pause, +, -
Minuterie de séance	1-30 min
Modes lumineux	Rouge / NIR / Combiné / Pulse (1-1000 Hz)
Fréquence de pulse	1-1000 Hz (réglable)
Connexion	Clip magnétique — s'attache directement au Flowlight wearable
64	Brochure Flowlight Wearable Battery Pack Flowlife

Matériau de la coque	Plastique ABS
Dimensions	8.5 × 6 × 4 cm
Poids	0.2 kg
Certifications	CE, UKCA
Garantie	2 years

GARANTIE ET SUPPORT

Flowlight Wearable Battery pack bénéficie d'une garantie de 2 ans contre les défauts de fabrication à compter de la date d'achat

La garantie ne couvre pas :

- Les dommages physiques causés par une mauvaise utilisation, des chutes ou des accidents
- Les dommages causés par l'eau ou l'utilisation dans des environnements humides
- L'utilisation avec des câbles USB-C non d'origine ou endommagés
- Les modifications non autorisées ou tentatives de réparation
- La dégradation de la batterie due à de mauvaises habitudes de charge
- L'absence de preuve d'achat

Pour toute question ou service, contactez : support@flowlife.com | www.flowlife.com

ESPAÑOL

INTRODUCTION

Bienvenido/a a tu Flowlight Wearable Battery pack. Esta unidad de control todo en uno alimenta y controla tu dispositivo Flowlight. Lee todas las instrucciones antes del primer uso y guarda este manual para consultas futuras.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Descarga eléctrica – reducir el riesgo

- No uses ni cargues la unidad cerca del agua ni en entornos húmedos
- No sumerjas la unidad en agua
- Usa únicamente el adaptador de corriente y el cable USB-C originales de Flowlife
- No cargues la unidad mientras la usas
- Desconecta inmediatamente si la unidad o el cable parecen dañados o mojados
- No almacenes la unidad sobre superficies calientes
- Desenchufa el cargador de la toma de corriente cuando no lo uses

Peligro – reducir el riesgo de quemaduras, incendios o lesiones

- No dejes la unidad desatendida durante el uso
- No cubras la unidad durante el uso o la carga – riesgo de sobrecalentamiento

- No desmontés, aplastes ni intente modificar la unidad
- No introduzca objetos en las aberturas de la unidad
- Deje de usar inmediatamente si notas calor inusual, olor a quemado o daños visibles
- No uses la unidad donde se utilicen sprays aerosoles o donde se administre oxígeno
- No intente reparar la unidad tú mismo/a – contacta support@flowlife.com
- No uses la unidad si hay daños visibles o sospechosos en la unidad o el cable
- Mantén fuera del alcance de niños menores de 15 años
- Los jóvenes de 15 años en adelante pueden usar el producto solo si están correctamente informados sobre el uso seguro

Seguridad lumínica

- No mires directamente a los LEDs durante el funcionamiento
- No dirijas el dispositivo hacia la cara ni los ojos

Seguridad general

- Este dispositivo es solo para uso personal en el hogar
- No uses si la pantalla LCD muestra errores o caracteres inusuales
- La unidad se apagará automáticamente si se detecta sobrecalentamiento
- Contacta soporte si la unidad se apaga de forma inesperada de manera repetida

Grupos de riesgo – consulta a un médico antes de usar

- Embarazada o en período de lactancia – evita el uso sobre el abdomen
- Cáncer activo o sospechado en o cerca de la zona de tratamiento – riesgo teórico de mayor actividad celular
- Epilepsia o convulsiones previas inducidas por luz
- Enfermedad cardiovascular, marcapasos, DAI u otro dispositivo electrónico activo implantado
- Fiebre o infección activa – el uso de luz roja y del infrarrojo cercano puede empeorar la hipertermia
- Menores de 15 años – usar únicamente bajo supervisión de personal sanitario
- Otros problemas de salud – consulta a tu médico antes de comenzar

INSTRUCCIONES DE USO

Cargar la unidad

1. Conecta el cable USB-C al puerto de la unidad y a una toma de corriente estándar
2. Indicador LED: rojo = cargando, verde = carga completa
3. Carga completa en aproximadamente 2 horas
4. Desenchufa cuando esté completamente cargado

Conectar el producto

1. Alinea el conector magnético del producto con el puerto de la unidad
2. El conector encajará en su lugar magnéticamente con un clic
3. Asegúrate de que la conexión sea firme antes de iniciar la sesión

Mantener pulsado Power para encender — la pantalla LCD se ilumina

Pulsa Mode y usa + / – para seleccionar Rojo / NIR / Combinado

Pulsa Mode de nuevo para ajustar el nivel de intensidad

Pulsa Mode de nuevo para ajustar Pulse.

Desde la pantalla de inicio, usa + / – para ajustar el temporizador de sesión (1–30 min)

Pulsa Start para comenzar — la pantalla LCD cuenta regresiva

Pulsa Start/Pause en cualquier momento para pausar o reanudar

El dispositivo se apaga automáticamente cuando el temporizador llega a cero

Después de tu sesión

1. Apaga la unidad con una pulsación larga
2. Desconecta el producto de la unidad
3. Almacena en un lugar limpio y seco

INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA

- La unidad se carga mediante USB-C (cable incluido)
- Carga completa en aproximadamente 2 horas
- Indicador LED: rojo = cargando, verde = carga completa
- Para almacenamiento prolongado, carga la batería hasta el 50-80% cada 3 meses
- No expongas la unidad a temperaturas extremas durante la carga o el almacenamiento
- No cargues con corriente superior a 5V/2A
- Usa únicamente el cable USB-C original de Flowlife para cargar
- Si la batería se hincha, deja de usar y contacta support@flowlife.com inmediatamente

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apaga y desconecta el producto antes de limpiar
- Limpia la parte exterior con un paño suave ligeramente húmedo
- No uses productos de limpieza agresivos, disolventes ni lejía
- No sumerjas la unidad en agua
- Mantén el puerto USB-C y los conectores magnéticos limpios – usa un cepillo seco si es necesario
- Inspecciona los conectores magnéticos antes de cada sesión – limpia las superficies de contacto con cuidado si es necesario
- Almacena en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa

- No almacenes a temperaturas inferiores a -10°C ni superiores a 45°C
- No coloques objetos pesados sobre la unidad durante el almacenamiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificación	Valor
Nombre del producto	Flowlight Wearable Battery pack
Compatible con	Flowlight Wearable Knee 60 Two Waves, Flowlight Wearable Foot 60 Two Waves
Capacidad de la batería	6000 mAh
Entrada de carga	USB-C — 5V — 1.0A
Incluye:	adaptador de corriente EU + cable USB-C
Tiempo de carga	Aprox. 2,5 horas (desde vacío)
Pantalla	Pantalla LCD — modo, nivel de intensidad y temporizador de sesión
Controles	5 botones: Power, Mode, Start/Pause, +, -
Temporizador de sesión	1–30 min
Modos de luz	Rojo / NIR / Combinado / Pulso (1–1000 Hz)
Frecuencia de pulso	1–1000 Hz (ajustable)
Conexión	Clip magnético — se acopla directamente al wearable Flowlight
Brochure	Flowlight Wearable Battery Pack Flowlife

Material de la carcasa	Plástico ABS
Dimensiones	8.5 × 6 × 4 cm
Peso	0.2 kg
Certificaciones	CE, UKCA
Garantía	2 años

GARANTÍA Y SOPORTE

Flowlight Wearable Battery pack tiene una garantía de 2 años por defectos de fabricación a partir de la fecha de compra.

La garantía no cubre:

- Daños físicos por mal uso, caídas o accidentes
- Daños por agua o uso en entornos húmedos
- Uso con cables USB-C no originales o dañados
- Modificaciones no autorizadas o intentos de reparación
- Degradación de la batería por hábitos de carga inadecuados
- Ausencia de comprobante de compra

Para consultas o servicio técnico, contacta: support@flowlife.com | www.flowlife.com

ITALIANO

INTRODUCTION

Benvenuto/a al tuo Flowlight Wearable Battery pack. Questa unità di controllo tutto-in-uno alimenta e controlla il tuo dispositivo Flowlight. Leggi tutte le istruzioni prima del primo utilizzo e conserva questo manuale per riferimento futuro.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Scossa elettrica – ridurre il rischio

- Non usare né caricare l'unità vicino all'acqua o in ambienti umidi
- Non immergere mai l'unità nell'acqua
- Usare solo l'adattatore di rete e il cavo USB-C originali Flowlife
- Non caricare l'unità durante l'utilizzo
- Scollegare immediatamente se l'unità o il cavo sembrano danneggiati o bagnati
- Non riporre mai l'unità su superfici calde
- Scollegare il caricatore dalla presa di corrente quando non viene utilizzato

Pericolo – ridurre il rischio di ustioni, incendi o lesioni

- Non lasciare mai l'unità incustodita durante l'utilizzo
- Non coprire l'unità durante l'utilizzo o la ricarica – rischio di surriscaldamento

- Non smontare, schiacciare né tentare di modificare l'unità
- Non introdurre mai oggetti nelle aperture dell'unità
- Interrompere immediatamente l'utilizzo in caso di calore insolito, odore di bruciato o danni visibili
- Non usare l'unità dove vengono utilizzati spray aerosol o dove viene somministrato ossigeno
- Non tentare mai di riparare l'unità da soli – contattare support@flowlife.com
- Non usare l'unità in presenza di danni visibili o sospetti sull'unità o il cavo
- Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 15 anni
- I giovani dai 15 anni in poi possono usare il prodotto solo se adeguatamente informati sull'uso sicuro

Sicurezza luminosa

- Non guardare mai direttamente i LED durante il funzionamento
- Non dirigere il dispositivo verso il viso o gli occhi

Sicurezza generale

- Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso personale domestico
- Non usare se il display LCD mostra errori o caratteri insoliti
- L'unità si spegnerà automaticamente se viene rilevato un surriscaldamento
- Contattare l'assistenza se l'unità si spegne inaspettatamente in modo ripetuto

Gruppi a rischio – consultare un medico prima dell'utilizzo

- Gravidanza o allattamento – evitare l'utilizzo sull'addome
- Cancro attivo o sospetto nella zona di trattamento o nelle vicinanze – rischio teorico di maggiore attività cellulare
- Epilessia o precedenti convulsioni indotte dalla luce
- Malattia cardiovascolare, pacemaker, ICD o altro dispositivo elettronico attivo impiantato
- Febbre o infezione attiva – l'utilizzo di luce rossa e a infrarossi vicini può aggravare l'ipertermia
- Età inferiore a 15 anni – utilizzare solo sotto supervisione di personale sanitario
- Altri problemi di salute – consultare il proprio medico prima di iniziare

ISTRUZIONI PER L'USO

Caricare l'unità

1. Collegare il cavo USB-C alla porta dell'unità e a una presa di corrente standard
2. Indicatore LED: rosso = in carica, verde = carica completa
3. Ricarica completa in circa 2 ore
4. Scollegare una volta completamente carico

Collegare il prodotto

1. Allineare il connettore magnetico del prodotto con la porta dell'unità
2. Il connettore si aggancerà magneticamente con un clic
3. Assicurarsi che il collegamento sia stabile prima di iniziare la sessione

Tenere premuto Power per accendere — lo schermo LCD si illumina

Premere Mode e usare + / - per selezionare Rosso / NIR / Combinato

Premere nuovamente Mode per impostare il livello di intensità

Premere nuovamente Mode per impostare Pulse.

Dalla schermata iniziale, usare + / - per impostare il timer della sessione (1-30 min)

Premere Start per iniziare — lo schermo LCD conta alla rovescia

Premere Start/Pause in qualsiasi momento per mettere in pausa o riprendere

Il dispositivo si spegne automaticamente quando il timer raggiunge zero

Dopo la sessione

1. Spegner l'unità con una pressione prolungata
2. Scollegare il prodotto dall'unità
3. Riporre in un luogo pulito e asciutto

INFORMAZIONI SULLA BATTERIA

- L'unità si ricarica tramite USB-C (cavo incluso)
- Ricarica completa in circa 2 ore
- Indicatore LED: rosso = in carica, verde = carica completa
- Per la conservazione a lungo termine, caricare la batteria al 50-80% ogni 3 mesi
- Non esporre l'unità a temperature estreme durante la ricarica o la conservazione
- Non ricaricare con tensione superiore a 5V/2A
- Usare solo il cavo USB-C originale Flowlife per ricaricare
- Se la batteria si gonfia, interrompere l'utilizzo e contattare support@flowlife.com immediatamente

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Spegner e scollegare il prodotto prima della pulizia
- Pulire l'esterno con un panno morbido leggermente umido
- Non usare detergenti aggressivi, solventi o candeggina
- Non immergere l'unità nell'acqua
- Mantenere puliti la porta USB-C e i connettori magnetici – usare uno spazzolino asciutto se necessario
- Ispezionare i connettori magnetici prima di ogni sessione – pulire delicatamente le superfici di contatto se necessario

- Riporre in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta
- Non conservare a temperature inferiori a -10°C né superiori a 45°C
- Non appoggiare oggetti pesanti sull'unità durante la conservazione

SPECIFICHE TECNICHE

Specifica	Valore
Nome del prodotto	Flowlight Wearable Battery pack
Compatibile con	Flowlight Wearable Knee 60 Two Waves, Flowlight Wearable Foot 60 Two Waves
Capacità della batteria	6000 mAh
Ingresso di ricarica	USB-C — 5V $\overline{=}$ 1.0A
Incluso	adattatore di alimentazione EU + cavo USB-C
Tempo di ricarica	Circa 2,5 ore (da scarico)
Display	Display LCD — modalità, livello di intensità e timer sessione
Controlli	5 pulsanti: Power, Mode, Start/Pause, +, -
Timer sessione	1-30 min
Modalità luce	Rosso / NIR / Combinato / Pulse (1-1000 Hz)
Frequenza Pulse	1-1000 Hz (regolabile)

Connessione	Clip magnetica – si attacca direttamente al wearable Flowlight		
Materiale della scocca	Plastica ABS		
Dimensioni	8.5 × 6 × 4 cm	Certificazioni	CE, UKCA
Peso	0.2 kg	Garanzia	2 anni

GARANZIA E ASSISTENZA

Flowlight Wearable Battery pack è coperto da una garanzia di 2 anni per difetti di fabbricazione a partire dalla data di acquisto.

La garanzia non copre:

- Danni fisici causati da uso improprio, cadute o incidenti
- Danni causati dall'acqua o dall'utilizzo in ambienti umidi
- Utilizzo con cavi USB-C non originali o danneggiati
- Modifiche non autorizzate o tentativi di riparazione
- Degrado della batteria dovuto a cattive abitudini di ricarica
- Assenza di prova d'acquisto

Per domande o assistenza, contattare: support@flowlife.com | www.flowlife.com

DUTCH

INTRODUCTION

Welkom bij jouw Flowlight Wearable Battery pack. Dit alles-in-één controle-apparaat voedt en bestuurt jouw Flowlight-apparaat. Lees alle instructies voor het eerste gebruik en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Elektrische schok – risico verminderen

- Gebruik of laad het apparaat niet in de buurt van water of in vochtige omgevingen
- Dompel het apparaat nooit onder in water
- Gebruik alleen de originele Flowlife-netadapter en USB-C-kabel
- Laad het apparaat niet op tijdens gebruik
- Koppel onmiddellijk los als het apparaat of de kabel beschadigd of nat lijkt
- Bewaar het apparaat nooit op warme oppervlakken
- Koppel de lader los van het stopcontact wanneer deze niet wordt gebruikt

Gevaar – risico op brandwonden, brand of letsel verminderen

- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik

- Bedek het apparaat niet tijdens gebruik of opladen – risico op oververhitting
- Demonteer, verpletter of probeer het apparaat niet te wijzigen
- Steek nooit voorwerpen in de openingen van het apparaat
- Stop onmiddellijk met gebruik als u ongewone warmte, brandlucht of zichtbare schade opmerkt
- Gebruik het apparaat niet waar aërosolproducten worden gebruikt of zuurstof wordt toegediend
- Probeer het apparaat nooit zelf te repareren – neem contact op met support@flowlife.com
- Gebruik het apparaat niet als er zichtbare of vermoede schade is aan het apparaat of de kabel
- Buiten bereik van kinderen onder de 15 jaar houden
- Jongeren vanaf 15 jaar mogen het product alleen gebruiken als ze correct zijn geïnformeerd over veilig gebruik

Lichtveiligheid

- Kijk nooit rechtstreeks in de LED's tijdens gebruik
- Richt het apparaat niet op het gezicht of de ogen

Algemene veiligheid

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik thuis
- Niet gebruiken als het LCD-scherm fouten of ongewone tekens weergeeft
- Het apparaat schakelt automatisch uit als oververhitting wordt gedetecteerd
- Neem contact op met ondersteuning als het apparaat herhaaldelijk onverwacht uitschakelt

Risicogroepen – raadpleeg een arts voor gebruik

- Zwanger of borstvoeding – vermijd gebruik op de buik
- Actieve of vermoede kanker in of nabij het behandelgebied – theoretisch risico op verhoogde celactiviteit
- Epilepsie of eerdere lichtgeïnduceerde aanvallen
- Hart- en vaatziekte, pacemaker, ICD of ander actief geïmplanteerd elektronisch apparaat
- Koorts of actieve infectie – het gebruik van rood en nabij-infrarood licht kan hyperthermie verergeren
- Onder de 15 jaar – alleen gebruiken onder toezicht van medisch personeel
- Andere gezondheidsproblemen – raadpleeg uw arts voor u begint

GEBRUIKSAANWIJZING

Het apparaat opladen

1. Sluit de USB-C-kabel aan op de poort van het apparaat en op een standaard stopcontact
2. LED-indicator: rood = opladen, groen = volledig opgeladen
3. Volledig opgeladen in ongeveer 2 uur
4. Koppel los wanneer volledig opgeladen

Het product aansluiten

1. Lijn de magnetische connector van het product uit met de poort van het apparaat
2. De connector klikt magnetisch vast
3. Zorg dat de verbinding stevig is voor u met de sessie begint

Houd Power ingedrukt om in te schakelen – het LCD-scherm verlicht

Druk op Mode en gebruik + / – om te selecteren: Rood / NIR / Gecombineerd

Druk nogmaals op Mode om het intensiteitsniveau in te stellen

Druk nogmaals op Mode om Puls in te stellen.

Gebruik vanuit het startscherm + / – om de sessietimer in te stellen (1–30 min)

Druk op Start om te beginnen – het LCD-scherm telt af

Druk op Start/Pause om op elk moment te pauzeren of te hervatten

Het apparaat schakelt automatisch uit wanneer de sessietimer nul bereikt

Na uw sessie

1. Schakel het apparaat uit met een lang indrukken
2. Koppel het product los van het apparaat
3. Bewaar op een schone, droge plek

BATTERIJINFORMATIE

- Het apparaat wordt opgeladen via USB-C (kabel inbegrepen)
- Volledig opgeladen in ongeveer 2 uur
- LED-indicator: rood = opladen, groen = volledig opgeladen
- Voor langdurige opslag, laad de batterij elke 3 maanden op tot 50-80%
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen tijdens opladen of opslag
- Laad niet op met meer dan 5V/2A
- Gebruik alleen de originele Flowlife USB-C-kabel voor opladen
- Als de batterij opzwellt, stop dan met gebruik en neem onmiddellijk contact op met support@flowlife.com

REINIGING EN ONDERHOUD

- Schakel uit en koppel het product los voor het reinigen
- Reinig de buitenkant met een zachte, licht vochtige doek
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, oplosmiddelen of bleekmiddel
- Dompel het apparaat niet onder in water
- Houd de USB-C-poort en magnetische aansluitingen schoon – gebruik indien nodig een droge borstel
- Inspecteer de magnetische aansluitingen voor elke sessie – reinig de contactoppervlakken voorzichtig indien nodig

- Bewaar op een koele, droge plek, uit de buurt van direct zonlicht
- Niet bewaren bij temperaturen onder -10°C of boven 45°C
- Leg geen zware voorwerpen op het apparaat tijdens opslag

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Specificatie	Waarde
Productnaam	Flowlight Wearable Battery pack
Compatibel met	Flowlight Wearable Knee 60 Two Waves, Flowlight Wearable Foot 60 Two Waves
Batterijcapaciteit	6000 mAh
Laadingang	USB-C — 5V — 1.0A
Inbegrepen:	EU-voedingsadapter + USB-C-kabel
Laadtijd	Ca. 2,5 uur (vanaf leeg)
Display	LCD-scherm — modus, intensiteitsniveau en sessietimer
Bediening	5 knoppen: Power, Mode, Start/Pause, +, -
Sessietimer	1-30 min
Lichtmodi	Rood / NIR / Gecombineerd / Puls (1-1000 Hz)
Pulsfrequentie	1-1000 Hz (instelbaar)
Brochure	Flowlight Wearable Battery Pack Flowlife

Verbinding	Magnetische clip – bevestigt direct aan Flowlight wearable		
Behuizingsmateriaal	ABS-kunststof		
Afmetingen	8.5 × 6 × 4 cm	Certificeringen	CE, UKCA
Gewicht	0.2 kg	Garantie	2 jaar

GARANTIE EN ONDERSTEUNING

Flowlight Wearable Battery pack heeft een garantie van 2 jaar op fabricagefouten vanaf de aankoopdatum.

De garantie dekt niet:

- Fysieke schade door misbruik, vallen of ongelukken
- Waterschade of gebruik in vochtige omgevingen
- Gebruik met niet-originele of beschadigde USB-C-kabels
- Ongeautoriseerde wijzigingen of reparatiepogingen
- Batterijdegradatie door onjuiste laadgewoonten
- Ontbrekend aankoopbewijs

Voor vragen of service, neem contact op: support@flowlife.com | www.flowlife.com

SUOMI

INTRODUCTION

Tervetuloa Flowlight Wearable Battery pack -laitteesi käyttäjäksi. Tämä all-in-one-ohjausyksikkö syöttää virtaa ja ohjaa Flowlight-laitettasi. Lue kaikki ohjeet ennen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.

TURVALLISUUSOHJEET

Sähköisku – riskin vähentäminen

- Älä käytä tai lataa yksikköä veden lähellä tai kosteissa ympäristöissä
- Älä koskaan upota yksikköä veteen
- Käytä vain Flowlifen alkuperäistä verkkolaataa ja USB-C-kaapelia
- Älä lataa yksikköä käytön aikana
- Irrota yksikkö välittömästi, jos yksikkö tai kaapeli näyttää vahingoittuneelta tai märältä
- Älä koskaan säilytä yksikköä kuumilla pinnoilla
- Irrota laturi pistorasiasta, kun sitä ei käytetä

Vaara – palovammojen, tulipalon tai henkilövahingon riskin vähentäminen

- Älä jätä yksikköä ilman valvontaa käytön aikana
- Älä peitä yksikköä käytön tai latauksen aikana – ylikuumenemisriski

- Älä pura, murskaa tai yritä muuttaa yksikköä
- Älä koskaan työnnä esineitä yksikön aukkoihin
- Lopeta käyttö välittömästi, jos havaitset epätavallista lämpöä, palaneen hajua tai näkyviä vaurioita
- Älä käytä yksikköä siellä, missä käytetään aerosolituotteita tai annetaan happea
- Älä koskaan yritä korjata yksikköä itse – ota yhteyttä support@flowlife.com
- Älä käytä yksikköä, jos yksikössä tai kaapelissa on näkyviä tai epäiltyjä vaurioita
- Pidä poissa alle 15-vuotiaiden lasten ulottuvilta
- Yli 15-vuotiaat nuoret voivat käyttää tuotetta vain, jos heille on asianmukaisesti kerrottu turvallisesta käytöstä

Valotekninen turvallisuus

- Älä koskaan katso suoraan LED-valoihin käytön aikana
- Älä suuntaa laitetta kohti kasvoja tai silmiä

Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen kotikäyttöön
- Älä käytä, jos LCD-näyttö näyttää virheitä tai epätavallisia merkkejä
- Yksikkö sammuu automaattisesti, jos ylikuumeneminen havaitaan
- Ota yhteyttä tukeen, jos yksikkö sammuu odottamattomasti toistuvasti

Riskiryhmät – konsultoi lääkäriä ennen käyttöä

- Raskaus tai imetys – vältä käyttöä vatsan alueella
- Aktiivinen tai epäilty syöpä hoitoalueen läheisyydessä – teoreettinen riski lisääntyneestä soluaktiivisuudesta
- Epilepsia tai aiemmat valokohtauksset
- Sydän- ja verisuonisairaus, sydämentahdistin, ICD tai muu aktiivinen istutettu elektroninen laite
- Kuume tai aktiivinen infektio – punaisen ja lähiinfrapunavalon käyttö voi pahentaa hyperthermiaa
- Alle 15-vuotiaat – käytä vain terveydenhuollon ammattilaisen valvonnassa
- Muut terveysongelmat – konsultoi lääkäriäsi ennen aloittamista

KÄYTTÖOHJEET

Yksikön lataaminen

1. Liitä USB-C-kaapeli yksikön porttiin ja tavalliseen pistorasiaan
2. LED-merkkivalo: punainen = latautuu, vihreä = täynnä
3. Täysi lataus noin 2 tunnissa
4. Irrota, kun täynnä

Tuotteen liittäminen

1. Kohdista tuotteen magneettinen liitin yksikön porttiin
2. Liitin napsahtaa magneettisesti paikalleen
3. Varmista, että liitos on tukeva ennen istunnon aloittamista

Pidä Power painettuna käynnistääksesi – LCD-näyttö syttyy

Paina Mode ja käytä + / – valitaksesi Punainen / NIR / Yhdistetty

Paina Mode uudelleen asettaaksesi intensiteettitaso

Paina Mode uudelleen asettaaksesi Pulse.

Käytä kotinäytöltä + / – asettaaksesi istuntoajastimen (1–30 min)

Paina Start aloittaaksesi – LCD-näyttö laskee alas

Paina Start/Pause milloin tahansa keskeyttääksesi tai jatkaaksesi

Laite sammuu automaattisesti kun ajastin saavuttaa nollan

Istunnon jälkeen

1. Sammuta yksikkö pitkällä painalluksella
2. Irrota tuote yksiköstä
3. Säilytä puhtaassa, kuivassa paikassa

AKKUTIEDOT

- Yksikkö ladataan USB-C:n kautta (kaapeli mukana)
- Täysi lataus noin 2 tunnissa
- Käyttöaika: 2-3 tuntia käytetyn tehon mukaan
- LED-merkkivalo: punainen = latautuu, vihreä = täynnä
- Pitkäaikaissäilytykseen lataa akku 50-80 %:iin 3 kuukauden välein
- Älä altista yksikköä äärimmäisille lämpötiloille latauksen tai säilytyksen aikana
- Älä lataa yli 5V/2A:lla
- Käytä lataukseen vain Flowlifen alkuperäistä USB-C-kaapelia
- Jos akku turpoaa, lopeta käyttö ja ota välittömästi yhteyttä support@flowlife.com

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Sammuta ja irrota tuote ennen puhdistusta
- Puhdista ulkopinta pehmeällä, hieman kostealla liinalla
- Älä käytä voimakkaita pesuaineita, liuottimia tai valkaisuainetta
- Älä upota yksikköä veteen
- Pidä USB-C-portti ja magneettiset liittimet puhtaina – käytä tarvittaessa kuivaa harjaa
- Tarkasta magneettiset liittimet ennen jokaista istuntoa – puhdista kontaktipinnat varovaisesti tarvittaessa

- Säilytä viileässä, kuivassa paikassa suojassa suoralta auringonvalolta
- Älä säilytä alle -10°C:ssa tai yli 45°C:ssa
- Älä aseta raskaita esineitä yksikön päälle säilytyksen aikana

TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot	Arvo
Tuotteen nimi	Flowlight Wearable Battery pack
Yhteensopiva	Flowlight Wearable Knee 60 Two Waves, Flowlight Wearable Foot 60 Two Waves
Akkukapasiteetti	6000 mAh
Latausliitäntä	USB-C – 5V = 1.0A
Sisältää:	EU-verkkolaite + USB-C-kaapeli
Latausaika	N. 2,5 tuntia (tyhjästä)
Näyttö	LCD-näyttö – tila, intensiteettitaso ja istuntoajastin
Ohjaimet	5 painiketta: Power, Mode, Start/Pause, +, –
Istuntoajastin	1–30 min
Valotilat	Punainen / NIR / Yhdistetty / Pulssi (1–1000 Hz)
Pulssin taajuus	1–1000 Hz (säädettävä)

Liitäntä	Magneettinen klipsi – kiinnittyy suoraan Flowlight-laitteeseen		
Kuorimateriaali	ABS-muovi		
Mitat	8.5 × 6 × 4 cm	Sertifioinnit	CE, UKCA
Paino	0.2 kg	Takuu	2 vuotta

TAKUU JA TUKI

Flowlight Wearable Battery pack -laitteessa on 2 vuoden takuu valmistusvirheitä vastaan ostopäivästä lukien.

Takuu ei kata:

- Fyysisiä vaurioita väärinkäytöstä, pudottamisesta tai onnettomuuksista
- Vesivahinkoja tai käyttöä kosteissa ympäristöissä
- Käyttöä muilla kuin alkuperäisillä tai vahingoittuneilla USB-C-kaapeleilla
- Luvattomia muutoksia tai korjausyrityksiä
- Akun heikkenemistä virheellisten lataustapojen vuoksi
- Puuttuvaa ostotodistusta

Kyselyihin tai huoltoon: support@flowlife.com | www.flowlife.com

A black and white photograph showing the backs and shoulders of two people in a close embrace. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows, emphasizing the contours of their bodies. The person on the left is slightly more illuminated than the person on the right.

www.flowlife.com
Flowlife AB
Runebergsgatan 7
114 30 Stockholm
Sweden
hello@flowlife.com