



Flowlight Laser Mask Ultra

FLOWLIFE

Brochure

Flowlight Laser Mask Ultra



Red Light Therapy Mask

Table of Content

4 —	Manifest
6 —	Why Flowlight Laser Mask Ultra
7 —	Accessories
8 —	Flowlight Laser Mask Ultra - A Comprehensive Guide
10 —	Starting your Journey
16 —	Sleep Quality & Circadian Support
20 —	Stress Relief & Nervous System Reset
22 —	Energy & Cognitive Clarity
24 —	Skin Health & Facial Recovery
26 —	Contact Information
28 —	Manual
	• English • Svenska • Danska • Norsk • Suomi • Deutsch • Polski • Français • Italiano • Español • Nederlands

Manifest

In a world where limits are meant to be shattered, we fuel the fire of relentless pioneers. Our brand champions those who break the mold and embrace the extraordinary, symbolizing a life lived without compromise.

Committed to relentless innovation, we design for those who demand excellence and performance, understanding that the journey into the unknown often leads to unforgettable achievements.

We want to power dreams, aspirations, and triumphs of the audacious, sparking the passions of the unstoppable.


For those who redefine boundaries and explore new horizons, we are Flowlife. Made Possible.

Why Flowlight Laser Mask Ultra?

- **Precision Laser Therapy for Advanced Recovery** - Flowlight Laser Mask Ultra uses clinical-grade diodes at 660 nm, 850 nm, and 1060 nm—clinically validated wavelengths that target deeper tissue layers, enhance mitochondrial activity, and regulate inflammation. A 20° beam angle concentrates light into the face's vascular and nerve-dense zones, positioning the mask as an effective tool for full-body autonomic balance.
- **High-Density Laser Array with Deep Penetration** - With 164 laser-emitting diodes, the mask ensures full facial coverage. Each wavelength is placed for optimal surface and subdermal activation. Irradiance reaches ~90 mW/cm²—three times higher than standard LED masks—delivering more energy, deeper effects, and faster outcomes for muscle recovery, stress relief, and sleep support.
- **Structured Recovery, Customizable Intensity** - A wireless controller lets you choose between three light modes (Red + NIR, Red only, or NIR only), three timer options (5, 10, or 15 minutes), and three intensity levels. Whether used to support circadian rhythm, reduce neural tension, or recover from training, the protocol adapts to your needs.
- **Compact Power, Clinical Depth** - This is precision light therapy in wearable form. Flowlight Laser Mask Ultra complements full-panel systems by targeting cranial nerves, vagal points, and hormonal centers in the face. Designed for daily use, it delivers clinical-level outcomes in a compact format—without compromise.


Accessories

Flowlight Laser Mask Ultra comes fully equipped for high-performance light therapy wherever you are. Every component is selected for precision, portability, and safe operation—whether you're integrating it into a daily recovery ritual or using it as a high-efficacy complement to full-body panel therapy.



Flowlight Laser Mask Ultra

The core device. Features focused-angle laser diodes (660 nm, 850 nm, 1060 nm) for deeper, more precise light penetration than LED. Can be activated via onboard button or controlled wirelessly. Ergonomic silicone design ensures full facial contact and targeted stimulation of cranial and parasympathetic zones.



Wireless Controller

Controls all sessions with three light modes, three durations (5, 10, 15 min), and three intensity levels. Tactile buttons and LED indicators make it easy to confirm settings. Real-time feedback ensures reliable pairing with the mask.




USB-C Charging Cable

Use to charge your Flowmask.



Protective Carry Pouch

Slim, durable, and structured for storage or travel. Keeps the mask and accessories protected without bulk.

A high-contrast, black and white close-up photograph of a person's face. The person is wearing a dark, textured laser mask that covers the entire face. The mask has a fine, pebbled texture. The lighting is dramatic, highlighting the contours of the face and the texture of the mask. The person's eyes are closed, and their mouth is slightly open, showing a small gap in the mask. The overall mood is mysterious and futuristic.

Flowlight Laser Mask Ultra: A Comprehensive Guide

To make the most of your sessions, it's essential to understand how Flowlight Laser Mask Ultra works and how to use it effectively, both with and without the wireless controller. This guide walks you through the entire experience, from activation to storage.

Preparing for Your Session

Start with clean, dry skin

Ensure your face is clean and free from make-up, oil, and lotion. Clean skin maximizes light absorption and minimizes interference with the mask's optical output.

No need for eye protection

Flowlight Laser Mask Ultra is designed with a safe, clinically aligned wavelength distribution. Most users prefer to close their eyes during treatment for comfort, but protective glasses are not required.

Starting Your Session

Activate Default Mode (manual use)

Hold the small button located on the top-right inner side (above your right eye when worn) for 3 seconds. This activates the device and the default mode.

- 15-minute treatment.
- Combined 660 nm red, 850 nm and 1060 nm near-infrared (NIR wavelengths).
- Intensity level 3 (highest).

Note: Without the controller, only the Default Mode is available. You cannot adjust mode, intensity, or time.

Understanding the Modes

To customize your session, connect the wireless controller. This unlocks complete control of the following:

- Mode: Red + NIR / Red only / NIR only.
- Timer: 5, 10, or 15 minutes.
- Intensity: Level 1 (Low), 2 (Medium), or 3 (High).



1. Red + NIR (Default Mode)

Wavelengths: 660 nm, 850 nm, 1060nm

Delivers broad-spectrum stimulation from superficial dermal layers to deeper neurological tissues. Supports systemic recovery, mitochondrial repair, and the regulation of inflammation.

2. Red Only (660 nm)

Optimized for skin-level applications. Stimulates collagen production, accelerates wound healing, and supports mood regulation.

3. Near-Infrared Only (850 nm, 1060nm)

Penetrates deeper into the facial nerves, vasculature, and connective tissues. Ideal for nervous system regulation, hormonal balance, and fatigue relief.

Intensity Levels

Each mode can be adjusted to 3 intensity levels via the controller. Higher levels increase irradiance but do not change wavelength.

Timer Settings

Available durations are 5, 10, or 15 minutes. The mask powers off automatically at the end of the session.

Visual & Sensory Mode Indicators

To help confirm which light mode is active, the Flowlight Laser Mask Ultra uses a built-in indicator light positioned on the outside of the mask's right-side module:

- White light = Mode 1 (Red + NIR)
- Solid red light = Mode 2 (Red only)
- Flashing red light = Mode 3 (NIR only)

In addition to the external indicator, the mask offers sensory and visual cues during treatment:

- Red-only mode emits a visible red light.
- Red + NIR mode emits the same red light, often perceived as slightly deeper due to the combined wavelengths.
- NIR-only mode may appear inactive to the eye, as near-infrared light is invisible. However, the mask will still emit gentle warmth and remain fully active. Use the indicator light to confirm mode selection.

Using the Wireless Controller

The Flowlight Laser Mask Ultra controller allows for complete customization of your treatment. It is wireless, intuitive, and syncs directly with the mask using both audible and visual feedback.

Initial Activation

After inserting the battery into the controller, hold the mode button "M" to activate the remote control.

Button Layout & Functions

Mode Button (top middle)

- Press once to cycle between light modes:
 - Mode 1: Red + NIR
 - Mode 2: Red only
 - Mode 3: NIR only
- The selected mode is confirmed by the indicator light on the outer surface of the mask's right-side module.

Note: This button does not power the mask on or off—it only changes the light mode.

Time Button (bottom left)

- Press to select treatment duration: 5, 10, or 15 minutes.
- The LED display shows 1, 2, or 3 lights, corresponding to the selected duration.

Intensity Button (bottom right)

- Press to set intensity level: Low (1), Medium (2), or High (3).
- The LED display shows 1, 2, or 3 lights to reflect the selected brightness.

Audible Feedback

Every adjustment—mode, timer, or intensity—is confirmed by a soft beep from the mask, ensuring real-time responsiveness even when the visual indicator is not in view.



During Your Session

Relax and disconnect

While Flowlight Laser Mask Ultra is built for portability, practical sessions require stillness. Recline, close your eyes, and allow the therapy to take effect without distraction. Consider pairing with breathwork or mindfulness for amplified effects.

Monitor comfort

Adjust settings via the controller if needed. Most users find Level 2 or 3 intensity ideal after initial acclimatization.

After Your Session

Automatic shutoff

The mask turns off automatically when the session ends. You can also stop it early by holding the power button on the mask.

Cleaning and storage

Gently wipe the device with a dry microfiber cloth. Store it in the provided carry pouch to keep it clean and safe.

Charging

Use the included USB-C charger to recharge the mask. Use two AAA-Battery for the remote control. One full charge typically supports multiple sessions.



Laser Mask Ultra



Sleep Quality & Circadian Support

Optimizing both ends of the sleep cycle—
morning activation and evening regulation.

Morning: Set Your Internal Clock

Why it matters

Your circadian rhythm is primarily regulated by light. Early exposure to red light tells your brain it's time to be awake, setting the internal clock for melatonin production 12–14 hours later. This improves your ability to fall asleep naturally in the evening.

How it works

- Red light (660 nm) suppresses melatonin and elevates natural cortisol to promote wakefulness.
- Enhances morning mood, energy, and mental clarity.
- Strengthens circadian timing for more stable nighttime regulation.

Recommended Settings

Mode

- Red Only or Combined Mode (Red + Near-Infrared).

Intensity

- Level 2–3.

Duration

- 10–15 minutes.

Time of Day

- Within 1 hour of waking.

Frequency

- Daily, especially in darker seasons or after travel.

Evening: Wind Down for Restorative Sleep

Why it matters

In the evening, your nervous system should transition from a state of alertness to one of relaxation. Near-infrared light supports this by calming facial tension and triggering parasympathetic activity—without stimulating the brain as bright blue light would.

How it works

- Near-infrared light (850 + 1060 nm) stimulates vagal and cranial nerve pathways.
- Reduces facial muscle tension and stress accumulation.
- Supports melatonin production by avoiding blue light suppression.

Recommended Settings

Mode

- Near-Infrared Only (for deep relaxation).

Intensity

- Start at Level 1–2; increase to Level 3 if well-tolerated.

Duration


- 10–15 minutes


Time of Day

- 30–60 minutes before bed.

Frequency

- Nightly or after high-stress evenings.





Stress Relief & Nervous System Reset

In modern life, stress rarely comes from physical threats, but the body responds as if it does. Muscle tension, shallow breathing, disrupted digestion, and poor sleep are all signs of sympathetic overactivation. Flowlight Laser Mask Ultra is designed to intervene at the source: the face.

By delivering red (660 nm) and near-infrared (850 nm and 1060 nm) light to facial zones rich in vagus and trigeminal nerve endings, the mask helps calm the nervous system, enhance parasympathetic tone, and create space for a physiological reset.

How it works

- Light absorption through cranial nerve branches (especially supraorbital and infraorbital) activates parasympathetic pathways.
- This slows the heart rate, lowers blood pressure, and reduces the levels of circulating stress hormones.
- Regular exposure may improve vagal tone, heart rate variability, and emotional regulation.
- Many users report a sense of calm afterward, often accompanied by improved sleep or digestive ease.

Recommended Settings

Mode

- Red + NIR (660 + 850 + 1060 nm) for layered stimulation of both surface and deep nerve endings..

Intensity

- Level 1–2 (gentle input is more effective for nervous system regulation).

Duration

- 10–15 minutes

Time of Day

- Afternoon or early evening—avoid use during multitasking or high-activity.

Frequency

- 3–7 times per week, depending on baseline stress levels.

Energy & Cognitive Clarity

Brain fog, low motivation, and midday crashes often stem from disrupted circadian rhythms and sluggish mitochondrial function. The face—rich in cranial nerve endings and vascular density—serves as a gateway to systemic energy balance. Flowlight Laser Mask Ultra delivers precision-targeted red and near-infrared wavelengths to stimulate cellular energy, oxygenation, and cognitive performance.

How it works

- Red light (660 nm) activates mitochondrial function in superficial tissues and modulates wakefulness via hypothalamic signaling.
- Near-infrared light (850 nm and 1060 nm) penetrates more deeply into the vasculature and cranial structures, supporting stimulation of the frontal cortex and systemic ATP production.
- These effects help stabilize cortisol rhythms and elevate energy without nervous system overstimulation.
- Many users experience enhanced focus, clearer thinking, and steadier daytime energy.

Recommended Settings

Mode

- Red only or Red + NIR (660 + 850 + 1060 nm) for full-spectrum activation.

Intensity

- Level 2–3 (depending on sensitivity and desired stimulation)

Duration

- 10–15 minutes.

Time of Day

- Within 2 hours of waking or early afternoon, avoid use late in the day.

Frequency

- 3–6 times per week, ideally paired with a morning ritual or high-focus block.



Skin Health & Facial Recovery

Flowlight Laser Mask Ultra delivers medically validated wavelengths—660 nm red light and near-infrared light at 850 nm and 1060 nm—to support collagen synthesis, calm inflammation, and rebuild skin vitality from the inside out. Unlike topical solutions, these wavelengths penetrate through the epidermis and dermis, triggering deep biological repair.

How it works

- 660 nm red light stimulates fibroblasts to produce more collagen and elastin, which are crucial for improving texture, firmness, and skin tone.
- Near-infrared light at 850 nm and 1060 nm enhances blood flow and cellular metabolism, accelerating recovery and reducing oxidative stress in deeper layers.
- Anti-inflammatory effects calm reactive skin and promote healing from breakouts, redness, or fatigue.
- Repeated exposure strengthens the skin's barrier and improves long-term resilience.

Recommended Settings

Mode

- Red only (for surface-level repair) or Red + NIR (for full-spectrum dermal and subdermal support)

Intensity

- Level 2 for daily skin maintenance
- Level 3 for post-stress treatment or visible rejuvenation

Duration

- 10–15 minutes per session.

Time of Day

- In the morning or after cleansing, avoid use just before direct sun exposure.

Frequency


- 5–7 times per week for active recovery; 3–4 times per week for maintenance.



hello@flowlife.com
www.flowlife.com
Luntmakargatan 90
113 51 Stockholm

Manual

Flowlight Laser Mask Ultra



1. Velcro Strap
2. Mask
3. On/Off
4. USB Charging Port
5. Breathing Vents
6. Mode Selection
7. Timer
8. Light Intensity

ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS

ELECTRICAL HAZARDS WARNINGS

- Never clean the mask while plugged in
- Do not use near water (bath, sink, etc.)
- Unplug immediately if it comes into contact with water

USAGE WARNINGS

- Never cover the mask during use
- Do not use on broken or irritated skin
- Only use original accessories
- Keep out of reach of children
- Never insert objects or attempt repair
- Store away from hot surfaces or damp areas
- Do not use while sleeping, driving, or operating machinery

STOP USE IF

- The product or cable is damaged
- It has been dropped or exposed to water

USAGE

- Ensure your face is clean and dry before use
- Place the mask securely on your face for full contact
- Fasten the Velcro strap behind your head to keep it in place during use
- Press and hold the small button on the inside top-right module (above your right eye when worn) for 3 seconds to activate the mask

DEFAULT MODE (MANUAL START)

- Duration: 15 minutes
- Wavelengths: 660 nm red + 850 nm & 1060 nm near-infrared
- Intensity: Level 3 (highest)

WIRELESS CONTROLLER (OPTIONAL FOR FULL CUSTOMIZATION)

- Insert 2 × AAA batteries into the wireless controller before first use
- After installing the batteries, all 6 indicator lights on the controller will flash 5 times—this confirms successful power-up and connectivity

MODE BUTTON (TOP MIDDLE)

- Press once to cycle between the three light modes:
- → Mode 1: Red + NIR
- → Mode 2: Red only
- → Mode 3: NIR only
- Mode indicator (on right-side module of mask):
- – White light = Mode 1 (Red + NIR)
- – Solid red = Mode 2 (Red only)
- – Flashing red = Mode 3 (NIR only)
- Audible beep confirms each selection
- Note: This button does not power the mask on or off

TIME BUTTON (BOTTOM LEFT)

- Press to set session duration: 5, 10, or 15 minutes
- LED indicators:
- – 1 light = 5 minutes
- – 2 lights = 10 minutes
- – 3 lights = 15 minutes

INTENSITY BUTTON (BOTTOM RIGHT)

- Press to set intensity level: Low, Medium, or High
- LED indicators:
- – 1 light = Low
- – 2 lights = Medium
- – 3 lights = High

DURING USE

- Sit or lie down comfortably
- Avoid multitasking
- Keep eyes closed if preferred

AFTER USE

- The mask will shut off automatically when the session ends
- To end manually, hold the button on the mask

CLEANING

- Wipe both inner and outer surfaces with a dry microfiber cloth after each use

CHARGING

- Use the included USB-C cable to charge the mask
- Charging indicator (on mask):
 - Red flashing light = Charging
 - White light = Fully charged

RISK GROUPS – ALWAYS CONSULT A DOCTOR IF:

- You have had recent burns, fever, infections, or photosensitivity
- You are pregnant (avoid the abdominal area)
- You are diagnosed with SLE, cancer, hyperthyroidism, or severe bleeding disorders
- You use photosensitizing medications
- You have eye disease or visual sensitivity
- You have a history of melasma or hyperpigmentation

DISCLAIMER

- This product is not a medical device
- It is designed for non-medical home and professional wellness applications
- Effects vary between individuals
- Consult a healthcare provider for specific concerns

ELECTRONIC WASTE & DISPOSAL

- This product contains a lithium-ion battery and electronic components
- Do not dispose of in household waste
- Recycle electronic waste in accordance with local regulations

WARRANTY

- A 2-year limited warranty, effective from the date of purchase, covers the Flowlight LED Mask Pro
- Covers defects in materials and workmanship under regular use
- Does not cover damage resulting from misuse, unauthorized repairs, accidents, or exposure to water
- Proof of purchase is required for warranty claims

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Wavelengths: 660nm (Red Laser), 850nm (NIR Laser), 1060nm (NIR Laser)
- Optical Power per Diode:
 - 660nm: 8mW
 - 850nm: 5mW
 - 1060nm: 10.5mW
- Beam Angle: 20°
- Irradiance on Skin: ~90 mW/cm²
- Battery: 1440mAh lithium-ion (40 min operation per charge)
- Number of Diodes: 164 (20 × 1060nm, 72 × 850nm, 72 × 660nm)

OPERATION MODES

- Mode 1: Red + NIR combined
- Mode 2: Red only
- Mode 3: NIR only

TIMER OPTIONS

- 5, 10, or 15 minutes

INTENSITY LEVELS

- Low, Medium, High

CHARGING INDICATOR LIGHT

- The indicator will flash red when charging. And full white light when fully charged.

USB-C CHARGING CABLE

- Rated Input: AC100-240V
- Rated Output: DC 5V-1A

SVENSKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

ELEKTRISKA RISKVARNINGAR

- Rengör aldrig masken medan den är inkopplad
- Använd inte nära vatten (badkar, handfat etc.)
- Dra ur kontakten om den kommer i kontakt med vatten

ANVÄNDNINGSVARNINGAR

- Täck aldrig över masken under användning
- Använd inte på skadad eller irriterad hud
- Använd endast originaltillbehör
- Förvara utom räckhåll för barn
- För aldrig in föremål i masken och försök inte reparera
- Förvara på avstånd från heta ytor eller fuktiga områden
- Använd inte medan du sover, kör eller hanterar maskiner

STOPPA ANVÄNDNING OM

- Produkten eller kabeln är skadad
- Den har tappats eller utsatts för vatten

ANVÄNDNING

- Se till att ansiktet är rent och torrt före användning
- Placera masken ordentligt över ansiktet för full kontakt
- Fäst kardborrebandet bakom huvudet så att masken sitter säkert under användning
- Håll in den lilla knappen på insidan av det övre högra modulen (ovanför höger öga när du bär den) i 3 sekunder för att aktivera masken

STANDARDLÄGE (MANUELL START)

- Varaktighet: 15 minuter
- Våglängder: 660 nm rött + 850 nm & 1060 nm nära-infrarött
- Intensitet: Nivå 3 (högsta)

TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL (VALFRI FÖR FULL ANPASSNING)

- Sätt i 2 x AAA-batterier i fjärrkontrollen före första användning
- När batterierna är isatta blinkar alla 6 indikatorlampor 5 gånger – detta bekräftar att fjärrkontrollen har startats och anslutits korrekt

LÄGESKNAPP (MITTEN UPPTILL)

- Tryck en gång för att växla mellan tre ljuslägen:
- → Läge 1: Rött + NIR
- → Läge 2: Endast rött
- → Läge 3: Endast NIR
- Ljusindikator (på höger sida av masken):
- – Vitt ljus = Läge 1 (Rött + NIR)
- – Fast rött = Läge 2 (Endast rött)
- – Blinkande rött = Läge 3 (Endast NIR)
- Ljudsignal bekräftar varje val
- Observera: Den här knappen slår inte på eller av masken

TIDSKNAPP (NEDERST VÄNSTER)

- Tryck för att ställa in behandlingstid: 5, 10 eller 15 minuter
- LED-indikatorer:
- – 1 lampa = 5 minuter
- – 2 lampor = 10 minuter
- – 3 lampor = 15 minuter

INTENSITETSKNAPP (NEDERST HÖGER)

- Tryck för att justera ljusstyrkan: Låg, Medel eller Hög
- LED-indikatorer:
 - 1 lampa = Låg
 - 2 lampor = Medel
 - 3 lampor = Hög

UNDER ANVÄNDNING

- Sitt eller ligg bekvämt
- Undvik att multitaska
- Håll ögonen stängda om du föredrar det

EFTER ANVÄNDNING

- Masken stängs automatiskt av när sessionen är slut
- För att avsluta manuellt, håll ned knappen på masken

RENGÖRING

- Torka både insidan och utsidan med en torr mikrofiberduk efter varje användning

LADDNING

- Använd den medföljande USB-C-kabeln för att ladda masken
- Laddningsindikator (på masken):
 - Rött blinkande ljus = Laddar
 - Vitt fast sken = Fulladdad

RISIKOGRUPPER – RÅDFRÅGA ALLTID LÄKARE OM:

- Du har nyligen haft brännskador, feber, infektioner eller ljuskänslighet
- Du är gravid (undvik magområdet)
- Du har fått diagnosen SLE, cancer, hypertyreos eller allvarliga blödningsrubbningar
- Du använder ljuskänsliga läkemedel
- Du har ögonsjukdom eller visuell känslighet
- Du har haft melasma eller hyperpigmentering tidigare

ANSVARSRISKRIVNING

- Denna produkt är inte en medicinsk apparat
- Den är avsedd för icke-medicinska behandlingar i hemmet eller professionell wellnessanvändning
- Effekter kan variera mellan individer
- Rådgör med vårdgivare vid specifika hälsobehov

ELEKTRONIKAVFALL OCH ÅTERVINNING

- Produkten innehåller litiumjonbatteri och elektroniska komponenter
- Får ej kastas i hushållssoporna
- Återvinn enligt lokala bestämmelser för elektronikavfall

GARANTI

- 2 års begränsad garanti från inköpsdatum för Flowlight LED Mask Pro
- Gäller material- och tillverkningsfel vid normal användning
- Täcker inte skador från felanvändning, obehöriga reparationer, olyckor eller vattenskador
- Kvitto krävs för att utnyttja garantin

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Våglängder: 660nm (Röd laser), 850nm (NIR-laser), 1060nm (NIR-laser)
- Optisk effekt per diod:
 - 660nm: 8mW
 - 850nm: 5mW
 - 1060nm: 10,5mW
- Strålvinkel: 20°
- Irradians på hud: ~90 mW/cm²
- Batteri: 1440mAh litiumjon (40 minuters drift per laddning)
- Antal dioder: 164 (20 × 1060nm, 72 × 850nm, 72 × 660nm)

DRIFTLÄGEN

- Läge 1: Röd + NIR kombinerat
- Läge 2: Endast rött
- Läge 3: Endast NIR

TIDSLÄGEN

- 5, 10 eller 15 minuter

INTENSITETSNIVÅER

- Låg, Medium, Hög

LADDLAMPANS INDIKATOR

- Lampan blinkar rött under laddning. Fast vitt sken visar att enheten är fulladdad.

USB-C LADDNINGSKABEL

- Märkt ingång: AC100–240V
- Märkt utgång: DC 5V–1A

DANSK SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

ELEKTRISKE RISIKOVARSLER

- Rengør aldrig masken, mens den er tilsluttet
- Brug ikke i nærheden af vand (badekar, håndvask osv.)
- Tag straks stikket ud, hvis den kommer i kontakt med vand

BRUGSADVARSLER

- Dæk aldrig masken til under brug
- Brug ikke på ødelagt eller irriteret hud
- Brug kun originale tilbehørsdele
- Opbevares utilgængeligt for børn
- Indsæt aldrig genstande eller forsøg på reparation
- Opbevares væk fra varme overflader eller fugtige områder
- Brug ikke mens du sover, kører eller betjener maskiner

STOP BRUG HVIS

- Produktet eller kablet er beskadiget
- Den er blevet tabt eller udsat for vand

BRUG

- Sørg for, at dit ansigt er rent og tørt før brug
- Placer masken sikkert på ansigtet, så den har fuld kontakt
- Fastgør velcrostroppen bag hovedet for at holde masken på plads under brug
- Hold den lille knap på indersiden af den øverste højre modul (over dit højre øje, når du har masken på) nede i 3 sekunder for at aktivere masken

STANDARDTILSTAND (MANUEL START)

- Varighed: 15 minutter
- Bølgelængder: 660 nm rød + 850 nm & 1060 nm nær-infrarød
- Intensitet: Niveau 3 (højest)

TRÅDLØS FJERNBETJENING (VALGFRI FOR FULD TILPASNING)

- Indsæt 2 × AAA-batterier i fjernbetjeningen før første brug
- Efter isætning blinker alle 6 indikatorlamper 5 gange – dette bekræfter, at fjernbetjeningen er tændt og tilsluttet korrekt

TILSTANDSKNAP (ØVERST I MIDTEN)

- Tryk én gang for at skifte mellem tre lysindstillinger:
- → Tilstand 1: Rød + NIR
- → Tilstand 2: Kun rød
- → Tilstand 3: Kun NIR
- Indikatorlys (på højre side af masken):
- – Hvidt lys = Tilstand 1 (Rød + NIR)
- – Fast rødt = Tilstand 2 (Kun rød)

- – Blinkende rødt = Tilstand 3 (Kun NIR)
- Et lydsignal bekræfter hvert valg
- Bemærk: Denne knap tænder eller slukker ikke masken

TIDSKNAP (NEDERST VENSTRE)

- Tryk for at vælge sessionens varighed: 5, 10 eller 15 minutter
- LED-indikatorer:
 - – 1 lys = 5 minutter
 - – 2 lys = 10 minutter
 - – 3 lys = 15 minutter

INTENSITETSKNAP (NEDERST HØJRE)

- Tryk for at vælge lysstyrke: Lav, Mellem eller Høj
- LED-indikatorer:
 - – 1 lys = Lav
 - – 2 lys = Mellem
 - – 3 lys = Høj

UNDER BRUG

- Sid eller ligg behageligt
- Undgå multitasking
- Hold øjnene lukkede, hvis du foretrækker det

EFTER BRUG

- Masken slukker automatisk, når sessionen er afsluttet
- For at slukke manuelt skal du holde knappen på masken nede

RENGØRING

- Tør både inderside og yderside med en tør mikrofiberklud efter hver brug

OPLADNING

- Brug det medfølgende USB-C-kabel til opladning
- Opladningsindikator (på masken):
 - – Rødt blinkende lys = Oplader
 - – Hvidt fast lys = Færdigopladet

RISIKOGRUPPER – RÅDFØR DIG ALTID MED LÆGE HVIS:

- Du har haft nylige forbrændinger, feber, infektioner eller lysfølsomhed
- Du er gravid (undgå maveregionen)
- Du er diagnosticeret med SLE, kræft, hyperthyreose eller alvorlige blødningsforstyrrelser
- Du bruger lysfølsomme lægemidler
- Du har øjensygdomme eller visuel følsomhed
- Du har en historik med melasma eller hyperpigmentering

ANSVARSFRAKRIVELSE

- Dette produkt er ikke et medicinsk udstyr
- Det er designet til ikke-medicinsk hjemme- og professionel wellnessbrug
- Effekter varierer fra person til person
- Kontakt en sundhedsudbyder ved specifikke helbredsbehov

ELEKTRONIKAFFALD OG BORTSKAFFELSE

- Dette produkt indeholder et lithium-ion batteri og elektroniske komponenter
- Må ikke bortskaffes i husholdningsaffaldet
- Genanvend elektronisk affald i henhold til lokale regler

GARANTI

- 2 års begrænset garanti fra købsdato for Flowlight LED Mask Pro
- Dækker fejl i materialer og håndværk ved normal brug
- Dækker ikke skader forårsaget af misbrug, uautoriserede reparationer, ulykker eller vandskader
- Kvittering kræves for at gøre krav på garantien

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Bølgelængder: 660nm (Rød laser), 850nm (NIR-laser), 1060nm (NIR-laser)
- Optisk effekt pr. diode:

- 660nm: 8mW
- 850nm: 5mW
- 1060nm: 10,5mW
- Strålevinkel: 20°
- Irradians på hud: ~90 mW/cm²
- Batteri: 1440mAh lithium-ion (40 min. drift pr. oppladning)
- Antal dioder: 164 (20 × 1060nm, 72 × 850nm, 72 × 660nm)

DRIFTSTILSTANDE

- Tilstand 1: Rød + NIR kombinert
- Tilstand 2: Kun rød
- Tilstand 3: Kun NIR

TIDSTILVALG

- 5, 10 eller 15 minutter

INTENSITETSNIVEAUER

- Lav, Medium, Høy

OPLADNINGSINDIKATOR

- Indikatoren blinker rødt under oppladning. Fast hvitt lys betyr, at enheten er fullt oppladet.

USB-C OPLADNINGSKABEL

- Nominel inngang: AC100–240V
- Nominel utgang: DC 5V–1A

NORSK SIKKERHETSINSTRUKSJONER

ELEKTRISKE FAREVARSLER

- Rengjør aldri masken mens den er koblet til strøm
- Ikke bruk i nærheten av vann (bad, vask osv.)
- Trekk ut kontakten umiddelbart hvis den kommer i kontakt med vann

BRUKSADVARSLER

- Dekk aldri til masken under bruk
- Ikke bruk på skadet eller irritert hud
- Bruk kun originalt tilbehør
- Oppbevares utilgjengelig for barn
- Ikke stikk inn gjenstander eller forsøk å reparere
- Oppbevar unna varme overflater eller fuktige områder
- Ikke bruk mens du sover, kjører eller betjener maskiner
-
- **STOPP BRUK HVIS**
- Produktet eller kabelen er skadet
- Produktet er blitt mistet eller utsatt for vann

BRUK

- Sørg for at ansiktet ditt er rent og tørt før bruk
- Plasser masken godt over ansiktet for full kontakt
- Fest brelåsstroppen bak hodet for å holde masken på plass under bruk
- Hold inne den lille knappen øverst til høyre (over høyre øye når du har den på) i 3 sekunder for å aktivere masken

STANDARDMODUS (MANUELL START)

- Varighet: 15 minutter
- Bølglengder: 660 nm rødt + 850 nm & 1060 nm nær-infrarødt
- Intensitet: Nivå 3 (høyet)

TRÅDLØS FJERNKONTROLL (VALGFRI FOR FULL TILPASNING)

- Sett inn 2 × AAA-batterier i fjernkontrollen før første bruk
- Etter installasjon vil alle 6 indikatorlys blinke 5 ganger – dette bekrefter at enheten er aktivert og koblet til

MODUSKNAPP (MIDTEN ØVEST)

- Trykk én gang for å bla gjennom de tre lysmodusene:
- → Modus 1: Rød + NIR
- → Modus 2: Kun rød
- → Modus 3: Kun NIR
- Modusindikator (på høyre side av masken):
- – Hvitt lys = Modus 1 (Rød + NIR)
- – Rødt fast = Modus 2 (Kun rød)
- – Rødt blinkende = Modus 3 (Kun NIR)
- Lydsignal bekrefter hvert valg
- Merk: Denne knappen slår ikke masken av eller på

TIDSKNAPP (NEDERST VENSTRE)

- Trykk for å stille inn varighet: 5, 10 eller 15 minutter
- LED-indikatorer:
- – 1 lys = 5 minutter
- – 2 lys = 10 minutter
- – 3 lys = 15 minutter

INTENSITETSKNAPP (NEDERST HØYRE)

- Trykk for å justere lysstyrke: Lav, Middels eller Høy
- LED-indikatorer:
- – 1 lys = Lav
- – 2 lys = Middels
- – 3 lys = Høy

UNDER BRUK

- Sitt eller ligg komfortabelt
- Unngå å gjøre andre ting samtidig
- Hold øynene lukket om ønskelig

ETTER BRUK

- Masken slår seg automatisk av når økten er over
- For manuell avslutning, hold inne knappen på masken

RENGJØRING

- Tørk både innsiden og utsiden med en tørr mikrofiberklut etter hver bruk

LADING

- Bruk den medfølgende USB-C-kabelen til lading
- Ladeindikator (på masken):
- – Rødt blinkende lys = Lader
- – Hvitt fast lys = Fulladet

RISIKOGRUPPER – RÅDFØR DEG ALLTID MED LEGE HVIS:

- Du nylig har hatt brannskader, feber, infeksjoner eller fotosensitivitet
- Du er gravid (unngå mageregionen)
- Du har fått diagnosen SLE, kreft, hypertyreose eller alvorlige blødningsforstyrrelser
- Du bruker fotosensibiliserende medisiner
- Du har øyesykdom eller lysfølsomhet
- Du har en historie med melasma eller hyperpigmentering

ANSVARSRFRASKRIVELSE

- Dette produktet er ikke et medisinsk utstyr
- Det er laget for ikke-medisinsk hjemme- og profesjonell velværebruk
- Effekten varierer fra person til person
- Kontakt helsepersonell ved spesifikke bekymringer

ELEKTRONISK AVFALL OG KASSERING

- Dette produktet inneholder et litium-ion-batteri og elektroniske komponenter
- Må ikke kastes i husholdningsavfall
- Resirkuler elektronisk avfall i samsvar med lokale forskrifter

GARANTI

- 2 års begrenset garanti fra kjøpsdato for Flowlight LED Mask Pro
- Dekker feil i materialer og utførelse ved normal bruk
- Dekker ikke skader som skyldes feilbruk, uautoriserte reparasjoner, ulykker eller eksponering for vann
- Kjøpsbevis kreves for garantikrav

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- Bølgelengder: 660nm (Rød laser), 850nm (NIR-laser), 1060nm (NIR-laser)
- Optisk effekt per diode:
 - 660nm: 8mW
 - 850nm: 5mW
 - 1060nm: 10,5mW
- Strålevinkel: 20°
- Irradians på hud: ~90 mW/cm²
- Batteri: 1440mAh litium-ion (40 min drift per lading)
- Antall dioder: 164 (20 × 1060nm, 72 × 850nm, 72 × 660nm)

DRIFTSMODUSER

- Modus 1: Rød + NIR kombinert
- Modus 2: Kun rød
- Modus 3: Kun NIR

TIDSMODUSER

- 5, 10 eller 15 minutter

INTENSITETSNIVÅER

- Lav, Medium, Høy

LADEINDIKATOR

- Indikatoren blinker rødt under lading. Fast hvitt lys betyr at enheten er fulladet.

USB-C LADEKABEL

- Nominell inngang: AC100–240V
- Nominell utgang: DC 5V–1A

SUOMI

TURVALLISUUSOHJEET

SÄHKÖVAARAN VAROITUKSET

- Älä koskaan puhdista maskia, kun se on kytketty virtaan
- Älä käytä veden lähellä (kylpy, pesuallas jne.)
- Irrota pistoke välittömästi, jos laite joutuu kosketuksiin veden kanssa

KÄYTTÖVAROITUKSET

- Älä koskaan peitä maskia käytön aikana
- Älä käytä rikkinäiselle tai ärtyneelle iholle
- Käytä vain alkuperäisiä tarvikkeita
- Pidä poissa lasten ulottuvilta
- Älä työnnä esineitä sisään tai yritä korjata
- Säilytä poissa kuumilta pinoilta ja kosteista tiloista
- Älä käytä nukkuessa, ajaessa tai koneita käyttäessäsi

KESKEYTÄ KÄYTTÖ, JOS

- Tuote tai johto on vaurioitunut
- Tuote on pudonnut tai altistunut vedelle

KÄYTTÖ

- Varmista, että kasvosi ovat puhtaat ja kuivat ennen käyttöä
- Aseta naamio kasvoillesi tiiviisti ja oikein
- Kiinnitä tarranauhahihna pään taakse, jotta naamio pysyy paikoillaan
- Pidä pientä painiketta oikean silmän yläpuolella (sisäpuolella) painettuna 3 sekunnin ajan aktivoidaksesi naamion

OLETUSTILA (KÄYNNISTYS MANUAALISESTI)

- Kesto: 15 minuuttia
- Aallonpituudet: 660 nm punainen + 850 nm & 1060 nm lähi-infrapuna
- Intensiteetti: Taso 3 (korkein)

LANGATON KAUKOSÄÄDIN (VALINNAINEN KOKONAISÄÄTÖÖN)

- Aseta 2 x AAA-paristoa kaukosäätimeen ennen ensimmäistä käyttöä
- Paristojen asettamisen jälkeen kaikki 6 merkivaloa vilkkuvat 5 kertaa – tämä vahvistaa onnistuneen käynnistykseen ja yhteyden

TILANAPPI (YLÄKESKELLÄ)

- Paina kerran vaihtaaksesi kolmen valotilan välillä:
- → Tila 1: Punainen + NIR
- → Tila 2: Vain punainen
- → Tila 3: Vain NIR
- Tilailmais (maskin oikealla puolella):
- – Valkoinen valo = Tila 1 (Punainen + NIR)
- – Kiinteä punainen = Tila 2 (Vain punainen)
- – Vilkkuva punainen = Tila 3 (Vain NIR)
- Äänimerkki vahvistaa valinnan
- Huom: Tämä painike ei käynnistä tai sammuta maskia

AIKANAAPPI (ALAVASEMMALLA)

- Paina valitaksesi hoidon keston: 5, 10 tai 15 minuuttia
- LED-merkkivalot:
- – 1 valo = 5 minuuttia
- – 2 valoa = 10 minuuttia
- – 3 valoa = 15 minuuttia

INTENSITEETTINAPPI (ALOIKEALLA)

- Paina säätääksesi kirkkaustasoa: Matala, Keskitaso tai Korkea
- LED-merkkivalot:
- – 1 valo = Matala
- – 2 valoa = Keskitaso
- – 3 valoa = Korkea

KÄYTÖN AIKANA

- Istu tai makaa mukavasti
- Vältä moniajtoa
- Pidä silmät suljettuina, jos haluat

KÄYTÖN JÄLKEEN

- Naamio sammuu automaattisesti istunnon lopussa
- Voit sammuttaa sen manuaalisesti pitämällä painiketta painettuna

PUHDISTUS

- Pyyhi sisä- ja ulkopinnat kuivalla mikrokuituliinalla jokaisen käytön jälkeen

LATTAUS

- Käytä mukana toimitettua USB-C-kaapelia lataukseen
- Latausilmais (maskissa):
- – Punainen vilkkuva valo = Lataa
- – Kiinteä valkoinen valo = Täyteen ladattu

RISKIRYHMÄT – KONSULTOI LÄÄKÄRIÄ, JOS:

- Sinulla on ollut palovammoja, kuumetta, infektioita tai valonarkuutta
- Olet raskaana (vältä vatsan aluetta)
- Sinulla on diagnosoitu SLE, syöpä, liikatoimintaa tai vakavia verenvuotohäiriöitä
- Käytät valolle herkistäviä lääkkeitä
- Sinulla on silmäsairaus tai valonherkkyyttä
- Sinulla on aiemmin ollut melasmaa tai hyperpigmentaatiota

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

- Tämä tuote ei ole lääketieteellinen laite
- Tarkoitettu ei-lääketieteelliseen koti- ja hyvinvointikäyttöön
- Vaikutukset voivat vaihdella yksilöittäin
- Ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen erityiskysymyksissä

SÄHKÖJÄTE JA HÄVITYS

- Tämä tuote sisältää litiumioniakun ja sähkökomponentteja
- Älä hävitä kotitalousjätteen mukana
- Kierrätä sähköjätteet paikallisten määräysten mukaisesti

TAKUU

- 2 vuoden rajoitettu takuu Flowlight LED Mask Pro -laitteelle ostopäivästä alkaen
- Kattaa materiaali- ja valmistusviat normaalikäytössä
- Ei kata vahinkoja, jotka johtuvat väärinkäytöstä, luvattomista korjauksista, onnettomuuksista tai veden altistuksesta
- Takuukorvauksiin vaaditaan ostotosite

TEKNISET TIEDOT

- Aallonpituudet: 660nm (Punainen laser), 850nm (NIR-laser), 1060nm (NIR-laser)
- Optinen teho diodia kohti:
 - 660nm: 8mW
 - 850nm: 5mW
 - 1060nm: 10,5mW
- Säteen kulma: 20°
- Ihoon kohdistuva irradianssi: ~90 mW/cm²
- Akku: 1440mAh litiumioni (40 min käyttö yhdellä latauksella)
- Diodien määrä: 164 (20 × 1060nm, 72 × 850nm, 72 × 660nm)

TOIMINTATILAT

- Tila 1: Yhdistetty punainen + NIR
- Tila 2: Vain punainen
- Tila 3: Vain NIR

AJASTINVAIHTOEHDOT

- 5, 10 tai 15 minuuttia

INTENSITEETTITASO

- Matala, Keskitaso, Korkea

LATAUKSEN MERKKIVALO

- Merkkivalo vilkkuu punaisena latauksen aikana. Yhtenäinen valkoinen valo tarkoittaa, että laite on täysin ladattu.

USB-C LATAUSKAPELI

- Nimellissyöttö: AC100–240V
- Nimellislähtö: DC 5V–1A

DEUTSCH SICHERHEITSHINWEISE

WARNHINWEISE ZU ELEKTRISCHEN GEFAHREN

- Reinigen Sie die Maske niemals, während sie eingesteckt ist
- Nicht in der Nähe von Wasser verwenden (Badewanne, Waschbecken usw.)
- Ziehen Sie sofort den Stecker, wenn das Gerät mit Wasser in Berührung kommt

NUTZUNGSHINWEISE

- Decken Sie die Maske während der Anwendung niemals ab
- Nicht auf verletzter oder gereizter Haut anwenden
- Nur Originalzubehör verwenden
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Keine Gegenstände einführen oder Reparaturversuche unternehmen
- Von heißen Oberflächen und feuchten Umgebungen fernhalten
- Nicht während des Schlafens, Fahrens oder bei der Bedienung von Maschinen verwenden

BEI FOLGENDEN ANZEICHEN SOFORT ABBRECHEN

- Das Produkt oder Kabel ist beschädigt
- Das Produkt wurde fallen gelassen oder war Wasser ausgesetzt

ANWENDUNG

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gesicht vor der Anwendung sauber und trocken ist
- Setzen Sie die Maske fest auf Ihr Gesicht auf, sodass sie vollständig anliegt
- Befestigen Sie den Klettverschluss sicher am Hinterkopf, damit die Maske während der Anwendung nicht verrutscht
- Halten Sie den kleinen Knopf oben rechts an der Innenseite (über dem rechten Auge beim Tragen) 3 Sekunden lang gedrückt, um die Maske zu aktivieren

STANDARDMODUS (MANUELLER START)

- Dauer: 15 Minuten
- Wellenlängen: 660 nm rot + 850 nm & 1060 nm nahinfrarot
- Intensität: Stufe 3 (höchste)

DRAHTLOSE FERNBEDIENUNG (OPTIONAL FÜR KOMPLETTE ANPASSUNG)

- Setzen Sie 2 x AAA-Batterien in die Fernbedienung ein, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden
- Nach dem Einsetzen blinken alle 6 Kontrollleuchten 5-mal – dies bestätigt die erfolgreiche Aktivierung und Verbindung

MODUS-TASTE (MITTIG OBEN)

- Drücken Sie einmal, um zwischen den drei Lichtmodi zu wechseln:
- → Modus 1: Rot + NIR
- → Modus 2: Nur Rot
- → Modus 3: Nur NIR
- Modusanzeige (an der rechten Seite der Maske):
- – Weißes Licht = Modus 1 (Rot + NIR)
- – Durchgehendes Rot = Modus 2 (Nur Rot)
- – Blinkendes Rot = Modus 3 (Nur NIR)
- Ein akustisches Signal bestätigt jede Auswahl
- Hinweis: Diese Taste schaltet die Maske nicht ein oder aus

ZEIT-TASTE (UNTEN LINKS)

- Drücken Sie, um die Dauer der Sitzung einzustellen: 5, 10 oder 15 Minuten
- LED-Anzeigen:
- – 1 Licht = 5 Minuten
- – 2 Lichter = 10 Minuten
- – 3 Lichter = 15 Minuten

INTENSITÄTS-TASTE (UNTEN RECHTS)

- Drücken Sie, um die Helligkeitsstufe einzustellen: Niedrig, Mittel oder Hoch
- LED-Anzeigen:
- – 1 Licht = Niedrig
- – 2 Lichter = Mittel
- – 3 Lichter = Hoch

WÄHREND DER ANWENDUNG

- Setzen oder legen Sie sich bequem hin
- Vermeiden Sie Multitasking
- Schließen Sie die Augen, wenn Sie möchten

NACH DER ANWENDUNG

- Die Maske schaltet sich nach Ende der Sitzung automatisch ab
- Zum manuellen Beenden: Halten Sie die Taste an der Maske gedrückt

REINIGUNG

- Wischen Sie die Innen- und Außenseite nach jeder Anwendung mit einem trockenen Mikrofaser Tuch ab

AUFLADEN

- Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel zum Laden
- Ladeanzeige (an der Maske):

- – Rotes Blinklicht = Wird geladen
- – Weißes Dauerlicht = Vollständig aufgeladen

RISIKOGRUPPEN – KONSULTIEREN SIE IHREN ARZT, WENN:

- Sie kürzlich Verbrennungen, Fieber, Infektionen oder Lichtempfindlichkeit hatten
- Sie schwanger sind (Vermeiden Sie die Bauchregion)
- Sie an SLE, Krebs, Schilddrüsenüberfunktion oder schweren Blutgerinnungsstörungen leiden
- Sie lichtsensibilisierende Medikamente einnehmen
- Sie an Augenerkrankungen oder Lichtempfindlichkeit leiden
- Sie eine Vorgeschichte von Melasma oder Hyperpigmentierung haben

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

- Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät
- Zur nicht-medizinischen Nutzung im privaten oder professionellen Wellnessbereich
- Die Wirkung kann von Person zu Person unterschiedlich sein
- Bei spezifischen Bedenken wenden Sie sich bitte an medizinisches Fachpersonal

ELEKTROSCHROTT & ENTSORGUNG

- Dieses Produkt enthält eine Lithium-Ionen-Batterie und elektronische Komponenten
- Nicht über den Hausmüll entsorgen
- Entsorgen Sie es gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott

GARANTIE

- 2 Jahr eingeschränkte Garantie ab Kaufdatum für die Flowlight LED Mask Pro
- Deckt Material- und Herstellungsfehler bei normaler Nutzung ab
- Keine Abdeckung bei Schäden durch Missbrauch, unautorisierte Reparaturen, Unfälle oder Wasserschäden
- Kaufnachweis erforderlich für Garantieansprüche

TECHNISCHE DATEN

- Wellenlängen: 660nm (Roter Laser), 850nm (NIR-Laser), 1060nm (NIR-Laser)
- Optische Leistung pro Diode:
 - 660nm: 8mW
 - 850nm: 5mW
 - 1060nm: 10,5mW
- Strahlwinkel: 20°
- Bestrahlungsstärke auf der Haut: ~90 mW/cm²
- Batterie: 1440mAh Lithium-Ionen (40 Min. Betrieb pro Ladung)
- Anzahl der Dioden: 164 (20 × 1060nm, 72 × 850nm, 72 × 660nm)

BETRIEBSMODI

- Modus 1: Kombination aus Rot + NIR
- Modus 2: Nur Rot
- Modus 3: Nur NIR

TIMER-OPTIONEN

- 5, 10 oder 15 Minuten

INTENSITÄTSSTUFEN

- Niedrig, Mittel, Hoch

LADEANZEIGE

- Die Anzeige blinkt rot während des Ladevorgangs. Ein durchgehend weißes Licht zeigt vollen Ladezustand an

USB-C LADEKABEL

- Nenneingang: AC100–240V
- Nennausgang: DC 5V–1A

POLSKI

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ ELEKTRYCZNYCH

- Nie czyść maski, gdy jest podłączona do zasilania
- Nie używaj w pobliżu wody (wanna, umywalka itp.)
- Natychmiast odłącz zasilanie, jeśli maska wejdzie w kontakt z wodą

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Nigdy nie zakrywaj maski podczas użytkowania
- Nie używaj na uszkodzoną lub podrażnioną skórę
- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów
- Przechowuj poza zasięgiem dzieci
- Nigdy nie wkładaj przedmiotów ani nie próbuj samodzielnie naprawiać
- Przechowuj z dala od gorących powierzchni i wilgotnych miejsc
- Nie używaj podczas snu, prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyn

PRZERWIJ UŻYTKOWANIE JEŚLI

- Produkt lub kabel są uszkodzone
- Produkt został upuszczony lub miał kontakt z wodą

UŻYTKOWANIE

- Upewnij się, że twarz jest czysta i sucha przed użyciem
- Umieść maskę pewnie na twarzy, aby zapewnić pełny kontakt
- Zamocuj pasek na rzep z tyłu głowy, aby utrzymać maskę na miejscu podczas sesji
- Przytrzymaj mały przycisk wewnątrz, w górnym prawym module (nad prawym okiem podczas noszenia) przez 3 sekundy, aby uruchomić maskę

TRYB DOMYŚLNY (URUCHAMIANIE RĘCZNE)

- Czas trwania: 15 minut
- Długości fal: 660 nm czerwone + 850 nm i 1060 nm bliska podczerwień
- Intensywność: Poziom 3 (najwyższy)

PILOT BEZPRZEWODOWY (OPCJONALNY DO PEŁNEJ PERSONALIZACJI)

- Wtóż 2 × baterie AAA do pilota przed pierwszym użyciem
- Po włożeniu baterii wszystkie 6 kontrolki zaświeci się 5 razy — to potwierdzenie prawidłowego uruchomienia i połączenia

PRZYCIŚK TRYBU (GÓRA ŚRODKOWA)

- Naciśnij raz, aby przełączyć między trzema trybami światła:
 - Tryb 1: Czerwone + NIR
 - Tryb 2: Tylko czerwone
 - Tryb 3: Tylko NIR
- Wskaźnik trybu (po prawej stronie maski):
 - Białe światło = Tryb 1 (Czerwone + NIR)
 - Stałe czerwone = Tryb 2 (Tylko czerwone)
 - Migające czerwone = Tryb 3 (Tylko NIR)
- Sygnał dźwiękowy potwierdza wybór
- Uwaga: Ten przycisk nie włącza ani nie wyłącza maski

PRZYCIŚK CZASU (LEWY DOLNY)

- Naciśnij, aby ustawić czas sesji: 5, 10 lub 15 minut
- Wskaźniki LED:
 - 1 dioda = 5 minut
 - 2 diody = 10 minut
 - 3 diody = 15 minut

PRZYCIŚK INTENSYWNOŚCI (PRAWY DOLNY)

- Naciśnij, aby wybrać poziom jasności: Niski, Średni lub Wysoki
- Wskaźniki LED:
 - 1 dioda = Niski
 - 2 diody = Średni
 - 3 diody = Wysoki

PODCZAS UŻYTKOWANIA

- Usiądź lub połóż się wygodnie
- Unikaj wykonywania innych czynności
- Zamknij oczy, jeśli wolisz

PO ZAKOŃCZENIU SESJI

- Maska wyłączy się automatycznie po zakończeniu sesji
- Aby wyłączyć ręcznie – przytrzymaj przycisk na masce

CZYSZCZENIE

- Po każdej sesji przetrzyj wewnętrzną i zewnętrzną stronę maski suchą ściereczką z mikrofibry

ŁADOWANIE

- Użyj dołączonego kabla USB-C aby naładować maskę
- Wskaźnik ładowania (na masce):
 - Migające czerwone światło = Ładowanie
 - Stałe białe światło = Pełne naładowanie

GRUPY RYZYKA – ZAWSZE SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM JEŚLI:

- Miałeś niedawne oparzenia, gorączkę, infekcje lub nadwrażliwość na światło
- Jesteś w ciąży (unikać okolic brzucha)
- Masz zdiagnozowany SLE, raka, nadczynność tarczycy lub ciężkie zaburzenia krzepnięcia
- Używasz leków uczulających na światło
- Masz choroby oczu lub nadwrażliwość na światło
- Masz historię melasmy lub hiperpigmentacji

ZASTRZEŻENIE

- Ten produkt nie jest urządzeniem medycznym
- Zaprojektowany do domowych i profesjonalnych zastosowań wellness
- Efekty mogą się różnić u różnych osób
- Skonsultuj się z lekarzem w razie konkretnych wątpliwości

ODPADY ELEKTRONICZNE I UTYLIZACJA

- Produkt zawiera baterię litowo-jonową i komponenty elektroniczne
- Nie wyrzucaj do odpadów komunalnych
- Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektrośmieci

GWARANCJA

- Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją od daty zakupu.
- Obejmuje wady materiałowe i wykonania przy normalnym użytkowaniu
- Nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, nieautoryzowanych napraw, wypadków lub kontaktu z wodą
- Wymagany dowód zakupu do zgłoszenia gwarancji

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- Długości fal: 660nm (Czerwony laser), 850nm (Laser NIR), 1060nm (Laser NIR)
- Moc optyczna na diodę:
 - 660nm: 8mW
 - 850nm: 5mW
 - 1060nm: 10,5mW
- Kąt wiązki: 20°
- Irradiancja na skórę: ~90 mW/cm²
- Bateria: 1440mAh litowo-jonowa (40 min pracy na jednym ładowaniu)
- Liczba diod: 164 (20 × 1060nm, 72 × 850nm, 72 × 660nm)

TRYBY DZIAŁANIA

- Tryb 1: Połączone czerwone + NIR
- Tryb 2: Tylko czerwone
- Tryb 3: Tylko NIR

USTAWIENIA TIMERA

- 5, 10 lub 15 minut

POZIOMY INTENSYWNOŚCI

- Niski, Średni, Wysoki

WSKAŹNIK ŁADOWANIA

- Wskaźnik miga na czerwono podczas ładowania. Stałe białe światło oznacza pełne naładowanie.

KABEL ŁADUJĄCY USB-C

- Wejście znamionowe: AC100–240V
- Wyjście znamionowe: DC 5V–1A

FRANÇAIS INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS DE DANGERS ÉLECTRIQUES

- Ne nettoyez jamais le masque lorsqu'il est branché
- N'utilisez pas près de l'eau (bain, évier, etc.)
- Débranchez immédiatement si le masque entre en contact avec de l'eau

AVERTISSEMENTS D'UTILISATION

- Ne couvrez jamais le masque pendant son utilisation
- N'utilisez pas sur une peau cassée ou irritée
- Utilisez uniquement des accessoires d'origine
- Gardez hors de portée des enfants
- N'insérez jamais d'objets et ne tentez pas de réparer
- Conservez à l'écart des surfaces chaudes ou humides
- N'utilisez pas pendant le sommeil, en conduisant ou en manipulant des machines

ARRÊTEZ L'UTILISATION SI

- Le produit ou le câble est endommagé
- Le produit a été tombé ou exposé à l'eau

UTILISATION

- Assurez-vous que votre visage est propre et sec avant utilisation
- Placez le masque fermement sur votre visage pour un contact total
- Attachez la sangle Velcro derrière votre tête pour maintenir le masque en place pendant l'utilisation
- Appuyez et maintenez le petit bouton situé à l'intérieur, en haut à droite (au-dessus de votre œil droit lorsque vous portez le masque) pendant 3 secondes pour l'allumer

MODE PAR DÉFAUT (DÉMARRAGE MANUEL)

- Durée : 15 minutes
- Longueurs d'onde : 660 nm rouge + 850 nm & 1060 nm proche infrarouge
- Intensité : Niveau 3 (le plus élevé)

TÉLÉCOMMANDE SANS FIL (OPTIONNELLE POUR UNE PERSONNALISATION COMPLÈTE)

- Insérez 2 piles AAA dans la télécommande avant la première utilisation
- Après insertion, les 6 voyants s'allumeront 5 fois — cela confirme l'activation et la connexion réussies

BOUTON MODE (EN HAUT AU CENTRE)

- Appuyez une fois pour faire défiler les trois modes de lumière :
- → Mode 1 : Rouge + NIR
- → Mode 2 : Rouge uniquement
- → Mode 3 : NIR uniquement
- Indicateur de mode (sur le côté droit du masque) :
- – Lumière blanche = Mode 1 (Rouge + NIR)
- – Rouge fixe = Mode 2 (Rouge uniquement)
- – Rouge clignotant = Mode 3 (NIR uniquement)
- Un bip sonore confirme chaque sélection
- Remarque : Ce bouton ne permet pas d'allumer ou d'éteindre le masque

BOUTON TEMPS (EN BAS À GAUCHE)

- Appuyez pour choisir la durée de la session : 5, 10 ou 15 minutes
- Voyants LED :
- – 1 voyant = 5 minutes
- – 2 voyants = 10 minutes
- – 3 voyants = 15 minutes

BOUTON INTENSITÉ (EN BAS À DROITE)

- Appuyez pour choisir l'intensité lumineuse : Faible, Moyenne ou Élevée
- Voyants LED :

- – 1 voyant = Faible
- – 2 voyants = Moyenne
- – 3 voyants = Élevée

PENDANT L'UTILISATION

- Asseyez-vous ou allongez-vous confortablement
- Évitez les distractions ou tâches multiples
- Gardez les yeux fermés si vous le souhaitez

APRÈS L'UTILISATION

- Le masque s'éteindra automatiquement à la fin de la session
- Pour l'éteindre manuellement, maintenez le bouton du masque enfoncé

NETTOYAGE

- Essuyez les surfaces intérieures et extérieures avec un chiffon en microfibre sec après chaque utilisation

CHARGEMENT

- Utilisez le câble USB-C et pour charger le masque
- Indicateur de charge (sur le masque) :
 - Lumière rouge clignotante = En cours de charge
 - Lumière blanche fixe = Charge complète

GROUPES À RISQUE – CONSULTEZ TOUJOURS UN MÉDECIN SI :

- Vous avez eu récemment des brûlures, fièvre, infections ou une photosensibilité
- Vous êtes enceinte (évitez la zone abdominale)
- Vous avez été diagnostiqué avec un lupus (SLE), un cancer, une hyperthyroïdie ou des troubles graves de la coagulation
- Vous utilisez des médicaments photosensibilisants
- Vous avez une maladie oculaire ou une sensibilité à la lumière
- Vous avez des antécédents de mélasma ou d'hyperpigmentation

AVERTISSEMENT

- Ce produit n'est pas un dispositif médical
- Conçu pour une utilisation bien-être à domicile ou en institut
- Les effets peuvent varier selon les individus
- Consultez un professionnel de santé pour toute préoccupation spécifique

DÉCHETS ÉLECTRONIQUES ET ÉLIMINATION

- Ce produit contient une batterie lithium-ion et des composants électroniques
- Ne pas jeter avec les déchets ménagers
- Recyclage selon la réglementation locale

GARANTIE

- Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat.
- Couvre les défauts de matériaux et de fabrication en usage normal
- Ne couvre pas les dommages dus à une mauvaise utilisation, des réparations non autorisées, des accidents ou une exposition à l'eau
- Une preuve d'achat est requise pour les réclamations de garantie

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Longueurs d'onde : 660nm (Laser rouge), 850nm (Laser NIR), 1060nm (Laser NIR)
- Puissance optique par diode :
 - 660nm : 8mW
 - 850nm : 5mW
 - 1060nm : 10,5mW
- Angle du faisceau : 20°
- Irradiance sur la peau : ~90 mW/cm²
- Batterie : 1440mAh lithium-ion (40 min d'utilisation par charge)
- Nombre de diodes : 164 (20 × 1060nm, 72 × 850nm, 72 × 660nm)

MODES DE FONCTIONNEMENT

- Mode 1 : combinaison rouge + NIR
- Mode 2 : seulement rouge
- Mode 3 : seulement NIR

OPTIONS DE MINUTERIE

- 5, 10 ou 15 minutes

NIVEAUX D'INTENSITÉ

- Faible, Moyen, Élevé

VOYANT DE CHARGE

- Le témoin clignote en rouge pendant la charge. Une lumière blanche fixe indique que l'appareil est complètement chargé.

CÂBLE DE CHARGEMENT USB-C

- Entrée nominale : AC100–240V
- Sortie nominale : DC 5V–1A

ITALIANO

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZE DI PERICOLO ELETTRICO

- Non pulire mai la maschera mentre è collegata
- Non utilizzare vicino all'acqua (vasca, lavandino, ecc.)
- Scollegare immediatamente se entra in contatto con l'acqua

AVVERTENZE DI UTILIZZO

- Non coprire mai la maschera durante l'uso
- Non utilizzare su pelle danneggiata o irritata
- Utilizzare solo accessori originali
- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Non inserire oggetti né tentare di riparare
- Conservare lontano da superfici calde o ambienti umidi
- Non utilizzare durante il sonno, alla guida o mentre si utilizzano macchinari

INTERROMPERE L'USO SE

- Il prodotto o il cavo sono danneggiati
- Il prodotto è caduto o è stato esposto all'acqua

UTILIZZO

- Assicurati che il viso sia pulito e asciutto prima dell'uso
- Posiziona la maschera saldamente sul viso per garantire il contatto completo
- Fissa la fascia in velcro dietro la testa per mantenerla stabile durante l'utilizzo
- Tieni premuto il piccolo pulsante interno sul modulo in alto a destra (sopra l'occhio destro quando indossata) per 3 secondi per attivare la maschera

MODALITÀ PREDEFINITA (AVVIO MANUALE)

- Durata: 15 minuti
- Lunghezze d'onda: 660 nm rosso + 850 nm & 1060 nm vicino infrarosso
- Intensità: Livello 3 (massima)

TELECOMANDO WIRELESS (OPZIONALE PER PERSONALIZZAZIONE COMPLETA)

- Inserisci 2 batterie AAA nel telecomando prima del primo utilizzo
- Dopo l'inserimento, tutte e 6 le spie luminose lampeggeranno 5 volte — conferma dell'avvio corretto e della connessione

PULSANTE MODALITÀ (AL CENTRO, IN ALTO)

- Premi una volta per passare tra le tre modalità di luce:
- → Modalità 1: Rosso + NIR
- → Modalità 2: Solo rosso
- → Modalità 3: Solo NIR
- Indicatore di modalità (sul lato destro della maschera):
- – Luce bianca = Modalità 1 (Rosso + NIR)
- – Rosso fisso = Modalità 2 (Solo rosso)
- – Rosso lampeggiante = Modalità 3 (Solo NIR)
- Un segnale acustico conferma ogni selezione
- Nota: Questo pulsante non accende o spegne la maschera

PULSANTE TEMPO (IN BASSO A SINISTRA)

- Premi per impostare la durata della sessione: 5, 10 o 15 minuti
- Indicatori LED:
 - 1 luce = 5 minuti
 - 2 luci = 10 minuti
 - 3 luci = 15 minuti

PULSANTE INTENSITÀ (IN BASSO A DESTRA)

- Premi per regolare l'intensità luminosa: Bassa, Media o Alta
- Indicatori LED:
 - 1 luce = Bassa
 - 2 luci = Media
 - 3 luci = Alta

DURANTE L'USO

- Siediti o sdraiati comodamente
- Evita di fare più cose contemporaneamente
- Tieni gli occhi chiusi se preferisci

DOPO L'USO

- La maschera si spegnerà automaticamente al termine della sessione
- Per spegnerla manualmente, tieni premuto il pulsante sulla maschera

PULIZIA

- Pulisci le superfici interne ed esterne con un panno in microfibra asciutto dopo ogni utilizzo

RICARICA

- Utilizza il cavo USB-C inclusi per caricare la maschera
- Indicatore di carica (sulla maschera):
 - Luce rossa lampeggiante = In carica
 - Luce bianca fissa = Completamente carica

GRUPPI A RISCHIO – CONSULTARE SEMPRE UN MEDICO SE:

- Hai avuto recentemente ustioni, febbre, infezioni o fotosensibilità
- Sei incinta (evitare la zona addominale)
- Hai ricevuto diagnosi di LES, cancro, ipertiroidismo o gravi disturbi della coagulazione
- Assumi farmaci fotosensibilizzanti
- Hai malattie oculari o sensibilità alla luce
- Hai una storia di melasma o iperpigmentazione

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

- Questo prodotto non è un dispositivo medico
- Progettato per applicazioni di benessere domestico e professionale non mediche
- Gli effetti possono variare da persona a persona
- Consultare un medico per preoccupazioni specifiche
-

SMALTIMENTO ELETTRONICO E RIFIUTI

- Questo prodotto contiene una batteria agli ioni di litio e componenti elettronici
- Non smaltire nei rifiuti domestici
- Riciclare secondo le normative locali

GARANZIA

- Garanzia limitata di 2 anno dalla data di acquisto per Flowlight LED Mask Pro
- Copre difetti di materiali e fabbricazione in uso regolare
- Non copre danni causati da uso improprio, riparazioni non autorizzate, incidenti o esposizione all'acqua
- È necessaria la prova d'acquisto per le richieste di garanzia

SPECIFICHE TECNICHE

- Lunghezze d'onda: 660nm (Laser rosso), 850nm (Laser NIR), 1060nm (Laser NIR)
- Potenza ottica per diodo:
 - 660nm: 8mW
 - 850nm: 5mW
 - 1060nm: 10,5mW

- Angolo del fascio: 20°
- Irradianza sulla pelle: ~90 mW/cm²
- Batteria: 1440mAh agli ioni di litio (40 min di funzionamento per carica)
- Numero di diodi: 164 (20 × 1060nm, 72 × 850nm, 72 × 660nm)

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

- Modalità 1: combinazione rosso + NIR
- Modalità 2: solo rosso
- Modalità 3: solo NIR

OPZIONI TIMER

- 5, 10 o 15 minuti

LIVELLI DI INTENSITÀ

- Basso, Medio, Alto

INDICATORE DI CARICA

- L'indicatore lampeggia in rosso durante la carica. La luce bianca fissa indica che il dispositivo è completamente carico.

CAVO DI RICARICA USB-C

- Ingresso nominale: AC100–240V
- Uscita nominale: DC 5V–1A

ESPAÑOL INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS DE PELIGRO ELÉCTRICO

- Nunca limpie la máscara mientras esté enchufada
- No use cerca del agua (bañera, lavabo, etc.)
- Desenchufe inmediatamente si entra en contacto con agua

ADVERTENCIAS DE USO

- Nunca cubra la máscara durante el uso
- No use sobre piel dañada o irritada
- Use solo accesorios originales
- Mantenga fuera del alcance de los niños
- Nunca inserte objetos ni intente repararla
- Almacene lejos de superficies calientes o áreas húmedas
- No use mientras duerme, conduce o maneja maquinaria

INTERRUMPA EL USO SI

- El producto o el cable están dañados
- El producto se ha caído o ha estado expuesto al agua

USO

- Asegúrate de que tu rostro esté limpio y seco antes de usar
- Coloca la mascarilla firmemente sobre el rostro para garantizar el contacto total
- Sujeta la correa de velcro detrás de la cabeza para mantenerla en su lugar durante la sesión
- Mantén presionado el pequeño botón ubicado en la parte superior derecha del interior (encima del ojo derecho al usarla) durante 3 segundos para activar la mascarilla

MODO PREDETERMINADO (INICIO MANUAL)

- Duración: 15 minutos
- Longitudes de onda: 660 nm rojo + 850 nm & 1060 nm infrarrojo cercano
- Intensidad: Nivel 3 (máxima)

MANDO A DISTANCIA INALÁMBRICO (OPCIONAL PARA PERSONALIZACIÓN COMPLETA)

- Inserta 2 pilas AAA en el mando antes del primer uso
- Tras insertarlas, las 6 luces indicadoras parpadearán 5 veces — esto confirma el encendido y la conexión exitosos

BOTÓN DE MODO (CENTRO SUPERIOR)

- Presiona una vez para cambiar entre los tres modos de luz:
- → Modo 1: Rojo + NIR
- → Modo 2: Solo rojo
- → Modo 3: Solo NIR
- Indicador de modo (en el módulo derecho de la mascarilla):
- – Luz blanca = Modo 1 (Rojo + NIR)
- – Rojo fijo = Modo 2 (Solo rojo)
- – Rojo intermitente = Modo 3 (Solo NIR)
- Un pitido confirma cada selección
- Nota: Este botón no enciende ni apaga la mascarilla

BOTÓN DE TIEMPO (INFERIOR IZQUIERDO)

- Presiona para establecer la duración: 5, 10 o 15 minutos
- Indicadores LED:
- – 1 luz = 5 minutos
- – 2 luces = 10 minutos
- – 3 luces = 15 minutos

BOTÓN DE INTENSIDAD (INFERIOR DERECHO)

- Presiona para ajustar la intensidad: Baja, Media o Alta
- Indicadores LED:
- – 1 luz = Baja
- – 2 luces = Media
- – 3 luces = Alta

DURANTE EL USO

- Siéntate o recuéstate cómodamente
- Evita hacer múltiples tareas
- Mantén los ojos cerrados si lo prefieres
-

DESPUÉS DEL USO

- La mascarilla se apagará automáticamente al finalizar la sesión
- Para apagarla manualmente, mantén presionado el botón

LIMPIEZA

- Limpia las superficies interior y exterior con un paño de microfibra seco después de cada uso

CARGA

- Utiliza el cable USB-C incluidos para cargar la mascarilla
- Indicador de carga (en la mascarilla):
- – Luz roja intermitente = Cargando
- – Luz blanca fija = Completamente cargada

GRUPOS DE RIESGO – CONSULTE SIEMPRE A UN MÉDICO SI:

- Ha tenido quemaduras recientes, fiebre, infecciones o fotosensibilidad
- Está embarazada (evite el área abdominal)
- Ha sido diagnosticado con LES, cáncer, hipertiroidismo o trastornos graves de sangrado
- Usa medicamentos fotosensibilizantes
- Tiene enfermedades oculares o sensibilidad visual
- Tiene antecedentes de melasma o hiperpigmentación

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

- Este producto no es un dispositivo médico
- Diseñado para aplicaciones de bienestar doméstico y profesional no médicas
- Los efectos pueden variar entre individuos
- Consulte a un médico para inquietudes específicas

RESIDUOS ELECTRÓNICOS Y DESECHO

- Este producto contiene una batería de iones de litio y componentes electrónicos
- No deseche en la basura doméstica
- Recicle según las normativas locales

GARANTÍA

- Garantía limitada de 2 años desde la fecha de compra para Flowlight LED Mask Pro
- Cubre defectos de materiales y fabricación bajo uso regular
- No cubre daños por mal uso, reparaciones no autorizadas, accidentes o exposición al agua
- Se requiere comprobante de compra para reclamaciones de garantía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Longitudes de onda: 660nm (Láser rojo), 850nm (Láser NIR), 1060nm (Láser NIR)
- Potencia óptica por diodo:
 - 660nm: 8mW
 - 850nm: 5mW
 - 1060nm: 10,5mW
- Ángulo del haz: 20°
- Irradiancia en la piel: ~90 mW/cm²
- Batería: 1440mAh de ion-litio (40 min de funcionamiento por carga)
- Número de diodos: 164 (20 × 1060nm, 72 × 850nm, 72 × 660nm)

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

- Modo 1: rojo + NIR combinado
- Modo 2: solo rojo
- Modo 3: solo NIR

OPCIONES DE TEMPORIZADOR

- 5, 10 o 15 minutos

NIVELES DE INTENSIDAD

- Bajo, Medio, Alto

INDICADOR DE CARGA

- El indicador parpadea en rojo durante la carga. Una luz blanca fija indica que el dispositivo está completamente cargado.

CABLE DE CARGA USB-C

- Entrada nominal: AC100–240V
- Salida nominal: DC 5V–1A

NEDERLANDS VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

WAARSCHUWINGEN VOOR ELEKTRISCHE GEVAREN

- Reinig het masker nooit terwijl het is aangesloten
- Gebruik niet in de buurt van water (bad, gootsteen, enz.)
- Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als het in contact komt met water

WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK

- Bedek het masker nooit tijdens gebruik
- Gebruik niet op beschadigde of geïrriteerde huid
- Gebruik alleen originele accessoires
- Buiten bereik van kinderen houden
- Steek nooit voorwerpen in het apparaat of probeer het niet te repareren
- Bewaren op een droge plaats, uit de buurt van warmtebronnen
- Niet gebruiken tijdens het slapen, autorijden of bedienen van machines

STOP MET GEBRUIK ALS

- Het product of de kabel beschadigd is
- Het product is gevallen of aan water is blootgesteld

GEBRUIK

- Zorg ervoor dat je gezicht schoon en droog is vóór gebruik
- Plaats het masker stevig op je gezicht voor volledig contact
- Bevestig de klittenbandsluiting achter je hoofd zodat het masker goed blijft zitten
- Houd de kleine knop aan de binnenkant rechtsboven (boven je rechteroog bij gebruik) 3 seconden ingedrukt om het masker te activeren

STANDAARDMODUS (HANDMATIG STARTEN)

- Duur: 15 minuten
- Golflengten: 660 nm rood + 850 nm & 1060 nm nabij-infrarood
- Intensiteit: Niveau 3 (hoogste)

DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING (OPTIONEEL VOOR VOLLEDIGE PERSONALISATIE)

- Plaats 2 x AAA-batterijen in de afstandsbediening vóór het eerste gebruik
- Na plaatsing knippen alle 6 de controlelampjes 5 keer — dit bevestigt een succesvolle start en verbinding

MODUSKNOP (MIDDEN BOVEN)

- Druk eenmaal om tussen de drie lichtmodi te wisselen:
- → Modus 1: Rood + NIR
- → Modus 2: Alleen rood
- → Modus 3: Alleen NIR
- Modusindicator (op het rechtermodule van het masker):
- – Wit licht = Modus 1 (Rood + NIR)
- – Vast rood = Modus 2 (Alleen rood)
- – Knipperend rood = Modus 3 (Alleen NIR)
- Een pieptoon bevestigt elke selectie
- Let op: deze knop schakelt het masker niet in of uit

TIJDEKNOP (LINKSONDER)

- Druk om de sessieduur in te stellen: 5, 10 of 15 minuten
- LED-indicatoren:
- – 1 lampje = 5 minuten
- – 2 lampjes = 10 minuten
- – 3 lampjes = 15 minuten

INTENSITEITSKNOP (RECHTSONDER)

- Druk om de helderheid aan te passen: Laag, Medium of Hoog
- LED-indicatoren:
- – 1 lampje = Laag
- – 2 lampjes = Medium
- – 3 lampjes = Hoog

TIJDENS GEBRUIK

- Ga comfortabel zitten of liggen
- Vermijd multitasken
- Sluit indien gewenst je ogen

NA GEBRUIK

- Het masker schakelt automatisch uit zodra de sessie is beëindigd
- Om handmatig uit te schakelen: houd de knop ingedrukt

REINIGING

- Veeg de binnen- en buitenkant na elk gebruik schoon met een droge microvezeldoek

OPLADEN

- Gebruik de meegeleverde USB-C-kabel om het masker op te laden
- Oplaadindicator (op het masker):
- – Knipperend rood licht = Bezig met opladen
- – Wit constant licht = Volledig opgeladen

RISICOGROEPEN – RAADPLEEG ALTIJD EEN ARTS ALS:

- U recent brandwonden, koorts, infecties of fotosensitiviteit heeft gehad
- U zwanger bent (vermijd de buikstreek)
- U gediagnosticeerd bent met SLE, kanker, hyperthyreoïdie of ernstige bloedingsstoornissen
- U fotosensibiliserende medicijnen gebruikt
- U een oogziekte of visuele gevoeligheid heeft
- U een voorgeschiedenis van melasma of hyperpigmentatie heeft

DISCLAIMER

- Dit product is geen medisch hulpmiddel
- Ontworpen voor niet-medische thuis- en professionele wellness toepassingen

- Effecten kunnen per persoon verschillen
- Raadpleeg een arts voor specifieke zorgen

ELEKTRONISCH AFVAL & VERWIJDERING

- Dit product bevat een lithium-ion batterij en elektronische componenten
- Niet weggooien met huishoudelijk afval
- Recycleer elektronisch afval volgens de lokale regelgeving

GARANTIE

- Beperkte garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum voor de Flowlight LED Mask Pro
- Dekkt defecten in materialen en vakmanschap bij normaal gebruik
- Dekkt geen schade door verkeerd gebruik, ongeautoriseerde reparaties, ongevallen of blootstelling aan water
- Bewijs van aankoop is vereist voor garantieclaims

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Golflengten: 660nm (Rode laser), 850nm (NIR-laser), 1060nm (NIR-laser)
- Optisch vermogen per diode:
 - 660nm: 8mW
 - 850nm: 5mW
 - 1060nm: 10,5mW
- Straalhoek: 20°
- Irradiantie op de huid: ~90 mW/cm²
- Batterij: 1440mAh lithium-ion (40 min gebruik per lading)
- Aantal diodes: 164 (20 × 1060nm, 72 × 850nm, 72 × 660nm)

WERKINGSMODI

- Modus 1: Rood + NIR gecombineerd
- Modus 2: Alleen rood
- Modus 3: Alleen NIR

TIMEROPTIES

- 5, 10 of 15 minuten

INTENSITEITSNIVEAUS


- Laag, Medium, Hoog

OPLAADINDICATOR

- De indicator knippert rood tijdens het opladen. Een constant wit licht geeft aan dat het apparaat volledig is opgeladen.

USB-C OPLAADKABEL


- Nominale ingang: AC100–240V
- Nominale uitgang: DC 5V–1A

A close-up, side-profile shot of a woman running at night. She is wearing a black athletic top. Her hair is dark and pulled back, with some strands blowing in the wind. The background is dark and blurred, suggesting a nighttime outdoor setting. The text "Active Lifestyle." is overlaid in white, sans-serif font in the center of the image.

Active Lifestyle.



Made Possible.

A black and white photograph showing the back of a person's neck and shoulder. A black strap, likely from a sports bra or swimsuit, is visible across the shoulder. The skin is smooth and the lighting creates soft shadows, emphasizing the contours of the body.

FLOWLIFE

Active Lifestyle. Made Possible.