

## Veiledning for bytte til Dexcom G7

Denne korte veiledningen forklarer hvordan man enkelt kan bytte til Dexcom G7 kontinuerlig glukosemålersystem (CGM-system).

### Før du bytter

#### ● Forsikre deg om at

**i**

- du har en Dexcom G7 sensor tilgjengelig
- du bruker den nyeste versjonen av CamAPS FX appen
- smarttelefonen din er kompatibel med CamAPS FX og sensoren din
  - Gå til <https://camdiab.com/faq> for veiledning om kompatibilitet

### Hva er nytt med Dexcom G7?

- Alt-i-ett-sensor og -sender
- Raskere oppvarming (ca. 30 minutter)
- 12 timers utsettelsesperiode som gir fleksibilitet så du kan bytte sensoren når det passer for deg

### Godt å vite

- Du kan bytte fra å bruke G7 appen til å bruke CamAPS FX appen uten å bytte G7 sensor
- Du kan bytte mellom kompatible sensortyper når som helst, men bare én glukosemåler kan være tilkoblet til enhver tid
- Holdt telefonen din nær sensoren under sammenkobling
- Hvis sammenkoblingen mislykkes, kan du slå Bluetooth av og på og prøve på nytt



# Slik bytter du fra Dexcom G6 til Dexcom G7

**i** Hvis du allerede har en Dexcom konto, må du passe på at du husker Dexcom innloggingsinformasjonen din fordi du kommer til å trenge den under konfigureringen av G7 i CamAPS FX. Du finner Dexcom innloggingsinformasjonen din i Dexcom G6/G7 appen.

## 01 Bruker du allerede en Dexcom G7 sensor i G7 appen?

- Hvis du brukte Dexcom G7 appen tidligere, må du fjerne sammenkoblingen i G7 appen, utføre en tvungen stopp av appen og vente i 15 minutter, eller bare avinstallere G7 appen, for å gjøre det mulig å koble til på riktig måte med CamAPS FX.

Hvis du aldri har koblet YpsoPump sammen med telefonen din, **kan du gå til trinn 04**

## 02 Bruker du for tiden en Dexcom G6 sensor i CamAPS FX?

- Hvis du har en løpende Dexcom G6 økt i CamAPS FX appen, må du stoppe den løpende G6 sensorøkten når du er klar.
- Ta Dexcom G6 sensoren av kroppen din i henhold til instruksjonene

## 03 Er Dexcom G7 synlig i CGM-menyen i CamAPS FX-appen?

Hvis Dexcom G7 ikke er synlig på skjermbildet for valg av CGM:

### iPhone (iOS)

- Noter først din nåværende **totale døgndose (TDD)** og **kroppsvekt**.
- Åpne Bluetooth®-innstillingene på iPhone, velg pumpen og trykk på "**Glem denne enheten**".
- Logg ut av CamAPS FX-appen (**Meny → Konto → Logg ut**) og logg deretter inn igjen.
- Følg instruksjonene på skjermen for å koble til pumpen og CGM-systemet på nytt.

### Android

- Koble til YpsoPump på nytt via **Pumpemenyen**.
- Dexcom G7 skal nå være synlig i skjermbildet for valg av CGM.

## 04 Sett inn en Dexcom G7 sensor

- Bruk Dexcom G7 sensoren i henhold til Dexcoms bruksanvisningen
- Forsikre deg om at sensoren sitter godt fast

## 05 Koble til Dexcom G7 i CamAPS FX appen


- Åpne CamAPS FX
- Gå til Menu → CGM
- Velg Dexcom G7
- Følg trinnene på skjermen for å sammenkoble sensoren
  - Du vil bli bedt om å logge inn på Dexcom kontoen din og godta datadeling til Dexcom. Dette trinnet er bare nødvendig den første gangen du kobler sammen en Dexcom G7 sensor eller hvis du installerer appen på nytt
- Vent til oppvarmingsperioden til Dexcom G7 er over (ca. 30 minutter fra når sensoren ble satt på)

## Trenger du hjelp? Hvis du har noen problemer:

- Sjekk hjelpeinnholdet i CamAPS FX appen eller nettsiden til mylife Diabetes Care
- Kontakt mylife Diabetes Cares kundeservice
- Ta kontakt med Dexcom support hvis du har sensorrelaterte spørsmål

**i** Dette arket er til brukere av mylife Loop. Følg alltid råd fra helsepersonell når du bytter komponenter i diabetesbehandlingen din.

**Ansvarsforhold:** Produktbildene er kun ment som illustrasjoner. // mylife og YpsoPump er registrerte varemerker for mylife Diabetes Care AG eller for dets tilknyttede selskaper. // Dexcom, Dexcom G6 og DexcomG7 er registrerte varemerker for Dexcom, Inc. i USA og/eller andre land. // CamAPS er et registrert varemerke for CamDiab Ltd. // Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

 For sikkerhetsinformasjon om de nevnte produkter, se brukerveiledning eller [www.mylife-diabetescare.no/sikkerhet](http://www.mylife-diabetescare.no/sikkerhet)



**DiabetesCare**

mylife Diabetes Care AS  
Lysaker Torg 5, 3 etg. • 1366 Lysaker  
[www.mylife-diabetescare.no](http://www.mylife-diabetescare.no)