

Sicherheits- und Garantiehinweise DRY® Cooling Vest Hund.

Produkt: (Medizinische) Schutzkleidung für Hunde.

Lesen Sie alle Sicherheits- und Produktinformationen sorgfältig durch, bevor Sie das DRY® Cooling Vest bei Ihrem Haustier verwenden. Das Nichtbefolgen dieser Anweisungen kann Verletzungen verursachen. Suitical®-Produkte sind keine Spielzeuge oder Modeartikel. Halten Sie Ihr Haustier während der Verwendung dieses Produkts unter Aufsicht eines Erwachsenen. Falsche Anwendung kann zu Hotspots, Scheuern, Hautreizungen, Entzündungen oder Infektionen führen.

Wichtige Sicherheitshinweise:

1. Verwendung. Das DRY® Cooling Vest darf nur auf Anraten/nach Rücksprache mit Ihrem Tierarzt und nur nach einem medizinischen Eingriff, bei medizinischen Beschwerden oder Hautproblemen verwendet werden. Im Notfall oder bei Zweifeln konsultieren Sie bitte sofort Ihren Tierarzt! Verwenden Sie das vest nicht, wenn es beschädigt ist oder lose Teile enthält. **2. Aufsicht.** Ihr Haustier muss jederzeit unter Aufsicht eines verantwortungsbewussten Erwachsenen stehen, während er das DRY® Cooling Vest trägt. Regelmäßige Kontrolle auf Hygiene, Reibung, Einklemmungen, Scheuern, Stolpergefahr oder Erstickungsgefahr ist obligatorisch. **3. Gewöhnungszeit.** Geben Sie Ihrem Haustier Zeit, sich an die Weste zu gewöhnen, indem Sie sie die ersten paar Male nur für kurze Zeit tragen. Beginnen Sie mit einer Stunde, zwei Stunden und steigern Sie sich langsam auf einen ganzen Tag. Haben Sie Zweifel? Konsultieren Sie immer Ihren Tierarzt für Ratschläge. Wenn Ihr Haustier viel kaut/nagt, wird dieses Produkt nicht empfohlen. Überwachen Sie Ihr Tier daher immer. **4. Ungewöhnliches Verhalten.** Entfernen Sie das vest so fort und konsultieren Sie Ihren Tierarzt, wenn Ihr Haustier ungewöhnliches Verhalten zeigt. Ungewöhnliches Verhalten kann Rückwärtsgehen, Niesen, Husten oder Inkontinenz umfassen, ist jedoch nicht darauf beschränkt. **5. Sichtbare Probleme.** Überprüfen Sie täglich die Passform und eventuelle Hautreizungen. Melden Sie Hautreizungen oder andere Probleme sofort Ihrem Tierarzt für die richtige Behandlung und Pflege. **6. Passform.** Achten Sie auf die richtige Passform, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Ein zu großes vest kann Stolper- oder Erstickungsgefahr verursachen, ein zu kleines vest kann zu Reibung oder Hautreizungen führen. Messen Sie immer Ihr Haustier laut Anleitung, die über den Link am Ende der Seite verfügbar ist. Es besteht aus leichtem Material und speichert kein Liter Wasser, wodurch es sehr angenehm zu tragen ist. **7. Tragedauer.** Die Weste kühlt bis zu 3 Tage. Wir empfehlen, die Weste nicht an 3 aufeinanderfolgenden Tagen zu tragen. Ziehen Sie die Weste daher aus, wenn es abends abkühlt oder die Weste nicht mehr wesentlich abkühlt. Sehen Sie sich die Waschanleitung in der anleitung an, die über [diesen Link](#) abgerufen werden kann.

Haftungsausschluss: Auch wenn wir uns bemühen, dass die Informationen in diesem Handbuch korrekt und vollständig sind, übernimmt Suitical keine Haftung für Fehler oder eine missbräuchliche Verwendung des Handbuchs. Suitical behält sich das Recht vor, dieses Handbuch zu ändern. **Garantie:** Unsere Produkte haben eine Garantie gegen Produktionsfehler. Wenden Sie sich bei Problemen bitte an Ihren Tierarzt oder an die Verkaufsstelle.

Manual de seguridad y garantía DRY® Cooling Vest Perro.

producto: Ropa de recuperación (médica) para perros.

Lea atentamente toda la información de seguridad y del producto antes de utilizar la camiseta DRY® Cooling Vest en su mascota. No seguir estas instrucciones puede causar lesiones. Los productos Suitical® no son juguetes ni artículos de moda. Mantenga a su mascota bajo la supervisión de un adulto durante el uso de este producto. El uso incorrecto puede provocar puntos calientes, rozaduras, irritación de la piel, inflamación o infección.

Instrucciones importantes para la seguridad:

1. Uso. La camiseta DRY® Cooling Vest solo debe usarse bajo la recomendación/consulta de su veterinario, y solo después de una intervención médica, en caso de problemas médicos o cutáneos. ¡En caso de emergencia o duda, consulte de inmediato a su veterinario! No utilice la camiseta si está dañada o tiene piezas sueltas. **2. Supervisión.** Su mascota debe estar siempre bajo la supervisión de un adulto responsable mientras usa la DRY® Cooling Vest. Es obligatorio verificar regularmente la higiene, la fricción, el atrapamiento, el roce, el peligro de tropezar o el peligro de asfixia. **3. Período de adaptación.** Deje que su mascota se acostumbre al chaleco usándolo por un período más corto las primeras veces. Comience con una hora, dos horas y aumente lentamente hasta un día completo. ¿Tiene dudas? ¡Pida siempre asesoramiento a su veterinario! Si su mascota mastica o mordisquea mucho los materiales, no se recomienda este producto. Por lo tanto, siempre supervise a su mascota. **4. Comportamiento inusual.** Si su mascota muestra un comportamiento inusual, retire inmediatamente la DRY® Cooling Vest y consulte a su veterinario. El comportamiento inusual puede incluir, entre otras cosas, caminar hacia atrás, estornudar, toser o incontinencia. **5. Problemas visibles.** Verifique diariamente el ajuste y cualquier irritación en la piel. Informe de inmediato al veterinario sobre cualquier irritación en la piel u otros problemas, para recibir el tratamiento y cuidado adecuados. **6. Ajuste.** Para evitar riesgos de seguridad, asegúrese de tener el ajuste correcto. Una camiseta demasiado grande puede causar peligro de tropiezo o asfixia; una camiseta demasiado pequeña puede causar rozaduras o irritación en la piel. Mida siempre a su mascota según se describe en el manual, que está disponible a través del enlace al final de la página. La camiseta está diseñada para ajustarse bien. Está fabricado con un material ligero y no retiene litros de agua, por lo que es muy cómodo de llevar. **7. Tiempo de uso.** El chaleco se enfría hasta por 3 días. No recomendamos usar el chaleco durante 3 días consecutivos. Por lo tanto, quítese el chaleco cuando haga frío por la noche o cuando el chaleco ya no se enfríe significativamente. Consulte [las instrucciones de lavado](#) en el manual.

Exención de responsabilidad: Aunque nos esforzamos para asegurarnos de que la información de este manual sea correcta y completa, Suitical no se hace responsable de los errores o del uso indebido del manual. Suitical tiene el derecho de modificar este manual. **Garantía:** Nuestros productos tienen una garantía para defectos de fabricación. En caso de que encuentre un defecto en el producto, contacte con la consulta de su veterinario o con el lugar de compra.



Suitical

Recovery wear for pets



MANUAL

DRY® Cooling Vest Dog

Dog • Hond • Chien • Hund • Perro

EN	Safety and warranty manual for dog owner.
NL	Veiligheids- en garantiehandleiding voor hondeneigenaar.
FR	Manuel de sécurité et de garantie pour propriétaire de chien.
DE	Sicherheits- und Garantiehinweise für Hundebesitzer.
ES	Manual de seguridad y garantía para propietarios de perros.



Safety and warranty manual DRY® Cooling Vest Dog.
Product: (Medical) Recovery wear for dogs.
Read all safety and product information carefully before using the DRY® Cooling Vest on your pet. Failure to follow these instructions may cause injury. Suitital® products are not toys or fashion items. Adult supervision is required during the use of this product. Improper use may lead to hotspots, chafing, skin irritation, inflammation, or infection. In case of emergency or doubt, consult your veterinarian immediately.
Important safety instructions: 1. Usage. The DRY® Cooling Vest should only be used on the advice/consultation of your veterinarian and only after a medical procedure, for medical conditions, and skin problems. In case of emergency or doubt, consult your veterinarian immediately! Do not use the vest if it is damaged or if it contains loose parts. 2. Supervision. Your pet must always be under the supervision of a responsible adult while wearing the DRY® Cooling Vest. Regular checks for cleanliness, friction, constriction, chafing, tripping hazard, or choking hazard are mandatory. 3. Adjustment period. Get your pet used to the vest by wearing it for a shorter period the first few times. Start with one hour, two hours and slowly build up to a full day. If in doubt, always consult your veterinarian for advice. If your pet tends to chew of gnaw on materials, this product is not recommended. Therefore, always keep your pet under supervision. 4. Unusual behavior. In case of unusual behavior from your pet, which may include but is not limited to walking backward, sneezing, coughing, or incontinence, remove the DRY® Cooling Vest immediately and consult your veterinarian. 5. Visible issues. Check for proper fit and any skin irritation daily. Report skin irritation or any other problems to your veterinarian immediately for proper treatment and care. 6. Fit. Ensure the right fit to avoid safety risks. A vest that is too large can cause tripping or choking hazards; a vest that is too small can cause friction or skin irritation. Always measure your pet as described in the manual, which is available through the link at the bottom of the page. The vest is designed to have a snug fit. It is made of lightweight material and does not retain litres of water, making it very comfortable to wear. 7. Wear time. The Vest cools for up to 3 days. We do advise not to wear the vest for 3 consecutive days. Take the vest off when it cools down in the evening or when the vest no longer cools significantly. See the washing instructions, available in this link.
Disclaimer: While every effort has been made to ensure that the information in this manual is accurate and complete, Suitital is not liable for errors in or incorrect use of the manual and the product. We reserve the right to modify the manual. Warranty: Our products are guaranteed against manufacturing defects. In case of a product defect, please contact your veterinarian or the place of purchase.

Veiligheids- en garantiehandleiding DRY® Cooling Vest Hond.
product: (Medische) Herstelkleding voor honden.
Lees alle veiligheids- en productinformatie zorgvuldig door voordat u het DRY® Cooling Vest op uw huisdier gebruikt. Het niet opvolgen van deze instructies kan letsel veroorzaken. Suitital®-producten zijn geen speelgoed of modeartikelen. Volwassen toezicht is vereist tijdens het gebruik van dit product. Onjuist gebruik kan leiden tot hotspots, schuren, huidirritatie, ontsteking of infectie. In geval van nood of twijfel, raadpleeg onmiddellijk uw dierenarts.
Belangrijke veiligheidsinstructies: 1. Gebruik. Het vest mag alleen gebruikt worden op advies/na raadpleging van uw dierenarts en alleen na een medische ingreep, bij medische aandoeningen of huidproblemen. Bij nood of twijfel, raadpleeg direct uw dierenarts! Gebruik het vest niet als het beschadigd is of wanneer het losse onderdelen bevat. 2. Toezicht. Uw huisdier moet te allen tijde onder toezicht staan van een verantwoordelijke volwassene tijdens het dragen van het vest. Reguleer controle op reinheid, wrijving, beknelling, schuring, struikelgevaar, of verstikkingsgevaar is verplicht. 3. Aanpassingsperiode. Laat uw huisdier wennen aan het vest, door de eerste paar keren een kortere draagperiode aan te houden. Begin bij één uur, twee uur en bouw langzaam op tot een gehele dag. Twijfel u? Raadpleeg altijd uw dierenarts voor advies. Als uw huisdier veel kauwt of knaagt aan materialen, wordt dit product niet aanbevolen. Houd uw huisdier daarom altijd onder toezicht. 4. Ongewoon gedrag. Verwijder het vest onmiddellijk en raadpleeg uw dierenarts als uw huisdier ongewoon gedrag vertoont. Ongewoon gedrag kan omvatten, maar is niet beperkt tot achterwaarts lopen, niezen, hoesten en incontinentie. 5. Zichtbare problemen. Controleer dagelijks de pasvorm en eventuele irritatie op de huid. Meld huidirritatie of andere problemen direct aan uw dierenarts voor de juiste behandeling en zorg. 6. Pasvorm. Zorg voor de juiste pasvorm om veiligheidsrisico's te voorkomen. Een te groot vest kan struikel- of verstikkingsgevaar veroorzaken; een te klein vest kan wrijving of huidirritatie veroorzaken. Meet altijd uw huisdier zoals beschreven in de handleiding, die beschikbaar is via de link onderaan de pagina. Het vest is ontworpen om goed aan te sluiten. Het is gemaakt van lichtgewicht materiaal en houdt geen liters water vast, waardoor hij erg fijn te dragen is. Controleer minstens één keer per dag op eventuele irritatie rond de poten, borst, nek en staart, en om ervoor te zorgen dat het DRY® Cooling Vest op zijn plaats zit. 7. Draagtijd. Het Vest koelt tot wel 3 dagen lang. Wij adviseren wel het vest niet 3 dagen opeenvolgend aan te houden. Doe het vest dan ook uit op momenten dat het afkoelt s'avonds of wanneer het vest aanzienlijk niet meer koelt. Zie de wasinstructies beschikbaar via deze link.
Disclaimer: Hoewel wij er zorg voor dragen dat de informatie in deze handleiding accuraat en volledig is, is Suitital niet aansprakelijk voor fouten in of onjuist gebruik van de handleiding en het product. We behouden ons het recht voor de handleiding te wijzigen. Garantie: Onze producten zijn gegarandeerd tegen productiefouten. Neem bij een productdefect contact op met uw dierenarts of de plaats van aankoop.

Manuel de sécurité et de garantie du DRY® Cooling Vest chien.
produit : Vêtement de récupération (médicale) pour chiens.
Lisez attentivement toutes les informations de sécurité et du produit avant d'utiliser le DRY® Cooling Vest sur votre animal de compagnie. Ne pas suivre ces instructions peut causer des blessures. Les produits Suitital® ne sont ni des jouets ni des articles de mode. Votre animal de compagnie doit rester sous la supervision d'un adulte pendant l'utilisation de ce produit. Une utilisation incorrecte peut entraîner des points chauds, des frottements, des irritations cutanées, une inflammation ou une infection. En cas d'urgence ou de doute, consultez immédiatement votre vétérinaire.
Instructions de sécurité importantes : 1. Utilisation. Le DRY® Cooling Vest ne doit être utilisé qu'après la consultation de votre vétérinaire et seulement après une intervention médicale, en cas de problèmes médicaux ou cutanés. En cas d'urgence ou de doute, consultez immédiatement votre vétérinaire! N'utilisez pas le vest s'il est endommagé ou s'il comporte des pièces lâches. 2. Surveillance. Votre animal doit toujours être sous la supervision d'un adulte responsable lorsqu'il porte le DRY® Cooling Vest. Un contrôle régulier de l'hygiène, des frottements, des compressions, des risques de trébuchement ou d'étouffement est obligatoire. 3. Période d'adaptation. Laissez votre animal s'habituer au vest en le portant pendant une période plus courte les premières fois. Commencez par une heure, deux heures et augmentez lentement jusqu'à une journée complète. Vous avez des doutes ? Consultez toujours votre vétérinaire si vous avez besoin de conseils. Si votre animal mâche/grignote beaucoup, ce produit n'est pas recommandé. Surveillez donc toujours votre animal. 4. Comportement inhabituel. Retirez immédiatement le DRY® Cooling Vest et consultez votre vétérinaire si votre animal présente un com-portement inhabituel. Un comportement inhabituel peut inclure, mais sans s'y limiter, la marche en arrière, les éternuements, la toux ou l'incontinence. 5. Problèmes visibles. Vérifiez quotidiennement l'ajustement et l'absence de toute irritation cutanée. Signalez immédiatement toute irritation cutanée ou tout autre problème à votre vétérinaire pour garantir un traitement et des soins appropriés. 6. Ajustement. Assurez-vous d'avoir la bonne taille pour éviter les risques de sécurité. Un vest trop grand peut causer des risques de trébuchement ou d'étouffement ; un DRY® Cooling Vest trop petit peut causer des frottements ou des irritations cutanées. Mesurez toujours votre animal de compagnie comme indiqué dans le manuel, disponible via le lien en bas de la page. Le DRY® Cooling Vest est conçu pour bien s'adapter. Il est fabriqué dans un matériau léger et ne retient pas de litres d'eau, ce qui le rend très confortable à porter. 7. Durée de port. Le gilet refroidit jusqu'à 3 jours. Nous vous déconseillons de porter le gilet pendant 3 jours consécutifs. Par conséquent, enlevez le gilet lorsqu'il fait frais le soir ou lorsque le gilet ne refroidit plus de manière significative. Veuillez consulter les instructions de lavage que vous pouvez consulter via ce lien.
Disclaimer : Bien que nous prenions soin de partager de l'information complète, Suitital ne garantit pas l'exactitude, l'actualité ou la précision des informations du manuel et du produit. Suitital réserve le droit de modifier l'information dans ce manuel. Garantie : Nos produits sont garantis contre les défauts de fabrication. Si un problème se produit, contactez votre vétérinaire ou le lieu de vente.