

Reprocessing dei sistemi di aspirazione del riunito

Pulizia, disinfezione e manutenzione delle linee aspiranti

bepro



Le linee di aspirazione sono costantemente esposte a saliva, sangue e residui organici. Un protocollo corretto aiuta a mantenere igiene e prestazioni nel tempo.



Previene la formazione di biofilm e cattivi odori



Mantiene l'efficienza del sistema aspirante



Riduce i fermi impianto e i costi di manutenzione

Protocollo BePro

- › Quotidiano
- › Settimanale
- › Facile da standardizzare

Protocollo BePro in 2 step

Step 1 Pulizia e disinfezione quotidiana

BePro Suction CD

- › Utilizzo quotidiano (e possibilmente dopo ogni trattamento chirurgico)
- › Sistemi con o senza separatore d'amalgama
- › Pulizia e disinfezione delle linee aspiranti

Preparazione

- Soluzione al **2%**
- 2 litri di soluzione
- Tempo di posa: **60 minuti**

Dopo il trattamento

- Risciacquare accuratamente tubazioni di aspirazione e bacinella con acqua

Applicazione

- Preparare la soluzione con **BePro Mixing Cup**
- Aspirare 1 litro di prodotto attraverso tutte le linee di aspirazione del riunito e versare il litro rimanente nella sputacchiera



Step 2 Manutenzione periodica

BePro Suction CM

- › Trattamento settimanale
- › Contro-pulizia acida
- › Rimozione di depositi e accumuli persistenti
- › Supporto in caso di elevato carico proteico
- › Sistemi con o senza separatore d'amalgama

Preparazione

- Soluzione al **5%**
- 2 litri di soluzione
- Tempo di posa: **30 minuti**

Dopo il trattamento

- Risciacquare accuratamente tubazioni di aspirazione e bacinella con acqua

Applicazione

- Preparare la soluzione con **BePro Mixing Cup**
- Aspirare 1 litro di prodotto attraverso tutte le linee di aspirazione del riunito e versare il litro rimanente nella sputacchiera



BePro Suction Mixing Cup

Dosaggio corretto, risultato garantito

- › Preparazione semplice e sicura
- › Dosaggio standardizzato
- › Distribuzione uniforme della soluzione
- › Riduzione degli sprechi
- › Protocollo ripetibile da tutto il team

Regole d'oro



Rispettare le concentrazioni raccomandate



Rispettare il tempo di posa



Risciacquare sempre prima dell'attività clinica



Trattare tutte le linee di aspirazione



Seguire le IFU del produttore del riunito



Non aumentare le concentrazioni oltre quanto indicato

Routine consigliata

LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
CD	CD	CD	CD	CD	CM	

BePro Suction CD

- › Fine giornata avorativa (e possibilmente dopo ogni trattamento chirurgico)
- › Tutti i giorni

BePro Suction CM

- › Una volta alla settimana o al bisogno
- › In presenza di elevato carico proteico
- › Riduzione delle prestazioni aspiranti
- › Presenza di odori persistenti o accumuli