

Reprocessing delle superfici delle sterilizzatrici

Pulizia e disinfezione in un unico passaggio con BePro

beopro



La sterilizzatrice è il cuore del processo di ricondizionamento. Un reprocessing corretto delle superfici contribuisce a:



Proteggere il dispositivo



Tutelare operatori e pazienti



Preservare il tuo investimento

Detersione + disinfezione All-in-one

- › Un solo prodotto
- › Un solo passaggio
- › Massima semplicità

Procedura standard

1 Preparazione

- › Indossare i DPI previsti
- › Spegnerla la sterilizzatrice se richiesto dalle IFU
- › Verificare l'assenza di danni evidenti

Utilizzare esclusivamente
Panni monouso non tessuto (TNT) o microfibra non abrasiva



Panno TNT monouso



Microfibra non abrasiva



Come riprocessare le parti interne della sterilizzatrice?

- › Serbatoio acqua pulita e acqua sporca: rimuovere il biofilm con carta monouso e detergere con detergente Assistina (MC-1000, Ref. 02680200). Frequenza: ogni 6 mesi o ogni 800 cicli.
- › Camera di sterilizzazione: pulire con un panno TNT imbevuto di acqua bidistillata o demineralizzata. Frequenza: ogni mese o ogni 50 cicli.

2 Trattamento della superficie

BePro Disinfectant Spray oppure **BePro Disinfectant Wipes**

- › Applicare lo spray su un panno monouso non tessuto (TNT) a bassa abrasività
- › In alternativa utilizzare direttamente le BePro Disinfectant Wipes
- › Trattare uniformemente senza passare due volte sulla stessa zona:
 - display
 - pannello frontale
 - maniglia
 - superfici laterali
 - parte superiore
- › Rispettare il tempo di posa indicato (60 sec.)
- › Lasciare asciugare naturalmente

3 Ispezione visiva

- › Superficie pulita
- › Superficie asciutta
- › Assenza di residui
- › Assenza di danni o graffi



BePro Disinfectant Wipes

Salviette pronte all'uso

Detersione + disinfezione

Utilizzo rapido con la stessa quantità di soluzione

Sia con superfici sensibili (display, sky riuniti, gomme, plastiche) che resistenti (metalli, laminati, vetro, ceramiche, pietre naturali)

oppure



BePro Disinfectant Spray

Applicazione con panno TNT

Detersione + disinfezione

Superfici estese

Sia con superfici sensibili (display, sky riuniti, gomme, plastiche) che resistenti (metalli, laminati, vetro, ceramiche, pietre naturali)

Regole d'oro



Usare solo panni monouso non tessuto (TNT) o microfibra non abrasiva



Non spruzzare direttamente sul dispositivo



Evitare eccessi di liquido



Rispettare il tempo di posa



Effettuare sempre l'ispezione visiva finale

Quando effettuare il trattamento

- ☀ All'inizio della giornata
- 🌙 Al termine della giornata
- ☀ In presenza di contaminazione visibile
- 🩸 Dopo schizzi di sangue o fluidi biologici

Perché scegliere BePro

- › Detersione e disinfezione in un unico passaggio (all-in-one)
- › Facilità e rapidità di utilizzo
- › Ampio spettro di efficacia microbiologica
- › Compatibilità con i materiali delle apparecchiature medicali
- › Supporto alle buone pratiche di infection prevention