nuvitamed

PRIMIPESI MUM & BABY

IT Bilancia per Mamma e Bebè, con Intelligenza Artificiale integrata

ES Báscula para Madre y Bebé, con Inteligencia Artificial integrada

RO Cântar pentru mamă și bebeluș, cu inteligență artificială integrată

PT Balança corporal para mãe e bebé com Inteligência Artificial integrada

GR Ζυγαριές σώματος για μητέρα και μωρό με ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη

NO Kroppsvekter for mor og baby med integrert kunstig intelligens

DA Kropsvægte til mor og barn med integreret kunstig intelligens



IT Manuale istruzioni d'uso

ES Manual de instrucciones de uso

PT Manual de instruções de uso

GR Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

RO Manual de instrucțiuni
FR Manuel d’instructions d’utilisation
DE Bedienungsanleitung
NO Bruksanvisning
DA Brugsanvisning

Îți mulțumim că ai cumpărat cântarul digital Bluetooth cu aplicație, conceput special pentru viitoarele mame și proaspetele mame. Acest dispozitiv modern îți permite să îți monitorizezi cu precizie greutatea și greutatea bebelușului și să partajezi datele cu medicul tău.
Aplicația Nuvitababy îți permite să urmărești evoluția greutății în timp, atât în timpul sarcinii, cât și după naștere, oferindu-ți un istoric util pentru a-ți urmări starea de bine și sănătatea. Aplicația este actualizată constant, iar în timp vei primi notificări despre funcții noi care te pot ajuta să completezi tot mai detaliat profilul de sănătate al celor dragi. Acest manual te va ghida pas cu pas în utilizarea cântarului și a aplicației dedicate. Citește-l cu atenție înainte de a începe să folosești dispozitivul.

CARACTERISTICI

1. Senzori încorporați de înaltă precizie
2. Afișaj digital LED alb, ușor de utilizat în întuneric;
3. Buton tactil și oprire automată;
4. Indicator pentru baterie descărcată și suprasarcină;
5. Blocarea conversiei unităților și funcție de zero/tară;
6. Baza este prevăzută cu picioare din cauciuc antiderapant, pentru a împiedica alunecarea și deplasarea cântarului.
7. Riglă gradată integrată (până la 69 cm / 27 inch), utilă pentru măsurarea înălțimii bebelușului.
8. Capacitate maximă: 150 kg.
9. Poți selecta una dintre cele 5 unități: lb:oz, g, kg, lb, oz.

SPECIFICAȚII

Dimensiuni produs: 27,56 × 13,39 × 2,28 inch (700 × 340 × 58 mm)

Alimentare: 3 baterii AAA de 1,5 V

Interval: 0,1:1,1 lb:oz – 330,7:5291,1 lb:oz (30 g – 150 kg). Trepte de 5 g (0,18 oz) pentru greutăți sub 30 kg; trepte de 100 g (3,5 oz) pentru greutăți peste 30 kg. Unități: lb:oz, g, kg, lb, oz.

Greutatea netă a produsului: 3,97 lb (1,80 kg)

MĂSURARE

Interval	**Precizie**
Până la 5 kg:	20–40 kg: ±30 g 40–150 kg: ±50 g
5–20 kg:	±100 g ±200 g

INSTALARE

1. Scoate cântarul și accesoriile din ambalaj.
2. Introdu 3 baterii AAA de 1,5 V (nu sunt incluse) în compartimentul din spatele cântarului, respectând polaritatea indicată.
3. Așază cântarul pe o suprafață plană și stabilă.
4. Descarcă aplicația „NUVITABABY" pe smartphone din App Store sau Google Play.
5. Activează Bluetooth pe smartphone.

6. Apasă scurt butonul „ON/OFF” pentru a porni cântarul. Este un buton cu senzor, așa că apasă-l ușor.
7. Verifică pe afișajul cântarului unitatea selectată (lb, kg, lb:oz sau g), apoi apasă butonul tactil „UNIT” pentru a alege unitatea dorită.
8. Deschide aplicația și urmează instrucțiunile de configurare pentru a sincroniza cântarul pentru prima dată.
9. După prima sincronizare, de fiecare dată când folosești cântarul, deschide mai întâi aplicația, apoi apasă „ON/OFF” pe cântar. Acesta se va sincroniza automat cu telefonul și aplicația.
10. Pentru a utiliza aplicația, urmează instrucțiunile de pe pagina asociată codului QR.

Descrierea afișajului

Acest cântar folosește butoane tactile cu senzori de ultimă generație. Apasă-le ușor, deoarece pot fi sensibile.

Butonul „ON/OFF”: apasă scurt pentru pornire și ține apăsat pentru oprire. Butonul „TARE”: apasă scurt pentru a seta tara/zero (când cântarul este pornit). Butonul „UNIT”: apasă scurt pentru a alege una dintre cele 5 unități: lb:oz, g, kg, oz, lb.

Butonul „HOLD”: apasă scurt pentru a bloca valoarea afișată.




OPRIRE AUTOMATĂ

Pentru a economisi energie, produsul se oprește automat dacă nu este utilizat și valoarea măsurată rămâne stabilă și neschimbată timp de aproximativ 30 de secunde.

MONTAREA TĂVII PENTRU CÂNTĂRIREA BEBELUȘULUI


Îmbină cele două părți ale tăvii.

STEP 1




STEP 2

Introdu tava în mijlocul bazei.




STEP 3

Blochează tava rotind clemele.



MONTAREA BATERIILOR




IMPORTANT:

- Când intensitatea afișajului LCD scade, înseamnă că bateriile se descarcă și trebuie înlocuite.
- Dacă nu vei folosi cântarul o perioadă îndelungată, este recomandat să scoți bateriile.
- Aruncă bateriile uzate într-un recipient special pentru a putea fi reciclate corespunzător.

SUPRASARCINĂ ȘI TENSIUNE SCĂZUTĂ

1. Dacă pe afișajul LED apare „Err", obiectul cântărit depășește capacitatea maximă de 150 kg. Oprește cântărirea sau redu greutatea pentru a evita deteriorarea senzorului.
2. Dacă pe afișajul LED apare „Lo", nivelul bateriei este scăzut. Înlocuiește cele 3 baterii AAA cu unele noi.



ADULȚI: CUM SE FOLOSEȘTE CÂNTARUL

1. Pornește cântarul apăsând butonul tactil. Când pe afișaj apare „0000”, cântarul este pregătit pentru utilizare. Dacă unitatea selectată nu este cea dorită, apasă scurt „UNIT” pentru a o schimba.



2. Urcă ușor pe cântar. Așteaptă ca valoarea greutății să se stabilizeze.

3. Greutatea va fi afișată și transmisă automat aplicației prin Bluetooth.

CUM CÂNTĂREȘTI BEBELUȘUL

1. Pornește cântarul apăsând butonul tactil. Când pe afișaj apare „0000", cântarul este pregătit pentru utilizare. Dacă unitatea selectată nu este cea dorită, apasă scurt „UNIT" pentru a o schimba.




2. Așază cu grijă nou-născutul în tava cântarului. Așteaptă ca greutatea să se stabilizeze. Dacă bebelușul se mișcă, poți apăsa „HOLD" pentru a bloca manual valoarea măsurată.



NOTICE:

If you need to weigh again at this time take the baby away, and short press **"TARE"** to zero out and weigh

3. Dacă folosești un prosop sau orice alt obiect care adaugă greutate, așază-l mai întâi pe cântar, fără bebeluș, apoi apasă butonul tactil zero/tară până când apar zerourile.



4. Urmează instrucțiunile din aplicație pentru a transfera greutatea în aplicație.

5. Pentru a opri cântarul, ține apăsat ușor butonul tactil timp de 3 secunde. Cântarul se oprește automat după 30 de secunde de inactivitate.

APLICAȚIA NUVITABABY

Aplicația îți permite să:

- Vezi și urmărești evoluția greutății în timp
- Setezi mementouri pentru măsurători
- Partajezi datele cu medicul tău
- Urmărești înălțimea bebelușului
- Accesezi sfaturi despre alăptare, diversificare etc.

Pentru mai multe informații despre aplicație, accesează site-ul **www.nuvitababy.com**

ÎNTREȚINERE

Curăță cântarul cu o lavetă moale, ușor umezită. Nu folosi detergenți agresivi.

Pentru asistență, contactează serviciul de relații cu clienții prin intermediul site-ului www.nuvitababy.com.**www.nuvitababy.com**

ELIMINAREA DISPOZITIVULUI (PROTECȚIA MEDIULUI)

La sfârșitul duratei de viață a produsului, NU îl arunca împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Du-l la un punct local de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Simbolul de pe produs, din ghidul de utilizare și/sau de pe cutie indică acest lucru.

Unele materiale ale produsului pot fi reutilizate dacă le duci la un punct local de reciclare. Prin reutilizarea unor piese sau materii prime din produse uzate contribui semnificativ la protejarea mediului. Contactează autoritățile locale pentru informații despre punctele de colectare din zona ta. Bateria internă trebuie eliminată într-un mod ecologic, conform reglementărilor locale.

GARANȚIE – TERMENI ȘI CONDIȚII

Acest produs beneficiază de o garanție de 24 de luni pentru defecte de fabricație, începând de la data achiziției dovedită prin bon sau factură. În cazul achiziției pe factură, garanția legală se reduce la 12 luni. Garanția de 24 de luni nu acoperă deteriorările rezultate din uzura normală a produsului, daunele estetice, accesoriile sau consumabilele (de exemplu, baterii, capete sau componente supuse uzurii). Bateriile au o garanție de 6 luni.

GARANȚIE ANULATĂ

Garanția legală de 12/24 de luni se pierde în următoarele cazuri:

1. Produsul a fost deteriorat din cauza utilizării necorespunzătoare, contrare instrucțiunilor din manual.
2. Produsul a fost modificat, manipulat sau deschis.
3. Defecțiunea este cauzată de întreținerea insuficientă a componentelor, accesoriilor sau consumabilelor (de exemplu, oxidare, scufundarea componentelor electrice în lichide, reziduuri care blochează senzorul sau scurgerea lichidului coroziv din baterii).

EXCLUDERI DIN GARANȚIE

Următoarele nu sunt acoperite de garanția legală de 24 de luni:

1. Costurile pentru înlocuirea sau repararea pieselor supuse uzurii și cele pentru întreținerea obișnuită a produsului.
2. Costurile și riscurile asociate transportului produsului către și de la punctul de vânzare sau centrul autorizat pentru gestionarea garanției.
3. Deteriorările rezultate din instalarea incorectă sau utilizarea necorespunzătoare, contrară instrucțiunilor din manual.
4. Deteriorările cauzate de dezastre naturale, căderi, loviturі accidentale sau condiții de mediu incompatibile cu produsul.
5. Defectele care au un impact neglijabil asupra performanței produsului.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Producătorul, distribuitorul și toate părțile implicate în vânzarea produsului nu răspund pentru pierderile economice sau daunele rezultate din funcționarea defectuoasă a produsului. În conformitate cu legislația în vigoare, acestea nu răspund pentru pierderi directe sau indirecte, pierderi de venituri ori economii sau alte consecințe rezultate din utilizarea ori imposibilitatea utilizării produsului și/sau a documentației asociate (pe hârtie sau în format electronic), inclusiv lipsa serviciului.

Pentru mai multe detalii despre serviciul de asistență, consultă Condițiile de vânzare disponibile pe site-ul

Descarcă sau consultă online manualul de instrucțiuni în limba preferată.

www.nuvitababy.com
info@nuvitababy.com

IMPORTED / DISTRIBUTED BY
Anteprima Brands International Ltd
1, Ferris Bldg. St.Luke Street PTA1020 Gwardamangia
Malta - Europe

All rights reserved
1330_25_Manual_v1.2.0