


**MAD**  
MACRO ARRAY DIAGNOSTICS



madx.com



# IMAGE X PLO RER

TRAITEMENT MANUEL

VOTRE LABORATOIRE. VOTRE INDÉPENDANCE.

# IMAGEXPLORER

## VOTRE PROPRE LABORATOIRE EN COMPLÈTE AUTONOMIE



- **SIMPLE**  
Usage intuitif
- **COMPACT**  
Ergonomie optimale
- **STABLE**  
Technologie éprouvée pour des résultats reproductibles



Le système ImageXplorer offre une **autonomie complète** vis-à-vis des laboratoires externes. Adapté aux **espaces réduits** et conçu pour une manipulation simple, il assure le traitement des échantillons sur place, en toute fiabilité et **quand vous le souhaitez**.

### PERFORMANCES

Échantillons traités par série manuelle	1-48
Séries d'analyse par jour	2
Nombre maximal de résultats/jour	28.000
Durée totale d'une analyse	env. 4,5 heures
Temps de manipulation	env. 1 heure
Temps de contrôle visuel des résultats	inclus dans le temps de manipulation

### SPÉCIFICATIONS

Poids net	env. 2,5 kg
Largeur / Profondeur / Hauteur	< 0,5 m / < 0,5 m / < 0,5 m
Alimentation électrique	via port USB
Volume d'échantillon requis	100 µl

### AVANTAGES POUR VOUS

Des résultats quand vous en avez besoin

Traitement fiable sans sous-traitance

Indépendance face à la hausse des coûts de laboratoires externes

Accessible depuis plusieurs postes de travail

Aucun coût de maintenance

Installation et formation gratuites

L'ImageXplorer est fourni avec un Rocker-Shaker MR-12 (L x P x H : 430 x 480 x 210 mm), deux supports pour puces et une chambre d'incubation.