




IMAGEXPLOER

PROCESAMIENTO MANUAL
SU LABORATORIO. SU INDEPENDENCIA.

IMAGEXPLORER SU PROPIO LABORATORIO INTERNO

- **SENCILLO**
manejo intuitivo
- **PEQUEÑO**
ocupa poco espacio, huella reducida
- **ESTABLE**
tecnología probada con resultados reproducibles



Con ImageXplorer, usted gana **verdadera independencia** de los laboratorios externos. Diseñado para ocupar poco espacio y fácil de usar, permite procesar los sueros directamente in situ, de forma fiable **y según su propio calendario**.

RENDIMIENTO

Muestras por ciclo de prueba	1-48
Ciclos de prueba por día	2
Número máximo de resultados/día	28.000
Duración total del ciclo de prueba	Aprox. 4 horas
Tiempo de trabajo manual	Aprox. 1 hora
Control visual de los resultados	Parte del tiempo de trabajo manual

ESPECIFICACIONES

Peso neto	Aprox. 2,5 kg
Ancho / profundidad / altura	< 0,5 m / < 0,5 m / < 0,5 m
Conexión eléctrica	A través del puerto USB
Volumen de muestra necesario	100 µl

SUS VENTAJAS

Resultados cuando los necesita

Procesamiento fiable sin externalización

Independiente de las subidas de precios de los laboratorios externos

Acceso posible desde varios puestos de trabajo

Sin costes de mantenimiento

Instalación y formación gratuitas

El ImageXplorer se suministra con un agitador basculante MR-12 (A x P x A: 430 x 480 x 210 mm), dos soportes para matrices y una cámara de incubación.