

**MAD**X  
MACRO ARRAY DIAGNOSTICS

madx.com

**FO**X  
FOOD XPLORER

TEST FÜR  
NAHRUNGSMITTEL-  
INTOLERANZEN

# FOX

# TESTEN SIE AUF 286 NAHRUNGSMITTELANTIGENE

**MAD**X  
MACRO ARRAY DIAGNOSTICS

- ALL-IN-ONE ARRAYS
- MESSUNG VON sIgG
- KIT MIT 50 ARRAYS



## VORTEILE

- Abdeckung der relevantesten Nahrungsmittelgruppen in nur einem Analyselauf
- Unterstützung bei der Ergebnisinterpretation durch RAVEN
- Individuelle Ernährungsempfehlungen inkludiert

## KEY FEATURES

### ANTIGENPANEL

- ELISA-basierter IgG Multiplex Assay
- 286 Nahrungsmittelantigene aus 13 Nahrungsmittelgruppen
- Grundnahrungsmittel und neuartige Lebensmittel inkludiert

### TECHNOLOGIE

- Nano-Bead-Technologie
- Nachweis von IgG-Antikörpern (IgG-Subklassen 1-4)
- Semiquantitative Ergebnisse
- Entwurf eigener Nahrungsmittelantigen-Panels mit Multiplex-On-Demand-Funktion möglich

Der Zusammenhang zwischen der Nahrungsaufnahme, erhöhten IgG-Werten und chronischen Erkrankungen wurde in wissenschaftlichen Publikationen und Fallstudien beschrieben. Nichtsdestotrotz wird dieser Zusammenhang in der wissenschaftlichen Gemeinschaft immer noch diskutiert und ein Konsens ist bisher nicht erreicht worden.



MADx Tests werden mit unseren Hardware-Systemen (MAX 45k, MAX 9k, ImageExplorer) und unserer Software (RAPTOR Server Analysis Software, RAVEN Interpretation Software) verarbeitet und analysiert.