




macroarraydx.com

MAD 
MACRO ARRAY DIAGNOSTICS

FOX
NAHRUNGSMITTEL-
INTOLERANZ
UMFANGREICH
NACHWEISEN

FOX

TESTEN SIE AUF 286 NAHRUNGSMITTELANTIGENE



- ALL-IN-ONE ARRAYS
- MESSUNG VON sIgG
- KIT MIT 50 ARRAYS

KEY FEATURES

ANTIGENPANEL

- ELISA-basierter IgG Multiplex Assay
- 286 Nahrungsmittelantigene aus 13 Nahrungsmittelgruppen
- Grundnahrungsmittel und neuartige Lebensmittel inkludiert

VORTEILE

- Abdeckung der relevantesten Nahrungsmittelgruppen in nur einem Analyselauf
- Unterstützung bei der Ergebnisinterpretation durch RAVEN
- Individuelle Ernährungsempfehlungen inkludiert

TECHNOLOGIE

- Nano-Bead-Technologie
- Nachweis von IgG-Antikörpern (IgG-Subklassen 1-4)
- Semiquantitative Ergebnisse
- Entwurf eigener Nahrungsmittelantigen-Panels mit Multiplex-On-Demand-Funktion möglich



Der Zusammenhang zwischen der Nahrungsaufnahme, erhöhten IgG-Werten und chronischen Erkrankungen wurde in wissenschaftlichen Publikationen und Fallstudien beschrieben. Nichtsdestotrotz wird dieser Zusammenhang in der wissenschaftlichen Gemeinschaft immer noch diskutiert und ein Konsens ist bisher nicht erreicht worden.



MEHR INFO

MADx Tests werden mit unseren Hardware-Systemen (MAX 45k, MAX 9k, ImageXplorer) und unserer Software (RAPTOR Server Analysis Software, RAVEN Interpretation Software) verarbeitet und analysiert.

80-MKT-05-DE-01