

Przyłóżkowy system cobas® b 101

Poprawa leczenia pacjentów dzięki wykorzystaniu systemu przyłóżkowego, który zapewnia wyniki laboratoryjne o wysokiej jakości^{1,2,3,4,5}



System **cobas® b 101** to system do badań diagnostycznych in vitro, oferujący kompleksowe rozwiązanie do wykonywania badań **stężenia hemoglobiny A1c (HbA1c)**, **panelu lipidowego** oraz **stężenia białka C-reaktywnego (CRP)** w pojedynczym teście. Jest przeznaczony do użytku profesjonalnego w warunkach laboratorium klinicznego lub badań w miejscu opieki nad pacjentem.

Cechy aparatu cobas® b 101



Pulpit przyjazny
użytkownikowi



Brak konieczności
kalibracji, konserwacji
i serwisowania



Duży ekran dotykowy,
pełna klawiatura
i obsługa wielu języków



Poprawa wydajności
przebiegu pracy dzięki
przechowywaniu 5000
wyników pacjentów



Dostępne są urządzenia
zewnętrzne, takie jak
drukarka i czytnik kodów
kreskowych



Wiele opcji łączności
w celu ułatwienia pracy

Wymiary

Szerokość: 135 mm
Głębokość: 234 mm
Wysokość: 184 mm

Waga

ok. 2,0 kg (bez zasilacza)

Cechy konstrukcyjne krążka – trzy testy, jeden kompaktowy system przenośny



Szczelne zamknięcie zapewnia wysokie bezpieczeństwo operatora



Bezpośrednie nanoszenie próbki krwi z opuszki palca na krążek; wymagane niewielkie objętości próbki



Oznaczenia kolorystyczne i wyraźne oznakowanie w celu ułatwienia prawidłowego użycia



Przechowywanie w temperaturze pokojowej (od +2°C do +30°C)



Budowa dysku ułatwia pracę, skraca czas badania, co pozwala na obniżenie kosztów.

Proste i łatwe wykonywanie badań z jednego nakłucia opuszki palca*


01

Wybierz test pacjenta i wprowadź informacje o pacjencie



02

Nakłuj opuszkę palca i przyłóż krążek testowy do kropli krwi



03

Umieść krążek testowy w aparacie **cobas® b 101** i zamknij klapkę



Przewidziane zastosowanie:

Analizator **cobas b 101** jest urządzeniem do diagnostyki in vitro, służącym do ilościowej oceny klinicznych testów chemicznych i immunologicznych przy użyciu dysków testowych **cobas b 101**. Analizator **cobas b 101** nie jest przeznaczony do samodzielnego wykonywania badań przez pacjenta.

Piśmiennictwo:

1. Roche (2013). Multicenter evaluation of the cobas® b 101 system for the measurement of HbA1c and Lipid panel. Dane z badań własnych.
2. Scharnhorst V. i wsp. (2019). A multicenter evaluation of a point of care CRP test. Clinical Biochemistry 71, 38–45
3. Roche Diagnostics International Ltd. cobas® Lipid Panel Method Sheet Version 5.0
4. Roche Diagnostics International Ltd. cobas® HbA1c Test Method Sheet Version 2.0
5. Roche Diagnostics International Ltd. cobas® CRP Test Method Sheet Version 2.0

* Pełne instrukcje użycia można znaleźć w arkuszach metody dotyczących poszczególnych testów.

COBAS jest znakiem towarowym firmy Roche.

© 2023 Roche Diagnostics Polska

Opublikowane przez:

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa

tel. +48 22 481 55 55, faks: +48 22 481 55 99

Infolinia: 0 800 909 505

www.roche.pl

Materiał przeznaczony dla profesjonalistów