



Rose K2-linser

Stabila kontaktlinser för oregelbunden cornea, speciellt framtagna för keratokonus men som också passar för andra former av corneala ektasier. Linserna finns i flera olika designer som väljs utifrån corneas topografi.



ROSE K2 KC

En liten corneal kontaktlins som passar de flesta med oval kon vid keratokonus.

ROSE K2 NC

En liten corneal kontaktlins för ögon med en begränsad liten central kon (Nipple Cone).

	Rose K2 KC	Rose K2 NC
Radie	4,20 - 8,80 mm (0,05 steg).	4,00 - 8,10 mm (0,05 steg).
Diameter	7,50 - 11,00 mm (0,10 steg).	7,60 - 10,00 mm (0,10 steg).
Styrkor	Sfär $\pm 40,00$ D (0,12 steg). Cyl max -10,00 D (-0,12 steg). Axel 0 - 180 (5° steg).	Sfär -40,00 - +25,00 D (0,12 steg). Cyl max -5,00 D (-0,12 steg). Axel 0 - 180 (5° steg).
Material	Boston ES, Boston XO, Optimum Extra (std), Optimum Infinite.	Boston ES, Boston XO, Optimum Extra (std), Optimum Infinite.
Färger	Finns i olika färger beroende på material.	Finns i olika färger beroende på material.
Geometri	Kan beställas med olika kantlyft, torisk periferi (TP), invikt kant nedtill (ACT), innertorisk, yttertorisk eller bitorisk. Finns med kantlyft +3,0 till -1,3 (0,1 steg).	Kan beställas med olika kantlyft, torisk periferi (TP), invikt kant nedtill (ACT), innertorisk, yttertorisk eller bitorisk. Finns med kantlyft +4,0 till -1,5 (0,1 steg).
Bytesfrekvens	12 månader.	12 månader.



ROSE K2 PG

En corneal kontaktlinn med oblat geometri och större diameter. Fungerar bra för PMD, efter cornealtransplantation eller synkorrigerande laserbehandling (Post Graft).

ROSE K2 IC

En större lins med oblat geometri för ögon med irreguljär cornea, PMD eller ändrad form efter cornealtransplantation eller synkorrigerande laserbehandling.

ROSE K2 XL

En corneo-skleral kontaktlinn som vilar både på cornea och på konjunktiva och sklera. För irreguljär cornea eller ändrad form efter cornealtransplantation eller synkorrigerande laserbehandling.

Se även Rose K2 soft som alternativ vid oregelbunden hornhinna, under kapitlet om mjuka kontaktlinser.

Rose K2 PG	Rose K2 IC	Rose K2 XL
5,20 - 11,60 mm (0,05 steg).	5,20 - 12,00 mm (0,05 steg).	5,60 - 9,60 (0,05 steg).
9,00 - 12,60 mm (0,10 steg). Standard: 10,40 mm.	9,40 - 12,00 mm (0,10 steg). Standard: 11,20 mm.	13,00-16,60 mm (0,10 steg). Standard: 14,60 mm.
Sfär $\pm 40,00$ D (0,12 steg). Cyl max -13,00 D (-0,12 steg). Axel 0 - 180 (5° steg).	Sfär $\pm 40,00$ D (0,12 steg). Cyl max -13,00 D (-0,12 steg). Axel 0 - 180 (5° steg).	Sfär $\pm 40,00$ D (0,25 steg). Cyl max -12,00 D (-0,25 steg). Axel 0 - 180 (5° steg).
Boston ES, Boston XO, Optimum Extra (std), Optimum Infinite.	Boston ES, Boston XO, Optimum Extra (std), Optimum Infinite.	Boston XO, Optimum Extra (std), Optimum Infinite.
Finns i olika färger beroende på material.	Finns i olika färger beroende på material.	Klar eller isblå.
Kan beställas med olika kantlyft, torisk periferi (TP), invikt kant nedtill (ACT), innertorisk, yttertorisk eller bitorisk. Finns med kantlyft +3,0 till -3,0 (0,5 steg).	Kan beställas med olika kantlyft, torisk periferi (TP), invikt kant nedtill (ACT), innertorisk, yttertorisk eller bitorisk. Finns med kantlyft +4,0 till -3,0 (0,5 steg).	Kan beställas med olika kantlyft, torisk periferi (TP), kvadrant-specifik kant (QUAD), invikt kant nedtill, så kallad asymmetrisk corneal technology (ACT), segment-specifik asymmetrisk corneal technology (SSACT) eller yttertorisk design. Finns med kantlyft +3,0 till -3,0 (0,5 steg).
12 månader.	12 månader.	12 månader.

I tabellen visas generellt parameteromfång. Begränsningar kan finnas för vissa kombinationer av parametrar.