

Färgade mjuka kontaktlinser

Färgning av mjuka kontaktlinser görs endast på ML-Soft designer tillverkade av Hydrogel material (ML 65 eller ML75). Si-H material färgas inte.

FÄRGNING

Typ	Design	Specifikation	
Färgning av iris Specifiera alltid om öppen eller stängd pupill önskas. Om öppen pupill önskas, meddela oss då även storlek.	Iris, standardfärg. En av följande färger samt intensitet väljs:		
	Blå <i>Light, Dark</i>		
	Grön <i>Hantering, Light, Dark</i>		
	Aqua <i>Hantering, Light, Dark</i>		
	Brun <i>Hantering, Light, Medium, Dark</i>		
	Grå <i>Hantering, Light, Medium, Dark</i>		
	Iris, ej standard / filterfärg		
	Mixad iris färg		
	Svart Iris		
	Brun/Grå Max <i>Dubbelfärgning, Dark x2</i>		
	Filterfärg ML 450		
	Filterfärg ML 550		
	Filterfärg Ruby		
	Iris opak		
	Iris Svart Opak		
		Iris: Ø 8.0 - 14.0 mm (1.0 steg) samt Ø 10.5, 11.5*, 12.5 och 13,5 mm Pupill öppen: Ø 1.5 - 5.0 mm (0.5 steg) samt 6.0 och 7.0 mm (Ø 4.5* mm)	

*Standard diameter. Om ingen diameter specificeras på ordern kommer denna diameter att användas. OBS! Skillnaden mellan färgdiameter och linsens totala diameter måste vara min. 2 mm.

Typ	Design	Specifikation	
Avancerad färgning enl. foto	En irisprint färgas enligt önskemål (referensfoto). Specificera: Öppen/ stängd pupill med eller utan vit baksida. Kontakta oss för rådgivning vid nybeställning..	Ø 11.3 och 12.3 mm Sfäriska styrkor: -10.0 / +15.0	


Typ	Design	Specifikation	
Färgning av pupill	Pupill, standardfärg. En av följande färger väljs:		
	Brun <i>Hantering, Light, Medium, Dark, Max</i>		
	Grå <i>Hantering, Light, Medium, Dark, Max</i>		
	Svart		
	Pupill, ML filter färgning. En av följande filterfärger väljs:		
	Filterfärg ML 450		
	Filterfärg ML 550		
	Filterfärg Ruby		
	Pupill, svart opak		
		Ø 3.0 - 5.0 mm i 0.5 mm steg. Ø 6.0, 7.0 och 8.0 mm (Standarddiameter: 4.5 mm)	

±5% färgavvikelse kan förekomma

Tillägg	
Limbusring	
Pupilring	
Påfärgning vit baksida	
Vit baksida x 2	
Svart prick (används som markering)	
Decentrering (i 1,0 mm steg) inkl. prismaballast	

Bytes & returrätt	Artikel	Artnr	
	Bytes & returrätt standardfärg/ML filterfärg	N30404	

För irisfära/ print baserat på foto, vänligen bifoga bilder enl. följande till din order



- Bildinstruktioner inför beställning av Irisfärg enligt prov
1. Ta en bild rakt framifrån, i dagsljus (ej med blyxt)
 2. Beskriv bilden enligt ovan och skicka med beställningen

Kontakta oss för råd kring färgbeställning.