

Färgade mjuka kontaktlinser

Färgning av mjuka kontaktlinser görs endast på ML-Soft designer tillverkade av Hydrogel material (ML 65 eller ML75). Si-H material färgas inte.

FÄRGNING

Typ	Design	Specifikation	
Färgning av iris <i>Specifiera alltid om öppen eller stängd pupill önskas. Om öppen pupill önskas, meddela oss då även storlek.</i>	Standardfärg. En av följande färger samt intensitet väljs:	Iris: Ø 8.0 - 16.0 mm (1.0 steg) och Ø 10.5, 11.5*, 12.5 och 13.5 mm Pupill öppen: Ø 2.5 - 6.0 mm (0.5 steg) samt 7.0 mm (Ø 4.5*mm)	
	Blå <i>Light, Dark</i>		
	Grön <i>Hantering, Light, Dark</i>		
	Aqua <i>Hantering, Light, Dark</i>		
	Brun <i>Hantering, Light, Medium, Dark, Max**</i>		
	Grå <i>Hantering, Light, Medium, Dark, Max**</i>		
	Filterfärg / Icke-standardfärg		
	Filterfärg ML 450		
	Filterfärg ML 550		
	Filterfärg ML Ruby		
	Mixad iris färg		
	Svart Iris***		
	Iris opak		
	Iris Svart Opak***		

*Standard diameter. Om ingen diameter specificeras på ordern kommer denna diameter att användas.OBS! Skillnaden mellan färgdiameter och linsens totala diameter måste vara min. 2 mm.

**Max avser dubbelfärgning av Dark. OBS! Priset för Max är densamma som för Filterfärg / icke-standardfärg

***Svarta linser beställda utan styrka produceras som standard med en styrka på -1.5 D för att göra den enklare att hantera.

Typ	Design	Specifikation	
Avancerad färgning enl. foto	En irisprint färgas enligt önskemål (referensfoto). Specificera: Öppen/ stängd pupill med eller utan vit baksida. Kontakta oss för rådgivning vid nybeställning..	Ø 11.3 och 12.3 mm Sfäriska styrkor: -10.0 / +15.0	

Typ	Design	Specifikation	
Färgning av pupill	Pupill, standardfärg. En av följande färger väljs:	Ø 3.0 - 5.0 mm i 0.5 mm steg. Ø 6.0 - 9.0 mm i 1.0 mm steg. (Standarddiameter: 4.5 mm)	
	Brun <i>Hantering, Light, Medium, Dark, Max</i>		
	Grå <i>Hantering, Light, Medium, Dark, Max</i>		
	Svart		
	Pupill, ML filter färgning. En av följande filterfärger väljs:		
	Filterfärg ML 450		
	Filterfärg ML 550		
	Filterfärg ML Ruby		
	Pupill, svart opak		

*Standard diameter. Om ingen diameter specificeras på ordern kommer denna diameter att användas.


**Linser med svart pupill beställda utan styrka produceras som standard med en styrka på -1.5 D för att göra den enklare att hantera.

±5% färgavvikelse kan förekomma

Tillägg	
Limbusring	
Pupilring	
Påfärgning vit baksida	
Vit baksida x 2	
Svart prick (används som markering)	
Decentrering (i 1,0 mm steg) inkl. prismaballast	

Bytes & returrätt	Artikel	Artnr	
	Bytes & returrätt standardfärg/ML filterfärg	N30404	

För irisfära/ print baserat på foto, vänliqen bifoga bilder enl. följande till din order



- Bildinstruktioner inför beställning av Irisfärg enligt prov
1. Ta en bild rakt framifrån, i dagsljus (ej med blyxt)
 2. Beskär bilden enligt ovan och skicka med beställningen

Kontakta oss för råd kring färgbeställning.