



YpsoPump®



Impostazioni del microinfusore

Sistema per la gestione insulinica mylife YpsoPump

Da compilare da parte del medico.

Il riferimento a persone nella forma maschile o femminile ha il solo scopo di migliorare la leggibilità del testo e riguarda sempre entrambi i generi. Il documento originale deve essere consegnato al paziente.

Paziente istruito all'uso del sistema

Cognome/nome _____

Indirizzo _____

Inizio della terapia CSII con
mylife YpsoPump _____

N° di serie del microinfusore _____

Qui di seguito sono indicati i dati della terapia da inserire nel microinfusore per utilizzare il sistema per la gestione insulinica mylife YpsoPump. Per tutte le operazioni con mylife YpsoPump seguire le istruzioni contenute nel relativo manuale d'uso.

Data e ora

Impostare la data e l'ora corrente.

Bolo

Impostare l'incremento di bolo: ☐ 0.1 U ☐ 0.5 U ☐ 1.0 U ☐ 2.0 U

Funzione blind bolus attivata: ☐ sì ☐ no

Profilo basale A¹

Dose totale giornaliera _____ U/giorno	
dalle 00:00 alle 01:00 _____ U/h	dalle 12:00 alle 13:00 _____ U/h
dalle 01:00 alle 02:00 _____ U/h	dalle 13:00 alle 14:00 _____ U/h
dalle 02:00 alle 03:00 _____ U/h	dalle 14:00 alle 15:00 _____ U/h
dalle 03:00 alle 04:00 _____ U/h	dalle 15:00 alle 16:00 _____ U/h
dalle 04:00 alle 05:00 _____ U/h	dalle 16:00 alle 17:00 _____ U/h
dalle 05:00 alle 06:00 _____ U/h	dalle 17:00 alle 18:00 _____ U/h
dalle 06:00 alle 07:00 _____ U/h	dalle 18:00 alle 19:00 _____ U/h
dalle 07:00 alle 08:00 _____ U/h	dalle 19:00 alle 20:00 _____ U/h
dalle 08:00 alle 09:00 _____ U/h	dalle 20:00 alle 21:00 _____ U/h
dalle 09:00 alle 10:00 _____ U/h	dalle 21:00 alle 22:00 _____ U/h
dalle 10:00 alle 11:00 _____ U/h	dalle 22:00 alle 23:00 _____ U/h
dalle 11:00 alle 12:00 _____ U/h	dalle 23:00 alle 24:00 _____ U/h

Profilo basale B¹

Dose totale giornaliera	_____ U/giorno		
dalle 00:00 alle 01:00	_____ U/h	dalle 12:00 alle 13:00	_____ U/h
dalle 01:00 alle 02:00	_____ U/h	dalle 13:00 alle 14:00	_____ U/h
dalle 02:00 alle 03:00	_____ U/h	dalle 14:00 alle 15:00	_____ U/h
dalle 03:00 alle 04:00	_____ U/h	dalle 15:00 alle 16:00	_____ U/h
dalle 04:00 alle 05:00	_____ U/h	dalle 16:00 alle 17:00	_____ U/h
dalle 05:00 alle 06:00	_____ U/h	dalle 17:00 alle 18:00	_____ U/h
dalle 06:00 alle 07:00	_____ U/h	dalle 18:00 alle 19:00	_____ U/h
dalle 07:00 alle 08:00	_____ U/h	dalle 19:00 alle 20:00	_____ U/h
dalle 08:00 alle 09:00	_____ U/h	dalle 20:00 alle 21:00	_____ U/h
dalle 09:00 alle 10:00	_____ U/h	dalle 21:00 alle 22:00	_____ U/h
dalle 10:00 alle 11:00	_____ U/h	dalle 22:00 alle 23:00	_____ U/h
dalle 11:00 alle 12:00	_____ U/h	dalle 23:00 alle 24:00	_____ U/h

Note

Studio medico, Ospedale, Centro Diabetologico,
timbro/indirizzo

Data _____

Cognome/nome
del medico _____

Firma del medico _____

¹ Programmare sempre entrambi i profili della basale (A e B) rispettando le raccomandazioni del proprio medico o diabetologo. Se è necessario un solo profilo basale, occorre programmare anche il secondo profilo basale con le stesse impostazioni del primo. Così facendo, se si dovesse inavvertitamente passare da un profilo basale all'altro, il microinfusore continuerà ad erogare l'insulina senza interruzioni. Viceversa, se non si programma un profilo basale, il corrispondente valore predefinito è pari a 0, quindi non viene erogata insulina basale dal microinfusore.

Esclusione di responsabilità: mylife e YpsoPump sono marchi registrati di Ypsomed AG in numerosi paesi

700013167/10135807-CH-It/V03