



Elenco articoli

Sistema mylife™ YpsoPump®

mylife™ YpsoPump®

Art. n°	Pharma- code	Descrizione	Unità
1 700009422	7389739	mylife™ YpsoPump® Starter Kit	include 1 mylife™ YpsoPump®, 2 batterie alcalina AAA e 2 coperchi per vano batteria
2 700001796	–	mylife™ YpsoPump® Service Pack	include 4 coperchi per vano batteria per confezione
3 700016694	–	Pellicola per schermo mylife™ YpsoPump®	1 pezzo per confezione

1



2



3



Set di infusione mylife™ YpsoPump® Orbit®soft

Art. n°	Pharma- code	Descrizione	Unità
OYP1006	7227416	mylife™ Orbit®soft Universal cannula 6 mm (solo base della cannula)	10 pezzi per confezione
OYP1009	7227422	mylife™ Orbit®soft Universal cannula 9 mm (solo base della cannula)	10 pezzi per confezione
MYOYP1861	7227439	mylife™ YpsoPump® Orbit®soft, 6 mm/45 cm (18")	10 pezzi per confezione
MYOYP2461	7227445	mylife™ YpsoPump® Orbit®soft, 6 mm/60 cm (24")	10 pezzi per confezione
MYOYP3161	7227451	mylife™ YpsoPump® Orbit®soft, 6 mm/80 cm (31")	10 pezzi per confezione
MYOYP4361	7227468	mylife™ YpsoPump® Orbit®soft, 6 mm/110 cm (43")	10 pezzi per confezione
MYOYP1891	7227474	mylife™ YpsoPump® Orbit®soft, 9 mm/45 cm (18")	10 pezzi per confezione
MYOYP2491	7227480	mylife™ YpsoPump® Orbit®soft, 9 mm/60 cm (24")	10 pezzi per confezione
MYOYP3191	7227497	mylife™ YpsoPump® Orbit®soft, 9 mm/80 cm (31")	10 pezzi per confezione
MYOYP4391	7227505	mylife™ YpsoPump® Orbit®soft, 9 mm/110 cm (43")	10 pezzi per confezione

Vogliate prendere nota: Il set di infusione mylife™ YpsoPump® Orbit®soft non deve essere utilizzato per più di 72 ore.

Il volume corretto per il riempimento della cannula si trova sul foglietto illustrativo del set di infusione YpsoPump® Orbit®soft.





YpsoPump®

Set di infusione mylife™ YpsoPump® Orbit®micro

Art. n°	Pharma- code	Descrizione	Unità
OYP1005	7227511	mylife™ Orbit®micro Universal cannula 5.5 mm (solo base della cannula)	10 pezzi per confezione
OYP1008	7227528	mylife™ Orbit®micro Universal cannula 8.5 mm (solo base della cannula)	10 pezzi per confezione
MYOYP1851	7227534	mylife™ YpsoPump® Orbit®micro, 5.5 mm/45 cm (18")	10 pezzi per confezione
MYOYP2451	7227540	mylife™ YpsoPump® Orbit®micro, 5.5 mm/60 cm (24")	10 pezzi per confezione
MYOYP3151	7227557	mylife™ YpsoPump® Orbit®micro, 5.5 mm/80 cm (31")	10 pezzi per confezione
MYOYP4351	7227563	mylife™ YpsoPump® Orbit®micro, 5.5 mm/110 cm (43")	10 pezzi per confezione
MYOYP1881	7227586	mylife™ YpsoPump® Orbit®micro, 8.5 mm/45 cm (18")	10 pezzi per confezione
MYOYP2481	7227592	mylife™ YpsoPump® Orbit®micro, 8.5 mm/60 cm (24")	10 pezzi per confezione
MYOYP3181	7227600	mylife™ YpsoPump® Orbit®micro, 8.5 mm/80 cm (31")	10 pezzi per confezione
MYOYP4381	7227617	mylife™ YpsoPump® Orbit®micro, 8.5 mm/110 cm (43")	10 pezzi per confezione

Vogliate prendere nota: Il set di infusione mylife™ YpsoPump® Orbit®micro non deve essere utilizzato per più di 48 ore.

Il volume corretto per il riempimento della cannula si trova sul foglietto illustrativo del set di infusione YpsoPump® Orbit®micro.



mylife™ Orbit®Inserter per inserimento set di infusione

Art. n°	Pharma- code	Descrizione	Unità
700000549	7227623	mylife™ Orbit®Inserter	1 pezzo per confezione

Vogliate prendere nota: Per un corretto e semplice inserimento della cannula del set di infusione mylife™ YpsoPump® Orbit®soft o mylife™ YpsoPump® Orbit®micro utilizzate l'ausilio per l'inserimento mylife™ Orbit®Inserter.



mylife™ YpsoPump® Reservoir

Art. n°	Pharma- code	Descrizione	Unità
1 700001181	7227646	mylife™ YpsoPump® Reservoir 1.6 ml	10 pezzi per confezione
2 700015055	–	mylife™ YpsoPump® Reservoir Storage Box	1 pezzo per confezione

Vogliate prendere nota: Potete riempire a vostra discrezione il Reservoir con insulina analogica rapida e conservarlo in frigorifero (2–8 °C) fino a 30 giorni dopo il riempimento. Il Reservoir riempito può essere utilizzato nel microinfusore mylife™ YpsoPump® fino a 7 giorni dal primo utilizzo.

1



2

**mylife™ Digital gestione della terapia**

Art. n°	Descrizione	Unità
–	mylife™ Software per installazione locale (Windows)	Download
–	mylife™ App	Download
–	mylife™ Cloud	Registrazione
–	mylife™ Upload (Windows e macOS)	Download
700001746	mylife™ Dongle (mylife™ Dongle sincronizza e crea il collegamento via Bluetooth® tra il vostro microinfusore mylife™ YpsoPump® e il vostro PC.)	1 pezzo per confezione

**Sistemi per il trasporto per mylife™ YpsoPump®**

Offriamo una vasta gamma di accessori che migliorano la portabilità di mylife™ YpsoPump®. I nostri accessori consentono la massima vestibilità del microinfusore garantendo comfort, discrezione e massima libertà in ogni occasione: al lavoro, durante una sessione di allenamento o un'uscita con gli amici. Per ulteriori informazioni sugli accessori per mylife™ YpsoPump®, visitate il nostro sito Web: www.mylife-diabetescare.ch/sistemi-per-il-trasporto

**mylife™ Unio™ Neva**

Il compagno ideale di mylife™ YpsoPump®

mylife™ Unio™ Neva sistema di monitoraggio della glicemia

Art. n°	Descrizione	Unità
1 700012036	Set mylife™ Unio™ Neva	1 scatola
2 700000532	Strisce reattive mylife™ Unio™	50 pezzi per confezione
7101520	Strisce reattive mylife™ Unio™	100 pezzi per confezione
3 7101033	Dispositivo pungidito mylife™ AutoLance™	1 pezzo per confezione
4 7101030	mylife™ Lancets, 30G	200 pezzi per confezione
7101031	mylife™ Lancets multicolor, 30G	200 pezzi per confezione
5 700000503	mylife™ Unio™ SmartCase™	1 pezzo per confezione
6 700012330	Cavo per porta micro USB mylife™	1 pezzo per confezione

1



2



3



4



5



6

