



YpsoPump®



Pumpeneinstellungen mylife™ YpsoPump® System

Vom behandelnden Fachpersonal auszufüllen.

Werden Personenbezeichnungen aus Gründen der besseren Lesbarkeit lediglich in der männlichen oder weiblichen Form verwendet, so schliesst dies das jeweils andere Geschlecht mit ein. Das Originaldokument ist dem Patienten abzugeben.

Geschulter Patient

Nachname/Vorname _____ Beginn der CSII-Therapie mit
der mylife™ YpsoPump® _____

Adresse _____ Seriennummer Pumpe _____

Die Parameter, die Sie für den Beginn Ihrer Therapie mit dem mylife™ YpsoPump® System benötigen, sind hier aufgeführt.
Zur Inbetriebnahme Ihrer mylife™ YpsoPump® folgen Sie den Anweisungen im mylife™ YpsoPump® Benutzerhandbuch.

Zeit und Datum

Die aktuelle Zeit und das aktuelle Datum einstellen.

Bolus

Bolusschrittweite einstellen: ☐ 0.1 U ☐ 0.5 U ☐ 1.0 U ☐ 2.0 U

Blindbolus-Funktion aktiviert: ☐ ja ☐ nein

Basalratenprofil A¹

Tagestotal _____ U/Tag		
00:00 bis 01:00	_____ U/h	12:00 bis 13:00 _____ U/h
01:00 bis 02:00	_____ U/h	13:00 bis 14:00 _____ U/h
02:00 bis 03:00	_____ U/h	14:00 bis 15:00 _____ U/h
03:00 bis 04:00	_____ U/h	15:00 bis 16:00 _____ U/h
04:00 bis 05:00	_____ U/h	16:00 bis 17:00 _____ U/h
05:00 bis 06:00	_____ U/h	17:00 bis 18:00 _____ U/h
06:00 bis 07:00	_____ U/h	18:00 bis 19:00 _____ U/h
07:00 bis 08:00	_____ U/h	19:00 bis 20:00 _____ U/h
08:00 bis 09:00	_____ U/h	20:00 bis 21:00 _____ U/h
09:00 bis 10:00	_____ U/h	21:00 bis 22:00 _____ U/h
10:00 bis 11:00	_____ U/h	22:00 bis 23:00 _____ U/h
11:00 bis 12:00	_____ U/h	23:00 bis 24:00 _____ U/h

Basalratenprofil B¹

Tagestotal	U/Tag		
00:00 bis 01:00	U/h	12:00 bis 13:00	U/h
01:00 bis 02:00	U/h	13:00 bis 14:00	U/h
02:00 bis 03:00	U/h	14:00 bis 15:00	U/h
03:00 bis 04:00	U/h	15:00 bis 16:00	U/h
04:00 bis 05:00	U/h	16:00 bis 17:00	U/h
05:00 bis 06:00	U/h	17:00 bis 18:00	U/h
06:00 bis 07:00	U/h	18:00 bis 19:00	U/h
07:00 bis 08:00	U/h	19:00 bis 20:00	U/h
08:00 bis 09:00	U/h	20:00 bis 21:00	U/h
09:00 bis 10:00	U/h	21:00 bis 22:00	U/h
10:00 bis 11:00	U/h	22:00 bis 23:00	U/h
11:00 bis 12:00	U/h	23:00 bis 24:00	U/h

Bemerkungen

Medizinische Einrichtung, Stempel/Adresse

Datum

Nachname/Vorname Fachperson

Unterschrift Fachperson

¹ Programmieren Sie die beiden Basalratenprofile (A und B) immer gemäss den Empfehlungen Ihres Arztes oder Ihrer Diabetesberaterin. Wenn nur ein Basalratenprofil benötigt wird, muss das zweite Profil mit den gleichen Parametern programmiert werden wie das erste. Dadurch wird die Basalrate ohne Unterbruch fortgesetzt, sollten Sie das Basalratenprofil einmal versehentlich wechseln. Ohne Programmierung eines Profils wird Ihr Basalratenwert auf 0 gesetzt und Ihre Insulinpumpe gibt kein Basalinsulin mehr ab.