



YpsoPump®

Icon-Übersicht



Lesen Sie das Benutzerhandbuch

Kostenlose Service-Hotline: 0800 44 11 44

**Mehr Informationen unter
www.mylife-diabetescare.ch**

Ypsomed AG // Markt Schweiz //
Weissensteinstrasse 26 // 4503 Solothurn



Ypsomed AG
CH-3401 Burgdorf
Switzerland
www.ypsomed.com



YPSOMED
SELF CARE SOLUTIONS

Navigationshilfen



Abbrechen



Vorwärts



Bestätigen



Eine Menü-Ebene
nach oben



Vorwärts zum Entsperren



Einen Schritt zurück

Icons Warnhinweise



Ampullenfüllstand niedrig



Bolus abgebrochen



Batterieladung niedrig



Temporäre Basalraten-
funktion abgeschlossen
oder abgebrochen



Zurückfahren der
Gewindestange nicht
abgeschlossen



Insulinpumpe gestoppt



Füllvorgang nicht
abgeschlossen



Bluetooth®-Verbindung
fehlgeschlagen

Icons allgemein



Warnhinweis



Batterieladung



Schlauch wird gefüllt



Bluetooth®-Kopplung läuft



Alarm



Batterie entfernt



Kanüle wird gefüllt



Funktionstaste für
2 Sekunden drücken



Akustisches Signal



Batterie entfernen



Infusionsset vom Körper
abkoppeln



Totale Insulinmenge pro Tag
(Basal und Bolus)



Vibrationssignal



Gewindestange fährt zurück



Bereit zur Bluetooth®-
Kopplung

Icons Hauptmenü und Untermenüs

 Bolus	 Temporäre Basalratenfunktion aktiviert/abbrechen	 Stopp-Modus/zum Run-Modus wechseln
 Normaler Bolus	 Ampullenwechsel und aktueller Ampullenfüllstand	 Einstellungen
 Verzögerter Bolus	 Gewindestange zurückfahren	 Uhrzeit
 Kombierter Bolus	 Infusionsset füllen	 Datum
 Basalraten	 Schlauch füllen	 Bolusschrittweite einstellen
 Basalratenprofil A	 Kanüle füllen	 Blindbolus aktiv/deaktivieren
 Basalratenprofil B	 Daten	 Blindbolus inaktiv/aktivieren
 Zu Basalratenprofil A wechseln	 Therapiedaten	 Zugriffssperre aktiv/deaktivieren
 Zu Basalratenprofil B wechseln	 Alarm-Verlauf	 Zugriffssperre inaktiv/aktivieren
 Temporäre Basalratenfunktion	 Run-Modus/zum Stopp-Modus wechseln	 Screen drehen

 Bluetooth® aktiv/deaktivieren
 Bluetooth® inaktiv/aktivieren
 Bluetooth®-Kopplung

Icons Alarme

 Keine Batterie	 Kein Insulin
 Batterie leer	 Ampulle leer
 Batterie nicht geeignet	 Auto-Stopp
 Internen Akku laden	 Elektronikfehler
 Okklusion	



Diese Icon-Übersicht gilt nur für den folgenden mylife™ YpsoPump® Artikel:
REF 700009420.

Die Referenznummer Ihrer mylife™ YpsoPump® finden Sie auf Ihrem Gerät und auf dem Etikett Ihres Starter Kits.

Disclaimer: Die Bluetooth®-Wortmarke und die -Logos sind registrierte Handelsmarken von Bluetooth SIG, Inc., und jeder Gebrauch solcher Marken durch Ypsomed ist unter Lizenz. Andere Handelsmarken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.