

Bestellung Material für Pumpeneinweisung

Patientendaten

Nachname/Vorname:
 Strasse/Nr.:
 PLZ/Wohnort:
 Tel-Nr.:
 E-Mail-Adresse:
 Geburtsdatum:
 Behandelnde/r Arzt/Ärztin:
 Einweisungsdatum:

Auftraggeber

Institution:
 Strasse/Nr.:
 PLZ/Ort:
 Tel-Nr.:
 Pumpeninstruktor/in:

☐ Technische Einweisung durch Institution

☐ Technische Einweisung mylife Diabetes Care AG*

***Wenn die Einweisung durch die mylife Diabetes Care AG erfolgt, füllen Sie bitte zusätzlich die Seiten 3-6 aus.**

Vorherige Therapie:

Enddatum Nutzung aktuelle Pumpe:

Wenn Sie wünschen, dass der Patient die Boluskalkulator-Faktoren im "In-App-Training" schon richtig eingibt, müssen Sie die Seiten 5/6 dem Patienten schon vor der Einweisung zustellen.

Gewünschte Komponenten des YpsoPump Systems

☐ YpsoPump und mylife CamAPS FX

Cloud-Anbindung

Bitte kreuzen Sie hier an, wenn Glooko in der CamAPS FX App hinterlegt werden soll (empfohlen):

☐ Glooko-Anbindung einrichten

myLoop

Bitte kreuzen Sie hier an, welcher Sensor genutzt wird:

☐ Dexcom G6 / G7 ☐ FreeStyle Libre 3 Plus

Telefon

☐ iPhone (iOS) ☐ Android

Mit diesem Formular wird folgendes Material bestellt

Bitte Sprache auswählen: ☐ Deutsch (700012534) ☐ Französisch (700012535) ☐ Italienisch (700012541) ☐ Englisch

1x YpsoPump Insulinpumpe Starter Kit (inkl. Benutzerhandbuch, Quick Start Guide, 1 Batterie, 2 Batteriefachdeckel)

1x myOrbit Soft Infusionsset 6 mm / 60 cm (1 Packung à 10 Stk.)

1x myOrbit Insertor

1x Silikon-Tragehilfe

1x Systemtraining

1x Dokumentenmappe

Infusionsset

Bei der Einweisung wird dem Patienten das obengenannte Infusionsset zur Verfügung gestellt.

Bitte kreuzen Sie hier an, falls eine alternatives Infusionsset für die Einweisung gewünscht wird:

myOrbit Micro 2.0 Infusionsset (Stahl):

☐ 5.5 mm / 45 cm ☐ 8.5 mm / 60 cm

☐ 5.5 mm / 60 cm ☐ 8.5 mm / 80 cm

☐ 5.5 mm / 80 cm

myOrbit Soft Infusionsset:

☐ 6 mm / 45 cm ☐ 9 mm / 60 cm

☐ 6 mm / 80 cm ☐ 9 mm / 80 cm

myInset Infusionsset

☐ 6 mm / 46 cm ☐ 9 mm / 60 cm

☐ 6 mm / 60 cm ☐ 9 mm / 80 cm

☐ 6 mm / 80 cm

Tragesysteme

Bitte wählen Sie ein kostenloses YpsoPump Tragesystem aus:

Hinweis: Pro Pumpeneinweisung kann nur ein kostenloses Tragesystem abgegeben werden. Bitte wählen Sie daher nur eine Option aus. Weitere Tragesysteme können bei Bedarf nachträglich bestellt werden.

Alternativ kann dies auch während der Einweisung ausgesucht und anschliessend bezogen werden.

☐ BH-Tasche mit Clip, weiss (700001249)

☐ BH-Tasche mit Clip, schwarz (700001842)

☐ Gürteltasche, schwarz (700008252)

☐ 360° Rotation Clip (700014604)

☐ Bauchtasche XS/S, Länge 66cm, weiss (700016321)

☐ Bauchtasche M/L, Länge 127cm, weiss (700016323)

☐ Bauchtasche XS/S, Länge 66cm, schwarz (700016320)

☐ Bauchtasche M/L, Länge 127cm, schwarz (700016322)

Bitte lassen Sie uns dieses Formular per E-Mail an service@mylife-diabetescare.ch zukommen.

Disclaimer: myLoop, YpsoPump und myOrbit sind registrierte Handelsmarken von mylife Diabetes Care AG oder ihren Tochtergesellschaften. CamAPS ist eine eingetragene Marke von Cam Diab Ltd. Dexcom, Dexcom G6 und Dexcom G7 sind registrierte Handelsmarken von Dexcom, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Das Sensorgehäuse, FreeStyle, Libre und verwandte Warenzeichen sind Marken von Abbott und werden mit entsprechender Genehmigung verwendet.

YpsoPump Pumpeneinstellungen

Vom behandelnden Fachpersonal auszufüllen. Werden Personenbezeichnungen aus Gründen der besseren Lesbarkeit lediglich in der männlichen oder weiblichen Form verwendet, so schließt dies das jeweils andere Geschlecht mit ein.¹

Geschulter Patient

Nachname/Vorname	Beginn der CSII-Therapie mit der YpsoPump
Adresse	Seriennummer Pumpe

Die Parameter, die Sie für den Beginn Ihrer Therapie mit dem YpsoPump System benötigen, sind hier aufgeführt. Zur Inbetriebnahme Ihrer Pumpe folgen Sie den Anweisungen im YpsoPump Benutzerhandbuch.

Zeit und Datum

Die aktuelle Zeit und das aktuelle Datum einstellen.

Basalratenprofil A¹

Tagestotal	U/Tag		
00:00 bis 01:00	U/h	12:00 bis 13:00	U/h
01:00 bis 02:00	U/h	13:00 bis 14:00	U/h
02:00 bis 03:00	U/h	14:00 bis 15:00	U/h
03:00 bis 04:00	U/h	15:00 bis 16:00	U/h
04:00 bis 05:00	U/h	16:00 bis 17:00	U/h
05:00 bis 06:00	U/h	17:00 bis 18:00	U/h
06:00 bis 07:00	U/h	18:00 bis 19:00	U/h
07:00 bis 08:00	U/h	19:00 bis 20:00	U/h
08:00 bis 09:00	U/h	20:00 bis 21:00	U/h
09:00 bis 10:00	U/h	21:00 bis 22:00	U/h
10:00 bis 11:00	U/h	22:00 bis 23:00	U/h
11:00 bis 12:00	U/h	23:00 bis 24:00	U/h

Basalratenprofil B¹

Tagestotal _____ **U/Tag**

00:00 bis 01:00 _____ U/h

01:00 bis 02:00 _____ U/h

02:00 bis 03:00 _____ U/h

03:00 bis 04:00 _____ U/h

04:00 bis 05:00 _____ U/h

05:00 bis 06:00 _____ U/h

06:00 bis 07:00 _____ U/h

07:00 bis 08:00 _____ U/h

08:00 bis 09:00 _____ U/h

09:00 bis 10:00 _____ U/h

10:00 bis 11:00 _____ U/h

11:00 bis 12:00 _____ U/h

12:00 bis 13:00 _____ U/h

13:00 bis 14:00 _____ U/h

14:00 bis 15:00 _____ U/h

15:00 bis 16:00 _____ U/h

16:00 bis 17:00 _____ U/h

17:00 bis 18:00 _____ U/h

18:00 bis 19:00 _____ U/h

19:00 bis 20:00 _____ U/h

20:00 bis 21:00 _____ U/h

21:00 bis 22:00 _____ U/h

22:00 bis 23:00 _____ U/h

23:00 bis 24:00 _____ U/h

Einstellungen

Bolusschrittweite einstellen:

☐ 0,1U

☐ 0,5U

☐ 1,0U

☐ 2,0U

Blindbolus-Funktion aktiviert:

☐ ja

☐ nein

Bolusgrenze programmiert:

☐ ja _____ U

☐ nein (30 U)

Basalratengrenze programmiert:

☐ ja _____ U/h

☐ nein (40 U/h)

Bemerkungen

Medizinische Einrichtung, Stempel/Adresse

Datum

Nachname/Vorname

Fachperson

Unterschrift

Fachperson

Disclaimer: mylife und YpsoPump sind registrierte Handelsmarken von mylife Diabetes Care AG oder ihren Tochtergesellschaften.

1 Programmieren Sie die beiden Basalratenprofile (A und B) immer gemäss den Empfehlungen Ihres Arztes oder Ihrer Diabetesberaterin. Wenn nur ein Basalratenprofil benötigt wird, muss das zweite Profil mit den gleichen Parametern programmiert werden wie das erste.



DiabetesCare

mylife Diabetes Care AG

Lyssachstrasse 40 • 3400 Burgdorf • Switzerland

www.mylife-diabetescare.com

Einstellungen für technische Einweisung CamAPS FX:

Diese Einstellungen können im Rahmen des obligatorischen In-App-Trainings in die App eingegeben werden. Sie sollten überprüft werden, bevor die App mit der YpsoPump und dem CGM gekoppelt wird, um mit der Verwendung des mylife Loop zu beginnen.

Nachname/Vorname:

Gewicht: _____

TDD: _____ ☐ Einweisungspersonal darf TDD aus der Aktuellen Pumpe übernehmen
Totale tägliche Insulindosis der letzten 5 Tage (mind. 5U bis max. 350U in 1U Schritten)

Wichtig: für Patienten, die aktuell auf ICT sind, muss die TDD vom Fachpersonal oben eingetragen werden.

Einstellungen des Boluskalkulators

Mindest-Glukose für Berechnung	Hier können Sie die Untergrenze des Glukosewertes für die Boluskalkulation festlegen. Wenn Sie einen niedrigeren aktuellen Glukosewert eingeben, weist Sie der Boluskalkulator darauf hin, dass Ihr aktueller Glukosewert zu niedrig ist, um einen Bolusvorschlag zu berechnen.					_____ mmol/L
	Bereich: 2.8–4.4 mmol/L (in Schritten von 0.1 mmol/L)					
Maximaler Bolusvorschlag	Hier können Sie festlegen, wie hoch der maximale Bolusvorschlag der Berechnung in Insulineinheiten sein darf.					_____ U
	Bereich: 0.5–30.0 U (in Schritten von 0.5 U)					
Glukose-Zielwert	Bereich: 4.4–11.0 mmol/L (in Schritten von 0.1 mmol/L) In Zeitsegmenten von 30 Minuten einstellbar					
	Segment 1:	Anfangszeit:	00:00	Endzeit:	_____	_____ mmol/L
	Segment 2:	Anfangszeit:	_____	Endzeit:	_____	_____ mmol/L
	Segment 3:	Anfangszeit:	_____	Endzeit:	_____	_____ mmol/L
	Segment 4:	Anfangszeit:	_____	Endzeit:	_____	_____ mmol/L
	Segment 5:	Anfangszeit:	_____	Endzeit:	_____	_____ mmol/L
	Segment 6:	Anfangszeit:	_____	Endzeit:	_____	_____ mmol/L
Korrekturfaktor	Bereich: 0.1–22.0 mmol/L/U (in Schritten von 0.1 mmol/L/U) In Zeitsegmenten von 30 Minuten einstellbar					
	Segment 1:	Anfangszeit:	00:00	Endzeit:	_____	_____ mmol/L
	Segment 2:	Anfangszeit:	_____	Endzeit:	_____	_____ mmol/L
	Segment 3:	Anfangszeit:	_____	Endzeit:	_____	_____ mmol/L
	Segment 4:	Anfangszeit:	_____	Endzeit:	_____	_____ mmol/L
	Segment 5:	Anfangszeit:	_____	Endzeit:	_____	_____ mmol/L
	Segment 6:	Anfangszeit:	_____	Endzeit:	_____	_____ mmol/L

**Kohlenhydrat-
Insulin-
Verhältnis
(KI-Verhältnis)**

Bereich: 1–150 g Kohlenhydrate/U (in Schritten von 1 g)
In Zeitsegmenten von 30 Minuten einstellbar

Segment 1:	Anfangszeit:	00:00	Endzeit:	_____	_____	g Kohlenhydrate/U
Segment 2:	Anfangszeit:	_____	Endzeit:	_____	_____	g Kohlenhydrate/U
Segment 3:	Anfangszeit:	_____	Endzeit:	_____	_____	g Kohlenhydrate/U
Segment 4:	Anfangszeit:	_____	Endzeit:	_____	_____	g Kohlenhydrate/U
Segment 5:	Anfangszeit:	_____	Endzeit:	_____	_____	g Kohlenhydrate/U
Segment 6:	Anfangszeit:	_____	Endzeit:	_____	_____	g Kohlenhydrate/U

**Insulin-
Wirkdauer**

Bereich: 2–8 h (in Schritten von 0.5 h) _____ h

Persönlicher Glukosezielwert (für den Auto-Mode)

Der voreingestellte Glukosezielwert ist 5.8mmol/L (Der Zielwert kann in Schritten von 30 Minuten von 4,4mmol/L bis 11.0mmol/L eingestellt werden).

Segment 1:	Anfangszeit:	00:00	Endzeit:	_____	_____	mmol/L
Segment 2:	Anfangszeit:	_____	Endzeit:	_____	_____	mmol/L
Segment 3:	Anfangszeit:	_____	Endzeit:	_____	_____	mmol/L
Segment 4:	Anfangszeit:	_____	Endzeit:	_____	_____	mmol/L
Segment 5:	Anfangszeit:	_____	Endzeit:	_____	_____	mmol/L
Segment 6:	Anfangszeit:	_____	Endzeit:	_____	_____	mmol/L

Medizinische Einrichtung, Adresse

Datum _____

Nachname/Vorname Fachperson _____

Unterschrift Fachperson _____

Bitte lassen Sie uns dieses Formular komplett ausgefüllt per E-Mail an service@mylife-diabetescare.ch zukommen.

Disclaimer: YpsoPump ist eine eingetragene Marken der mylife Diabetes Care AG in verschiedenen Ländern. CamAPS ist eine eingetragene Marke von CamDiab Ltd.