

YpsoPump Pumpeneinstellungen

Vom behandelnden Fachpersonal auszufüllen. Werden Personenbezeichnungen aus Gründen der besseren Lesbarkeit lediglich in der männlichen oder weiblichen Form verwendet, so schließt dies das jeweils andere Geschlecht mit ein.¹

Geschulter Patient

Nachname/Vorname	Beginn der CSII-Therapie mit der YpsoPump
Adresse	Seriennummer Pumpe

Die Parameter, die Sie für den Beginn Ihrer Therapie mit dem YpsoPump System benötigen, sind hier aufgeführt. Zur Inbetriebnahme Ihrer Pumpe folgen Sie den Anweisungen im YpsoPump Benutzerhandbuch.

Zeit und Datum

Die aktuelle Zeit und das aktuelle Datum einstellen.

Basalratenprofil A¹

Tagestotal	U/Tag		
00:00 bis 01:00	U/h	12:00 bis 13:00	U/h
01:00 bis 02:00	U/h	13:00 bis 14:00	U/h
02:00 bis 03:00	U/h	14:00 bis 15:00	U/h
03:00 bis 04:00	U/h	15:00 bis 16:00	U/h
04:00 bis 05:00	U/h	16:00 bis 17:00	U/h
05:00 bis 06:00	U/h	17:00 bis 18:00	U/h
06:00 bis 07:00	U/h	18:00 bis 19:00	U/h
07:00 bis 08:00	U/h	19:00 bis 20:00	U/h
08:00 bis 09:00	U/h	20:00 bis 21:00	U/h
09:00 bis 10:00	U/h	21:00 bis 22:00	U/h
10:00 bis 11:00	U/h	22:00 bis 23:00	U/h
11:00 bis 12:00	U/h	23:00 bis 24:00	U/h

Basalratenprofil B¹

Tagestotal _____ **U/Tag**

00:00 bis 01:00 _____ U/h

01:00 bis 02:00 _____ U/h

02:00 bis 03:00 _____ U/h

03:00 bis 04:00 _____ U/h

04:00 bis 05:00 _____ U/h

05:00 bis 06:00 _____ U/h

06:00 bis 07:00 _____ U/h

07:00 bis 08:00 _____ U/h

08:00 bis 09:00 _____ U/h

09:00 bis 10:00 _____ U/h

10:00 bis 11:00 _____ U/h

11:00 bis 12:00 _____ U/h

12:00 bis 13:00 _____ U/h

13:00 bis 14:00 _____ U/h

14:00 bis 15:00 _____ U/h

15:00 bis 16:00 _____ U/h

16:00 bis 17:00 _____ U/h

17:00 bis 18:00 _____ U/h

18:00 bis 19:00 _____ U/h

19:00 bis 20:00 _____ U/h

20:00 bis 21:00 _____ U/h

21:00 bis 22:00 _____ U/h

22:00 bis 23:00 _____ U/h

23:00 bis 24:00 _____ U/h

Einstellungen

Bolusschrittweite einstellen:

☐ 0,1U

☐ 0,5U

☐ 1,0U

☐ 2,0U

Blindbolus-Funktion aktiviert:

☐ ja

☐ nein

Bolusgrenze programmiert:

☐ ja _____ U

☐ nein (30 U)

Basalratengrenze programmiert:

☐ ja _____ U/h

☐ nein (40 U/h)

Bemerkungen

Medizinische Einrichtung, Stempel/Adresse

Datum

Nachname/Vorname

Fachperson

Unterschrift

Fachperson

Disclaimer: mylife und YpsoPump sind registrierte Handelsmarken von mylife Diabetes Care AG oder ihren Tochtergesellschaften.

1 Programmieren Sie die beiden Basalratenprofile (A und B) immer gemäss den Empfehlungen Ihres Arztes oder Ihrer Diabetesberaterin. Wenn nur ein Basalratenprofil benötigt wird, muss das zweite Profil mit den gleichen Parametern programmiert werden wie das erste.



DiabetesCare

mylife Diabetes Care AG

Lyssachstrasse 40 • 3400 Burgdorf • Switzerland

www.mylife-diabetescare.com