

Paramètres de la pompe YpsoPump

À remplir par le professionnel de santé. Si une personne est désignée uniquement au genre masculin ou féminin à des fins de commodité de lecture, les deux genres sont toujours inclus.

Patient suivant la formation

Nom/Prénom	Démarrage du traitement par CSII avec YpsoPump
Adresse	Numéro de série de la pompe

Les paramètres dont vous avez besoin pour démarrer votre traitement avec le système YpsoPump sont répertoriés ci-dessous. Pour mettre votre pompe en service, respectez les instructions du guide de l'utilisateur de la pompe YpsoPump.

Date et heure

Réglez la date et l'heure.

Profil de débit basal A'

Total quotidien	U/jour		
00h00 à 01h00	U/h	12h00 à 13h00	U/h
01h00 à 02h00	U/h	13h00 à 14h00	U/h
02h00 à 03h00	U/h	14h00 à 15h00	U/h
03h00 à 04h00	U/h	15h00 à 16h00	U/h
04h00 à 05h00	U/h	16.00 à 17h00	U/h
05h00 à 06h00	U/h	17h00 à 18h00	U/h
06h00 à 07h00	U/h	18h00 à 19h00	U/h
07h00 à 08h00	U/h	19h00 à 20h00	U/h
08h00 à 09h00	U/h	20h00 à 21h00	U/h
09h00 à 10h00	U/h	21h00 à 22h00	U/h
10h00 à 11h00	U/h	22h00 à 23h00	U/h
11h00 à 12h00	U/h	23h00 à 00h00	U/h

Profil de débit basal B'

Total quotidien _____ U/jour

00h00 à 01h00	_____ U/h
01h00 à 02h00	_____ U/h
02h00 à 03h00	_____ U/h
03h00 à 04h00	_____ U/h
04h00 à 05h00	_____ U/h
05h00 à 06h00	_____ U/h
06h00 à 07h00	_____ U/h
07h00 à 08h00	_____ U/h
08h00 à 09h00	_____ U/h
09h00 à 10h00	_____ U/h
10h00 à 11h00	_____ U/h
11h00 à 12h00	_____ U/h

12h00 à 13h00	_____ U/h
13h00 à 14h00	_____ U/h
14h00 à 15h00	_____ U/h
15h00 à 16h00	_____ U/h
16.00 à 17h00	_____ U/h
17h00 à 18h00	_____ U/h
18h00 à 19h00	_____ U/h
19h00 à 20h00	_____ U/h
20h00 à 21h00	_____ U/h
21h00 à 22h00	_____ U/h
22h00 à 23h00	_____ U/h
23h00 à 00h00	_____ U/h

Paramètres

Réglez l'incrément de bolus:

☐ 0.1 U ☐ 0.5 U ☐ 1.0 U ☐ 2.0 U

Fonction de bolus direct activée:

☐ oui ☐ non

Réglage du bolus maximal:

☐ oui _____ U ☐ non (30 U)

Réglage du débit basal maximal:

☐ oui _____ U/h ☐ non (40 U/h)

Remarques

Centre médical, cachet/adresse

Date

Nom/Prénom du
professionnel de santé

Signature du
professionnel de santé

Clause de non-responsabilité: mylife et YpsoPump sont des marques déposées de mylife Diabetes Care AG ou de ses filiales dans plusieurs pays.

1 Programmez toujours les deux profils de débit basal (A et B) selon les recommandations de votre médecin ou spécialiste du diabète. Si un seul profil de débit basal est nécessaire, il convient de programmer le second de manière à ce qu'il soit identique au premier.