

get it!

Offres Dental Bern 2026

01.06.2026 - 30.06.2026

NOUVEAU



Hygiène buccale

Varios Combi Pro2

- Combinaison 2-en-1 : aéropolissage et ultrasons
- Système de poudre interchangeable
- Facile à entretenir
- Pédale multifonction sans fil
- Chauffage efficace de l'eau



Minimally Invasive Therapy

Favorisez une meilleure
santé bucco-dentaire grâce
au concept M.I.T.

Chirurgie



VarioSurg4

Contre-angles et Turbines



Offre Mix & Match

Implantologie



Surgic Pro2

Contre-angles et Turbines

Contre-angle

Ti-Max Z99L **NOUVEAU**

Une coupe parfaitement régulière.
Conçu pour une durabilité maximale.

LE SEUL CONTRE-ANGLE À AVOIR
JAMAIS OBTENU UNE NOTE PARFAITE !

5.0



Évaluation des acheteurs de
produits dentaires

Lumière

1:5

CHF 1'290.-*

Ti-Max Z99L CHF 1'790.-*

REF. CA13140001

- Taille de la tête ø8,9 x H 13,4 mm
- Corps en titane avec revêtement DURAGRIP® résistant aux rayures
- Roulements en céramique
- Microfiltre
- Système Anti-chauffe
- Angle de tête de 100°



Mandrin
DURAPOWERS
CHUCK® pour un
maintien puissant
de la fraise



Refroidissement
par jet d'eau
quadruple



Angle de tête
de 100° pour
un accès facile



Conception
d'engrenage
optimisée pour
une coupe fluide

Contre-angle

S-Max M94L **NOUVEAU**

Découpe rapide et fluide
de la zircone

Lumière

1:4

CHF 690.-*

S-Max M94L CHF 1'190.-*

REF. CA13170001

- Vitesse max: 160.000min⁻¹
- Taille de la tête: ø9,9 x H14,5mm
- Acier Inoxydable
- Roulements en Céramique
- Quadruple Spray



Durabilité exceptionnelle

Augmentation de la durée de vie
par un facteur de 2,7 et résistance
accrue lors du travail de matériaux
extrêmement durs.

Ti-Max Z

LE CONFORT ENTRE VOS MAINS

- Corps en titane avec revêtement DURAGRIP® résistant aux rayures
- Système Clean Head
- Barreau de quartz
- Dimensions extrêmement compactes (p. ex. : tête de contre-angle ø8,9 x H 13,4 mm)



Garantie de 3 ans



Lumière

1:5

Ti-Max Z95L

REF. C1034

- Contre-angle avec lumière
- Multiplicateur 1:5
- Roulements en céramique
- Quadruple Spray

CHF 1'290.-*

CHF 1'790.-*



Lumière

1:1

Ti-Max Z25L

REF. C1038

- Contre-angle avec lumière
- Multiplicateur 1:1
- Simple Spray

CHF 890.-*

CHF 1'090.-*



Lumière

4:1

Ti-Max Z15L

REF. C1039

- Contre-angle avec lumière
- Réducteur 4:1
- Simple Spray

CHF 990.-*

CHF 1'290.-*



Lumière

1:4.2

Ti-Max Z45L

REF. C1064

- Contre-angle avec lumière
- Multiplicateur 1:4.2
- Quadruple Spray
- Roulements en céramique
- Accès facilité grâce à une tête inclinée à 45°

CHF 1'190.-*

CHF 1'590.-*

Contre-angles et Turbines

Offre Mix & Match! Contactez-nous directement pour composer votre offre.



La série Ti-Max séduit par son poids particulièrement léger de seulement **57 grammes**



Ti-Max X

• Corps en titane avec revêtement DURAGRIP® résistant aux rayures • Barreau de quartz

Garantie de 2 ans



Lumière 1:5
Ti-Max X95L
REF. C600

- Contre-angle avec lumière
- Multiplicateur 1:5
- Quadruple Spray
- Roulements en céramique

CHF 990.-*
~~CHF 1'490.-*~~



Lumière 1:1
Ti-Max X25L
REF. C601

- Contre-angle avec lumière
- Rapport direct 1:1
- Simple Spray

CHF 790.-*
~~CHF 1'090.-*~~



Lumière 4:1
Ti-Max X15L
REF. C602

- Contre-angle avec lumière
- Réducteur 4:1
- Simple Spray

CHF 890.-*
~~CHF 1'190.-*~~



Lumière 1:1
Ti-Max X65L
REF. H273


- Contre-angle avec lumière
- Rapport direct 1:1
- Simple Spray

CHF 890.-*
~~CHF 1'190.-*~~

S-Max M

• Corps en acier inoxydable • Système Clean-Head (sauf M65) • Barreau de quartz


Garantie de 2 ans



Lumière 1:5
S-Max M95L
REF. C1023

- Contre-angle avec lumière
- Multiplicateur 1:5
- Quadruple Spray
- Roulements en céramique

CHF 690.-*
~~CHF 1'190.-*~~



Lumière 1:1
S-Max M25L
REF. C1024

- Contre-angle avec lumière
- Rapport direct 1:1
- Simple Spray

CHF 490.-*
~~CHF 890.-*~~



Lumière 4:1
S-Max M15L
REF. C1025

- Contre-angle avec lumière
- Réducteur 4:1
- Simple Spray

CHF 590.-*
~~CHF 990.-*~~



Non Lumière 1:1
S-Max M65
REF. H1008

- Pièce à main sans lumière
- Rapport direct 1:1
- Simple Spray

CHF 490.-*
~~CHF 630.-*~~

Contre-angles et Turbines

Ti-Max Z & S-Max Turbine

- Corps en titane avec revêtement DURAGRIP® résistant aux rayures • Roulements en Céramique
- Système Clean Head • Quadruple Spray • Remplacement facile du rotor • Tête inclinée à 100°
- Fonction Quick-Stop • Z990/Z890: Microfiltre, DURAPOWERC HUCK®

 **Garantie de 2 ans**



Lumière

Ti-Max Z990L

REF. PA23730001

Tête Standard

(Ø 12,1 × H 12,7 mm)

Compatible avec les raccords
KaVo® MULTIflex®, NSK PLT,
Sirona® et W&H® Roto Quick®

CHF 1'190.-*

~~CHF 1'690.-*~~



Lumière

Ti-Max Z890L

REF. PA23720001

Tête Mini

(Ø 10,6 × H 10,8 mm)

Compatible avec les raccords
KaVo® MULTIflex®, NSK PLT,
Sirona® et W&H® Roto Quick®

CHF 1'190.-*

~~CHF 1'690.-*~~



Lumière

Ti-Max Z micro

REF. PA2357

Tête Micro

(Ø 9,0 × H 10,8 mm)

Compatible avec les raccords
KaVo® MULTIflex®, NSK PLT,
Sirona® et W&H® Roto Quick®

CHF 1'090.-*

~~CHF 1'490.-*~~

- Acier Inoxydable • Barreau de quartz • Roulements en Céramique
- Clean-Head-System • Quadruple Spray

 **Garantie de 2 ans**



Lumière

S-Max M900L

REF. P1254

Tête Standard

(Ø 12,1 × H 13,3 mm)

Compatible avec les raccords
KaVo® MULTIflex®, NSK PLT,
Sirona® et W&H® Roto Quick®

CHF 690.-*

~~CHF 990.-*~~



Lumière

S-Max M800L

REF. P1253

Tête Mini

(Ø 10,6 × H 12,4 mm)

Compatible avec les raccords
KaVo® MULTIflex®, NSK PLT,
Sirona® et W&H® Roto Quick®

CHF 690.-*

~~CHF 990.-*~~

Ti-Max S970 Détartreur

- Corps en titane avec revêtement DURAGRIP® résistant aux rayures
- Couple accru, puissance constante • Double éclairage LED
- Large gamme d'inserts pour le détartrage, la parodontologie, la restauration et les applications endodontiques
- Fréquence d'oscillation : 5 800–6 200 Hz
- Inclus 3 inserts (S1, S2, S3)



Lumière

Ti-Max S970KL


REF. T1013

CHF 1'090.-*


~~CHF 1'490.-*~~



Anneau de contrôle de
fréquence d'oscillation
3 niveaux



Accès optimal



32

raisons de choisir le
Varios Combi Pro2




NOUVEAU

Varios Combi Pro2 Pack initial

REF. Y1500505

Le kit de base Varios Combi Pro2 comprend :

- Unité de commande Varios Combi Pro2
- Pièce à main ultrasonique en titane
- Kit de poudre PROPHY (application supragingivale)
- Pédale multifonction sans fil
- Autres accessoires et 1 flacon de FLASHpearl (300 g)
- 3 inserts ultrasoniques (G8, G16, P20)



Pièce à main
ultrasonique en
titane, fine




Mode CLM pour la
décontamination
sécurisée du circuit
d'eau



Buse jet pour poudre à
granulométrie fine



Système de
chauffage de l'eau



Pédale
sans fil

Cart Varios Combi Pro2
avec système d'alimentation en eau



PACK AVANTAGE

Varios Combi Pro2 Pack initial
REF. Y1500505



Varios Combi Pro2 Perio Set
Application sous-gingivale
REF. Y1500470



Buse PERIO
pour pièce à main PERIO
REF. T1077012



CHF 5'990.-*

~~CHF 8'990.-*~~

Économisez **CHF 3'000.-**



Minimally Invasive Therapy

Que signifie M.I.T. ?


Le concept M.I.T. de NSK s'appuie sur les normes les plus élevées du traitement de la parodontite. Il est fondé sur les recommandations cliniques S3 de l'EFP et place le patient au centre de la prise en charge. Cette approche moderne permet de réaliser un traitement précis, planifiable et fondé sur les preuves de la parodontite de stade I à III.

Le concept M.I.T. propose à la fois des produits destinés à soutenir le traitement de la parodontite, ainsi que des opportunités de formation et de recherche dans le domaine des soins parodontaux.

En appliquant ce cadre structuré et basé sur la recherche, vous pouvez optimiser votre pratique, améliorer les résultats cliniques et vous aligner sur les standards internationaux en parodontologie.

Ce cadre permet d'assurer un traitement efficace et fondé sur les preuves grâce à trois piliers essentiels :

- Évaluation approfondie du patient
- Traitement fondé sur les preuves
- Motivation du patient



Envie d'en savoir plus
sur le concept M.I.T. ?
Scannez ICI



Poudre de Prophylaxie

POUR LA PRÉSERVATION DURABLE DE DENTS BELLES ET SAINES

En savoir plus



Poudre de nettoyage
à base de calcium

FLASH pearl

REF. Y900698

- Bouteilles de 300g x 4
- Ø taille des particules : 54µm
- Application : supragingivale

CHF 99.-*



Poudre de glycine

SOFT pearl

REF. Y1500721

- Bouteilles de 250g x 4
- Ø taille des particules : 65µm
- Application : supragingivale

CHF 130.-*



Poudre de glycine

Perio Mate Powder

REF. Y900938

- Bouteilles 250g x 2
- Ø taille des particules : 25µm
- Application : supragingivale et sous-gingivale

CHF 79.-*

Varios 970

DÉTARTREUR À ULTRASONS AVEC TECHNOLOGIE IPIEZO

Le kit complet Varios 970 comprend :

- Unité de commande
- Pièce à main avec cordon
- Pédale de contrôle
- 3 inserts de détartrage (G4, G8, G16)
- 2 réservoirs intégrés
- Livré avec 3 clés dynamométriques

Lumière


Détartreur à ultrasons

Varios 970 LUX

REF. Y1004161

CHF 2'990.-*

~~CHF 3'690.-*~~



Promotion sur les inserts
ultrasoniques

CHF 59.-*

~~CHF 99.-*~~

Inserts ultrasoniques
compatibles EMS

CHF 59.-*

~~CHF 79.-*~~



NSK propose une
large gamme d'inserts
ultrasoniques Varios
pour une grande variété
d'applications cliniques.

Hygiène buccale



iProphy

REF. Y1500015

- Contre-angles pour le polissage
- Avec tête iFX57
- Sans fil et ergonomique
- Disponible en option pour l'utilisation de têtes de polissage jetables (DPA)

CHF 1'090.-*

~~CHF 1'590.-*~~

Économisez **CHF 500.-**



Non Lumière 16:1

Ti-Max X57

REF. C619

- Contre-angle
- Non Lumière
- Réduction 16:1
- Tête ultra-compacte pour cupules et brochettes à vis

CHF 490.-*

~~CHF 609.-*~~



Non Lumière 4:1

FX57m

REF. C1054

- Contre-angle
- Non Lumière
- Réduction 16:1
- Tête ultra-compacte pour cupules et brochettes à vis

CHF 290.-*

~~CHF 390.-*~~

iCare+ C3

AUTOMATE 3 EN 1 : NETTOYAGE, DÉSINFECTION ET LUBRIFICATION POUR INSTRUMENTS ROTATIFS

- Mise en rotation des instruments et traitements des tubulures Air / Eau
- Tension d'alimentation (courant alternatif) : 100–230 V, 50/60 Hz
- Capacité : jusqu'à 4 instruments
- Pression d'air : 0,5–0,6 MPa (5,0–6,0 kgf/cm²) / Pression d'alimentation 5–6,0 bars
- Poids net : 14 kg
- Dimensions : L 400 × P 405 × H 355 mm
- Capacité du réservoir d'huile : 500 mL
- Capacité des réservoirs de liquide de nettoyage et de désinfection : 500 mL (par produit)
- Contenu : Unité iCare+, Cordon d'alimentation, Câble d'alimentation avec fiche en L, Tuyau d'alimentation en air, CD mode d'emploi

CHF 4'690.-*

~~CHF 6'990.-*~~

Économisez **CHF 2'300.-**



Adaptateurs iCare+



iCare+ Adapteur PTL

REF. Z1127010

- Pour turbines avec raccord NSK PTL

CHF 119.-*



iCare+ Adapteur WH

REF. Z1127012

- Pour turbines avec raccord W&H® Roto Quick®

CHF 119.-*



iCare+ Adapteur BA

REF. Z1127014

- Pour turbines avec raccord Bien-Air® Unifix®

CHF 119.-*



iCare+ Adapteur KV

REF. Z1127011

- Pour turbines avec raccord KaVo® MULTiflex®

CHF 139.-*



iCare+ Adapteur SR

REF. Z1127013

- Pour turbines avec raccord rapide Sirona®

CHF 139.-*

Consommables pour iCare+



n.clean Solution de nettoyage

REF. ACL600

- Bouteilles de 500 ml x 6

CHF 169.-*



n.cid Solution de désinfection

REF. ACD600

- Bouteilles de 500 ml x 6

CHF 169.-*



Huile d'entretien NSK

REF. Z10117

- Bouteilles de 1 l x 1

CHF 109.-*

iSD900

VISSEUSE PROTHÉTIQUE SANS FIL

- Gain de temps grâce à la fixation automatique des vis de maintien / d'abutment
- Utilisation universelle avec tous les systèmes implantaires courants
- Système de calibration du couple (TCS)
- Couple : 10-40 Ncm par palier de 1 ou 5 Ncm
- Vitesse présélectionnable (15, 20 ou 25/min)
- Levier marche/arrêt ergonomique
- Affichage numérique LCD convivial
- Technologie avancée de batterie et de recharge (induction)

Visseuse prothétique

iSD900

REF. Y1001358

CHF 1'490.-*

~~CHF 2'290.-*~~

Économisez **CHF 800.-**



Osseo 100 / Osseo 100+

POUR L'ÉVALUATION DE L'OSTÉOINTÉGRATION

Osseo 100/+ mesure sans contact le quotient de stabilité implantaire (ISQ) et peut être connecté via Bluetooth® au Surgic Pro2, permettant la transmission de la valeur ISQ via une interface commune.



Osseo 100+

REF. Y1004176

CHF 1'690.-*

~~CHF 3'390.-*~~

Économisez **CHF 1'700.-**

Astuce : obtenez l'Osseo 100+ pour seulement 1 699 €, en optant pour un pack chirurgical avec Surgic Pro2 ou VarioSurg4.*

Osseo 100

REF. Y1004175

CHF 1'490.-*


~~CHF 2'290.-*~~

Économisez **CHF 800.-**



Osseo 100
Seulement 3 étapes sont nécessaires. Plus d'informations dans la vidéo.

Profitez des avantages de l'Osseo 100+



Protocole simple et rapide



Contrôle total et sécurité maximale



Gestion des données améliorée

MulTiPeg non inclus, disponible séparément.

MulTiPeg™



MulTiPeg™ réutilisable

- Pour tous les principaux systèmes d'implants¹⁾
- Titane biocompatible et durable
- Stérilisable en autoclave environ 20 fois
- Ajustement plateforme optimal
- ISQ Standard Calibrated™



¹⁾ Différents MulTiPegs™ sont proposés pour correspondre aux différents systèmes et types d'implants existants. Merci de consulter la liste à jour du fournisseur

Trouvez votre MulTiPeg :



Surgic Pro2

MOTEUR D'IMPLANTOLOGIE AVEC PÉDALE SANS FIL



L'ensemble complet Surgic Pro2 comprend :

- Unité de commande
- Micromoteur SGL80M LED ou micromoteur SG80M
- Pédale sans fil FC-81
- Contre-angle avec lumière X-SG20L (Surgic Pro2 OPT) ou contre-angle SG20 (Surgic Pro2 NON-OPT), Réducteur 20:1
- Lignes d'irrigation (3 pcs) et autres accessoires



Découvrez toutes les bonnes raisons de choisir Surgic Pro2.

PACK AVANTAGE

Kit complet

Surgic Pro2 OPT Lumière

REF. Y1004195

Pièce à main de chirurgie (1:1)

+ Ti-Max X-SG65L Lumière

REF. H1009

CHF 4'990.-*

~~CHF 6'190.-*~~

Économisez **CHF 1'200.-**



Kit complet

Non Lumière

Surgic Pro2 NON-OPT

REF. Y1004196

CHF 3'790.-*

~~CHF 4'690.-*~~

NOUVEAU

Contre-angles chirurgicaux avec tête mini

Disponibles avec et sans lumière



Accès optimal à la zone de traitement



Comparaison avec le modèle précédent

Non Lumière 20:1

S-Max SG20M

REF. CA13020001

- Réduction 20:1
- Corps en acier inoxydable
- Pour un couple jusqu'à 80 Ncm
- Tête mini

CHF 790.-*

~~CHF 990.-*~~

Lumière 20:1

Ti-Max X-SG20ML

REF. CA13030001

- Contre-angle avec lumière
- Réducteur 20:1
- Corps en titane
- Pour un couple jusqu'à 80 Ncm
- Tête mini

CHF 1'190.-*

~~CHF 1'430.-*~~



Chirurgie

VarioSurg 4

SYSTÈME DE CHIRURGIE ULTRASONIQUE PERFORMANT AVEC LED



Lumière

VarioSurg 4

REF. Y1500706



Interface utilisateur intelligent et intuitif

Contenu du kit complet VarioSurg 4 :

- Unité de commande
- Pièce à main LED avec cordon de 2 m
- Pédale FC-86
- Cassette de stérilisation
- Support pour pièce à main
- Lignes d'irrigation (3 pcs) et autres accessoires
- Kit d'inserts H-S de base (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 et support d'inserts)

Fonctions

- 3 modes (SURG, ENDO, PERIO)
- Mode burst sélectionnable (3 fréquences)
- 9 programmes (SURG x 5, ENDO x 2, PERIO x 2)
- Intensité lumineuse LED réglable
- Mode de nettoyage automatique
- Fonction de feedback
- Fonction d'auto-tuning
- Fonction Dynamic Link

Applications

Chirurgie orale

- Chirurgie osseuse
- Grattoirs osseux
- Élévation du sinus
- Extraction
- Décollement de la membrane sinusienne
- Préparation implantaire
- Perio/Parodontologie
- Détartrage
- Perio/Parodontologie (surfaçage radiculaire)
- Maintenance implantaire
- Endodontie rétrograde

PACK AVANTAGE

Kit complet avec pédale sans fil

VarioSurg 4

REF. Y1500706

Le kit sans pédale n'est pas disponible dans le cadre du pack économique V2.



+ 3 Inserts au choix en option

Exemple



+ Support d'inserts

REF. Z221086

CHF 59.-*

CHF 5'990.-*

CHF 8'290.-*

Économisez **CHF 2'300.-**



Pièce à main performante au design ultra-fin



La gamme d'inserts VarioSurg 4 offre un large choix de plus de 50 inserts pour différentes indications.

NOUVEAU

SG12

REF. ZT02010001



Surgic Pro2 × VarioSurg 4

DEUX APPAREILS. UNE SOLUTION. DES POSSIBILITÉS ILLIMITÉES.



Connexion simple entre Surgic Pro2 et VarioSurg 4

Grâce à la fonction Bluetooth® intégrée, le VarioSurg 4 peut être connecté en quelques étapes au système de micromoteur chirurgical Surgic Pro2. L'utilisation des deux appareils s'effectue confortablement via une pédale sans fil commune, pour un flux de travail efficace et ergonomique.

PACK AVANTAGE

Kit complet

Surgic Pro2 OPT

REF. Y1004195

Lumière



Contre-angle avec lumière supplémentaire (20:1)

Ti-Max X-SG20L

REF. C1003

Lumière



Pièce à main chirurgicale avec lumière (1:1)

Ti-Max X-SG65L

REF. H1009

Lumière



Système de chirurgie ultrasonique

VarioSurg 4 w/o FC

REF. Y1500712



Cart pour les 2 moteurs

iCart Duo

REF. S9090



CHF 10'890.-*

CHF 14'860.-*

Économisez **CHF 3'970.-**

Surgic Pro

MOTEUR CHIRURGICAL POUR L'IMPLANTOLOGIE ET LA CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE

- Couple puissant (jusqu'à 80 Ncm)
- Micromoteur chirurgical compact et léger, éclairage LED 32 000 lux (version avec lumière)
- Micromoteur autoclavable et thermodésinfectable



Kits standards

Lumière

Surgic Pro OPT

REF. Y1003586

Kit complet avec lumière (LED), incluant le contre-angle avec lumière Ti-Max X-SG20L (20:1)

CHF 4'690.-*

CHF 5'730.-*

Non Lumière

Surgic Pro NON-OPT

REF. Y1003587

Kit complet sans lumière, incluant le contre-angle S-Max SG20 (20:1)

CHF 3'390.-*

CHF 4'290.-*

Bienvenue au GOEN Challenge

Qu'est-ce que GOEN :

« GOEN » est composé de deux mots japonais : "五円" (5 yens) et "縁" (lien, relation). Leur prononciation identique en fait des porte-bonheurs. Le terme "縁" désigne notamment les liens ou le destin entre les personnes ; c'est pourquoi les pièces de 5 yens sont souvent utilisées comme talismans ou offrandes dans les sanctuaires. Dans la culture japonaise, ce type de jeux de mots et de similitudes phonétiques est particulièrement apprécié.

Comment procéder :

1. Obtenez une pièce de 5 yens auprès de notre équipe.
2. Polissez la pièce de 5 yens avec le Varios Combi Pro 2.
3. Fixez un porte-clés NSK à vos clés et insérez-y votre pièce de 5 yens.

GOEN challenge



Cabinet Dentaire Mobile

VIVA ace

L'UNITÉ DENTAIRE PORTABLE ULTRA-LÉGÈRE

Que ce soit pour les soins à domicile, dans les écoles ou lors de missions humanitaires, l'unité dentaire mobile est facilement transportable et peut être utilisée partout où une alimentation électrique est disponible.

VIVA ace

REF. Y1003773

- Micromoteur LED sans balais NLX plus avec fonctions endodontiques
- Détartreur ultrasonique multifonction Varios 170 LUX
- Seringue 3 fonctions sans lumière
- Aspiration
- Pédale pour micromoteur et détartreur

CHF 10'900.-*

~~CHF 14'990.-*~~

Économisez **CHF 4'090.-**

Seulement 8,5 kg



VIVA MATE G5

MICROMOTEUR PORTABLE POUR UNE UTILISATION MOBILE

- Combinaison unité de commande et micromoteur
- Avec éclairage LED
- Aucune alimentation secteur requise, jusqu'à 2 heures d'autonomie sur batterie
- Plage de vitesse de 3 000 à 30 000 tr/min

Lumière

VIVA MATE G5 Set⁽²⁾

REF. Y1002801

CHF 1'690.-*

~~CHF 2'190.-*~~



⁽²⁾ Les pièces à main ou contre-angles ne sont pas inclus dans le kit VIVA MATE G5.

PRESTO AQUA LUX

TURBINE À AIR SANS LUBRIFICATION AVEC REFROIDISSEMENT PAR SPRAY D'EAU ET ÉCLAIRAGE LED

- L'éclairage LED révèle les moindres irrégularités, invisibles sous un éclairage de travail standard
- Optimisation des limites marginales et de la finition de surface
- Usinage précis de l'oxyde de zirconium, de la céramique pressée et de la céramique
- Conditions d'éclairage optimales lors du meulage sur unité d'usinage facilitant le travail des éléments primaires en oxyde de zirconium
- Réglage facile du spray d'eau de refroidissement, d'éclairage LED et du débit d'air

Lumière

PRESTO AQUA LUX

REF. Y1001151

- Turbine avec lumière LED

CHF 1'990.-*

~~CHF 2'900.-*~~

Économisez **CHF 910.-**

Non Lumière

PRESTO AQUA II

REF. Y150023

- Turbine sans lumière

CHF 1,490.-*

~~CHF 2'200.-*~~

Économisez **CHF 710.-**



ULTIMATE XL

MICROMOTEUR À INDUCTION



Kits avec pièce à main Torque

- (8,7 Ncm)

CHF 1'790.-*

~~CHF 2'260.-*~~

Kits avec pièce à main compacte

- (6,0 Ncm)

CHF 1'490.-*

~~CHF 1,890.-*~~

- Plage de vitesse : 1 000 à 50 000 tr/min
- Pièce à main légère et ergonomique
- Excellentes performances de rotation
- Système anti-poussière breveté
- Surveillance automatique de la vitesse
- Fonction Auto-Cruise



Kits avec pièce à main Torque

Modèle genou	Modèle sol	Modèle table	Modèle tour
REF Y141495	REF Y141513	REF Y141471	REF Y141504

Kits avec pièce à main compacte

Modèle genou	Modèle sol	Modèle table	Modèle tour
REF Y141496	REF Y141514	REF Y141472	REF Y141505

VOLVERE i7

MOTEUR DE RETOUCHE POUR PROTHÈSE

- Design compact • Régulateur vitesse • Fonctionnement au pied ou manuel au choix
- Silencieux et stable • Plage de vitesse : 1 000 à 35 000 tr/min • Couple : 4,1 Ncm

VOLVERE i7 RM

REF. Y1002890

- Micromoteur de laboratoire avec pièce à main de laboratoire

CHF 990.-*

~~CHF 1,480.-*~~



VOLVERE i7 E

REF. Y1003523

- Avec micromoteur type ISO-E sans pièce à main

CHF 890.-*



VOLVERE i7 VR-EB

REF. Y1002891

- Type ISO-E avec pièce à main

CHF 1'090.-*

VOS INTERLOCUTEURS NSK SUISSE

CONTACT



Marko Vranjic

NSK SCHWEIZ AG, POSTFACH , 8902 URDORF

✉ marko@nsk-swiss.ch

☎ +41 79 935 06 89



Hannes Kramer

NSK SCHWEIZ AG, POSTFACH , 8902 URDORF

✉ hannes@nsk-swiss.ch

☎ +41 79 525 63 73



* Ces prix sont des prix promotionnels indicatifs en CHF. Tous les prix s'entendent hors TVA. Tous les prix sont valables jusqu'au 30 juin 2026. Sous réserve de modifications, d'erreurs et de fautes d'impression.



Rendez-nous visite à:

Dental BERN
Stand 3.0/F600



nsk dental swiss



nsk-dental-swiss



Découvrez nos
formations NSK
Academy

NSK Europe Switzerland www.switzerland.nsk-dental.com

NSK Schweiz AG, Postfach, 8902 Urdorf - E-Mail: info@nsk-swiss.ch