

get it!

Dental Bern 2026 Angebote

01.06.2026 - 30.06.2026

NEU



Dentalhygiene

Varios Combi Pro2

- 2-in-1-Kombination: Pulverstrahl und Ultraschall
- Modulares Pulversystem mit außenliegender Pulverführung
- Wartungsfreundlich
- Kabelloser Multifunktions-Fußschalter
- Effiziente Wassererwärmung



Minimally Invasive Therapy

Fördern Sie mit dem
M.I.T.-Konzept eine bessere
Zahngesundheit

Oralchirurgie



VarioSurg4

**Winkelstücke
und Turbinen**



Mix und Match Aktion

Implantologie



Surgic Pro2

Winkelstücke & Turbinen

Winkelstück

Ti-Max Z99L **NEU**

Der ultimativ gleichmäßige Schnitt.
Entwickelt für Langlebigkeit.

THE ONLY HANDPIECE EVER TO
EARN A PERFECT SCORE!

5.0
RATING



Dental Product Shopper Evaluation

mit Licht

1:5

CHF 1'290.-*

Ti-Max Z99L CHF 1'790.-*

REF. CA13140001

- Kopfabmessungen $\varnothing 8,9 \times H 13,4$ mm
- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP®-Beschichtung
- Keramik-Kugellager
- Mikrofilter
- Zwei-Wege-Kühlfunktion
- Anti-Erhitzungssystem
- 100°-Kopfwinkel



DURAPOWER CHUCK® für den kraftvollen Halt des Bohrers



Vierfach-Wasserstrahl-Kühlung



100°-Kopfwinkel für einfachen Zugang



Optimiertes Getriebedesign für geschmeidiges Schneiden

Winkelstück

S-Max M94L **NEU**

Schnelle und geschmeidige
Zirkonbearbeitung

mit Licht

1:4

CHF 690.-*

S-Max M94L CHF 1'190.-*

REF. CA13170001

- Max. Geschwindigkeit: 160.000min⁻¹
- Kopfabmessungen: $\varnothing 9,9 \times H 14,5$ mm
- Edelstahlkörper
- Keramik-Kugellager
- Vierfach-Spraykühlung



Außergewöhnliche Haltbarkeit

Erhöhung der Lebensdauer um das 2,7-fache und besondere Resistenz bei der Bearbeitung extrem harter Materialien.


Ti-Max Z

KOMFORT IN IHREN HÄNDEN

- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP®-Beschichtung • Glasstab-Lichtleiter
- Clean-Head-System • Extrem kompakte Abmessungen (z. B. Winkelstück-Kopfgröße $\varnothing 8,9 \times H 13,4$ mm)



3 Jahre Garantie



mit Licht

1:5

Ti-Max Z95L

REF. C1034

- Licht-Winkelstück
- 1:5 Übersetzung
- Vierfach-Spraykühlung
- Keramik-Kugellager
- Zwei-Wege-Sprayfunktion

CHF 1'290.-*
CHF 1'790.-*



mit Licht

1:1

Ti-Max Z25L

REF. C1038

- Licht-Winkelstück
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung
- Zwei-Wege-Sprayfunktion

CHF 890.-*
CHF 1'090.-*



mit Licht

4:1

Ti-Max Z15L

REF. C1039

- Licht-Winkelstück
- 4:1 Übersetzung
- Einfach-Spraykühlung
- Zwei-Wege-Sprayfunktion

CHF 990.-*
CHF 1'290.-*



mit Licht

1:4.2

Ti-Max Z45L

REF. C1064

- Licht-Winkelstück
- 1:4.2 Übersetzung
- Zwei-Wege-Sprayfunktion
- Keramik-Kugellager
- Überlegener Zugang durch 45° abgewinkelten Kopf

CHF 1'190.-*
CHF 1'590.-*

Hand- und Winkelstücke

Mix und Match Aktion! Fragen Sie uns an und wir beraten Sie direkt



Die Ti-Max Serie überzeugt durch ihr besonders geringes Gewicht von nur **57 Gramm**



Ti-Max X

• Titankörper mit kratzfester DURAGRIP®-Beschichtung • Glasstab-Lichtleiter

2 Jahre Garantie



mit Licht 1:5

Ti-Max X95L

REF. C600

- Licht-Winkelstück
- 1:5 Übersetzung
- Vierfach-Spraykühlung
- Keramikugellager

CHF 990.-*
CHF 1'490.-*




mit Licht 1:1

Ti-Max X25L

REF. C601

- Licht-Winkelstück
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung

CHF 790.-*
CHF 1'090.-*



mit Licht 4:1

Ti-Max X15L

REF. C602

- Licht-Winkelstück
- 4:1 Untersetzung
- Einfach-Spraykühlung

CHF 890.-*
CHF 1'190.-*



mit Licht 1:1

Ti-Max X65L

REF. H273


- Licht-Handstück
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung

CHF 890.-*
CHF 1'190.-*

S-Max M

• Edelstahlkörper • Glasstab-Lichtleiter
• Clean-Head-System (außer M65)

2 Jahre Garantie




mit Licht 1:5

S-Max M95L

REF. C1023

- Licht-Winkelstück
- 1:5 Übersetzung
- Vierfach-Spraykühlung
- Keramikugellager

CHF 690.-*
CHF 1'190.-*



mit Licht 1:1

S-Max M25L

REF. C1024

- Licht-Winkelstück
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung

CHF 490.-*
CHF 890.-*



mit Licht 4:1

S-Max M15L

REF. C1025

- Licht-Winkelstück
- 4:1 Untersetzung
- Einfach-Spraykühlung

CHF 590.-*
CHF 990.-*



ohne Licht 1:1

S-Max M65

REF. H1008

- Handstück ohne Licht
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung

CHF 490.-*
CHF 630.-*

Hand-/Winkelstücke & Turbinen

Ti-Max Z & S-Max Turbinen

- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP®-Beschichtung • Keramikkugellager • Clean-Head-System
- Vierfach-Spraykühlung • Einfacher Rotorwechsel • 100°-Kopfwinkel • Quick-Stop-Funktion
- Z990/Z890: Mikrofilter, DURAPOWERCHECK®

 **2 Jahre Garantie**



mit Licht

Ti-Max Z990L

REF. PA23730001

Standard-Kopf
(Ø 12,1 × H 12,7 mm)

Kompatibel mit
KaVo®MULTIflex®, NSK PLT,
Sirona®, W&H® Roto Quick®
Kupplung

CHF 1'190.-*
~~CHF 1'690.-*~~



mit Licht

Ti-Max Z890L

REF. PA23720001

Mini-Kopf
(Ø 10,6 × H 10,8 mm)

Kompatibel mit
KaVo®MULTIflex®, NSK PLT,
Sirona®, W&H® Roto Quick®
Kupplung

CHF 1'190.-*
~~CHF 1'690.-*~~



mit Licht

Ti-Max Z micro

REF. PA2357

Micro-Kopf
(Ø 9,0 × H 10,8 mm)

Kompatibel mit
KaVo®MULTIflex®, NSK PLT,
Sirona®, W&H® Roto Quick®
Kupplung

CHF 1'090.-*
~~CHF 1'490.-*~~

- Edeldstahlkörper • Glasstab-Lichtleiter • Keramikkugellager • Clean-Head-System • Vierfach-Spraykühlung

 **2 Jahre Garantie**



mit Licht

S-Max M900L

REF. P1254

Standard-Kopf
(Ø 12,1 × H 13,3 mm)

Kompatibel mit
KaVo®MULTIflex®, NSK PLT,
Sirona®, W&H® Roto Quick®
Kupplung

CHF 690.-*
~~CHF 990.-*~~



mit Licht

S-Max M800L

REF. P1253

Mini-Kopf
(Ø 10,6 × H 12,4 mm)

Kompatibel mit
KaVo®MULTIflex®, NSK PLT,
Sirona®, W&H® Roto Quick®
Kupplung

CHF 690.-*
~~CHF 990.-*~~

Ti-Max S970 Airscaler

- Titankörper mit DURACOAT®-Beschichtung
- Erhöhte Durchzugskraft, konstante Leistung • Ring-Lichtleiter
- Breites Aufsatz-Sortiment für Zahnsteinentfernung, Parodontologie, Restauration und Endo-Anwendungen
- Schwingfrequenz: 5.800–6.200 Hz • Inkl. 3 Scaling-Aufsätze (S1, S2, S3)



mit Licht


Ti-Max S970KL

REF. T1013

CHF 1'090.-*
~~CHF 1'490.-*~~



3-Stufen Power Control Ring



Optimaler Zugang



32
gute Gründe für
Varios Combi Pro2



NEU

Varios Combi Pro2 Basisset

REF. Y1500505

Das Varios Combi Pro2 Basisset beinhaltet:

- Steuergerät
- Titan-Ultraschallhandstück
- PROPHY-Pulverkit (supragingivale Anwendung)
- Kabellose Multifunktions-Fußsteuerung
- Weitere Accessoires & 1 Flasche FLASHpearl (300g)
- 3 Ultraschall-Aufsätze (G8, G16, P20)



Schlankes
Titan-Ultraschall-
handstück



CLM-Modus für die
sichere Entkeimung
des Wasserkreislaufs



Jet-Düse für
feinkörniges Pulver



Effiziente
Wassererwärmung



Kabelloser
Fußschalter



Varios Combi Pro2
mit Wasserversorgungssystem

SPARPAKET

Varios Combi Pro2 Basisset
REF. Y1500505

+ Varios Combi Pro2 Perio Set
Subgingivale Anwendung
REF. Y1500470

+ Düse PERIO
für PERIO-Handstück
REF. T1077012



CHF 5'990.-*

~~CHF 8'990.-*~~

Sparen Sie **CHF 3'000.-**



Minimally Invasive Therapy

Was bedeutet M.I.T.?

Das M.I.T.-Konzept von NSK orientiert sich an den höchsten Standards der Parodontitisbehandlung – es basiert auf den klinischen S3-Leitlinien der EFP und stellt den Patienten in den Mittelpunkt. Dieser moderne Ansatz ermöglicht es, eine präzise, planbare und evidenzbasierte Behandlung von Parodontitis im Stadium I–III durchzuführen.

Das M.I.T.-Konzept bietet sowohl Produkte zur Unterstützung der Parodontitisbehandlung als auch Möglichkeiten zum Lernen und Forschen im Bereich der Parodontalpflege.

Durch die Anwendung dieses strukturierten, forschungsbasierten Rahmens können Sie Ihre Praxis optimieren, die Behandlungsergebnisse verbessern und sich an internationalen Standards in der Parodontitisbehandlung orientieren.

Dieser Rahmen ermöglicht es, eine effektive, evidenzbasierte Behandlung durch drei zentrale Säulen zu gewährleisten:

- Gründliche Patientenbeurteilung
- Evidenzbasierte Behandlung
- Patientenmotivation



Erfahren Sie mehr und fördern Sie mit dem M.I.T.-Konzept eine bessere Zahngesundheit



Prophylaxepulver

FÜR DEN LANGEN ERHALT SCHÖNER UND GESUNDER ZÄHNE

Mehr erfahren



Reinigungspulver auf Kalziumbasis

FLASH pearl

REF. Y900698

- 4 × 300g Flaschen
- Ø Partikelgröße: 54µm
- Anwendung: supragingival

CHF 99.-*



Glycinpulver

SOFT pearl

REF. Y1500721

- 4 × 250g Flaschen
- Ø Partikelgröße: 65µm
- Anwendung: supragingival

CHF 130.-*



Glycinpulver

Perio Mate Powder

REF. Y900938

- 2 × 160g Flaschen
- Ø Partikelgröße: 25µm
- Anwendung: supragingival und subgingival

CHF 79.-*

Varios 970

ULTRASCHALLGERÄT MIT DER IPIEZO-TECHNOLOGIE

Das Varios 970 Komplettsset beinhaltet:

- Steuergerät
- Handstück inkl. Kabel
- Fußschalter
- 3 Scaling-Aufsätze (G4, G8, G16)
- 2 Kühlmittelbehälter
- Steribox mit 3 Drehmomentschlüsseln

mit Licht


Ultraschallgerät

Varios 970 LUX

REF. Y1004161

CHF 2'990.-*

~~CHF 3'690.-*~~



Ultraschallspitzen Aktion

CHF 59.-*

~~CHF 99.-*~~

EMS kompatible Ultraschallspitzen

CHF 59.-*

~~CHF 79.-*~~



NSK bietet ein breites Sortiment an Varios Ultraschall-Aufsätzen für eine Vielzahl klinischer Anwendungen.

Dentalhygiene



iProphy Komplettsatz

REF. Y1500015

- Winkelstücke für die Politur
- Mit iFX57 Kopf
- Kabellos und ergonomisch
- Optional auch für die Verwendung von Einweg-Polierköpfen (DPA) erhältlich

CHF 1'090.-*

~~CHF 1'590.-*~~

Sparen Sie **CHF 500.-**



ohne Licht **16:1**

Ti-Max X57

REF. C619

- Winkelstück
- Ohne Licht
- 16:1 Untersetzung
- Ultrakleiner Kopf für Schraubkelche und -bürsten

CHF 490.-*

~~CHF 609.-*~~



ohne Licht **4:1**

FX57m

REF. C1054

- Winkelstück
- Ohne Licht
- 4:1 Untersetzung
- Ultrakleiner Kopf für Schraubkelche und -bürsten

CHF 290.-*

~~CHF 390.-*~~

iCare+ C3

REINIGUNG, DESINFEKTION UND ÖLPFLEGE

- Stromspannung Wechselstrom: 100-230 V 50/60 Hz
- Kapazität: bis zu 4 Instrumente
- Luftdruck: 0.5-0.6 MPa (5.0-6.0 kgf/cm²)
- Gewicht: 14 kg
- Abmessungen: B 400 x T 405 x H 355 mm
- Fassungsvermögen des Ölbehälters: 500 mL
- Fassungsvermögen der Behälter für Reinigungs- und Desinfektionsmittel: 500 mL (Per Each Product of the Cleaning and Disinfection)
- Inhalt: iCare+ Betriebseinheit Netzkabel mit L-förmigem Stecker
Luftschlauch Hinweise auf DVD

CHF 4'690.-*

~~CHF 6'990.-*~~

Sparen Sie **CHF 2'300.-**



iCare+ Adapters



iCare+ Adapter PTL

REF. Z1127010

- für Turbinen mit NSK PTL Anschluss

CHF 119.-*



iCare+ Adapter WH

REF. Z1127012

- für Turbinen mit W&H® RotoQuick Anschluss

CHF 119.-*



iCare+ Adapter BA

REF. Z1127014

- für Turbinen mit Bien Air® Unifix® Anschluss

CHF 119.-*



iCare+ Adapter KV

REF. Z1127011

- für Turbinen mit KaVo® MULTIflex® Anschluss

CHF 139.-*



iCare+ Adapter SR

REF. Z1127013

- für Turbinen mit Sirona® Schnellanschluss

CHF 139.-*

Betriebsmittel für iCare+



n.clean Reinigungslösung

REF. ACL600

- für iCare+
- 6 Flaschen à 500 ml

CHF 169.-*



n.cid Desinfektionslösung

REF. ACD600

- für iCare+
- 6 Flaschen à 500 ml

CHF 169.-*



NSK Pflegeöl

REF. Z016117

- Flasche à 1 l

CHF 109.-*

iSD900

KABELLOSER PROTHETIKSCHRAUBER

- Zeiteinsparung durch automatisches Befestigen von Halte-/Abutmentschrauben
- Universell einsetzbar für alle gängigen Implantatsysteme
- Drehmoment-Kalibriersystem (TCS)
- Frei wählbare Drehmomente zwischen 10 und 40 Ncm
- Drehzahl vorwählbar (15, 20 oder 25/min)
- Ergonomischer Ein/Aus-Schalthebel
- Benutzerfreundliche LCD-Digitalanzeige
- Fortschrittliche Akku- und Ladetechnologie (Induktion)

Prothetikschrauber

iSD900

REF. Y1001358

CHF 1'490.-*

~~CHF 2'290.-*~~


Sparen Sie **CHF 800.-**



Osseo 100 / Osseo 100+

ZUR BEURTEILUNG DER OSSEOINTEGRATION

Osseo 100/+ ermittelt berührungslos den Implantatstabilitätsquotienten (ISQ) und kann über Bluetooth® mit Surgic Pro2 verbunden werden, sodass die Übermittlung des ISQ Wertes über eine gemeinsame Schnittstelle möglich ist.



Bluetooth®-Variante
Surgic Pro2-Anbindung

Osseo 100+

REF. Y1004176

CHF 1'690.-*

~~CHF 3'390.-*~~

Sparen Sie **CHF 1'700.-**

Tipp: Sichern Sie sich den Osseo 100+ für nur 1.699€*, wenn Sie sich für ein Chirurgiepaket mit SurgicPro2 bzw. VarioSurg4 entscheiden.

Osseo 100

REF. Y1004175

CHF 1'490.-*

~~CHF 2'290.-*~~


Sparen Sie **CHF 800.-**



Osseo 100
Nur 3 Schritte
sind nötig.
Mehr dazu
im Video.



Profitieren Sie von den Vorteilen des Osseo 100+



Geringere
Behandlungsdauer



Absolute
Kontrolle &
maximale
Sicherheit



Verbessertes
Datenmanagement



MuTIPEG nicht inbegriffen, separat erhältlich.

MuTIPEG™



Wiederverwendbarer MuTIPEG™

- Erhältlich für alle gängigen Implantatsysteme¹⁾
- Gewebefreundliches, haltbares Titan
- Ca. 20 Mal autoklavierbar
- Optimale Plattformanpassung
- ISQ Standard Calibrated™



¹⁾ Es stehen verschiedene MuTIPEG™ zur Verfügung, die auf die Verwendung mit diversen Implantatsystemen und -typen ausgelegt sind.

Finden Sie
Ihren MuTIPEG:



Surgic Pro2

DAS DIGITAL VERNETZTE CHIRURGISCHE MIKROMOTORSYSTEM



Das Surgic Pro2 Komplettsset beinhaltet:

- Steuergerät
- SGL80M LED-Mikromotor bzw. SG80M-Mikromotor
- FC-81 kabellose Fußsteuerung
- X-SG20L Licht-Winkelstück (Surgic Pro2 OPT) bzw. SG20 Winkelstück (Surgic Pro2 NON-OPT), 20:1 Untersetzung
- Kühlmittelschläuche (3 Stk.) und weiteres Zubehör



Alle guten Gründe für Surgic Pro2 entdecken.

SPARPAKET

Komplettsset

Surgic Pro2 OPT mit Licht

REF. Y1004195



Chirurgie-Handstück (1:1)

+ **Ti-Max X-SG65L** mit Licht

REF. H1009



CHF 4'990.-*

~~CHF 6'190.-*~~

Sparen Sie **CHF 1'200.-**

Komplettsset **ohne Licht**

Surgic Pro2 NON-OPT

REF. Y1004196

CHF 3'790.-*

~~CHF 4'690.-*~~

NEU

Chirurgie-Winkelstücke mit Mini-Kopf

Erhältlich mit und ohne Licht



Optimaler Zugang zum Behandlungsbereich



Vergleich mit dem Vorgängermodell



ohne Licht **20:1**

S-Max SG20M

REF. CA13020001

- 20:1 Untersetzung
- Edelstahlkörper
- Für bis zu 80 Ncm Drehmoment
- Mini-Kopf

CHF 790.-*

~~CHF 990.-*~~



mit Licht **20:1**

Ti-Max X-SG20ML

REF. CA13030001

- Licht-Winkelstück
- 20:1 Untersetzung
- Titankörper
- Für bis zu 80 Ncm Drehmoment
- Mini-Kopf

CHF 1'190.-*

~~CHF 1'430.-*~~

Chirurgie

VarioSurg 4

LEISTUNGSSTARKES ULTRASCHALL-CHIRURGIESYSTEM MIT LED



mit Licht

VarioSurg 4
REF. Y1500706

Inhalt VarioSurg 4 Kompletzset:

- Steuereinheit
- LED-Handstück mit 2m-Kabel
- FC-86 Fußsteuerung
- Sterilisationskassette
- Handstückablage
- Kühlmittelschläuche (3 Stück) und weiteres Zubehör
- Basis H-S Aufsatzset (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 und Aufsatzhalter)

Funktionen

- 3 Modi (SURG, ENDO, PERIO)
- Auswählbarer Burst-Modus (3 Frequenzen)
- 9 Programme (SURG x 5, ENDO x 2, PERIO x 2)
- LED-Lichtintensität einstellbar
- Automatischer Reinigungsmodus
- Feedback-Funktion
- Auto-Tuning-Funktion
- Dynamic Link Funktion

Anwendungen

- Orale Chirurgie
- Knochenchirurgie
 - Schaber
 - Sinus-Lift
 - Extraktion
 - Sinus-Membran-Ablösung
 - Implantatvorbereitung
- Perio
- Zahnsteinentfernung
 - Perio (Wurzelglättung)
 - Implantaterhaltung
 - Retrograde Endo



Smartes und intuitives Bedienfeld

SPARPAKET

Kompletzset mit kabelloser Fußsteuerung

VarioSurg 4

REF. Y1500706

Das Set ohne Fußsteuerung ist nicht im Rahmen des Sparpaketes V2 erhältlich



+ 3 Aufsätze nach Wahl zusätzlich



Beispiel

+ Aufsatzhalter

REF. Z221086

CHF 59.-*



CHF 5'990.-*

CHF 8'290.-*

Sparen Sie **CHF 2'300.-**



Leistungsstarkes Handstück mit superschlankem Design



Das Aufsatzprogramm von VarioSurg 4 bietet eine große Auswahl aus über 50 Aufsätzen für unterschiedliche Indikationen.

NEU

SG12

REF. ZT02010001

Surgic Pro2 × VarioSurg 4

ZWEI GERÄTE. EINE LÖSUNG. UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN.



Einfache Verbindung von Surgic Pro2 und VarioSurg 4

Dank integrierter Bluetooth®-Funktion lässt sich VarioSurg 4 in wenigen Schritten mit dem chirurgischen Mikromotorsystem Surgic Pro2 verbinden. Die Bedienung beider Geräte erfolgt komfortabel über eine gemeinsame kabellose Fußsteuerung: Für einen effizienten und ergonomischen Arbeitsablauf.

SPARPAKET

Komplettsset

Surgic Pro2 OPT mit Licht

REF. Y1004195



Zusätzliches Licht-Winkelstück (20:1)

Ti-Max X-SG20L mit Licht

REF. C1003



Chirurgie-Handstück mit Licht (1:1)

Ti-Max X-SG65L mit Licht

REF. H1009



Ultraschall-Chirurgiesystem

VarioSurg 4 w/o FC mit Licht

(ohne Fußsteuerung)

REF. Y1500712



Gerätewagen

iCart Duo

REF. S9090



CHF 10'890.-*

~~CHF 14'860.-*~~

Sparen Sie **CHF 3'970.-**

Mobile Zahnmedizin

Surgic Pro

CHIRURGIEMOTOR FÜR DIE IMPLANTOLOGIE UND MKG-CHIRURGIE

- Kraftvolles Drehmoment (bis zu 80Ncm)
- Kleiner und leichter Chirurgie-Mikromotor LED-Beleuchtung 32.000 Lux (Geräte mit Licht)
- Mikromotor autoklavier- und thermodesinfizierbar



Standardsets

mit Licht

Surgic Pro OPT

REF. Y1003586

Komplettsset mit Licht (LED)
inkl. Licht-Winkelstück
Ti-Max X-SG20L (20:1)

CHF 4'690.-*

CHF 5'730.-*

ohne Licht

Surgic Pro NON-OPT

REF. Y1003587

Komplettsset ohne Licht
inkl. Winkelstück S-Max SG20 (20:1)

CHF 3'390.-*

CHF 4'290.-*

Willkommen zur GOEN Challenge

GOEN
challenge

Was ist GOEN:

„GOEN“ setzt sich aus zwei japanischen Wörtern zusammen: „五円“ (5 Yen) und „縁“ (Verbindung). Da sie gleich klingen, gelten sie als Glücksbringer. Insbesondere „縁“ bedeutet Verbindungen oder Schicksal zu anderen Menschen, daher werden 5-Yen-Münzen oft als Glücksbringer oder Opfergaben an Schreinen verwendet. In der japanischen Kultur werden solche Wortspiele und Klangähnlichkeiten geschätzt.

So geht's:

1. Holen Sie sich eine 5-Yen-Münze von unseren Mitarbeitern.
2. Polieren Sie die 5-Yen-Münze mit dem Varios Combi Pro 2.
3. Befestigen Sie einen NSK-Schlüsselanhänger an Ihren Schlüssel und legen Sie Ihre 5-Yen-Münze rein.



VIVA ace

DIE FEDERLEICHTE, TRAGBARE DENTALEINHEIT

Ob in der häuslichen Pflege, in Schulen oder auf humanitären Einsätzen, die mobile Dentaleinheit lässt sich ganz leicht transportieren und an jedem Ort mit Stromanschluss einsetzen.

VIVA ace

REF. Y1003773

Ausstattung:

- Bürstenloser LED-Mikromotor NLX plus mit Endo-Funktionen
- Multifunktions-Ultraschallscaler Varios 170 LUX
- 3-Funktions-Spritze ohne Licht
- Speichelsauger
- Fußschalter für Motor und Scaler

CHF 10'900.-*

~~CHF 14'990.-*~~

Sparen Sie **CHF 4'090.-**

Nur 8,5 kg Gewicht



VIVA MATE G5

TRAGBARER MIKROMOTOR FÜR DEN MOBILEN EINSATZ

- Kombination aus Steuergerät und Mikromotor
- Mit LED-Licht
- Kein Stromanschluss erforderlich, da bis zu 2 Stunden Akkubetrieb möglich
- Drehzahlbereich von 3.000 bis 30.000/min

mit Licht

VIVA MATE G5 Set⁽²⁾

REF. Y1002801

CHF 1'690.-*

~~CHF 2'190.-*~~



⁽²⁾ Hand- oder Winkelstücke sind nicht im VIVA MATE G5 Set enthalten.

PRESTO AQUA LUX

SCHMIERUNGSFREIE LUFTTURBINE MIT WASSERSPRAYKÜHLUNG UND LED

- LED-Licht offenbart kleinste Unebenheiten im Bereich der vollkeramischen Gerüsttechnik, die unter der normalen Arbeitsbeleuchtung nicht zutage treten
- Optimierte Randgestaltung und Oberflächenbearbeitung
- Exaktes Ausarbeiten von Zirkonoxid, Presskeramik und Keramik
- Erstklassige Lichtverhältnisse beim Beschleifen im Fräsergerät erleichtern die Bearbeitung von Primärteilen aus Zirkonoxid
- Präzises Arbeiten und Materialbegutachtung unter dem Mikroskop

mit Licht

PRESTO AQUA LUX

REF. Y1001151

- Licht-Turbine mit LED-Licht

CHF 1'990.-*

~~CHF 2'900.-*~~

Sparen Sie **CHF 910.-**

ohne Licht

PRESTO AQUA II

REF. Y150023

- Turbine ohne Licht

CHF 1,490.-*

~~CHF 2'200.-*~~

Sparen Sie **CHF 710.-**



ULTIMATE XL

BÜRSTENLOSER MIKROMOTOR



Sets mit Torque-Handstück

- (8,7 Ncm)

CHF 1'790.-*

~~CHF 2'260.-*~~

Sets mit Compact-Handstück

- (6,0 Ncm)

CHF 1'490.-*

~~CHF 1,890.-*~~

- Kollektorloser Mikromotor
- Drehzahlbereich: 1.000 bis 50.000/min
- Leichtes, ergonomisches Handstück
- Exzellente Laufeigenschaften
- Patentierter Staubschutzmechanismus
- Automatische Geschwindigkeitsüberwachung
- Auto-Cruise-Funktion



Sets mit Torque-Handstück

Kniegerät

REF Y141495

Fußgerät

REF Y141513

Tischgerät

REF Y141471

Turmgerät

REF Y141504

Sets mit Compact-Handstück

Kniegerät

REF Y141496

Fußgerät

REF Y141514

Tischgerät

REF Y141472

Turmgerät

REF Y141505

VOLVERE i7

KERNLOSER MIKROMOTOR

VOLVERE i7 RM

REF. Y1002890

- Labor-Mikromotor mit Laborhandstück

CHF 990.-*

~~CHF 1,480.-*~~



- Kompaktes Design
- Automatische Geschwindigkeitsüberwachung
- Wahlweise Fuß- oder manueller Betrieb
- Hohe Laufruhe
- Drehzahlbereich: 1.000 bis 35.000/min
- Drehmoment: 4,1 Ncm



VOLVERE i7 E

REF. Y1003523

- mit Mikromotor Typ ISO-E ohne Handstück

CHF 890.-*



VOLVERE i7 VR-EB

REF. Y1002891

- Typ ISO-E mit Handstück

CHF 1'090.-*

IHRE NSK SCHWEIZ ANSPRECHPARTNER

Kontakt



Marko Vranjic

NSK SCHWEIZ AG, POSTFACH , 8902 URDORF

✉ marko@nsk-swiss.ch
☎ +41 79 935 06 89



Hannes Kramer

NSK SCHWEIZ AG, POSTFACH , 8902 URDORF

✉ hannes@nsk-swiss.ch
☎ +41 79 525 63 73



* Diese Preise sind unverbindliche Aktionspreise in CHF. Alle Preise sind exkl. MwSt. Alle Preise gültig bis 30. Juni 2026. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler etc. vorbehalten.



Besuchen Sie uns:
Dental BERN
Stand 3.0/F600



nsk dental swiss



nsk-dental-swiss



Entdecken Sie unsere
NSK Academy
Fortbildungen

NSK Europe Switzerland www.switzerland.nsk-dental.com
NSK Schweiz AG, Postfach, 8902 Urdorf - E-Mail: info@nsk-swiss.ch