

get it!

NSK Schweiz Promotions

01.07.2026 - 31.12.2026



Dentalhygiene

Varios Combi Pro2

- 2-in-1-Kombination: Pulverstrahl und Ultraschall
- Modulares Pulversystem mit außenliegender Pulverführung
- Wartungsfreundlich
- Kabelloser Multifunktions-Fußschalter
- Effiziente Wassererwärmung



Minimally Invasive Therapy

Fördern Sie mit dem
M.I.T.-Konzept eine bessere
Zahngesundheit

Oralchirurgie



VarioSurg 4

Winkelstücke und Turbinen



Implantologie



Surgic Pro2

Winkelstücke & Turbinen

Winkelstück

Ti-Max Z99L

Der ultimativ gleichmäßige Schnitt.
Entwickelt für Langlebigkeit.

THE ONLY HANDPIECE EVER TO
EARN A PERFECT SCORE!

5.0
RATING



Dental Product Shopper Evaluation

mit Licht

1:5

CHF 1'090.-*

Ti-Max Z99L CHF 1'790.-*

REF. CA13140001

- Kopfabmessungen $\varnothing 8,9 \times H 13,4$ mm
- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP®-Beschichtung
- Keramik-Kugellager
- Mikrofilter
- Zwei-Wege-Kühlfunktion
- Anti-Erhitzungssystem
- 100°-Kopfwinkel



DURAPOWER CHUCK® für den kraftvollen Halt des Bohrers



Vierfach-Wasserstrahl-Kühlung



100°-Kopfwinkel für einfachen Zugang



Optimiertes Getriebedesign für geschmeidiges Schneiden

Winkelstück

S-Max M94L

Schnelle und geschmeidige
Zirkonbearbeitung.

mit Licht

1:4

CHF 990.-*

S-Max M94L CHF 1'190.-*

REF. CA13170001

- Max. Geschwindigkeit: 160.000min⁻¹
- Kopfabmessungen: $\varnothing 9,9 \times H 14,5$ mm
- Edelstahlkörper
- Keramik-Kugellager
- Vierfach-Spraykühlung



Außergewöhnliche Haltbarkeit
Erhöhung der Lebensdauer um das 2,7-fache und besondere Resistenz bei der Bearbeitung extrem harter Materialien.

Ti-Max Z

KOMFORT IN IHREN HÄNDEN

- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP®-Beschichtung • Glasstab-Lichtleiter
- Clean-Head-System • Extrem kompakte Abmessungen (z. B. Winkelstück-Kopfgröße $\varnothing 8,9 \times H 13,4$ mm)



3 Jahre Garantie



mit Licht

1:5

Ti-Max Z95L

REF. C1034

- Licht-Winkelstück
- 1:5 Übersetzung
- Vierfach-Spraykühlung
- Keramik-Kugellager
- Zwei-Wege-Sprayfunktion

CHF 990.-*
CHF 1'790.-*



mit Licht

1:1

Ti-Max Z25L

REF. C1038

- Licht-Winkelstück
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung
- Zwei-Wege-Sprayfunktion

CHF 750.-*
CHF 1'090.-*



mit Licht

4:1

Ti-Max Z15L

REF. C1039

- Licht-Winkelstück
- 4:1 Übersetzung
- Einfach-Spraykühlung
- Zwei-Wege-Sprayfunktion

CHF 850.-*
CHF 1'290.-*



mit Licht

1:4.2

Ti-Max Z45L

REF. C1064

- Licht-Winkelstück
- 1:4.2 Übersetzung
- Zwei-Wege Sprayfunktion
- Keramik-Kugellager
- Überlegener Zugang durch 45° abgewinkelten Kopf

CHF 1'090.-*
CHF 1'590.-*

Hand-und Winkelstücke



Die Ti-Max Serie überzeugt durch ihr besonders geringes Gewicht von nur **57 Gramm**



Ti-Max X

• Titankörper mit kratzfester DURAGRIP®-Beschichtung • Glasstab-Lichtleiter

2 Jahre Garantie



mit Licht 1:5

Ti-Max X95L
REF. C600

- Licht-Winkelstück
- 1:5 Übersetzung
- Vierfach-Spraykühlung
- Keramikugellager

CHF 990.-*
~~CHF 1'490.-*~~



mit Licht 1:1

Ti-Max X25L
REF. C601

- Licht-Winkelstück
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung

CHF 790.-*
~~CHF 1'090.-*~~



mit Licht 4:1

Ti-Max X15L
REF. C602

- Licht-Winkelstück
- 4:1 Untersetzung
- Einfach-Spraykühlung

CHF 890.-*
~~CHF 1'190.-*~~



mit Licht 1:1

Ti-Max X65L
REF. H273


- Licht-Handstück
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung

CHF 890.-*
~~CHF 1'190.-*~~

S-Max M

• Edelstahlkörper • Glasstab-Lichtleiter • Clean-Head-System (außer M65)

2 Jahre Garantie




mit Licht 1:5

S-Max M95L
REF. C1023

- Licht-Winkelstück
- 1:5 Übersetzung
- Vierfach-Spraykühlung
- Keramikugellager

CHF 590.-*
~~CHF 1'190.-*~~



mit Licht 1:1

S-Max M25L
REF. C1024

- Licht-Winkelstück
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung

CHF 490.-*
~~CHF 890.-*~~



mit Licht 4:1

S-Max M15L
REF. C1025

- Licht-Winkelstück
- 4:1 Untersetzung
- Einfach-Spraykühlung

CHF 590.-*
~~CHF 990.-*~~



ohne Licht 1:1

S-Max M65
REF. H1008

- Handstück ohne Licht
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung

CHF 450.-*
~~CHF 630.-*~~

Hand-/Winkelstücke & Turbinen

Ti-Max Z & S-Max Turbinen

- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP®-Beschichtung • Keramikugellager • Clean-Head-System
- Vierfach-Spraykühlung • Einfacher Rotorwechsel • 100°-Kopfwinkel • Quick-Stop-Funktion
- Z990/Z890: Mikrofilter, DURAPOWERCHECK®

 **2 Jahre Garantie**



mit Licht

Ti-Max Z990L

REF. PA23730001

Standard-Kopf
(Ø 12,1 × H 12,7 mm)

Kompatibel mit
KaVo®MULTIflex®, NSK PLT,
Sirona®, W&H® Roto Quick®
Kupplung

CHF 890.-*
~~CHF 1'690.-*~~



mit Licht

Ti-Max Z890L

REF. PA23720001

Mini-Kopf
(Ø 10,6 × H 10,8 mm)

Kompatibel mit
KaVo®MULTIflex®, NSK PLT,
Sirona®, W&H® Roto Quick®
Kupplung

CHF 890.-*
~~CHF 1'690.-*~~



mit Licht

Ti-Max Z micro

REF. PA2357

Micro-Kopf
(Ø 9,0 × H 10,8 mm)

Kompatibel mit
KaVo®MULTIflex®, NSK PLT,
Sirona®, W&H® Roto Quick®
Kupplung

CHF 790.-*
~~CHF 1'490.-*~~

Winkelstücke für die Politur



iProphy Komplettsatz

REF. Y1500015

- Mit iFX57 Kopf
- Kabellos und ergonomisch
- Optional auch für die Verwendung von Einweg-Polierköpfen (DPA) erhältlich

CHF 990.-*
~~CHF 1'590.-*~~

Sparen Sie **CHF 500.-**



ohne Licht 16:1

Ti-Max X57

REF. C619

- Winkelstück
- Ohne Licht
- 16:1 Untersetzung
- Ultrakleiner Kopf für Schraubkelche und -bürsten

CHF 490.-*
~~CHF 609.-*~~



ohne Licht 4:1

FX57m

REF. C1054

- Winkelstück
- Ohne Licht
- 4:1 Untersetzung
- Ultrakleiner Kopf für Schraubkelche und -bürsten

CHF 290.-*
~~CHF 390.-*~~

Ti-Max S970 Airscaler

- Titankörper mit DURACOAT®-Beschichtung
- Erhöhte Durchzugskraft, konstante Leistung • Ring-Lichtleiter
- Breites Aufsatz-Sortiment für Zahnsteinentfernung, Parodontologie, Restauration und Endo-Anwendungen
- Schwingfrequenz: 5.800–6.200 Hz • Inkl. 3 Scaling-Aufsätze (S1, S2, S3)



mit Licht


Ti-Max S970KL

REF. T1013


CHF 790.-*
~~CHF 1'490.-*~~



3-Stufen Power Control Ring



Optimaler Zugang



32 gute Gründe für Varios Combi Pro2



NEU

Varios Combi Pro2 Basisset

REF. Y1500505

Das Varios Combi Pro2 Basisset beinhaltet:


- Steuergerät
- Titan-Ultraschallhandstück
- PROPHY-Pulverkit (supragingivale Anwendung)
- Kabellose Multifunktions-Fußsteuerung
- Weitere Accessoires & 1 Flasche FLASHpearl (300g)
- 3 Ultraschall-Aufsätze (G8, G16, P20)



Schlankes
Titan-Ultraschall-
handstück




CLM-Modus für die
sichere Entkeimung
des Wasserkreislaufs



Jet-Düse für
feinkörniges Pulver



Effiziente
Wassererwärmung



Kabelloser
Fußschalter



iCart Prophy2

REF. S9098

CHF 690.-*
~~CHF 870.-*~~

Wasserversorgungssystem
(optional)

REF. S9098

CHF 590.-*
~~CHF 709.-*~~

SPARPAKET

Varios Combi Pro2 Basisset

REF. Y1500505



Varios Combi Pro2 Perio Set

Subgingivale Anwendung

REF. Y1500470



Düse PERIO

für PERIO-Handstück

REF. T1077012

CHF 5'990.-*

~~CHF 8'990.-*~~

Sparen Sie **CHF 3'000.-**





Minimally Invasive Therapy

Was bedeutet M.I.T.?

Das M.I.T.-Konzept von NSK orientiert sich an den höchsten Standards der Parodontitisbehandlung – es basiert auf den klinischen S3-Leitlinien der EFP und stellt den Patienten in den Mittelpunkt. Dieser moderne Ansatz ermöglicht es, eine präzise, planbare und evidenzbasierte Behandlung von Parodontitis im Stadium I–III durchzuführen.

Das M.I.T.-Konzept bietet sowohl Produkte zur Unterstützung der Parodontitisbehandlung als auch Möglichkeiten zum Lernen und Forschen im Bereich der Parodontalpflege.

Durch die Anwendung dieses strukturierten, forschungsbasierten Rahmens können Sie Ihre Praxis optimieren, die Behandlungsergebnisse verbessern und sich an internationalen Standards in der Parodontitisbehandlung orientieren.

Dieser Rahmen ermöglicht es, eine effektive, evidenzbasierte Behandlung durch drei zentrale Säulen zu gewährleisten:

- Gründliche Patientenbeurteilung
- Evidenzbasierte Behandlung
- Patientenmotivation



Erfahren Sie mehr
und fördern Sie mit
dem M.I.T.-Konzept
eine bessere
Zahngesundheit



Prophylaxepulver

FÜR DEN LANGEN ERHALT SCHÖNER UND GESUNDER ZÄHNE

Mehr erfahren



Reinigungspulver auf Kalziumbasis

FLASH pearl

REF. Y900698

- 4 x 300g Flaschen
- Ø Partikelgröße: 54µm
- Anwendung: supragingival



Glycinpulver

SOFT pearl

REF. Y1500721

- 4 x 250g Flaschen
- Ø Partikelgröße: 65µm
- Anwendung: supragingival



Glycinpulver

Perio Mate Powder

REF. Y900938

- 2 x 160g Flaschen
- Ø Partikelgröße: 25µm
- Anwendung: supragingival und subgingival

Varios 970

ULTRASCHALLGERÄT MIT DER IPIEZO-TECHNOLOGIE

Das Varios 970 Komplettsset beinhaltet:

- Steuergerät
- Handstück inkl. Kabel
- Fußschalter
- 3 Scaling-Aufsätze (G4, G8, G16)
- 2 Kühlmittelbehälter
- Steribox mit 3 Drehmomentschlüsseln

mit Licht


Ultraschallgerät

Varios 970 LUX

REF. Y1004161

CHF 2'990.-*

~~CHF 3'690.-*~~



NSK bietet ein breites Sortiment an Varios Ultraschall-Aufsätzen für eine Vielzahl klinischer Anwendungen.

iCare+ C3

REINIGUNG, DESINFEKTION UND ÖLPFLEGE

- Stromspannung Wechselstrom: 100-230 V 50/60 Hz
- Kapazität: bis zu 4 Instrumente
- Luftdruck: 0.5-0.6 MPa (5.0-6.0 kgf/cm²)
- Gewicht: 14 kg
- Abmessungen: B 400 x T 405 x H 355 mm
- Fassungsvermögen des Ölbehälters: 500 mL
- Fassungsvermögen der Behälter für Reinigungs- und Desinfektionsmittel: 500 mL (Per Each Product of the Cleaning and Disinfection)
- Inhalt: iCare+ Betriebseinheit Netzkabel mit L-förmigem Stecker Luftschlauch Hinweise auf DVD

CHF 5'490.-*

~~CHF 6'990.-*~~

Sparen Sie **CHF 1'900.-**



iCare+ Adapters



iCare+ Adapter PTL

REF. Z1127010

- für Turbinen mit NSK PTL Anschluss



iCare+ Adapter WH

REF. Z1127012

- für Turbinen mit W&H® RotoQuick Anschluss



iCare+ Adapter BA

REF. Z1127014

- für Turbinen mit Bien Air® Unifix® Anschluss



iCare+ Adapter KV

REF. Z1127011

- für Turbinen mit KaVo® MULTiflex® Anschluss



iCare+ Adapter SR

REF. Z1127013

- für Turbinen mit Sirona® Schnellanschluss

Betriebsmittel für iCare+ C2/C3 im Aktionspaket inbegriffen



n.clean
Reinigungslösung

REF. ACL600

- für iCare+
- 6 Flaschen à 500 mL



n.cid
Desinfektionslösung

REF. ACD600

- für iCare+
- 6 Flaschen à 500 mL



NSK Pflegeöl

REF. Z016117

- Flasche à 1 L

iSD900

KABELLOSER PROTHETIKSCHRAUBER

- Zeiteinsparung durch automatisches Befestigen von Halte-/Abutmentschrauben
- Universell einsetzbar für alle gängigen Implantatsysteme
- Drehmoment-Kalibriersystem (TCS)
- Frei wählbare Drehmomente zwischen 10 und 40 Ncm
- Drehzahl vorwählbar (15, 20 oder 25/min)
- Ergonomischer Ein/Aus-Schalthebel
- Benutzerfreundliche LCD-Digitalanzeige
- Fortschrittliche Akku- und Ladetechnologie (Induktion)

Prothetikschräuber

iSD900

REF. Y1001358

CHF 1'490.-*

~~CHF 2'290.-*~~

Sparen Sie **CHF 800.-**



Osseo 100 / Osseo 100+

ZUR BEURTEILUNG DER OSSEOINTEGRATION

Osseo 100/+ ermittelt berührungslos den Implantatstabilitätsquotienten (ISQ) und kann über Bluetooth® mit Surgic Pro2 verbunden werden, sodass die Übermittlung des ISQ Wertes über eine gemeinsame Schnittstelle möglich ist.



Bluetooth®-Variante
Surgic Pro2-Anbindung

Osseo 100+

REF. Y1004176

CHF 2'290.-*

~~CHF 3'390.-*~~

Sparen Sie **CHF 1'100.-**

Tipp: Sichern Sie sich den Osseo 100+ für nur 1.699€*, wenn Sie sich für ein Chirurgiepaket mit SurgicPro2 bzw. VarioSurg4 entscheiden.



Osseo 100

REF. Y1004175

CHF 1'890.-*

~~CHF 2'290.-*~~

Sparen Sie **CHF 400.-**



Osseo 100
Nur 3 Schritte
sind nötig.
Mehr dazu
im Video.

Profitieren Sie von den Vorteilen des Osseo 100+



Geringere
Behandlungsdauer



Absolute
Kontrolle &
maximale
Sicherheit



Verbessertes
Datenmanagement

MuTiPeg nicht inbegriffen, separat erhältlich.

MuTiPeg™



Wiederverwendbarer MuTiPeg™

- Erhältlich für alle gängigen Implantatsysteme¹⁾
- Gewebefreundliches, haltbares Titan
- Ca. 20 Mal autoklavierbar
- Optimale Plattformanpassung
- ISQ Standard Calibrated™



¹⁾ Es stehen verschiedene MuTiPeg™ zur Verfügung, die auf die Verwendung mit diversen Implantatsystemen und -typen ausgelegt sind.

Finden Sie
Ihren MuTiPeg:



Surgic Pro2

DAS DIGITAL VERNETZTE CHIRURGISCHE MIKROMOTORSYSTEM



Das Surgic Pro2 Komplettset beinhaltet:

- Steuergerät
- SGL80M LED-Mikromotor bzw. SG80M-Mikromotor
- FC-81 kabellose Fußsteuerung
- X-SG20L Licht-Winkelstück (Surgic Pro2 OPT) bzw. SG20 Winkelstück (Surgic Pro2 NON-OPT), 20:1 Untersetzung
- Kühlmittelschläuche (3 Stk.) und weiteres Zubehör



Alle guten Gründe für Surgic Pro2 entdecken.

SPARPAKET

Komplettset

Surgic Pro2 OPT mit Licht

REF. Y1004195



Chirurgie-Handstück (1:1)

+ Ti-Max X-SG65L mit Licht

REF. H1009



CHF 4'590.-*

~~CHF 6'780.-*~~

Sparen Sie **CHF 2'190.-**

Komplettset **ohne Licht**

Surgic Pro2 NON-OPT

REF. Y1004196

CHF 3'290.-*

~~CHF 4'690.-*~~

NEU

Chirurgie-Winkelstücke mit Mini-Kopf

Erhältlich mit und ohne Licht



Optimaler Zugang zum Behandlungsbereich



Vergleich mit dem Vorgängermodell



ohne Licht **20:1**

S-Max SG20M

REF. CA13020001

- 20:1 Untersetzung
- Edelstahlkörper
- Für bis zu 80 Ncm Drehmoment
- Mini-Kopf

CHF 690.-*

~~CHF 990.-*~~



mit Licht **20:1**

Ti-Max X-SG20ML

REF. CA13030001

- Licht-Winkelstück
- 20:1 Untersetzung
- Titankörper
- Für bis zu 80 Ncm Drehmoment
- Mini-Kopf

CHF 890.-*

~~CHF 1'430.-*~~

VarioSurg 4

LEISTUNGSSTARKES ULTRASCHALL-CHIRURGIESYSTEM MIT LED



mit Licht

VarioSurg 4
REF. Y1500706

Inhalt VarioSurg 4 Komplettsset:

- Steuereinheit
- LED-Handstück mit 2m-Kabel
- FC-86 Fußsteuerung
- Sterilisationskassette
- Handstückablage
- Kühlmittelschläuche (3 Stück) und weiteres Zubehör
- Basis H-S Aufsatzset (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 und Aufsatzhalter)

Funktionen:

- 3 Modi (SURG, ENDO, PERIO)
- Auswählbarer Burst-Modus (3 Frequenzen)
- 9 Programme (SURG x 5, ENDO x 2, PERIO x 2)
- LED-Lichtintensität einstellbar
- Automatischer Reinigungsmodus
- Feedback-Funktion
- Auto-Tuning-Funktion
- Dynamic Link Funktion

Anwendungen:

- Orale Chirurgie
- Knochenchirurgie
- Schaber
- Sinus-Lift
- Extraktion
- Sinus-Membran-Ablösung
- Implantatvorbereitung
- Perio
- Zahnsteinentfernung
- Perio (Wurzelglättung)
- Implantaterhaltung
- Retrograde Endo



Smartes und intuitives Bedienfeld

SPARPAKET

Komplettsset mit kabelloser Fußsteuerung
VarioSurg 4

REF. Y1500706

Das Set ohne Fußsteuerung ist nicht im Rahmen des Sparpaketes V2 erhältlich



+ 3 Aufsätze nach Wahl zusätzlich



Beispiel

+ Aufsatzhalter

REF. Z221086

CHF 59.-*

CHF 5'990.-*

CHF 8'290.-*

Sparen Sie **CHF 2'300.-**



Leistungsstarkes Handstück mit superschlankem Design



Das Aufsatzprogramm von VarioSurg 4 bietet eine große Auswahl aus über 50 Aufsätzen für unterschiedliche Indikationen.

SG12

REF. ZT02010001

Surgic Pro2 × VarioSurg 4

ZWEI GERÄTE. EINE LÖSUNG. UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN.



Einfache Verbindung von Surgic Pro2 und VarioSurg 4

Dank integrierter Bluetooth®-Funktion lässt sich VarioSurg 4 in wenigen Schritten mit dem chirurgischen Mikromotorsystem Surgic Pro2 verbinden. Die Bedienung beider Geräte erfolgt komfortabel über eine gemeinsame kabellose Fußsteuerung. Für einen effizienten und ergonomischen Arbeitsablauf.



SPARPAKET

Komplettsset

Surgic Pro2 OPT mit Licht

REF. Y1004195



Zusätzliches Licht-Winkelstück (20:1)

Ti-Max X-SG20L mit Licht

REF. C1003



Chirurgie-Handstück mit Licht (1:1)

Ti-Max X-SG65L mit Licht

REF. H1009



Ultraschall-Chirurgiesystem

VarioSurg 4 w/o FC mit Licht

(ohne Fußsteuerung)

REF. Y1500712



Gerätewagen

iCart Duo

REF. S9090



CHF 10'890.-*

~~CHF 15'420.-*~~

Sparen Sie **CHF 4'530.-**

Surgic Pro

CHIRURGIEMOTOR FÜR DIE IMPLANTOLOGIE UND MKG-CHIRURGIE

- Kraftvolles Drehmoment (bis zu 80 Ncm)
- Kleiner und leichter Chirurgie-Mikromotor LED-Beleuchtung 32.000 Lux (Geräte mit Licht)
- Mikromotor autoklavier- und thermodesinfizierbar



Standardsets

mit Licht

Surgic Pro OPT

REF. Y1003586

Komplettset mit Licht (LED)
inkl. Licht-Winkelstück
Ti-Max X-SG20L (20:1)

CHF 3'490.-*

CHF 5'730.-*

ohne Licht

Surgic Pro NON-OPT

REF. Y1003587

Komplettset ohne Licht
inkl. Winkelstück S-Max SG20 (20:1)

CHF 2'990.-*

CHF 4'290.-*

Willkommen zur GOEN Challenge

GOEN
challenge

Was ist GOEN:

„GOEN“ setzt sich aus zwei japanischen Wörtern zusammen: „五円“ (5 Yen) und „縁“ (Verbindung). Da sie gleich klingen, gelten sie als Glücksbringer. Insbesondere „縁“ bedeutet Verbindungen oder Schicksal zu anderen Menschen, daher werden 5-Yen-Münzen oft als Glücksbringer oder Opfergaben an Schreinen verwendet. In der japanischen Kultur werden solche Wortspiele und Klangähnlichkeiten geschätzt.

So geht's:

1. Holen Sie sich eine 5-Yen-Münze von unseren Mitarbeitern.
2. Polieren Sie die 5-Yen-Münze mit dem Varios Combi Pro 2.
3. Befestigen Sie einen NSK-Schlüsselanhänger an Ihren Schlüssel und legen Sie Ihre 5-Yen-Münze rein.



VIVA ace

DIE FEDERLEICHTE, TRAGBARE DENTALEINHEIT

Ob in der häuslichen Pflege, in Schulen oder auf humanitären Einsätzen, die mobile Dentaleinheit lässt sich ganz leicht transportieren und an jedem Ort mit Stromanschluss einsetzen.

Nur 8,5 kg Gewicht

VIVA ace

REF. Y1003773

Ausstattung:


- Bürstenloser LED-Mikromotor NLX plus mit Endo-Funktionen
- Multifunktions-Ultraschallscaler Varios 170 LUX
- 3-Funktions-Spritze ohne Licht
- Speichelsauger
- Fußschalter für Motor und Scaler



SPARPAKET



VIVA ace
REF. Y1003773



mit Licht 1:5

S-Max M95L

REF. C1023001

- Licht-Winkelstück
- 1:5 Übersetzung
- Vierfach-Spraykühlung
- Keramikugellager

CHF 10'900.-*

~~CHF 13'890.-*~~

Sparen Sie **CHF 2'990.-**

VIVA MATE G5

TRAGBARER MIKROMOTOR FÜR DEN MOBILEN EINSATZ

- Kombination aus Steuergerät und Mikromotor
- Mit LED-Licht
- Kein Stromanschluss erforderlich, da bis zu 2 Stunden Akkubetrieb möglich
- Drehzahlbereich von 3.000 bis 30.000/min

mit Licht

VIVA MATE G5 Set⁽²⁾

REF. Y1002801

CHF 1'690.-*

~~CHF 2'190.-*~~



⁽²⁾ Hand- oder Winkelstücke sind nicht im VIVA MATE G5 Set enthalten.

PRESTO AQUA LUX

SCHMIERUNGSFREIE LUFTTURBINE MIT WASSERSPRAYKÜHLUNG UND LED

- LED-Licht offenbart kleinste Unebenheiten im Bereich der vollkeramischen Gerüsttechnik, die unter der normalen Arbeitsbeleuchtung nicht zutage treten
- Optimierte Randgestaltung und Oberflächenbearbeitung
- Exaktes Ausarbeiten von Zirkonoxid, Presskeramik und Keramik
- Erstklassige Lichtverhältnisse beim Beschleifen im Fräsgerät erleichtern die Bearbeitung von Primärteilen aus Zirkonoxid
- Präzises Arbeiten und Materialbegutachtung unter dem Mikroskop

mit Licht

PRESTO AQUA LUX

REF. Y1001151

- Licht-Turbine mit LED-Licht

CHF 1'990.-*

~~CHF 2'900.-*~~

Sparen Sie **CHF 910.-**

ohne Licht

PRESTO AQUA II

REF. Y150023

- Turbine ohne Licht

CHF 1'390.-*

~~CHF 2'200.-*~~

Sparen Sie **CHF 710.-**



ULTIMATE XL

BÜRSTENLOSER MIKROMOTOR



- Kollektorloser Mikromotor
- Drehzahlbereich: 1.000 bis 50.000/min
- Leichtes, ergonomisches Handstück
- Exzellente Laufeigenschaften
- Patentierter Staubschutzmechanismus
- Automatische Geschwindigkeitsüberwachung
- Auto-Cruise-Funktion



Sets mit Torque-Handstück

Kniegerät	Fußgerät	Tischgerät	Turmgerät
REF Y141495	REF Y141513	REF Y141471	REF Y141504

Sets mit Compact-Handstück

Kniegerät	Fußgerät	Tischgerät	Turmgerät
REF Y141496	REF Y141514	REF Y141472	REF Y141505

Sets mit Torque-Handstück

- (8,7 Ncm)

CHF 1'390.-*

~~CHF 2'260.-*~~

Sets mit Compact-Handstück

- (6,0 Ncm)

CHF 1'090.-*

~~CHF 1'890.-*~~

VOLVERE i7

KERNLOSER MIKROMOTOR

- Kompaktes Design • Automatische Geschwindigkeitsüberwachung
- Wahlweise Fuß- oder manueller Betrieb • Hohe Laufruhe
- Drehzahlbereich: 1.000 bis 35.000/min • Drehmoment: 4,1 Ncm

VOLVERE i7 RM

REF. Y1002890

- Labor-Mikromotor mit Laborhandstück

CHF 850.-*

~~CHF 1'480.-*~~



VOLVERE i7 E

REF. Y1003523

- mit Mikromotor Typ ISO-E ohne Handstück

CHF 710.-*



VOLVERE i7 VR-EB

REF. Y1002891

- Typ ISO-E mit Handstück

CHF 890.-*

Kontakt



Marko Vranjic

NSK SCHWEIZ AG, POSTFACH , 8902 URDORF

✉ marko@nsk-swiss.ch

☎ +41 79 935 06 89

* Alle angegebenen Aktionspreise in CHF sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) von NSK Schweiz AG. Die Verkaufspreise gegenüber Endkunden werden von den jeweiligen Vertriebspartnern selbstständig und unabhängig festgelegt. Die Preise verstehen sich exkl. MwSt. Alle Preise sind gültig bis 31.12.2026. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Vertriebspartner sind selbst für die Einhaltung der gesetzlichen Transparenz-, Offenlegungs- und Weitergabepflichten gemäss Heilmittelgesetz (HMG) und Krankenversicherungsgesetz (KVG) im Zusammenhang mit allfälligen Rabatten oder Aktionspreisen verantwortlich.



nsk dental swiss



nsk-dental-swiss



Entdecken Sie unsere
NSK Academy
Fortbildungen