

Recovery Suit Cat[®]

Vêtement de récupération pour chats • Genesungsanzug für Katzen
• Traje de recuperación para gatos



Suitical

How to put the suit on the cat?


FR: Comment mettre le produit à votre chat ?

DE: Wie ziehen Sie Ihrer Katze das Produkt an?


ES: ¿Cómo ponerle el producto a tu gato?



1



2




EN: Make sure that the blue inner layer is against the belly.

FR: Assurez-vous que la couche intérieure bleue est contre le ventre.


DE: Achten Sie darauf, dass die blaue Innenschicht am Bauch anliegt.

ES: Asegúrate de que la capa interior azul quede contra el vientre.

3



4



Scan for the tutorial video!

FR: Scannez pour voir le tutoriel vidéo !

DE: Scannen Sie für das Anleitungsvideo!

ES: ¡Escanea para ver el video tutorial!

<https://links.suitical.com/insert-tutorial-recovery-suit-cat>

Happy pet, happy life!



Easy litter box access

FR: Accès facile au bac à litière
DE: Einfache Nutzung der Katzentoilette
ES: Acceso fácil a la caja de arena



EN: Thanks to the specially tailored opening at the back, most cats can comfortably use the litter box without needing to remove the Recovery Suit. We recommend checking the opening occasionally.

FR: Grâce à l'ouverture spécialement conçue à l'arrière, la plupart des chats peuvent utiliser confortablement la litière sans devoir retirer le produit. Nous recommandons de vérifier l'ouverture de temps en temps.

DE: Dank der speziell angepassten Öffnung auf der Rückseite können die meisten Katzen die Katzentoilette bequem benutzen, ohne das Produkt ausziehen zu müssen. Wir empfehlen, die Öffnung gelegentlich zu überprüfen.

ES: Gracias a la abertura especialmente diseñada en la parte trasera, la mayoría de los gatos pueden usar cómodamente la caja de arena sin necesidad de quitar el traje de recuperación. Recomendamos revisar la abertura de vez en cuando.

Scan for product information

FR: Scannez pour plus d'informations
DE: Scannen Sie für Produktinformationen
ES: Escanea para obtener más información

links.suitical.com/insert-recovery-suit-cat



Washing instructions

 Tips and tricks

FR: Instructions de lavage
DE: Waschanleitung
ES: Instrucciones de lavado



EN: Wash at a maximum of 90°C/194°F.

FR: Laver à une température maximale de 90 °C / 194 °F.

DE: Bei maximal 90 °C / 194 °F waschen.

ES: Lavar a una temperatura máxima de 90°C / 194°F.

EN: Do not tumble dry.
FR: Ne pas sécher en machine.
DE: Nicht im Trockner trocknen.
ES: No secar en secadora.



EN: Iron on low heat.

FR: Repasser à basse température.

DE: Bei niedriger Temperatur bügeln.

ES: Planchar a baja temperatura.

EN: Consider a second Recovery Suit, so your pet always has a clean one while washing.

FR: Pensez à un deuxième produit, pour que votre animal ait toujours un produit propre pendant le lavage.


DE: Erwägen Sie ein zweites Produkt, damit Ihr Haustier während des Waschens immer ein sauberes Produkt hat.

ES: Considera un segundo traje de recuperación, para que tu mascota siempre tenga uno limpio mientras se lava el otro.

Join the Suitical family!



@suitical #suiticalfamily



Share your recovery and win!



Sign up for our newsletter
and stay updated!