

Stappenplan bloeddrukmeter in de praktijk

Uitleen bloeddrukmeter + bloeddrukband

- Nummeren van bloeddruk meter
- Verschillende banden
- Naam+ sticker gegevens
- Datum uitleen
- Datum retour
- Meegeven folder 5-7 folder Rijnmonddokters
- (Eventueel borg, naar eigen inzicht praktijk)

Retour bloeddrukmeter + bloeddrukband

- teken voor retour
- banden wassen
- Bloeddrukmeter reinigen

Onderhoud

Bloeddrukband en bloeddruk meter reinigen

Gebruik hiervoor een licht bevochtigd doekje met een klein beetje water en een zacht wasmiddel. Gebruik niet te veel wasmiddel. En gebruik zeker geen chemische middelen!

Manchetten

Beschermingshoes voor bloeddrukband

https://www.merkala.nl/beschermhoesjes-voor-bloeddrukmeter-manchetten.html?gclid=EAlaIQobChMItY6d4Ob7hgMVRVZBAh0ehA-VEAQYAyABEgLMQPD_BwE

Registratie thuisbloeddrukmeting

- Protocol Rijnmonddokters bijzondere verrichtingen;
- Maak een keuze uit 24-uursmeting, thuismeting of 30-minutenmeting;
- De geregisterde metingen zijn na het invullen terug te vinden in het diagnostische dossier.
- Bij Medicom is er een nieuw item thuismeting-diagnostischdossier waar je de metingen terug kan zien.
- Deze kunnen door VIP geëxtraheerd worden

Declaratie M&I regeling

- De praktijk mag van de verzekering de verrichting (met nr. 13008 en BLD24)2x per jaar declareren bij de zorgverzekeraar.
- De meting kan vaker verricht worden, maar deze extra metingen mogen niet gedeclareerd worden.

Uitlenen van Bloeddruk meters		
Naam (patientensticker)	Datum:	Handtekening:
	Datum uitgeleend:	
	Datum retour:	
	Retour ontvangen door:	
	Datum uitgeleend:	
	Datum retour:	
	Retour ontvangen door:	
	Datum uitgeleend:	
	Datum retour:	
	Retour ontvangen door:	
	Datum uitgeleend:	
	Datum retour:	
	Retour ontvangen door:	
	Uitgeleend:	
	Datum retour:	
	Retour ontvangen door:	
	Uitgeleend:	
	Datum retour:	
	Retour ontvangen door:	
	Uitgeleend:	
	Datum retour:	
	Retour ontvangen door:	