



Joline®


Achim Schulz-Lauterbach

Vertrieb medizinischer Produkte GmbH

Experts in Care.

Knipsa

Endomyokard Biopsiezange




Knipsa – Endomyokard Biopsiezange

■ In Deutschland hergestellt

■ Verschiedene Längen für
verschiedene Zugangs-
punkte verfügbar

■ Scharfe Kanten





■ Weitere Vorteile

Ausgezeichnete Manövrierbarkeit

- Bowdenzug ist leicht zu bewegen

Schnell und effizient

- Ambulant und stationär

Bestellinformation

Katalognummer	Konfiguration	Einführlänge	Außendurchmesser Schaft	Volumen der Schneidbacken	Erforderlicher Innendurchmesser der Einführschleuse	Verpackung
KNIPSA500	vorgebogen	50 cm	1,90 mm	2,42 mm ³	≥ 6 Fr (2,00 mm)	steril, einzeln verpackt
KNIPSA1100	vorgebogen	109 cm	1,90 mm	2,42 mm ³	≥ 6 Fr (2,00 mm)	steril, einzeln verpackt

Die Biopsiezange Knipsa ist zur einmaligen Anwendung vorgesehen. Sie ist in Standardgrößen verfügbar und wird in der Kardiologie verwendet.



Joline®

Achim Schulz-Lauterbach

Vertrieb medizinischer Produkte GmbH

Experts in Care.

Vertrieb durch:

Achim Schulz-Lauterbach

Vertrieb medizinischer Produkte GmbH

Langer Brauck 15

D-58640 Iserlohn

Phone: +49 2371 9763 0

Fax: +49 2371 9763 26

E-mail: info@akut-dialyse.de

www.akut-dialyse.de



Joline GmbH & Co. KG, Neue Rottenburger Str. 50, 72379 Hechingen

Qualität geht vor: Joline ist nach EN ISO 13485 zertifiziert.

Alle Joline-Produkte sind CE-gekennzeichnet.

Änderungen vorbehalten: 53619/26/02_R00

CE0124