



Joline®

Achim Schulz-Lauterbach

Vertrieb medizinischer Produkte GmbH

Experts in Care.

Rotoclix®



Komponenten-System
zur Sicherung von Schläuchen und Kabeln

Zubehör



Rotoclix®

Komponentensystem zur Sicherung von Schläuchen und Kabeln


Bei Rotoclix® handelt es sich um ein Komponentensystem zur Sicherung von Schläuchen und Kabeln mit einem Schlauchdurchmesser ab 4 mm.

Schläuche und Kabel werden kardanisch aufgehängt, so dass sie in alle Richtungen beweglich sind. Die einzelnen Schlauchhalter werden mittels Clip oder Klettband direkt am Patienten, an der Patientenkleidung oder am Bettzeug befestigt.


Der eingesetzte Clip ist in seiner Art weltweit einzigartig. Er besteht aus ionenimplantiertem, rostfreiem Stahl und ist somit in allen Bereichen bei voller Sterilisierbarkeit einsetzbar.

Eigenschaften und Vorteile

- Zeitgewinn durch schnelle Installation
- Das Abknicken von Schläuchen wird verhindert
- Der Patient kann sich abgesichert bewegen
- In der Dialyse hält das System die Schläuche zugentlastet fest
- Flexibler Einsatz durch Klettband oder Clip
- Die Komponenten sind desinfizierbar und sterilisierbar



RC-004
Schlauchhalter
Ø 4 mm



RC-005
Schlauchhalter
Ø 5 mm



RC-006
Schlauchhalter
Ø 6 mm



RC-008
Schlauchhalter
Ø 8 mm



RC-7500
Schlauchhalter Clip



RC-7803 30cm
RC-7806 60cm
Klettband mit Ring

Artikel-Nr.	Ø	VE
RC-004	4 mm	20 Stk.
RC-005	5 mm	20 Stk.
RC-006	6 mm	20 Stk.
RC-008	8 mm	20 Stk.
RC-7500		10 Stk.
RC-7803		10 Stk.
RC-7806		10 Stk.

Vertrieb durch:

Achim Schulz-Lauterbach

Vertrieb medizinischer Produkte GmbH

Deutschland

Langer Brauck 15
D-58640 Iserlohn

Phone: +49 2371 9763 0
Fax: +49 2371 9763 26
info@akut-dialyse.de
akut-dialyse.de

Österreich

Schwarzspanierstr. 15/9/3
A-1090 Wien

Phone: +43 1 4030858 0
Fax: +43 1 4030858 18
info@akut-dialyse.at
akut-dialyse.at



P.C. Turck Produktions- und Verwaltungs GmbH,
58507 Lüdenscheid, Deutschland

Achim Schulz-Lauterbach VMP GmbH ist
zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 : 2015



Technische Änderungen vorbehalten