

Lieferumfang Perfecta 900 mit interner Kühlmittel-Versorgung

Kniegerät	Tischgerät	Knie-, Tischgerät
<p>Steuergerät:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> REF 05223900 230 V<input type="radio"/> REF 05224000 115 V <p><input type="radio"/> Bedienelement LA-9D REF 05243400</p> <p><input type="radio"/> Bügel für Ausblasfunktion REF 05148800</p> <p><input type="radio"/> Halteblech REF 01170500</p> <p><input type="radio"/> Blechschrauben REF 00952200</p>	<p>Steuergerät:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> REF 05223500 230 V<input type="radio"/> REF 05223600 115 V <p><input type="radio"/> Bedienelement LA-9D REF 05243400</p> <p><input type="radio"/> Fußanlasser L-NV REF 05038100</p> <p><input type="radio"/> Standfuß für Steuergerät REF 05127200</p>	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Motorkabel 1,8 m REF 05117800<input type="radio"/> Schlauch für Luftanschluss REF 05250400 <p><input type="radio"/> Motorhandstück LA-9 REF 05015900</p> <p><input type="radio"/> Handstückablage REF 03211500</p> <p>optional:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> <i>Motorhandstück LA-66 REF 05201200</i><ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> <i>Spannzangenschlüssel REF 01125900</i><input type="radio"/> <i>Gabelschlüssel REF 03202800</i><input type="radio"/> <i>W&H Serviceöl REF 03304500</i><input type="radio"/> <i>Reinigungsbürste REF 00669400</i><input type="radio"/> <i>Motorkabel 1,8 m REF 05116500</i> <p><input type="radio"/> Netzkabel REF 01343700 (Europa)</p> <p>alternativ:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Netzkabel REF 01343900 (USA, CAN, J) / REF 03212700 (UK, IRL) / REF 02909300 (AUS, NZ) / REF 04280600 (CH)

Lieferumfang Perfecta 900 mit externer Kühlmittel-Versorgung

Kniegerät	Tischgerät	Knie-, Tischgerät
<p>Steuergerät:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> REF 05333600 230 V<input type="radio"/> REF 04542400 115 V <p><input type="radio"/> Bedienelement LA-9D REF 05243400</p> <p><input type="radio"/> Bügel für Ausblasfunktion REF 05148800</p> <p><input type="radio"/> Halteblech REF 01170500</p> <p><input type="radio"/> Blechschrauben REF 00952200</p>	<p>Steuergerät:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> REF 05334200 230 V<input type="radio"/> REF 05334300 115 V <p><input type="radio"/> Bedienelement LA-9D REF 05243400</p> <p><input type="radio"/> Fußanlasser L-NV REF 05038100</p>	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Motorkabel 1,8 m REF 05117800<input type="radio"/> Schlauch für Luftanschluss REF 05250400<input type="radio"/> Schlauch für Kühlmittel-Anschluss REF 05075600 <p><input type="radio"/> Motorhandstück LA-9 REF 05015900</p> <p><input type="radio"/> Handstückablage REF 03211500</p> <p>optional:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> <i>Motorhandstück LA-66 REF 05201200</i><input type="radio"/> <i>Spannzangenschlüssel REF 01125900</i><input type="radio"/> <i>Gabelschlüssel REF 03202800</i><input type="radio"/> <i>W&H Serviceöl REF 03304500</i><input type="radio"/> <i>Reinigungsbürste REF 00669400</i><input type="radio"/> <i>Motorkabel 1,8 m REF 05116500</i> <p><input type="radio"/> Netzkabel REF 01343700 (Europa)</p> <p>alternativ:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Netzkabel REF 01343900 (USA, CAN, J) / REF 03212700 (UK, IRL) / REF 02909300 (AUS, NZ) / REF 04280600 (CH)