

# Chouchoutez vos patients !

**Vous pouvez vous concentrer uniquement sur vos patients : l'appareil effectue automatiquement toutes les étapes de préparation, du nettoyage à la lubrification, de vos pièces à main, contre-angles et turbines. Une expérience à découvrir.**



## LES PLUS

- *Nettoyage interne : Le nettoyage minutieux de tous les éléments de transmission et des canaux de spray assure à vos instruments un fonctionnement de grande qualité.*
- *Nettoyage externe : L'élimination de dépôts biologiques avant la stérilisation renforce la sécurité de vos patients et de vos collaborateurs.*
- *Lubrification parfaite : La lubrification automatique et précise des éléments de transmission prolonge la durée de vie de vos instruments.*
- *Temps record : La courte durée du cycle – environ six minutes – réduit le temps consacré à la préparation des instruments.*
- *Utilisation aisée : Le fonctionnement de l'appareil est intuitif, il suffit d'appuyer sur un bouton pour lancer le processus. Nul besoin de formation spéciale.*
- *Rapport qualité / prix : efficacité de nettoyage maximale pour un coût on ne peut plus économique, à l'achat comme à l'usage.*






## OÙ SE LE PROCURER ?

W&H

Tél. : 03 88 77 36 00  
@ : commercial.fr@wh.com  
3w : wh.com



1 - Nettoyage interne des canaux de spray et éléments de transmission et nettoyage externe.

2 - Séchage à l'air comprimé des canaux de spray et éléments de transmission.

3 - Lubrification des éléments de transmission avec l'huile W&H « Service Oil F1 ».

## TÉMOIGNAGE DU DR FRANCK ZUNER (69) Rapide et performant



J'utilise ce produit depuis décembre 2013. Précédemment, je travaillais avec le « DAC ». J'ai choisi ce produit pour sa fiabilité avérée, chose très appréciable dans notre pratique quotidienne. Selon moi, ses principaux avantages sont sa rapidité et sa performance. Un inconvénient est toutefois à noter : la cuve se salit très vite, preuve de l'efficacité de l'appareil, ce qui nous oblige à la nettoyer régulièrement. À part ce détail, tout me plaît dans cet appareil que j'utilise avec plaisir dans mon cabinet.

## TÉMOIGNAGE DU DR JULIEN POGÉANT (31) Un faible encombrement



J'ai découvert « l'Assistina » nouvelle version en janvier dernier. Avant, je me servais de son ancêtre « Assistina », que j'aimais beaucoup également. Je trouve ce produit novateur, il assure un meilleur nettoyage et une meilleure décontamination du produit : ce que la machine précédente n'assurait pas forcément. De plus, j'ai une grande confiance en la marque et le service après-vente est de qualité. Parmi ses avantages : j'aime son côté « tout-en-un » avec ses trois instruments d'un seul coup, il a un faible encombrement et le cycle d'utilisation est simple à lancer. Parmi les points perfectibles, je trouve que le cycle (« mono-turbine », « mono-contre-angle ») est trop long pour les dentistes désireux de le faire entre chaque patient. Le prix est également conséquent (investissement certes vital pour les patients et le matériel, mais tout de même non négligeable). Un point à améliorer si c'est possible : que le nettoyage interne de la cuve se fasse grâce à un système automatique. Une précision toutefois : je n'ai pas de recul sur la modification de la durée de vie des instruments rotatifs mais je reste néanmoins très praticien dépendant. Mon assistante est satisfaite de l'utilisation de cet appareil et nous trouvons tous les deux que c'est un produit recommandable.

## TÉMOIGNAGE DU DR PATRICE MONOT (01) Le nettoyage extérieure est un plus



Je suis utilisateur depuis décembre 2013 car j'ai commandé cet appareil durant le congrès de l'ADF. Précédemment, je travaillais avec un « Assistina ancienne génération » depuis une dizaine d'années. J'ai choisi de changer car le passage d'un instrument était long entre chaque patient et pour pouvoir en traiter trois simultanément, ce qui était très appréciable. Le nettoyage extérieur est également un véritable atout supplémentaire. J'aime particulièrement les trois instruments rotatifs par cycles et le nettoyage extérieur par rapport à l'ancien modèle. Je trouve tout de même le nouvel appareil un peu plus encombrant et bruyant que le précédent... Pour le moment je suis plutôt satisfait mais je l'utilise toutefois depuis assez peu de temps.