

#wh_schweiz



wh.com



Aktionsangebot

Zeit für Neues!



Gültig:

09.03.2026 - 30.06.2026

Restauration & Prothetik

Synea Power Edition

36 Monate
Garantie

WK-900 LT
REF 30418000

CHF **1'210**
~~1'830~~

WG-900 LT
REF 30459000

CHF **1'181**
~~1'390~~

synea
POWER EDITION

extra einfache
Bohrerwechsel mit einzigartigem
und unverwechselbarem
schwarzen Druckknopfdesign



extra präzise
mit neuem Kopfdesign
für bessere Bohrerführung

extra robust
für weniger Servicekosten

extra stark
mit mehr Drehmoment und
besserer Abtragsleistung

extra stabiles
Spannsystem
mit mehr als 20 %
mehr Spannkraft

extra leistungsstark
für die Entfernung von hochfesten Materialien

extra langlebig
mit mindestens 20 % längerer Lebensdauer



Restauration & Prothetik

Synea Vision Synea Fusion

50%
Rabatt!

Bestseller



TG-98 L
REF 30001000
LED+

CHF **864.75**
~~1'153~~



WG-99 LT – rot
REF 30007000
1:5
Quattro Spray

CHF **609**
~~1'218~~

Bestseller



WG-56 LT – blau
REF 30009000
1:1
Single Spray

CHF **455**
~~910~~

Bestseller



WG-66 LT – grün
REF 30011000
2:1
Single Spray

CHF **528**
~~1'056~~

Prophylaxe

Proxeo Winkelstücke

Ihre Vorteile für das LatchShort System:

- › Bis zu 4 mm geringere Arbeitshöhe
- › Beste Sicht durch kleinen Kopf und schlanken Hals
- › Komfortables Druckknopfspannsystem
- › Optimale Drehzahl für schonendes und effizientes Reinigen/Polieren
- › Langlebig durch perfekte Abdichtung



Bestseller



WP-66 W
REF 30189000
Prophylaxe Winkelstück
+ 1 Pck. **Prophy-Kelche**,
REF 08003630
weich
(100Stück) (Wert CHF 64)

CHF **441.60**
~~616~~



WP-66 M
REF 30190000
Prophylaxe Winkelstück, für
Kelche mit 2,35 mm Schaft

CHF **441.60**
~~552~~



WP-64 M
REF 10216403
Prophylaxe Winkelstück,
System YOUNG Screw-In

CHF **474.40**
~~593~~



WP-64 MU
REF 10216443
Prophylaxe Winkelstück, System
Universal mit Snap-on Adapter

CHF **474.40**
~~593~~

Extraoral Seethrough Max

Die perfekte Lösung für alle, die keine Kompromisse eingehen wollen: Seethrough Max – erleben Sie die Zukunft der Röntgentechnologie schon jetzt in Ihrer Praxis.


- › herausragende Bildqualität
- › außergewöhnlich breites FOV-Spektrum bei geringer Strahlung
- › offenes Design, großzügige Abmessungen und Face-to-Face-Positionierung
- › optimale Patientenkompatibilität und maximaler Komfort
- › optimierte Aufnahme- und Positionierungsprozesse
- › für eine Vielzahl von Anwendungen

Optimale Anpassung

Durch die spezielle vertikale Sensorverschiebung wird der Röntgenstrahl optimal an die Morphologie der Patient:innen und die gewählte Untersuchungsart angepasst – für detailreiche und verzerrungsfreie Bilder.

Automatische Anpassung

Seethrough Max passt sich automatisch an die Position der Patient:innen an und sorgt für eine präzise Fokussierung auf die Anatomie – für optimale Bildgebung.



Außergewöhnliche FOV-Abdeckung

Von 3 × 4 cm bis zu 17 × 17 cm – für ein besonders breites Anwendungsspektrum, von Endodontie über Implantologie bis hin zu Kieferchirurgie und HNO.

Vollständige 360°-Rotation

Deckt das gesamte Spektrum an Winkeln und Perspektiven ab – für Bilder in herausragender Klarheit und Schärfe.

Maximaler Patientenkomfort

Höchste Patientenkompatibilität und maximaler Komfort durch offenes Design und breite Gantryöffnung – für eine problemlose Aufnahme und eine unverzerrte Bildgebung.

Extraoral Seethrough Flex

Hohe Leistung auf kleinstem Raum: Dafür steht Seethrough Flex – erleben Sie die perfekte Symbiose aus Bildqualität, Benutzerfreundlichkeit und maximaler Patientensicherheit.

- › präzise Bildgebung bei minimaler Strahlenbelastung
- › kompaktes Design
- › intuitive Bedienung
- › Face-to-Face-Positionierung
- › einfache Integration in bestehende Praxisabläufe
- › für die gängigsten zahnmedizinischen Anforderungen


Jetzt einen
Beratertermin
verlangen:
info.ch@wh.com

Touchscreen optional

Mit dem intuitiven 10" Touchscreen haben Sie die komplette Systemsteuerung in der Hand.

Bestes Raum- zu FOV-Verhältnis

Seethrough Flex bietet das beste Verhältnis von Field of View zu Geräteabmessungen auf dem Markt. Mit einer breiten FOV-Abdeckung von 5 × 5 cm bis 14 × 10 cm ist dieses DVT-Gerät ein echtes Allround-System.



360°-Drehung auf kleinstem Raum

Mit seiner innovativen elliptischen Bahn erreicht Seethrough Flex eine vollständige 360°-Drehung auf kleinstem Raum und ermöglicht so eine umfassende Datenerfassung bei optimierter Raumeffizienz.

Besonders niedrige Strahlendosis

Intelligente Funktionen zur Verringerung der Strahlendosis sorgen in Kombination mit dem kompakten Design für minimale Belastung und maximalen Schutz.

Oralchirurgie & Implantologie

Chirurgische Hand- und Winkelstücke

- › Mini-LED+ Hand- und Winkelstück mit modernster Lichttechnik
- › Zerlegbar ohne Werkzeug (außer WI-75 E/KM)
- › Robust und langlebig durch hochwertigen Edelstahl mit kratzfester Beschichtung



EM-19 LC
REF 30281000

CHF **1'999**
~~2'417~~

Für alle **W&H Chirurgie Geräte (mit Licht)**

S-11 L G
REF 30057000
Handstück gerade, 1:1

CHF **1'229.25**
~~1'639~~

WS-75 L G
REF 30032000
Winkelstück 20:1

CHF **1'260**
~~1'680~~

WS-91 L G
REF 30048000
Winkelstück 1:2,7

CHF **1'174.50**
~~1'566~~

WS-92 L G
REF 30042000
Winkelstück 1:2,7

CHF **1'174.50**
~~1'566~~

WS-56 L G
REF 30039000
Winkelstück 1:1

CHF **1'174.50**
~~1'566~~

bis zu
CHF 391
sparen

Für **Implantmed Plus SI-1023 (mit Licht)**

S-11 L
REF 30058000
Handstück gerade, 1:1

CHF **1'174.50**
~~1'566~~

WS-91 L
REF 30049000
Winkelstück 1:2,7

CHF **1'046.25**
~~1'395~~

WS-92 L
REF 30043000
Winkelstück 1:2,7

CHF **1'046.25**
~~1'395~~

WS-56 L
REF 30040000
Winkelstück 1:1

CHF **1'046.25**
~~1'395~~

WS-75 L
REF 30033000
Winkelstück 20:1

CHF **1'136.25**
~~1'515~~

Für alle **W&H Chirurgie Geräte kompatibel (ohne Licht)**

S-11
REF 30056000
Handstück gerade, 1:1

CHF **848**
~~1'060~~

WS-91
REF 30047000
Winkelstück 1:2,7

CHF **1'019.20**
~~1'274~~

WS-92
REF 30041000
Winkelstück 1:2,7

CHF **1'019.20**
~~1'274~~

WS-56
REF 30038000
Winkelstück 1:1

CHF **953.60**
~~1'192~~

WS-75
REF 30065000
Winkelstück 20:1

CHF **1'103.20**
~~1'379~~


WI-75 E/KM
REF 10207550
Winkelstück 20:1
nicht zerlegbar, ohne Licht

CHF **847.50**
~~1'130~~



Oralchirurgie & Implantologie


Osstell ISQ-Skala



Oralchirurgie & Implantologie

Osstell Beacon - Implantatstabilität messen

- › Monitoring der Einheilungsphase
- › Ermöglicht eine frühere prothetische Versorgung
- › Verbesserte Vorhersagbarkeit der Behandlung von Patienten mit Risikofaktoren
- › Einfache Patientenkommunikation mittels Ampel-Visualisierung
- › Maximale Bewegungsfreiheit und Flexibilität dank kabelloser Technologie



Paket
REF 10300
Osstell Beacon
+ 2 Pck. SmartPegs*

CHF **2'710.50**
3'614



Für die Messung der Osseointegration werden **SmartPegs** benötigt.

* nur bei Online Registrierung
Die Paketangebote sind eine gemeinsame Aktion von W&H und teilnehmenden Fachhändlern.

* exkl. Lieferung, Installation und Übergabe



Oralchirurgie & Implantologie

NEU



**Implantmed Plus II SI-2102
Scan Edition Set**
REF 90000420

CHF **5'301**
~~5'890~~

Bestehend aus:

- › Steuergerät SI-2102 **mit Scanfunktion**
- › **Motor EM-19 LC mit Licht** und 1,8 m Kabel, inklusive 5 Clips
- › Kabellose Fusssteuerung S-NW3
- › Kühlmittelstativ, Universalablage, Netzkabel
- › 6 Einweg-Kühlmittelschläuche

Kostenlos: + 1 WS-75 L
(REF 30033000)



Chirurgiepaket
Implantmed Plus II +
Piezomed module Plus II +
Ostell Beacon

CHF **11'740**
~~15'354~~

Set bestehend aus:

REF 90000420 | REF 90000421 | REF 103000



W&H Gerätecart

Ihre W&H
Chirurgiegeräte kompakt an
einem Ort Platzsparend & mobil

REF 19724001

CHF **992.25**
~~1'323~~

Oralchirurgie & Implantologie



**Implantmed Plus SI-1023
mit kabelgebundener
Fusssteuerung Set**
REF 90000165

CHF **4'086**
~~4'540~~

Bestehend aus:

- › Steuergerät SI-1023
- › **Motor EM-19 LC mit Licht** und 1,8 m Kabel, inklusive 5 Clips
- › **Kabelgebundene Fusssteuerung** S-N2
- › Kühlmittelstativ, Universalablage, Netzkabel

Kostenlos: + 1 WS-75 L
(REF 30033000)



**Piezomed Plus Modul +
gratis B6 Instrument**
REF 90000350

CHF **4'590**
~~5'100~~

Bestehend aus:

- › Modul
- › Handstück SA-40 L
- › Netzteil und Netzkabel
- › Handstückablage und Kühlmittelstativ
- › Instrumentenwechsler
- › 6 Stück Einweg-Sprayschläuche

Kostenlos: + 1 B6 Instrument
(REF 07022500)

Oralchirurgie & Implantologie

Implantmed Classic REF 90000161

CHF **3'087**
3'430

- › Intuitives Bedienkonzept, großes, gut lesbares Display
- › Ultrakurzer, leistungsstarker Elektromotor mit 5,5 Ncm Drehmoment
- › Drehzahlbereich am Motor: 300 – 40.000 rpm
- › Genaue Drehmomentkontrolle, 5 – 70 Ncm
- › Maschinelle Gewindeschneidefunktion
- › Elektromotor mit Kabel, thermodesinfizierbar und sterilisierbar
- › 12 Monate Garantie

Für Einsteiger

Implantmed Classic

- › Steuergerät ohne Licht
- › Fußsteuerung mit Kabel



Oralchirurgie & Implantologie Instrumentensets




Die W&H Piezomed Instrumente sind, gleich wie der Instrumentenwechsler und das Instrumententray, im Ultraschallbad aufbereitbar, thermodesinfizierbar und sterilisierbar.



»Implant/Crestal A«
REF 07997090
I1, I2A, I3A, I4A,
Z25P, Z35P

CHF **1'776**



»Endo«
REF 07173300
R1D, R2RD, R2LD,
R3D, R4RD, R4 LD

CHF **919**



»Implant/Crestal P«
REF 07997110
I1, I2P, I3P, I4P,
Z25P, Z35P

CHF **1'776**



»Bone«
REF 07173100
B1, B2R, B2L,
B3, B4, B5

CHF **1'150**



»EX«
REF 07173500
EX1, EX2

CHF **374**



»SPECIAL«
REF 07173200
S1, S2, S3, S4, S5

CHF **801**



»Paro«
REF 07173400
P1, P2RD, P2LD

CHF **522**

U-Son Ultraschallgerät

U-Son 3 Liter

REF 19600004

CHF **729**
8+0

- › Edelstahl – Deckel
- › Edelstahl – Hauptkorb
- › Netzkabel

Für eine sichere Reinigung

- › Höchste Sicherheit für den Anwender
- › Hohe Reinigungsqualität
- › Zeitersparnis
- › Besonders effektiv für kleine Instrumente und schwer zugängliche Bereiche (z.B. Scharnierungsinstrumente)
- › Geeignet für hartnäckige Ablagerungen auf Instrumenten
- › Digitales Bedienfeld
- › Hauptschalter EIN/AUS



U-Son Ultraschallgerät

U-Son 6 Liter

REF 19600005

CHF **1'108.80**
1'232

- › Edelstahl – Deckel
- › Edelstahl – Hauptkorb
- › Netzkabel
- › Die 6-Liter-Version verfügt zusätzlich über einen integrierten Edelstahl-Ablasshahn mit Ablaufschlauch

Dazu passt:

BePro Disinfectant I REF 19500106
und BePro Disinfectant R REF 19500107



Sterilisation, Hygiene & Pflege

Thed +

- › Optional zwei Waschebenen
- › Aufbereitung mit Standardprogramm in unter 60 Minuten (volle Beladung)
- › Durch aktive Lufttrocknung gewährleisten die Thed-Modelle absolut trockene Beladungen
- › Interne Positionierung der Prozesschemikalien
- › Automatische Programmempfehlung

über
CHF 1'300
sparen

Kostenlos
1x BePro Cleaner MA 19500201
1x BePro Neutralizer C 19500202
1x BePro Rinse 19500206
2x Regeneriersalz 91801282

Thed +
REF 21056001

CHF 10'170
~~11'300~~

Gratis!



*exkl. Lieferung, Installation und Übergabe

Optional

W&H Paket 1 (Tray und Offenes System)

beinhaltet:

Unterkorb (1x REF 19721500)
Einsatz Instrumente liegend ¼ (1x REF 19721502)
Einsatz Instrumente stehend ¼ (1x REF 19721504)
Einsatz für 5 Trays / Kassetten (1x REF 19721523)

CHF 783
~~870~~



W&H Paket 2 (offenes System)

beinhaltet:

Unterkorb (1x REF 19721500)
Einsatz Instrumente liegend ¼ (1x REF 19721502)
Einsatz Instrumente liegend ½ (1x REF 19721503)
Einsatz Instrumente stehend ¼ (1x REF 19721504)

CHF 915
~~1'017~~




W&H Paket 3 (Tray System)

beinhaltet:

Unterkorb (1x REF 19721500)
Oberkorb (1x REF 19721501)
Einsatz Instrumente liegend ¼ (1x REF 19721502)
Einsatz Instrumente liegend ½ (1x REF 19721503)
Einsatz für 3 Trays / Kassetten (2x REF 19721522)

CHF 1'301
~~1'445~~



ioDent®

Monitoringsystem ioDent® Intelligent Assist: kürzere Reaktionszeiten durch Servicepartner und weniger Ausfallzeiten der Geräte dank Ferndiagnose

Sterilisation, Hygiene & Pflege

Assistina Twin & Assistina One

**+2 Quick
ISO Adapter
kostenlos**
(CHF 496)



- › Automatisches Ölpflegegerät
- › Instrumentenaufbereitung in nur 10 Sekunden
- › Geringe Wartezeiten durch Zweikammernsystem
- › Einfaches und ergonomisches Bedienkonzept
- › Assistina Twin Care Set ausreichend zur Aufbereitung von bis zu 2.800 Instrumenten
- › Einfacheres und noch schnelleres Aufstecken und Entnehmen von Übertragungsinstrumenten dank der Quick Connect Adapterlösung

- › Kürzere Wiederaufbereitungszeit: Ölpflege und Reinigung des Spraykanals in lediglich 18 Sekunden
- › Einfaches Management von Verbrauchsmaterialien: neues ONE Care Set mit HEPA-Filter, Activefluid und Service Oil F1, damit es beim Befüllen und bei der Nutzung nicht zu Fehlern kommt
- › 12 Monaten Garantie

Paket
REF 30398001
Assistina One +
1 Quick ISO

CHF **1'548.70**
~~1'822~~



Paket
REF 30310000, REF 06422600
Assistina Twin,
+2 Quick ISO Adapter

CHF **3'098**

*exkl. Lieferung, Installation und Übergabe

Sterilisation, Hygiene & Pflege

Spannzangenpflege für Ihr Winkelstück

Reduzieren Sie Ihre Winkelstück Reparaturkosten mit der 1x wöchentlichen Spannzangenpflege. Die Spannzange hält im Kopf des Winkelstücks den Bohrer fest, eine separate Pflege gem. der meisten Hersteller ist wöchentlich nötig.



**Für W&H
Assistina's**
REF 02693000

CHF **138**

**Für die manuelle
Pflege mit Öldosen**
REF 10940020

CHF **72**


**Adapter für die
Spannzangenpflege**
REF 02036100

CHF **14**


Kassetten & Container

NEU

Einführungsrabatt
15%




LR102024 CHF **62.9**
10 Instrumente
Lagerungsrahmen
180 x 128 x 30 mm



LR082024 CHF **62.9**
8 Instrumente
Lagerungsrahmen
180 x 128 x 30 mm



LR052024 CHF **55.25**
5 Instrumente
Lagerungsrahmen
180 x 85 x 30 mm




DEMI2024CT CHF **211.65**
Demi Container
Teflon
4 Halterungen für Etiketten
190 x 160 x 55



IMECC120S CHF **232.05**
Chirurgie Container
Kassette
268 x 176 x 34 mm



IMDINCO0M CHF **247.35**
DIN Container
für max. 1 Container
Kassette
312 x 190 x 50 mm



DEMI2024CP CHF **332.35**
Demi Container,
pasteursche Schleife
205 x 145 x 40mm



DIN2024CP CHF **352.75**
DIN Container,
pasteursche Schleife
310 x 190 x 40mm

Sterilisation, Hygiene & Pflege Lisa Remote Plus

- › Drehbarem Trayträger
- › 5 Aluminiumtrays
- › Ablassschlauch
- › Trayhalter
- › 8 GB USB-Stick
- › Türöffner
- › Werksprüfung

über
CHF 2'700
sparen



ioDent®

*optional



Interesse an ein
Rundum-Sorglospaket,
mit einem Monatlichen
Fixbetrag.
Kontaktieren Sie uns unter:
info.ch@wh.com

Paket

REF 19931180
REF 19723112
Lisa Remote Plus 17
+ Multidem C27

CHF **8'314.40**
~~10'975~~

*exkl. Lieferung, Installation und Übergabe

Sterilisation, Hygiene & Pflege

Lina & Lara XL



Lina 171 Sterilisator

+ Multidem C27

Das Infektionsrisiko wird durch die Sterilisation aktiv minimiert! Denn es geht um die Sicherheit der Patienten, Mitarbeiter und um Ihre eigene Sicherheit.

- › Einfache Bedienung
- › Optimale Sterilisationsprogramme
- › Einzigartige Upgrades
- › Erweiterte Rückverfolgbarkeit

Lara XL 28l

+ Multidem C27

Sterilisator Lara XL wird all Ihre Erwartungen übertreffen.

- › 28-Liter-Kammer
- › Einfache Bedienung
- › eco dry +
- › Energiesparend
- › kürzere Zykluszeit

Paket

REF 19933110
REF 19723112

CHF **8'281.60**
10'939



über
CHF 2'000
sparen

Paket

REF 19951131
REF 19723112

CHF **6'116**
8'232



BePro Chemie

20 % Rabatt
auf diese BePro
Produkte



BePro

Hand Wash
1.000 ml,
REF 19500250

CHF **11.20**
14



BePro

Hand Hygiene
500 ml,
REF 19500105

CHF **8.80**
11



BePro

120 feuchte Tücher,
Tücher-Größe 140 x 200 mm,
REF 19500102

CHF **10.40**
13



BePro

120 Stück
Nachfüllpackung,
REF 19500103

CHF **8.80**
11



BePro

Hand Protection
100 ml,
REF 19500251

CHF **12.80**
16



BePro

Hand Lotion
35 ml,
REF 19500252

CHF **8.80**
11



BePro

Disinfectant Spray
1.000 ml,
REF 19500100

CHF **16.80**
21



BePro

1.000 ml Nachfüllung,
REF 19500104

CHF **21.60**
27



BePro

5.000 ml Nachfüllung,
REF 19500101

CHF **62.40**
78

*Nicht mit anderen Rabatten / Aktionen kombinierbar

BePro Chemie

**20%
Rabatt**



BePro
Tauchbad 3.000ml,
REF 19500300
zur Verwendung mit
REF 19500106

CHF **50.40**
~~63~~



BePro
Disinfectant I
Instrumenten Reinigung
und Desinfektion,
REF 19500106

CHF **52.80**
~~66~~



BePro
Disinfectant R 1.000 ml,
REF 19500107

CHF **16**
~~20~~



BePro
Mini Bath 250 ml,
REF 19500301

CHF **7.20**
~~9~~



BePro
Disinfectant R 5.000 ml,
REF 19500108

CHF **58.40**
~~73~~



*Nicht mit anderen Rabatten /
Aktionen kombinierbar

Instrumentenaufbereitung

Dentsply Sirona DAC Universal D

REF 6727916

- › Deckel Blue
- › 1 Flasche DAC Oil Pflegekonzentrat
- › Wasserfilter
- › Kombinationsfilter
- › Netzkabel
- › Schlauch
- › Schraubendreher für Adapter

+

ISO/INTRAmatic® Adapter

REF 6051648

KaVo MULTIflex Adapter

REF 6051655

CHF **5'525**
~~7'350~~

CHF **112**

CHF **112**

*exkl. Lieferung, Installation und Übergabe



Sterilisation, Hygiene & Pflege



Lara XXL

Platz für insgesamt

5x DIN2024CP

15x DEMI2024CP

oder



Lara XXL

38l Kammer
REF 19936110
inkl. Multidem C27
REF 19723112

CHF **9'962**

12'307



Grosses Fassungsvermögen:

Lara XXL bietet eine 38-Liter-Kammer und kann bis zu 10 kg verpackte Instrumente und 12 kg Behälter aufbereiten

Optimierter Workflow:

Trotz der Kammerabmessungen lässt sich Lara XXL problemlos und ohne Modifikationen im Hygieneraum aufstellen. Eine Standardarbeitsfläche mit einer Tiefe von 60 cm genügt als Aufstellfläche

Einfache Bedienung im täglichen Betrieb:

mit Touch-Display, intuitiver Menüstruktur und automatischer Wasserbefüllung.

Anschlussmöglichkeiten auf dem neuesten Stand der Technik:

mit 5 eingebauten USB-Anschlüssen und einem Ethernet-Anschluss, der Kompatibilität mit ioDent und der W&H Steri App gewährleistet



Erweiterte Rückverfolgbarkeit:

Lara XXL zeichnet Zyklusberichte sowie die Anwender auf, die Sterilisationszyklen starten, und bestätigt die Freigabe der Beladung. Etiketten- und Thermodrucker können angeschlossen werden.

Hohe Zuverlässigkeit und reduzierter Wartungsaufwand:

mit hochwertigen Komponenten und langem Wartungsintervall von 4.000 Zyklen oder 5 Jahren.

Sterilisation, Hygiene & Pflege

Lisa Mini

- › Wiederaufbereitung von Instrumenten mit überraschend kurzen Zyklen
- › Klein, aber komplett ausgestattet mit allen Leistungsmerkmalen und Funktionen eines großen Typ B-Sterilisators
- › Flexible Platzierungsmöglichkeiten und Anwendungen
- › Optionales EliTrace-Upgrade mit dem Activation Code-System
- › Zusätzliche Sicherheit durch Wi-Fi und W&H Steri App zur Steuerung und Echtzeitfernüberwachung



Optional: Upgrade auf EliTrace

Sterilisationsprozess bis hin zum einzelnen Instrument rückverfolgen und dokumentieren – ohne zusätzliche Software oder Computer.

Lisa Mini

5l Kammer
REF 19935100

- 2 Aluminiumtrays
- Ablassschlauch
- Türöffner
- 8 GB USB-Stick
- Trayhalter
- + 1x X051700X (externer Wassertank)
- Helix Test Starter-Kit
- inkl. Multidem C27 REF 19723112

CHF **4'887**
5'430



über
CHF 500
sparen

Unschlagbare Zykluszeiten

Verpackte Instrumente können in weniger als 18 Min. sterilisiert werden. Unverpackte Beladungen in weniger als 9 Min.



Kompakte Abmessungen

Lisa Mini lässt sich problemlos im Hygieneraum aufstellen. Darüber hinaus bietet sich die Möglichkeit, andere Gegenstände darauf abzustellen.



Hohe Flexibilität bei der Beladung

Mit der 5-Liter-Kammer eignet sich Lisa Mini zur Wiederaufbereitung bis zu 1,5 kg oder ca. 22 Handstücke.

*exkl. Lieferung, Installation und Übergabe

Sterilisation, Hygiene & Pflege

Hygienepaket

Paket bestehend aus:

Thed + UC REF 21056001
 Lisa Remote Plus 17 Liter REF 19931180
 Assistina Twin REF 30310000
 Quick Iso Adapter 2x REF 06422600
 Multidem C27 REF 19723112
 + Paket 1
 (Tray und offenes System):*
 REF 19721500 | REF 19721502
 REF 19721504 | REF 19721523
 + Starterpaket Chemie:
 BePro Cleaner MA | BePro Rinse
 BePro Neutralizer C

CHF 21'267



Sie sparen
CHF 7'500

ioDent®




*exkl. Lieferung, Installation und Übergabe

Seal und SealVal 2

Neu mit EliReel Folien.
Validiert mit W&H
Sterilisatoren!

Perfektes Einschweißen
in nur 2 Sekunden



„Seal“

REF 19722101
 REF 19500001
 REF 19500002
 EliReel 7.5cm x 200m kostenlos
 EliReel 10cm x 200m kostenlos

CHF 990

1'054



„SealVal 2“


REF 19722103
 REF 19500000
 REF 19500001
 REF 19500002
 EliReel 5.5cm x 200m kostenlos
 EliReel 7.5cm x 200m kostenlos
 EliReel 10cm x 200m kostenlos

CHF 1'733

1'815

Notizen

Notizen



#dental
united



W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt.

Abb. Symbolfotos. Zusatzausstattung und Inhalt der
gezeigten Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Tamara Hinnen

Sales Manager

Tel.: +41 79 740 05 05 | tamara.hinnen@wh.com

Region: ZH, TG, SH



Fredy Gerber

Sales Manager

Tel.: +41 79 740 13 13 | fredy.gerber@wh.com

Region: LU, ZG, OW, NW, UR, SZ,
GL, SG, AI, AR, GR



Florian Brühlhart

Sales Manager

Tel.: +41 79 642 05 41 | florian.bruehlhart@wh.com

Region: BE, FR, SO, NE, JU, VS, GE



Konstantin Vogel

Röntgenspezialist / Sales Manager

Tel.: +41 79 733 86 10 | konstantin.vogel@wh.com

Region: BS, BL, AG



Sabine Bittner

Hygienespezialistin

Tel.: +41 79 371 01 75 | sabine.bittner@wh.com



Veton Loki

Managing Director / Geschäftsführer

W&H CH-AG

Tel.: +41 79 798 10 35 | veton.loki@wh.com