

W&H

Kevät 2022



Vision

W&H ScratchBlocker -pinnoite lisää tuotteiden kimmoisutta ja varmistaa esteettisen ulkonäön useiksi vuosiksi.
Tämä on vakiona Vision-sarjassa ja kaikissa W&H:n kirurgisissa käsi- ja kulmakappaleissa



Premiumsarja


SYNEA VISION - KULMAKAPPALE

- › 5-pisteen optimaalinen jäähdytys
- › Laadukas ja luotettava premiumsarja
- › Keraamiset kuulalaakerit takaavat käyttömukavuuden ja pitkän elinkaaren
- › VISION käsi- & kulmakappaleet. 36kk takuu


HK-43 LT 1:1




WK-56 LT 1:1



WK-99 LT 1:5



WK-93 LT 1:4,5



HK-43 LT 1:1

WK-56 LT 1:1

WK-99 LT 1:5

WK-93 LT 1:4,5

led+

"Ring LED - jos aiot ostaa vain turbiinin klinisen urasi aikana"

Poraa ilman
varjoja 5 x LED



SYNEA VISION - TURBIINIT

- › Hiljainen ja pitkäikäinen keraamisten kuulalaakereiden ansiosta
- › Ergonominen muotoilu ja uniikki naarmuuntumaton "anti-scratch" pinnoite
- › Hiljainen käyntiääni
- › VISION turbiineissa 24kk takuu



TK-94 L

TK-98 LM

TK-100 L

TK-97 L
TK-98 L



Fusion

LAATUA JA TALOUDELLISUUTTA



Quattrospray

SYNEA FUSION - KULMAKAPPALE

- › Sopiva koko takaa parhaan näkyvyyden
- › Quattrospray takaa täydellisen jäähdytyksen
- › Hiljainen ja tärinätön käyttö, ergonominen ote – yksiosainen muotoilu
- › FUSION käsi- & kulmakappaleissa 24kk takuu

SYNEA FUSION - TURBIINIT

- › Quattrospray takaa täydellisen jäähdytyksen
- › Keraamiset kuulalaakerit takaavat käyttömukavuuden ja pitkän elinkaaren
- › Saatavissa eri liittimillä, mm. Roto Quick, Multiflex® ja NSK®
- › FUSION turbiineissa 12 kk. takuu



HG-43 A 1:1



WG-56 LT 1:1



WG-66 LT 2:1



WG-99 LT 1:5



TG-97 L & TG-98 L



TG-98 LM



TG-97 LM



RM-34 LED W&H
Multiflex®-liitäntä
LED-valolla



W&H RQ-24
Pikaliitin

Implantointi/Kirurgia

- › Mini-LED + käsikappale ja kulmakappale uusimmalla tekniikalla
- › Voidaan purkaa ilman työkaluja
- › Vankka ja kestävä korkealaatuisen ruostumattoman teräksen ja naarmuuntumattoman pinnoitteen ansiosta
- › Saatavana myös ilman valoa
- › Erikoispinnoite "Scratch blocker -pinnalla", joka kestää pitkään

"Erotettavissa parhaan hygienian ja pitkäikäisyyden takaamiseksi"

45° pään kulma antaa merkittävän paremman käsityksen toiminta-alueesta.



S-11 LG 1:1



WS-75 LG 20:1



WS-91 LG 1:2,7



WS-56 L 1:1



S-9 LG 1:1



S-15 1:1



S-16 1:2



Zygoma 20:1



Implantointi/kirurgia

Implantmed Plus SI-1023

- › Voimakas moottori, jossa 6,2 Ncm vääntö
- › Laaja kierrosalue: 200 – 40000 rpm
- › Tarkka momenttiasetus 5-80 Ncm
- › Voidaan päivittää LED-valolla, langattomalla jalkakytkimellä ja Osstell ISQ moduulilla



UUTUUS

Piezokirurgiaa

Piezomed-moduulilla

Onnittelut teille, joilla on tänään W&H Implantmedin uusin versio. Voit nyt täydentää tätä Piezomed -moduulilla pietsokirurgiaa varten. Moduuli on helppo liittää Implantmediin ja sitä käytetään esimerkiksi langattomalla polkimella - yhteinen molemmille koneille. Moduuleja on saatavana kahdessa versiossa, joissa on erilaisia tehosteita, kärjen tunnistus, LED jne.

- › Kolme eri käyttötapaa + Boost ohjelma, joka lisää tehoa väliaikaisesti 20%
- › LED-Ring valaisee leikkausalueen täydellisesti
- › Käsikappale desinfiointivissa ja steriloitavissa
- › Jalkakytkin selkeillä toiminnoilla, samoin kuten W&H implantmedissä
- › Erinomainen leikkaustarkkuus
- › Helppo puhdistaa ja käsitellä



Instrumentti B6
Erikoisaha hienoihin ja syviin leikkauksiin ennätysajassa.
Myös hampaiden juurten ja juurten kärkien erottamiseen.



Piezokirurgiset kärjet



Uusi joustava piezokirurgiamoduuli



Instrumentti sarja "luu" sisältää
instrumentit B1, B2R, B2L, B3, B4, B5
REF. 07173100



Instrumentti sarja "ontelo" sisältää
instrumentit S1, S2, S3, S4, S5
REF. 07173200



Instrumentti sarja "Endo" sisältää
instrumentit R1D, R2RD, R2LD, R3D,
R4RD, R4LD
REF. 07173300



Instrumentti sarja "paro" sisältää
instrumentit P1, P2RD, P2LD
REF. 07173400



Instrumentti sarja "EX" sisältää
instrumentit EX1, EX2
REF. 07173500




Instrumentti sarja "Impalant / Crestal
P" sisältää instrumentit I1, I2P, I4P,
Z25P, Z35P
REF. 07997110



Instrumentti sarja "Implantti / Crestal
A" sisältää instrumentit I1, I2A, I3A,
I4A, Z25P, Z35P
REF. 07997090

Osstell ISQ Scale



Beacon - kuormita tai odota

"Vastaa heti: punainen, keltainen tai vihreä!"



OSSTELL BEACON - Johdoton stabiiliikontrolli.

- › Näyttää selvästi, milloin implantin voi kuormittaa
- › Vähentää käsittelyaikaa
- › Turvallisempi potilaalle ja hammaslääkärille



Hygienia

Lara tai Lisa, kumman valitsetkin, valitset oikein!

Lara

Lara on uusi autoklaavi, joka on rakennettu samalla muotoilulla ja korkealla laadulla kuin Lisa. Lara voidaan päivittää vastaanoton tarpeisiin. Ohjelmat kestävät keskimäärin 38 minuuttia.

- › Ohjelmatiedot tallentuvat automaattisesti USB:lle. Hiljainen käytössä
- › Automaattinen vedensyöttö
- › Käyttäjystävällinen
- › Voi päivittää teidän vastaanottonne tarpeisiin
- › Huollot vasta 4000 käytön jälkeen – ei vuosittain
- Laske kuinka, kuinka kauan sinun vastaanotollasi menee, ennen kuin 4000 käyttökertaa tulee täyteen!
- › Sisältää jopa 22 litraisen kammion



Multidem C-27

Vedenpuhdistusjärjestelmä

Lisa

Uudistuneessa Lisa autoklaavissa on älykkäitä ratkaisuja ja huippuominaisuuksia parhaaseen hygieniaan. Saatavilla 17 ja 22 litran kammioilla

- › Interaktiivinen näyttö, jossa on selkeä ja tyylikäs käyttöliittymä, opetusvideot suoraan näytöllä
- › Erittäin nopea B-tyypin ohjelma tavallisimmille kuormille
- › Uusi toiminto tarjoaa optimaalisen ja helpon jäljitettävyyden ja valvonnan kullekin ohjelmalle. Yhdistettävissä mm. puhelimeen tai tablettiin. WiFi valmius
- › Säästä aikaa - anna Lisan suorittaa tyhjiö- ja helixtestit työajan ulkopuolella. Vahvasta kuittaamalla suoraan näytöltä
- › Lisa mukautuu steriloitavan kuorman mukaan, joten säästät aikaa, rahaa ja ympäristöä
- › Ensimmäinen huolto vasta 4000 ohjelman jälkeen – ei vuosittain! Laske kuinka kauan sinun vastaanotollasi menee, ennen kuin 4000 käyttökertaa tulee täyteen!



Hygienia

DAC Universal S

- › Vain vettä, öljyä ja lämpöä!
- › 6 puhdistettua, voideltua sekä steriloitua instrumenttia ainoastaan 21 minuutissa
- › Helpottaa turbiinien, sekä käsi- ja kulmappaleiden käsittelyä
- › DAC Universal S on tehokas ja nopea laite, joka säästää aikaa ja rahaa.
- › Huolehdi instrumenteistasi parhaalla mahdollisella tavalla, samalla pidentäen niiden käyttöikää



Assistina Twin

Innovatiivisen öljysumutustekniikan ansiosta Assistina Twin pystyy käsittelemään jopa 360 instrumenttia tunnissa. Ihanteellinen ja käytännöllinen ratkaisu mihin tahansa hammashoitoon.

- › Voitelu ilman odotusaikaa - 10 sekuntia
- › Täydellinen puhdistus ennen autoklavointia
- › Kaksi kammiota, joita käytetään vuorotellen tehokkuuden parantamiseksi
- › Pieni kulutus - yksi nestesarja riittää
- › 2800 instrumenttiin
- › Laaja valikoima sovitimia



Piezo

Proxeo Ultra

Uusi Proxeo Ultra W&H:ltä on suunniteltu yhdessä ammattilaisten kanssa parhaan tehon ja mukavuuden saavuttamiseksi.

Piezotekniikka toimii täysin lineaarisesti optimaalisen tehokkuuden ja hallinnan varmistamiseksi.

Sisäänrakennettu vesisäiliö tekee laitteesta liikuteltavan ja monikäyttöisen, jolloin tarvittavat vain 220 V sähköliitännän. Voidaan käyttää sydämentahdistinpotilaille.

Edut sinulle käyttäjänä:

- Käsikappale 5x LED
- Langaton jalkakytin
- Automaattinen veden täyttötason tunnistus
- Erityinen puhdistusohjelma letkujärjestelmälle
- Ohut ja taipuisa letku
- Käsikappale PB-5L
- Sisältyen kärjet 1U, 2U, 1P, 1I
- Universaali Piezo kierre
- Irrotettava vesisäiliö

Erikoishintaiset Piezo-kärjet
vakiokierteellä!
W&H laatu mukana



1U Hammaskivenpoisto

Supragingivaalinen kärki. Tehokas, kun poistetaan suuria määriä hammaskiveä.

2U Hammaskivenpoisto

Supragingivaalinen kärki. Pitkä ja ohut poistaa hyvin plakkia.

1P Perio

Tehokas, mutta samalla lempeä pyöreän muotoilun ansiosta.

1I Implantit

Kärki erityisesti mukautettu hammaskivenpoisto laitteisiin. Yhdenmukainen muovipinnoite tekee tästä kärjestä erinomaisen työskennellessä titaanipinnoissa sekä muissa herkissä materiaaleissa. Hyvä pääsy sen muotoilun ansiosta.

1E Endo

Viilanmuotoinen ohut instrumentti, joka on tarkoitettu juurikanavien puhdistamiseen ja huuhteluun. Poistaa preparaatiojätettä tehokkaasti.

6E Endo

Timanttipäällysteinen valmistelukärki juurikanavan täytteiden ja kalkkeutumien poistoon.

3Pr / 3PI Mesial & Distal

Mesiaalisesti ja distaalisesti muotoiltu kärki mahdollistaa pääsyn taskuihin ja furkaatioihin.

KiS 1E Taaksepäin

Timanttipinnoitettu kärki taaksepäin juurten täyttöön, suora malli. Tämä on saatavana myös kulmamalleina. Tasainen ja hyvä pääsy siistin muotoilun ansiosta.



Käsikappale
LED PB-5L





WP-64 M

4:1 Profylaksiakulmakappale jossa ainutlaatuinen kolminkertainen tiivistys.

Käytä Young kumikuppeja aina W&H:n WP-64M kulmakappaleen kanssa. Tämä yhdistelmä mahdollistaa parhaimman mahdollisen tiivistyksen kulmakappaleen/ kumikupin välillä. Näin ollen tiivistys pitää veren ja puhdistuspastan instrumentin pään ulkopuolella ja täten lisää kulmakappaleen kestävyttä sekä parantaa hygieniaa.

Elite

Elite - Urat sekä ulkopuolella että sisäpuolella. Tehokas puhdistus ilman roiskeita. 144 kpl / kpl.



Pointed

Kupin kärki kova - Suositellaan epämääräisille pinnoille, implanteille, siltojen alle ja kohteisiin, joissa siihen on vaikea päästä käsiksi. 144 kpl / pakkaus



Elite

Elite Extend Flex - Erikoispehmeä kumikuppi lisää kupin liikkeen havainnointia ja joustavuutta hampaan ääriivien ympärillä. 144 st./fp.



Harja

Harjan minikärki - Käytetään okklusiivisilla pinnoilla, halkeamissa ja koveruksissa. Hyvä saavutettavuus, koska kärki on muotoiltu. Se on halkaisijaltaan pienempi kuin tavallinen harja. 144 kpl / pakkaus



Proxeo Twist langaton


- › Työskentele joustavasti ilman johtoja
- › Helppo nopeuden säätö langattomalla jalkaohjaimella
- › Optimaalinen nopeus hellävaraiseen ja tehokkaaseen kiillotukseen / puhdistukseen
- › Pyörivä kiillotus tarkoittaa vähemmän aerosolia



IPR

Interproksimaalinen vähennys

- › Avoin kierto - tai lukittu asento
- › Interproksimaalinen pienennys Orto-nauhoilla
- › Liikkeen pituus 0,9 mm
- › 20.000 iskua värähtelyä minuutissa
- › Sisäinen jäähdytys
- › Kulmakappale voidaan saada valolla tai ilman
- › 24 kuukauden takuu kulmakappaleelle



IPR
Välin mittaus sapluuna



Proxoshaper

EVA-kaltainen järjestelmä, jossa on kaksi toimintoa.
Restaatioille ja ylimääräisille täytteille.

- › Avoin kierto - tai lukittu asento
- › Täytteiden muotoilu suunnilleen ja subingiviaalisesti Proxoshaper -kärjillä
- › Liikkeen pituus 0,9 mm
- › 20.000 värähtelyä minuutissa tavalliseela moottorilla
- › Sisäinen jäähdytys
- › Kulmakappale voidaan saada valolla tai ilman
- › 24 kuukauden takuu kulmakappaleelle



Jos haluat tilata vain kärkiä, ota yhteyttä ja kysy hinta!