

#worldofwh



wh.com



Un ecosistema. Infinite possibilità.

Scopri le soluzioni smart e le offerte
esclusive per il tuo studio!

Validità settembre 2026 - dicembre 2026



Catalogo interattivo: clicca sui pulsanti per ulteriori informazioni.




Restaurativa & Protesica

Strumenti Synea Fusion

La linea W&H più venduta sul mercato. Potenza, precisione e affidabilità in manipoli progettati per prestazioni cliniche di alto livello a un prezzo accessibile.

La nuova turbina Synea Fusion


Più performance, stessa convenienza



24 mesi di garanzia
per ridurre i rischi e incrementare la pianificazione



Rivestimento ScratchBlocker
per un'elevata longevità



Fino a 29 watt*
per la massima potenza di asportazione
*in accordo a ISO 14457



Per ogni strumento Fusion acquistato,
2 anni di polizza Full Risk in OMAGGIO
Valore di €110

Novità!



TG-98 L/LM/LN

- Quattro spray
- Superficie antigraffio
- Testina Ø 11,5 mm
- Fino a 29 W, 360.000 giri/min
- Luce LED+ (L) / Fibra ottica (LM/LN)
- Garanzia 24 mesi

€ ~~459~~ **395**

L Roto Quick® Ref. 30001000 +.084€
LM Multiflex*** Ref. 30003000 +.084€
LN NSK Mach**** Ref. 30200000 +.084€



WG-56 LT

- Contrangolo 1:1
- Spray singolo
- Testina Ø 9,5 mm
- Fibra ottica
- Garanzia 24 mesi

€ ~~459~~ **395**

Ref. 30009000 +.957€



WG-99 LT

- Contrangolo 1:5
- Quattro spray
- Testina Ø 9,5 mm
- Fibra ottica
- Garanzia 24 mesi

€ ~~525~~ **423**

Ref. 30007000 +.384€

**Multiflex® è un marchio registrato di
Kaltenbach & Voigt GmbH, Germania
***NSK Mach® è un marchio registrato di
NSK NAKANISHI INC., Giappone

Strumenti Synea Vision

La linea premium W&H che offre massima potenza, silenziosità e durata grazie a tecnologie avanzate e rivestimenti antigraffio, per prestazioni cliniche di altissimo livello anche nei casi più complessi.



Anello LED+ sterilizzabile (5 diodi)*

Visibilità perfetta senza ombre e precisione operativa anche in zone difficili. *con attacco Roto Quick



Rivestimento antigraffio

Strumenti resistenti e duraturi, garanzia di estetica professionale.



Spray quintuplo

Raffreddamento efficace della fresa per la sicurezza del paziente.



Rotore Power Blade

Per il massimo della coppia e una potenza ottimale durante tutta la preparazione.



Per ogni strumento Vision acquistato,
4 anni di polizza Full Risk in OMAGGIO
Valore di €220



36 W

Turbine TK-100 L/LM

- Cinque spray testina Ø 13 mm
- Fino a 36 W**, 360.000 giri/min
- Anello LED+ (L) / Fibra ottica (LM)
- Superficie antigraffio
- Garanzia 24 mesi

L Roto Quick® Ref. 30021000 +.797€

€ ~~1.349~~ **929**

LM Multiflex*** Ref. 30022000 +.463€

€ ~~689~~ **589**



WK-56 LT 1:1

- Fibra ottica
- Spray singolo
- Testina Ø 9,5 mm
- Superficie antigraffio
- Garanzia 36 mesi

€ ~~639~~ **549**

Ref. 30025000 +.235€



33 W

Turbine TK-98 L/LM

- Cinque spray testina Ø 11,5 mm
- Fino a 33 W, 360.000 giri/min
- Anello LED+ (L) / Fibra ottica (LM)**
- Superficie antigraffio
- Garanzia 24 mesi

L Roto Quick® Ref. 30019000 +.797€

€ ~~1.349~~ **929**

LM Multiflex*** Ref. 30020000 +.463€

€ ~~689~~ **589**



WK-99 LT 1:5

- Fibra ottica
- Cinque spray
- Testina Ø 9,5 mm
- Superficie antigraffio
- Garanzia 36 mesi

€ ~~689~~ **589**

Ref. 30023000 +.824€

Contrangoli Synea Power Edition

Ottimizzati per la rimozione di restauri in zirconio e ceramiche ad alta resistenza. Riducono il rischio di rottura delle frese e il danno ai tessuti, migliorando l'efficienza.



Sistema di bloccaggio

Potenziato che garantisce maggiore stabilità della fresa, ideale per tagli su materiali duri.



Design robusto

Con trasmissione 1:4. Prestazioni superiori rispetto ai manipoli standard, anche sotto carico.



Tecnologia Heat Blocker

Mantiene il pulsante freddo anche durante l'uso prolungato.



+20% di durata

Componenti meccanici rinforzati e meno soggetti a guasti.



WG-900 LT

- Contrangolo 1:4
- Tre spray - Fibra ottica
- Testina Ø 10,7 mm
- Garanzia 24 mesi

€ **590**

Ref. 30459000 +.448€



Garanzia strumenti Synea

Quante energie potresti dedicare ai pazienti se non dovessi più preoccuparti di ogni imprevisto legato ai tuoi manipoli?




Assistenza prioritaria e ricambi originali



Controllo dei costi



Zero pensieri, massima operatività



Polizza FULL-RISK

È una garanzia totale che copre ogni causa di guasto o rottura dello strumento rotante, anche l'usura e la caduta accidentale.

€ **55**

Prezzo annuo. Estendibile fino a 3 anni per Synea Fusion e fino a 4 anni per Synea Vision.

Ref. 92000153 77,90€

Garanzia standard **INCLUSA**

Costituisce la garanzia di fabbrica e copre gli strumenti da qualsiasi difetto di fabbricazione.

Per saperne di più contatta lo specialist W&H di zona



Il workflow d'implantologia giusto per ogni studio

Ogni studio dentistico ha volumi, team e necessità diverse.
Con W&H puoi costruire un workflow completo e coerente.



Implantologia base

Studio che esegue casi chirurgici semplici o sta iniziando a strutturare l'attività implantare.

La priorità è avere una soluzione accessibile, semplice da usare e capace di accompagnare i primi casi senza sovradimensionare l'investimento.



Workflow consigliato: Implantmed Classic + Osstell Classic



Implantologia e chirurgia strutturata

Studio con più casi implantari, chirurgia orale più frequente e necessità di rendere il workflow più efficiente.

La priorità è aumentare controllo, versatilità e continuità tra implantologia, chirurgia e gestione dei dati.



Workflow consigliato: Implantmed Plus + Osstell Beacon



Implantologia e chirurgia avanzata

Studio ad alto volume, con casi chirurgici complessi, più operatori e forte necessità di controllo, tracciabilità e protezione medico-legale.

La priorità è governare il trattamento chirurgico, la guarigione, il timing protesico e la documentazione.



Workflow consigliato: Implantmed Plus II + Osstell Beacon + ioDent®

Perché scegliere W&H



Muletto gratuito

Continuità operativa anche in caso di assistenza.



Monitoraggio dell'osteointegrazione

Con Osstell, il clinico può decidere il timing protesico su dati oggettivi, non solo su esperienza o percezione.



Modularità

Implantologia, piezochirurgia, monitoraggio e documentazione possono crescere nel tempo.



Piattaforma ioDent®

Monitoraggio di cicli, dati, anomalie, manutenzioni e qualità dell'acqua.



Tracciabilità digitale

Meno carta, meno registri manuali, meno rischio di errori.



Assistenza W&H

Supporto tecnico, ricambi originali e consulenza continua.

Scopri tutti i servizi aggiuntivi W&H

Fai anche piezochirurgia?
Scopri i dispositivi piezo
 a pagina 10





Implantmed Plus II

L'assistente intelligente che supporta il clinico in ogni fase della chirurgia orale.



Funzione di scansione integrata

Mai più documentazione manuale grazie alla scansione dei materiali utilizzati, come impianti e biomateriali, direttamente dall'unità chirurgica (solo per SI-2102).



Modularità

Consente di configurare il modulo piezo con un solo cavo e nessun alimentatore aggiuntivo.



ioDent® incluso

Piattaforma cloud per archiviazione dati, pianificazione del trattamento e aggiornamenti software automatici.



Funzione di documentazione

Memorizza automaticamente i dati del trattamento chirurgico (grafico di torque, valore ISQ, impianti e biomateriali), generando report con valore medico-legale.



Light-guide intelligente

Garantisce un orientamento immediato anche nelle situazioni di stress, indicando l'applicazione in uso e possibili errori.



Funzione CCW

Preserva e compatta l'osso al fine di ottenere una stabilità meccanica dell'impianto migliore, in particolare nell'osso spongioso. Il programma è stato sviluppato per essere utilizzato con **frese da osseodensificazione**.




Servizio muletto e scolarizzazione sempre inclusi!

Scopri tutti i servizi dedicati a Implantmed a pag. 40

Scopri le promo autunno di Implantmed



Bene strumentale agevolabile ai fini dell'iperammortamento industria 4.0 2026



Pacchetto con Implantmed Plus II Scan Edition

- Funzione di scansione
- Connessione a ioDent®
- Motore con luce
- Pedale Wi-Fi S-NW3
- Contrangolo con luce WS-75 L

€ 5.890 OMAGGIO WS-75 L

Ref. 90000420 - 8.556€ - Ref. 30033000



Pacchetto con Implantmed Plus II Wireless

- Connessione a ioDent®
- Motore con luce
- Pedale Wi-Fi S-NW3
- Contrangolo con luce WS-75 L

€ 5.490 OMAGGIO WS-75 L

Ref. 90000419 - 7.956€ - Ref. 30033000



Soluzioni intelligenti Assistenza e supporto avanzati

Il sistema ioDent® offre soluzioni intelligenti e fornisce un servizio di assistenza e supporto avanzato. Con il Wi-Fi integrato, collegare Implantmed Plus II alla piattaforma W&H ioDent® è più facile che mai.



Per un flusso di lavoro continuo ed efficiente

Il collegamento al software di pianificazione consente al dispositivo di essere preconfigurato automaticamente con tutti i parametri rilevanti prima del trattamento.

Tutto sotto controllo senza perdere mai di vista nulla

Dopo una sola registrazione del dispositivo, viene posta la base per un registro digitale che ne documenti l'intero ciclo di vita.

ioDent®



Sempre aggiornato

Grazie alla possibilità di aggiornamento da remoto, il dispositivo rimane sempre aggiornato con il software più recente. Le nuove funzioni possono essere installate direttamente dall'utente tramite la piattaforma ioDent®.

Gestione dei dati semplice ed efficiente

Collegando semplicemente il dispositivo, tutti i dati del trattamento, inclusi i valori ISQ grazie all'integrazione con Osstell Beacon, vengono documentati automaticamente per ciascun paziente.





Implantmed Plus

La piattaforma chirurgica affidabile e versatile per le procedure di implantologia quotidiana.



Pacchetto con Implantmed Plus Set 3

- › Unità di controllo SI-1023
- › Micromotore cieco EM-19
- › Pedale con cavo S-N2
- › Contrangolo 20:1 WI-75 E/KM

€ **3.559** INCLUSO WI-75 E/KM

Ref. 90000163 / 10207550 -4.980 € + 1.314 €



Pacchetto con Implantmed Plus Set 3

- › Unità di controllo SI-1023
- › Micromotore cieco EM-19
- › Pedale con cavo S-N2
- › Contrangolo 20:1 WS-75 LG

€ **3.975** INCLUSO WS-75 LG

Ref. 90000163 / 30032000 -4.980 € + 1.954 €



Pacchetto con Implantmed Plus Set 5

- › Unità di controllo SI-1023
- › Micromotore con luce EM-19 LC
- › Pedale con cavo S-N2
- › Contrangolo 20:1 WS-75 L

€ **4.225** INCLUSO WS-75 L

Ref. 90000165 / 30033000 -5.895 € + 1.766 €

Semplice come sempre, ma potente e versatile come mai:

- › Motore ultracompatto e potente con un torque di 6,2 Ncm
- › Esatta limitazione di torque: 5 - 80 Ncm
- › Ampia gamma di velocità: 200 - 40.000 giri/min al motore
- › Funzione integrata di maschiatura meccanica
- › Funzione di documentazione con chiavetta USB
- › Modulare e upgradabile



Grafico di torque

Aiuta a determinare in modo oggettivo la stabilità primaria, informazione fondamentale per evitare errori nelle scelte cliniche successive alla fase di inserimento (healing time).



Funzione di documentazione

Permette l'archiviazione e la memorizzazione, tramite chiavetta USB, di tutti i dati del trattamento chirurgico.



Aggiornamento del software

Apri prospettive completamente nuove per l'utilizzo digitale del tuo dispositivo chirurgico.



Valore ISQ: "Implant Stability Quotient"

Consente di monitorare lo stato di avanzamento del processo di guarigione (osteointegrazione) in modo oggettivo e non invasivo su ogni singolo paziente per procedere in sicurezza alla fase protesica.



Funzione CCW

Preserva e compatta l'osso al fine di ottenere una stabilità meccanica dell'impianto migliore, in particolare nell'osso spongioso. Il programma è stato sviluppato per essere utilizzato con **frese da osseodensificazione**.



Unità di controllo modulare e versatilità

Consente di configurare il dispositivo sia per la parte di implantologia sia per la parte di piezochirurgia, utilizzando lo stesso pedale, la stessa pompa e un solo deflussore.

L'utilizzo di deflussori non originali:

- › Diminuisce la portata del liquido di raffreddamento
- › Causa gocciolamenti frequenti e possibili danni al dispositivo
- › Aumenta il rischio di necrosi



Implantmed Classic SI-923

Implantmed, il vostro partner affidabile:

- › Semplicità di impiego
- › Micromotore potente con torque di 5,5 Ncm
- › Gamma di velocità: 300 - 40.000 giri/min al motore
- › Esatta limitazione di torque: 5 - 70 Ncm
- › Funzione integrata di maschiatura meccanica



Implantmed Classic

- › Unità di controllo SI-923
- › Micromotore cieco EM-19
- › Pedale con cavo S-N2

€ **2.225**

Ref. 90000161 -4.530 €





Piezomed moduli

L'unico sistema che insieme a Implantmed Plus e Plus II offre chirurgia orale, implantologia e piezochirurgia in un unico dispositivo.



Piezomed module Plus II SP-210 M per Implantmed Plus II

- Potenza 24 W
- Manipolo luce LED
- Funzione "Tip detection"

€ 5.390 1000€ DI INSERTI IN OMAGGIO

Ref. 90000421 -7.645€

Inserti valorizzati a prezzo di listino



Riconoscimento automatico degli inserti

Piezomed Classic e il modulo Piezomed Plus/Plus II riconoscono l'inserto al momento dell'inserimento e impostano la corretta classe di potenza.



Innovativo anello LED

Il manipolo LED del Piezomed Classic e del modulo Piezomed Plus/Plus II non proietta ombre, fornendo un'illuminazione ideale per il campo operatorio.



Raffreddamento efficiente

La presenza del foro spray vicino all'area di taglio dell'inserto consente di sfruttare in modo ancora più efficace i vantaggi clinici dell'effetto cavitazione.



Piezomed module Plus SA-435 M per Implantmed Plus

- Potenza 24 W
- Manipolo luce LED
- Funzione "Tip detection"

€ 5.390 1000€ DI INSERTI IN OMAGGIO

Ref. 90000350 -7.040€

Inserti valorizzati a prezzo di listino

Piezomed Classic

Le microvibrazioni ad alta frequenza permettono tagli di precisione straordinaria. Inoltre, con il cosiddetto effetto cavitazione, è possibile intervenire su un'area pressoché priva di sangue.



Piezomed Classic SA-320

- Unità di controllo
- Controllo a pedale S-N1
- Manipolo con cavo da 1,8 metri e clip
- Set tubi di irrigazione
- Scambiatore di inserti

€ 5.660

Ref. 30078000 -11.075€



Kit inserti «Bone»


Inserti inclusi: B1, B2R, B2L, B3, B4, B5

OMAGGIO

Valore 1.630 €

Inserti Piezomed

Offerta: i prezzi indicati sono validi acquistando almeno 3 pezzi a scelta.



B1

Inserto dalla seghetatura fine per piccoli tagli, con minore perdita ossea nell'asportazione di inserti ossei.

€ 196

Ref. 05530100 -292€

B6/B7

Asportazione di inserti ossei, l'incisione della cresta alveolare, la separazione delle radici dentali e l'estrazione degli apici radicalari.

€ 222

B6 Ref. 07022500 -391€
B7 Ref. 07022600 -391€

S2

Con sfera diamantata per la preparazione di un inserto osseo in caso di rialzo laterale del seno mascellare.

€ 169

Ref. 05534700 -254€

S3

Separazione delicata della membrana di Schneider dall'osso. La pellicola refrigerante protegge la membrana con tre uscite.

€ 141

Ref. 05508200 -212€

EX1

Inserto per l'estrazione dentale atraumatica, per conservare l'osso alveolare.

€ 169

Ref. 06069300 -254€

I1

Strumento diamantato con indicatori di profondità per la preparazione pilota con allineamento assiale corretto.

€ 189

Ref. 07786800 -282€

Kit di inserti



Kit Bone

Inserti per la chirurgia ossea. Composto da inserti: B1, B2R, B2L, B3, B4, B5

€ 1.090

Ref. 07173100 -1.690€



Kit Sinus

Inserti per il rialzo laterale del seno mascellare. Composto da inserti: S1, S2, S3, S4, S5

€ 767

Ref. 07173200 -1.145€



Kit Extraction

Inserti per estrazione. Composto da inserti: EX1, EX2

€ 338

Ref. 07173500 -504€



Kit Endo

Inserti per endodonzia retrograda. Composto da inserti: R1D, R2RD, R2LD, R3D, R4RD, R4L

€ 857

Ref. 07173300 -1.279€



Kit Paro

Strumenti per parodontologia. Composto da inserti: P1, P2RD, P2LD

€ 482

Ref. 07173400 -749€



Kit Implant Crestal A/P

Rialzo del seno mascellare per via crestale. Composto da inserti: I1, I2A/P, I3A/P, I4A/P, Z25P, Z35P

€ 1.499

Ref. 07997090 -2.240€
Ref. 07997110 -2.240€



Contrangoli e manipoli chirurgici



Per una manutenzione sicura, ti consigliamo **BePro Disinfectant Wipes/Spray** e l'olio lubrificante **MD-400**.
Scopri a pag. 18 e 27.

Zygoma SZ-75 per impianti zigomatici

Gli specialisti degli impianti zigomatici hanno creato un manipolo 20:1 in grado di semplificare il lavoro del chirurgo. L'angolazione unica permette una visione migliore del sito di trattamento. In questo modo, anche in posizioni difficili come nell'osso zigomatico, è possibile intervenire chirurgicamente.



Zygoma SZ-75

- › Manipolo 20:1
- › Senza luce
- › Smontabile

€ 1.699

Ref. 30095000 -1.973€



Visita la pagina prodotto



Illuminazione perfetta

Grazie alle sue dimensioni, il Mini LED+ può essere integrato molto vicino alla punta, garantendo un'illuminazione perfetta e una riproduzione ottimale del colore.



Massima ergonomia

Per lavorare senza fatica e con minime vibrazioni.



Sempre nuovi

Grazie al loro rivestimento antigraffio, gli strumenti sono protetti dai graffi.



Luce su motori senza luce

Il suo generatore ruota contemporaneamente alla fresa, producendo corrente sufficiente per il Mini LED+.



Smontaggio senza attrezzi

Permette una pulizia particolarmente accurata, rapida e semplice.



Contrangolo WS-75 LG

- › Contrangolo 20:1
- › Mini LED+ autogenerata
- › Smontabile

€ 1.134

Ref. 30032000 -1.954€



Contrangolo WI-75 E/KM

- › Contrangolo 20:1
- › Senza luce
- › Non smontabile

€ 719

Ref. 10207550 -1.314€



Manipolo S-11

- › Manipolo diritto
- › Senza luce
- › Smontabile

€ 845

Ref. 30056000 -1.263€



Manipolo S-11 LG

- › Manipolo diritto
- › Mini LED+ autogenerata
- › Smontabile

€ 1.275

Ref. 30057000 -1.944€



Contrangolo WS-91

- › Contrangolo 1:2,7 - 45°
- › Senza luce
- › Smontabile

€ 1.090

Ref. 30047000 -1.511€



Contrangolo WS-91 LG

- › Contrangolo 1:2,7 - 45°
- › Mini LED+ autogenerata
- › Smontabile


€ 1.310

Ref. 30048000 -1.829€



Scopri come smontare i tuoi manipoli chirurgici per un ricondizionamento efficace.

Accessori Chirurgia



Deflussori: Set tubi irrigazione monouso Modulo Piezomed 2,2 metri

- › 6 pz. a confezione

€ 70,40

Ref. 08072750 -108€ conf.

Le immagini dei deflussori sono a scopo illustrativo. Il prodotto finale potrebbe differire da quanto mostrato nelle immagini.

Set tubi di irrigazione monouso

- › 6 pz. a confezione

€ 66,30

Ref. 04363600 -99€ conf.

Prezzo valido acquistandone 3 conf.



Valigia trasporto Implantmed e Piezomed Module

Valigia trasporto (trolley) per Implantmed e moduli Piezomed. In alluminio

€ 390

Ref. 08126480 -561€



Valigia trasporto Implantmed o Piezomed

Valigia trasporto (no trolley) per Implantmed o Piezomed. In plastica

€ 115

Ref. 08002400 -173€





Osstell®

Osstell® consente di determinare in maniera oggettiva e non invasiva la stabilità dell’impianto per pianificare il trattamento in modo più efficiente, ridurre al minimo i ritardi non necessari e ottenere risultati più prevedibili.



Aumenta la fiducia dei tuoi pazienti

Grazie a decisioni basate su dati oggettivi facilmente argomentabili (con Osstell Connect).



Determina oggettivamente la stabilità implantare

In ogni fase del trattamento (sia al tempo del posizionamento che durante la fase di guarigione).




Certifica l’osteointegrazione

Con report automaticamente generati, inclusi di passaporto implantare.



Tutela

I dati raccolti rappresentano uno strumento di difesa in caso di contenzioso.



Osstell Connect

Lo strumento ideale per aiutarti a pianificare e prendere decisioni in base alle caratteristiche del paziente e ai trattamenti implantari, ottimizzando i periodi di guarigione. Basato su cloud, è il più grande portale online di impianti al mondo.

Dal 2017

 **185.000+**
Pazienti

 **336.000+**
Impianti

 **500.000+**
Misurazioni certificate




- › Ricevi una visione globale degli impianti
- › Traccia ed aiuta a predire i tempi di guarigione
- › Scegli i protocolli chirurgici e di carico più facilmente
- › Condividi i tuoi dati
- › Confronta i tuoi dati con quelli degli altri utenti in tutto il mondo
- › Ricevi il backup dei dati e supporto da remoto

La scala ISQ di Osstell

I valori ISQ sono visualizzati su una scala cromatica che fornisce informazioni sul grado di osteointegrazione:

-  **Colore rosso**
Stabilità ridotta ISQ <60
-  **Colore giallo**
Stabilità media
-  **Colore verde**
Stabilità elevata ISQ ≥70



Osstell Beacon

- › 1 dispositivo Osstell TestPeg
- › 2 confezioni SmartPeg in omaggio registrandosi su Osstell Connect

€ **2.029** SmartPeg omaggio

Ref. 08022260 -4.295 €



Osstell Classic

- › Monitoraggio dell’osteointegrazione e valutazione della stabilità dell’impianto mediante il valore ISQ
- › Senza fili

€ **1.750**

Ref. 08086148 -3.275 €

Funzione	Osstell Beacon	Osstell Classic
Monitoraggio dell’osteointegrazione e valutazione della stabilità dell’impianto	✓	✓
Scala ISQ basata sui fatti e avvalorata da oltre 1.500 studi scientifici con l’uso di Osstell SmartPeg	✓	✓
Protocollo guidato da icone per l’esecuzione delle misurazioni ISQ in direzione BL e MD	✓	✓
Misurazioni ISQ in direzione BL e MD registrate mostrate sul display	✓	
Facile comprensione dei risultati diagnostici grazie alle indicazioni di guida a semaforo, rosso, giallo, verde	✓	
Soluzione cloud inclusa gratuitamente per la pianificazione dei trattamenti, la comunicazione e l’informazione	Osstell Connect	
Connessione senza cavi per un’accurata registrazione e documentazione automatica delle misurazioni ISQ in OsstellConnect	✓	
Connettività al motore dell’impianto e software proprietario per la misurazione	Implantmed Plus & Plus II	
ISQ solo sul motore per un workflow digitale ottimizzato	✓	
Connettività senza cavi ad altri dispositivi	✓	
Garanzia	2 anni	1 anno





SmartPeg riutilizzabile

Fino a 20 cicli di ricondizionamento convalidati

La stessa comprovata accuratezza ISQ. Il nuovo SmartPeg riutilizzabile è realizzato nello stesso materiale in alluminio della versione sterile monouso, assicurando piena continuità con l'ampia documentazione clinica a supporto del metodo ISQ originale.

Caratteristiche principali:

- › Fino a 20 cicli di ricondizionamento convalidati
- › Accuratezza ISQ identica a quella dello SmartPeg sterile monouso
- › Marcatura laser con versione e numero di lotto per un'identificazione univoca
- › Magnete nero per un facile orientamento durante la misurazione e una chiara distinzione dalla versione sterile monouso
- › Rivestimento protettivo della superficie per prestazioni durature

€ 39

cad. per l'acquisto di un minimo di 2 pezzi
-54€

SmartPeg monouso

Fornito sterile e pronto all'uso

Per i clinici che preferiscono una soluzione monouso, lo SmartPeg monouso rimane la scelta più semplice e immediata, poiché viene fornito sterile e pronto all'uso. L'ampia copertura globale di sistemi implantari offre la massima flessibilità, con centinaia di soluzioni compatibili disponibili.

Caratteristiche principali:

- › Fornito sterile e pronto all'uso
- › Elimina ogni rischio di errore durante il ricondizionamento
- › Ampia copertura globale di sistemi implantari grazie a Osstell

€ 135

Confezione da 5 pezzi monotipo
-165€



Scopri tutti
gli SmartPeg
disponibili

OSSTELL
A UGH COMPANY

Smartpeg
a colpo
d'occhio



Caratteristiche



Vantaggi

Convalidati
scientificamente

Garantisce un'alta
affidabilità dei risultati
di misurazione

Sicurezza ad
ogni misurazione

Offre **sicurezza**
e **flessibilità**

Realizzati in
alluminio

Assicura un'elevata
certezza **diagnostica**

Basati sulla **tecnologia**
ISQ originale

Protegge la
delicata connessione
implantare



Le soluzioni W&H per il ricondizionamento



Il trattamento degli strumenti rotanti
Consigli e step pratici per un corretto ricondizionamento

Scarica la guida



STEP 01
Pre-disinfezione dei dispositivi utilizzati
La fase di pre-disinfezione degli strumenti utilizzati è cruciale per ridurre la contaminazione batterica e minimizzare il rischio di infezione crociata per il personale durante il trasporto e la pulizia degli strumenti.



STEP 02
Pulizia
Una pulizia corretta e accurata è essenziale per garantire che ogni residuo biologico visibile e non, venga rimosso dagli strumenti. Questa attività è fondamentale al fine di assicurare la buona riuscita delle fasi successive.



STEP 03
Disinfezione
La fase di disinfezione è necessaria per ridurre la carica patogena presente sugli strumenti, così come il rischio di infezione crociata, e favorire la sterilizzazione.



STEP 04
Ispezione e manutenzione
Un'ispezione accurata, una corretta manutenzione e la verifica di tutti gli strumenti puliti e disinfettati è essenziale. In questo modo si garantisce la funzionalità e la durata nel tempo. Inoltre, il rischio di infezione sia per i professionisti che per i pazienti è ridotto al minimo grazie all'identificazione di strumenti danneggiati o sporchi.



STEP 05
Imballaggio
L'obiettivo del sistema di imballaggio è garantire a lungo termine la piena sterilità della strumentazione. L'imballaggio deve consistere in una barriera contro i microrganismi e una protezione verso l'ambiente esterno.



STEP 06
Sterilizzazione
La sterilizzazione garantisce l'eliminazione dei patogeni che possono causare infezioni. Tutti gli strumenti devono essere sterilizzati per garantire la sicurezza al momento del loro primo utilizzo.



STEP 07
Tracciabilità e stoccaggio
Scegliere la corretta posizione di stoccaggio assicura il mantenimento delle condizioni sterili. È fondamentale conservare gli strumenti imballati in condizioni asciutte e prive di polvere in modo che siano pronti e sicuri al momento dell'uso.




STEP 08
Ambiente
L'igiene e la manutenzione dei locali dove si svolgono i trattamenti odontoiatrici sono condizioni essenziali per garantire che tutte le attività quotidiane siano svolte in totale sicurezza. Questi passaggi garantiscono la salute e la sicurezza sia dei pazienti che del personale dello studio dentistico.



Il workflow di ricondizionamento giusto per ogni studio

Ogni studio dentistico ha volumi, team e necessità diverse. Per questo il ricondizionamento degli strumenti deve essere proporzionato, semplice da gestire e capace di sostenere il ritmo dell'attività clinica.
Con W&H puoi costruire un workflow completo e coerente.



Studio da 1-2 riuniti

Studio mono o bi-poltrona con volumi contenuti e team ridotto.

Ha bisogno di un workflow semplice, sicuro e proporzionato, senza introdurre complessità o investimenti eccessivi.




Workflow consigliato: U-son › Assistina One › Seal › Lina 17/22 L › Multidem C27 › ioDent®



Studio da 3-5 riuniti

Studio con più riuniti, più assistenti e maggiore rotazione di strumenti.

Il ricondizionamento deve sostenere il ritmo dell'agenda clinica e diventare un processo scalabile e standardizzato.



Workflow consigliato: U-son › Thed › Assistina Twin › Seal › Lara 17/22/28/38 L › Multidem C27 › Pacchetto Tracciabilità › ioDent®



Studio da oltre 5 riuniti

Studio o clinica con alto volume di strumenti, più team e processi da governare in modo centralizzato.

Il ricondizionamento deve diventare un sistema automatizzato, tracciabile e documentabile.



Workflow consigliato: U-son › Thed+ › Assistina Twin › Seal › Lisa 17/22 L › Osmo › Pacchetto Tracciabilità › ioDent®

Perché scegliere W&H



Muletto gratuito

Continuità operativa anche in caso di assistenza.



Garanzia tutto incluso

2 anni o 2.000 cicli, con meno sorprese sui costi iniziali.



Tagliando 4.000 cicli / 5 anni

Manutenzione pianificata e maggiore controllo dei costi.



Piattaforma ioDent®

Monitoraggio di cicli, dati, anomalie, manutenzioni e qualità dell'acqua.



Tracciabilità digitale


Meno carta, meno registri manuali, meno rischio di errori.



Assistenza W&H

Supporto tecnico, ricambi originali e consulenza continua.

Hai bisogno di sterilizzare velocemente?
Scopri Lisa Mini



Scopri tutti i servizi aggiuntivi W&H





BePro

Pulizia e Disinfezione



Efficiente

Azione veloce, uso ottimizzato

Tempi di azione estremamente rapidi, alta resa grazie a % di diluizione basse e versatilità su ogni area dello studio.



Efficace

Disinfezione completa, sicurezza immediata

BePro elimina oltre 100 patogeni, garantendo protezione rapida e totale.




Compatibile

Potente, ma delicato

Testato su 250 materiali, sicuro anche su superfici sensibili.

Approfitta del 40% di sconto su tutti i prodotti BePro!



Piccole superfici e dispositivi medici non invasivi

- › Gabinetto odontoiatrico e riunito
- › Manipoli, contrangoli e turbine
- › Superfici di contatto
- › Autoclavi
- › Plexiglass



BePro Disinfectant Spray

Tempo di azione
L'azione inizia dopo soli 15 secondi, la massima efficacia viene raggiunta in 60 secondi.

Flacone ricaricabile da 1 litro con testina nebulizzatrice

€ 19,62

Ref. 19500100 -32,70€

Tanica di ricarica da 5 litri

€ 77,40

Ref. 19500101 -129€



BePro Disinfectant Wipes

Tempo di azione
L'azione inizia dopo soli 15 secondi, la massima efficacia viene raggiunta in 60 secondi.

120 salviette in contenitore in plastica ricaricabile

€ 14,70

Ref. 19500102 -24,50€

Confezione di ricarica soft-pack da 120 salviette

€ 11,04

Ref. 19500103 -18,40€

Grandi superfici

- › Reception e sala d'attesa
- › Sala di sterilizzazione
- › Servizi igienici
- › Spogliatoio
- › Pavimenti
- › Maniglie e tavoli



BePro Disinfectant Concentrate

Tempo di azione
L'azione inizia dopo soli 15 secondi, la massima efficacia viene raggiunta in 5 minuti.

Diluizione 1%
100 litri di liquido pronto all'uso.

Flacone da 1 litro

Ref. 19500104

Prezzo su richiesta

Ref. 19500104

Pulizia e disinfezione delle frese / strumenti

- › Frese in acciaio e acciaio inox
- › Strumenti canalari
- › Strumenti diamantati



BePro Disinfectant R

Tempo di azione
Efficacia virucida completa in meno di 30 secondi, la massima efficacia viene raggiunta in 60 secondi.

Flacone da 1 litro

€ 17,16

Ref. 19500107 -28,60€

Tanica di ricarica da 5 litri

€ 72,60

Ref. 19500108 -121€

Pulizia e disinfezione degli strumenti

- › Scaler
- › Forbici
- › Incernierati
- › Pinzette
- › Scalpelli



BePro Disinfectant I

Tempo di azione
Efficacia virucida completa in meno di 15 minuti.

Diluizione 2%
100 litri di liquido pronto all'uso.

Flacone da 2 litri

€ 59,28

Ref. 19500106 -98,80€



BePro Soaking Bath

Vaschetta di decontaminazione per gli strumenti odontoiatrici nella fase di decontaminazione.

- › Cestello interno di grande capacità.
- › **Sistema integrato di drenaggio degli strumenti.**
- › Divisori interni.

€ 70,20

Ref. 19500300 -117€

BePro Mini-Bath
Cestello interno progettato per piccoli oggetti.

€ 10,44

Ref. 19500301 -17,40€

Pulizia e manutenzione dei sistemi di aspirazione



BePro Suction CD

Concentrato liquido con azione disinfettante potenziata per la pulizia quotidiana e la manutenzione dei sistemi di aspirazione con o senza separatori d'amalgama. Senza profumi e coloranti.

Diluizione 2%

Tanica da 5 litri

€ 100,80

Ref. 19500254 -168€



BePro Suction CM

Concentrato liquido per la contropulizia acida settimanale e la manutenzione dei sistemi di aspirazione con o senza separatore d'amalgama. Privo di aldeide, fenolo e cloro. Eccellente compatibilità con i materiali.

Diluizione 5%

Tanica da 5 litri

€ 48,00

Ref. 19500253 -80€



Mixing cup 2 litri


Utilizzare con Suction CM e Suction CD.

€ 98,40

Ref. 19500299 -164€



Come leggere l'etichetta di un disinfettante



W&H bepro disinfectant wipes
14,5 x 20 cm | 120 pcs

EFFECTIVE SPECTRUM

Bactericidal	60 sec	Influenza A virus	15 sec
Antibiotic-resistant bacteria	60 sec	Vaccinia virus	15 sec
Tuberculocidal	60 sec	Virucidal	60 sec
Mycobactericidal	60 sec	Adenovirus	60 sec
Fungicidal	60 sec	Norovirus	60 sec
Antibiotic-resistant yeasts	60 sec	Poliovirus	60 sec
Enveloped viruses	15 sec	Rotavirus	30 sec
Bovine viral diarrhoea virus (BVDV)	15 sec		
Coronavirus	15 sec	Complies with EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, and EN 16615. Dermatologically tested.	
Hepatitis B virus	15 sec		
Hepatitis C virus	15 sec		
Herpes simplex virus	15 sec		
Human immunodeficiency virus (HIV)	15 sec		

COMPOSITION: 100 g moistening solution contains 31.3 g ethanol, 16.7 g isopropanol, auxiliaries and water.

EN Disinfectant wipes for the disinfection of non-invasive medical devices. Completely moisten and wipe the entire surface of the medical device. Leave disinfectant to act and adhere to contact time. Use on alcohol compatible materials only. Before first time use, test material compatibility by applying the disinfectant to a small inconspicuous area.

DE Desinfektionstücher für die Desinfektion von nicht-invasiven Medizinprodukten. Die gesamte Oberfläche des Medizinproduktes vollständig befeuchten und abwischen. Desinfektionsmittel einwirken lassen und Einwirkzeit einhalten. Nur auf alkoholverträglichen Materialien verwenden. Testen Sie vor der ersten Anwendung die Materialverträglichkeit, indem Sie das Desinfektionsmittel auf eine kleine, unauffällige Fläche auftragen.

ES Toallitas desinfectantes para la desinfección de dispositivos médicos no invasivos. Humedecer completamente y limpiar toda la superficie del dispositivo médico. Dejar actuar el desinfectante y respetar el tiempo de contacto. Utilizar sólo en materiales compatibles con el alcohol. Antes de utilizarlo por primera vez, pruebe la compatibilidad del material aplicando el desinfectante en una pequeña zona no visible.

In quanto dispositivo medico, il prodotto deve essere utilizzato sempre secondo le istruzioni d'uso del produttore ed essere conforme alle norme di riferimento applicabili.

Attenzione a...

Aldeidi/Fenoli-Polifenoli/Acido peracetico/Perossido di idrogeno/Ipoclorito di sodio: possono essere tossici o irritanti per le persone e aggressivi sulle superfici.

Clorexidina: è un principio attivo più blando, con spettro d'azione limitato, tempi più lunghi e minor efficacia.

BePro non contiene nessuna di queste sostanze

Quello che conta davvero...

Holding time (tempo di azione): agisce più velocemente e rende il processo più sicuro e controllabile.


★ BePro: 1 minuto su ampio spettro

Ampio spettro d'azione: copre anche i patogeni più resistenti (ottimo se arriva fino ai micobatteri).
★ BePro: efficace fino ai micobatteri (tra i più resistenti)

Test di efficacia in condizioni di sporco: rispecchiano l'uso reale e danno una garanzia più affidabile.

Per la decontaminazione dei tuoi strumenti

BePro Soaking Bath è un dispositivo medico di classe I, realizzato in HDPE e progettato per essere termodisinfettabile. È dotato di un ampio cestello con divisori interni mobili, che consentono di posizionare gli strumenti in modo ottimale e di facilitare il risciacquo.



Sistema di dosaggio rivoluzionario ed intuitivo integrato direttamente all'interno della vaschetta: versa la soluzione disinfettante fino all'indicatore di livello della percentuale di diluizione corretta (nessuno spreco) e aggiungi acqua fino all'altezza indicata (3 litri).



**BePro Soaking Bath +
BePro Disinfectant I**

€ 115

-216€

U-Son Il modo sicuro di pulire

La pulizia a ultrasuoni è una procedura moderna, sicura ed efficiente, che garantisce una pulizia ottimale nel minor tempo possibile. Presenta molti vantaggi rispetto ai normali metodi manuali; l'effetto cavitazione, generato dall'utilizzo di ultrasuoni, è in grado di rimuovere anche i depositi più tenaci presenti in zone che sarebbero altrimenti difficili o impossibili da raggiungere, riducendo, inoltre, il rischio di lesioni o infezioni che possono verificarsi durante la pulizia manuale.



Prodotti correlati:

- BePro Disinfectant I
 - BePro Disinfectant R
 - BePro Cleaner TE
- (da diluire in vasca ad ultrasuoni con una percentuale del 2%)
Scopri a pag. 20 e 21.

Accessori opzionali:

- Due becher graduati in vetro
- Supporto becher

U-Son 3l

- Capacità della vasca di 3 litri
- Camera in acciaio Inox
- Due trasduttori
- Temperatura programmabile (escludibile)
- Timer programmabile
- Funzione "degas" automatica

Accessori inclusi:

- Cestello in acciaio Inox
- Coperchio in acciaio Inox
- Cavo di alimentazione

€ 690

Ref. 19600004 -919€

U-Son 6l

- Capacità della vasca di 6 litri
- Camera in acciaio Inox
- Tre trasduttori
- Temperatura programmabile (escludibile)
- Timer programmabile
- Funzione "degas" automatica

Accessori inclusi:

- Cestello in acciaio Inox
- Coperchio in acciaio Inox
- Cavo di alimentazione
- Tubo di scarico con rubinetto

€ 990

Ref. 19600005 -1.998€

Perché passare dalla pulizia manuale a quella automatizzata?

- › Ottimizzazione del tempo
- › Massima efficienza
- › Pulizia senza compromessi
- › Maggiore durata degli strumenti
- › Gestione del personale (niente più pulizia manuale da parte degli operatori)
- › Lavoro con uno o due cesti in funzione alle esigenze di carico variabili nel tempo (ottimizzazione del carico)



Completa il tuo termodisinfettore Thed con gli accessori più adatti alle tue esigenze.



Unico sul mercato

2 livelli di lavaggio e 3 bracci irroratori per pulire e disinfettare fino a 240 strumenti o 16kg di carico.



Asciugatura ad aria forzata con filtro HEPA

Utilizza un flusso d'aria indipendente (non attraverso i bracci irroratori) e filtrato per garantire un'asciugatura rapida, sicura e igienica.



Completamente automatico

I sensori incorporati riconoscono la configurazione del carico e consigliano il programma più idoneo da utilizzare, ottimizzando la durata del ciclo, i consumi di acqua, di corrente e di chimiche (Thed+).



Stato del dispositivo EliSense

Attraverso una luce LED posizionata sulla maniglia, è possibile capire immediatamente lo stato del dispositivo per ottimizzare sia il workflow che l'output (Thed+).



Tecnologia Eco Dry

Riconosce la quantità di carico e regola il tempo di asciugatura. Grazie all'asciugatura ad aria forzata con filtro HEPA, assicuriamo risultati ottimali e un tempo ciclo record di soli 43 minuti (Thed+).



Illuminazione della camera

Camera di lavaggio con illuminazione interna (Thed+).

thed



Inquadra il QR code per vederlo nella tua stanza



Bene strumentale agevolabile ai fini dell'iperammortamento industria 4.0 2026

Thed

- › Due livelli di lavaggio (fino a 16 kg di carico)
- › Asciugatura attiva con filtro HEPA H13
- › Connettività completa (IoDent + App W&H Steri)
- › Ciclo di lavaggio standard: 84 minuti*
- › Ciclo di lavaggio dedicato ai manipoli: 55 minuti*
- › Disponibile monofase

Thed da banco

€ 6.900

Ref. 21050000 -9.990€

*inclusa fase di asciugatura

Thed da incasso

Prezzo su richiesta

Ref. 21051000

Thed+

Include tutte le funzionalità di Thed e anche:

- › Luce della camera di lavaggio
- › Luci LED per lo stato del dispositivo
- › Riconoscimento automatico dei carrelli, degli accessori e del carico
- › Ciclo di lavaggio standard: 55 minuti*
- › Ciclo di lavaggio dedicato ai manipoli: 35 minuti*
- › Ottimizzazione del tempo ciclo, dei consumi di acqua ed energia e dei prodotti chimici
- › Disponibile monofase o trifase

Thed+ da banco

Prezzo su richiesta

Ref. 21050000

Thed+ da incasso

Prezzo su richiesta

Ref. 21056001



Scopri le promo autunno di Thed+

Manutenzione automatizzata per termodisinfettori da banco

Sistema unico a cartucce

Per una sostituzione facile e sicura delle chimiche (dispositivi da banco). La posizione inclinata delle cartucce negli appositi spazi garantisce un utilizzo ottimale e senza sprechi.



BePro Cleaner TE

Detergente liquido tri-enzimatico, non schiumogeno, per la pulizia automatizzata in termodisinfettori.

Flacone da 1,5 litri

€ 27,30

Ref. 19500204 -45,50€



BePro Rinse

Per un'asciugatura rapida e senza macchie degli strumenti odontoiatrici.

Flacone da 0,8 litri

€ 23,58

Ref. 19500205 -39,30€

Manutenzione automatizzata per termodisinfettori da incasso

bepro



BePro Cleaner TE

Detergente liquido tri-enzimatico, non schiumogeno, per la pulizia automatizzata in termodisinfettori.

Tanica da 5 litri

€ 86,40

Ref. 19500200 -144€



BePro Rinse

Per un'asciugatura rapida e senza macchie degli strumenti odontoiatrici.

Flacone da 1 litro


€ 26,28

Ref. 19500206 -43,80€




Come risparmiare sui costi di **manutenzione** dei tuoi manipoli?

Nel 90% delle volte in cui un manipolo rientra prematuramente in assistenza tecnica, la causa è da imputare ad una manutenzione non corretta. **La nostra risposta è Assistina!**



Guasti causati da scarsa lubrificazione e canali spray intasati



Danni causati dall'ossidazione data dall'utilizzo di disinfettanti aggressivi



Detersione

Assistina garantisce una pulizia corretta dei canali spray per prevenire eventuali ostruzioni causate da depositi di calcare. In questo modo garantisce un funzionamento regolare, una durata di vita superiore e costi di manutenzione più bassi.



Lubrificazione

Grazie alla rivoluzionaria procedura di nebulizzazione con olio, la lubrificazione degli strumenti di trasmissione è più rapida e accurata che mai. Le parti meccaniche sono lubrificate senza neanche muoverle.



Convenienza

Con un kit di ricarica (detergente + lubrificante + filtro Hepa) tratti oltre 2.850 manipoli, l'equivalente di 20 flaconi di olio.



Assistina One

- La soluzione di manutenzione più rapida della sua categoria
- Lubrificazione e pulizia completa dei canali spray in 18 secondi
- Pulizia dei canali spray (acqua e aria) con il liquido detergente W&H
- Funziona esclusivamente con aria compressa

€ 1.395 **KIT DI RICARICA INCLUSO**

Ref. 30398003 -2.245€-



Assistina Twin

- Lubrificazione con W&H Service Oil F1, MD-302
- Pulizia dei canali spray per acqua e aria con W&H Activefluid MC-302
- Caricamento continuativo della strumentazione tramite due camere
- Lubrificazione e pulizia completa dei canali spray in 10 secondi
- Aspirazione attiva degli aerosol con filtro HEPA integrato
- Connessione degli strumenti rapida con Quick Connect
- Funzione di soffiaggio per l'asciugatura ottimale dei componenti interni**

€ 1.970 **KIT DI RICARICA INCLUSO**

Ref. 30310003 -4.180€-



Guarda i video e scopri come Q-Dry asciuga in maniera efficace gli strumenti rotanti con gli stessi adattatori di Assistina.



Q-Dry

Q-Dry è la soluzione ideale per l'asciugatura interna dei manipoli dopo i processi di pulizia manuale e automatica. Collegato all'aria compressa, rimuove efficacemente i liquidi all'interno di turbine e contrangoli e garantisce che non rimangano macchie sulle buste dopo la sterilizzazione.

€ 185

Ref. 19723118 -272€-

W&H Service Oil F1 per i tuoi manipoli

Un adattatore per ogni esigenza

04396100	Testina nebulizzatrice con adattatore Multiflex	12,50€
05772000	Testina nebulizzatrice per attacco BienAir	12,50€
05908000	Testina nebulizzatrice turbine attacco Sirona	12,50€
05907800	Testina nebulizzatrice attacco NSK	12,50€
05773300	Testina nebulizzatrice per attacco NSK	12,50€
02038200	Testina nebulizzatrice H-W	7,50€
02229200	Testina nebulizzatrice 6/7/800+corsair	7,50€



Service Oil F1 400 ml Bomboletta spray

La formula che garantisce la durata degli strumenti. W&H Service Oil F1 è un lubrificante sintetico di elevata purezza, sviluppato espressamente per la manutenzione di turbine, manipoli e contrangoli, strumenti chirurgici, ablatori e micromotori ad aria.

€ 22,40

Ref. 10940021 -53,17€- (a flacone)



Sigillatura perfetta in 2 secondi

È difficile mantenere la sterilità di un prodotto. È possibile conservarla solo tramite una protezione ermetica e continua del materiale sterilizzato dagli influssi ambientali.




Sigillature di qualità perfetta

Viene creato un cordone di sigillatura largo 12 mm in soli due secondi, senza rischi di bruciatura della busta.



Pratica e facile da usare

L'operatività è ottimizzata grazie alla stazione di sigillatura trasparente e al piano di lavoro integrato.



Lavoro flessibile

Il supporto brevettato a doppio rullo accoglie rotoli di varie larghezze. Il supporto può essere rimosso dalla stazione e montato a parete, consentendo così un uso flessibile anche negli spazi più ridotti.



Termosigillatrice Seal²

Garantisce una tenuta resistente ed ermetica producendo chiusure perfette da 12 mm.

€ 575

Ref. 19722101 -1.170€-

Come si valuta la convenienza di una sterilizzatrice?

L'errore più comune è quello di considerare solo il prezzo di acquisto del prodotto. È fondamentale tenere a mente 3 parametri:



Configura la tua soluzione di sterilizzazione



Bene strumentale agevolabile ai fini dell'iperammortamento industria 4.0 2026



Costi di manutenzione

Quali sono gli intervalli di manutenzione e quanto costa l'intervento tecnico? Grazie ai loro costi di servizio, con la prima revisione tecnica a 4.000 cicli, le sterilizzatrici W&H possono essere considerate tra le più convenienti durante la vita utile del prodotto.



eco dry +

Consumi di energia e acqua

Quanta acqua ed energia consuma un'autoclave annualmente? L'ottimizzazione del tempo di asciugatura significa minore consumo di energia e acqua. Per questo le nostre sterilizzatrici sono una soluzione economica ed ecologica.




Velocità del tempo ciclo


La tecnologia brevettata di W&H adatta il tempo di asciugatura alla massa del carico. Questo riduce il tempo di ciclo, aumenta la longevità dei tuoi strumenti e ottimizza il consumo di energia.



Acqua



Elettricità



Manutenzione

Con le nostre sterilizzatrici risparmi fino a 4.000€ in 10 anni!

Le nostre autoclavi consumano meno acqua ed elettricità e hanno costi di manutenzione più bassi rispetto al mercato*:

*Statistica calcolata considerando una media di 5 cicli al giorno (220 giorni lavorativi); costo medio dell'energia di € 0,27 kWh; costo di produzione litro di acqua bidistillata di € 0,70.

Modello	Volume della camera	Carico massimo		Durata ciclo inclusa asciugatura (carico medio)		Dimensioni (in cm)	Tagliando	Garanzia standard (ricambi, manodopera, trasporto, muletto)
		Ciclo B	Ciclo S	B Universal 134	S Fast 134			
 Lisa Mini	5 litri	Strumenti: 1.5 kg Porosi: 100 g	Strumenti: 1.5 kg	22'45"	9'45"	44 x 20 x 67	5 anni o 4000 cicli	2 anni o 2000 cicli
 Lina	22 litri	Strumenti: 6 kg Porosi: 2 kg	Strumenti: 2 kg	48'	21' (opzionale)	46.5 x 45 x 65	5 anni o 4000 cicli	2 anni o 2000 cicli
 Lara	22 litri	Strumenti: 5.5 kg Porosi: 2 kg Container: 9 kg	Strumenti: 2 kg	38'	18' (opzionale)	46.5 x 45 x 65	5 anni o 4000 cicli	2 anni o 2000 cicli
 Lisa	22 litri	Strumenti: 6 kg Porosi: 2 kg Container: 9 kg	Strumenti: 2 kg	28'	13'	46.5 x 45 x 63	5 anni o 4000 cicli	2 anni o 2000 cicli
 Lara XL	28 litri	Strumenti: 7 kg Porosi: 2.3 kg Container: 9 kg	Strumenti: 2 kg	41'	22' (opzionale)	49 x 46 x 62	5 anni o 4000 cicli	2 anni o 2000 cicli
 Lara XXL	38 litri	Strumenti: 10 kg Porosi: 3 kg Container: 12 kg	Strumenti: 3 kg	42'30"	20' (opzionale)	49 x 46 x 80	5 anni o 4000 cicli	2 anni o 2000 cicli

€ ~~3.670~~ 2.990

Ref. 19945100 -6.495€-

€ 3.510 Scopri la promo rottamazione!

Ref. 19952131 -8.765€-

€ 4.569 OMAGGIO MULTIDEM C27

Ref. 19942120 -9.530€-

Valore di mercato €619

€ 5.999 OMAGGIO MULTIDEM C27

Ref. 19962100 -11.485€-

Valore di mercato €619

€ 5.999

Ref. 19933110 -11.200€-

€ 10.190

Ref. 19936110 -14.365€-



Servizio muletto e scolarizzazione sempre inclusi!

Scopri tutti i servizi dedicati alle autoclavi a pag. 40



Excellence. Redefined.

Nuova sterilizzatrice Lisa

Un design moderno e raffinato e una sterilizzazione più intelligente, più veloce e più affidabile, per concentrarvi su ciò che conta maggiormente: i vostri pazienti.



Bene strumentale agevolabile ai fini dell'iperammortamento industria 4.0 2026



EliSense Status Sense

Tutte le informazioni più importanti a colpo d'occhio:

Ciclo in corso

Ciclo terminato

Ciclo interrotto

Si verifica ogni volta che il ciclo viene interrotto manualmente.

Errore di ciclo

Si verifica ogni volta che viene visualizzato un messaggio di errore.

Novità!

EliSense Temperature Sense

Maggiore sicurezza nella gestione quotidiana. EliSense protegge l'operatore segnalando se la porta viene aperta quando il carico è ancora troppo caldo per essere manipolato senza guanti o supporto vassoio.

Temperatura del carico bassa

Il carico può essere rimosso (temperatura <40 °C).

Temperatura del carico media

Il carico deve essere rimosso con attenzione (temperatura da 40 a 60 °C).


Temperatura del carico alta

Il carico deve essere rimosso con attenzione (temperatura >60 °C).

Touch screen 5" Tutto a portata di un tocco

Una nuova interfaccia intuitiva fin dall'accensione mostra subito i cicli disponibili e, grazie al supporto dell'IA, suggerisce solo quelli pertinenti, riducendo la complessità e il rischio di errore.

Funzioni di assistenza integrate e animazioni 3D guidano l'utente passo dopo passo anche nelle attività di manutenzione e nei cicli di test (Helix, Bowie & Dick, test del vuoto), rendendo ogni operazione semplice e immediata.



[Scopri tutti i dettagli](#)

lisa

Intelligenza digitale per il tuo studio dentistico

Con ioDent®, la piattaforma cloud di W&H, l'IoT entra davvero in studio: collega in modo intelligente e sicuro i tuoi dispositivi W&H, rende i dati disponibili ovunque e automatizza tracciabilità, documentazione e supporto alla manutenzione.

Il risultato?

Team alleggerito e pieno controllo dei processi.

+ Scopri tutti i vantaggi

ioDent®

ioDent® platform RIC include:



Stato del dispositivo a colpo d'occhio e notifiche personalizzate

Controllo immediato dello stato dell'autoclave con avvisi automatici su manutenzione, cicli eseguiti e qualità dell'acqua. Niente più scadenze dimenticate o manutenzioni fatte in ritardo.

Meno guasti, maggiore durata dell'autoclave e assistenza sempre puntuale.

1



Monitoraggio intelligente e aggiornamento software

La piattaforma gestisce in modo intelligente consumabili, anomalie e aggiornamenti software, segnalando quando intervenire e permettendo operazioni da remoto.

In questo modo riduce sprechi e imprevisti, assicurando efficienza, sicurezza e prestazioni sempre elevate.

2



Tracciabilità e archiviazione digitale

Il report di ogni ciclo di sterilizzazione eseguito si archivia automaticamente su cloud per essere ricercato e utilizzato facilmente in caso di necessità.

Tutta la documentazione necessaria relativa al dispositivo è automaticamente archiviata in uno spazio Sharepoint dedicato.

3




Consulenza in studio

Consulenza e formazione direttamente in studio per supportare il team nell'installazione, uso e manutenzione dei dispositivi.

Facilita l'avvio operativo e aiuta a utilizzare al meglio le tecnologie acquistate.

4



Agevolazione fiscali Industria 4.0

Se sei una società di persone o una società di capitali, grazie all'interconnessione alla piattaforma IoT ioDent®, puoi accedere alle agevolazioni Industria 4.0!

I prodotti agevolabili W&H sono:

- › Sterilizzatrici Lina, Lara e Lisa (17 e 22 litri)
- › Termodisinfettori Thed e Thed+
- › Implantmed Plus II

+ Richiedi una consulenza

ioDent® 1 Anno

Per autoclavi e termodisinfettori.

Con ioDent® hai accesso al tuo software cloud in cui si archiviano in automatico i dati dei cicli di sterilizzazione e di termodisinfestione, dal quale puoi monitorare lo stato di salute della tua sterilizzatrice e gestire la manutenzione e la documentazione service.

€ 50

Ref. 92002706



Wi-Fi chiavetta USB
Costo una tantum

€ 50

Ref. 19721136



**Beni strumentali agevolabili
ai fini dell'iperammortamento
Legge n. 199/2025,
iperammortamento 2026-2028**





Trattamento dell'acqua



Rispondi a 3 domande per trovare il giusto dispositivo di trattamento dell'acqua per le tue esigenze!

Sistema a Osmosi: Osmo 220V

- Per collegare fino a 6 sterilizzatrici
- Ideale quando l'acqua è piuttosto dura (oltre i 500 µS/cm) oppure si eseguono molti cicli di sterilizzazione ogni giorno
- Un set di cartucce produce in media 10.000l di acqua demineralizzata

€ 1.375

Ref. 19721143 -2.065€-

Demineralizzatore Multidem C27

- Per collegare fino a 2 sterilizzatrici
- Ideale quando l'acqua non supera la durezza di 500 µS/cm
- Una cartuccia produce in media 300 litri di acqua bi-distillata (circa 700 cicli di sterilizzazione con un'autoclave W&H)
- Sconsigliato se hai un addolcitore

Multidem C27

€ 429

Ref. 19723112 -649€-

Cartuccia

€ 265

Ref. A812016X -339€-


Accessori sterilizzazione



Kit Tanica di scarico per Lisa Mini

€ 65

Ref. X051700X -94€-



Kit consumabili 400-800 cicli per Lisa VA131 2019, Lara e Lina Rik (2 filtri antipolvere, 2 filtri batteriologici, 1 guarnizione sportello)

€ 139

Ref. X050328X -475€-



Ciclo Fast per manipoli non imbustati

€ 255

Ref. 19730071 -357€-



Helix Test - 250 strisce reattive

Dispositivo di verifica per sterilizzatrici di tipo B, progettato per testare la rimozione dell'aria e la penetrazione del vapore. Simula le condizioni più difficili di sterilizzazione per strumenti a corpo cavo (tipo A secondo EN 13060), grazie alla sua struttura che riproduce un lume stretto.

€ 118

Ref. T800207X -240€-



Perché è indispensabile tracciare i dati di sterilizzazione?

La tracciabilità permette di ricostruire con precisione ogni fase del ciclo di sterilizzazione, registrandone tutti i dati. L'utilizzo di sistemi informatizzati innalza il livello di qualità e offre una prova documentale più affidabile rispetto alla semplice gestione cartacea.

L'obiettivo della tracciabilità è di garantire il collegamento certo tra:

- il carico
- il ciclo di sterilizzazione
- i dati del paziente



Pacchetto di tracciabilità

Stampante di etichette adesive

€ 755

Ref. 19721109/19721123 -1.190€-

Lettore di codici a barre

€ 199

Ref. 19721132 -345€-

Archivia digitalmente i test di sterilizzazione

Gli studi dentistici devono conservare le registrazioni dei cicli di sterilizzazione e dei test di routine, spesso per diversi anni. I registri cartacei comportano spreco di carta, annotazioni ripetitive e rischio di errori.

Con eLog, W&H offre una soluzione digitale innovativa che semplifica il lavoro e consente di archiviare i test direttamente su W&H ioDent®, tramite il Customer Dashboard e l'app W&H Steri.

eLog

La soluzione di tracciabilità W&H per un protocollo efficace ed efficiente:



Scopri EliTrace



1. EliSafe



2. Archiviazione automatica dati su cloud ioDent® e chiavetta USB



3. Tracciabilità del singolo strumento con EliTrace sull'autoclave Lisa



4. Applicazione smartphone W&H Steri App

Come organizzare un protocollo di igiene a norma di legge?

Contatta i nostri specialist



Dispositivi da laboratorio Perfecta

In un laboratorio odontotecnico la velocità è l'elemento chiave per poter lavorare tutti i tipi di materiale, soprattutto quelli più specifici e complessi come lo zirconio.

Perfecta 900 ha un sistema di raffreddamento ad acqua con erogazione estremamente precisa, direttamente sulla fresa. Inoltre Perfecta 600 e 900 montano anche il nostro sistema brevettato di soffiaggio che permette di mantenere sempre pulita l'area di lavoro.



Perfecta 300 F

- › Manipolo-motore 5,5 Ncm 1.000 - 40.000 giri/min
- › Motore privo di spazzole
- › Utensile Ø 2,35 mm
- › Opzionale: variante «E-Type» con attacco ISO
- › Programmi automatici: modalità bistabile
- › Rotazione destrorsa/sinistrorsa
- › Controllo al piede

€ 1.029

Ref. 14933200 -2.025€

Perfecta 600 F

- › Manipolo-motore 7,5 Ncm 1.000 - 50.000 giri/min
- › Motore privo di spazzole
- › Utensile Ø 2,35 mm
- › Funzione di soffiaggio
- › Programmi automatici: bistabile/controllo velocità
- › Rotazione destrorsa/sinistrorsa
- › Controllo al piede

€ 1.939

Ref. 14936200 -2.740€

Perfecta 900 TT All-In

- › LA-923 T Perfecta 900 controllo al piede
- › Perfecta 900 cavo motore (manipolo ad alta velocità 0,7 Ncm 5.000 - 100.000 giri/min, utensile Ø 1,6 mm)
- › LA-66 manipolo completo (manipolo ad alta velocità 7,8 Ncm 1.000 - 50.000 giri/min, utensile Ø 2,35 mm)
- › Motore privo di spazzole
- › Funzione di soffiaggio
- › Comandi automatici: Bistabile/Controllo velocità
- › Rotazione destrorsa/sinistrorsa
- › Controllo da banco e raffreddamento ad acqua integrato

€ 3.499

Ref. 14939300 / 05116500 / 05201200 -5.551€



Ablatore ad aria Proxeo

L'ablatore ad aria di W&H è l'assistente perfetto per la rimozione dei depositi duri e morbidi sopra e sotto le gengive. Adattandosi a qualsiasi tubolatura, l'ablatore ad aria è presto pronto per l'utilizzo. Le punte della gamma W&H sono il perfetto complemento per qualsiasi approccio e aiutano a garantire un trattamento privo di traumi per i pazienti.



Proxeo ZA-55 / ZA-55 M

- › Senza regolazione della potenza
- › Senza luce
- › Raccordo: Roto Quick® / Multiflex®*

€ 605

Ref. 10035501 / 10035503 -962€



Proxeo ZA-55 LM

- › Con regolazione della potenza
- › Con luce
- › Raccordo: Multiflex®*

€ 969

Ref. 10035502 -1.564€



Proxeo ZA-55 LS

- › Con regolazione della potenza
- › Con luce
- › Raccordo: Sirona®**

€ 969

Ref. 30227000 -1.564€

*Multiflex® è un marchio registrato di Kaltenbach & Voigt GmbH, Germania. **Sirona® è un marchio registrato di Sirona Dental Systems GmbH, Bensheim

Manipoli compatibili con inserti Kavo Sonicflex 2003 e Komet

Inserti per ablature ad aria



1AU

Per la rimozione del tartaro, per uso universale, anche per superfici curve di molari con inclinazione linguale.

€ 77

Ref. 07159700 -114€



2AU

Per frontali inferiori, superfici linguali e in caso di liste di tartaro spesse e dure, fortemente adese.

€ 77

Ref. 07159800 -114€



3AU

Per la rimozione di placca in zona cervicale e anche per rimuovere depositi di nicotina.

€ 77

Ref. 07159900 -114€



1AP

Eliminazione di depositi subgengivali, adatta in particolare per tasche parodontali profonde.

€ 88

Ref. 07009100 -130€



2API/ 2APr

Punta con curvatura a sinistra/destra per la rimozione di depositi subgengivali.

€ 88

Ref. 05153300 -130€
Ref. 05254400 -130€



3AP

Con rivestimento di diamante sulla punta dello strumento adatta al debridement parodontale biforcazioni e concavità.


€ 117

Ref. 05280200 -173€

Servizi e Garanzie

Senza pensieri: questa è la filosofia alla base di tutti i servizi W&H, ideati per garantire al professionista la massima serenità e il minimo stress nella gestione di tutte le apparecchiature dello studio.

Perchè affidarsi a noi?



Estensione Servizio Muletto

Per Implantmed e per tutte le autoclavi.

W&H mette a disposizione dei clienti, a titolo gratuito e durante il periodo di garanzia del prodotto, un'unità sostitutiva per il tempo necessario alla riparazione. Le spese di trasporto e installazione non sono incluse in questo servizio e quindi a carico del richiedente. È possibile estendere il servizio muletto oltre i termini di garanzia del prodotto (quando è incluso).

Copertura 1 anno

€ 115

Ref. 92000232 +76€



Estensione
**Garanzia
Gold
1 Anno**

Estensione Garanzia Standard 1 Anno Gold

Per Lina, Lara e Implantmed Classic.

Attivabile entro 3 mesi dalla data di fatturazione.

€ 115

Ref. 92000255 +26€



Estensione
**Garanzia
Platinum
1 Anno**

Estensione Garanzia Standard 1 Anno Platinum

Per Lisa Mini, Lisa, Lara XL, Lara XXL e

Implantmed Plus e Plus II. Attivabile entro 3 mesi dalla data di fatturazione.

€ 155

Ref. 92000256 +68€



Scolarizzazione
in studio


Scolarizzazione in studio

Richiedi la consulenza dei nostri specialist per avere supporto e formazione nell'installazione, utilizzo e manutenzione di tutti i dispositivi W&H acquistati.

INCLUSA

Assistenza Tecnica ProService

Una rete completa di partner di assistenza affidabili e l'obiettivo comune di trovare sempre la soluzione migliore e più rapida possibile per i nostri clienti. Che si tratti di semplice manutenzione o di riparazioni complesse, i nostri centri assistenza autorizzati sono pronti a supportarti.



40+
Anni di
esperienza



120.000+
Riparazioni



150+
Professionisti tecnici
qualificati in Italia

Ripara il tuo prodotto W&H in 5 step:



Trova il tuo Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato:

C.A.T.A. | W&H




Entro 24 ore verrai contattato dal service per effettuare la presa in carico con il nostro corriere.



Attendi il preventivo via e-mail e confermallo.



Riparazione e test di controllo (velocità e torque, sicurezza elettrica, Helix e B&D test, aggiornamenti software gratuiti)



Ricevi il tuo prodotto come nuovo.



Promozioni riparazione CON RICAMBI ORIGINALI W&H

**12 MESI DI GARANZIA
SUI RICAMBI SOSTITUITI**



FAI ATTENZIONE! Secondo quanto stabilito dal regolamento (UE) 2017/745 articolo 16 par.1/C del parlamento europeo del 5 aprile 2017, l'utilizzo di ricambi NON ORIGINALI comporta la PERDITA della CERTIFICAZIONE DI DISPOSITIVO MEDICO con le relative conseguenze giuridiche.



Offerta riparazione Turbine Synea Fusion e Alegra

€ 199*



Offerta riparazione Contrangolo anello blu Synea Fusion WG-56

€ 149*



Offerta riparazione Contrangolo anello rosso Synea Fusion WG-99

€ 244*

*il prezzo si intende IVA esclusa ed è comprensivo della sostituzione dell'albero testina, completo di cuscinetti, e la relativa manodopera. Eventuali altri ricambi necessari saranno sommati al prezzo offerta. La promozione è valida per i centri ProService che aderiscono all'iniziativa fino al 31/12/2026.



I nostri riferimenti



Calogero Guagliano

Product Sales Specialist

Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia
Ovest (Varese, Pavia, Como, Lecco, Monza
Brianza, Lodi, Sondrio, Milano)

+39 349 4561 554

calogero.guagliano@wh.com



Deborah Moretto

Product Sales Specialist

Veneto, Friuli, Trentino, Lombardia Est
(Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova)

+39 340 7008 440

deborah.moretto@wh.com




Arturo Sica

Product Sales Specialist

Emilia-Romagna, Toscana, Marche

+39 349 3154 131

arturo.sica@wh.com



Anna Maria Sorgente

Product Sales Specialist

Lazio, Umbria, Abruzzo

+39 347 9315 726

anna.sorgente@wh.com



Pierangelo Russo

Product Sales Specialist

Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Malta

+39 340 4095 458

pierangelo.russo@wh.com



Marta Intilla

Product Sales Specialist

Sardegna, Calabria, Sicilia

+39 348 5880 799

marta.intilla@wh.com



Alessio Fiorotto

Application Specialist - Imaging

+39 338 7813 413

alessio.fiorotto@wh.com



Nicolò Fasoli

General Manager

+39 340 5721 603

nicolo.fasoli@wh.com



Bruno Friscia

**Sales Operations Manager
Area Manager Centro Italia**

+39 335 5449 268

bruno.friscia@wh.com



Francesco Pianezzola

Key Account Manager

+39 348 9310 829

francesco.pianezzola@wh.com



Andrea De Leonardo

Area Manager Nord Italia

+39 345 0729 547

andrea.deleonardo@wh.com

Centro Servizio Clienti



Laura Rota

**Responsabile
Centro Servizi Clienti**

Perché contattarci?



Informazioni
su prodotti,
servizi e corsi.



Gestione
ordini e resi.



Supporto
per dubbi e
richieste.



Milena Cattaneo

Centro Servizio Clienti

Val d'Aosta, Piemonte,
Liguria, Lombardia, Veneto,
Friuli, Trentino



Francesca De Angelis

Centro Servizio Clienti

Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Umbria,
Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata,
Molise, Calabria, Sardegna, Sicilia, Malta

W&H Italia S.r.l.

Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), Italia
t +39 035 6663911
office.it@wh.com
wh.com

☎ 035 6663 911
✉ office.it@wh.com



Siamo a tua disposizione
dal lunedì al venerdì,
dalle 8.30 alle 17.30!