


Ofertas y
Novedades

Noviembre 2021
Febrero 2022



Esterilizador Lina
Tecnología Clase B
al mejor precio.

**Amplíe su
Garantía
a 5 años

POR SOLO

400€



**Oferta válida para LINA 17 y 22 litros,
consulte condiciones en wh.com

Novedad Mundial

Módulo
Piezomed Classic

2.995€

PVP 3.500€

2.495€

PVP 3.500€

AL COMPRARLO JUNTO
A IMPLANTMED PLUS

Módulo
Piezomed Plus

3.995€

PVP 4.500€

3.495€

PVP 4.500€

AL COMPRARLO JUNTO
A IMPLANTMED PLUS



Nuevo

Único sistema
que ofrece **en un
solo dispositivo**
cirugía oral,
implantología
y piezocirugía.



Desde

2.495€

NOVEDAD MUNDIAL



Modularidad

La modularidad ofrece la posibilidad de adaptar el dispositivo a los requisitos de cada usuario.




Reconocimiento automático del inserto

Piezomed reconoce automáticamente el inserto que va a utilizar y le asigna el grupo de potencia correcto



Refrigeración eficiente de la zona de operación

El spray se expulsa cerca de la zona de actividad del inserto y, de este modo, proporciona una refrigeración ultraeficiente de la zona de operación.




Librería de insertos

Permite la configuración individual de los parámetros de tratamiento más importantes para los insertos seleccionados.



Pedal inalámbrico. Libertad total de movimientos

Le permite elegir el emplazamiento óptimo en el área de trabajo. Esto le proporciona un alto nivel de seguridad en la zona de tratamiento.



Refrigeración sin ventilador en la carcasa

Esto evita ruidos molestos. Sin afectar el entorno estéril debido a la emisión de aire refrigerante.

Instrumental de clínica

Cabezal higiénico y válvula anti-retorno



Todas las turbinas W&H disponen de **cabezal higiénico¹** y **válvula anti-retorno²** que previenen la **infección cruzada**.



Turbina Vision TK-98 L+RQ-24

- › Cabezal Ø11,5mm
- › 24 W/360.000 rpm
- › Conexión W&H



925€

PVP 1.651€



Turbina Fusion TG-98 L/LM

- › Cabezal Ø11,5mm
- › 21 W/360.000 rpm
- › Conexión W&H/Multiflex®**



499€

PVP 854€



Turbina Fusion TG-98 L+RQ-24

- › Cabezal Ø11,5mm
- › 21 W/360.000 rpm
- › Conexión W&H



668€

PVP 1.140€



Luz 5 LEDs
iluminación
sin sombras

Synea Vision



Luz LED+
mejor contraste
y color

Synea Fusion



Luz LED+
autogenerada
para equipos sin luz

Alegra



Luz
de barra
de vidrio

Synea Fusion



Refrigeración
5 Sprays

Synea Vision




Turbina Alegra TE-95 RM

- › Cabezal Ø12,2mm
- › 18 W/330.000 rpm
- › Conexión 4 Vías



295€

PVP 448€



Contra-ángulo Fusion WG-99 A

- › Cabezal Ø 9,5mm
- › Contra-ángulo 1:5



489€

PVP 823€



Contra-ángulo Fusion WG-99 LT

- › Cabezal Ø 9,5mm
- › Contra-ángulo 1:5



705€

PVP 1.088€



Contra-ángulo Alegra WE-99 LED G

- › Cabezal Ø 10,1mm
- › Contra-ángulo 1:4,5



651€

PVP 1.106€




Turbina Alegra TE-98 LQ+RQ-54

- › Cabezal Ø12,2mm
- › 18 W/330.000 rpm
- › Conexión W&H



560€

PVP 953€



Contra-ángulo Fusion WG-56 A

- › Cabezal Ø 9,5mm
- › Contra-ángulo 1:1



391€

PVP 662€



Contra-ángulo Fusion WG-56 LT

- › Cabezal Ø 9,5mm
- › Contra-ángulo 1:1



440€

PVP 754€



Contra-ángulo Alegra WE-56 LED G

- › Cabezal Ø 10,1mm
- › Contra-ángulo 1:1



477€

PVP 812€

¹ Sistema exclusivo W&H patentado en Europa y EEUU ² En las turbinas con conexión W&H Rotoquick® la válvula anti-retorno se encuentra en el acoplamiento.

* Consulte condiciones en wh.com

**Multiflex® es una marca registrada de Kaltenbach & Voigt GmbH & Co. KG, Biberach

Instrumental de clínica

Ofertas Pack



Luz 5 LEDs
iluminación
sin sombras

Synea Vision



Luz LED+
mejor contraste
y color

Synea Fusion



Luz LED+
autogenerada
para equipos sin luz

Alegra



Luz
de barra
de vidrio

Synea Fusion



Refrigeración
5 Sprays

Synea Vision



Pack **01** Synea Fusion
LUZ LED+
Turbina, Contra-ángulo
& Pieza de Mano

Turbina TG-98 L Luz LED+
Acoplamiento RQ-24 Luz LED+
Contra-ángulo 1:1 WG-56 A sin luz
Pieza de mano 1:1 HG-43 A sin luz

1.295€

PVP 2.350€



Pack **02** Synea Fusion
LUZ LED+
Turbina &
Contra-ángulo

› Turbina TG-98 L Luz LED+
› Acoplamiento RQ-24 Luz LED+
› Contra-ángulo 1:1 WG-56 A sin luz

1.059€

PVP 1.802€



Pack **03** Synea Fusion
LUZ
Turbina Multiflex®*
& Contra-ángulo

› Turbina TG-98 LM Luz Barra Vidrio
› Contra-ángulo 1:1 WG-56 A sin luz

890€

PVP 1.516€



Pack **04** Alegria
SIN LUZ
Turbina 4 vías &
Contra-ángulo

› Turbina TE-95 RM sin luz
› Contra-ángulo 1:1 WG-56 A sin luz

651€

PVP 1.110€

Packs Luz LED+ AUTOGENERADA Iluminación para equipos sin luz

La tecnología exclusiva del generador LED+
de W&H proporciona una perfecta calidad
de luz LED+ independientemente de si su
equipo dispone o no de suministro de luz.



Pack **05** Alegria
LUZ LED+ AUTOGENERADA
Turbina, Contra-ángulo
& Pieza de Mano

› Turbina TE-98 LQ Luz LED+
› Acoplamiento RQ-54 Luz LED+
› Contra-ángulo 1:1 WG-56 A sin luz
› Pieza de mano 1:1 HG-43 A sin luz

1.215€

PVP 2.163€



Pack **06** Alegria
LUZ LED+ AUTOGENERADA
Turbina &
Contra-ángulo

› Turbina TE-98 LQ Luz LED+
› Acoplamiento RQ-54 Luz LED+
› Contra-ángulo 1:1 WG-56 A sin luz

951€

PVP 1.615€



Pack **07** Alegria
LUZ LED+ AUTOGENERADA
Turbina & Contra-ángulo
con Luz LED+

› Turbina TE-98 LQ Luz LED+
› Acoplamiento RQ-54 Luz LED+
› Contra-ángulo 1:1 WE-56 LED G Luz LED+

1.037€

PVP 1.765€

► Profilaxis & Periodoncia

Los Piezo Scaler y las puntas W&H son una herramienta perfecta para la retirada de sarro supragingival, así como en la eliminación de placa y en la retirada de concreciones subgingivales.



Pablo Ramol
 ☎ +34 618 622 175
 ✉ pablo.ramol@wh.com

A su servicio, nuestro experto en Profilaxis

W&H pone a su disposición un experto en profilaxis al que podrá recurrir, por email, teléfono o WhatsApp para resolver cualquier duda sobre nuestros productos de profilaxis y los distintos tratamientos.



Los scalers W&H son aptos para **pacientes con marcapasos**



Proxeo Twist WP-66 W

- Sin luz
- Contra-ángulo 4:1
- Para copas y cepillos con sistema LatchShort W&H*

285€

PVP 433€

Contra-ángulo WP-64 MU

- Sin luz
- Contra-ángulo 4:1
- Para copas y cepillos con sistema Screw-in y Snap-on*

315 €

PVP 433€

*Copas, cepillos, puntas y/o limas no incluidas



Temperatura regulable del líquido
Tigon+



Pieza de mano con **anillo de 5 LEDs**

Piezo scaler Tigon+

- Cinco posibilidades de tratamiento
- Tratamiento seguro por tres modos
- Programa de limpieza de mangueras
- Incluye puntas 1U, 3U, 1P, 1I y 1E



1.795€

PVP 3.596€



Piezo scaler Pyon 2

- Pieza de mano SIN LUZ o CON LUZ
- Pedal de control
- Incluye puntas 1U y 3U



550€

PVP 972€



750€

PVP 1.265€




Elija su conexión!

Los scalers Proxeo Ultra están disponibles con el exclusivo **sistema de sujeción rápida Q-Link**. Además disponen de otras dos piezas de mano con rosca clásica **compatibles con puntas EMS, Mectron, y Satelec**.



Proxeo Ultra PB-520

- Pedal con cable
- Depósito grande de 750 ml
- Luz Anillo 5 LEDs



1.395€

PVP 1.977€



› Cadena de
higiene y
esterilización

aims / Advanced
Infection Prevention
Management Solutions

130 años de experiencia en
investigación, desarrollo y
producción de soluciones
dentales para prevenir las
infecciones.



01
Enjuague



02
Lubricación



03
Embolsado
y sellado



04
Esterilización
Clase B



05
Trazabilidad

SALA DE ESTERILIZACIÓN



Enjuague cada instrumento
con cuidado bajo agua del grifo
a menos de 36°C para evitar
la coagulación de proteínas.
Asegúrese de que todas las
superficies y recovecos queden
expuestos al agua girando el
instrumento/utensilio.



Assistina 301 plus

- › Limpieza y lubricación en sólo 35 seg.
- › Incluye líquidos lubricante y de limpieza para 7.000 ciclos.
- › Incluye adaptador para turbinas fijas o adaptadores con conexión fija de 4 vías.

849€

PVP 1.352€

Unidad de
Sellado Seal²

- › Con superficie de trabajo
- › Portarrollos doble
- › Sellado de 12 mm de ancho

490€

PVP 668€

Tratamiento de agua
Multidem C27

Ofrece un agua desmineralizada de gran calidad.

Capacidad de conducción
en agua de entrada**

50 µS/cm
100 µS/cm
200 µS/cm
300 µS/cm
400 µS/cm
500 µS/cm

Multidem C27
Capacidad del filtro

2250 l.
1130 l.
565 l.
375 l.
280 l.
225 l.

SIN PISTOLA

295€

PVP 405€

CON PISTOLA

345€

PVP 491€

Trazabilidad
Lisa Safe

- › Impresora de etiquetas
- › Incluye 3 rollos de etiquetas
- › Lector de código de barras
- › Apto para Lina mediante Multiport

995€

PVP 1.344€

**Las capacidades que se indican se han comprobado y calculado en base a las relaciones habituales de aplicación y de las máquinas. A causa de los factores de influencia externos (como, por ejemplo, la calidad variable del agua bruta y/o tipo de máquina) pueden producirse desviaciones de las presentes indicaciones de aproximadamente +/- 10%.

› Esterilizadores Clase B W&H Líder en ventas

Esterilizador LINA 22 litros

- › Pantalla táctil a color
- › Trazabilidad automática integrada
- › 3 Bandejas
- › **Ciclo B de hasta 22 litros**
- › **Ciclo Corto ECO B de 28,5 minutos**
- › **Ciclo 121°C para carga textil y porosa**

**Amplíe su
Garantía a 5 años POR SOLO **400€**



3.950€
PVP 6.639€

**Oferta válida para LINA 17 y 22 litros,
consulte condiciones en wh.com



Ciclos Clase B con
cargas de hasta 22
litros.




Ciclos Rápidos,
esterilice entre
pacientes.



Ciclo Textil 121°C
para mascarillas y
ropa.



Máximo ahorro
1ª revisión técnica
a los 4.000 ciclos.



Incluida
**Formación
por Vídeo
Conferencia**
Personalizada



Esterilizador LISA 22 litros

- › Pantalla táctil a color Elisense
- › Trazabilidad automática integrada
- › 5 Bandejas
- › **Ciclo B de hasta 22 litros**
- › **Ciclo Eco Dry+ de 13 minutos**
- › **Ciclo 121°C para carga textil y porosa**



5.950€
PVP 8.428€



Esterilizador LARA 22 litros

- › Pantalla táctil a color
- › Trazabilidad automática integrada
- › 5 Bandejas con capacidad extra
- › **Ciclo B de hasta 22 litros**
- › **Ciclo Rápido de 20 minutos**
- › **Ciclo 121°C para carga textil y porosa**



4.650€
PVP 7.144€



* Consulte condiciones en wh.com

› Motor de Implantología Implantmed Classic SI-923



Kit A sin luz

- › Implantmed CLASSIC SI-923
- › Pedal con cable S-N2
- › NUEVO micromotor SIN luz* EM-19
- › Contra-ángulo WI-75 E/KM



2.499€
PVP 3.945€

Kit B con luz LED+ autogenerada

- › Implantmed CLASSIC SI-923
- › Pedal con cable S-N2
- › NUEVO micromotor SIN luz* EM-19
- › Contra-ángulo WS-75 LG



2.799€
PVP 4.417€



Potente
micromotor
5,5 Ncm,
300 a 40.000 rpm
.....



Función
especial de
mecanizado
de roscas
.....

› Instrumental de Cirugía



Luz LED+
mejor contraste
y color
.....



Luz LED+
autogenerada
para equipos sin luz
.....



La **pieza de mano 20:1 SZ-75**
ha sido diseñada en especial
para la **inserción de implantes
cigomáticos** facilitando la tarea
del cirujano.



WI-75 E/KM

- › Sin luz
- › Spray externo
- › Botón de presión
- › Contra-ángulo 20:1
- › No desmontable



725€
PVP 973€



WS-91 LG

- › Mini LED+ autogenerada
- › Spray triple
- › Botón de presión
- › Contra-ángulo 45° 1:2,7
- › Desmontable



1.155€
PVP 1.383€



WS-75 LG

- › Mini LED+ autogenerada
- › Spray externo
- › Botón de presión
- › Contra-ángulo 20:1
- › Desmontable



1.130€
PVP 1.445€



S-11 / S-11 LG

- › Sin Luz / Mini LED+ autogenerada
- › Spray externo
- › Sujeción de palanca
- › Pieza de mano recta 1:1
- › Desmontable



725€
PVP 926€

1.130€
PVP 1.422€



ZYGOMA SZ-75

- › Sin luz
- › Spray externo
- › Sujeción de contra-ángulo
- › Pieza de mano 20:1
- › Desmontable



1.645€
PVP 1.989€

Nuevo




Módulo Piezomed
Permiten combinar la cirugía piezoeléctrica y la implantología en un solo dispositivo.



Micro motores EM-19 EM-19 LC
Pequeños y ligeros, con y sin conexión eléctrica.



Instrumental cirugía
La gama más completa.



Completa documentación del tratamiento
Almacena todos los valores de la inserción del implante en una unidad USB.



Pedal de control
Inalámbrico o con cable.

Único sistema que ofrece
en un solo dispositivo
cirugía oral, implantología
y piezocirugía.

La combinación de Implantmed plus y el Módulo Piezomed, junto a la gama de productos W&H, **revolucionan la cirugía oral y la implantología.**

Cirugía ósea **mínimamente invasiva**, preparación del lecho, mecanizado de roscas, inserción del implante, medición de la osteointegración, documentación. **La única solución 360°.**



Osstell Beacon
Medición de la estabilidad del implante.

NOVEDAD MUNDIAL

Novedad Mundial

Único sistema que ofrece
en un solo dispositivo
cirugía oral, implantología
y piezocirugía.



Módulo Piezomed Classic

- › Microprocesador de última generación
- › Potencia 18W
- › Pieza de mano sin luz SA-40
- › Cambiador de insertos
- › 6 líneas de irrigación

2.995€

PVP 3.500€

2.495€

PVP 3.500€

AL COMPRARLO JUNTO
A IMPLANTMED PLUS

Módulo Piezomed Plus

- › Microprocesador de última generación
- › Potencia 24W
- › Pieza de mano con luz SA-40 L
- › Detección automática del inserto
- › Cambiador de insertos
- › Librería de insertos
- › 6 líneas de irrigación

3.995€

PVP 4.500€

3.495€

PVP 4.500€

AL COMPRARLO JUNTO
A IMPLANTMED PLUS



Años de*
Garantía

W&H

W&H
piezomed
PLUS

MY INSTRUMENTS
100 %
100 %
W&H
implantmed

Plug and play para Implantmed SI-1023



Nueva línea de irrigación

Línea de irrigación con dos salidas
necesaria para el uso de conjunto del
módulo Piezomed y de Implantmed.
Pack 6 líneas Ref. 08072750

63€

Kit Insertos Oral Surgery



EX1
Exodoncia.



B3
Remodelación ósea
y recogida de hueso
atraumática.



B6
Corticotomías
precisas y
minimamente
invasivas.




S1
Apertura
ventana
sinusal.



S2
Apertura
ventana
sinusal.



S3
Separación
membrana
sinusal.



Incluye:

Insertos EX1, B3, B6, S1, S2 y S3
Caja porta insertos

795€

PVP 975€



Adaptado al Nuevo **Reglamento
Europeo sobre Dispositivos
Médicos** (MDR Mayo 2021)

* Consulte condiciones en wh.com

► Motor de cirugía ósea ultrasónica **Piezomed**

Adaptado al Nuevo **Reglamento Europeo sobre Dispositivos Médicos** (MDR Mayo 2021)



Detección automática del inserto



Drenado automático



Función Boost 20% más de potencia durante un tiempo limitado



Pieza de mano con **anillo LED**

Kit Special **Elevación seno**

Insertos para la elevación del seno maxilar lateral (Sinus Lift): S1, S2, S3, S4, S5



Kit Bone **Cirugía ósea**

Insertos para cirugía ósea, corticotomías, split crest, bone grafting, injerto de bloque, remodelación osea: B1, B2R, B2L, B3, B4, B5



Piezomed + KIT SPECIAL
Incluye KITS BONE y SPECIAL, pedal con cable, llave, 3 líneas de irrigación y caja de esterilización.

5.450€

PVP 7.927€



Piezomed
Incluye KIT BONE, pedal con cable, llave, 3 líneas de irrigación y caja de esterilización.

4.995€

PVP 7.267€



Pedal S-NW inalámbrico

Sustitución del pedal con cable por pedal inalámbrico al adquirir un PIEZOMED. Permite trabajar también con IMPLANTMED.

300€*

PVP 1.122€



Sergio López
+34 645 591 726
sergio.lopez@wh.com

A su servicio, nuestro experto en Piezomed

W&H pone a su disposición un experto en cirugía piezoeléctrica al que podrá recurrir, por email, teléfono o WhatsApp para resolver cualquier duda sobre Piezomed, sus insertos y los distintos tratamientos.

Inserto B6

Inserto de sierra circular, máxima eficiencia de corte y mínimo grosor (0,25mm).

PERMITE REALIZAR OSTEOTOMÍAS EN ZONAS DE ABORDAJE QUIRÚRGICO COMPROMETIDO DONDE LAS SIERRAS ESTÁNDAR NO PUEDEN.

140€

PVP 192€



Osstell Beacon

Medición de la estabilidad del implante



Sergio López
 +34 645 591 726
 sergio.lopez@wh.com


A su servicio,
 nuestro experto
 en Osstell

Osstell Beacon

Mida y evalúe la estabilidad del implante y controle su osteointegración de forma rápida y sencilla gracias a su luz de color en función del valor ISQ. Reduzca los tiempos de tratamiento y evite rechazos en los pacientes de alto riesgo.



1.750€
 PVP 2.654€



Incluida
Formación por Vídeo Conferencia
 Personalizada



Conectividad
 con Implantmed Plus SI-1023



+info en su móvil
Listado SmartPegs Osstell

SmartPegs Osstell

ÚNICOS CIENTÍFICAMENTE
 VALIDADOS** COMO COMPATIBLES
 CON LOS EQUIPOS OSSTELL

1 CAJA	5 unid.	98€/caja	19,60€/unid.
2 CAJAS	10 unid.	91€/caja	18,20€/unid.
3 CAJAS	15 unid.	85€/caja	17,00€/unid.
4 CAJAS	20 unid.	80€/caja	16,00€/unid.

** Por estudios clínicos o científicos independientes.

SMARTPEG DESDE

16€/unidad

SOLICITE SU MODELO
 Producto disponible solo en caja de 5 unidades.
 Las cajas pueden ser de distintos modelos.

Beneficios del uso de Osstell

- › Saber el valor exacto de la estabilidad inicial
- › Saber cuando cargar el implante y elegir el protocolo adecuado
- › Trabajar en confianza con carga inmediata y cargar más rápido
- › Minimizar el factor riesgo del tratamiento
- › Comunicación al paciente/equipo/Drs. referidos
- › Control de Riesgos y Seguridad Médico Legal
- › **Formación en el uso del dispositivo**
- › **Asesoramiento personalizado**

Análisis de la Frecuencia de Resonancia (RFA) e ISQ

Método de medición

La sonda envía pulsos magnéticos a distintas frecuencias para que el SmartPeg, conectado al implante, vibre.

La sonda mide la vibración del SmartPeg para determinar la frecuencia que da la vibración más fuerte, siendo esta la frecuencia de resonancia del conjunto implante/SmartPeg.

Cuanto más estable es el implante, mayor es la frecuencia de resonancia.



Cuanto **más rígida** sea la interfase entre el hueso y el implante, **mayor será la frecuencia.**

El original,
 único avalado con
+1.200
 estudios científicos
 independientes.




La escala ISQ

El Coeficiente de Estabilidad del Implante (ISQ) no tiene una correlación lineal con la micromovilidad, que disminuye >50% entre 60 y 70 ISQ. Su escala va de 1-100 ISQ.




Evolución de la estabilidad en el tiempo

Como resultado de la osteointegración, la estabilidad mecánica inicial se complementa y/o se sustituye por estabilidad biológica, siendo el valor final de estabilidad del implante, la suma de los dos. La estabilidad generalmente no permanece estable después de la inserción del implante. Se produce una disminución inicial de la estabilidad (mecánica), seguida de un aumento, a medida que el implante se vuelve biológicamente estable.



Osstell Connect es un portal on-line gratuito para ser utilizado por clínicas dentales donde recopilar y almacenar de forma rápida y sencilla sus lecturas ISQ, incluyendo toda la información sobre sus tratamientos de implantes.



*10 Smartpegs incluidos en el producto y 10 registrando su dispositivo en Osstell Connect.

› Plan Renove Cirugía W&H

Actualice su equipo de
cirugía **al mejor precio.**



1. Contacte a su distribuidor W&H

Contacte con su distribuidor habitual para realizar su pedido en condiciones de "PLAN RENOVE".

2. Su distribuidor nos solicita el Renove

Su distribuidor habitual nos informará del material solicitado en condiciones de "PLAN RENOVE".

3. Envío del material antiguo a W&H

W&H solicitará el envío a sus instalaciones de Valencia del material antiguo. El porte de este envío será pagado por W&H, consulte condiciones contactando al +34 963 532 020

4. Envío del nuevo material a sus instalaciones

Cuando el material antiguo esté en las instalaciones de Valencia de W&H, se procederá al envío del material nuevo en las condiciones publicadas de "PLAN RENOVE".



WI-75 E/KM

- › Sin luz
- › Spray externo
- › Botón de presión
- › Contra-ángulo 20:1
- › No desmontable



545€

PVP 973€

OFERTA R&NOVG*



S-11

- › Sin Luz
- › Spray externo
- › Sujeción de palanca
- › Pieza de mano recta 1:1
- › Desmontable



545€

PVP 926€

OFERTA R&NOVG*



WS-75 LG

- › LED+ autogenerada
- › Spray externo
- › Botón de presión
- › Contra-ángulo 20:1
- › Desmontable



745€

PVP 1.445€

OFERTA R&NOVG*



S-11 LG

- › LED+ autogenerada
- › Spray externo
- › Sujeción de palanca
- › Pieza de mano recta 1:1
- › Desmontable



845€

PVP 1.422€

OFERTA R&NOVG*



Kit Implantmed Plus SI-1023

- › Implantmed SI-1023
- › Pedal con o sin cable
- › Micromotor con o sin luz
- › **INCLUYE CONTRA-ÁNGULO**

DESDE

2.699€

PVP 4.114€

OFERTA R&NOVG*



Micromotor Implantmed SI-923/2011

- › Sin Luz
- › Cable de 1,8 metros

695€

PVP 1.036€

OFERTA R&NOVG*

Consulte todas las
Ofertas RENOVE
para Implantmed Plus
en la página del producto.



Implantmed Classic SI-923

- › Implantmed SI-923
- › Pedal con cable S-N2
- › Micromotor EM-19

1.950€

PVP 2.914€

OFERTA R&NOVG*

*En los planes Renove la garantía del producto es la original sin posibilidad de ampliación, consulte condiciones en la página de Renove y en wh.com



ProService

Reparaciones con hasta 12 Meses de Garantía



Presupuesto y transporte gratuitos

W&H ofrece la recogida del material para reparación y se lo envía, una vez reparado, con total garantía y de forma gratuita.



Calidad al detalle

Al ser fabricantes podemos reparar nuestros productos con repuestos originales al detalle, garantizándole la mayor calidad al menor precio.



Equipos de sustitución

W&H Dispone de equipos de cirugía y esterilización de sustitución. Consulte condiciones y disponibilidad.



Asesoramiento técnico

Nuestro equipo técnico le asesorará telefónicamente de forma personalizada sobre su reparación y el mantenimiento de sus productos W&H.



Servicio Express

W&H le garantiza la reparación de su equipo con la mayor rapidez, una vez aceptado el presupuesto.

wh.com 24/7

Videos, tutoriales, FAQ, descargas y solución de problemas **24 horas al día, 7 días a la semana.**

Red de Asesores Comerciales

Nuestra máxima es ofrecerle el mejor apoyo tanto comercial como formativo de toda la gama de productos y servicios W&H.

Si necesita asesoramiento sobre los productos W&H no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo comercial.

+34 96 353 20 20

+34 609 33 33 78

oficinas.es@wh.com



+info en su móvil
Información técnica
wh.com



Ángela Paredes
CEO



Jose Martínez
DIRECTOR COMERCIAL
+34 660 867 290
jose.martinez@wh.com



Sergio López
ASESOR COMERCIAL
Galicia
+34 645 591 726
sergio.lopez@wh.com



Pablo Ramol
ASESOR COMERCIAL
Madrid, Castilla y León, Castilla la Mancha, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja
+34 618 622 175
pablo.ramol@wh.com



Jose Luis Manzanque
ASESOR COMERCIAL
Cataluña y Aragón
+34 672 496 051
joseluis.manzaneque@wh.com



Ramón Ferrer
ASESOR COMERCIAL
Comunidad Valenciana, Murcia, Albacete y Baleares
+34 665 565 832
ramon.ferrer@wh.com



Rafael Janer
ASESOR COMERCIAL
Andalucía, Extremadura y Canarias
+34 663 740 915
rafael.janer@wh.com

Todos los productos de este catálogo disfrutan de **3 años de garantía** al registrarlos en **wh.com** durante el periodo de garantía original, excepto Plan Renove.



› Plan Renove Cirugía W&H

Consulte todas las
Ofertas RENOVE para
Implantmed Plus en la
página del producto.

Kit Implantmed Plus SI-1023

- › Implantmed SI-1023
- › Pedal con o sin cable
- › Micromotor con o sin luz
- › **INCLUYE CONTRA-ÁNGULO**

DESDE

2.699€

PVP 4.114€

OFERTA RENOVE*



W&H Ibérica

C/Canónigo Tárrega, 33
46014 Valencia, **España**

☎ +34 96 353 20 20

📞 +34 609 33 33 78

✉ oficinas.es@wh.com

wh.com

Ofertas válidas hasta el **28 de Febrero de 2022** salvo error tipográfico.
Precios: transporte, instalación y 21% IVA NO INCLUIDOS.
Fotografías orientativas. Los accesorios y complementos
adicionales mostrados no se incluyen en el contenido suministrado.

*En los planes Renove la garantía del producto es la original
sin posibilidad de ampliación, consulte condiciones en wh.com