



EU-MDR
2017/745

Ofertas válidas de Octubre a Diciembre de 2026

Novedades & Ofertas

Catálogo interactivo: Haga clic en los botones



INNOVATENCIÓN
Innovación Austriaca
Atención personalizada
en España



Restauración & Prótesis

Instrumental de clínica

Turbinas y contra-ángulos, una solución para cada tratamiento.



Mayor protección frente al riesgo de infección cruzada

Turbinas con cabezal higiénico¹ y válvula anti-retorno² que previenen la infección cruzada.



¹ Sistema exclusivo W&H patentado en Europa y EEUU ² En las turbinas con conexión W&H Roto Quick® la válvula anti-retorno se encuentra en el acoplamiento.

Trabaje sin sombras para una mayor precisión

Único anillo con 5 LEDs esterilizable del mundo que proporciona luz sin sombras en la zona de tratamiento.



Evite la fatiga en tratamientos largos

Su diseño ligero y sin vibraciones facilita los tratamientos prolongados.



GRATIS
1 botella de Service Oil F1
con cada instrumento
incluido en estas
promociones.



Turbinas hasta 28W

Turbina Vision TK-98 L & RQ-24

- Anillo LED+
- x5 11,5
- 28W/360.000RPM
- Anti-arañazos

Conexión W&H
Ref. 99600021
1.210€
-2.164€



Turbina Fusion TG-98 L & RQ-24

- Luz LED+
- x4 11,5
- 28W/360.000RPM
- Anti-arañazos

Conexión W&H
Ref. 99600020
830€
-1.597€



Turbina Fusion TG-98 L/LM

- Luz LED+/Luz
- x4 11,5
- 28/29W/360.000RPM
- Anti-arañazos

Conexión W&H/Multiflex®**
Ref. 30001000 / 30003000
630€
-1.141€



Turbina Alegra TE-98 LQ & RQ-54

- LED+ Autogenerada
- x3 12,2
- 18W/330.000RPM

Conexión W&H
Ref. 99600191
710€
-1.266€



Turbina Alegra TE-95 RM

- Sin luz
- x1 12,2
- 18W/330.000RPM

Conexión 4 Vías
Ref. 30075000
360€
-617€



Catálogo interactivo: Haga clic en los botones

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca
Atención personalizada
en España

Synea Power Edition

Para los materiales más duros.

- 1:4
- x3
- 10,7



Contra-ángulo Synea Power Edition WK-900 LT

- Luz
- Anti-arañazos
- Ref. 30418000
1.510€
-1.861€



Contra-ángulo Synea Power Edition WG-900 LT

- Luz
- Ref. 30459000
1.200€
-1.419€

Contra-ángulo Synea Power Edition WG-900 A

- Sin luz
- Ref. 30460000
930€
-1.144€

Contra-ángulos

Contra-ángulo Fusion WG-99 A

- 1:5
- Sin luz
- x4
- 9,5

Ref. 30008000
615€
-1.100€



Contra-ángulo Fusion WG-99 LT

- 1:5
- Luz
- x4
- 9,5

Ref. 30007000
825€
-1.443€



Contra-ángulo Fusion WG-56 A

- 1:1
- Sin luz
- x1
- 9,5

Ref. 30010000
500€
-893€



Contra-ángulo Fusion WG-56 LT

- 1:1
- Luz
- x1
- 9,5

Ref. 30009000
555€
-1.011€



Contra-ángulo Alegra WE-99 LED G

- 1:4,5
- LED+ Autogenerada
- x3
- 10,1

Ref. 10259900
850€
-1.465€



Contra-ángulo Alegra WE-56 LED G

- 1:1
- LED+ Autogenerada
- x1
- 10,1

Ref. 10255600
620€
-1.087€



* Consulte condiciones en wh.com
**Multiflex es una marca registrada de Kallenberg & Vogl GmbH & Co. KG, Biberach

Soluciones W&H

Un flujo paso a paso para gestionar la higiene con más seguridad y eficiencia.

El flujo de trabajo de W&H AIMS orienta a los profesionales sanitarios a través de siete pasos de procesamiento y ahora, además, incluye información sobre prevención de infecciones ambientales en el entorno dental, ofreciendo la mejor protección y cuidado posibles para usted y sus pacientes.

aims Advanced Infection Prevention Management Solutions

EU-MDR ✓



Catálogo interactivo: Haga clic en los botones

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca
Atención personalizada en España



PASO 01

Desinfección previa de los utensilios utilizados

La fase de desinfección previa del instrumental utilizado es crucial para reducir la contaminación bacteriana y minimizar el riesgo de infección cruzada del personal durante el transporte y la limpieza del instrumental.

- › Desinfección BePro



PASO 02

Limpieza

Una limpieza adecuada y exhaustiva es esencial para garantizar la eliminación de todos los residuos biológicos, visibles e invisibles, del instrumental. Este paso es crucial para el éxito de los pasos posteriores.

- › U-Son 3 litros
- › U-Son 6 litros



PASO 03

Desinfección

La fase de desinfección es necesaria para reducir la carga de patógenos en los instrumentos, así como el riesgo de infección cruzada, y prepararlos para la esterilización.

- › Thed
- › Thed+



PASO 04

Inspección y Mantenimiento

Es fundamental realizar una inspección exhaustiva, un mantenimiento adecuado y la verificación de todo el instrumental limpio y desinfectado. Esto garantiza su funcionalidad y durabilidad. Además, se minimiza el riesgo de infección tanto para profesionales como para pacientes al identificar el instrumental dañado o sucio.

- › Assistina One
- › Assistina Twin



PASO 05

Embolsado

El objetivo del sistema de embolsado es garantizar la esterilidad a largo plazo del material. El sellado debe proporcionar una barrera contra los microorganismos y protegerlos del ambiente externo.

- › Seal2



PASO 06

Esterilización Clase B

La esterilización garantiza la eliminación de patógenos que pueden causar infecciones. Todos los instrumentos deben esterilizarse para garantizar su seguridad desde el primer uso.

- › Esterilizadores 3 a 38 litros
- › Tratamiento del agua



PASO 07

Trazabilidad y almacenamiento

La elección del lugar de almacenamiento adecuado garantiza el mantenimiento de las condiciones de esterilidad. Es fundamental almacenar los instrumentos embolsados en un lugar seco y sin polvo para que estén listos y seguros para su uso.

- › Trazabilidad EliSafe

ioDent[®]
ioDent[®] Cloud
Inteligencia Digital

Limpieza

Ultrasonidos U-Son Limpieza segura

La limpieza ultrasónica es un procedimiento moderno, seguro y eficaz que garantiza una limpieza óptima en el menor tiempo posible. El efecto de cavitación, generado por el uso de ultrasonidos, es capaz de eliminar incluso los depósitos más rebeldes presentes en zonas que de otro modo serían difíciles o imposibles de alcanzar, reduciendo además el riesgo de lesiones o infecciones que pueden producirse durante la limpieza manual.



U-Son 6 litros

- › Capacidad del tanque: 6 litros
- › Cámara de acero inoxidable
- › Tres transductores
- › Temperatura programable
- › Temporizador programable
- › Función de "degas" automática

Ref. 19600005

975€
+1.189€

Desinfección

Termodesinfectador Thed y Thed+ Limpieza y desinfección

Hasta 240 instrumentos y ciclos desde solo 35 min.

Único con dos niveles de lavado para limpiar y desinfectar hasta 240 instrumentos o 16 kg de carga. Eco Dry reconoce la cantidad de carga y ajusta el tiempo de secado.



Cambie los cartuchos fácilmente

Sistema de cartuchos integrados de sustitución fácil y segura.



Catálogo interactivo: Haga clic en los botones

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca
Atención personalizada
en España



Dedique menos tiempo a configurar cada carga

Programas automáticos en función de la carga, optimizando la duración del ciclo, el consumo de agua, electricidad y productos químicos (Thed+).

thed



Los nuevos termodesinfectadores Thed+ y Thed ofrecen excelentes rendimientos de limpieza y desinfección, máxima flexibilidad de carga, tiempos de reacondicionamiento optimizados y mucho más, satisfaciendo las necesidades de las clínicas más exigentes.

- › Optimización del tiempo
- › Máxima eficiencia
- › Limpieza sin concesiones
- › Mayor vida útil del instrumental
- › Menos tareas manuales para el equipo
- › Trabaje con una o dos cestas en función de los requisitos de la carga

Thed

- › Dos niveles de lavado, hasta 16 kg de carga
- › Ciclo de lavado estándar, con secado incluido, en 84 minutos (Ciclo rápido en 68 minutos)
- › Programa para instrumentos de transmisión: 55 minutos
- › Secado activo con filtro HEPA H13
- › Conectividad completa con loDent® y la App W&H Steri
- › Pantalla táctil fácil de usar
- › Dosificación automatizada de detergentes
- › Disponible en monofásica

Thed de sobremesa
Ref. 21050000

7.195€
8.599€

Thed de suelo
Ref. 21051000

7.835€
9.369€

Elija los accesorios Thed que mejor se adapten a su flujo de trabajo.



Thed+

Incluye todas las características de Thed más:

- › Ciclo de lavado estándar, con secado incluido, en 55 minutos (Ciclo rápido en 43 minutos)
- › Programa para instrumentos de transmisión: 35 minutos
- › Luz en el interior de la cámara de lavado
- › Luces LED para el estado del dispositivo
- › Reconocimiento automático de cestas
- › Reconocimiento automático de tiras de inyectores
- › Reconocimiento automático de carga
- › Sugerencia de ciclo inteligente
- › Optimización del tiempo de ciclo, consumo de agua, energía y químicos
- › Disponible en monofásico o trifásico

Thed+ de sobremesa
Ref. 21055000

8.645€
10.932€

Thed+ de suelo
Ref. 21056001

9.645€
11.515€

” Le ofrecemos atención personalizada para la compra e instalación de su nuevo termodesinfectador Thed.

Catalina García, Servicio de Atención al Cliente

Mantenimiento Assistina Limpieza y lubricación



Complete el mantenimiento del instrumental en solo 10 segundos

Limpieza y lubricación
automáticas con
una sola pulsación.



Cambie rápidamente entre instrumentos y reduzca las interrupciones

Los adaptadores Quick
Connect agilizan el
trabajo diario.



Reduzca el consumo y el coste del mantenimiento diario de su instrumental

Un Care Set Oil ofrece un rendimiento
equivalente a 20 botellas de aceite.



El 90% de las veces
que una pieza de
mano necesita
reparaciones
prematuras se debe
a un mantenimiento
inadecuado.
Nuestra solución:
¡Assistina!



Mantenimiento Assistina ONE

18 Seg/Instrumento

Set para 2.800 ciclos

Quick RM y Quick ISO

Filtro HEPA

Ref. 30398003

1.395€

-1.919€

Assistina One Care Set MB-301

W&H Activefluid 200 ml
W&H Service Oil F1 200 ml
Filtro HEPA

Ref. 08064970

130€

Mantenimiento Assistina TWIN

10 Seg/Instrumento

Doble cámara

Set para 2.800 ciclos

Quick RM y Quick ISO

Filtro HEPA

Ref. 30310003

2.495€

-3.336€

Assistina Twin Care Set

W&H Activefluid, MC-302
W&H Service Oil F1, MD-302
Filtro HEPA

Ref. 07484000

137€

-1.919€



Catálogo interactivo: Haga clic en los botones

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca
Atención personalizada
en España



Pistola de aire Q-Dry

Q-Dry ofrece una solución de secado interno
óptima para las piezas de mano después de
los procesos de limpieza.

Ref. 19723118

159€

-189€


Pack 6 Botellas Aceite Sintético Service Oil F1

Desarrollado para el mantenimiento
de turbinas, piezas de mano y contra-
ángulos, instrumentos de cirugía, scalers
y micromotores de aire.

Pack 6 botellas MD-400 (400 ml)

Ref. 10940021


249€



Boquilla para
contra-ángulos
y piezas de mano

Ref. 02038200


11,86€



Boquilla para turbinas
y micromotores de aire
con conexión fija

Ref. 02036100


11,86€



Boquilla para
productos con
conexión Multiflex®

Ref. 04396100

15,06€



Boquilla para turbinas,
micromotores y scalers
de aire W&H con
conexión RotoQuick®

Ref. 02229200

11,86€



Seal² Sellado perfecto en 2 segundos



Selle las bolsas de forma uniforme y segura en solo 2 segundos

Seal² crea un cordón de 12 mm
sin riesgo de quemar la bolsa.



Unidad de Sellado Seal²

Con superficie de trabajo
Portarrollos doble
Sellado de 12 mm de ancho

Ref. 19722101

549€

-859€



Esterilización Clase B

Esterilizadores Clase B W&H

Fiables, rápidos y de bajo consumo

Todos nuestros esterilizadores, desde los 3 a los 38 litros, **se pueden instalar en una bancada estándar de 60 cm de profundidad.**



ioDent®
ioDent® Cloud
Inteligencia Digital



Catálogo interactivo: Haga clic en los botones

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca
Atención personalizada
en España



Disponga antes del instrumental y reduzca los tiempos de espera entre tratamientos

El secado se adapta a la carga reduciendo el tiempo del ciclo, aumentando la vida útil de sus instrumentos y optimizando el consumo de energía.



Ahorre agua y energía en el funcionamiento diario de la clínica

Nuestros esterilizadores son una solución económica y ecológica.



Reduzca los costes de mantenimiento durante la vida útil del equipo

La primera revisión técnica se realiza a los 4.000 ciclos.



Lisa MINI 5 litros

- › Pantalla táctil a color
- › Registro del ciclo
- › 2 Bandejas
- › De 3 a 7 ciclos, con cada depósito
- › **Ciclo Corto S de 10 minutos, con carga de hasta 1,5 kilos**
- › Medidas en mm 440 L x 200 H x 666 P

Ref. 99700044

3.650€
5.705€

Lina 22 litros

- › Pantalla táctil a color
- › Registro del ciclo
- › 3 Bandejas
- › De 7 a 10 ciclos, con cada depósito
- › **Ciclo Corto ECO B de 28 minutos, con carga de hasta 0,5 kilos**
- › Medidas en mm 465 L x 452 H x 646 P

Ref. 19952131

4.195€
8.554€

Lara 22 litros

- › Pantalla táctil a color
- › Registro del ciclo
- › 5 Bandejas con capacidad extra
- › De 7 a 15 ciclos, con un depósito de 4,8 l
- › **Ciclo Fast de 20 minutos, con carga no embolsada de hasta 2 kilos**
- › Medidas en mm 465 L x 452 H x 646 P

Ref. 19942129

5.095€
9.208€

Nueva Lisa 22 litros

- › Pantalla táctil a color EliSense 5"
- › Registro del ciclo
- › 5 Bandejas
- › De 7 a 15 ciclos, con un depósito de 4,8 l
- › **Ciclo S Fast de 13 minutos, con carga no embolsada de hasta 2 kilos**
- › Medidas en mm 465 L x 452 H x 634 P

Ref. 19962100

6.895€
11.405€

Lara XL 28 litros

- › Pantalla táctil a color
- › Registro de datos
- › 6 Bandejas
- › De 5 a 10 ciclos, con cada depósito
- › **Ciclo Fast de 20 minutos, con carga no embolsada de hasta 2 kilos**
- › Medidas en mm 492 L x 455 H x 614 P

Ref. 99600600

7.115€
10.471€

Lara XXL 38 litros

- › Pantalla táctil a color
- › Registro de datos
- › 6 Bandejas
- › De 5 a 10 ciclos, con cada depósito
- › **Ciclo Fast de 20 minutos, con carga no embolsada de hasta 3 kilos**
- › Medidas en mm 492 L x 455 H x 797 P


Ref. 99700068

9.895€
12.366€


Con los esterilizadores W&H ahorre hasta 5.000€ en 10 años!

Nuestros autoclaves consumen menos agua y electricidad y tienen costes de mantenimiento inferiores al mercado**, no teniendo que realizar la primera revisión técnica hasta los 4.000 ciclos.


**Estadísticas calculadas considerando una media de 5 ciclos al día (220 días laborales); coste energético medio de 0,27 €/kWh; coste de producción de un litro de agua bidestilada de 0,70 €.



Agua



Electricidad



Mantenimiento



Esterilización Clase B

Esterilizador Lisa

Esterilización eficiente con la máxima seguridad



Catálogo interactivo: Haga clic en los botones

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca
Atención personalizada
en España



Trazabilidad completa con menos esfuerzo.

EliTrace registra y documenta el proceso a nivel de cada instrumento o kit, sin necesidad de software o PC adicionales.



Conozca el estado del ciclo de un vistazo.

EliSense ofrece información visual inmediata sobre el proceso: ciclo en curso, finalizado, interrumpido o con algún error.




Más instrumental disponible. Menos esperas.

Eco Dry+ adapta automáticamente el secado a la carga para reducir la duración del ciclo y optimizar el consumo.



Más pantalla. Más claridad. Más fácil de usar.

Su amplia pantalla táctil de 5" ofrece una excelente visibilidad y permite elegir entre modo claro y oscuro para adaptarse a cada entorno de trabajo.



Controle la esterilización sin estar pendiente del equipo.

ioDent® y W&H Steri App permiten supervisar el estado, recibir avisos y acceder digitalmente a la información del equipo.

EU-MDR ✓

ioDent®

ioDent® Cloud
Inteligencia Digital

Nueva Lisa 22 litros

- Pantalla táctil a color EliSense 5"
- Registro del ciclo
- 5 Bandejas
- De 7 a 15 ciclos, con un depósito de 4,8 l
- **Ciclo Eco Dry+ de 13 minutos, con carga de hasta 2 kilos**
- Medidas en mm 465 L x 452 H x 634 P

Ref. 19962100

6.895€
+1.495€

* Consulte condiciones en wh.com



ioDent®

ioDent®
Asistente Inteligente para una gestión más eficiente de la esterilización.

Más control. Menos gestión. Más tranquilidad para su clínica.



Documentación automática en la nube

Todos los ciclos de esterilización se registran automáticamente y se almacenan de forma segura en la nube.



Siempre preparado para inspecciones

Acceda fácilmente a toda la documentación necesaria para auditorías y controles normativos.



Monitorización inteligente del equipo

La supervisión continua del esterilizador permite detectar incidencias con antelación y facilita una intervención técnica preventiva.



Olvidese de transferencias manuales

Ahorre tiempo administrativo: los datos se guardan automáticamente, evitando errores y pérdidas de información.



Mantenimiento bajo control

Reciba avisos anticipados cuando sea necesario cambiar consumibles o realizar mantenimiento, evitando paradas inesperadas en su clínica.



Software del esterilizador siempre actualizado

Su equipo se mantiene siempre al día con las últimas mejoras de rendimiento y seguridad, sin necesidad de intervención manual.



Registro digital de ciclos de test

Todos los controles y verificaciones quedan documentados y disponibles en cualquier momento.





Consumibles W&H

Asegure la vida útil de su esterilizador W&H

INNOVATENCIÓN
Innovación Austriaca
Atención personalizada
en España



Test Helix 250 tiras

Dispositivo para verificar el proceso de esterilización con el fin de evaluar la capacidad de eliminación de aire y penetración de vapor de un esterilizador.

Ref. T800207X

175€



Test Bowie & Dick

Pruebas de funcionamiento para la comprobación diaria de la eficacia en la extracción del aire de cámara y la penetración del Vapor de agua a la cámara. Test de penetración conforme ISO 11140-1 e ISO 11140-4.

Ref. T800002X

12,74€


Pedido mínimo 20 uds.



Filtro antipolvo largo

Filtro antipolvo largo para Lisa (300,500) y Lina (MB y PRO).

Ref. F364502X

18,40€


Filtro antipolvo corto

Filtro antipolvo corto para Lisa 2019 y 2026, Lara y Lina RIK.

Ref. F364511X

15,06€


Filtro bacteriológico

Filtro bacteriológico válido para todos los esterilizadores W&H.

Ref. W322400X

31,55€


Junta de la puerta para Lisa Mini

Junta de la puerta, color negro, para Lisa Mini.

Ref. F460550X

32,29€


Junta de la puerta

Junta de la puerta, color gris oscuro, para Lisa, Lina y Lara.

Ref. F460504X

47,34€


Junta de la puerta para Lara XL y XXL

Junta de la puerta, color negro, para Lara XL y XXL.

Ref. F460535X

45,23€

Le ayudamos a diseñar su nueva sala de esterilización al mejor precio.

Kit Lina 02

- › Esterilizador Lina 22 litros
- › Unidad sellado Seal2
- › Ultrasonidos U-Son 6 litros
- › Mantenimiento Assistina One

Ref. 99700053

5.695€

-12.506-€



Beatriz Romeu
Responsable
de Logística

3
Años de
Garantía

Tratamiento del agua

W&H
135
years
of innovation



Sistema de ósmosis Lisa Osmo

Ofrece un agua desmineralizada de gran calidad hasta a 6 esterilizadores.

Ref. 19721143

1.250€

-1.678-€

Tratamiento de agua Multidem C27

Ofrece un agua desmineralizada de gran calidad.

Capacidad de conducción en agua de entrada**
50 µS/cm
100 µS/cm
200 µS/cm
300 µS/cm
400 µS/cm
500 µS/cm

Multidem C27 Capacidad del filtro
2250 litros
1130 litros
565 litros
375 litros
280 litros
225 litros

Ref. 19723112

335€

Multidem C27-620-€

Ref. 99600521

395€

Multidem C27 + Pistola -627-€



¿Por qué es esencial realizar un seguimiento de los datos de esterilización?

La trazabilidad permite la reconstrucción precisa de cada fase del ciclo de esterilización, registrando todos los datos relevantes.

El uso de sistemas informáticos eleva el nivel de calidad y ofrece evidencia documental más fiable que la simple gestión en papel.

El objetivo de la trazabilidad es garantizar una conexión fiable entre:

- › la carga
- › el ciclo de esterilización
- › los datos del paciente



Trazabilidad EliSafe

- › Impresora de etiquetas
- › 1 Rollo de 2.100 etiquetas
- › 1 Cinta cera/resina
- › Lector de código de barras
- › Para Lina RIK, Lara y Lisa VA 2019

Ref. 99600601

975€

-1.318,98-€



  Catálogo interactivo: Haga clic en los botones

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca
Atención personalizada
en España



Cirugía oral, implantología y piezocirugía

Guía para la **clínica dental del futuro**

W&H le guía a través de los distintos pasos del tratamiento en cirugía oral e implantología, desde el diagnóstico hasta el tratamiento y la documentación final.

ioDent®

ioDent® Cloud
Inteligencia Digital

EU-MDR ✓




PASO 01

Toma de imágenes

Seethrough Max ofrece una calidad de imagen extraordinaria con un espectro de FOV excepcionalmente amplio con baja radiación. El diseño abierto y las generosas dimensiones permiten comodidad y facilidad de posicionamiento del paciente, mientras que la colocación cara a cara facilita la interacción entre el usuario y el paciente.

- › Seethrough Max
- › Seethrough Flex



PASO 02

Planificación del tratamiento

Además de las sofisticadas tecnologías de hardware, el revolucionario software Seethrough Studio es el factor decisivo para el alto nivel de toda la gama de productos radiológicos de W&H. Con funciones útiles y algoritmos avanzados, Seethrough Studio es una solución completa que lleva los flujos de trabajo digitales y de radiología en odontología a un nuevo nivel.



PASO 03

Configuración del protocolo y tratamiento

Implantmed Plus II es como otra mano que ayuda en el quirófano. Su objetivo es proporcionar a los usuarios el mejor apoyo posible y la máxima eficiencia, ya sea en la inserción de implantes o en la extracción de muelas del juicio.

- › Implantmed
- › Gama instrumental de cirugía
- › Dispositivos Piezo



PASO 04

Supervisión y ayuda al tratamiento

Osstell Beacon le ayuda a constatar la estabilidad del implante de forma objetiva y a medir el grado de osteointegración sin poner en peligro el proceso de curación.

- › Osstell Beacon
- › Osstell Connect



PASO 05

Documentación

Herramientas que le ayudan a planificar y tomar decisiones relacionadas con las características de los pacientes y los tratamientos con implantes, para optimizar los períodos de curación para diferentes situaciones clínicas e implantes.

- › Función de documentación de Implantmed Plus II
- › Osstell Connect

Cirugía oral, implantología y piezocirugía

Implantmed Plus II

Su nuevo asistente inteligente en cirugía oral.



Pregunte a su distribuidor por la Promoción Renove

Catálogo interactivo: Haga clic en los botones

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca
Atención personalizada
en España



Identifique de inmediato la función activa y posibles avisos

Light-Guide facilita la orientación incluso en momentos de máxima concentración.



Mantenga una trazabilidad completa sin añadir tareas administrativas

Los datos relevantes del tratamiento se guardan automáticamente.



Registre implantes y biomateriales sin dedicar tiempo a introducirlos manualmente

La función de escaneo mediante códigos DataMatrix agiliza la documentación del tratamiento.

Organice el área quirúrgica con mayor libertad y comodidad

El pedal inalámbrico le ofrece libertad absoluta.



Preserve y compacte el hueso durante la osteodensificación

La función CCW ayuda a preservar y compactar el hueso durante la osteodensificación.



Centralice la información del tratamiento y simplifique su gestión

ioDent® reúne datos, planificación y actualizaciones del equipo.



implantmed PLUS II

Revisión anual gratuita de por vida.

Implantmed Plus II PEDAL CON CABLE

- Pedal con cable
- Micromotor CON luz
- C.A. WS-75 L

Ref. 99700076
4.895€
-6.699€

Implantmed Plus II PEDAL INALÁMBRICO

- Pedal inalámbrico
- Micromotor CON luz
- C.A. WS-75 L

Ref. 99700077
4.896€
-6.999€

Implantmed Plus II SCAN EDITION

- Pedal inalámbrico
- Función de escaneo
- Micromotor CON luz
- C.A. WS-75 L


Ref. 99700078
5.250€
-7.519€



Módulo de Piezocirugía

El Módulo Piezomed Plus II se conecta fácilmente al motor Implantmed Plus II a través de un mecanismo deslizante, sin necesidad de cables ni fuente de alimentación adicional.

El Módulo Piezomed Plus II solo es compatible con Implantmed Plus II.



Módulo Piezomed Plus II

- Anillo LED+
- 24W
- Reconocimiento del inserto

› Cambiador de insertos
› Librería de insertos
› 6 líneas de irrigación

Ref. 90000421

4.300€
-5.745€

Cirugía oral, implantología y piezocirugía

Implantmed Plus

Motor de cirugía oral
e implantología



Pregunte a su distribuidor por la
Promoción Renove

Catálogo interactivo: Haga clic en los botones

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca
Atención personalizada
en España



Tome decisiones más objetivas antes de avanzar a la fase protésica

El valor ISQ* permite controlar
la evolución de la estabilidad del
implante.

*Implant Stability Quotient

OSSTELL
UNA COMPAÑÍA W&H

Evalúe la estabilidad primaria con información objetiva durante la inserción

El gráfico de torque aporta datos
relevantes para planificar las
siguientes fases.



Trabaje con mayor libertad de movimientos en el área quirúrgica

El pedal inalámbrico
mejora la organización y la
ergonomía.



Reduzca el riesgo de compresión excesiva en huesos duros

La función de mecanizado
de rosca facilita una
inserción más controlada.



Mantenga una irrigación fiable durante todo el tratamiento

Las líneas originales W&H
ayudan a proporcionar un flujo
estable y sin fugas.

Ref. 04363600

79,92€

Pack de 6 líneas



Ajuste la potencia a sus necesidades

El micromotor ofrece un
rango de 200 a 40.000 rpm.



Módulo de Piezocirugía

La modularidad de los Módulos Piezomed
permite configurar el dispositivo tanto para
la parte de implantología como para la
parte de piezocirugía, utilizando el mismo
pedal, la misma bomba y una única línea
doble de irrigación.

El Módulo Piezomed Plus solo es
compatible con Implantmed Plus.



Módulo Piezomed Plus

Anillo LED+

24W

Reconocimiento del inserto

› Cambiador de insertos
› Librería de insertos
› 6 líneas de irrigación

Ref. 90000350

4.300€

-5.775€

implantmed PLUS

Revisión anual gratuita de por vida.

Implantmed Plus
KIT C-01
SIN LUZ

Pedal con cable

Micromotor SIN luz

C.A. WI-75 E/KM

Ref. 99600426

3.735€

-5.299€

Implantmed Plus
KIT C-02
LUZ AUTOGENERADA

Pedal con cable

Micromotor SIN luz

C.A. WS-75 LG

Ref. 99600427

4.050€

-5.908€

Implantmed Plus
KIT W-01
SIN LUZ

Pedal inalámbrico

Micromotor SIN luz

C.A. WI-75 E/KM

Ref. 99600429

4.050€

-5.996€

ioDent®

ioDent® Cloud
Inteligencia Digital

Implantmed Plus
KIT W-02
LUZ AUTOGENERADA

Pedal inalámbrico

Micromotor SIN luz

C.A. WS-75 LG

Ref. 99600430

4.365€

-6.605€

Cirugía oral e implantología

Implantmed Classic SI-923

Motor de Implantología

Implantmed Classic destaca ante todo por ser fácil de manejar, tener un motor potente y una función de mecanizado para realizar roscas en el hueso.

Gracias a su uso intuitivo, todos los programas son fácilmente programables a través de los controles de la unidad o del pedal de control.



Revisión anual gratuita de por vida.

Implantmed Classic KIT A SIN LUZ

Pedal con cable

Micromotor SIN luz

C.A. WI-75 E/KM

Ref. 99600494

2.935€
-5.992€

Implantmed Classic KIT B LUZ AUTOGENERADA

Pedal con cable

Micromotor SIN luz

C.A. WS-75 LG


Ref. 99600495

3.250€
-5.691€



Pregunte a su distribuidor por la **Promoción Renove**

Kit Insertos Piezocirugía



Kit Insertos Oral Surgery

Incluye: Insertos EX1, S1, S2, S3, B3, B7 y caja porta insertos.

Ref. 99600599

890€
-1.242,92€



Piezocirugía

Piezomed Classic

Motor de cirugía ósea ultrasónica

Catálogo interactivo: Haga clic en los botones

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca
Atención personalizada en España

EU-MDR

Intervención sin sombras para trabajar con mayor precisión

El anillo LED proporciona una luz uniforme y sin sombras.



Refrigere directamente la zona de trabajo y proteja el tejido tratado

El spray sale muy cerca de la zona de trabajo del inserto para una refrigeración eficaz.



Trabaje siempre con la potencia adecuada para cada inserto

El equipo reconoce el inserto y selecciona automáticamente el grupo de potencia.



Realice osteotomías en zonas de difícil acceso para las sierras estándar

Insertos B6 y B7 de sierra circular, máxima eficiencia de corte y mínimo grosor (0,25 / 0,30 mm).



B6 Ref. 07022500
B7 Ref. 07022600

160€
-246€



Piezomed Classic KIT BONE

• Kit Bone: B1, B2R, B2L, B3, B4, B5
• Pedal con cable, llave, 3 líneas de irrigación y caja de esterilización

Ref. 30078000

5.245€
-9.967€



Kit Bone Cirugía ósea

Insertos para cirugía ósea, corticotomías, split crest, bone grafting, injerto de bloque, remodelación ósea: B1, B2R, B2L, B3, B4, B5



Kit Special Elevación seno

Insertos para la elevación del seno maxilar lateral (Sinus Lift): S1, S2, S3, S4, S5

Piezomed Classic KITS BONE y SPECIAL

• Kit Bone: B1, B2R, B2L, B3, B4, B5
• Kit Special: S1, S2, S3, S4, S5
• Pedal con cable, llave, 3 líneas de irrigación y caja de esterilización

Ref. 99600498

5.725€
-10.215€

* Consulte condiciones en wh.com

Cirugía oral e implantología

Instrumental de cirugía Luz Mini LED+ Autogenerada



Catálogo interactivo: Haga clic en los botones

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca
Atención personalizada
en España



Disponga de luz LED incluso en equipos sin iluminación integrada

El generador produce
automáticamente la
corriente necesaria.



Ilumine directamente la zona de intervención para mejorar la visibilidad

El Mini LED+ sitúa la luz
muy cerca de la punta del
instrumento.



Limpieza profunda rápida sin utilizar herramientas

El instrumental se desmonta de
forma rápida y sencilla.



GRATIS 1 botella de Service Oil F1

con cada instrumento
incluido en estas
promociones, excepto
packs de Implantmed.



Instrumental protegido y en mejores condiciones durante más tiempo

El revestimiento resistente a los arañazos
facilita también su limpieza.



Contra-ángulo WI-75 E/KM

☐ Sin luz

20:1 Externo

Ref. 10207550

840€

-1.294€

Contra-ángulo WS-75 LG

LED+ Autogenerada

20:1 Externo

Desmontable

Anti-arañazos

Ref. 30032000

1.315€

-1.993€

Contra-ángulo WS-75 L

Luz LED+

20:1 Externo

Desmontable

Anti-arañazos

Ref. 30033000

1.215€

-1.690€

Contra-ángulo WS-91 LG 45°

LED+ Autogenerada

1:2,7 x3

Desmontable

Anti-arañazos

Ref. 30048000

1.320€

-1.757€

Pieza de mano S-11 LG

LED+ Autogenerada

1:1 Externo

Desmontable

Anti-arañazos

Ref. 30057000

1.315€

-1.874€

Pieza de mano S-11

☐ Sin luz

1:1 Externo

Desmontable

Anti-arañazos

Ref. 30056000

840€

-1.295€

Contra-ángulo ZYGOMA SZ-75 para implantes zigomáticos

☐ Sin luz

20:1 Externo

Desmontable

Anti-arañazos

Ref. 30095000

1.875€

-2.605€



* Consulte condiciones en wh.com

Accesorios Asegure la vida útil de su equipo W&H

Líneas de irrigación monouso

Solo el uso de las líneas de irrigación
W&H le garantizan una irrigación
perfecta sin fugas.

Ref. 04363600

79,92€

Pack de 6 líneas

Nueva línea de irrigación doble

Línea de irrigación con dos salidas
necesaria para el uso conjunto del
Módulo Piezomed y de Implantmed Plus.

Ref. 08072750

81,90€

Pack de 6 líneas

Clip del tubo de spray negro
con tubo externo para la refrigeración
del sistema Kirschner/Meyer.
Para WI-75E/KM, WS-75E/KM,
WI-75LED G y WS-75 LED G

Ref. 04757100

48,66€

Clip del tubo de spray negro
sin tubo externo.
Para WI-75 E/KM, WS-75 E/KM,
WI-75 LED G y WS-75 LED G

Ref. 05051000

48,66€

Clip del tubo de spray verde
con tubo interno para la refrigeración
del sistema Kirschner/Meyer.
Para WS-75, WS-75 L, WS-75 LG,
WS-56 LG, WS-56, WS-56 L

Diestros Ref. 06946300
Zurdos Ref. 06948300

47,43€

Cirugía oral e implantología

Osstell

Medición de la estabilidad del implante



Catálogo interactivo: Haga clic en los botones

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca
Atención personalizada en España

OSSTELL
UNA COMPAÑÍA



Descargue la
Guía Osstell



Aumente la confianza de sus pacientes

Una forma de aumentar la confianza de los pacientes en el éxito de su tratamiento mediante un informe resumido que pueden consultar y conservar.



Comparta y revise casos médicos de miles de odontólogos

Únase a la comunidad Osstell Connect, que reúne a miles de médicos que garantizan el momento óptimo para el tratamiento de cada paciente. Esta comunidad cree en el poder de los datos y la evidencia clínica para asegurar las mejores prácticas.




Tome decisiones más objetivas antes de avanzar a la fase protésica

El valor ISQ¹ permite una monitorización objetiva y no invasiva del proceso de cicatrización (osteointegración) para cada paciente, lo que posibilita una colocación segura de la prótesis.



Tome decisiones basadas en su propia experiencia clínica documentada

Una herramienta que le ayuda a analizar sus estadísticas para comprender y mejorar los métodos de tratamiento y su eficacia. Acceda a información clínica para planificar el mejor tratamiento para sus pacientes.



SmartPegs. Dos versiones, una solución comprobada

SmartPeg estéril de un solo uso o SmartPeg reutilizable. La elección es suya. Máxima flexibilidad con la misma precisión ISQ, sin necesidad de tablas de conversión.



Osstell Beacon muestra al instante cuándo un implante está osteointegrado y listo para su carga.

Los datos pueden guardarse de forma segura en la plataforma Osstell Connect o, si está conectado a Implantmed Plus, en una memoria USB para su comparación.

Osstell Beacon

- Control de la osteointegración y evaluación de la estabilidad del implante mediante el valor ISQ¹
- Iluminación cromática en función del valor ISQ¹
- Conectividad con la plataforma Osstell Connect.
- Inalámbrico

Ref. 08022260

1.990€ 10 SmartPegs de un solo uso **Gratis****

-3.419€

SmartPeg UN SOLO USO

Estéril y listo para usar

1 CAJA	5 unid.	125€/caja	25,00€/unid.
2 CAJAS	10 unid.	120€/caja	24,00€/unid.
3 CAJAS	15 unid.	110€/caja	22,00€/unid.
4 CAJAS	20 unid.	99€/caja	19,80€/unid.

SMARTPEG DESDE

19,80€

SOLICITE SU MODELO

Producto disponible solo en caja de 5 unidades. Las cajas pueden ser de distintos modelos.



Nuevo!

SmartPeg REUTILIZABLE

Hasta 20 ciclos de reprocesamiento validados

36€

SOLICITE SU MODELO



Osstell Connect es la plataforma gratuita "online" para ayudarle a planificar y tomar decisiones sobre las características del paciente y los tratamientos con implantes, optimizando los periodos de curación.

Osstell Connect es el portal online más grande del mundo con más de medio millón de mediciones realizadas.

¹ISQ: Coeficiente de estabilidad del implante

Registrando su dispositivo en **Osstell Connect.

* Consulte condiciones en **wh.com**

Servicio

Nuevo Servicio de Renting W&H

La tecnología que su clínica necesita. Con la flexibilidad que su negocio merece.

”

Queremos que la inversión no sea una barrera para que su clínica pueda acceder a la tecnología que realmente necesita.

Con el Renting W&H le ofrecemos una forma más flexible y previsible de incorporar equipamiento, manteniendo el control financiero y dejando que cada profesional decida qué hacer al finalizar el contrato.

Francisco López, Director Comercial W&H Ibérica

Con el Renting de productos W&H, puede incorporar el equipamiento dental que necesita sin realizar una gran inversión inicial. En lugar de concentrar el desembolso en el momento de la adquisición, transforma la inversión en una cuota periódica, fija, clara y sin sorpresas, más sencilla de integrar en la planificación económica de su clínica.

Esto le permite mantener disponible su liquidez para otras necesidades del negocio y disponer de mayor flexibilidad a la hora de decidir cómo invertir sus recursos. Además, al no tener que asumir todo el coste al inicio, puede valorar la incorporación de soluciones y gamas de producto más avanzadas, adaptando mejor el equipamiento a las necesidades presentes y futuras de su clínica.

Más tecnología. Más control. Más libertad para decidir cómo invertir en su clínica.

Servicio disponible solo para España.



Catálogo interactivo: Haga clic en los botones

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca
Atención personalizada
en España



Sin gran inversión inicial

Acceda al equipamiento dental que necesita sin realizar un desembolso elevado al comienzo.



Una cuota fija, más control

Convierta la inversión en una cuota periódica, clara y sin sorpresas, fácil de incorporar al presupuesto de su clínica.



Su liquidez sigue trabajando para usted

Mantenga disponibles sus recursos para otras necesidades e inversiones de su clínica.



Más capacidad para mejorar su equipamiento

Al no concentrar toda la inversión al inicio, puede valorar una gama de producto más avanzada para su clínica.



Sin inmovilizar el equipo en su balance

Al no realizar la compra, no está obligado a activar el producto como inmovilizado ni a gestionar su amortización.



Sin impacto en CIRBE

Al ser un alquiler de producto, las cuotas asociadas no computan en CIRBE.



Ventajas fiscales para su actividad

Las cuotas se contabilizan como gasto de explotación y pueden ser fiscalmente deducibles cuando cumplen los requisitos aplicables a la actividad profesional.



Y al final, usted decide

Si al finalizar el contrato quiere quedarse el equipo, consulte con W&H, que le ayudará a poder adquirirlo mediante el pago de un importe residual.

Si necesita asesoramiento sobre este servicio W&H no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo comercial.



Servicio

Servicio Posventa 24/7 W&H

Le atendemos en nuestros distintos canales para ofrecerle un servicio posventa rápido y fiable



Catálogo interactivo: Haga clic en los botones

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca
Atención personalizada
en España



ProService



En este link le explicamos como enviar sus productos a nuestro servicio técnico y así beneficiarse de múltiples ventajas como **portes gratuitos, seguimiento de reparaciones enviadas, historial de sus productos...**



Presupuesto y transporte gratuitos

Todos nuestros envíos están asegurados con nuestra agencia de transportes.



Asesoramiento técnico

Nuestra atención al cliente especializada le asesorará de forma personalizada sobre su reparación y el mantenimiento de sus productos W&H.



Repuestos originales

Reparación realizada por el propio fabricante al detalle, reemplazando solo lo necesario para un óptimo funcionamiento. Todo según la normativa MDR, para que su producto no pierda la calidad inicial.



Acceso
Plataforma
W&H



Servicio Express

W&H le garantiza la reparación de su equipo con la mayor rapidez, una vez aceptado el presupuesto.



Equipos de sustitución

W&H dispone de equipos de cirugía y esterilización de sustitución. Consulte condiciones y disponibilidad.

Hasta 12 meses de garantía en nuestras reparaciones.

WhatsApp

Para una comunicación más ágil con la posibilidad de compartir archivos y fotografías, ¡escríbanos al móvil!

+34 609 333 378

Eva Serrano
Técnico
W&H ProService

Bart Fernández
Técnico
W&H ProService

Lydia Gómez
Coordinadora
W&H ProService

Ramón Ferrer
Técnico
W&H ProService

Marcos Vera
Técnico
W&H ProService

Servicio

Equipo de asesores expertos

Nuestra máxima es ofrecerle el mejor apoyo tanto comercial como formativo de toda la gama de productos y servicios W&H.

Si necesita asesoramiento sobre los productos W&H no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo comercial.



Catálogo interactivo: Haga clic en los botones

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca
Atención personalizada
en España



Contacto
Web

Pablo Ramol

DELEGADO COMERCIAL
Madrid, Castilla y León, Castilla
la Mancha, Asturias, Cantabria,
País Vasco, Navarra y La Rioja
+34 618 622 175
pablo.ramol@wh.com

Ángela Paredes

DIRECTORA W&H IBÉRICA
+34 96 353 20 20
angela.paredes@wh.com

Rafael Janer

DELEGADO COMERCIAL
Andalucía, Extremadura y
Canarias
+34 663 740 915
rafael.janer@wh.com

Jose Martínez

DELEGADO COMERCIAL
Levante, Albacete y Murcia
+34 660 867 290
jose.martinez@wh.com

Francisco López

DIRECTOR COMERCIAL
+34 635 231 663
francisco.lopez@wh.com

José Luis Manzaneque

DELEGADO COMERCIAL
Cataluña, Aragón e Islas Baleares
+34 672 496 051
joseluis.manzaneque@wh.com

Mon Rodríguez

DELEGADO COMERCIAL
Galicia y Portugal
+34 645 591 726
joseramon.rodriguez@wh.com

En W&H ponemos todos los canales de comunicación a su disposición para ofrecerle el mejor servicio



Teléfono

Contáctenos de forma tradicional para resolver cualquier duda a través del teléfono.

+34 96 353 20 20



WhatsApp

Para una comunicación más ágil con la posibilidad de compartir archivos y fotografías, ¡escribanos al móvil!

+34 609 333 378



Email

Envíenos un email con su solicitud y le contestaremos a la mayor brevedad.

oficinas.es@wh.com



Online / Presencial

También puede visitarnos en nuestras instalaciones de Valencia o agendar una reunión on-line.

C/Canónigo Tárrega, 33

Le ayudamos a diseñar su nueva sala de esterilización al mejor precio.

Adquiriendo un Pack W&H para su sala de esterilización dispondrá de las mejores soluciones W&H para gestionar la higiene de forma profesional en su clínica al mejor precio.

Consúltenos!

Beatriz Romeu
Responsable
de Logística



Limpieza por ultrasonidos

Una limpieza adecuada y exhaustiva es esencial para garantizar la eliminación de todos los residuos biológicos, visibles e invisibles, del instrumental. Este paso es crucial para el éxito de los pasos posteriores.

- › U-Son 3 litros
- › U-Son 6 litros

Inspección y Mantenimiento

Un mantenimiento adecuado y la verificación de todo el instrumental limpio y desinfectado garantizan su funcionalidad y durabilidad. Además, se minimiza el riesgo de infección tanto para profesionales como para pacientes al identificar el instrumental dañado o sucio.

- › Assistina One
- › Assistina Twin

Esterilizadores Clase B

La esterilización garantiza la eliminación de patógenos que pueden causar infecciones. Todos los instrumentos deben esterilizarse para garantizar su seguridad desde el primer uso.

- › Lisa Mini 5 litros
- › Lina 17/22 litros
- › Lara 17/22 litros
- › Lara XL 28 litros
- › Lara XXL 38 litros
- › Lisa 17/22 litros

Selladoras de embolsado

El objetivo del sistema de embolsado es garantizar la esterilidad a largo plazo del material. El sellado debe proporcionar una barrera contra los microorganismos y protegerlos del ambiente externo.

- › Seal²

W&H Ibérica

C/Canónigo Tárrega, 33
46014 Valencia, España

☎ +34 96 353 20 20

📞 +34 609 33 33 78

✉ oficinas.es@wh.com

wh.com



Contáctenos por WhatsApp,
comunicación directa y ágil
+34 609 333 378