

#whnordic



wh.com



KAMPAGNE

FORÅR 2023



Gælder frem til 30. juni 2023

Synea Vision

PREMIUM SERIEN

2
til halv
pris

TK-94 LM

Mikroturbine til 16 mm bor
Ridsefri overflade - lang levetid
Støjsvag, keramiske lejer
24 måneders garanti

2x

~~11.850,-~~
2 stk. 11.850,-



TK-97 LM

Turbine med mini hoved
Ridsefri overflade - lang levetid
Støjsvag, keramiske lejer
24 måneders garanti

2x

~~11.850,-~~
2 stk. 11.850,-



TK-98 LM

Turbine med standard hoved
Ridsefri overflade - lang levetid
Støjsvag, keramiske lejer
24 måneders garanti

2x

~~11.850,-~~
2 stk. 11.850,-



TK-100 LM

Powerturbine med ekstra torque
Ridsefri overflade - lang levetid
Støjsvag, keramiske lejer
24 måneders garanti

2x

~~11.850,-~~
2 stk. 11.850,-



„Drømmen der kan blive virkelighed“

led+

Bor skyggefrit
med 5 x LED



TK-98 L

Turbine med 5 x LED og 5 x spray
Ridsefri overflade - lang levetid
Støjsvag, keramiske lejer
24 måneders garanti

1 stk.

~~14.055,-~~
9.395,-



Synea Fusion

KVALITET & ØKONOMI

2
til halv
pris

WG-99 LT •

Vinkelstykke, rødt 1:5
Keramiske lejer, 5-huls spray
24 måneders garanti

2x



2 stk.

~~11.175,-~~
11.175,-

WG-66 LT •

Vinkelstykke, grønt 2:1
med lys, 1 x spray
24 måneders garanti

2x



2 stk.

~~9.180,-~~
9.180,-

TG-98 L

Turbine til RQ-24 kobling
LED+ lys og keramiske lejer
12 måneders garanti

2x



2 stk.

~~8.770,-~~
8.770,-

RQ-24

Roto-Quick kobling
til turbiner med LED+
24 måneders garanti



1 stk.

~~2.925,-~~
2.195,-

WG-56 LT •

Vinkelstykke, blåt 1:1
med lys, 1 x spray
24 måneders garanti

2x



2 stk.

~~7.745,-~~
7.745,-

HG-43 A •

Håndstykke 1:1
uden lys, 1 x spray
24 måneders garanti

2x



2 stk.

~~5.625,-~~
5.625,-

TG-98 LM

Turbine til Multiflex® kobling
med lys og keramiske lejer
12 måneders garanti

2x



2 stk.

~~8.770,-~~
8.770,-

RM-34 LED

Multiflex® kobling
til turbiner med glasstav
24 måneders garanti



1 stk.

~~5.340,-~~
3.740,-

Profylakse

Proxeo vinkelstykke WP-64M

Komfort og kvalitet

Profylaksevinkelstykket WP-64M er udført med en helt unik lukning af hovedet, som sammen med Young gummikopper forhindrer urenheder i at trænge ind i vinkelstykket.

Dette forlænger levetiden på vinkelstykket.

36 måneders garanti ved brug af Young gummikopper.

Pakke

3x WP-64M

inkl. 144 stk YOUNG Elite kopper

Vejl. pris ~~13.675,-~~

Pakkepris 8.695,-

Proxeo Twist trådløs

Ergonomi og fleksibilitet

Det trådløse profylaksevinkelstykke til Young skru-i gummikopper giver dig bedre ergonomi og komfort.

Det lette trådløse profylaksevinkelstykke reducerer træthed i hånden og muskler.

Langtids holdbar Li-Ion batteri med hurtig-lader funktion.

Varier hastigheden med den trådløse fodkontrol (0-3.000 o/min.)


Pakke

Proxeo Twist trådløs

inkl. 144 stk YOUNG Elite kopper

Vejl. pris ~~12.985,-~~

Pakkepris 10.995,-



Elite

Young Elite med udvendige riller sikrer, at pudsepastaen bliver på koppen. Koppen er kort, effektiv og latexfri.



Pointed

Young Pointed til approsimalt samt til implantater, under broer og andre svært tilgængelige steder. Meget god til patienter med fast apparatur.



Elite

Young Elite Extend Flex er længere og blødere end Elite, hvilket giver fleksibilitet omkring tandens konturer. Rillerne på ydersiden er designet for bedre rengøring og sikrer at pudsepastaen bliver på koppen.



YOUNG

Piezo

Proxeo Ultralydsscaler

Proxeo Ultra piezo scaler er en effektiv bordmodel i prisvindende design. Piezoteknikken arbejder helt lineært for bedste effekt og komfort. Ergonomisk håndstykke med universal gevind, LED lys og stort spidssortiment. Godkendt til brug på patienter med pacemaker.

Findes også med trådløs fodkontrol og som indbygningskit til din unit.

Håndstykke
LED PB-5L



Pakke

Proxeo Ultra PB-520

inkl. spidserne 1U, 2U og 1P

Vejl. pris 20.395,-

Pakkepris 14.995,-



 1U Scaling Supragingival spids. Effektiv fjernelse af calculus. Fjernes med lette penselstrøg. Anbefalet effekt: min - maks 705,- 635,-	 2U Scaling En supragingival spids til fjernelse af calculus. Længere end 1U spidsen men stadig effektiv. Anbefalet effekt: min - medium+ 770,- 695,-	 1P Perio Sub- og supragingival spids til anvendelse i dybe pocher. En rigtig allround spids. Anbefalet effekt: min - medium+ 995,- 895,-
 1I Implantat Til rensning af implantater. Special-design giver nem adgang og kanter på plastdel gør behandlingen nemmere. Anbefalet effekt: min - medium+ 1.005,- 895,-	 1E Endo Tynd endospids til aktivering af skyllevæske i rodkanal. Anbefalet. effekt: min - medium 1.180,- 1.050,-	 6E Endo Smidig spids til fjernelse af fyldning og tilkalkning i rodkanal. Anbefalet effekt: min - max 1.180,- 1.050,-
 3Pr / 3PI Mesial & Distal For enklere approssimal mesial og distal adgang, Anvendes i medium og dybe pocher samt på rodfurkaturer. Anbefalet. effekt: min - medium+ 1.320,- 1.185,-	 KiS 1E Retrograd Diamantbelagt spids for retrograd endodonti. Denne spids findes i 6 versioner med forskellige vinklinger. Anbefalet effekt: min 1.670,- 1.495,-	

Prisen gælder KIS 1E-6E

Kirurgi & Implantat

Kirurgiske hånd- og vinkelstykker

Kvalitet og holdbarhed

- › Optimal køling og mulighed for lys på behandlingsstedet
- › Rustfrit stål i bedste kvalitet
- › Ridsefri belægning gør de kirurgiske hånd- og vinkelstykker robuste og sikrer dem en særlig lang levetid
- › Alle instrumenter kan adskilles uden værktøj for optimal hygiejne

Til alle **W&H** kirurgiske maskiner

S-9 uden lys Håndstykke, 1:1	12.325,- 9.975,-
S-11 uden lys Håndstykke, 1:1	9.525,- 7.625,-
WS-75 uden lys Vinkelstykke 20:1	12.570,- 10.175,-
WS-91 uden lys Vinkelstykke 1:2,7 med 45° vinklet hoved	11.395,- 9.225,-
WS-92 uden lys Vinkelstykke 1:2,7	11.395,- 9.225,-
WS-56 uden lys Vinkelstykke 1:1	10.690,- 8.650,-



For **Implantmed Plus SI-1023**

S-11 L med lys Håndstykke, 1:1	13.215,- 10.575,-
WS-91 L med lys Vinkelstykke 1:2,7 med 45° vinklet hoved	12.295,- 9.825,-
WS-92 L med lys Vinkelstykke 1:2,7	12.295,- 9.825,-
WS-56 L med lys Vinkelstykke 1:1	12.295,- 9.825,-
WS-75 L med lys Vinkelstykke 20:1	13.315,- 10.650,-

Kirurgi & Implantat

Osstell Beacon - trådløs stabilitetskontrol Belast eller vent

- › Viser tydeligt om implantatet kan belastes
- › Anviser optimal helingstid
- › Mere sikkert for patient og behandler
- › Patenteret og evidensbaseret teknologi
- › Maksimal bevægelsesfrihed og fleksibilitet takket være trådløs teknologi



Pakke



Osstell Beacon
Inkl. 1 pakke SmartPeg

Vejl. pris 28.295,-

Pakkepris 22.995,-

OsstellConnect

OsstellConnect er en gratis cloud-baseret løsning, der giver mulighed for at følge implantatets stabilitet over tid og derved kunne foreslå den optimale og individuelle tid til protetikken. Kommuniker din behandlingsplan i en pædagogisk og letforståelig måde til patienten for øget accept og forståelse for behandlingen. Udskriv automatisk genererede rapporter efter afsluttet behandling for forbedret kommunikation mellem tandlæge og patient.



Kirurgi & Implantologi

Implantmed Plus SI-1023

Implantmed er et brugervenligt og robust kirurgianlæg, der passer til alle implantatsystemer og kirurgiske behandlinger

- › Automatisk momentstyrning: 5 til 80 Ncm
- › Kraftfuld og kort motor
- › Fuldstændig dokumentation
- › Mulighed for trådløs fodkontrol og lys i motor
- › Modulær: Piezomed Modul og Osstell kan tilkobles
- › 24 måneders garanti


Implantmed Plus SI-1023

Tillæg for opgradering:

- › Trådløs fodkontrol tilvælges 3.675,-
- › LED lys i motor tilvælges 4.995,-

Vejl. pris	33.050,-
Kampagnepris	29.695,-

Få et gratis og uforpligtende demo besøg på klinikken af produktspecialist Søren Klausen



Piezomed modul

Piezomed Plus modul giver nu mulighed for at opgradere Implantmed Plus SI-1023 til en komplet kirurgienhed, der kombinerer Piezo kirurgi håndstykket og implantologi motoren i en enhed.


Dette geniale modulsystem kombineret med implantatstabilitetsmåling og dokumentationsfunktioner, gør W&H til den første producent, der dækker alle kirurgiske behandlinger i én enhed.

Til Piezomed findes også et stort spidssortiment til bl.a. retrograd, parodontologi, ekstraktion, sinusløft, implantologi eller kirurgiske save

Piezomed Plus Modul

med lys og 1,8 m kabel

Vejl. pris	46.520,-
Kampagnepris	41.850,-



Piezokirurgiske spidser



Få mere information og se flere spidser på wh.com!

Bone sæt Knogle kirurgi

REF. 07173100



9.760,-
8.785,-



Special sæt Lateral sinus løft

REF. 07173200



6.860,-
6.175,-



Endo sæt Retrograd kirurgi

REF. 07173300




7.665,-
6.895,-




Paro sæt Parodontologi

REF. 07173400




4.300,-
3.875,-



**Special tilpasset rullebord
med skuffe og låsbare hjul**

Vejl. pris
Kampagnepris

10.390,-
9.350,-



Steril indpakning

Seal²

Seal² foliesvejseren er enkel og nem at anvende, da toppen er transparent og arbejdspladen er integreret for nem håndtering. Foliesvejseren er fleksibel og passer i de fleste sterilisationer, da rulleholderen kan separeres fra foliesvejseren og monteres på væggen.

- › Foliesvejser giver perfekt 12 mm kvalitetsforsegling på kun 2 sekunder
- › Svejsetemperaturen kontrolleres elektronisk for en perfekt forsegling
- › Patenteret dobbelt rullestativ kan holde på stort udvalg af rullebredder
- › Lyd indikerer når svejsningen er gennemført



Seal² foliesvejser - inkl 3 EliReel autoklaveruller - 5,5cm, 7,5cm og 10cm.

Vejl. pris	7.730,-
Kampagnepris	6.295,-

EliReel

Rullerne er testet og valideret af W&H. Poserne er modstandsdygtige under autoklaveringsprocessen og rives ikke så nemt itu under håndtering. EliReel er høj kvalitet og med de største tørreegenskaber. Kun helt tørre poser er sterile efter autoklaving. EliReel har en enkelt indikator, der viser om posen er autoklaveret. Fås i mange størrelser.

NYHED



Intropriis - Spar 30%

EliReel Ruller	
EliReel 5,5 cm X 200 m	165,- 116,-
EliReel 7,5 cm X 200 m	235,- 169,-
EliReel 10 cm X 200 m	320,- 229,-
EliReel 15 cm X 200 m	485,- 345,-
EliReel 20 cm X 200 m	650,- 465,-
EliReel 25 cm X 200 m	820,- 585,-
EliReel 30 cm X 200 m	970,- 694,-

Vedligeholdelse

Assistina Twin

Maksimal vedligeholdelse med minimal omkostning

Assistina Twin er til den større klinik, der ønsker optimal vedligeholdelse af sine instrumenter på enkel, hurtig og økonomisk måde.

- › Vedligeholder dine instrumenter på rekordtid - kun 10 sekunder
- › Nemt og ergonomisk betjeningskoncept
- › Oliepartikler opsamles i HEPA-filteret
- › Ca. 2.800 instrumenter vedligeholdes pr. sæt olie/reseværsk
- › Adaptere for vinkelstykker og turbiner skiftes nemt med det nye Quick Connect System
- › Kræver kun luft og strøm

Assistina Twin - (u/turbine adapter)

Vejl. pris	27.720,-
Kampagnepris	24.950,-

Assistina One

Hurtig, økonomisk og enkel!

Assistina One er til den mindre klinik der ønsker en enkel og økonomisk måde at vedligeholde sine instrumenter.

- › Renser og smører et instrument på kun 18 sekunder!
- › Kun ét tryk på en knap
- › Nem håndtering af værker
- › Luftdrevet - utrolig pålidelig
- › Bredt udvalg af adaptere
- › Leveres komplet og klar til brug

Assistina One - (u/turbine adapter)

Vejl. pris	15.410,-
Kampagnepris	13.895,-



NYHED

ONE



Hygiejne

Lisa

Lydsvage Lisa autoklave passer perfekt til en åben steril – hurtig og intelligent. Patenteret Eco Dry+ system reducerer automatisk tørretiden efter godsmængden, hvilket giver hurtigere cyklus samt lavere elforbrug. Lisa dækker behovet for både store og små klinikker. Tiden for en gennemsnitlig cyklus er ca. 28 minutter for indpakkede instrumenter og 13 minutter for en hurtigcyklus for uindpakkede hule instrumenter.

Lisa findes i kammerstørrelse 17 og 22 liter og leveres med 5 bakker.

- › Interaktiv display med tydelig og enkel betjening
- › Super hurtigt klasse B program
- › Op til 9 kg gods
- › Programmerbar start så den starter om natten og du kan have alt klar til næste morgen
- › LED dioder viser temperatur på gods
- › Hurtigprogram på 13 min. for uindpakkede instrumenter
- › Alle data lagres automatisk på USB
- › Skal først have service efter 4000 cyklus eller 5 år
- › Garanti: 2 år eller 2000 cyklus

Lisa autoklave - inkl. 5 bakker

Lisa 17 L

Vejl. pris 79.930,-

Kampagnepris 63.950,-

Lisa autoklave - inkl. 5 bakker

Lisa 22 L

Vejl. pris 86.935,-

Kampagnepris 69.450,-



Bakkestativ for 6 bakker.

Bakkestativ for 2 alm. bakker og 3 bredde bakker.

Bakkestativ for 3 beholdere.

Hygiejne

Lara

Lara autoklaven bygger på samme høje kvalitet som Lisa, og er den hurtigste i sin klasse. Lara dækker behovet for både små og mellemstore klinikker.

Lara findes i 17 og 22 liters kammerstørrelse og leveres med 3 bakker.

- › Alle data lagres automatisk på USB
- › Sparer energi og tid med Eco Dry+ systemet
- › Brugervenlig menu system
- › Programmerbar start så den starter om natten og du kan have alt klar til næste morgen
- › Opgraderes via aktiveringskoder
- › Service efter 4000 cyklus eller 5 år
- › Garanti: 2 år eller 2000 cyklus

Lara kampagnen er inkl. opgradering med hurtigcyklus og Eco Dry+ der automatisk reducerer tørretiden efter godsmængden. Tiden for en gennemsnitlig klasse B cyklus er ca. 38 minutter og 20 minutter for en hurtigcyklus for uindpakkede hule instrumenter.

Lara autoklave - inkl. 3 bakker

Lara 17 L - Hurtigcyklus og Eco Dry+

Vejl. pris 69.255,-

Kampagnepris 51.950,-

Lara autoklave - inkl. 3 bakker

Lara 22 L - Hurtigcyklus og Eco Dry+

Vejl. pris 75.030,-

Kampagnepris 56.450,-



Hygiejne

Lara XL - med XL kammer

Den nye Lara XL autoklave er udstyret med et ekstra stort kammer og passer til klinikken, der har brug for ekstra meget plads i autoklaven.

Lara XL er som Lisa udstyret med det patenterede Eco Dry+ system der automatisk reducerer tørretiden efter godsmængden, hvilket giver hurtigere cyklus samt lavere elforbrug. Det store 28 liter kammer leveres med 6 bakker, hvor de 4 midterste er ekstra bredde. Her er nogle hurtige fordele:

- › Ca. 1,5 gange mere plads i kammeret end en 17 liters autoklave
- › Kan autoklavere op til 9 kg. gods
- › Eco Dry+ teknologien er standard. Dette reducerer automatisk tørretiden ud fra godsmængden og sparer energi
- › Typisk cyklostid er ca. 40 min
- › Automatisk vandpåfyldning og aftapning er standard
- › Kun 2,7 cm bredere end en standard autoklave
- › Service efter 4.000 cyklus eller 5 år
- › Garanti: 2 år eller 2000 cyklus

Lara XL autoklave - inkl. 6 bakker

Lara XL 28 liters

Vejl. pris 84.760,-

Kampagnepris 67.795,-



Hygiejne tilbehør

Osmo

Dette vandanlæg bruges, hvis klinikken har et stort vandforbrug til autoklaver.

- › Osmo vandanlæg er udstyret med 2 filtre, som nemt kan skiftes
- › Mulighed for at forbinde op til 6 autoklaver på samme tid
- › Osmo vandanlæg producerer ca. 30 liter vand pr. time
- › 7 liters vandbeholder
- › Leveres med en spraypistol for nem aftapning.



Osmo

Kan levere vand til 6 autoklaver

Vejl. pris	12.765,-
Kampagnepris	11.495,-

Multidem

Dette vandanlæg bruges hvis der er et begrænset vandforbrug.

- › Filter skiftes nemt på få minutter.
- › Kan anvendes op til 2 autoklaver.
- › Anvendes hvis vand skal være yderst høj kvalitet
- › Leveres med en spraypistol for nem aftapning.



Multidem

Kan levere vand til 2 autoklaver

Vejl. pris	3.955,-
Kampagnepris	3.495,-

Helix test kit

Tester autoklavens evne til at fjerne luft i kammeret og erstatte luften med damp.

Helix-testen simulerer de sværeste sterilisationsbetingelser, da den imiterer et langt smalt hulrum i et instrument.

- › Skal køres i et tomt kammer
- › Leveres med 250 test strips
- › Yderst nem at anvende



Helix test kit

Inkl. 250 test strips

Vejl. pris	2.020,-
Kampagnepris	1.495,-

Multifunktions TST

Kemisk teststrip til kontrol af tid, temperatur og mættet vanddamp i dampautoklaver

Denne test SKAL anvendes en gang dagligt ifølge NIR. Placeres 3 forskellige steder.

- › Skal køres sammen med godset
- › 100 stk. i en pakke
- › Yderst nem at anvende



Multifunktions TST strips

100 stk. i en pakke

Vejl. pris pr. pakke	475,-
Køb 3 pakker for	1.195,-

Alt hvad du behøver til din IPR behandling

For ortodonti og generel efterbehandling

- › Trykknop giver åben eller låst position for spids
- › Approksimal reduktion med orto strips
- › Slaglængde 0,9 mm
- › Passer på standardmotor med 40.000 o/min
- › Intern køling
- › Vinkelstykket kan fås med eller uden lys
- › 24 måneders garanti på vinkelstykket



Afstandsmålere IPR-DC

Kassette + 6 stk orto strips

Vejl. pris	2.270,-
Kampagnepris	1.995,-

Intensiv Swingle Orto - IPR stripping med oscillerende vinkelstykke.
Startsæt med 6 orto strips i metal boks og afstandsmåler.

Vejl. pris	9.995,-
Kampagnepris	7.795,-



Kassette + 6 stk orto strips



Orto strips system

