

Lista de precios 2021

Catálogo general de productos



#whdentalwerk



wh.com



Restauración & Prótesis

Turbinas Synea Vision	6 – 9
Contra-ángulos y piezas de mano Synea Vision	10 – 13
Turbinas Synea Fusion	14 – 17
Contra-ángulos y piezas de mano Synea Fusion	18 – 21
Contra-ángulos Profin Synea Fusion	22 – 23
Turbinas Alegria y acoplamientos Roto Quick con generador.	24 – 27
Contra-ángulos y piezas de mano Alegria.	28 – 31
Accesorios para turbinas, contra-ángulos y piezas de mano.. . . .	32 – 33

Accionamientos

Acoplamientos Roto Quick	34 – 35
Acoplamiento W&H conexión Multiflex con luz LED	36
Acoplamiento W&H con generador para turbinas Alegria TE 97/98 L Q.	36
Accesorios para acoplamientos W&H	37
Micromotores de aire y accesorios	38 – 41

Endodoncias

Contra-ángulos Endo Endea.	42 – 43
Contra-ángulos Endo NiTi.	44 – 45
Contra-ángulos Endea Endo Cursor.	46 – 47

Profilaxis & Periodoncia

Scaler de aire Proxeo.	48 – 51
Puntas y accesorios para scaler de aire Proxeo.	52 – 55
Contra-ángulo de aire Proxeo TWIST.	56 – 57
Pulido inalámbrico Proxeo TWIST.	58 – 61
Contra-ángulos Proxeo.	62 – 63
Cepillos y copas para Proxeo.	64 – 65
Piezo scaler Tigon+	66 – 71
Piezo scaler Pyon 2	72 – 75
Piezo scaler Proxeo Ultra.	76 – 79
Accesorios Proxeo Ultra	80 – 81
Puntas piezo Scaler	82 – 93
Sistema de aeropolizador Proxeo Aura	94 – 99

Avisos importantes

- > Las fotografías de las ilustraciones son orientativas. El contenido original no incluye ni los complementos ni los accesorios aquí mostrados.
- > KaVo Multiflex®, NSK Mach®, NSK QD-J®, BienAir Unifix® y Sirona® son marcas de terceros que no guardan relación alguna con W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH.
- > Los precios no incluyen: transporte, instalación y el 21% de IVA
Las fotografías son orientativas

Cirugía oral & Implantología

Motor de cirugía Implantmed PLUS SI-1023. 100 – 105

Instrumental quirúrgico para Implantmed PLUS SI-1023 106 – 109

Motor de implantología Implantmed CLASSIC SI-923 110 – 113

Accesorios para Implantmed 114 – 117

Contra-ángulos quirúrgicos 118 – 121

Accesorios para Contra-ángulos quirúrgicos 121 – 123

Piezas de mano quirúrgicas 124 – 125

Piezas de mano Zygom SZ-75 126 – 127

Accesorios para Piezas de mano quirúrgicas 128 – 129

Motor piezoquirúrgico Piezomed 130 – 131

Accesorios para Piezomed 132 – 135

Insertos para Piezomed 136 – 147

Osstell IDx 148 – 149

Osstell Beacon 150 – 151

Accesorios Osstell 152 – 153

Osstell SmartPegs 154 – 155

Esterilización, Higiene & mantenimiento

Unidad de mantenimiento Assistina Twin 156 – 157

Repuestos para Assistina Twin 158 – 159

Unidad de mantenimiento Assistina 301 plus 160 – 161

Accesorios para Assistina 301 plus 162 – 163

Accesorios para Assistina 3x3y 3x2 164 – 165

Adaptadores Assistina 3x3, 3x2 y 301 plus 166 – 167

Aceite Service Oil F1. 168 – 169

Boquillas para Service Oil F1 170 – 171

Esterilizadores a vapor de agua Lisa. 172 – 173

Esterilizadores a vapor de agua Lara 174 – 175

Esterilizadores a vapor de agua Lina. 176 – 177

Opciones de trazabilidad y accesorios para esterilizadores 178 – 187

Tratamientos de agua 188 – 189

Laboratorio dental

Unidades de Laboratorio Perfecta 300 / 600. 190 – 195

Unidades de Laboratorio Perfecta 900 196 – 197

Accesorios para unidades 300 / 600 / 900. 198 – 199

Pieza de mano técnica 945 200

Accesorios para Unidades de Laboratorio 201

Términos y condiciones generales de venta 203 – 211

Simbología

 led+ con anillo de 5 LED+	 con luz LED
	 con luz LED+
 con luz	 sin luz
 spray interno	 spray externo
 sin spray	 artículo desechable
 termodesinfectable	 esterilizable
 pedal con cable	 pedal inalámbrico
	 sin látex

Turbinas

syneo^{VISION}



Turbinas Syneo Vision, iluminación 100% libre de sombras

la tecnología más innovadora unida a una gama perfectamente adaptada a los requisitos más exigentes.

- > Iluminación 100% sin sombras gracias al primer anillo de 5 LEDs del mundo
- > Refrigeración constante del área de tratamiento gracias a sus 5 sprays
- > 4 tamaños de cabezal adecuados para todos los tratamientos
- > Fácil de limpiar gracias a su superficie resistente a arañazos que mantiene su aspecto impecable y alarga su vida útil
- > Trabajo sin cansancio gracias a que es el sistema de turbinas más ligero del mundo (turbina + acoplamiento)
- > Mayor vida útil y funcionamiento extremadamente silencioso gracias a los rodamientos cerámicos
- > Termodesinfectables y esterilizables
- > **24 meses de garantía**

-  con anillo de luz LED+
-  con luz LED+
-  con luz
-  spray interno
-  termodesinfectable
-  esterilizable

Turbinas Syneo Vision

Acoplamientos Roto Quick ver la página 35



TK-100 L

REF 30021000

1.365.-

Anillo 5 LED+, spray quintuple, 26 W, diámetro del cabezal Ø 13 mm, botón de presión para fresas FG de Ø 1,6 mm



TK-98 L

REF 30019000

1.365.-

Anillo 5 LED+, spray quintuple, 24 W, diámetro del cabezal Ø 11,5 mm, botón de presión para fresas FG de Ø 1,6 mm



TK-97 L

REF 30017000

1.365.-

Anillo 5 LED+, spray quintuple, 21 W, diámetro del cabezal Ø 10 mm, botón de presión para fresas FG de Ø 1,6 mm



TK-94 L

REF 30016000

1.253.-

LED+, spray quintuple, 14 W, diámetro del cabezal Ø 9 mm, botón de presión para fresas FG de Ø 1,6 mm

precios recomendados IVA no incluido

Turbinas Synea Vision con conexión Multiflex®* y rodamientos cerámicos integrales

* W&H acoplamiento Multiflex® con luz LED ver la página 36

Notas



Barra de vidrio, spray quintuple,
26 W, diámetro del cabezal
Ø 13 mm, botón de presión
para fresas FG de Ø 1,6 mm



TK-100 LM

REF 30022000

1.151.-



Barra de vidrio, spray quintuple,
24 W, diámetro del cabezal
Ø 11,5 mm, botón de presión
para fresas FG de Ø 1,6 mm



TK-98 LM

REF 30020000

1.151.-



Barra de vidrio, spray quintuple,
21 W, diámetro del cabezal
Ø 10 mm, botón de presión
para fresas FG de Ø 1,6 mm



TK-97 LM

REF 30018000

1.151.-



Barra de vidrio, spray quintuple,
14 W, diámetro del cabezal
Ø 9 mm, botón de presión
para fresas FG de Ø 1,6 mm



TK-94 LM

REF 30031000

1.151.-

precios recomendados IVA no incluido

Contra-ángulos y piezas de mano

syneo^{VISION}



Piezas de mano y contra-ángulos Syneo Vision:

Máxima fiabilidad, ergonomía y calidad.

- > 2 tamaños de cabezal para cada necesidad
- > Mayor vida útil y funcionamiento silencioso gracias a los rodamientos cerámicos y a su innovadora tecnología de engranajes (WK-93LT/WK-99LT)
- > Fácil de limpiar gracias a su superficie a prueba de arañazos, que además los mantiene impecables, alargando su vida útil
- > Diseño monobloque que proporciona una excelente sujeción y máxima ergonomía con su nuevo perfil mejorado
- > Fibra de vidrio compacta para una buena iluminación de la zona de tratamiento
- > Fabricación duradera gracias a sus partes externas de acero inoxidable
- > Fácil cambio de las fresa gracias al botón de presión
- > Termodesinfectables y esterilizables
- > **36 meses de garantía**



Contra-ángulos Synea Vision



WK-99 LT (rodamientos cerámicos)

REF 30023000

1.432.-

1:5, spray quintuple,
diámetro del cabezal
Ø 9,5 mm, botón de
presión para fresas
FG de Ø 1,6 mm,
barra de vidrio



WK-93 LT (rodamientos cerámicos)

REF 30024000

1.432.-

1:4,5, spray quintuple,
diámetro del cabezal
Ø 9,1 mm, botón de
presión para fresas
FG de Ø 1,6 mm,
barra de vidrio



WK-56 LT

REF 30025000

973.-

1:1, spray simple,
diámetro del cabezal
Ø 9,5 mm, botón de
presión para fresas de
contra-ángulo de
Ø 2,35 mm, barra
de vidrio



WK-66 LT

REF 30026000

1.065.-

2:1, spray simple,
diámetro del cabezal
Ø 9,5 mm, botón de
presión para fresas de
contra-ángulo de
Ø 2,35 mm, barra
de vidrio

precios recomendados IVA no incluido

Contra-ángulos Synea Vision



8:1, spray simple, diámetro del
cabezal Ø 9,5 mm, botón de presión
para fresas de contra-ángulo
de Ø 2,35 mm, barra de vidrio



WK-86 LT

REF 30027000

1.160.-

Pieza de mano Synea Vision



1:1, spray simple sistema de sujeción
por giro, para fresas de pieza de
mano y contra-ángulo
de Ø 2,35 mm, barra de vidrio



HK-43 LT

REF 30028000

944.-

Turbinas

synea FUSION

Turbinas Synea Fusion ¡La mejor relación calidad-precio!

La nueva gama de turbinas Synea Fusion ofrecen al usuario un confort incuestionable a un precio muy atractivo.

- > Mayor campo de iluminación gracias a su LED+
- > Óptimo acceso, mejor visibilidad y mayor potencia, con la relación perfecta entre tamaño de cabezal y rendimiento
- > Refrigeración óptima gracias al Quattro Spray (spray cuádruple)
- > Rodamientos cerámicos para un funcionamiento silencioso y sin vibraciones
- > Sistema de cabezal higiénico
- > Termodesinfectables y esterilizables
- > **12 meses de garantía**



Turbinas Synea Fusion

*Acoplamiento Roto Quick ver la página 35



Quattro Spray,
21 W, diámetro del
cabezal Ø 11,5 mm,
botón de presión para
fresas FG de Ø 1,6 mm



TG-98 L (Conexión Roto Quick*)

REF 30001000 **854.-**



TG-98 L RM (Conexión estándar de 6 vías)

REF 30198000 **854.-**



TG-98 (Conexión Roto Quick*)

REF 30002000 **705.-**



Quattro Spray,
18 W, diámetro del
cabezal Ø 10 mm,
botón de presión para
fresas FG de Ø 1,6 mm



TG-97 L (Conexión Roto Quick*)

REF 30004000 **854.-**



TG-97 L RM (Conexión estándar de 6 vías)

REF 30197000 **854.-**



TG-97 (Conexión Roto Quick*)

REF 30005000 **705.-**

precios recomendados IVA no incluido

Turbinas Synea Fusion con conexión NSK



Barra de vidrio, Quattro Spray,
21 W, diámetro del cabezal
Ø 11,5 mm, botón de presión
para fresas FG de Ø 1,6 mm



TG-98 L N
REF 30200000

854.-



Barra de vidrio, Quattro Spray,
18 W, diámetro del cabezal
Ø 10 mm, botón de presión
para fresas FG de Ø 1,6 mm



TG-97 L N
REF 30199000

854.-

Turbinas Synea Fusion con conexión Multiflex®*

* W&H acoplamiento con luz LED ver la página 36



Barra de vidrio, Quattro Spray,
21 W, diámetro del cabezal
Ø 11,5 mm, botón de presión
para fresas FG de Ø 1,6 mm



TG-98 LM
REF 30003000

854.-



Barra de vidrio, Quattro Spray,
18 W, diámetro del cabezal
Ø 10 mm, botón de presión
para fresas FG de Ø 1,6 mm




TG-97 LM
REF 30006000

854.-

Contra-ángulos y piezas de mano

syneo^{FUSION}



Contra-ángulos Synea Fusion “Calidad Synea” a un precio excelente:

- > Larga vida útil y funcionamiento silencioso gracias a los rodamientos cerámicos en el WG-99
- > Dos tamaños de cabezal para diferentes tratamientos
- > Refrigeración óptima gracias al Quattro Spray (spray cuádruple) en el WG-99
- > Diseño monobloque para una ergonomía e higiene óptima
- > Barra de vidrio compacta para una calidad de luz constante
- > Termodesinfectables y esterilizables
- > **24 meses de garantía**



Contra-ángulos Synea Fusion



WG-99 LT

REF 30007000

1.088.-



WG-99 A

REF 30008000

823.-

1:5, Quattro Spray, diámetro del cabezal Ø 9,5 mm, botón de presión para fresas FG de Ø 1,6 mm, barra de vidrio



WG-56 LT

REF 30009000

754.-



WG-56 A

REF 30010000

662.-

1:1, spray simple, diámetro del cabezal Ø 9,5 mm, botón de presión para fresas de contra-ángulo de Ø 2,35 mm, barra de vidrio



WG-66 LT

REF 30011000

875.-



WG-66 A

REF 30012000

717.-

2:1, spray simple, diámetro del cabezal Ø 9,5 mm, botón de presión para fresas de contra-ángulo de Ø 2,35 mm, barra de vidrio

precios recomendados IVA no incluido

Pieza de mano Synea Fusion

Notas



1:1, spray simple,
sistema de sujeción por giro,
para fresas de pieza de mano y
contra-ángulo de Ø 2,35 mm



HG-43 A

REF 30013000

548.-

Contra-ángulos Profin

synea^{FUSION}



Contra-ángulos Profin de W&H para las puntas Dentatus:

- > Reelaboración de excedentes de material de obturación, cemento y adhesión
- > Limpieza y pulido de zonas subgingivales, interdetales y aproximales, así como pulido fino con puntas de madera
- > Diseño y adaptación de las zonas papilares a la forma natural del diente
- > Esmerilado de las superficies cóncavas de guiado de los dientes anteriores
- > Procesamiento fino de cavidades y espacios huecos
- > **24 meses de garantía**



Synea Fusion Stripping contra-ángulo con recorrido



Contra-ángulo
Profin® 2:1, spray
simple, trayectoria
1,1 mm, para puntas
Dentatus



WG-67 LT

REF 30084000

954.-



WG-67 A

REF 30085000

662.-

precios recomendados IVA no incluido

Turbinas

alegra



Turbinas Alegra con luz LED+ autogenerada

¿No tiene luz en su sillón? Disponga de luz LED+ de calidad natural, independientemente de si su unidad dental dispone de fuente de luz o no.

- > Luz LED+ independiente y esterilizable
- > Una óptima visibilidad e iluminación gracias a la posición del LED y a su cabezal reducido
- > Funcionamiento extremadamente silencioso y una vida útil excepcional gracias a los rodamientos con bolas cerámicas en las turbinas con triple spray
- > Sin vibraciones y con un funcionamiento silencioso gracias a que han sido fabricados con la máxima precisión
- > Función de spray perfecta gracias a su filtro de agua
- > Cambio de fresa rápido y sencillo
- > Un trabajo sin cansancio
- > Ahorro de tiempo y dinero
- > **12 meses de garantía**



Turbinas Alegra

con rodamientos cerámicos y luz



TE-98 LQ

REF 30067000

667.-

Spray triple, botón de presión, diámetro del cabezal Ø 12.2 mm, max. 18 W, para fresas FG de Ø 1.6 mm



TE-97 LQ

REF 30066000

667.-

Spray triple, botón de presión, diámetro del cabezal Ø 10.4 mm, max. 16 W, para fresas FG de Ø 1.6 mm

Acoplamientos Roto Quick con generador para Turbinas Alegra TE-97/98 LQ



RQ-53

REF 10405300

286.-

Conexión de 2/3 vías
Borden, generador y filtro de agua con válvula antirretorno



RQ-54

REF 10405400

286.-

Conexión de 4 vías
estándar, generador y filtro de agua con válvula antirretorno

precios recomendados IVA no incluido

Turbinas Alegra

con rodamientos cerámicos sin luz

* Acoplamientos Roto Quick pag 35



Spray triple,
botón de presión, max. 18 W,
diámetro del cabezal Ø 12.2 mm,
para fresas FG de Ø 1.6 mm



TE-98 (Conexión Roto Quick*)

REF 30071000 **559.-**



TE-98 BC (Conexión Borden de 2/3 vías)

REF 30072000 **559.-**



TE-98 RM (Conexión estándar de 4 vías)

REF 30073000 **559.-**



Spray triple,
botón de presión, max. 16 W,
diámetro del cabezal Ø 10.4 mm,
para fresas FG de Ø 1.6 mm



TE-97 (Conexión Roto Quick*)

REF 30068000 **559.-**



TE-97 BC (Conexión Borden de 2/3 vías)

REF 30069000 **559.-**



TE-97 RM (Conexión estándar de 4 vías)

REF 30070000 **559.-**

precios recomendados IVA no incluido

Turbinas Alegra

con rodamientos de acero sin luz



Spray simple,
botón de presión, máx. 18 W,
diámetro del cabezal Ø 12.2 mm,
para fresas FG de Ø 1.6 mm



TE-95 BC (Conexión Borden de 2/3 vías)

REF 30074000 **448.-**



TE-95 RM (Conexión estándar de 4 vías)

REF 30075000 **448.-**

precios recomendados IVA no incluido

Contra-ángulos y piezas de mano

alegra



Contra-ángulos Alegria con luz LED+ autogenerada

¿No tiene luz en su sillón? Disponga de luz LED+ de calidad natural, independientemente de si su unidad dental dispone de fuente de luz o no. Con las piezas de mano y los contra-ángulos Alegria podrá realizar el tratamiento a sus pacientes con la máxima eficiencia y la mayor seguridad. Desarrolladas conforme a la acreditada calidad "Made in Austria" de W&H.

- > Un trabajo sin cansancio que se consigue gracias a una fácil rotación de 360°
- > Visibilidad óptima del lugar de tratamiento gracias al cabezal pequeño
- > Cambio de fresa rápido y sencillo sin a penas ejercer fuerza gracias al sistema de sujeción del botón de presión
- > Refrigeración óptima del lugar de tratamiento gracias al clip del tubo de spray externo (opcional)
- > Máxima robustez y durabilidad gracias a la alta calidad de los materiales
- > Ahorro de tiempo y dinero
- > **12 meses de garantía**



Contra-ángulos y piezas de mano Alegria



WE-56

REF 30116000

281.-

1:1, botón de presión, diámetro del cabezal Ø 10,1 mm, fresas de contra-ángulo de Ø 2,35 mm



WE-57

REF 30117000

281.-

1:1, botón de presión, diámetro del cabezal Ø 10,1 mm, para fresas FG de Ø 1,6 mm



WE-66

REF 30118000

337.-

4:1, botón de presión, diámetro del cabezal Ø 10,1 mm, fresas de contra-ángulo de Ø 2,35 mm



HE-43

REF 30119000

257.-

1:1, sistema de sujeción por giro, para fresas de pieza de mano y contra-ángulo de Ø 2,35 mm

precios recomendados IVA no incluido

Contra-ángulos Alegra con generador

Notas



WE-99 LED G

REF 10259900

1.106.-

1:4,5, spray triple, botón de presión,
diámetro del cabezal Ø 10,1 mm,
para fresas FG de Ø 1,6 mm



WE-66 LED G

REF 10256600

891.-

4:1, spray simple, botón de presión,
diámetro del cabezal Ø 10,1 mm, para
fresas de contra-ángulo
de Ø 2,35 mm



WE-56 LED G

REF 10255600

812.-

1:1, spray simple, botón de presión,
diámetro del cabezal Ø 10,1 mm, para
fresas de contra-ángulo
de Ø 2,35 mm

Accesorios

para turbinas, contra-ángulos y piezas de mano Alegria



Junta tórica

BC

REF 01000700 **7,14.-**

RM

REF 02207300 **9.-**



Limpiador de toberas corto

para turbinas y contra-ángulos

REF 02015101 **8,16.-**



Limpiador de toberas largo

para piezas de mano

REF 00636901 **8,16.-**

Accesorios

para contra-ángulos y piezas de mano Alegria



Clip del tubo de spray con 3 mangueras

para el medio refrigerante y limpiador de toberas para piezas de mano HE-43

REF 07550200 **19,38.-**



Tope de fresas

REF 01312500 **9.-**



Clip del tubo de spray con 3 mangueras

para el medio refrigerante y limpiador de toberas para contra-ángulos WE-56, WE-57, WE-66

REF 06994000 **19,38.-**



Pasador a rosca

REF 01312600 **7.-**

Acoplamiento Roto Quick

roto quick



Acoplamiento Roto Quick

La conexión de sistema Roto Quick es un acoplamiento versátil que puede utilizarse para todas las mangueras de turbinas normalizadas. Funciona, por supuesto, con todas las turbinas W&H, micromotores y scalers de aire con conexión Roto Quick.

- > Cambio rápido y seguro de los instrumentos
- > Permite un giro libre y sencillo de los instrumentos de 360°
- > Válvula que impide la retrosucción
- > Esterilizable para una higiene óptima
- > **24 meses de garantía**



Acoplamiento Roto Quick



RQ-24

Conexión estándar
de 6 vías
REF 10402400

286.-



RQ-03

Conexión Borden
de 2(3) vías
REF 10400300

176.-



RQ-34

Conexión estándar
de 6 vías,
spray regulable.
REF 10403400

325.-



RQ-14

Conexión estándar
de 4 vías
REF 10400400

176.-



RQ-14

Conexión estándar
de 4 vías,
spray regulable
REF 10401400

238.-

precios recomendados IVA no incluido

W&H acoplamiento con luz LED para conexión KaVo Multiflex®



Conexión estándar de 6 vías,
spray regulable



RM-34 LED

REF 10403410

520.-

Acoplamientos Roto Quick con generador para Turbinas Alegra TE-97/98 LQ



Conexión de 2/3 vías
Borden, generador y
filtro de agua con válvula
antirretorno



RQ-53

REF 10405300

286.-



Conexión de 4 vías
estándar, generador y
filtro de agua con válvula
antirretorno



RQ-54

REF 10405400

286.-

Accesorios para acoplamientos



**Set de juntas tóricas
3 pcs**

REF 07508900

9,18.-



**Set de juntas tóricas
Grandes 3 pcs**

REF 02060100

10.-



**Set de juntas tóricas
Pequeñas 3 pcs**

REF 02060200

10.-



Junta tórica

REF 02207300

9.-



Junta tórica

REF 01000700

7,14.-



**Adaptador de turbina Borden a
manguera Midwest**

REF 02083500

85,70.-

**Adaptador de turbina Midwest a
manguera Borden**

REF 02039900

86.-

Micromotores de aire



Micromotores de aire AM-25

El micromotor de aire destaca gracias a su gran fuerza de arrastre y a su larga vida útil. La potencia puede regularse de forma progresiva tanto en giro a izquierda como a derecha.

- > Un trabajo sin cansancio que se consigue gracias a una fácil rotación de 360°
- > Potencia de abrasión elevada gracias a su alto torque
- > **24 meses de garantía**

-  sin luz
-  spray interno
-  spray externo
-  sin spray
-  termodesinfectable
-  esterilizable

Micromotores de aire con spray interno

System A: sin luz y spray interno



Conexión estándar fija de 4 vías, para contra-ángulos y piezas de mano sin luz



AM-25 A RM (sistema A)

REF 30103000 **674.-**



Conexión fija Borden 2(3) vías, para contra-ángulos y piezas de mano sin luz



AM-25 A BC (sistema A)

REF 30104000 **674.-**

precios recomendados IVA no incluido

Micromotores de aire

sin spray 5.000-25.000 R.P.M.



AM-25 RM
REF 30108000 408.-

Conexión estándar fija de 4 vías, para contra-ángulos y piezas de mano sin luz



AM-25 BC
REF 30112000 408.-

Conexión fija Borden 2(3) vías, para contra-ángulos y piezas de mano sin luz

Accesorios



Juntas tóricas para micromotores de aire
AM-25 A BC y AM-25 A RM
(3 pcs)
REF 01862300 9,18.-

Contra-ángulos

endea



Contra-ángulos Endea de cabezal extremadamente reducido

Permite acceder con más facilidad al punto de tratamiento. Independientemente de si prefiere la técnica Crown-Down o Single-Length, puede preparar el canal radicular con una rotación de 360°.

- > Minicabezal – acceso óptimo al punto de tratamiento
- > Perfil de agarre con una optimizada forma ergonómica
- > Uso más seguro y descansado
- > Reducción de la altura de trabajo en combinación con fresas más cortas
- > **24 meses de garantía**



Contra-ángulos Endea



16:1,
botón de presión



EB-75

REF 12227501

575.-



2:1,
botón de presión



EB-79

REF 12227901

519.-

Insertos rotatorios que se pueden aplicar

Todas las limas de canal radicular que sean apropiadas para la rotación en 360°, especialmente las limas de aleación níquel-titanio con un mango de Ø 2,35 mm, según la norma europea EN ISO 1797-1:1995.

Adquisición de limas adicionales

Por favor, pida las limas en su distribuidor dental, o directamente en Sendoline (www.sendoline.com).

precios recomendados IVA no incluido

Contra-ángulos

endo niti



Contra-ángulos EndoNiti

Para la preparación del canal radicular con limas rotatorias de NiTi. Las limas de níquel-titanio, siendo extremadamente flexibles y seguras, proporcionan la posibilidad de preparar el canal.

- > Cabezal pequeño para una mejor visibilidad
- > Sujeción por botón de presión
- > Silenciosos y duraderos
- > Higiene óptima gracias al diseño monobloque
- > **24 meses de garantía**



Contra-ángulos Endo NiTi



70:1,
botón de presión



WD-73 M

REF 10217302

576.-



128:1,
botón de presión



WD-74 M

REF 10217402

608.-

Insertos rotatorios que se pueden aplicar

Todas las limas de canal radicular que sean apropiadas para la rotación en 360°, especialmente las limas de aleación níquel-titanio con un mango de Ø 2,35 mm, según la norma europea EN ISO 1797-1:1995.

Adquisición de limas adicionales

Por favor, pida las limas en su distribuidor dental, o directamente en Sendoline (www.sendoline.com).

precios recomendados IVA no incluido

Contra-ángulo ENDO Cursor

endea



Contra-ángulo Endea

El tratamiento del canal radicular con rotatorio y limas de endodoncia manual ofrece una aplicación más rápida, más económica y menos laboriosa, frente al tratamiento manual.

- > Instrumento para limas manuales
- > Su minicabezal y su estilizado cuello proporcionan una mejor visibilidad en la zona de tratamiento
- > Sistema monobloque: óptimo desde el punto de vista higiénico y más seguros en el uso
- > Silenciosos y duraderos
- > **24 meses de garantía**



Contra-ángulo Endea Endo Cursor



EB-62

REF 12226201

689.-

4:1, botón de presión, para limas manuales. Para los canales radiculares con un vástago de 3,6 – 4,0 mm

Scaler de aire

proxeo



Scaler de aire Proxeo

La eliminación regular de sarro y placa supone un gran aumento en el bienestar y en la seguridad de sus pacientes.

El scaler accionado por aire con spray de refrigeración integrado y gran foco de luz es el instrumento ideal para la eliminación mecanizada de placa y sarro, así como para la limpieza de las superficies radiculares. Un amplio surtido de puntas de calidad, completa la gama del scaler.

- > Regulador progresivo de potencia
- > Gran foco de luz
- > Gran surtido de puntas
- > Spray interno
- > Máxima higiene
- > Termodesinfectables y esterilizables
- > **24 meses de garantía** (excepto en conexión fija, 12 meses de garantía)



Scaler de aire Proxeo con conexión Roto Quick*

* Acoplamiento Roto Quick ver la página 35



ZA-55 L

REF 10035500

1.483.-

Frecuencia de oscilación: 6 kHz
Puntas W&H utilizables:
1AU, 2AU, 3AU, 1AP,
2API, 2APr
Con luz y regulación de potencia, con puntas 1AU, 2AU, 3AU, 1AP



ZA-55

REF 10035501

946.-

Frecuencia de oscilación: 6 kHz
Puntas W&H utilizables:
1AU, 2AU, 3AU, 1AP,
2API, 2APr
Sin luz y sin regulación de potencia, con puntas 1AU, 2AU, 3AU, 1AP

precios recomendados IVA no incluido

Scaler de aire Proxeo con conexión Multiflex®*

* W&H acoplamiento con luz LED ver la página 36



ZA-55 LM

REF 10035502

1.483.-

Frecuencia de
oscilación: 6 kHz
Puntas W&H utilizables:
1AU, 2AU, 3AU, 1AP, 2API, 2APr
Con luz y regulación de potencia,
con puntas 1AU, 2AU, 3AU, 1AP



ZA-55 M

REF 10035503

946.-

Frecuencia de
oscilación: 6 kHz
Puntas W&H utilizables:
1AU, 2AU, 3AU, 1AP, 2API, 2APr
Con luz y regulación de potencia,
con puntas 1AU, 2AU, 3AU, 1AP

Scaler de aire Proxeo con conexión Sirona®



ZA-55 LS

REF 30227000

1.483.-

Con regulador de potencia y
puntas W&H utilizables:
1AU, 2AU, 3AU, 1AP, 2API, 2APr
cambiador de puntas, limpiador de
toberas, cepillos de limpieza y
ficha de puntas

Scaler de aire Proxeo con conexión fija



ZE-55 BC, Borden (2-3 vías)

REF 11015500

540.-

Con punta 1AU (2 pcs),
llave de boca, limpiador de
toberas, cepillos de limpieza
y ficha de puntas



ZE-55 RM, Ritter Midwest (4vías)

REF 11015501

540.-

Con punta 1AU (2 pcs),
llave de boca, limpiador de
toberas, cepillos de limpieza
y ficha de puntas

Puntas

para scaler de aire Proxeo



Punta 1AU

con ficha de puntas
REF 07159700

70,38.-



Punta 2AU

con ficha de puntas
REF 07159800

70,38.-



Punta 3AU

con ficha de puntas
REF 07159900

70,38.-



Punta 1AP

con ficha de puntas
REF 07009100

78,54.-

Para la eliminación del sarro, uso universal, también para superficies molares curvadas con inclinación lingual

Para dientes anteriores en el maxilar inferior, superficies linguales, en casos de bandas de sarro con una fuerte adhesión, gruesas y duras

Para retirar sedimentos en la parte cervical y también para la eliminación de depósitos de nicotina

Eliminación de depósitos subgingivales, especialmente adecuado para bolsas periodontales profundas

precios recomendados IVA no incluido

Puntas

para scaler de aire Proxeo



Punta 2APr

con ficha de puntas
REF 05254400

78,54.-



Punta 2APi

con ficha de puntas
REF 05153300

78,54.-



Punta 3AP

con ficha de puntas
REF 05280200

103,20.-

Punta curvada hacia la derecha para la eliminación de depósitos subgingivales

Punta curvada hacia la izquierda para la eliminación de depósitos subgingivales

Con un revestimiento de diamante en la punta del instrumento para el desbridamiento periodontal de furcaciones y concavidades.

precios recomendados IVA no incluido

Accesorios

para scaler de aire Proxeo

Notas



Cambiador de puntas
para puntas hexagonales Proxeo
REF 07308100 **44,88.-**



Llave especial para Alegra - ST
(precio neto)
REF 04510700 **22,44.-**



Llave hexagonal macho
para Synea ZA-55 L
REF 04273200 **17.-**



Limpiador de toberas largo
REF 00636901 **8,16.-**



Cepillos de limpieza
REF 05452400 **7,5.-**

Contra-ángulos

proxeo ^{TWIST}



Sistema de Pulido Proxeo TWIST LatchShort

Una solución particularmente inteligente para el pulido profesional de las piezas dentales. Su pequeño cabezal con copas profilácticas óptimamente adaptadas garantiza una altura de trabajo considerablemente reducida.

En comparación con los sistemas Latch estándares, hay una ganancia de cuatro milímetros.

Ventajas:

- > Mejor acceso debido a una altura de trabajo más baja
- > Mejor visibilidad debido a su cabezal más pequeño
- > Cambio con tan solo pulsar un botón
- > Duradero gracias a su sistema de sellado
- > Óptima velocidad para una cuidadosa y eficiente limpieza/pulido
- > Higiénicos y fáciles de limpiar
- > Termodesinfectable y esterilizable
- > **24 meses de garantía**



Contra-ángulo Proxeo Twist para el sistema LatchShort



Para copas y cepillos de profilaxis W&H



WP-66 W

REF 30189000

433.-

Copas y Cepillos para profilaxis



suaves / verde manzana
LatchShort



Copa profiláctica

144 pcs REF 08003630

73.-



duras / verde oscuro
LatchShort



Copa profiláctica

144 pcs REF 07597900

73.-



con forma de copa
suave / transparente
LatchShort



Cepillo profiláctico

144 pcs REF 08003650

104.-

precios recomendados IVA no incluido

Sistema de pulido inalámbrico

proxeo TWIST



El pulido inalámbrico significa pulido sin restricciones

Gire y oriente libremente la pieza de mano de forma ergonómica y ligera y cambie su posición según sea necesario. Esto le permite alcanzar prácticamente todos los ángulos durante el pulido y tener visibilidad óptima del lugar de tratamiento. Esto no sólo le beneficia a usted, sino también a sus pacientes:

- > Trabajo flexible sin cables
- > Fácil regulación de la velocidad con el pedal de control inalámbrico
- > Pesa la mitad que la mayoría de sistemas cableados con micromotor
- > Sin carga de tracción debida al cable
- > Óptima visibilidad gracias al reducido cabezal desechable
- > Óptima velocidad para una cuidadosa y eficiente limpieza/pulido
- > Batería de iones de litio de larga duración para toda una jornada laboral
- > Higiénicos y fáciles de limpiar
- > **12 meses de garantía**

Proxeo Twist

Sistema de pulido inalámbrico



Consta de:

- > Pieza de mano de accionamiento PL-40 H incluyendo la funda de la pieza de mano
- > Pedal de control C-NW
- > Cargador con adaptador
- > Soporte para la pieza de mano

REF 30317000

1.343.-



**Prophy Cabezal desechable
105° dura/verde oscuro
100 pcs**

REF 07979710

80.-

**Prophy Cabezal desechable
105° suave/verde manzana
100 pcs**

REF 07994950

80.-

Accesorios

para Proxeo Twist Cordless

Notas



Pieza de mano de accionamiento PL-40 H

REF 07954780

937.-



Pedal de control

REF 30316000

313.-



Funda de la pieza de mano

REF 07918800

67.-



Estuche de transporte

REF 08025020

260.-



Cargador con adaptador

REF 07969610

89.-



Soporte para la pieza de mano

REF 05882600

33.-

Contra-ángulos

proxeo



Contra-ángulos Proxeo

Una limpieza dental profesional es el método más eficaz para proporcionar una sonrisa radiante a sus pacientes. W&H le ofrece una solución compacta y manejable con dos sistemas que aportan todo lo que usted necesita: limpieza, pulido o fluorización.

Ventajas:

- > Duraderos gracias a sus sistemas de sellado exclusivos
- > Máxima visibilidad gracias al pequeño tamaño del cabezal
- > Tratamiento eficiente gracias a su diseño ergonómico
- > Óptima velocidad para una cuidadosa y eficiente limpieza/pulido
- > Higiénicos y fáciles de limpiar
- > Termodesinfectable y esterilizable
- > **24 meses de garantía**

-  sin luz
-  sin spray
-  termodesinfectable
-  esterilizable

Contra-ángulos Proxeo

Screw-in copas y cepillos



WP-64 MU

REF 10216443

433.-

4:1, contra-ángulo
Sistema Universal
para todas las copas y
cepillos Screw-in y para
las copas y cepillos
Snap-on con adaptador

Contra-ángulos Proxeo

para copas y cepillos con eje de 2,35 mm



WP-66 M

REF 30190000

433.-

4:1, contra-ángulo para
todas las copas, cepillos
con eje de 2,35 mm

precios recomendados IVA no incluido

Contra-ángulos Proxeo

profilaxis sistema young

copas Turbo Plus (rosca)



Gris - blandas

144 pcs

REF YD053601

72.-



Blancas - duras

144 pcs

REF YD053301

72.-

**Con rosca,
blancas - duras**

720 pcs

REF YD052305

246.-

copas Turbo (rosca)



Gris - blandas

144 pcs

REF YD052101

72.-



Blancas - duras

144 pcs

REF YD052301

72.-

copas Forma Abanico (rosca)



Partición interna, gris - blandas

144 pcs

REF YD051101

72.-



Partición interna, blancas - duras

144 pcs

REF YD051301

72.-

copas Forma Estriada (rosca)



Sin partición interna, gris - blandas

144 pcs

REF YD050101

72.-



Gris - Blanda

720 pcs

REF YD050105

246.-

Contra-ángulos Proxeo

profilaxis sistema young, snap-on y repuestos

cepillos (rosca)



Estándar

144 pcs

REF YD090101

130.-



Estándar con punta

144 pcs

REF YD090201

130.-



Pequeño

144 pcs

REF YD090401

130.-



Pequeño con punta

144 pcs

REF YD090501

130.-



Nylon blanco

144 pcs

REF YD090701

130.-

copas sin látex



Blandas

144 unidades

REF YD053901

77.-

Blandas

144 unidades

REF YD054101

72.-

Blandas

144 unidades

REF YD054601

72.-

Puntas Snap-On Blandas

144 unidades

REF YD051801

72.-

pulidor con punta (rosca)



Gris - blando

144 pcs

REF YD059701

72.-

repuestos



Adaptador Snap-on

REF 04530600

15.-



Llave

REF 01957300

3.-

Piezo Scaler

tigon +



Piezo Scaler Tigon+ con anillo de 5 LEDs

Sus características exclusivas facilitan mucho más los procesos de trabajo diarios, y el paciente recibe un tratamiento mucho más relajado que el tratamiento habitual, gracias a la temperatura del líquido regulable. Además, su anillo de luz LED con 5 diodos luminosos le permite tener luz de calidad natural en el área de tratamiento. Ha sido desarrollado para los campos de tartrectomía, parodontología, endodoncia y restauración.

- > Temperatura del líquido regulable
- > Surtido de puntas perfectamente ajustado
- > Pieza de mano con anillo de 5 LEDs
- > Pantalla grande y legible
- > Cinco programas preajustados
- > 3 modos de tratamiento
- > Pieza de mano y depósito de refrigerante termodesinfectables y esterilizables
- > Pedal de control multifuncional
- > **24 meses de garantía**

led+ con luz LED+

Tigon+ Piezo Scaler



Tigon+ consta de:

- > Unidad de control (230 V) con 1,8 m de tubo flexible de alimentación, incluido acoplamiento
- > Pieza de mano con anillo LED quintuple
- > Juego de puntas universales que consta de: 1x 1U, 1x 3U, 1x 1P, cambiador de puntas con limitación del torque y tarjetas para puntas
- > Juego de puntas para endodoncias/implantes que consta de: 1x 1I, 1x 1E, cambiador de puntas con limitación del torque, 1 llave de boca y tarjetas para puntas
- > Pedal de control S-N1
- > Depósito de 400 ml, refrigeración con filtro refrigerante
- > Manguera con filtro de agua
- > Bandeja y soporte para la pieza de mano
- > Limpiador de toberas/cepillito, cable de alimentación de red y juntas tóricas


Tigon+ PA-123 (230 V)

REF 13931000

3.596.-


precios recomendados IVA no incluido

Accesorios para Tigon+



Pieza de mano LED
PA-1 LED
REF 06373900

682.-



Módulo del LED
incl. tapa de la pieza de mano
REF 06382900

183.-



Depósito del refrigerante
REF 05974000

168.-



Filtro del refrigerante
REF 02675000


17.-



Manguera del refrigerante
REF 05075600

16.-

Accesorios para Tigon+



Pedal de control S-N1
REF 06382200

609.-



Estribo
para el pedal de control S-N1
REF 04653500

11.-

Maleta transporte
para Tigon
REF 06698900

295.-

Accesorios
para Tigon+



Junta tórica
para el acoplamiento de la manguera
(3 pcs)
REF 02060200 **10.-**



Junta tórica
para el depósito del refrigerante
(1 pcs)
REF 05417700 **8.-**



Pedal de control C-NF
REF 04717300 **79.-**



Soporte
para la pieza de mano
REF 06029200 **47.-**

Notas

Piezo Scaler

pyon 2



Piezo Scaler Pyon 2

Ha sido desarrollado para los campos de tartrectomía, parodontología, endodoncia y restauración.

- > Amplio surtido de puntas
- > Diseño ergonómico
- > Pieza de mano desmontable que facilita su limpieza
- > Compatible con puntas de EMS
- > **24 meses de garantía**

Pyon 2 Piezo Scaler



Pyon 2 consta de:

- > Unidad de control (230 V) con tubo de alimentación de 1,8 m y acoplamiento
- > Pieza de mano PB-3
- > Cambiador de puntas con punta universal incluida 1U (1pc)
- > Cambiador de puntas con punta universal incluida 3U (1pc)


PB-200

REF 30087000

972.-

precios recomendados IVA no incluido

Accesorios para Pyon 2



Unidad de control PB-223 (230 V)
blanca, con tubo de alimentación de
1,8 m y acoplamiento
REF 05849000 **614.-**




Pedal de control C-NF
REF 04717300 **79.-**



**Transformador para Pyon 1
y Pyon 2 (ref. 13922000)**
230 V
REF 04955700 **110.-**

**Transformador para Pyon 2
(ref. 30086000)**
230 V
REF 07249300 **165.-**

Accesorios para Pyon 2



Tubo de suministro de agua
REF 05075600 **16.-**



Junta tórica
(3 pcs)
para el acoplamiento de la manguera
REF 02060200 **10.-**



Filtro de agua
REF 02675000 **17.-**



Limpiador de toberas largo
REF 00636901 **8,16.-**

Piezo Scaler Proxeo Ultra PB-520/530

proxeo ULTRA



Nuevos Piezo Scalers Proxeo Ultra para un tratamiento ultra eficiente.

W&H ha desarrollado sus Piezo Scalers en colaboración con profesionales de la profilaxis.

- > Sistema único de conexión rápida «Q-Link»
- > Compatibilidad con pacientes con marcapasos probada por la Universidad Técnica de Graz
- > Pieza de mano con anillo LED quintuple
- > Manguera fina fácil de usar
- > Pedal de control inalámbrico (PB-530)
- > Detección automática de nivel de refrigerante (PB-530)
- > Ajuste de potencia continua con un práctico regulador giratorio
- > Gama de puntas perfectamente ajustada
- > Depósito grande para facilitar el llenado y la limpieza (PB-530 y PB-520)
- > Programa de limpieza especial para la preparación de sistemas de mangueras (PB-530)
- > **24 meses de garantía**

Proxeo Ultra PB-530

Piezo Scaler



Consta de:

- > Unidad de control PB-530 con depósito de refrigerante, fuente de alimentación de conmutación y manguera de alimentación de 1,8 m
- > Pedal de control C-NW inalámbrico y Cable de carga para C-NW
- > Incluye cambiador de puntas con limitación del torque

Set Q-Link (conexión rápida)

- > Pieza de mano PB-5 L Q
- > Puntas: 1UQ, 2UQ, 1PQ, 1IQ

REF 90000258

2.289.-

Set de W&H (conexión estándar)

- > Pieza de mano PB-5 L
- > Puntas: 1U, 2U, 1P, 1I

REF 90000257

2.289.-

Set Satelec (conexión a rosca)

- > Pieza de mano PB-5 L S
- > Puntas: 1US, 2US, 3US, 1PS

REF 90000297

2.289.-

Proxeo Ultra PB-520



Consta de:

- > Unidad de control PB-520 con depósito de refrigerante, fuente de alimentación de conmutación y manguera de alimentación de 1,8 m
- > Pedal de control C-NF
- > Incluye cambiador de puntas con limitación del torque

Set Q-Link (conexión rápida)

- > Pieza de mano PB-5 L Q
- > Puntas: 1UQ, 2UQ, 1PQ

REF 90000256
1.977.-

Set de W&H (conexión estándar)

- > Pieza de mano PB-5 L
- > Puntas: 1U, 2U, 1P

REF 90000255
1.977.-

Set Satelec (conexión a rosca)

- > Pieza de mano PB-5 L S
- > Puntas: 1US, 2US, 1PS

REF 90000296
1.977.-

Piezas de mano Proxeo Ultra



PB-5 L Q
(conexión rápida)
REF 30327000



627.-



PB-5 L (W&H)
REF 30326000



627.-



PB-5 L S
(compatible con Satelec a rosca)
REF 30328000



627.-

Accesorios

para Piezas de mano Proxeo Ultra



Módulo del LED (3 pcs)
incl. tapa de la pieza de mano
REF 08025210

51.-



Limpiador de toberas
REF 00636901



8,16.-

Accesorios

Proxeo Ultra PB-520



Pedal de control C-NF
REF 04717300

79.-

Accesorios

Proxeo Ultra PB-530



Pedal de control C-NW
REF 30316000

313.-

Accesorios

para Proxeo Ultra



Depósito
REF 07991190

157.-



Junta tórica para el depósito del refrigerante
REF 07960870

4.-



Fuente de alimentación con adaptador
REF 08016690

101.-

Junta tórica para el acoplamiento de la manguera
REF 02060203

7.-

Puntas Piezo para Profilaxis



- › Eliminación de sarro subgingival y supragingival en todos los cuadrantes
- › Tratamiento completo sin necesidad de complicados cambios de puntas

Universal 1UQ

con cambiador de puntas

REF 08023920

73.-

Universal 1U

con cambiador de puntas

REF 05076200*

71.-

Universal 1US

con cambiador de puntas

REF 07983820

68.-



- › Punta 2U visiblemente más larga y más estrecha
- › Tratamiento de pacientes Recall
- › Para el repaso fino
- › Raspado fino del sarro supragingival
- › Eliminación de placa

Universal 2UQ

con cambiador de puntas

REF 08023930

79.-

Universal 2U

con cambiador de puntas

REF 05076300*

76.-

Universal 2US

con cambiador de puntas

REF 07983830

73.-



Puntas Piezo para Profilaxis



- › Ligeramente redondeada y especialmente estrecha y corta
- › Raspado fino en la región supragingival
- › Instrumento de limpieza ideal para los espacios interdentales

Universal 3UQ

con cambiador de puntas

REF 08023940

91.-

Universal 3U

con cambiador de puntas

REF 05368200*

86.-

Universal 3US

con cambiador de puntas

REF 07983850

84.-



- › Punta perfecta para la eliminación de grandes superficies de sarro

Universal 4U

con cambiador de puntas

REF 05849201

74.-



* también adecuado para Pyon 1

Puntas Piezo para Periodoncia



Para el tratamiento de soporte de la periodontitis,
seguimiento y gestión del biofilm



- › Eliminación de concreciones en la región subgingival
- › Sobre todo en el tratamiento de bolsas periodontales profundas

Periodoncia 1PQ
con cambiador de puntas
REF 08023950



102.-

Periodoncia 1P
con cambiador de puntas
REF 05370400*

96.-

Periodoncia 1PS
con cambiador de puntas
REF 07983860

95.-

Puntas Piezo para Periodoncia



Para el tratamiento de soporte de la periodontitis,
seguimiento y gestión del biofilm



- › Recomendada para el tratamiento de mantenimiento de bolsas de profundidad de media a alta, así como de bifurcaciones

Periodoncia 3PrQ
con cambiador de puntas
REF 08023960



134.-

Periodoncia 3Pr
con cambiador de puntas
REF 06364900

128.-

Periodoncia 3PIQ
con cambiador de puntas
REF 08023980



134.-

Periodoncia 3PI
con cambiador de puntas
REF 06365000

128.-

* también adecuado para Pyon 1

Puntas Piezo para Periodoncia



Para el tratamiento inicial de la periodontitis
y la eliminación de concreciones.



- › Punta diamantada para la limpieza de la superficie radicular

Periodoncia 4PQ

con cambiador de puntas

REF 08024010

149.-



Periodoncia 4P

con cambiador de puntas

REF 07965670

157.-

Periodoncia 4PS

con cambiador de puntas

REF 07983870

139.-



- › Punta diamantada para la limpieza de bifurcaciones y concavidades

Periodoncia 5PQ

con cambiador de puntas

REF 08024040

166.-



Periodoncia 5P

con cambiador de puntas

REF 07965600

157.-

Puntas Piezo para Periodoncia



Para el tratamiento inicial de la periodontitis
y la eliminación de concreciones.



- › Punta diamantada para la limpieza de la superficie radicular

Periodoncia 5PrQ

con cambiador de puntas

REF 08024020

166.-



Periodoncia 5Pr

con cambiador de puntas

REF 07965660

157.-

Periodoncia 5PIQ

con cambiador de puntas

REF 08024030

166.-



Periodoncia 5PI

con cambiador de puntas

REF 07965620

157.-

Puntas Piezo para Restauración



- › Ampliación de fisuras

Restauración 1R

con cambiador de puntas

REF 05849401



96.-



- › Punta diamantada para preparaciones de veneer
- › Permite obtener bordes de preparación claramente definidos
- › Ofrece la máxima protección de la encía y del diente adyacente

Restauración 2R

con cambiador de puntas

REF 06368400



110.-

Puntas Piezo para Restauración



- › Punta parcialmente diamantada para el acabado de los bordes de cavidades proximales y mesiales

Restauración 3Rm

con cambiador de puntas

REF 06368500



110.-



- › Punta parcialmente diamantada para el acabado de los bordes de cavidades proximales y distales

Restauración 3Rd

con cambiador de puntas

REF 06368600



110.-

Puntas Piezo para Endodancias



Endodancia 1ES
con llave de boca
REF 07983880



113.-

- › Instrumento no cortante para una eficaz activación de la limpieza en el sistema de canal radicular

Endodancia 1E
con llave de boca
REF 06367900

117.-



Endodancia 2E
con llave de boca
REF 06368000



88.-

- › Punta para la condensación térmica lateral de gutapercha



Endodancia 3E
con llave de boca
REF 06368100



117.-

- › Eliminación o extracción de elementos fracturados del canal radicular

Puntas Piezo para Endodancias



Endodancia 4E
con llave de boca
REF 07812300



127.-

- › Preparación del fondo de la cámara pulpar



Endodancia 5E
con cambiador de puntas
REF 07812400



117.-

- › Cementado y eliminación de pernos radiculares mediante vibración




Endodancia 6E
con llave de boca
REF 07812500



117.-

- › Eliminación de obturaciones y calcificaciones del conducto radicular

Set de Puntas Piezo



Set de puntas Universal

REF 05851800*



248.-

Consta de:

- › punta 1U, 3U, 1P (1 pc)
- › cambiador de puntas con limitación del torque (3 pcs)
- › ficha de puntas



Set de puntas

Implant clean (3x 1IQ)

REF 08026380

297.-



Set de puntas

Implant clean (3x 1I)

REF 06370500

281.-

Consta de:

- › punta 1I (3 pcs)
- › cambiador de puntas con limitación del torque (3 pcs)

Set de Puntas Piezo



1E

2E

3E



4E

5E

6E

Set de puntas Endo

REF 07812200



622.-

Consta de:

- › punta 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E (1pc)
- › llave de boca (1 pc) para puntas 1E, 2E, 3E, 4E, 6E
- › cambiador de puntas (1 pc) con limitación del torque para punta 5E
- › ficha de puntas

Accesorios



TS-1

TW-1

TQ-1

TW-1: para puntas con W&H a rosca (z.B. 1U, 2U)

REF 04982800

31.-

TS-1: para puntas con Satelec a rosca (z.B. 1US, 2US)

REF 07984290

29.-

TQ-1: para puntas con W&H Q-Link (conexión rápida)

REF 07985850

29.-

cambiador de puntas con limitación del torque



Sistema de aeropulidor Proxeo Aura

proxeo AURA



Aeropulidor Proxeo Aura

Con un sistema de aeropulidor y sus correspondientes polvos, puede eliminar la biopelícula tanto supra como subgingival, así como decoloraciones, de forma eficaz, controlada y completa.

- » Práctico anillo de control para cambiar fácilmente entre los tratamientos profilácticos y para la periodontitis
- » Tres polvos diferentes para una gran variedad de indicaciones
- » Chorro de polvo integrado de forma óptima para una pulverización controlada y una menor emisión de polvo
- » Accesorios de spray con diferentes ángulos y longitudes para una mejor accesibilidad
- » Accesorios Paro especiales para el tratamiento completo de bolsas profundas
- » Depósito transparente para el polvo con abertura lateral para un cómodo rellenado y un fácil control de la cantidad de polvo
- » Amplia gama de conexiones de turbina adecuadas para cada unidad
- » **24 meses de garantía**

Sistema de aeropulidor Proxeo Aura



Conexión

PF-60 (W&H RotoQuick)	
REF 08020760	994.–
PF-60 M (Kavo Multiflex)	
REF 08020770	994.–
PF-60 N (NSK)	
REF 08020780	994.–
PF-60 S (Sirona)	
REF 08020790	994.–

Proxeo Aura Set Propy

- » Aeropulidor
- » Cabezal de pulverización 120°
- » Prophylaxis Powder SOFT (250 g)
- » Accesorios



Conexión

PF-60 (W&H RotoQuick)	
REF 08020761	1.239.–
PF-60 M (KaVo Multiflex)	
REF 08020771	1.239.–
PF-60 N (NSK)	
REF 08020781	1.239.–
PF-60 S (Sirona)	
REF 08020791	1.239.–

Proxeo Aura Set Perio

- » Aeropulidor
- » Cabezal de pulverización 120°
- » Cabezal de pulverización Perio
- » Puntas subgingivales Perio 40 pcs
- » Prophylaxis Powder SOFT (250 g)
- » Prophylaxis Powder SENSITIVE – Glycine Powder (160 g)
- » Accesorios

Proxeo Aura

Polvo de pulido



Prophylaxis Powder SOFT

REF 08020870

79.–

bicarbonato de sodio, 4×250 g,
Ø tamaño de partícula: 40 µm



Prophylaxis Powder SMOOTH

REF 08020880

116.–

carbonato cálcico, 4×250 g,
tamaño de partícula: 45–75 µm



Prophylaxis Powder SENSITIVE –

Glycine Powder

REF 08020890

56.–

Glycine, 2×160 g,
Ø tamaño de partícula: 25 µm

Accesorios



Cabezal de pulverización 120°

REF 08020810

208.–



Cabezal corto de pulverización 120°

REF 08020840

208.–



Cabezal de pulverización 90°

REF 08020800

208.–



Cabezal corto de pulverización 90°

REF 08020830

208.–



Cabezal de pulverización Perio

REF 08020820

208.–



Cabezal corto de pulverización Perio

REF 08020850

208.–

Accesorios

Notas



Puntas subgingivales
Perio 40 pcs
REF 08020860

83.-



Juego de junta tórica
1 verde, 2 negro
REF 08020900

11.-



Set de limpiador
1 aguja 0,8 mm, 1 aguja 0,4 mm,
1 cepillo
REF 08020910

32.-



Tapa para contenedor de polvo
(incl. 1 junta tórica verde)
REF 08020920

40.-



Llave K9
REF 08020930

20.-

Motor de Implantes

implantmed PLUS



Implantmed PLUS: ¡Sencillamente perfecto!

Tan sencillo como siempre, más potente y versátil que nunca

- > Micromotor eléctrico ultracorto y potente con un torque de 6,2 Ncm
- > Máxima potencia de 80 Ncm con un contra-ángulo 20:1
- > Rango de revoluciones en el micromotor: 200 a 40.000 rpm
- > Velocidad mínima 200 rpm
- > Control del torque automático: 5 a 80 Ncm
- > Función de mecanizado para realizar roscas en el hueso
- > Luz continua en todo el rango de revoluciones (opcional según Kit)
- > Micromotor eléctrico con cable, termodesinfectable y esterilizable
- > Pantalla táctil a color con interfaz de usuario muy intuitivo
- > Nuevo diseño de la bomba: fácil colocación de la línea de irrigación
- > Función de documentación
- > Personalizable: 6 usuarios e infinitos protocolos
- > Módulo Osstell ISQ de W&H (disponible como accesorio) para una evaluación segura de la estabilidad del implante
- > Opción de pedal de control con o sin cable (pedal inalámbrico)
- > **24 meses de garantía**

Implantmed Plus

SI-1023



Implantmed PLUS SI-1023 consta de:

- > Unidad de control (230 V)
- > Micromotor con cable de 1,8 m con o sin luz
- > Incl. 5 clips de sujeción
- > Pedal de control S-N2 / S-NW
- > Soporte para el suero
- > Soporte para el micromotor
- > Cable de red
- > Set de tubos de spray desechables (3x)

Composiciones Implantmed Plus SI-1023

Tensión de red 230V



Composición 1

- > Unidad de control SI-1023
- > Pedal de control S-N2 **con cable**
- > Micromotor corto **sin luz**

REF 90000163 **3.141.-**



Composición 2

- > Unidad de control SI-1023
- > Pedal de control S-N2 **con cable**
- > Micromotor corto **con luz**

REF 90000165 **3.682.-**



Composición 3

- > Unidad de control SI-1023
- > Pedal de control S-NW **sin cable**
- > Micromotor corto **sin luz**

REF 90000164 **3.519.-**



Composición 4

- > Unidad de control SI-1023
- > Pedal de control S-NW **sin cable**
- > Micromotor corto **con luz**

REF 90000166 **4.061.-**



Accesorios

para Implantmed Plus SI-1023



Módulo Osstell ISQ de W&H:

AVALADO POR MÁS DE 1.100 ESTUDIOS CIENTÍFICOS
sonda de medición, TestPeg, base del SmartPeg,
Incluye Vale para 5 SmartPegs
2 años de garantía

REF 30210000

2.708.-



TestPeg

REF 07849900



47.-



Sonda de medición con cable

para módulo Osstell ISQ de W&H
1 año de garantía

REF 07721100

447.-



SmartPeg Mount 1pc

REF 07460300



25.-

Accesorios


para Implantmed Plus SI-1023



Maletín de transporte

REF 07962790

398.-



Soporte motor

REF 07721800



36.-



Micromotor EM-19 (Sin Luz)

con cable de 1,8 m

incl 5 clips de sujeción

REF 30185000



1.246.-

Micromotor EM-19 LC (Con Luz)

con cable de 1,8 m

incl 5 clips de sujeción

REF 30281000



1.788.-



Maletín de transporte trolley negro

REF 04013603

353.-

Accesorios

para Implantmed Plus SI-1023



Pedal de control variable S-N2

con cable de 2,9 m

REF 30285000

630.-



Pedal de control inalámbrico S-NW

con llave CAN

REF 30264000

1.008.-



Llave CAN

REF 07759700

243.-



Soporte para suero

REF 04005900



25.-

Instrumental quirúrgico Implantmed Plus SI-1023

con Mini LED+
y conexión
de W&H



Contra-ángulos y piezas de mano quirúrgicas con luz continua, Mini LED+ y conexión de W&H

- > Diseñados para el equipo Implantmed SI-1023 (no compatibles con otras versiones de Implantmed)
- > Iluminación continua en todos los pasos del tratamiento
- > Trabajo sin esfuerzo gracias a su equilibrio ergonómico
- > Robustos y duraderos gracias a su acero fino de gran calidad y a su revestimiento resistente a arañazos
- > Trabajo con calidad de luz diurna gracias al LED+
- > Reproducción natural de las tonalidades rojas
- > Desmontables para una limpieza profunda
- > Termodesinfectables y esterilizables
- > Válidos exclusivamente para el micromotor eléctrico con luz EM-19 de W&H
- > **24 meses de garantía**

led+ con luz LED+



spray externo



termodesinfectable



esterilizable

Contra-ángulos quirúrgicos Implantmed Plus SI-1023

Válidos exclusivamente para el
micromotor eléctrico con luz EM-19



WS-75 L

REF 30033000

1.280.-

20:1, sistema de sujeción Hexagon, para fresas quirúrgicas para contra-ángulos de Ø 2,35 mm, (dureza de >50 HRC, >520 HV), sistema de refrigeración interna Kirschner/Meyer



WS-56 L

REF 30040000

1.171.-

1:1, botón de presión, para fresas quirúrgicas con sistema de sujeción para contra-ángulos de Ø 2,35 mm, sistema de refrigeración interna Kirschner/Meyer

precios recomendados IVA no incluido

Contra-ángulos quirúrgicos

Implantmed Plus SI-1023

Válidos exclusivamente para el
micromotor eléctrico con luz EM-19



1:2.7, cabezal de 45°, spray triple,
botón de presión, para fresas
quirúrgicas con sistema de
sujeción FG de 1,6 mm



WS-91 L

REF 30049000

1.171.-



1:2.7, spray triple, botón de presión,
para fresas quirúrgicas con sistema
de sujeción FG de 1,6 mm



WS-92 L

REF 30043000

1.171.-

Pieza de mano quirúrgica

Implantmed Plus SI-1023

Válida exclusivamente para el
micromotor eléctrico con luz EM-19



1:1, recta,
con sujeción de palanca,
para fresas quirúrgicas
con diámetro 2,35 mm
(también del sistema Stryker)



S-11 L

REF 30058000

1.258.-

Motor de implantes

implantmed CLASSIC



Implantmed Classic SI-923, la unidad quirúrgica para su aplicación diaria W&H ofrece a los profesionales de la implantología una unidad quirúrgica para su aplicación diaria. Con esta unidad, las intervenciones orales los campos de implantología, cirugía oral y maxilofacial pueden realizarse con total seguridad y la máxima precisión.

- > Fácil de manejar: gran pantalla de fácil lectura
- > Motor ligero y silencioso: trabajo sin cansancio
- > Amplia gama de velocidades entre 300 – 40.000 r.p.m. al motor
- > Perfecto control del torque, entre 5 y 70 Ncm
- > Función especial de mecanizado para realizar roscas en el hueso
- > Incluye pedal S-N2 con control de las funciones y regulación de velocidad
- > Motor y cable termodesinfectables y esterilizables
- > **12 meses de garantía**

Implantmed Classic SI-923



Implantmed CLASSIC SI-923 consta de:

- > Unidad de control (230 V)
- > Micromotor con cable de 1,8 m EM-19
- > Incl. 5 clips de sujeción
- > Pedal de control S-N2
- > Soporte para suero
- > Soporte del micromotor
- > Cable de red
- > Seguro anti-torsión (2x)
- > Set de tubos de spray desechables (3x)

Implantmed SI-923 (230 V)

REF 90000161

2.972.-


precios recomendados IVA no incluido

Accesorios

para Implantmed SI-923 (2018)



Micromotor EM-19 (Sin Luz)
con cable de 1,8 m
incl 5 clips de sujeción
REF 30185000 **1.246.-**



SopORTE motor
REF 07721800 **36.-**



Pedal de control variable S-N2
con cable de 2,9 m
REF 30285000 **630.-**

Accesorios

para Implantmed SI-923 (2006/2011)



Pedal de control con cable S-N1

para Implantmed SI-923 (2011)
REF 06202400 **609.-**

para Implantmed SI-923 (2006)
REF 05046200 **609.-**




Pedal de control con cable S-NU

para Implantmed SI-923 (2006)
REF 04785700 **330.-**



**Pedal de control inalámbrico S-NW
con llave SPI**
REF 30264001 **1.122.-**



**Micromotor con cable
de 1,8 m incl. 5 clips de sujeción**
para Implantmed SI-923 (2006 y 2011)
REF 06631600 **1.036.-**



Llave SPI
válido para:
Implantmed SI-923 (2011 y 2018)
Piezomed SA-320
REF 07795800 **353.-**


Accesorios para Implantmed



Clips de sujeción

5 pcs para Implantmed
SI-923 (2011)
REF 04019000

12.-




Soporte del micromotor

Para Implantmed SI-923 (2006 y 2011)
REF 06177800

36.-

5 pcs para Implantmed Plus SI-1023,
Implantmed Classic SI-923
REF 06290600


12.-



Estribo

para pedal de control
REF 04653500

11.-



Tapón de protección

para motor
REF 04032600

26.-



Soporte para suero

REF 04005900

25.-



Seguro antitorsi3n

para micromotor
REF 04006800

12.-

Accesorios para Implantmed



Tubo de la bomba con contrarrosca

para Implantmed SI-95, SI-923,
SI-1023
REF 04013900

28.-



Tubo de la bomba sin contrarrosca

para Implantmed SI-95, SI-923, SI-1023
(3 pcs)
REF 04014000

12.-



Conexi3n a la bomba

REF 92000605

6.-



Lnea irrigaci3n desechable 2,2 m

sistema Luer-Lock,
para motor con cable de 1,8m
(10 pcs)
REF 00929300

40.-

Junta de motor de implantes

REF 01196920


5.-

Cable de red

REF 01343700

17.-

Accesorios para Implantmed



②


Set de tubos de spray desechables
para micromotor con cable de 1,8 m

6 pcs, 2,2 m,
REF 04363600

63.-

6 pcs, 3,8 m,
REF 04364100

73.-



135°C

Set de tubos de spray esterilizables
para micromotor con cable de 1,8 m

2,2 m
REF 04719400

82.-



Carro quirúrgico
con 3 cajas de enchufes EU

Sus unidades W&H juntas en un
mismo espacio. Ahorro de espacio.

Móvil

Dimensiones

(altura x ancho x profundidad):

935 x 500 x 450 mm

REF 07962870

988.-

Accesorios para Implantmed



Maletín de transporte
con troquelado para SI-923

REF 07948730

391.-



Caja de esterilización

REF 04013500

188.-



Maletín de transporte con
troquelado para todos los modelos
de Implantmed

REF 04013602

172.-



Maleta de transporte Trolley con
ruedas y con troquelado para
todos los modelos de Implantmed

REF 04013601

332.-

Instrumental quirúrgico



con y sin
Mini LED+

Contra-ángulos y piezas de mano quirúrgicas con y sin Mini LED+

Han sido diseñados especialmente para implantología y cirugía maxilofacial.

- > Trabajo sin esfuerzo gracias a su óptima ergonomía
- > Duraderos y robustos gracias a su acero fino de gran calidad y a su revestimiento resistente a arañazos (excepto WI-75 E/KM)
- > Desmontables para una limpieza profunda (excepto WI-75 E/KM)
- > Amplia gama para todas las aplicaciones quirúrgicas
- > Sistema de acoplamiento ISO 3964 (DIN 13.940)
- > **12 meses de garantía**

Con Mini LED+

- > Trabajo con calidad de luz natural
- > Reproducción natural de las tonalidades rojas
- > Suministro de luz independiente por medio de su generador integrado
- > Mayor vida útil que las lámparas de luz halógena convencionales



Contra-ángulos quirúrgicos desmontables



WS-75 L G

REF 30032000

1.445.-



WS-75

REF 30065000

1.219.-

20:1, sistema de sujeción Hexagon, para fresas quirúrgicas con sistema de sujeción para contra-ángulos de Ø 2,35 mm, (dureza de >50 HRC, >520 HV), sistema de refrigeración interna Kirschner/Meyer



WS-56 L G

REF 30039000

1.333.-



WS-56

REF 30038000

1.038.-

1:1, botón de presión, para fresas quirúrgicas con sistema de sujeción para contra-ángulos de Ø 2,35 mm, sistema de refrigeración interna Kirschner/Meyer

precios recomendados IVA no incluido

Contra-ángulos quirúrgicos desmontables



1:2,7, cabezal de 45°, spray triple,
botón de presión, para fresas
quirúrgicas con sistema de
sujeción FG de 1,6 mm



WS-91 L G

REF 30048000

1.333.-



WS-91

REF 30047000

1.106.-



1:2,7, spray triple, botón de presión,
para fresas quirúrgicas con sistema de
sujeción FG de 1,6 mm



WS-92 L G

REF 30042000

1.333.-



WS-92

REF 30041000

1.106.-

Contra-ángulos quirúrgicos no desmontables



20:1, con sistema de sujeción
Hexagon, botón de presión,
para fresas quirúrgicas con sistema de
sujeción para contra-ángulos de
diámetro de 2,35 mm, (dureza de
>50 HRC, >520 HV), sistema de
refrigeración interna Kirschner/Meyer



WI-75 E/KM

REF 10207550

973.-

Accesorios

para contra-ángulos quirúrgicos



3 pcs

REF 04757101

38.-



Clip del tubo de spray negro
con tubo externo para la refrigeración
del sistema Kirschner/Meyer.

Para **WI-75E/KM, WS-75E/KM,
WI-75LED G y WS-75 LED G**



3 pcs

REF 05051001

38.-



Clip del tubo de spray negro
sin tubo externo. Para **WI-75E/KM,
WS-75E/KM, WI-75LED G y
WS-75 LED G**



3 pcs

REF 08014692

62.-



Kit sistema de irrigación interna.
Para **WI-75E/KM, WS-75E/KM,
WI-75LED G y WS-75 LED G.**
Clip tubo de spray, bifurcación Y
(3pcs), turbo para la refrigeración
interna de la fresa.

Accesorios

para contra-ángulos quirúrgicos



3 pcs, para izquierda

REF 06946300

37.-

3 pcs, para derecha

REF 06948300

37.-



3 pcs, para izquierda


REF 06948400

37.-

3 pcs, para derecha

REF 06949500

37.-



3 pcs

REF 08014690

62.-

Clip del tubo de spray verde con tubo externo para la refrigeración del sistema Kirschner/Meyer. Para

WS-75, WS-75 L, WS-75 LG, WS-56 LG, WS-56, WS-56 L


Clip del tubo de spray verde sin tubo externo. Para **WS-75, WS-75 LG, WS-75 L, WS-56 LG, WS-56, WS-56 L**

Kit sistema de irrigación interna. Para **WI-75E/KM, WS-75E/KM, WI-75LED G y WS-75 LED G.**

Clip tubo de spray (2 pcs), bifurcación Y (3pcs), turbo para la refrigeración interna de la fresa.

Accesorios


para contra-ángulos quirúrgicos



Tubo para la refrigeración interna de la fresa Kirschner/Meyer

REF 02610500

23.-



Bifurcación Y para la refrigeración interna (3 pcs)

REF 06016400

37.-



Limpiador de toberas corto

REF 02015101

8,16.-



Limpiador de toberas largo

REF 00636901

8,16.-

Piezas de mano quirúrgicas



1:1, recta,
con sujeción de palanca,
para fresas quirúrgicas
con diámetro 2,35 mm
(también del sistema Stryker)



S-11 L G

REF 30057000

1.422.-



S-11

REF 30056000

926.-



1:1, recta,
con sujeción de palanca,
para fresas quirúrgicas
con diámetro 2,35 mm
(también del sistema Stryker)



S-15

REF 30060000

1.084.-



1:2, angulada, desmontable
con sujeción de palanca,
para fresas quirúrgicas
con diámetro 2,35 mm, L = 45 mm,
velocidad 40,000 min-1



S-16

REF 30411000

1.347.-

precios recomendados IVA no incluido

Piezas de mano quirúrgicas



1:1, angulada, delgada,
con sujeción de palanca,
para fresas quirúrgicas
con diámetro 2,35 mm
(también del sistema Stryker)



S-9 L G

REF 30054000

1.535.-



S-9

REF 30053000

1.197.-



1:1, angulada, delgada,
con sujeción de palanca,
para fresas quirúrgicas
con diámetro 2,35 mm



S-10

REF 30059000

1.375.-



1:2, angulada, delgada,
con sujeción de palanca,
para fresas quirúrgicas
con diámetro 2,35 mm



S-12

REF 30061000

1.375.-

precios recomendados IVA no incluido

Piezas de Mano Quirúrgica SZ-75 Zygoma



Piezas de Mano Quirúrgicas SZ-75 especialmente para los implantes cigomáticos. ¡Exclusiva, fácil y segura!

La pieza de mano 20:1 ha sido diseñada en especial para la inserción de implantes cigomáticos y facilita la tarea del cirujano. Tiene una angulación única y ofrece una visibilidad mucho mejor del sitio de tratamiento. De esta manera, el procedimiento quirúrgico también se puede llevar a cabo en posiciones de difícil acceso del hueso cigomático.

- > Acceso fácil al sitio de tratamiento
- > Aplicación de alta seguridad
- > Trabajo sin fatiga
- > Refrigeración eficiente
- > **12 meses de garantía**



Piezas de Mano Quirúrgica SZ-75 Zygoma



20:1, angulada, desmontable, para fresas quirúrgicas con diámetro 2,35 mm, velocidad 450,000 min-1

SZ-75

REF 30095000



1.989.-

precios recomendados IVA no incluido

Accesorios

para piezas de mano quirúrgicas

Notas



**Tubo para el medio
refrigerante, ajustable**

para **S-9, S-9 L G, S-11,
S-11 L G, S-11 L, S-16**

REF 06879500

45.-



**Tubo para el medio
refrigerante, ajustable**

para **S-10, S-12**

REF 06903200

45.-



**Tubo para el medio
refrigerante, ajustable**

para **S-15**

REF 07226900

45.-



**Tubo para el medio
refrigerante, ajustable**

para **SZ-75**

REF 08030410

67.-

Unidad Piezoquirúrgica

piezomed



Piezomed, su unidad piezoquirúrgica con anillo de luz LED+

Piezomed facilita el trabajo del cirujano, ya que gracias a la innovadora tecnología ultrasónica, actúa con gran precisión sobre la sustancia ósea exclusivamente. El tejido blando circundante permanece intacto.

Un alivio notable también para el paciente:

¡Menos dolor, y una curación más rápida!

- > Reconocimiento automático del inserto
- > Innovador anillo LED+
- > Extremadamente potente y rápido
- > Potencia de corte mejorada
- > Refrigeración eficaz
- > Limpieza perfecta
- > **12 meses de garantía**

led+

con luz LED+

Piezomed SA-320



Piezomed consta de:

- > Unidad de control (220 – 240 V)
- > Pedal de control S-N1 o pedal inalámbrico opcional S-NW
- > Pieza de mano con cable de 1,8 m
o pieza de mano con 3,5 m cable y clips
- > Set de tubos de spray
- > Cable de red
- > Soporte del micromotor y varilla de suero
- > Cambiador de insertos
- > Caja de esterilización
- > Kit de insertos »Bone«

SA-320 con pedal S-N1



con cable de 1,8 m
REF 30078000

7.267.-



**SA-320 + SPI +
Pedal inalámbrico S-NW**
con cable de 1,8 m
REF 30078005

7.681.-



con cable de 3,5 m
REF 30078001

7.380.-

precios recomendados IVA no incluido

Accesorios

para Piezomed SA-320



Pieza de mano
con cable de 1,8 m incl. 5 clips
REF 06985000 **1.896.-**



Pieza de mano
con cable de 3,5 m incl. 10 clips
REF 07159200 **2.011.-**



Pedal de control inalámbrico S-NW
con llave SPI
REF 30264001 **1.122.-**



Pedal de control con cable S-N1
REF 07004400 **599.-**


Estribo para pedal de control SN-1
REF 04653500 **11.-**



Llave SPI
válido para:
Implantmed SI-923 (2011)
Elcomed SA-310
Piezomed SA-320
REF 07795800 **353.-**

Accesorios


para Piezomed SA-320




Set de tubos de spray
desechables, 6 pcs, 2,2 m
REF 04363600 **63.-**



Set de tubos de spray
desechables, 6 pcs, 3,8 m
REF 04364100 **73.-**




Set de tubos de spray
esterilizables, 2,2 m
REF 04719400 **82.-**



Clips 5 pcs
REF 06290600 **12.-**




Soporte para suero
REF 04005900 **25.-**



Accesorios


para Piezomed SA-320



Limpiador de toberas

REF 00636901

8,16.-



Soporte del micromotor

REF 06177800

36.-



Caja de esterilización

REF 07172900

202.-



Módulo del LED

REF 06205600

202.-

Accesorios

para Piezomed SA-320



**Maletín de transporte
con troquelado para SI-923**

REF 07945930

393.-



**Maletín de transporte con
troquelado para todos los modelos
de Implantmed**

REF 04013602

172.-



**Maleta de transporte Trolley con
ruedas y con troquelado para
todos los modelos de Implantmed**

REF 04013601

332.-

Insertos para Piezomed SA-320



Cambiador de insertos

REF 06276700

87.-



Kit de insertos »Bone«

Consta de:

B1, B2R, B2L, B3, B4, B5

REF 07173100

939.-



Caja para insertos

REF 07134900

73.-



Kit de insertos Sinus »SPECIAL«

Consta de:

S1, S2, S3, S4, S5

REF 07173200

660.-



Kit de insertos »Endo«

Consta de:

R1D, R2RD, R2LD, R3D, R4RD, R4LD

REF 07173300

739.-



Kit de insertos »Paro«

Consta de:

P1, P2RD, P2LD

REF 07173400

415.-



Kit de insertos »EX«

Consta de:

EX1, EX2

REF 07173500

293.-



Kits de Insertos »Implant/Crestal A«

Consta de:

I1, I2A, I3A, I4A, Z25P, Z35P

REF 07997090

1.299.-



Kits de Insertos »Implant/Crestal P«

Consta de:

I1, I2P, I3P, I4P, Z25P, Z35P

REF 07997110

1.299.-

Insertos para Piezomed SA-320

Insertos para Piezomed SA-320



Inserto B1

REF 05530100

172.-

Inserto de engranaje fino para cortes de sierra precisos, con apenas pérdida ósea durante la extracción de injertos óseos.



Inserto B2R

REF 06958600

172.-

Inserto con engranaje fijo para los cortes de sierra horizontal, con poca pérdida ósea en zonas de difícil acceso. Curvado hacia la derecha.



Inserto B2L

REF 05544400

172.-

Inserto con engranaje fijo para los cortes de sierra horizontal, con poca pérdida ósea en zonas de difícil acceso. Curvado hacia la izquierda.



Inserto B3

REF 05542100

146.-

Inserto afilado para el modelado y contorneado de la superficie ósea, así como la recogida de virutas óseas.

Insertos para Piezomed SA-320



Inserto B4

REF 05543800

146.-

Escoplo afilado para el ranurado de la cresta maxilar.



Inserto B5

REF 05534500

146.-

Escoplo afilado para la recogida de virutas óseas y desprendimiento del colgajo óseo.



Inserto B6

REF 07022500

192.-

Sierra especial para cortes de sierra precisos y profundos en tiempo récord. También resulta idónea para la separación de raíces del diente, así como extracciones de ápices radiculares (apicectomías).



Inserto B7

REF 07022600

192.-

Sierra especial para cortes de sierra precisos y aun más profundos en tiempo récord. También resulta idónea para la separación de raíces del diente, así como extracciones de ápices radiculares (apicectomías).

Insertos para Piezomed SA-320



Inserto S1

REF 05542900

146.-

Inserto diamantado para la preparación de un injerto óseo en caso de elevación de seno maxilar lateral, así como alargamiento de corona.



Inserto S2

REF 05534700

146.-

Inserto con bola diamantada para la preparación de un injerto óseo en caso de elevación de seno maxilar lateral, así como alargamiento de corona.



Inserto S3

REF 05508200

126.-

Inserto para el desprendimiento atraumático de la membrana de Schneider. Tres bocas de salida de spray protegen la membrana mediante una película refrigerada.



Inserto S4

REF 05542300

126.-

Inserto con cantos redondeados para el desprendimiento atraumático de la membrana de Schneider.

Insertos para Piezomed SA-320



Inserto S5

REF 05542800

126.-

Inserto con cantos redondeados para el desprendimiento atraumático de la membrana de Schneider.



Inserto R1D

REF 05975200

126.-

Inserto diamantado recto para la preparación retrógrada del canal radicular.



Inserto R2RD

REF 05991000

126.-

Inserto diamantado ligeramente curvado hacia la derecha para la preparación retrógrada del canal radicular.



Inserto R2LD

REF 05999400

126.-

Inserto diamantado ligeramente curvado hacia la izquierda para la preparación retrógrada del canal radicular.

Insertos

para Piezomed SA-320



Inserto R3D

REF 05998800

126.-

Inserto diamantado angulado para la preparación retrógrada del canal radicular.



Inserto R4RD

REF 06005000

126.-

Inserto diamantado fuertemente curvado hacia la derecha para la preparación retrógrada del canal radicular.



Inserto R4LD

REF 06004700

126.-

Inserto diamantado fuertemente curvado hacia la izquierda para la preparación retrógrada del canal radicular.



Inserto P1

REF 06067700

126.-

Inserto de punta desarrollada para la eliminación de masas que se han formado en la región subgingival. Es especialmente apropiada para el tratamiento de cavidades periodontales profundas.

Insertos

para Piezomed SA-320



Inserto P2RD

REF 06061700

146.-

Inserto de punta diamantada curvada hacia la derecha para el desbridamiento parodontal. Especialmente adecuado para el alisado abierto de raíces.



Inserto P2LD

REF 06061800

146.-

Inserto de punta diamantada curvada hacia la izquierda para el desbridamiento parodontal. Especialmente adecuado para el alisado abierto de raíces.



Inserto EX1

REF 06069300

146.-

Inserto para la extracción dental cuidadosa para conservar el hueso alveolar.



Inserto EX2

REF 06071100

146.-

Inserto para la extracción dental cuidadosa para conservar el hueso alveolar.

Insertos

para Piezomed SA-320

Preparación del lecho del implante y elevación del seno maxilar crestal



Inserto I1

REF 07786800

164.-

Inserto diamantado con marcas de profundidad para la preparación piloto orientada al eje.



Inserto I2A

REF 07797800

282.-

Inserto para la preparación progresiva del lecho del implante (de 2 a 3 mm) hasta la profundidad deseada.

A = Zona anterior



Inserto I2P

REF 07788800

282.-

Inserto para la preparación progresiva del lecho del implante (de 2 a 3 mm) hasta la profundidad deseada.

P = Zona posterior

Insertos

para Piezomed SA-320

Preparación del lecho del implante y elevación del seno maxilar crestal



Inserto I3A

REF 07885600

292.-

Inserto para la preparación progresiva del lecho del implante (de 2 a 3 mm) hasta la profundidad deseada.

A = Zona anterior



Inserto I3P

REF 07887000

292.-

Inserto para la preparación progresiva del lecho del implante (de 2 a 3 mm) hasta la profundidad deseada.

P = Zona posterior



Inserto I4A

REF 07889400

304.-

Inserto para la preparación del lecho del implante (4 mm) hasta la profundidad deseada.

A = Zona anterior



Inserto I4P

REF 07889500

304.-

Inserto para la preparación del lecho del implante (4 mm) hasta la profundidad deseada.

P = Zona posterior

Insertos

para Piezomed SA-320

Preparación del lecho del implante y elevación del seno maxilar crestal



Inserto Z25P

REF 07785600

184.-

Inserto diamantado para la ampliación del orificio piloto (hasta 2,5 mm de diámetro) en la zona cortical.

Inserto diamantado con suministro interno de refrigerante para la preparación del suelo del seno maxilar y para la elevación de la membrana de Schneider por vía crestal mediante el uso del flujo del refrigerante.



Inserto Z35P

REF 07980600

196.-

Inserto diamantado para la ampliación del orificio piloto (hasta 3,5 mm de diámetro) en la zona cortical.

Inserto diamantado con suministro interno de refrigerante para la preparación del suelo del seno maxilar y para la elevación de la membrana de Schneider por vía crestal mediante el uso del flujo del refrigerante.

Notas

Unidad de medición de la estabilidad del implante

Osstell IDX



Conozca la estabilidad del implante

Osstell IDx es un sistema rápido, no invasivo y fácil de usar para determinar la estabilidad del implante y evaluar el proceso de osteointegración para conseguir un tratamiento seguro en el mínimo tiempo.

- > Evalúe la estabilidad del implante y controle su osteointegración.
- > Almacene los datos del paciente y los resultados directamente en el Osstell IDX.
- > Extraiga datos, comparta archivos y analice resultados a través del portal Osstell Connect.
- > Reduzca los tiempos de tratamiento.
- > Evite rechazos en los pacientes de alto riesgo.
- > Servicio y soporte remoto.
- > **24 meses de garantía en la unidad** y 12 meses de garantía en la sonda

Osstell IDX



Coefficiente de estabilidad del implante
(ISQ, Implant Stability Quotient)

**AVALADO POR MÁS DE
1.100 ESTUDIOS CIENTÍFICOS**

Osstell IDx

REF OS101000

4.766.-

Unidad de medición de la estabilidad del implante

Osstell BEACON

Fácil   

Conozca la estabilidad del implante

Osstell Beacon es un sistema rápido, no invasivo y fácil de usar para determinar la estabilidad del implante y evaluar el proceso de osteointegración para conseguir un tratamiento seguro en el mínimo tiempo.

Osstell Beacon le indica el momento en el que un implante está preparado para la carga en cuestión de segundos.

- > Evalúe la osteointegración y determine la estabilidad del implante
- > Reduzca el tiempo de tratamiento y trate mejor a los pacientes en riesgo
- > Óptima facilidad de uso y mediciones intuitivas de ISQ
- > Codificación por colores para la fácil integración de los valores ISQ
- > Extraiga datos, comparta archivos y analice los datos del implante y del tratamiento con Osstell Connect
- > **24 meses de garantía**

Osstell BEACON



Fácil   

Coefficiente de estabilidad del implante
(ISQ, Implant Stability Quotient)

**AVALADO POR MÁS DE
1.100 ESTUDIOS CIENTÍFICOS**

Osstell Beacon

REF OS103000

2.654.-

Accesorios para Osstell



Sonda de medición con cable
REF 07721100 **447.-**



Base del SmartPeg (1 pc)
REF 07460300 **25.-**



TestPeg
REF 07849900 **47.-**



Cargador batería Osstell IDx
REF OS100618 **90.-**

Notas

Osstell SmartPegs



¡Máxima seguridad en cada medición!

Los SmartPegs son pequeños pasadores de aluminio fabricados con técnicas de precisión que se incorporan para realizar mediciones en el implante. Se colocan con gran facilidad y solo ocupan un pequeño espacio en la boca del paciente.

Los SmartPegs junto con los productos de medición de la Osteointegración de Osstell le proporcionarán máxima seguridad en cada medición. Están previstos exclusivamente para un solo uso y se encuentran disponibles para diferentes sistemas de implantes.

- > Fabricados en aluminio blando, para evitar el riesgo de dañar la rosca interna del implante.
- > Su diseño es el original, que se usó cuando fue desarrollado y validado el valor ISQ.
- > Avalado por más de 1.100 estudios científicos.

Osstell SmartPegs



**LOS ÚNICOS CIENTÍFICAMENTE
VALIDADOS* COMO COMPATIBLES
CON LOS EQUIPOS OSSTELL**

* Por estudios clínicos o científicos independientes.

Coefficiente de estabilidad del implante
(ISQ, Implant Stability Quotient)

**AVALADO POR MÁS DE
1.100 ESTUDIOS CIENTÍFICOS**

DISPONIBLES TODOS LOS SMARTPEGS DE OSSTELL

Pack 5 SmartPegs de Osstell **110.-**



**Escanee este código QR con su
smartphone o tablet y acceda
directamente al buscador
de Smartpegs**

Unidad de mantenimiento

assistina^{TWIN}



Lubricación en 10 segundos, con Assistina TWIN

Ahora los tiempos de espera durante el proceso de lubricación son ya cosa del pasado. Es la primera unidad de mantenimiento que está equipada con dos cámaras de procesamiento que pueden utilizarse de forma alterna y que, en consecuencia, permiten cargar instrumentos de forma ininterrumpida.

Lubricación en tiempo récord. Nunca hasta ahora los instrumentos habían podido mantenerse de forma tan rápida e intensa como con la nueva Assistina TWIN. Gracias a la innovadora tecnología de pulverización de aceite, la unidad es capaz de procesar hasta 360 instrumentos por hora.

La solución ideal para cualquier clínica.

- > Lubricación con W&H Service Oil F1, MD-302
- > Limpieza de los conductos de spray (agua y aire) con W&H Activefluid MC-302
- > Manejo sencillo gracias al sistema de dos cámaras
- > Un tiempo de proceso corto de tan solo 10 segundos
- > Aspiración de los aerosoles con filtro HEPA
- > **12 meses de garantía**

Assistina Twin



Assistina TWIN consta de:

- > REF 02697000 Manguera de conexión del aire de 2 m
- > REF 07477500 Adaptador de red
- > REF 07484000 TWIN Care Set

Assistina TWIN MB-302

REF 30310000 **2.588.-**

Accesorios para Assistina Twin



Ventana corrediza
REF 07477200 **67.-**



Manguera de conexión del aire 2 m
REF 02697000 **85,68.-**



**Cubierta del compartimento
del cartucho**
REF 07479500 **58.-**



**Cubierta del compartimento
del filtro**
REF 07479300 **58.-**

Accesorios para Assistina Twin



Adaptador HPI
REF 07477400 **170.-**



Adaptador de red
REF 07477500 **158.-**



Adaptador RM
REF 06395100 **105.-**



Twin Care Set
REF 07484000 **108,12.-**

consta de:

- > W&H Activefluid, MC-302
- > W&H Service Oil F1, MD-302
- > Filtro HEPA



Adaptador ISO
REF 06422600 **198.-**

Unidad de mantenimiento

assistina

Unidad de mantenimiento Assistina 301 PLUS

Para limpieza interior automática y lubricación de piezas de mano y contra-ángulos, turbinas, micromotores de aire, scalers de aire, así como piezas de mano y contra-ángulos quirúrgicos.

- > Simple y eficiente
- > Alarga la vida útil de sus instrumentos
- > Lubricación de las piezas internas con W&H Service Oil F1
- > Limpieza de los conductos de spray (agua y aire) con líquido de limpieza W&H
- > Secado con aire comprimido
- > **12 meses de garantía**

Assistina 301 plus



Set Assistina 301 plus consta de:

- > REF 00030140 Assistina 301 plus
- > REF 02680500 set de mantenimiento
- > REF 02685000 adaptador básico

REF 00030125

1.352.-

Accesorios

para Assistina 301 plus



Service Oil F1 W&H

MD-500 (botella, 500 ml)

REF 02675910

61,20.-



Líquido de limpieza W&H

MC-1000 (1000 ml)

REF 02680200

31,70.-



Manguera de conexión del aire 2 m

REF 02697000

85,68.-



Set de mantenimiento,

consta de:

> MD-500 Service Oil F1 W&H

> MC-1000 líquido de limpieza W&H

REF 02680500

88,75.-



Filtro

para Assistina 301 plus

REF 02670500

47.-

Accesorios

para Assistina 301 plus



Sistema de sujeción FG (W&H, Sirona)

para contra-ángulos y pieza de manos

REF 02693000

92.-



Adaptador Assistina Borden

REF 07014500

143,82.-



Junta tórica, adaptador RM/ISO

(3 pcs)

REF 02695700

9,18.-



Adaptador básico incluido en el paquete base de accesorios

Assistina, para turbinas o adaptadores con conexión fija de 4 vías (con o sin luz)

REF 02685000

64,26.-



Filtro de aire

REF 02675200

20,50.-

Para los acoplamientos KaVO Multiflex® 465 RN y Bien Air Unifix-Traplite 104.23.05. se puede utilizar el adaptador básico REF 02685000. Para otros productos, por favor, consulte con su fabricante.

Accesorios

para Assistina 3x3 y 3x2



W&H Activefluid, MC-1100		Aceite de servicio F1 de W&H, MD-	
1 cartucho		200, 1 cartucho	
REF 06691600	24,50-	REF 06691500	29,60-
W&H Activefluid, MC-1100		Aceite de servicio F1 de W&H, MD-	
caja de cartón (6 cartuchos)		200, 1 caja de cartón (4 cartuchos)	
REF 06872300	139.-	REF 06872200	118.-

Notas

Adaptadores Assistina 3x3 / 3x2 y Twin para turbinas



Adaptador RM/ISO

REF 06257600

176,46.-



Adaptador Borden 2(3) vías para turbinas con conexión fija

REF 02083500

85,70.-

Adaptadores Assistina 3x3 / 3x2, Twin y 301 plus para turbinas



Para los todos productos W&H con sistema Roto Quick

REF 02690400

176.-



Para turbinas con conexión Multiflex®

REF 04713200

95,88.-



Para Sirona T1, T2, T3

REF 02692000

186.-

Adaptadores Assistina 3x3 / 3x2, Twin y 301 plus para contra-ángulos y piezas de mano



Para Sirona T1 Classic

REF 02691000

189.-



Adaptador para el contra-ángulo IA-80 (Entran)

REF 05204600

167.-




Para contra-ángulos con cabezales extraíbles

REF 02679000

104.-

Aceite de servicio



Aceite sintético y de alta pureza Service Oil F1

Desarrollado especialmente para el mantenimiento de turbinas, piezas de mano y contra-ángulos, instrumentos de cirugía, scalers y micromotores de aire de W&H.

- > Alarga la vida útil de los instrumentos
- > Elevada tolerancia a diversos materiales
- > Resistente a la esterilización
- > Extraordinariamente eficaz

Service Oil F1




Botella de aceite, caja de 6 botellas

MD-400 (400 ml, 6 pcs)

REF 10940021


195.-

Boquillas




Para contra-ángulos
y piezas de mano

REF 02038200 **9,20.-**




Para turbinas, micromotores
y scalers de aire W&H
con conexión Roto Quick

REF 02229200 **9,20.-**



Para turbinas y micromotores
de aire con conexión fija

REF 02036100 **9,20.-**




Para productos
con conexión Multiflex®

REF 04396100 **12,24.-**

Las boquillas se deben guardar y usar para
las botellas de aceite que se sigan comprando.


precios recomendados IVA no incluido

Boquillas




Para turbinas Alegria
con conexión Sirona®

REF 05908000 **12,24.-**




Para turbinas Alegria
con conexión NSK Mach®

REF 05773300 **12,24.-**



Para turbinas Alegria
con conexión Bien Air Unifix®

REF 05772000 **12,24.-**



Para turbinas Alegria
con conexión NSK QD-J®

REF 05907800 **12,24.-**

Las boquillas se deben guardar y usar para
las botellas de aceite que se sigan comprando.

precios recomendados IVA no incluido

Esterilizadores Clase B

lisa



Esterilizadores a vapor de agua de W&H Lisa Clase B, para la esterilización segura de productos sólidos, huecos y porosos conforme a la norma EN 13060.

- > La pantalla táctil en color de gran nitidez permite una navegación intuitiva a través de una estructura de menús inteligente que facilita su uso
- > Tecnología EliSense para optimizar el flujo de trabajo diario mediante indicadores LED y pantalla táctil
- > Tecnología EliTrace para la trazabilidad del proceso de esterilización desde el instrumento hasta el usuario
- > Elevado nivel de seguridad adicional a través de Wi-Fi y aplicaciones móviles para la monitorización remota en tiempo real
- > Alta eficiencia gracias a la tecnología Eco Dry + patentada para reducir el tiempo de ciclo (30 minutos con una carga media de 2 kg)
- > Ciclo rápido para las piezas de mano
- > Gran ergonomía gracias a su nuevo diseño
- > Inicio de ciclo programable
- > Válvula automática de llenado de agua
- > Tamaños de cámara, 17 ó 22 Litros
- > **24 meses de garantía o 2.000 ciclos**

Lisa – Esterilizadores Clase B



Lisa consta de:

- > Porta bandeja giratorio
- > 5 bandejas de aluminio
- > Manguera de vaciado
- > Soporte de bandeja
- > Lápiz de memoria USB de 8 GB
- > Herramienta de apertura de puerta
- > Test de fábrica

Lisa 17

17 litros de capacidad

REF 19931180

7.856.–

Lisa 22

22 litros de capacidad

REF 19932180

8.428.–

Esterilizadores Clase B

lara



Esterilizadores a vapor de agua de W&H Lara tipo B, para la esterilización segura de productos sólidos, huecos y porosos conforme a la norma EN 13060.

- > Fácil manejo gracias a la pantalla táctil en color para una navegación intuitiva a través de la estructura de menús inteligente
- > El esterilizador más potente de su categoría
- > Incremento personalizado de la eficiencia gracias al «Ciclo Rápido» (solo en modelo 22 L)
- > Portabandejas especial con capacidad extra (solo en modelo 22 L)
- > Documentación electrónica gracias a la memoria USB de alta capacidad para las grabaciones automáticas de todos los ciclos
- > Diseño ergonómico
- > Tamaños de cámara, 17 ó 22 Litros
- > **24 meses de garantía o 2.000 ciclos**

Lara – Esterilizadores Clase B



Lara, consta de:

- > Porta bandeja giratorio
- > 5 bandejas de aluminio
- > Manguera de vaciado
- > Soporte de bandeja
- > Lápiz de memoria USB de 8 GB
- > Herramienta de apertura de puerta
- > Test de fábrica

Lara 17

17 litros de capacidad

REF 19941120

6.295.-

Lara 22

22 litros de capacidad

REF 19942129

7.144.-

Esterilizadores Clase B

lina



Esterilizadores a vapor de agua de W&H Lina Clase B, para la esterilización segura de productos sólidos, huecos y porosos conforme a la norma EN 13060.

- > Ciclo rápido ECO-B para cargas pequeñas de todo tipo (máx. 2 kg)
- > Práctico teclado para navegar fácilmente por todas las opciones de esterilización
- > Sistema patentado de filtrado y separación de agua
- > Filtro de polvo incorporado
- > Posibilidad de programar y retrasar el ciclo
- > Analizador de la calidad del agua
- > Kit conexión de agua
- > Grabación de ciclo digital automática en una memoria USB
- > **24 meses de garantía o 2.000 ciclos**

Lina – Esterilizadores Clase B



Lina consta de:

- > Porta bandeja giratorio
- > 3 bandejas de aluminio
- > Embudo
- > Manguera de vaciado
- > Pinza para bandejas
- > Test de fábrica
- > Lápiz de memoria USB de 8 GB

Lina 17

17 litros de capacidad

REF 19941104

6.081.-

Lina 22

22 litros de capacidad

REF 19942104

6.639.-

precios recomendados IVA no incluido

Trazabilidad & Documentación

Accesorios para todos los esterilizadores de W&H



Impresora de etiquetas LisaSafe,
REF 19721100 **756.-**



Pack de trazabilidad LisaSafe-Godex
lector de código barras Universal 128 bit, 6300 etiquetas, 3 cintas de impresión de cera/resina extra resistente, kit de conexión para esterilizadores Lisa 300/ 500/ MB, Lina, Lisa VA2019 y Lara
REF 19721101X **1.339.-**



NUEVA impresora de etiquetas LisaSafe-Godex
para Lisa VA y Lara
REF 19721109 **769.-**

Trazabilidad & Documentación

Accesorios para todos los esterilizadores de W&H



Seal²
unidad selladora para bolsas, con soporte porta rollos doble. Realiza sellados de 12 mm de ancho.
1 año de garantía
REF 19722101 **668.-**



SealVal²
unidad selladora para bolsas, con soporte porta rollos doble. El dispositivo supervisa, guarda y muestra los datos y los resultados del proceso de sellado para la validación. Realiza sellados de 12 mm de ancho.
1 año de garantía
REF 19722103 **1.270.-**

Cuchilla selladora
REF A810028X **42,84.-**



Kit consumible etiquetas LisaSafe
2 rollos de 2100 etiquetas y 2 cintas de impresión de cera/resina
REF A810500X **90.-**



Lector de códigos de barras
REF 19721132 **200.-**

Opciones de trazabilidad

Notas



Rollo de papel térmico
para Sprint

REF A810504X 6.-



Rollo de papel normal,
57 mm para Print

REF A700140X 4.-

Rollo de papel doble,
57 mm para Print

REF A700141X 5.-



Kit receptor WiFi (USB dongle)

para Lisa 17 & 22
REF 19721121 175.-



Kit de conexión LisaSafe

Cable de conexión USB +
1 rollo de 2.100 etiquetas +
1 cinta de cera/resina+
instrucciones de activación del código
REF 19721123 57.-

Tratamientos de agua

Accesorios para todos los esterilizadores de W&H



Destilador de agua

destilador de agua corriente con capacidad de 4 litros
REF 19723101

362.-



Primo

dispositivo para medir la calidad del agua (pureza y conductividad)
REF A800502X

124.-



Descalcificador

para Dist
500g
REF H802010X

18,36.-



Tanque de agua

para Dist
REF A811017X

19,50.-



Filtro de carbón activo

para Dist, 12 pcs
REF H802011X

20,40.-



Cartucho de resina

para Demin 20, 2 sustituciones
REF A812000X

172.-



Embudo para Lina, Lisa 500 & 300

REF F540903X

11,22.-



Manguera de vaciado con acoplamiento rápido

REF S230900X

11,22.-

Tratamientos de agua

Accesorios para todos los esterilizadores de W&H

Bandejas y porta bandejas


Accesorios para todos los esterilizadores de W&H



Porta bandeja giratorio
para 3 cassetes estándar

**Para Lisa 517, Lisa 317,
Lina 17 y Lisa 17**
REF F523008X **72,42.-**


**Para Lisa 522, Lisa 322,
Lina 22 y Lisa 22**
REF F523009X **77,52.-**



Porta bandeja giratorio
para 2 cassetes

Lisa MB17
REF F523013X **79,56.-**

Lisa MB22
REF F523014X **86,70.-**



Porta bandeja giratorio
para 2 cassetes

**Para Lisa 517, Lisa 317,
Lina 17 y Lisa 17**
REF F523016X **72,42.-**

**Para Lisa 522, Lisa 322,
Lina 22 y Lisa 22**
REF F523017X **77,52.-**



Porta bandeja giratorio
3 cassetes estándar

Lisa MB17
REF F523002X **61,20.-**

Lisa MB22
REF F523006X **65,28.-**

Bandejas y porta bandejas

Accesorios esterilizadores W&H Lisa 2019 y Lara



Porta bandeja giratorio

Para Lisa 17 I y Lara 17 I
REF F523031X **68,34.-**

Para Lisa 22 I y Lara 22 I
REF F523032X **68,34.-**



Porta bandeja giratorio
para 3 porta bandejas anchos y
2 porta bandejas o
3 cassetes

Para Lisa 22 I y Lara 22 I
REF F523035X **78,54.-**



Porta bandeja giratorio
para 6 porta bandejas o 3 cassetes

Para Lisa 17 I y Lara 17 I
REF F523033X **68,34.-**

Para Lisa 22 I y Lara 22 I
REF F523034X **68,34.-**

Bandejas y porta bandejas

Accesorios para todos los esterilizadores de W&H



**Para Lisa MB17, Lisa 517, Lisa 317,
Lina 17 y Lisa 17**

Bandeja de aluminio anodizado,
perforado

REF F523204X **25,50.-**



Para Lisa 2019 y Lara 22 L
solo con bandejas REF F523035X

REF F523211X **33,66.-**



Paquete de test Bowie & Dick

20 tests (Browne)
REF T800002X **197,88.-**



Pinza para bandejas


REF F523001X **18,36.-**



Paquete de test Helix

1 test y 250 tiras de ensayo (Browne)
REF T800205X **199,92.-**

Otros consumibles y accesorios



Filtro antipolvo largo

para Lisa 500, Lisa 300,
Lina y Lisa 17 & 22

REF F364502X **15.-**

**Filtro antipolvo corto para
Lisa 2019, Lara y Lisa VA2019**

REF F364511X **12.-**



Filtro bacteriológico

para todos los esterilizadores W&H
REF W322400X **24,48.-**



Junta de la puerta NEGRA

para Lisa MB
REF F460503X **34.-**



Junta de la puerta GRIS OSCURO

para Lisa 500, Lisa 300, Lina y
Lisa 17 & 22
REF F460504X **37.-**

Kit consumibles 400/800 ciclos

para Lina MB, Lina Pro13, Lisa
Fully (2 filtros antipolvo, 2 filtros
bacteriológicos, 1 junta de la puerta)

REF X050315X **118,32.-**

Kit consumibles 400/800 ciclos

para Lisa VA131 (2 filtros antipolvo,
2 filtros bacteriológicos, 1 junta de la
puerta)

REF X050326X **101.-**


Kit consumibles 400/800 ciclos

para Lisa VA2019, Lara (2 filtros
antipolvo, 2 filtros bacteriológicos, 1
junta de la puerta)

REF X050328X **104.-**

Tratamientos de agua

Accesorios para todos los esterilizadores de W&H



Osmo (relleno automático)

suministro de gran cantidad de agua
para varios esterilizadores

REF 19723100

1.084.-

Cartucho de resina para Dem 10 y 32

2 sets constan de 2 unidades por set
para dos substituciones

REF A812100x

199.-



Kit de conexión de agua Lina

para el llenado y el vaciado
automático de Lina desde el Multidem
y Osmo

REF X051110X

124,44.-

Tratamientos de agua

Accesorios para todos los esterilizadores de W&H



Multidem C27

Suministro de agua para
W&H y otras marcas
de esterilizadores


REF 19723112

405.-

Cartucho para Multidem C27

REF A812016X

202.-



Kit de pistola pulverizadora

REF A812018X

84.-

Unidades de laboratorio

perfecta



Unidad de laboratorio Perfecta 300/600

Materiales diversos, exigencias elevadas, requisitos previos en constante cambio, éste es el pan de cada día de los técnicos dentales.

Con Perfecta tendrá a mano un dispositivo de laboratorio potente y de aplicación variable. Con él podrá hacer realidad, sin ningún esfuerzo, tanto sus expectativas como las de sus clientes.

- > Ahorro de tiempo gracias a la función de soplado (Perfecta 600)
- > Manejo ergonómico a través del elemento de mando
- > Todas las funciones y estados de funcionamiento a la vista
- > Modos automáticos
- > Amplia gama de velocidades y torque:
 - 1.000 – 40.000 r.p.m. / 5,5 Ncm (Perfecta 300)
 - 1.000 – 50.000 r.p.m. / 7,8 Ncm (Perfecta 600)
- > **24 meses de garantía**

Perfecta 300 está también disponible en la versión »E-type«:

Motor eléctrico LA-3E con acoplamiento ISO

véase página 192

Perfecta 300



Equipo completo con unidad de control (230 V), cable de red, pieza de mano con motor, soporte para pieza de mano y elemento de mando para unidades de control de sobremesa y rodilla (opcional en la unidad de control de pie).

Unidad de control de sobremesa

LA-323 T (230 V)

REF 14933000

1.540.-

Unidad de control de pie

LA-323 F (230 V)

REF 14933200

1.330.-

Unidad de control de rodilla

LA-323 K (230 V)

REF 14933100

1.540.-

Perfecta 300 »E-type«



Equipo completo con unidad de control (230 V), cable de red, motor eléctrico LA-3E con acoplamiento ISO, soporte para pieza de mano y elemento de mando para unidades de control de sobremesa y rodilla (opcional en la unidad de control de pie).

**Unidad de control de sobremesa
»E-type« con motor eléctrico
LA-323 TE (230 V)**
REF 14933002 **1.219.-**

**Unidad de control de pie
»E-type« con motor eléctrico
LA-323 FE (230 V)**
REF 14933202 **1.007.-**

**Unidad de control de rodilla
»E-type« con motor eléctrico
LA-323 KE (230 V)**
REF 14933102 **1.219.-**

Perfecta 600



Equipo completo con unidad de control (230 V), cable de red, pieza de mano con motor, soporte para pieza de mano y elemento de mando para unidades de control de sobremesa y rodilla (opcional en la unidad de control de pie).

**Unidad de control de sobremesa
LA-623 T (230 V)**
REF 14936000 **2.011.-**

**Unidad de control de pie
LA-623 F (230 V)**
REF 14936200 **1.799.-**

**Unidad de control de rodilla
LA-623 K (230 V)**
REF 14936100 **2.011.-**

Accesorios

para Perfecta 300 / 600



**Elemento de mando
LA-3 D para Perfecta 300**
REF 05127000 **230.-**



**Pieza de mano con motor sin
cable LA-66**
REF 05201200 **1.054.-**



**Elemento de mando
LA-6 D para Perfecta 600**
REF 05243200 **230.-**



**Motor »E-type« sin cable
LA-3 E (sólo para Perfecta 300)**
REF 05138800 **728.-**

**Cable del motor de 1,8 m
para Perfecta 300**
REF 05114900 **135.-**

**Cable del motor de 1,8 m
para Perfecta 600**
REF 05116500 **156.-**

Notas

Unidades de laboratorio

perfecta



Unidad de laboratorio Perfecta 900

Durante el desarrollo de la gama Perfecta se ha prestado especial atención a la facilidad de manejo y al diseño ergonómico e innovador. Gracias al número de revoluciones optimizado y a la pieza de mano multiplicadora en lugar del motor de laboratorio común, Perfecta 900 resulta idóneo para el tratamiento de todo tipo de materiales, hasta óxido de circonio y otras cerámicas técnicas perfeccionadas.

- > Potente pieza de mano multiplicadora con 100.000 r.p.m.
- > Menor calentamiento del material y mayor duración de la herramienta gracias al número de revoluciones
- > Sistema estanco y aire de sellado mejorados
- > Ahorro de tiempo gracias a la función de soplado
- > Manejo ergonómico a través del elemento de mando
- > Modos automáticos
- > **24 meses de garantía**

Perfecta 900 se puede adaptar con la pieza de mano de LA-66 y el cable del motor al conjunto Perfecta 900.

Perfecta 900



Equipo completo con unidad de control (230 V), elemento de mando, cable de red, pieza de mano multiplicadora, soporte para la pieza de mano, manguera para la toma de aire, tubo flexible para la conexión de refrigerante (sólo para modelos con suministro externo de agua).

Con suministro interno de agua:

Unidad de control de sobremesa

LA-923 TT (230 V)

REF 14939300

2.304.-

Con suministro externo de agua:

Unidad de control de sobremesa

LA-923 T (230 V)

REF 14939000

2.304.-

Unidad de control de rodilla

LA-923 KT (230 V)

REF 14939400

2.304.-

Unidad de control de rodilla

LA-923 K (230 V)

REF 14939100

2.304.-

precios recomendados IVA no incluido

Accesorios

para Perfecta 900



**Elemento de mando
LA-9 D**

REF 05243400 **230.-**




**Pieza de mano con motor sin
cable LA-66**

REF 05201200 **1.054.-**

**Cable del motor de 1,8 m para
pieza de mano con motor LA-66**

REF 05116500 **156.-**



Adaptador LA-9

para fijar la pieza de mano
multiplicadora LA-9 en fresadoras con
un diámetro de 16 o de 18 mm

REF 06319400 **135.-**



**Pieza de mano multiplicadora sin
cable LA-9**

REF 05015900 **1.184.-**

**Cable del motor de 1,8 m para
pieza de mano multiplicadora LA-9**

REF 05117800 **217.-**

Depósito de agua

REF 05401000 **196.-**

Accesorios

para Perfecta 300 / 600 / 900



**Pedal
L-NV**

REF 05038100 **146.-**



Soporte

para la pieza de mano
REF 03211500 **26.-**



Soporte

para elemento de mando
REF 05138000 **26.-**

Accesorios para versiones »E-type« de
Perfecta 300, MF-Tectorque, MF-Perfecta



1:1, pieza de mano técnica para un trabajo técnico sencillo. Libre de mantenimiento, sistema de sujeción por giro, sólo para fresas de pieza de mano

945
REF 14124500 563.-

Accesorios
para unidades de laboratorio

ACCESORIOS PARA MOTOR DE
LABORATORIO PERFECTA
300/600/900

Punta metálica para LA-66
REF 05302600 37.- **Llave bifurcada**
REF 03202800 **Precio Neto 6.-**

Pinza (plana)
REF 03205500 32.- **Llave de Poroutil**
REF 01125900 **Precio Neto 8.-**

Amortiguador de acoplamiento
REF 03210100 5.-

**Términos y Condiciones
Generales de Venta y Servicios**

1.- GENERALIDADES

Todas y cada una de las relaciones comerciales entre empresas del grupo W&H y sus clientes se regirán por los siguientes Términos y Condiciones Generales de Venta y Servicio. Al hacer un pedido, con la entrega el Cliente reconoce estar conforme con los mismos. El contrato no incluirá ningún término o condición general que discrepe, contradiga ni complemente los términos y condiciones generales, aún con el conocimiento de ambas partes, salvo en el caso de que éstas acuerden por escrito su aplicabilidad. Si en el contrato por escrito se acuerdan términos que sean disconformes con los presentes términos y condiciones generales de venta y servicio, prevalecerán sobre éstos últimos.

2.- OFERTA, PRECIOS

Los precios publicados por W&H en la lista de precios, serán los aplicables el día en que se realice el pedido por el cliente.

Los precios anunciados por W&H serán franco fábrica, incluyen el empaque, pero no los gastos de envío. El importe sobre el valor añadido (IVA) se calculará por separado, conforme a las disposiciones reglamentarias aplicables al día de la entrega o servicio. Las entregas y los servicios estarán sujetos a modificaciones técnicas o de otro tipo dentro de lo razonable.

3.- ENVÍO, SUMINISTRO, PROVISIÓN DE SERVICIO

Las mercancías se envían por cuenta y riesgo del Cliente; al igual que las entregas con portes pagados, independientemente del medio de transporte utilizado o de que quién elija el medio de transporte. El transporte sólo se asegura bajo solicitud expresa del Cliente, quien asumirá los gastos derivados del mismo. A menos que se indique lo contrario, el Cliente asumirá la diferencia de precios una vez que la mercancía de W&H esté lista para ser enviada. A menos que no hayan otros acuerdos, es la delegación de W&H, Wehadent Ibérica, S.L., que es el punto de provisión de servicios.

A menos que se indique lo contrario, W&H elegirá el lugar de despacho, la ruta de envío, el medio de transporte y la empresa de transporte a su criterio, sin asumir responsabilidad alguna en la selección del transporte más barato o más rápido. A menos que se indique lo contrario por escrito, las horas de entrega y los períodos de descarga indicados no serán vinculantes.

Si el Cliente proporciona el medio de transporte, asumirá la responsabilidad de su puntualidad. Cualquier demora que pueda producirse deberá notificarse a tiempo a W&H, Wehadent Ibérica, S.L. Los costes derivados de la demora correrán a cargo del Cliente.

4.- RECLAMACIÓN POR MERCANCÍA DEFECTUOSA

El Cliente deberá inspeccionar inmediatamente la mercancía y los servicios de reparación prestados por W&H, Wehadent Ibérica, S.L., en busca de posibles defectos. Las entregas incompletas o incorrectos servicios, así como los defectos aparentes, deberán notificarse por escrito a W&H, Wehadent Ibérica, S.L. en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la recepción de la mercancía; todo defecto o error evidente deberá notificarse tan pronto como se haya identificado. La reclamación deberá indicar claramente el tipo y alcance del supuesto defecto. En el caso de no notificar dichos defectos o errores a tiempo, el envío se considerará aceptado y se excluirá la validez de dichas reclamaciones en garantía.

5.- GARANTÍAS

En el caso de que las reclamaciones por mercancía defectuosa sean correctas y se realicen en el plazo indicado, W&H, Wehadent Ibérica S.L., reparará la mercancía, concederá una reducción de su precio, entregará otra en su lugar (sustitución) o recuperará la mercancía reembolsando el precio de compra, asumiendo el coste y considerando adecuadamente los intereses del Cliente. Si W&H, Wehadent Ibérica, S.L., incumple la obligación de garantía, el Cliente tendrá derecho a rescindir el contrato sin derechos a reclamaciones adicionales. Se excluye de la garantía los defectos que proven-

gan de comportamientos dolosos o negligentes ajenos a W&H, Wehadent Ibérica, S.L.: daños en el transporte, descarga incorrecta, manipulación inadecuada, mal almacenaje, etc.

Cualquier otra reclamación, en particular por daños directos o indirectos, que se presente contra W&H, Wehadent Ibérica, S.L., será excluida explícitamente en la medida que la ley lo permita.

El cumplimiento de una obligación de garantía correcta no afectará a ningún compromiso de garantía adquirido con terceros. Por consiguiente, dicho cumplimiento no prorrogará el período relativo a ningún tipo de garantía.

El periodo de garantía vendrá definido en los manuales de uso de cada uno de los productos, debido a que estos artículos son adquiridos por profesionales para integrarlos en su proceso productivo, no están sujetos a la Ley de Garantías (Ley 23/2003 de 10 de Julio, de garantías en la venta de bienes de consumo).

En el caso de ampliaciones de garantía ofrecidas en promociones especiales de W&H, Wehadent Ibérica, S.L., éste notificará por escrito al cliente el plazo adicional de garantía que tendrá ese producto, siempre y cuando se cumplan las condiciones específicas por W&H, Wehadent Ibérica, S.L.

En el caso del servicio de reparaciones, la garantía será de 6 meses en los repuestos utilizados en el servicio de la reparación realizada por W&H, Wehadent Ibérica, S.L.

6.- DEVOLUCIONES

La mercancía entregada sólo se podrá devolver con el consentimiento previo de W&H, Wehadent Ibérica, S.L. en un plazo máximo de 30 días. Si aun así se devolviese la mercancía, deberán reembolsarse a W&H, Wehadent Ibérica, S.L., todos y cada uno de los costes derivados de la devolución, siendo el Cliente quien correrá con los gastos derivados a origen. En caso que se produzca la devolución se entiende sin compromiso salvo comprobación, examen y aceptación y no permite cancelar las obligaciones de pago de manera automática. En el caso de que se acuerde que W&H, Wehadent Ibérica, S.L., aceptara la devolución de la mercancía, W&H, Wehadent Ibérica, S.L., se reserva el derecho a cargar una comisión de tramitación del 20% sobre el precio por los costes derivados del envío devuelto y, en el momento de abonar el valor de la mercancía, a deducir el importe que corresponda a su antigüedad y estado. W&H determinará el importe de dicha reducción.

7.- ARRENDAMIENTOS DE PRODUCTO

W&H, Wehadent Ibérica, S.L., se reserva el derecho de ofrecer un servicio de arrendamiento cuyo coste será informado previo envío. En todo caso el incumplimiento de los plazos de devolución de la mercancía prestada conllevará un coste adicional a determinar por W&H, Wehadent Ibérica, S.L. Todo

extravío, deterioro o rotura durante el uso del material arrendado correrá a cargo del Cliente con quien se ha acordado el servicio de arrendamiento. Las condiciones específicas y particulares para los arrendamientos, vendrán adjuntas junto con su contrato de arrendamiento, el cual deberá de ser firmado por el arrendatario para que se acepte el arrendamiento por parte de W&H, Wehadent Ibérica, S.L., estando sujeto a la disponibilidad del producto solicitado. Estas condiciones específicas y particulares, estarán también disponibles en:

www.whiberica.es/condicionesarrendamiento

8.- EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

En caso de negligencia leve por parte de W&H, Wehadent Ibérica, S.L., o de sus agentes, se excluirá su responsabilidad. Las limitaciones de responsabilidad precedentes no serán aplicables en los casos de reclamaciones del Cliente referentes a la responsabilidad por producto defectuoso o a cualquier garantía que pueda haberse otorgado. Tampoco serán aplicables dichas limitaciones de responsabilidad en el caso de que el Cliente sufra algún daño corporal, de salud o mortal imputable a W&H, Wehadent Ibérica, S.L.

9.- PROPIEDAD INTELECTUAL

Las ofertas y los proyectos, así como las marcas, patentes, instrucciones de uso, dibujos, catálogos, diagramas y descripciones relacionados, son pro-

piedad intelectual de W&H, Wehadent Ibérica, S.L. y no se reproducirán ni se facilitarán a terceros sin el consentimiento de W&H, Wehadent Ibérica, S.L.

10.- CLÁUSULA DE EXPORTACIÓN

Cualquier reexportación por parte del Cliente fuera de España y Portugal, necesitará, en cualquier caso, el consentimiento previo y por escrito de W&H, Wehadent Ibérica, S.L.

11.- PAGO

Las facturas de las entregas de mercancía o servicios, se pagarán conforme a los acuerdos vigentes establecidos. Si entre las partes no existe ningún acuerdo escrito sobre el período de pago, todos los pagos de las facturas se realizarán anticipadamente al envío de la mercancía o servicio.

En el caso de producirse alguna demora en el pago, W&H, Wehadent Ibérica, S.L., podrá aplicar un cargo de interés fijo del 8% anual por cada día de mora durante los primeros 120 días, y de un 10% de interés fijo anual por cada día de mora a partir de los 121 días, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes para recuperar el importe adeudado. Si el Cliente no actúa con la diligencia debida, si se aplican medidas legales contra el mismo, si se protesta alguno de sus cheques o letras, si los pagos son lentos o discontinuos, si el Cliente solicita procedimientos de

arreglo judicial o extrajudicialmente, si se inician procedimientos de insolvencia sobre sus activos o si se rechaza su solicitud para iniciar dichos procedimientos por falta de activos que cubran los costes, W&H, Wehadent Ibérica, S.L., tendrá derecho a solicitar el pago inmediato de todas las reclamaciones amparadas por la relación comercial, incluso aunque se hayan aceptado letras o cheques o se hayan acordado pagos aplazados.

Lo mismo se aplicará en el caso de impago por parte del Cliente o si se conocen otras circunstancias que induzcan a dudas sobre la credibilidad del Cliente. En tal caso, W&H, Wehadent Ibérica, S.L., también tendrá derecho a solicitar el pago o garantía por adelantado, aplicar la garantía provista, rescindir el contrato y reclamar daños por incumplimiento.

La cesión de deudas por parte del Cliente de W&H, Wehadent Ibérica, S.L., a terceros, y la transferencia de derechos y deberes adquiridos con el contrato de compra firmado, solo será posible con la aprobación previa y por escrito de W&H, Wehadent Ibérica, S.L.

12.- CONSENTIMIENTO EN RELACIÓN AL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo dispuesto en el reglamento del 25 de Mayo de 2018, de protección de datos de carácter personal, les informamos de lo siguiente:

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?

WEHADENT IBERICA, S.L.
Identidad: WEHADENT IBERICA, S.L.
Dir. postal: Calle Canónigo Tárrega, 33-Bajo - 46014 – Valencia
Teléfono: 963532020
Correo electrónico: oficinas.es@wh.com

¿Con que finalidades vamos a tratar tus datos personales?

En WEHADENT IBERICA, S.L. vamos a tratar sus datos personales con las siguientes finalidades:

1. - Gestionar los servicios administrativos y de logística realizados por el Responsable.
- Facturación.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos? La base legal para los tratamientos indicados con anterioridad es el consentimiento del interesado que previamente nos habrá otorgado a través del contrato de servicios o formulario de recogida de datos.

2.- Envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios:

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?

La base legal para los tratamientos indicados con anterioridad es el consentimiento del Interesado que previamente nos habrá otorgado a través del contrato de servicios o formulario de recogida de datos.

¿Durante cuánto tiempo vamos a mantener los datos personales?

Los datos personales serán mantenidos mientras se mantenga la vinculación con el responsable. Al finalizar los mismos, los datos personales tratados en cada una de las finalidades indicadas se mantendrán durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales. Los datos tratados se mantendrán en tanto no expiren los plazos legales aludidos anteriormente, si hubiera obligación legal de mantenimiento, o de no existir ese plazo legal, hasta que el interesado solicite su supresión o revoque el consentimiento otorgado.

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?

Estos datos no serán compartidos con ninguna otra empresa ajena al grupo W&H, salvo obligación legal.

¿Cuáles son tus derechos en relación con el tratamiento de datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.

En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o el nuevo responsable de tratamiento que designe.

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado.

WEHADENT IBERICA, S.L. dispone de formularios para el ejercicio de derechos que pueden ser solicitados al email oficinas.es@wh.com o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acom-

pañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante de la misma manera deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica.

Los formularios deberán ser presentados presencialmente a WEHADENT IBERICA, S.L. o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen en el apartado "Responsable".

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud.

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados

13.- RESERVA DE DOMINIO

La mercancía entregada pertenecerá en todo momento propiedad de W&H, Wehadent Ibérica, S.L., hasta que el Cliente cumpla íntegramente sus obligaciones y, en particular, abone el pago del precio de compra más los costes e intereses suplementarios, cargos, gastos, etc.

Si revende la mercancía, el Cliente cederá a W&H, Wehadent Ibérica, S.L.,

los cobros pendientes relacionados con la venta de cualquier mercancía que esté sujeta a la reserva de dominio. El Cliente estará obligado a registrar dicha cesión en su contabilidad mediante los asientos correspondientes y, a petición de W&H, Wehadent Ibérica, S.L., a revelar los nombres de los deudores del precio de compra, así como a indicar los importes exactos de las cuentas pendientes cedidas. La cesión deberá ser aceptada por W&H, Wehadent Ibérica, S.L. En el caso de cargas y/o impuestos pagaderos relativos a la cesión, éstos correrán a cargo del Cliente, quien indemnizará y mantendrá a W&H, Wehadent Ibérica, S.L., libre de responsabilidades al respecto. W&H, Wehadent Ibérica, S.L., tendrá derecho, en todo momento, a revelar la cesión realizada y a recaudar las cuentas pendientes cedidas.

El Cliente estará obligado a asegurar suficientemente la mercancía que esté sujeta a reserva de dominio contra los riesgos habituales, como los casos de fuerza mayor, así como a dar prueba de ello a W&H, Wehadent Ibérica, S.L., si se le exige. Por la presente, el Cliente cede a W&H, Wehadent Ibérica, S.L., las indemnizaciones de seguro que pueda percibir. Asimismo, el Cliente estará obligado a guardar la mercancía conforme a las instrucciones de W&H, Wehadent Ibérica, S.L., y a reglas deontológicas, así como a tratar la mercancía cuidadosamente mientras que ésta permanezca en reserva de

dominio. Si fuese necesario algún trabajo de mantenimiento o de inspección, el Cliente deberá llevarlo a cabo con regularidad y por cuenta propia.

14.- PRODUCTOS SANITARIO

El Cliente confirma estar al corriente de las normativas nacionales, europeas e internacionales pertinentes en materia de distribución de productos sanitarios, como el Estatuto de productos sanitarios o las Directrices sobre el sistema de vigilancia de los productos sanitarios, así como comprometerse a cumplirlas. Del mismo modo, el Cliente confirma que, de acuerdo con la normativa nacional, europea e internacional, está cualificado y autorizado para comercializar, almacenar y comprar productos sanitarios. Así mismo, se compromete a tratar los productos por medio de personal del ámbito sanitario que tengan la titulación y aptitudes exigidas.

La empresa W&H, Wehadent Ibérica SL se encuentra inscrita en el Registro Integrado Industrial de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RII-AEE) con el número 2913 y en el Registro Integrado Industrial de Pilas y Acumuladores (RII-PYA) con el número 1705, y se reserva el derecho de repercutir el coste de gestión de residuos históricos en las entregas de mercancía.

15.- FUERZA MAYOR

Si algún evento de fuerza mayor afec-

tase a W&H, Wehadent Ibérica, S.L., o a cualquiera de sus proveedores, W&H, Wehadent Ibérica, S.L., tendrá derecho a suspender las entregas durante el tiempo del impedimento y de disfrutar de un período de recuperación razonable, o bien a rescindir total o parcialmente el contrato, según las consecuencias que tengan dichos eventos de fuerza mayor.

Entre los eventos de fuerza mayor se cuentan los siguientes, aunque sin limitarse a ellos: cualquier efecto derivado de fenómenos naturales, como terremotos, rayos, heladas, tormentas, inundaciones; guerras, leyes, actos de autoridades, embargos, interrupciones de transporte, prohibiciones de exportación, de importación y de tránsito, restricciones de pagos internacionales, fallos de suministro de materias primas o fallos en el suministro de energía; interrupciones de negocio debidas, por ejemplo, a explosiones, incendios, huelgas, sabotajes o a cualquier otro evento que podrían prevenirse única y exclusivamente con costes excesivos y medios comercialmente poco razonables.

16.- DISPOSICIONES FINALES. FUERO Y LEY APLICABLE

Será de aplicación a la relación comercial el Código de Comercio y demás legislación mercantil española, así como en las exportaciones fuera de territorios de soberanía españo-

la la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Venta Internacional de Mercancías. Cualquier conflicto derivado directa o indirectamente del presente contrato, se resolverá por los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Valencia. Las entregas y los pagos se realizarán en la sede de W&H, Wehadent Ibérica, S.L.

La nulidad, total o parcial, de disposiciones individuales del contrato o de los presentes Términos y Condiciones no afectará a la validez de las disposiciones restantes. Cualquier disposición que resulte ser total o parcialmente nula será reemplazada por otra cuyo resultado económico sea el más similar al de la disposición nula.

Todas y cada una de las enmiendas y modificaciones de los contratos entre W&H, Wehadent Ibérica, S.L., y el Cliente deberán indicarse por escrito. Incluso la supresión de este requisito también se indicará por escrito.

17.- EMBALAJE RECICLAJE

En la medida en la que W&H, Wehadent Ibérica, S.L., esté obligada por ley a recuperar el embalaje de transporte y el embalaje externo, el Cliente correrá con los gastos derivados de devolver a origen el embalaje usado.

Mis datos de contacto

Mi contacto comercial

Teléfono

Email

Nº de cliente

Notas

ÚNICO SERVICIO TÉCNICO OFICIAL

AUTORIZADO PARA LA REPARACIÓN
DE **MOTORES DE CIRUGÍA W&H**

- > Presupuesto y transporte gratuitos
- > Asesoramiento técnico
- > Calidad al detalle
- > Servicio Express
- > 6 Meses de Garantía
- > Equipos de sustitución

W&H Ibérica

C/Canónigo Tárrega, 33
46014 Valencia, **España**

☎ +34 96 353 20 20

📞 +34 609 33 33 78

✉ oficinas.es@wh.com

wh.com

Salvo cambios o error tipográfico. Edición: 10/01/2021