


#worldofwh



wh.com



Listino di vendita

2026

Catalogo generale prodotti

Informazione importante

Le immagini hanno uno scopo puramente illustrativo. Eventuali parti o accessori illustrati non sono inclusi nei pacchetti standard.

KaVo Multiflex®, NSK Mach®, NSK QD-J®, BienAir Unifix® e Sirona® sono marchi di terze parti, che non hanno alcun rapporto di collaborazione con W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH.

Tutti i prezzi sono prezzi di listino in EURO, IVA esclusa.

Indice

Servizi

Servizi e garanzie	12 – 13
Assistenza tecnica e Customer Service	14 – 15

Restaurativa & Protetica

Strumenti Synea W&H: una storia di successo	16 – 17
Synea Vision turbine	18 – 21
Synea Vision contrangoli e manipoli	22 – 25
Synea Vision contrangoli Short Edition	26 – 27
Synea Fusion turbine	28 – 31
Synea Fusion contrangoli e manipoli	32 – 35
Synea Power Edition contrangoli	36 – 37
Synea Fusion contrangolo profin	38 – 39
Alegra contrangoli e manipoli	40 – 43
Raccordi Roto Quick	44 – 46
Accessori	47
Micromotori ad aria	48 – 53



Restaurativa & Protetica

**Maggiori
informazioni
sul tuo cellulare**



Restaurativa & Protetica **Accessori**

**Maggiori
informazioni
sul tuo cellulare**

Profilassi & parodontologia

Proxeo Ultra ablatore piezoelettrico	54 – 59
Accessori per Proxeo Ultra	60 – 63
Accessori per Pyon 2	64 – 64
Accessori per Tigon+.	66 – 69
Inseriti	70 – 77
Proxeo ablatori ad aria	78 – 81
Inseriti per ablatori ad aria Proxeo.	82 – 83

Indice

Accessori per ablatori ad aria Proxeo. 84 – 85

Proxeo Twist Cordless 86

Accessori per Proxeo Twist Cordless. 87 – 88

Set Proxeo Combi 89

Proxeo Twist contrangolo 90 – 91

Proxeo contrangoli e manipoli 92 – 95



Profilassi & Parodontologia

Maggiori informazioni
sul tuo cellulare



Profilassi & Parodontologia
Accessori

Maggiori informazioni
sul tuo cellulare

Chirurgia & Implantologia

La guida chirurgica W&H 96 – 97

Implantmed Plus II 98 – 101

Accessori per Implantmed Plus II 102 – 103

Piezomed module Plus II 104 – 105

Accessori Piezomed module Plus II 106 – 107

Implantmed PLUS SI-1023. 108 – 110

Accessori per Implantmed Plus 111 – 113

Modulo Piezochirurgico Plus.. . . . 114 – 115

Accessori per Modulo Piezomed 116 – 117

Implantmed CLASSIC SI-923 118 – 119

Accessori per Implantmed ed Elcomed. 120 – 127

Piezomed 128 – 129

Accessori per Piezomed. 130 – 133

Inserti Piezomed e Kit 134 – 145

Overview inserti e Kit 146 – 147

Indice

Guida rapida inserti. 148 – 149

Contrangoli e manipoli per chirurgia solo per Implantmed SI-1023.. . . . 150 – 153

Contrangoli e manipoli per chirurgia. 154 – 157

Accessori per contrangoli chirurgia. 157 – 159

Manipolo per chirurgia implantare zigomatica 160 – 161

Manipoli per chirurgia e accessori. 162 – 165

Manipoli per seghe chirurgiche 166 – 167

Seghe chirurgiche 168 – 169



Chirurgia & Implantologia

Maggiori informazioni
sul tuo cellulare



Chirurgia & Implantologia
Accessori

Maggiori informazioni
sul tuo cellulare

Osstell

Osstell Beacon 170 – 171

Accessori Osstell 172 – 173

SmartPegs Osstell 174 – 177



Osstell
Beacon

Maggiori informazioni
sul tuo cellulare



Osstell
SmartPegs

Maggiori informazioni
sul tuo cellulare

Indice

Sterilizzazione, Igiene & Manutenzione

Le soluzioni W&H per il ricondizionamento	178 – 179
BePro - pulizia e disinfezione	180 – 189
U-Son e accessori	190 – 193
Thed/Thed+ e accessori	194 – 199
Q-Dry	200 – 201
Assistina TWIN e accessori.	202 – 207
Guida rapida adattatori Assistina Twin, One e Q-Dry	208 – 209
Assistina ONE e accessori	210 – 213
Assistina 301 plus e accessori	214 – 215
Adattatori per Assistina Twin, 3x3, 3x2 e 301 Plus	216 – 219
Service Oil F1	220 – 221
Testine nebulizzatrici	222 – 223
Sterilizzatrici di tipo B - Lisa Mini	224 – 225
Sterilizzatrici di tipo B - Lisa	226 – 227
Condivisione stampante Elisafe per Lisa VA-131 e Lisa Mini	228 – 231
Sterilizzatrici di tipo B - Lara XXL	232 – 233
Sterilizzatrici di tipo B - Lara XL	234 – 235
Sterilizzatrici di tipo B - Lara	236 – 237
Sterilizzatrici di tipo B - Lina	238 – 239
Accessori e ricambi	240 – 253
Correlazione tra accessori e sterilizzatrici	254 – 255



**Sterilizzazione,
Igiene &
Manutenzione**

**Maggiori
informazioni
sul tuo cellulare**



**Sterilizzazione,
Igiene &
Manutenzione
Accessori**

**Maggiori
informazioni
sul tuo cellulare**

Indice

Laboratorio

Perfecta 300 / 600	256 – 261
Perfecta 900	262 – 265



Laboratorio

**Maggiori
informazioni
sul tuo cellulare**



**Laboratorio
Accessori**

**Maggiori
informazioni
sul tuo cellulare**

Correlazione tra i deflussori e le unità chirurgiche W&H. 266 – 271

Condizioni generali di vendita. 272 – 277

Condizioni generali per la distribuzione del software ioDent® 278 – 287

Valigie Trasporto e Carrello Elettrificato 288 – 289

Spiegazione dei simboli

	con luce anello LED+		con luce LED+
	con luce LED		senza luce
	a luce		spray esterno
	spray interno		senza lattice
	senza spray		sterilizzabile
	termodisinfettabile		controllo al piede in modalità senza cavi
	prodotto monouso e monopaziente		rivestimento antigraffio
	controllo al piede con cavo		

Indice Analitico singoli articoli

Restaurativa & Protesica

AM-20 BC: Micromotore ad aria 53
AM-20 E BC: Micromotore ad aria 52
AM-20 E RM: Micromotore ad aria 52
AM-20 RM: Micromotore ad aria 53
AM-25 A RM: Micromotore ad aria 49
AM-25 E BC: Micromotore ad aria 49
AM-25 RM: Micromotore ad aria 50
AM-25 L RM: Micromotore ad aria 50
HE-43: manipolo Alegra 42
HG-43 A: manipolo Synea Vision 34
HK-43 LT: manipolo Synea Vision 25
RM-34 LED: raccordo Roto Quick 46
RQ-03: raccordo Roto Quick 45
RQ-04: raccordo Roto Quick 45
RQ-14: raccordo Roto Quic 46
RQ-24: raccordo Roto Quick 45
RQ-34: raccordo Roto Quick 45
TG-97: turbina Synea Fusion 29
TG-97 L: turbina Synea Fusion 29
TG-97 LM: turbina Synea Fusion 31
TG-97 LN: turbina Synea Fusion 30
TG-97 L RM: turbina Synea Fusion 29
TG-98: turbina Synea Fusion 29
TG-98 L: turbina Synea Fusion 29
TG-98 LM: turbina Synea Fusion 31
TG-98 LN: turbina Synea Fusion 30
TG-98 L RM: turbina Synea Fusion 29
TK-94 L: turbina Synea Vision 19
TK-94 LM: turbina Synea Vision 20
TK-97 L: turbina Synea Vision 19
TK-97 LM: turbina Synea Vision 20
TK-98 L: turbina Synea Vision 19
TK-98 LM: turbina Synea Vision 20
TK-100 L: turbina Synea Vision 19

TK-100 LM: turbina Synea Vision 20
WE-56: contrangolo Alegra 42
WE-56 LED G: contrangolo Alegra 41
WE-57: contrangolo Alegra 42
WE-66: contrangolo Alegra 46
WE-66 LED G: contrangolo Alegra 41
WE-99 LED G: contrangolo Alegra 41
WG-56 A: contrangolo Synea Vision 33
WG-56 LT: contrangolo Synea Vision 33
WG-66 A: contrangolo Synea Vision 33
WG-66 LT: contrangolo Synea Vision 33
WG-67 A: contra. Profin Synea Fusion 39
WG-67 LT: contra. Profin Synea Fusion 39
WG-99 A: contrangolo Synea Vision 33
WG-99 LT: contrangolo Synea Vision 33
WK-56 LT: contrangolo Synea Vision 23
WK-56 LT S: contra. short Synea Vision 27
WK-66 LT: contrangolo Synea Vision 23
WK-66 LT S: contra. short Synea Vision 27
WK-86 LT: contrangolo Synea Vision 24
WK-93 LT: contrangolo Synea Vision 23
WK-93 LT S: contra. short Synea Vision 27
WK-99 LT: contrangolo Synea Vision 23
WK-99 LT S: contra. short Synea Vision 27
WG-900 A: contra. Synea Power Edition 37
WG-900 LT: contra. Synea Power Edition 37
WK-900 LT: contra. Synea Power Edition 37

Indice Analitico singoli articoli

Profilassi & parodontologia

C-NF: comando a pedale 62/64/68
C-NW: comando a pedale 63
HP-44 M: manipolo Proxeo 94
PA-1 LED: manipolo led Tigon+ 66
PB-5 L: manipolo Proxeo Ultra 59
PB-5 L S: manipolo Proxeo Ultra 59
PL-40 H: manipolo Proxeo Twist cordless 86
S-N1: comando a pedale 122/130
TS-1: chiave dinamometrica 77
TW-1: chiave dinamometrica 77
WP-64 M: contrangolo Proxeo 93
WP-64 MU: contrangolo Proxeo 93
WP-66 M: contrangolo Proxeo 93
WP-66 W: contrangolo Proxeo Twist
LatchShort 91
ZA-55: ablatore ad aria Proxeo 79
ZA-55 LM: ablatore ad aria Proxeo 80
ZA-55 LS: ablatore ad aria Proxeo 80
ZA-55 M: ablatore ad aria Proxeo 80
ZE-55 BC: ablatore ad aria Proxeo 81
ZE-55 RM: ablatore ad aria Proxeo 81
1AU: inserto per ablatore ad aria 82
1AP: inserto per ablatore ad aria 82
1I: inserto per perimplantite 74
1P: inserto per parodontologia 72
1U: inserto per profilassi 70
1US: inserto per profilassi 70
2APi: inserto per ablatore ad aria 83
2APr: inserto per ablatore ad aria 83
2AU: inserto per ablatore ad aria 82
2U: inserto per profilassi 70
2US: inserto per profilassi 70
3AP: inserto per ablatore ad aria 83
3AU: inserto per ablatore ad aria 82

3E: inserto per endodonzia 75
3Pl: inserto per parodontologia 73
3Pr: inserto per parodontologia 73
3U: inserto per profilassi 71
3US: inserto per profilassi 71
6E: inserto per endodonzia 75

Indice Analitico singoli articoli

Chirurgia & Implantologia

B1: inserto Piezomed	136	SI-2102: Implantmed Plus II	99
B2L: inserto Piezomed	136	SP-210 M: Piezomed module Plus II	105
B2R: inserto Piezomed	136	S-N1: comando a pedale	67/122/130
B3: inserto Piezomed	136	S-N2: comando a pedale	110/111/120/122
B4: inserto Piezomed	137	S-N3: Comando a pedale	102
B5: inserto Piezomed	137	S-NU: comando a pedale	122
B6: inserto Piezomed	137	S-NW: comando a pedale	110/111/122/130
B7: inserto Piezomed	137	S-NW3: Comando a pedale	102
EM-19: cavo motore	111/120	S1: inserto Piezomed	138
EM-19 LC: cavo motore	102/111	S2: inserto Piezomed	138
EX1: inserto Piezomed	141	S3: inserto Piezomed	138
EX2: inserto Piezomed	141	S4: inserto Piezomed	138
I1: inserto Piezomed	142	S5: inserto Piezomed	139
I2A: inserto Piezomed	142	S-8 O: manipolo per seghe chirurgiche	167
I2P: inserto Piezomed	142	S-8 R: manipolo per seghe chirurgiche	167
I3A: inserto Piezomed	143	S-8 S: manipolo per seghe chirurgiche	167
I3P: inserto Piezomed	143	S-9: manipolo chirurgia	163
I4A: inserto Piezomed	143	S-9 LG: manipolo chirurgia	163
I4P: inserto Piezomed	143	S-10: manipolo chirurgia	163
Osstell Beacon	171	S-11: manipolo chirurgia	162
P1: inserto Piezomed	140	S-11 L: manipolo chirurgia	153
P2LD: inserto Piezomed	141	S-11 LG: manipolo chirurgia	162
P2RD: inserto Piezomed	141	S-12: manipolo chirurgia	163
R1D: inserto Piezomed	139	S-15: manipolo chirurgia	162
R2LD: inserto Piezomed	139	S-16 manipolo chirurgia	162
R2RD: inserto Piezomed	139	SZ-75 manipolo chir. zigomatico	161
R3D: inserto Piezomed	140	WI-75 E/KM: contrangolo chirurgia	157
R4LD: inserto Piezomed	140	WS-56: contrangolo chirurgia	155
R4RD: inserto Piezomed	140	WS-56 L: contrangolo chirurgia	151
SA-320: Piezomed	129	WS-56 LG: contrangolo chirurgia	155
SI-923: Implantmed Classic	119	WS-75: contrangolo chirurgia	155
SI-1023: Implantmed Plus	109	WS-75 L: contrangolo chirurgia	151
SI-2100: Implantmed Plus II	99	WS-75 LG: contrangolo chirurgia	155
SI-2101: Implantmed Plus II	99	WS-91: contrangolo chirurgia	156

Indice Analitico singoli articoli

Laboratorio

WS-91 L: contrangolo chirurgia	152	LA-3 D: elemento di impostazione	260
WS-91 LG: contrangolo chirurgia	156	LA-3 E: motore "E-type"	260
WS-92: contrangolo chirurgia	156	LA-323 F: Perfecta 300	257
WS-92 L: contrangolo chirurgia	152	LA-323 FE: Perfecta 300	258
WS-92 LG: contrangolo chirurgia	156	LA-323 K: Perfecta 300	257
Z25P: inserto Piezomed	144	LA-323 KE: Perfecta 300	258
Z35P: inserto Piezomed	144	LA-323 T: Perfecta 300	257
		LA-323 TE: Perfecta 300	258
		LA-6 D: elemento di impostazione	260
		LA-623 F: Perfecta 600	259
		LA-623 K: Perfecta 600	259
		LA-623 T: Perfecta 600	259
		LA-66: manipolo motore	260/264
		LA-9: manipolo motore	264
		LA-9 D: elemento di impostazione	264
		LA-923 K: Perfecta 900	263
		LA-923 KT: Perfecta 900	263
		LA-923 T: Perfecta 900	263
		LA-923 TT: Perfecta 900	263
		L-NV: comando a pedale	265

Sterilizzazione, Igiene & Manutenzione

Assistina ONE	211
Assistina TWIN	203
BePro	180
Lisa Mini	225
Lisa VA131	227
Lara XXL	233
Lara RIL	237
Lara XL	235
Lina RIK	239
MD-400: olio F1 bomboletta spray	221
Multidem C27	246
Osmo 220V	250
Q-Dry	201
Seal2	252
Thed+	195
Thed	196
USon	191

Valigia trasporto

Implantmed / Piezomed (no trolley)	288
Implantmed / Piezomed Modulo	288

Carrello

Carrello Elettrificato	289
----------------------------------	-----

Servizi e garanzie

Senza pensieri: questa è la filosofia alla base di tutti i servizi W&H, ideati per garantire al professionista la massima serenità e il minimo stress nella gestione di tutte le apparecchiature dello studio.



ioDent Customer Dashbord 1 Anno:

Per tutte le autoclavi. Con ioDent Customer Dashbord hai accesso al tuo software cloud in cui si archiviano in automatico i dati dei cicli di sterilizzazione, dal quale puoi monitorare lo stato di salute della tua sterilizzatrice e gestire la manutenzione e la documentazione service. Ref. 92002705 **172,-**



ioDent Service Dashbord 1 Anno:

Per tutte le autoclavi. Con ioDent Service Dashbord, il tuo service partner monitora il funzionamento delle autoclavi da remoto e interviene immediatamente se c'è un'anomalia di funzionamento. Ref. 92002707 **172,-**



Estensione Servizio Muletto: Per tutte le autoclavi. W&H mette a disposizione dei clienti, a titolo gratuito e durante il periodo di garanzia del prodotto, un'unità sostitutiva per il tempo necessario alla riparazione. Le spese di trasporto e installazione non sono incluse in questo servizio e quindi a carico del richiedente. È possibile estendere il servizio muletto oltre i termini di garanzia del prodotto (quando è incluso).

Copertura 1 anno

Ref. 92000232 **167,-**

*Questo servizio copre i guasti riconducibili a difetti dei materiali o alla lavorazione che dovessero manifestarsi nel periodo di copertura. I ricambi necessari verranno resi disponibili a titolo gratuito, ad esclusione dei componenti di consumo. Il servizio potrà essere attivato entro al massimo 3 mesi dalla data di fatturazione del dispositivo al quale è associato, ma decorre sempre dalla data di fatturazione. Per questo è necessario conservare la fattura d'acquisto o prova d'acquisto e per convalidare la copertura. La riparazione andrà eseguita esclusivamente inviando il prodotto all'assistenza tecnica in W&H Italia (scrivere a: assistenza.technica@wh.com). La manodopera, spedizione o altre spese che si rendessero necessarie non sono incluse in questo servizio.

Servizi e garanzie



Estensione Garanzia Standard 1 Anno Gold*

Per: Lina, Lara e Implantmed Classic SI-923.
Attivabile entro 3 mesi dalla data di fatturazione.
Ref. 92000255 **127,-**



Estensione Garanzia Standard 1 Anno Platinum*

Per: Lisa Mini, Lisa, Lara XL, Lara XXL e Implantmed Plus SI-1023.
Attivabile entro 3 mesi dalla data di fatturazione.
Ref. 92000256 **169,-**



Scolarizzazione in studio: INCLUSA

Richiedi la consulenza dei nostri specialist per avere supporto e formazione nell'installazione, utilizzo e manutenzione di tutti i dispositivi W&H acquistati.



Polizza FULL-RISK per Strumenti Rotanti Synea Fusion - 1 Anno**

È una garanzia totale che copre ogni causa di guasto o rottura dello strumento rotante.
Ref. 92000153 **77,50-**

**La garanzia full-risk potrà essere attivata entro al massimo 3 mesi dalla data di fatturazione del manipolo al quale è associata, ma decorre sempre dalla data di fatturazione. Per questo è necessario conservare la fattura d'acquisto come prova d'acquisto e per convalidare la copertura. La riparazione andrà eseguita esclusivamente inviando il prodotto all'assistenza tecnica in W&H Italia (scrivere a: assistenza.technica@wh.com). L'assicurazione full-risk non copre i danni derivanti da un uso improprio dello strumento rotante e danni imputabili alla mancata osservanza delle corrette indicazioni di utilizzo (manuale d'uso). Vedi condizioni full-risk sul sito W&H.

Assistenza Tecnica ProService

Una rete completa di partner di assistenza affidabili e l'obiettivo comune di trovare sempre la soluzione migliore e più rapida possibile per i nostri clienti.

Questo è W&H ProService!

I nostri tecnici accompagnano il tuo prodotto W&H per tutta la vita. Che si tratti di semplice manutenzione o di riparazioni complesse, la nostra rete di centri assistenza autorizzati è pronta a supportarti. Al verificarsi di un malfunzionamento **non dovrai fare altro che contattarci e a tutto il resto ci pensiamo noi!**

ProService | W&H

Ripara il tuo prodotto
W&H in 4 step



Trova il Centro di
Assistenza Tecnica Autorizzato
W&H più vicino a te:

C.A.T.A. | W&H



ProService



Entro 24 ore verrai contattato dal
service per effettuare la presa in
carico con il nostro corriere.



Attendi il preventivo via
e-mail e confermallo.



Ricevi il tuo
prodotto come nuovo.

Customer Service

In W&H abbiamo a cuore la tua esperienza. È per questo motivo che un team dedicato è pronto ad ascoltarti e supportarti rapidamente e nel miglior modo possibile.

Perché contattarci?



Per richiedere
assistenza
generale.



Per avere maggiori
informazioni su
prodotti, servizi e
corsistica.



Per risolvere
questioni relative
a ordini o resi.



Per chiarire
dubbi o qualsiasi
ulteriore richiesta.

Come contattarci:

☎ 035 6663 911

✉ office.it@wh.com



Siamo a tua
disposizione dal
lunedì al venerdì,
**dalle 8.30 alle
17.30!**

Il nostro Centro Servizio Clienti



Laura Rota
Responsabile
Centro Servizi Clienti



Milena Cattaneo
Centro Servizio Clienti
Val d'Aosta, Piemonte, Liguria,
Lombardia, Veneto, Friuli, Trentino



Francesca De Angelis
Centro Servizio Clienti
Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Umbria,
Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata,
Molise, Calabria, Sardegna, Sicilia, Malta

Strumenti Synea W&H una storia di successo

W&H Dentalwerk fu fondata a Berlino nel 1890.
L'azienda pionieristica iniziò a produrre i primi manipoli e contrangoli ad azionamento meccanico in Europa, scrivendo una pagina di storia.



Scopri di più

1890
Primo contrangolo con bloccaggio a pulsante sul mercato

1925
Primo turbine con bloccaggio a pulsante sul mercato

1959
Primo turbine con cuscinetti a sfera ad azionamento ad aria

1962
Motori e turbine con azionamento ad aria

1978
Sistema di segaggio a pulsante per fresa FG

1972
Turbine ad alte prestazioni con spray semplice e doppio

1985
Aumento della velocità di trattamento a 200.000 giri/min

1998
Manipoli, contrangoli e turbine con design MONOBLOC

2007
Brevetto LED+ con 5 led che eliminano l'ombra (Synea Vision)

Garanzia sugli strumenti Synea Fusion W&H

Garanzia standard **INCLUSA** per Strumenti Rotanti Synea Fusion - da 1 a 3 anni

Costituisce la garanzia di fabbrica e copre gli strumenti da qualsiasi difetto di fabbricazione.

Polizza **FULL-RISK** OPZIONALE per Strumenti Rotanti Synea Fusion - 3 Anni

È una garanzia totale che copre ogni causa di guasto o rottura dello strumento rotante, anche l'usura e la caduta accidentale.



synea FUSION

Turbine Synea Fusion

- Illuminazione ottimale, riproduzione cromatica naturale: sistema di illuminazione LED+* (con attacco rapido Roto Quick) con LED posizionato sotto la testina per un più ampio spot luminoso
- Due modelli disponibili: testina da 11,5 mm e 10 mm di diametro
- Raffreddamento sicuro: 4 spray
- Funzionamento silenzioso: tra le più silenziose sul mercato (solo 59 dba)
- Elevata performance di taglio grazie all'efficiente geometria interna
- Massima sicurezza per operatore e paziente con il sistema igienico brevettato
- Funzionamento senza vibrazioni grazie ai cuscinetti a sfera ceramici e alla tecnologia del rotore
- Estremamente leggera per non affaticare
- Garanzia 12 mesi



Contrangoli Synea Fusion

- Funzionamento silenzioso e senza vibrazioni: cuscinetti a sfera ceramici
- Visibilità ottimizzata grazie alle testine di piccole dimensioni
- Raffreddamento sicuro: fino a 4 spray
- Impugnatura ottimizzata grazie alla lavorazione artigianale della superficie
- Filtro spray integrato e senza bisogno di manutenzione per garantire la qualità dell'acqua
- Garanzia 24 mesi



Brochure turbine

synea VISION

Turbine Synea Vision

- Tutte le funzionalità di Synea Fusion e anche:
- Illuminazione al 100% senza zona d'ombra tramite anello LED+ (solo con Roto Quick)
- Raffreddamento eccellente con 5 spray
- Quattro modelli disponibili: testina da 13 mm, 11,5 mm, 10 mm, 9 mm
- Superficie resistente ai graffi che migliora l'estetica e allunga la durata della turbina
- Garanzia 24 mesi



Brochure contrangoli

Contrangoli Synea Vision

- Tutte le funzionalità di Synea Fusion e anche:
- Superficie resistente ai graffi che migliora l'estetica e allunga la durata dello strumento
- Raffreddamento eccellente: fino a 5 spray
- Gamma versatile: molteplici rapporti disponibili per ogni applicazione
- Garanzia 36 mesi

synea POWER EDITION

2024

Contrangoli Synea Power Edition

- Extra resistente: per la rimozione di materiali ad alta resistenza come lo zirconio
- Extra semplice: sostituzione della fresa ancora più semplice grazie al nuovo sistema di bloccaggio con pulsante di colore nero
- Extra forte: con coppia superiore e migliore efficacia di asportazione
- Extra stabile: sistema di bloccaggio con oltre il 20% di forza in più
- Extra durevole: con almeno il 20% in più di durata
- Extra robusto: per costi di manutenzione più bassi
- Tecnologia Heat Blocker che mantiene fresco il pulsante di bloccaggio e previene ustioni a dentisti e pazienti
- Garanzia 24 mesi



Synea Power Edition è un'edizione speciale sviluppata per tagliare in modo efficace le protesi dentali in zirconio.

Synea Power Edition è stato appositamente progettato per applicazioni complesse, come la rimozione di materiali carati, cavità, otturazioni, corone e ponti.

Questi contrangoli rapidi con l'esclusivo pulsante di bloccaggio di colore nero sono particolarmente robusti e durevoli.

Turbine

syneo^{VISION}



Turbine Synea Vision: tecnologia innovativa e gamma completa di prodotti per le più alte aspettative.

- > 100% fascio di luce che non proietta ombre sull'area di intervento con l'anello a LED (solo con raccordo Roto Quick)
- > Raffreddamento ottimale dell'area di intervento con cinque spray
- > La superficie resistente ai graffi migliora ulteriormente l'aspetto estetico e ne prolunga la resistenza nel tempo
- > Testine di quattro dimensioni diverse per ogni esigenza
- > Lavoro senza fatica
- > Durata ottimale del ciclo di vita e silenziosità grazie ai cuscinetti a sfera in ceramica
- > Sistema di bloccaggio a pulsante per frese FG con diametro di 1,6 mm
- > 24 mesi di garanzia

 con luce anello LED+

 con luce LED+

 a luce

 spray interno

 termodisinfettabile

 sterilizzabile

Turbine Synea Vision per raccordo Roto Quick*



TK-100 L
REF 30021000

 **1.737,-**

Anello LED+,
cinque spray, fino a 30
W**, dimensioni testina
Ø 13 mm



TK-98 L
REF 30019000

 **1.737,-**

Anello LED+,
cinque spray, fino a 28
W**, dimensioni testina
Ø 11,5 mm



TK-97 L
REF 30017000

 **1.737,-**

Anello LED+,
cinque spray, fino a 24
W**, dimensioni testina
Ø 10 mm



TK-94 L
REF 30016000

 **1.595,-**

LED+,
cinque spray, fino a 18
W**, dimensioni testina
Ø 9 mm

*Raccordi Roto Quick RQ-24 / RQ-34

**Come da ISO 14457

Turbine Synea Vision per raccordo Multiflex®* e cuscinetti a sfera in ceramica

Note



TK-100 LM
REF 30022000



1.463,-

Fibra ottica,
cinque spray, fino a 36 W**,
diametro testina Ø 13 mm



TK-98 LM
REF 30020000



1.463,-

Fibra ottica,
cinque spray, fino a 33 W**,
diametro testina Ø 11,5 mm



TK-97 LM
REF 30018000



1.463,-

Fibra ottica,
cinque spray, fino a 31 W**,
diametro testina Ø 10 mm



TK-94 LM
REF 30031000



1.463,-

Fibra ottica,
cinque spray, fino a 21 W**,
diametro testina Ø 9 mm

* Raccordo con luce LED

**Come da ISO 14457

Contrangoli e manipoli

synea^{VISION}



La straordinaria gamma Synea, innovativa e durevole, consente risultati di trattamento eccellenti nell'ambito del restauro e della protesica.

- > Due dimensioni delle testine, che si adattano alle esigenze individuali
- > Durata ottimale del ciclo di vita e silenziosità grazie ai cuscinetti a sfera in ceramica e all'innovativo profilo dentato (WK-99 / WK-93)
- > Pulizia semplice, protezione completa e valore stabile nel tempo grazie a uno speciale rivestimento antigraffio
- > Maneggevolezza eccellente grazie ad un'impugnatura ergonomica e design monoblocco
- > Fibra ottica per una buona illuminazione dell'area di trattamento
- > Struttura robusta degli strumenti grazie alle parti esterne in acciaio inox
- > 36 mesi di garanzia



a luce



spray interno



termodisinfezzabile



sterilizzabile

Contrangoli Synea Vision



WK-99 LT
(cuscinetti ceramici)

REF 30023000

1.821,-

1:5, cinque spray,
altezza testina
Ø 9,5 mm, bloccaggio
a pulsante per frese
FG Ø 1,6 mm,
fibra ottica



WK-93 LT
(cuscinetti ceramici)

REF 30024000

1.821,-

1:4,5, cinque spray,
altezza testina
Ø 9,1 mm, bloccaggio
a pulsante per frese
FG Ø 1,6 mm,
fibra ottica



WK-56 LT

REF 30025000

1.235,-

1:1, spray singolo,
altezza testina
Ø 9,5 mm, bloccaggio
a pulsante per frese
FG Ø 2,35 mm,
fibra ottica



WK-66 LT

REF 30026000

1.354,-

2:1, spray singolo,
altezza testina
Ø 9,5 mm, bloccaggio
a pulsante per frese
FG Ø 2,35 mm,
fibra ottica

Contrangoli Synea Vision



8:1, spray singolo, altezza testina
Ø 9,5 mm, bloccaggio a pulsante
per frese CA Ø 2,35 mm,
fibra ottica

WK-86 LT

REF 30027000

1.479,-

Manipoli Synea Vision



1:1, spray singolo,
serraggio a rotazione
per frese HP e CA Ø 2,35 mm,
fibra ottica

HK-43 LT

REF 30028000

1.201,-

Contrangoli Short Edition

synea^{VISION}



Short Edition: un contrangolo significativamente più leggero per micromotori con una lunghezza dell'innesto fino a 23 mm.

- > Il 7% più leggero, il 10% più corto
- > Equilibrio perfetto ed ergonomia per l'intero sistema
- > Superficie innovativa e resistente ai graffi per una protezione completa
- > Solo per micromotori con lunghezza massima del raccordo ISO pari a 23 mm
- > 36 mesi di garanzia

- a luce
- spray interno
- termoisinfettabile
- sterilizzabile

Contrangoli Synea Vision Short Edition



WK-99 LT S
(cuscinetti ceramici)
REF 30215000

1.821,-

1:5, cinque spray,
dimensioni testina
Ø 9,5 mm, sistema di
bloccaggio a pulsante
per frese FG Ø 1,6 mm,
fibra ottica



WK-93 LT S
(cuscinetti ceramici)
REF 30216000

1.821,-

1:4.5, cinque spray,
dimensioni testina
Ø 9.1 mm, sistema di
bloccaggio a pulsante
per frese FG Ø 1,6 mm,
fibra ottica



WK-56 LT S
REF 30217000

1.235,-

1:1, spray singolo,
dimensioni testina
Ø 9,5 mm, sistema di
bloccaggio a pulsante
per frese contrangolo
Ø 2,35 mm, fibra ottica



WK-66 LT S
REF 30218000

1.355,-

2:1, spray singolo,
dimensioni testina
Ø 9,5 mm, sistema di
bloccaggio a pulsante
per frese contrangolo
Ø 2,35 mm, fibra ottica

Turbine

syneo^{FUSION}



Un valore incredibile ad un prezzo imbattibile: turbine Syneo Fusion.

Un comfort senza precedenti unito alla migliore illuminazione LED, con raffreddamento sicuro a quattro spray. Funzionamento senza vibrazioni.

- > Massimo campo di illuminazione con LED+
- > Accesso ottimale, visibilità perfetta e potenza massima grazie alle testine dalle dimensioni ridotte
- > Raffreddamento sicuro grazie a quattro spray
- > Sistema di testine igieniche
- > Cuscinetti a sfera in ceramica per un funzionamento silenzioso e privo di vibrazioni
- > Design dall'impugnatura ergonomica per un utilizzo sicuro e per il massimo dell'igiene
- > Sistema di bloccaggio a pulsante per frese FG da Ø 1,6 mm
- > Nuovo rivestimento antigraffio
- > 24 mesi di garanzia



Turbine Synea Fusion



Quattro spray,
diametro testina
Ø 11,5 mm

TG-98 L

(per RQ-24 / RQ-34*) fino a 28 W**
REF 30001000 **1.084,-**

TG-98 L RM

(attacco standard 6 vie) fino a 26 W**
REF 30198000 **1.084,-**

TG-98

(per RQ-03 / RQ-04 / RQ-14*) fino a 24 W**
REF 30002000 **899,-**



Quattro spray,
diametro testina
Ø 10 mm

TG-97 L

(per RQ-24 / RQ-34*) fino a 23 W**
REF 30004000 **1.084,-**

TG-97 L RM

(attacco standard 6 vie) fino a 21 W**
REF 30197000 **1.084,-**

TG-97

(per RQ-03 / RQ-04 / RQ-14*) fino a 21 W**
REF 30005000 **899,-**

* Raccordi Roto Quick

**Come da ISO 14457

Turbine Synea Fusion per raccordo NSK Mach



TG-98 L N
REF 30200000



Quattro spray, fibra ottica, fino a
24 W**, diametro testina Ø 11,5 mm



TG-97 L N
REF 30199000



Quattro spray, fibra ottica, fino a
20 W**, diametro testina Ø 10 mm



Novità

Synea Fusion con rivestimento antigraffio,
per una maggior protezione e durata del
ciclo di vita del prodotto.

Turbine Synea Fusion per raccordo Multiflex®*



TG-98 LM
REF 30003000



Quattro spray, fibra ottica, fino a
29 W**, diametro testina Ø 11,5 mm



TG-97 LM
REF 30006000




Quattro spray, fibra ottica, fino a
24 W**, diametro testina Ø 10 mm

* Raccordo con luce LED

**Come da ISO 14457

Contrangoli

synea^{FUSION}



Manipoli e contrangoli Synea Fusion: un valore incredibile ad un prezzo imbattibile. Un comfort senza precedenti unito alla consueta qualità Synea ed a una durata senza pari.

- > Lunga durata e funzionamento silenzioso garantito dai cuscinetti a sfera in ceramica
- > Facilità di accesso ed ottima visibilità grazie alle testine di piccole dimensioni
- > Raffreddamento sicuro grazie a quattro spray
- > Design monoblocco per garantire il massimo dell'igiene e dell'ergonomia
- > Fibra ottica per una luce costante
- > Impugnatura sicura e frese facilmente intercambiabili grazie al bloccaggio a pulsante
- > Possibilità di connessione a tutti i motori con attacco ISO
- > 24 mesi di garanzia



Contrangoli Synea Fusion



WG-99 LT
REF 30007000



1.381,-

WG-99 A
REF 30008000



1.046,-

1:5, quattro spray,
diametro testina
Ø 9,5 mm, bloccaggio
a pulsante per frese
CA da Ø 1,6 mm,
fibra ottica



WG-56 LT
REF 30009000



957,-

WG-56 A
REF 30010000



842,-

1:1, spray singolo,
diametro testina
Ø 9,5 mm, bloccaggio
a pulsante per frese
CA Ø 2,35 mm,
fibra ottica



WG-66 LT
REF 30011000



1.135,-

WG-66 A
REF 30012000



928,-

2:1, spray singolo,
diametro testina
Ø 9,5 mm, bloccaggio
a pulsante per frese
CA Ø 2,35 mm,
fibra ottica

Manipoli Synea Fusion

Note



1:1, spray singolo,
serraggio a rotazione,
per frese FG e CA da Ø 2,35 mm

HG-43 A

REF 30013000



695,-

Contrangoli



Synea Power Edition: per i materiali più resistenti

Synea Power Edition è stato appositamente progettato per applicazioni complesse, come la rimozione di materiali cariati, cavità, otturazioni, corone e ponti. Questi nuovi contrangoli rapidi con l'esclusivo pulsante di bloccaggio di colore nero sono particolarmente robusti e durevoli. Rappresentano la soluzione ottimale per i moderni materiali ceramici come lo zirconio, sempre più spesso utilizzati nell'odontoiatria di restauro.

- > Cuscinetti a sfera in ceramica per un funzionamento regolare con meno vibrazioni
- > Design monoblocco per una maggiore igiene
- > Tecnologia Heat Blocker che mantiene fresco il pulsante di bloccaggio e previene ustioni a dentisti e pazienti
- > Conduttore ottico compatto per una qualità della luce costante e un'illuminazione ottimale dell'area di intervento (WK-900 LT / WG-900 LT)
- > Rivestimento secondo la tecnologia ScratchBlocker per un valore duraturo (WK-900 LT)
- > Garanzia di 36 mesi (WK-900 LT) e di 24 mesi (WG-900 LT/A)



Contrangoli Synea Power Edition

Contrangoli Synea Vision Power Edition



Contrangolo 1:4, spray a 3 ugelli, dimensione testina Ø 10,7 mm, sistema di bloccaggio a pulsante per frese FG Ø 1,6 mm

WK-900 LT

(cuscinetti a sfera ceramica)

REF 30418000

1.912,-

Contrangoli Synea Fusion Power Edition



Contrangolo 1:4, spray a 3 ugelli, dimensione testina Ø 10,7 mm, sistema di bloccaggio a pulsante per frese FG Ø 1,6 mm

WG-900 LT

REF 30459000

1.448,-



Contrangolo 1:4, spray a 3 ugelli, dimensione testina Ø 10,7 mm, sistema di bloccaggio a pulsante per frese FG Ø 1,6 mm

WG-900 A

REF 30460000

1.159,-

Contrangoli Profin

synea^{FUSION}



Contrangoli W&H Profin® per punte Dentatus:

- > Lavorazione sicura ed efficiente di materiali per otturazioni, compositi e leganti in eccesso
- > Pulizia e lucidatura accurate delle superfici interdentali, prossimali e subgengivali, nonché finitura con inserti di legno
- > Finitura e adattamento delle superfici papillari secondo la forma naturale del dente
- > Fresatura delle superfici guida concave dei denti anteriori
- > Finitura di incavi e cavità
- > 24 mesi di garanzia

- a luce
- senza luce
- spray interno
- termodisinfettabile
- sterilizzabile

Contrangoli Profin

Synea Fusion



Contrangolo Profin 2:1,
spray singolo, corsa
1,1 mm, per punte
Dentatus

WG-67 LT
REF 30084000



WG-67 A
REF 30085000



Contrangoli e manipoli

alegra



Alegra garantisce efficienza e sicurezza ai massimi livelli nel trattamento dei pazienti. Manipoli diritti e contrangoli "Made in Austria" progettati secondo la collaudata qualità W&H. I contrangoli Alegra dotati di luce LED+ offrono una luce naturale grazie al generatore integrato di cui sono dotati.

- > Il semplice sistema di rotazione a 360° consente di lavorare senza stancarsi
- > Gamma "Termodisinfezzabile" con diametro base impugnatura 20 mm
- > Visibilità ottimale dell'area da trattare grazie alle dimensioni compatte della testina
- > Grazie al sistema di bloccaggio a pulsante si può sostituire la fresa in modo facile e veloce, senza grossi sforzi
- > La clip spray esterna (accessorio) consente di raffreddare l'area da trattare in maniera ottimale
- > I materiali di alta qualità garantiscono prodotti robusti e durevoli
- > 12 mesi di garanzia

- led+ con luce LED+
- con luce
- senza luce
- senza spray
- termodisinfezzabile
- sterilizzabile

Contrangoli Alegra con generatore



WE-99 LED G
REF 10259900



1.407,-

1:4,5, spray triplo,
bloccaggio a pulsante,
testina Ø 10,1 mm,
per frese FG Ø 1,6 mm



WE-56 LED G
REF 10255600



1.033,-

1:1, spray singolo,
bloccaggio a pulsante,
testina Ø 10,1 mm,
per frese CA Ø 2,35 mm



WE-66 LED G
REF 10256600



1.133,-

4:1, spray singolo,
bloccaggio a pulsante,
testina Ø 10,1 mm,
per frese CA Ø 2,35 mm

Contrangoli e manipoli diritti Alegra,

diametro base impugnatura 20 mm



WE-56

REF 30116000



333,-

1:1, sistema di bloccaggio a pulsante, dimensioni testina Ø 10,1 mm, adatto a frese per contrangolo con diametro di 2,35 mm



WE-57

REF 30117000



333,-

1:1, sistema di bloccaggio a pulsante, dimensioni testina Ø 10,1 mm, adatto a frese FG con diametro di 1,6 mm



WE-66

REF 30118000



402,-

4:1, sistema di bloccaggio a pulsante, dimensioni testina Ø 10,1 mm, adatto a frese per contrangolo con diametro di 2,35 mm



HE-43

REF 30119000



301,-

1:1, sistema di serraggio a rotazione, per frese manipolo e contrangolo del diametro di 2,35 mm

Accessori

per contrangoli e manipoli diritti Alegra



Clip spray con 3 tubi refrigeranti e scovolino per manipolo diritto HE-43
REF 07550200



28,60-



Clip spray con 3 tubi refrigeranti e scovolino per contrangolo WE-56, WE-57, WE-66
REF 06994000



28,60-



Tubo spray, 185 mm, per manipolo, HE-43 E e contrangolo WE-56 E, WE-57 E e WE-66 E, 3 pz
REF 01524900



9,80-

Raccordi

roto quick



Raccordi Roto Quick

Il sistema di raccordi Roto Quick è un'interfaccia versatile per connettere tutte le tubolature normalizzate con le turbine, micromotori ed ablatori ad aria.

- > Cambio degli strumenti rapido e sicuro
- > Rotazione libera e agevole degli strumenti su 360°
- > Valvola antiriflusso
- > Sterilizzabile – per un'igiene ottimale
- > 24 mesi di garanzia



Raccordi Roto Quick

Standard 6 vie



RQ-24

REF 10402400



359,-

Standard 6 vie,
spray regolabile



RQ-34

REF 10403400



412,-

Borden 2(3) vie



RQ-03

REF 10400300



220,-

Standard 4 vie



RQ-04

REF 10400400



220,-

Raccordi Roto Quick



Standard 4 vie,
spray regolabile

RQ-14

REF 10401400



298,-

Raccordi con luce LED per attacco KaVo Multiflex®



Standard 6 vie,
spray regolabile

RM-34 LED

REF 10403410



659,-

Accessori



Guarnizioni o-ring,
raccordo Roto Quick
grande (3 pz)
REF 02060100

10,20,-



Guarnizioni o-ring,
raccordo Roto Quick
piccolo (3 pz)
REF 02060200

10,20,-



Guarnizione Roto Quick
standard 6 vie
REF 02207300

7,-



Guarnizione Roto Quick
Borden 2 (3) vie
REF 01000700

5,50,-



Adattatore
da standard 4 vie a Borden 2 (3) vie
REF 02083500

146,-



Adattatore
da 2 (3) vie a standard 4 vie
REF 02039900

146,-

Micromotori ad aria



Micromotore ad aria AM-25

(contrangolo e manipoli diritti diametro base impugnatura 20mm)

- > Lavoro senza fatica grazie alla rotazione di 360°
- > Rimozioni veloci merito dell'elevato torque
- > Gamma di velocità: 5.000 – 25.000 giri/min
- > 24 mesi di garanzia

Micromotore ad aria AM-20

(contrangolo e manipoli diritti diametro base impugnatura 18mm)

- > Maneggevolezza eccellente
- > Lavoro senza fatica grazie alla rotazione di 360°
- > Rimozioni veloci merito dell'elevato torque
- > Gamma di velocità: 5.000 – 25.000 giri/min
- > 24 mesi di garanzia



Micromotori ad aria con spray interno diametro impugnatura 20 mm



Attacco fisso standard 4 vie, per contrangolo e manipoli diritti senza luce

AM-25 A RM
REF 30103000



823,-

Micromotori ad aria con spray esterno diametro impugnatura 20 mm



Attacco fisso Borden 2(3) vie, per contrangolo e manipoli diritti senza luce

AM-25 E BC
REF 30111000



580,-

Micromotori ad aria senza spray

diametro impugnatura 20 mm

Note



Attacco fisso standard 4 vie,
per contrangolo e manipoli
diritti senza luce

AM-25 RM

REF 30108000



497,-



Attacco fisso standard 6 vie, luce
LED, per contrangolo e manipoli
diritti con conduttore ottico

AM-25 L RM

REF 30102000



1.195,-

Micromotori ad aria con spray esterno

diametro impugnatura 18 mm



AM-20 E RM
REF 30107000



544,-

Attacco fisso standard 4 vie,
per contrangolo e manipoli
diritti senza luce



AM-20 E BC
REF 30109000



544,-

Attacco fisso Borden 2(3) vie,
per contrangolo e manipoli
diritti senza luce

Micromotori ad aria senza spray

diametro impugnatura 18 mm



AM-20 RM
REF 30106000



457,-

Attacco fisso standard 4 vie,
per contrangolo e manipoli
diritti senza luce



AM-20 BC
REF 30113000



457,-

Attacco fisso Borden 2(3) vie,
per contrangolo e manipoli
diritti senza luce

Accessori

000

O-ring

per AM-25 L RM, AM-25 A RM,
AM-25 A BC. 3 pz
REF 01862300



10,20-

Ablatori piezoelettrici Proxeo Ultra PB-510/520/530

proxeo ULTRA



Ultra geniale

L'ablato piezoelettrico Proxeo Ultra di W&H è stato sviluppato in collaborazione con i professionisti della profilassi e fa onore al proprio nome. I vantaggi di utilizzo esclusivi consentono un trattamento ultra-efficiente:

- > Compatibilità con pacemaker testata dall'università di Graz
- > Manipolo dotato di anello a LED con 5 led luminosi
- > Tubo più sottile per un semplice impiego
- > Controllo al piede senza cavi (PB-530)
- > Rilevamento automatico del livello di riempimento (PB-530)
- > Regolazione della potenza graduale con il pratico regolatore di velocità
- > Assortimento di inserti perfettamente adattabili
- > Serbatoio grande per un riempimento semplice ed una facile pulizia (PB-530 e PB-520)
- > Programma di pulizia speciale per la manutenzione dei tubi (PB-530)
- > 24 mesi di garanzia

Ablatore piezoelettrico Proxeo Ultra PB-530



Costituito da:

- > Unità di controllo PB-530 con serbatoio del liquido di raffreddamento, alimentatore con regolatore di potenza e cavo di alimentazione da 1,8 m. Controllo al piede C-NW
- > Incl. chiave dinamometrica

Set Ems (filetto W&H, Ems e Mectron)

- > Manipolo PB-5 L. Inserti: 1U, 2U, 1P, 1I

Set Satelec (filetto W&H, Satelec e Nsk)

- > Manipolo PB-5 L S. Inserti: 1US, 2US, 1PS

Set Satelec

(filetto W&H, Satelec e Nsk)

REF 90000297

3.490,-

Set Ems

(filetto W&H, Ems e Mectron)

REF 90000257

3.490,-

Proxeo Ultra PB-520



Costituito da:

- > Unità di controllo PB-520 con serbatoio del liquido di raffreddamento, alimentatore con regolatore di potenza e cavo di alimentazione da 1,8 m
- > Controllo al piede C-NF
- > Incl. chiave dinamometrica

Set Ems (filetto W&H, Ems e Mectron)

- > Manipolo PB-5 L. Inserti: 1U, 2U, 1P

Set Satelec (filetto W&H, Satelec e Nsk)

- > Manipolo PB-5 L S. Inserti: 1US, 2US, 1PS

Set Satelec

(filetto W&H, Satelec e Nsk)

REF 90000296

2.220,-

Set Ems

(filetto W&H, Ems e Mectron)

REF 90000255

2.220,-

Proxeo Ultra PB-510



Costituito da:

- > Unità di controllo PB-510 con tubo e filtro del liquido di raffreddamento, alimentatore con regolatore di potenza e cavo di alimentazione da 1,8 m
- > Controllo al piede C-NF
- > Incl. chiave dinamometrica

Set Ems (filetto W&H, Ems e Mectron)

- > Manipolo PB-5 L. Inserti: 1U, 2U, 1P

Set Satelec (filetto W&H, Satelec e Nsk)

- > Manipolo PB-5 L S. Inserti: 1US, 2US, 1PS

Set Satelec

(filetto W&H, Satelec e Nsk)

REF 90000295

1.453,-

Set Ems

(filetto W&H, Ems e Mectron)

REF 90000253

1.453,-

Unità di controllo Proxeo Ultra



Unità di controllo PB-530 con serbatoio del liquido di raffreddamento, alimentatore con regolatore di potenza, cavo di alimentazione e cavo (connessione/ricarica) per C-NW
REF 30325000 2.550,-



Unità di controllo PB-520 con serbatoio del liquido di raffreddamento, alimentatore con regolatore di potenza e cavo di alimentazione
REF 30324000 2.285,-



Unità di controllo PB-510 con tubo e filtro del liquido di raffreddamento, alimentatore con regolatore di potenza e cavo di alimentazione
REF 30323000 1.229,-

Manipoli Proxeo Ultra



PB-5 L
(filetto W&H, Ems e Mectron)
REF 30326000 1.056,-



PB-5 L S
(filetto W&H, Satelec e Nsk)
REF 30328000 1.056,-



Accessori per manipoli Proxeo Ultra PB-5



Scovolino lungo
REF 00636901



8,20-

Accessori per Proxeo Ultra PB-530/PB-520



Serbatoio del liquido di raffreddamento
REF 07991190



Pompa
REF 08001660

264,-

111,-

Accessori per Proxeo Ultra PB-530/PB-520/PB-510



O-ring per raccordo del tubo
REF 02060203

3,50-

Accessori per Proxeo Ultra PB-520/PB-510



Controllo al piede C-NF
REF 04717300

129,-

Accessori per Proxeo Ultra PB-530



Controllo al piede C-NW
REF 30316000

527,-

Accessori per Proxeo Ultra PB-510



Tubo del liquido di raffreddamento
REF 05075600

20,-




Filtro liquido di raffreddamento
REF 02675000

23,10-

Accessori per Pyon 2



Comando a pedale C-NF completo
REF 04717300* **129,-**



Scovolino per ugelli lungo
REF 00636901 **8,20-**



Filtro liquido raffreddamento
REF 02675000* **23,10-**

* adatta anche per Pyon 1

Accessori per Pyon 2




Tubo liquido raffreddamento
REF 05075600* **20,-**



Guarnizione o-ring
REF 02060203* **3,50-**


Accessori per Tigon+




Manipolo LED
PA-1 LED
REF 06373900



1.148,-



Puntale LED incluso
cappuccio del manipolo
REF 06382900



301,-



**Serbatoio del liquido
di raffreddamento**
REF 05974000



537,-



Filtro liquido di raffreddamento
REF 02675000

23,10-

Accessori per Tigon+



Comando a pedale S-N1
REF 06382200

1.026,-



**Staffa per comando
a pedale S-N1**
REF 04653500



11,80-



Tubo del liquido di raffreddamento
REF 05075600

20,-

Note

Accessori per Tigon+



O-ring per
attacco del tubo
REF 02060203

3,50-



O-ring per serbatoio del
liquido di raffreddamento
REF 05417700

4,80-



Comando a pedale C-NF
REF 04717300

129,-



Scovolino
REF 00636901



8,20-

Inserti per profilassi



1U universale
con chiave dinamometrica

REF 05076200*

115,-

1US universale
con chiave dinamometrica

REF 07983820

115,-

- › Rimozione del tartaro subgingivale e sovragingivale su tutti i quadranti
- › Trattamento completo senza dover cambiare inserto



2U universale
con chiave dinamometrica

REF 05076300*

124,-

2US universale
con chiave dinamometrica

REF 07983830

124,-

- › Inserti 2U visibilmente più lunghi e sottili
- › Trattamento di pazienti Recall
- › Per una rifinitura precisa
- › Ablazione precisa di tartaro sovragingivale
- › Rimozione di placca

* adatta anche per Pyon 1

Inserti per profilassi



3U universale
con chiave dinamometrica

REF 05368200*

145,-

3US universale
con chiave dinamometrica

REF 07983850

145,-

- › Lievemente arrotondata, nonché estremamente sottile e corta
- › Ablazione precisa nella regione sovragingivale
- › Ideale come inserto di pulizia per gli spazi interdentali

Descrizione Inserto:

1U senza S o Q	1U per filetto W&H, Ems e Mectron
1US	1U per filetto W&H, Satelec e NSK

Inserti per parodontologia



Per il trattamento di supporto della parodontite (SPT),
il recall e la gestione del biofilm.



- › Rimozione di concrementi nell'area subgingivale
- › Soprattutto per il trattamento di tasche parodontali profonde



Parodontologia 1P
con chiave dinamometrica

REF 05370400*

163,-

Parodontologia 1 PS
con chiave dinamometrica

REF 07983860

163,-

* adatta anche per Pyon 1

Inserti per parodontologia



Per il trattamento di supporto della parodontite (SPT),
il recall e la gestione del biofilm.



- › Consigliata per il trattamento di mantenimento di tasche di profondità da media a elevata e forazioni



Parodontologia 3Pr
con chiave dinamometrica

REF 06364900

211,-



Parodontologia 3PI
con chiave dinamometrica

REF 06365000

211,-



Inserti per endodonzia

- › Rimozione di frammenti degli strumenti nel canale radicolare



Endodonzia 3E con chiave

REF 06368100



193,-

- › Rimozione di otturazioni e calcificazioni del canale radicolare



Endodonzia 6E con chiave

REF 07812500



193,-

Inserti per perimplantite



- › inserto per la pulizia degli impianti con chiave dinamometrica



Perimplantite 1I con chiave dinamometrica

REF 06364500



163,-

Set di inserti



Set di inserti universale

REF 05851800*



420,-

Comprende:

- › Inserti 1U, 3U, 1P (1 pz)
- › Chiave dinamometrica (3 pz)
- › Scheda degli inserti



Set di inserti per la pulizia dell'impianto (3x 1l)

REF 06370500



474,-

Comprende:

- › Inserti 1l/1lQ (3 pz)
- › Chiave dinamometrica (3 pz)

Accessori



TS-1



TW-1

TW-1: per inserti con filetto W&H, Ems e Mectron (ad es. 1U, 2U)

REF 04982800

47,60-

TS-1: per inserti con filetto W&H, Satelec e NSK (ad es. 1US, 2US)

REF 07984290

47,60-

Chiave dinamometrica



Ablatori ad aria

proxeo



Rapido, delicato, potente. L'ablatore ad aria con spray integrato e con due grandi conduttori luminosi è l'ideale per la rimozione meccanica di placca e tartaro, così come per la pulizia della superficie radicolare. Il risultato: benessere e consapevolezza notevolmente maggiori nei pazienti grazie a superfici dentali sane.

- > Regolazione continua
- > Grandi conduttori luminosi
- > Grande assortimento di inserti
- > Spray integrato
- > Livello di igiene di prima qualità
- > Set di adattatori W&H
- > 24 mesi di garanzia
(12 mesi di garanzia solo per ZE-55 BC/RM)



Ablatori ad aria Proxeo per attacco Roto Quick



ZA-55
REF 10035501



962,-

* Raccordi Roto Quick vedi pagina 56-58

Ablatori ad aria Proxeo per attacco Multiflex®



ZA-55 LM
REF 10035502



1.564,-



ZA-55 M
REF 10035503



962,-

Ablatori ad aria Proxeo per attacco fisso



ZE-55 BC
REF 11015500



522,-



ZE-55 RM
REF 11015501



522,-

Ablatore ad aria Proxeo per attacco Sirona®



ZA-55 LS
REF 30227000



1.564,-

INFO

Gli inserti per ablatori ad aria Proxeo non sono inclusi con l'acquisto dell'ablatore. È necessario acquistarli separatamente.

* Raccordo con luce LED

Inserti per ablatori ad aria Proxeo



Inserto 1AU

con carta per controllo inserti
REF 07159700



114,-



Inserto 2AU

con carta per controllo inserti
REF 07159800



114,-



Inserto 3AU

con carta per controllo inserti
REF 07159900



114,-



Inserto 1AP

con carta per controllo inserti
REF 07009100



130,-

Per la rimozione del tartaro, per uso universale, anche per superfici curve di molari con inclinazione linguale

Per frontali inferiori, superfici linguali e in caso di liste di tartaro spesse e dure, fortemente adese

Per la rimozione di placca in zona cervicale e per la rimozione di depositi di nicotina

Eliminazione di depositi subgingivali, adatto in particolare per tasche parodontali profonde

Inserti per ablatori ad aria Proxeo



Inserto 2APr

con carta per controllo inserti
REF 05254400



130,-



Inserto 2API

con carta per controllo inserti
REF 05153300



130,-



Inserto 3AP

con carta per controllo inserti
REF 05280200



173,-

Inserto con curvatura a destra per la rimozione di depositi subgingivali

Inserto con curvatura a sinistra per la rimozione di depositi subgingivali

Con rivestimento diamantato sull'apice dell'inserto adatto al debridement parodontale biforcazioni e concavità.

Accessori

per ablatori ad aria Proxeo



Chiave scambia punte
REF 07308100



75,50-



Chiave a forcella
SW4
REF 04510700



35,10-



Lampadina di ricambio
per Proxeo ZA-55 L
REF 04381200

76,50-



Chiave a brugola
per Proxeo ZA-55 L
REF 04273200



24,60-

Accessori

per ablatori ad aria Proxeo



Guarnizione
BC
REF 01000700
RM
REF 02207300



5,50-

7,-



Scovolino, lungo
REF 00636901



8,20-

Proxeo Twist Cordless PL-40 HW

Lucidatura senza fili



Costituito da:

- > Manipolo - motore PL-40 HW
- > CA sistema Latch Short PL-66 W
- > Controllo al piede senza fili C-NW
- > Caricabatterie con adattatore
- > Supporto manipolo

REF 90000346

1.818,-



Coppette per profilassi

Morbide / verde mela

Latch Short

100 pezzi

REF 08003630

60,50-



Coppette per profilassi

Rigide / Verde scuro

Latch Short

100 pezzi

REF 07597900

60,50-



Spazzolini per profilassi

Morbidi / Trasparenti

LatchShort

100 pezzi

REF 08003650

86,50-

Accessori

per Proxeo Twist Cordless



Manipolo motore PL-40 H (per testine monouso)

REF 07954780

1.408,-



Manipolo motore PL-40 HW (per CA)

REF 07947190

1.367,-



Coperchio per manipolo motore PL-40 H

REF 07918800

115,-



Sistema Doriot PL-44

REF 30098000

428,-



Sistema Screw-in Young PL-64

REF 30097000

520,-



Sistema LatchShort PL-66 W

REF 30096000

520,-

Accessori

per Proxeo Twist Cordless



Controllo al piede senza fili

REF 30316000

527,-



Supporto manipolo

REF 05882600

54,50,-



Astuccio per il trasporto

REF 08025020

438,-



Caricabatterie con adattatori

REF 07969610

150,-

Set Proxeo Combi



Costituito da:

- > Sistema di lucidatura cordless Proxeo Twist
 - > Manipolo-motore PL-40
 - > Controllo al piede C-NW
 - > Caricabatteria con adattatore
 - > Supporto manipolo
- > Unità di controllo PB-530 con serbatoio del liquido di raffreddamento
- > Alimentatore con regolatore di potenza
- > Cavo di alimentazione da 1,8 m.
- > Cavo (connessione/carica) per C-NW



Set PB-5 L

(Filetto W&H,
Ems e Mectron)
Manipolo PB-5 L
Inserti: 1U, 2U,
1P, 1I incl.
Chiave dinamometrica
REF 90000299
5.010,-



Set PB-5 L S

(Filetto W&H,
Satelec e NSK)
Manipolo PB-5 L S.
Inserti: 1US, 2US,
3US, 1PS, incl.
Chiave dinamometrica
REF 90000301
5.010,-

Contrangolo

proxeo^{TWIST}



Sistema di lucidatura LatchShort: la nuova generazione di sistemi di lucidatura con testina rotante. Nel trattamento dentale moderno, a livello professionale, la rimozione meccanica della placca e del biofilm è parte integrante della profilassi e della parodontologia.

Con il nuovo Proxeo Twist, W&H offre una soluzione compatta e facile da utilizzare per ogni vostra esigenza, per ogni fase del lavoro, pulizia, lucidatura o fluorurazione!

I vantaggi sono evidenti:

- > Accesso ottimale grazie all'altezza di lavoro inferiore
- > Migliore visibilità grazie alla testina più piccola
- > Pratico sistema di fissaggio a pulsante
- > Grande longevità grazie alla tenuta ermetica della testina
- > Velocità ideale per una lucidatura gentile ma efficiente
- > Pensato per una manutenzione facile e massima igiene
- > Termoisinfettabile e sterilizzabile

- senza luce
- senza spray
- termoisinfettabile
- sterilizzabile

Proxeo TWIST LatchShort



Per coppette e spazzolini per profilassi W&H

WP-66 W

REF 30189000

538,-

Coppette e spazzolini per profilassi



Morbide / Verde mela
LatchShort

Coppette per profilassi



100 pezzi REF 08003630

60,50-



Rigide / Verde scuro
LatchShort

Coppette per profilassi



100 pezzi REF 07597900

60,50-



Morbidi / Trasparenti
LatchShort

Spazzolini per profilassi




100 pezzi REF 08003650

86,50-

Contrangoli e manipoli

proxeo



La pulizia professionale dei denti è un metodo efficace, utile ad assicurare un sorriso radioso ai vostri pazienti. Proxeo W&H è la soluzione compatta e di facile impiego per tutto quello che serve: pulizia, lucidatura e fluorurazione!

Versione UNIVERSAL per tutti gli spazzolini e coppette standard Screw-in e Snap-on Versione YOUNG per coppette e spazzolini Young Screw-in e testine mono-uso sistema Doriot.

I vantaggi sono evidenti:

- > Lunga durata con sistema di sigillatura esclusivo
- > Ottima visibilità grazie alla testina di piccole dimensioni
- > Efficienza di trattamento grazie al design ergonomico
- > Velocità ottimali per una lucidatura e pulizia efficienti e non traumatiche
- > Pulizia e igiene semplificate
- > Termodisinfezzabile e sterilizzabile
- > 24 mesi di garanzia



Contrangoli Proxeo

per coppette e spazzolini screw-in



WP-64 MU
REF 10216443

4:1, contrangolo UNIVERSAL con adattatore Snap-on standard e chiave per tutte le coppette, gli spazzolini Screw-in

538,-



WP-64 M
REF 10216403

4:1, contrangolo YOUNG con chiave per coppette e spazzolini YOUNG Screw-in

538,-

Contrangolo Proxeo

per coppette e spazzolini con stelo da 2,35mm



WP-66 M
REF 30190000

4:1, contrangolo per tutte le coppette, gli spazzolini e per l'adattatore Snap-on con gambo da 2,35 mm

538,-

Note

Manipolo diritto Proxeo

per testine monouso



4:1, manipolo diritto per
testine monouso con
gambo in plastica, sistema Doriot

HP-44 M

REF 10114403

442,-

La guida chirurgica W&H

La guida chirurgica di W&H ti accompagna attraverso le singole fasi del trattamento in chirurgia orale e implantologia, dalla diagnosi, al trattamento, fino alla documentazione finale.

Le tecnologie digitali stanno rivoluzionando il trattamento odontoiatrico. Con l'integrazione ottimale di dispositivi, software e processi digitali, W&H supporta gli utenti nel rendere ogni fase del trattamento efficiente, sicura e orientata al paziente. I prodotti W&H lavorano in perfetta sinergia, sono interconnessi e si completano reciprocamente.





Implantmed PLUS II



La nuova generazione di Implantmed Plus II:

Un vero assistente digitale, capace di supportare l'implantologo in ogni fase del trattamento. Modularità, funzioni smart, ergonomia potenziata e connettività intelligente; Implantmed Plus II non è solo un aggiornamento, ma un salto generazionale: diventa la piattaforma di riferimento della chirurgia orale moderna, sempre connessa, sempre aggiornabile e completamente orientata al flusso di lavoro clinico.

- > Display touch da 7" ad alta definizione e interfaccia intuitiva
- > Funzione di scansione per i materiali utilizzati durante il trattamento
- > Connettività inclusa e gratuita alla piattaforma cloud ioDent
- > Modularità con Piezomed module Plus II
- > Light-guide intelligente
- > Personalizzabile: fino a 6 utenti ed infiniti protocolli
- > Connettibile con Ostell Beacon
- > Gamma di velocità sempre più ampia: 200-40.000 giri/min al motore
- > Esatta limitazione di torque: 5-80 Ncm
- > Funzioni di maschiatura meccanica e CCW integrate
- > 12 mesi di garanzia

Implantmed PLUS II

SI-2102

SI-2101

SI-2100



Implantmed Plus II SI-2102 (Scan-Edition)

REF 30506000

3.175,-

Implantmed Plus II SI-2101 (senza cavo)

REF 30505000

2.560,-

Implantmed Plus II SI-2100 (con cavo)

REF 30504000

2.560,-

Implantmed PLUS II



Implantmed Plus II Scan-Edition

Comprende:

- > REF 30506000 Unità di controllo SI-2102 con funzione di scansione
- > REF 30281000 Micromotore EM-19 LC a luce e cavo di 1.8 m con 5 clip
- > REF 30495001 Controllo a pedale wireless S-NW3
- > Stativo
- > Supporto universale
- > Cavo di alimentazione
- > REF 04363600 Deflussori per irrigazione monouso (6 pcs.)

REF 90000420

6.790,-

Implantmed PLUS II



Implantmed Plus II "senza cavo"

Comprende:

- > REF 30505000 Unità di controllo SI-2101
- > REF 30281000 Micromotore EM-19 LC a luce e cavo di 1.8 m con 5 clip
- > REF 30495001 Controllo a pedale wireless S-NW3
- > Stativo
- > Supporto universale
- > Cavo di alimentazione
- > REF 04363600 Deflussori per irrigazione monouso (6 pcs.)

REF 90000419

6.190,-

Accessori

per Implantmed PLUS II



Comando a pedale S-NW3

Senza cavo (compatibile con
SI-2102 e SI-2101)

REF 30495001

1.082,-



Comando a pedale S-N3

Con cavo (compatibile con
SI-2100)

REF 30497000

1.082,-



EM-19 LC motore

(con connessione elettrica)

con cavo da 1,8 metri
incl. 5 pinze per tubo

REF 30281000

3.145,-



Supporto motore/manipolo

REF 07721800


59,-



Stativo

REF 04005900

38,70-



Pinze per tubo, 5 pz


per Elcomed SA-310, Implantmed Plus e
Implantmed Classic

REF 06290600

13,10-

Accessori

per Implantmed PLUS II




Set tubi irrigazione monouso

6 pz, 2,2 m, per motore con
cavo da 1,8 m

REF 04363600

64,50-



Set tubi irrigazione sterilizzabili

2,2 m, per motore con
cavo da 1,8 m

REF 04719400

137,-



Cassetta di sterilizzazione

REF 04013500

206,-



Piezomed module Plus II



Nuovo Piezomed module Plus II:

L'unico sistema che offre in un unico dispositivo, chirurgia orale, implantologia e piezochirurgia.

- > Riconoscimento automatico dell'inserto
- > LED+ innovativo
- > Estremamente potente e rapido
- > Potenza di taglio migliorata
- > Raffreddamento efficace
- > Pulizia perfetta
- > 12 mesi di garanzia

Piezomed module Plus II SP-210 M



Piezomed module Plus II

Comprende:

- > REF 30507000 Modulo SP-210 M
- > REF 30392000 Manipolo SA-40 L con luce e cavo di 1.8 m con 5 clip
- > Stativo
- > Supporto universale
- > Chiave dinamometrica
- > Cavo di alimentazione
- > REF 08072750 Deflussori per irrigazione monouso con valvola a Y (6 pcs.)

REF 90000421

6.645,-

Accessori

per Piezomed module Plus II



Piezomed module Plus II

SP-210 M
REF 30507000

4.550,-



Manipolo per Piezomed Plus SA-40 L

Cavo da 1,8 m, Luce LED+,
rilevazione automatica dell'inserito,
scambiatore di inserti

SA- 40 L (1.8 m)
REF 30392000

2.275,-



Cassetta di sterilizzazione

per Piezo
REF 07172900

347,-



Manipolo per Piezomed Classic SA-40

Cavo da 1,8 m, senza luce, senza
rilevazione automatica dell'inserito,
scambiatore di inserti

SA- 40 (1.8 m)
REF 30408000

1.869,-

Accessori

per Piezomed module Plus II



Chiave dinamometrica

REF 06276700

149,-



Supporto universale

REF 07721800

59,-



Stativo

REF 08067690

37,40-



Tubi di irrigazione sterili con scambiatore a Y (2 vie)

2,2 m (6 pezzi)

REF 08072750

108,-



Pinze per tubo, 5 pz

per manipolo Piezomed
REF 08046870

12,30-



Implantmed PLUS SI-1023

implantmed PLUS



Implantmed Plus: semplicemente perfetto!

Semplice come sempre, ma potente e versatile come mai.

- > Gamma di velocità sempre più ampia: 200-40.000 giri/min al motore
- > Esatta limitazione di torque: 5-80 Ncm
- > Funzioni di maschiatura meccanica e CCW integrate
- > Luce continua anche a bassi giri (con motore EM-19 LC)
- > Motore con cavo leggero, disinfettabile e sterilizzabile
- > Touchscreen colorato ed intuitivo
- > Pompa peristaltica di nuova concezione, più facile e sicura
- > Funzione di documentazione con chiavetta Usb
- > Personalizzabile: fino a 6 utenti ed infiniti protocolli!
- > Accessoriabile con pedale Wireless
- > Connettibile con Osstell Beacon
- > 24 mesi di garanzia

Implantmed PLUS SI-1023



Implantmed, composto da:

- > Unità di controllo (230 V)
- > Motore con cavo da 1,8 m completo
- > Incl. 5 pinze per tubo
- > Comando a pedale S-N2 / S-NW
- > Stativo
- > Supporto universale
- > Cavo di alimentazione
- > Set tubi di irrigazione monouso (3x)



Kit Implantmed PLUS SI-1023



**Comando a pedale S-N2,
motore senza connessione elettrica**
REF 90000163

4.980,-



**Comando a pedale S-N2,
motore con connessione elettrica**
REF 90000165

5.835,-



**Senza comando a pedale
incl. dongle CAN (ricevitore),
motore senza connessione elettrica**
REF 90000171

4.500,-

Accessori

per Implantmed PLUS SI-1023



Comando a pedale S-N2
cavo 3,5 metri
REF 30285000

1.104,-



EM-19 motore
(Senza connessione elettrica)
con cavo da 1,8 metri
incl. 5 pinze per tubo
REF 30185000

2.185,-



EM-19 LC motore
(con connessione elettrica)
con cavo da 1,8 metri
incl. 5 pinze per tubo
REF 30281000

3.145,-



Comando a pedale S-NW
con dongle CAN (ricevitore)
REF 30264000

1.769,-



EM-19 LC motore
(con connessione elettrica)
con cavo da 3,5 metri
incl. 10 pinze per tubo
REF 30281001

3.520,-



Accessori

per Implantmed PLUS SI-1023



Sonda di misurazione

per Osstell SI-SQ
REF 07721100

782,-



TestPeg

REF 07982720

80,-




Attacco SmartPeg 1 pezzo

REF 07460300

39,-

Accessori

per Implantmed PLUS SI-1023



Stativo

REF 04005900




38,70-



Dongle CAN (ricevitore)

REF 07759700

419,-



Supporto motore/manipolo

REF 07721800



59,-




Modulo Piezochirurgico



piezomed
module

Modulo Piezomed: l'unico sistema che offre in un unico dispositivo, chirurgia orale, implantologia e piezochirurgia.

- > Riconoscimento automatico dell'inserto
- > LED+ innovativo
- > Estremamente potente e rapido
- > Potenza di taglio migliorata
- > Raffreddamento efficace
- > Pulizia perfetta
- > **12 mesi di garanzia**



con luce LED+

Modulo Piezomed Plus



Modulo Piezomed Plus SA-435 M

- > Modulo piezo
- > Potenza 24W
- > Manipolo luce LED+ SA-40 L con cavo da 1,8m
- > Supporto per manipoli
- > Cavo e alimentatore di corrente
- > Scambiatore di inserti
- > 6 deflussori sterili

SA-435 M

con cavo da 1,8 m
REF 90000350 **7.010,-**

SA-435 M

con cavo da 3,5 m
REF 90000351 **7.200,-**



Accessori

per Modulo Piezomed



Cavo da 1,8 m
Luce LED+
Rilevazione automatica dell'inserto
Scambiatore di inserti



Manipolo per Piezomed Plus SA-40 L

REF 30392000

2.230,-



Cavo da 3,5 m
Luce LED+
Rilevazione automatica dell'inserto
Scambiatore di inserti



Manipolo per Piezomed Plus SA-40 L

REF 30392001

2.450,-



Cavo da 1,8 m
Senza luce
Scambiatore di inserti



Manipolo per Piezomed Classic SA-40

REF 30408000

1.832,-

Accessori

per Modulo Piezomed



Tubi di irrigazione sterili

con scambiatore a Y (2 vie)

2,2 m (6 pezzi)

REF 08072750

108,-

3,5 m (6 pezzi)

REF 08041710

125,-



Implantmed CLASSIC SI-923



implantmed CLASSIC

Implantmed: Il vostro partner affidabile

- > Semplicità di impiego
- > Micromotore potente con torque di 5,5 Ncm sterilizzabile e disinfettabile
- > Ampia gamma di velocità: 300 – 40.000 giri/min al motore
- > Esatta limitazione di torque: 5 – 70 Ncm
- > Funzione integrata di maschiatura meccanica
- > 12 mesi di garanzia

Implantmed CLASSIC SI-923



Implantmed, composto da:

- > Unità di controllo (230 V)
- > Motore EM-19 con cavo da 1,8 m completo
- > Incl. 5 pinze per tubo
- > Comando a pedale S-N2
- > Stativo
- > Supporto motore
- > Cavo di alimentazione
- > Set tubi di irrigazione monouso (3x)

SI-923 (230 V)

REF 90000161

4.530,-



Accessori

per Implantmed CLASSIC SI-923



EM-19 motore

(Senza connessione elettrica)
con cavo da 1,8 metri
incl. 5 pinze per tubo
REF 30185000



2.185,-




Comando a pedale S-N2

cavo da 3,5 metri
Per Implantmed SI-1023 e
Implantmed SI-923 Classic
REF 30285000

1.104,-

Accessori

per Implantmed ed Elcomed




Supporto motore/manipolo

(Elcomed SA-310,
Implantmed SI-923 2011)
REF 06177800



60,-



Motore con cavo

da 1,8 m
incl. 5 pinze per tubo
solo per Implantmed SI-923 2011
REF 06631600




1.780,-

solo per SI-923 2006
REF 04720000

1.780,-

Accessori

per Implantmed ed Elcomed



Tubi irrigazione monouso

10 pz, 2,2 m
per Implantmed SI-923 & SI-95
REF 00929300




64,50-

10 pz, 3,8 m
solo per Implantmed SI-95
REF 00929400



77,-



Pinze per tubo, 5 pz
per Elcomed SA-310
REF 06290600



13,10-

Pinze per tubo, 5 pz
per Implantmed SI-923
REF 04019000



12,80-



Comandi a pedale

per Implantmed ed Elcomed



Comando a pedale S-N1
solo per Elcomed SA-310 e
Implantmed SI-923 2011
REF 06202400

1.047,-



Comando a pedale variabile S-NU
solo per Implantmed SI-923 2006
REF 04785700

563,-

solo per Implantmed SI-923 2006
REF 05046200

1.047,-



Comando a pedale S-NW 
con dongle SPI
solo per Implantmed SI-923 2011,
Elcomed SA-310 e Piezomed SA-320
REF 30264001

1.969,-



Comando a pedale S-N2
cavo da 3,5 metri
Per Implantmed SI-1023 e
Implantmed SI-923 Classic
REF 30285000

1.104,-

Accessori


per Implantmed ed Elcomed



Cassetta per sterilizzare
REF 04013500



310,-



Stativo
REF 04005900



38,70,-




Dongle SPI
solo per Implantmed SI-923 2011,
Elcomed SA-310 e Piezomed SA-320
REF 07795800

621,-



Accessori

per Implantmed ed Elcomed SA-310




Set tubi irrigazione sterilizzabili

2,2 m,
per motore con cavo da 1,8 m
REF 04719400



137,-



Set tubi irrigazione monouso

6 pz, 2,2 m,
per motore con cavo da 1,8 m
REF 04363600




97,-

Set tubi irrigazione monouso

6 pz, 3,8 m,
per motore con cavo da 3,5 m
REF 04364100



115,-



Fusibile T1, 25AH

solo per Implantmed SI-923 2011
REF 06661800

5,70-



Dispositivo antitorsione


solo per Implantmed SI-923 2011
REF 04006800



13,10-

Accessori

per Implantmed ed Elcomed SA-310



Tubi irrigazione monouso

(10 pz, 2,2 m)
REF 00929300


64,50-

(10 pz, 3,8 m)
REF 00929400


77,-

**Accessori**

per Elcomed SA-200

**Set tubi di irrigazione**


sterilizzabili, 2,2 m,
per motore con cavo da 1,8 m
REF 04976700

**137,-****Set tubi di irrigazione**

monouso, 6 set / conf.,
per motore con cavo da 1,8 m
REF 04365300

**97,-****Set tubi di irrigazione**


monouso, 6 set / conf.,
per motore con cavo da 3,5 m
REF 04365100

**115,-****Monouso raccordo a Y**

4 pz, 2,2 m
REF 04366300

**43,20-****Accessori**


per Elcomed SA-310

**Motore con cavo**

da 1,8 m e 5 pinze per tubo
REF 05513400

**1.970,-****Motore con cavo**

da 3,5 m e 10 pinze per tubo
REF 06205800

**2.140,-****Fusibile**

250 V – T1,6AH
REF 06352200

6,-

Piezomed

piezomed



Piezomed facilita il lavoro del chirurgo: grazie all'innovativa tecnologia a ultrasuoni, viene trattata con grande precisione solo la sostanza ossea.

Il tessuto molle circostante non viene intaccato. Un notevole sollievo anche per il paziente: meno dolore e pronta guarigione!

- > Riconoscimento automatico degli inserti
- > LED-ring innovativo
- > Estremamente potente e rapido
- > Migliore precisione di taglio
- > Efficiente raffreddamento
- > Pulizia perfetta
- > 12 mesi di garanzia

**Piezomed**

Piezomed, composto da:

- > Unità di controllo (100 – 130 V / 220 – 240 V)
- > Comando a pedale SN-1 / S-NW
- > Manipolo con cavo da 1,8 metri o manipolo con cavo da 3,5 metri
- > Kit tubi spray
- > Cavo di alimentazione
- > Supporto motore
- > Stativo
- > Chiave dinamometrica
- > Cassetta di sterilizzazione
- > Kit di inserti "Bone"

SA-320

**SA-320 motore
con cavo da 1,8 metri con
comando a pedale S-N1**

REF 30078000



**motore con cavo da 1,8 metri
senza comando a pedale,
senza kit di inserti, senza
cassetta di sterilizzazione**

REF 30078003

11.075,-

8.490,-



Accessori per Piezomed



Manipolo con cavo

da 1,8 metri incl. 5 pinze per tubo
REF 06985000 **3.260,-**



Manipolo con cavo

da 3,5 metri incl. 10 pinze per tubo
REF 07159200 **3.460,-**



Comando a pedale S-NW

con dongle SPI
REF 30264001 **1.969,-**



Comando a pedale S-N1

REF 07004400 **1.029,-**


Staffa per controllo al piede SN-1

REF 04653500 **11,80-**



Dongle SPI (Implantmed SI-923 (REF 16929000), SI-915, Elcomed SA-310, Piezomed SA-320)
REF 07795800 **621,-**

Accessori per Piezomed




Set tubi irrigazione

monouso, 6 pz, 2,2 m,
per motore con cavo da 1,8 m
REF 04363600 **97,-**



Set tubi irrigazione

monouso, 6 pz, 3,8 m,
per motore con cavo da 3,5 m
REF 04364100 **115,-**




Set tubi di irrigazione sterilizzabili

2,2 m
REF 04719400 **137,-**



Attacco del LED

REF 06205600 **347,-**



Pinze per tubo 5 pz

REF 06290600 **13,10-**






Accessori per Piezomed



Scovolino
REF 00636901



8,20,-



Fusibile T1,25AH
REF 06661800


5,70,-



Cassetta di sterilizzazione
REF 07172900



347,-




Supporto motore
REF 06177800



60,-

Accessori per Piezomed



Stativo
REF 04005900



38,70,-



Kit inserti per Piezomed



Chiave dinamometrica
REF 06276700



149,-



Contenitore
per la conservazione
degli inserti
REF 07134900



122,-



Kit di inserti "Bone"

composto da inserti:
B1, B2R, B2L, B3, B4, B5
REF 07173100



1.630,-

Kit inserti per Piezomed



Kit di inserti "Paro"

composto da inserti:
P1, P2RD, P2LD
REF 07173400



719,-



Kit di inserti "Extraction"

composto da inserti: EX1, EX2
REF 07173500



504,-



Kit di inserti "Special"

composto da inserti:
S1, S2, S3, S4, S5
REF 07173200



1.145,-



Kit di inserti "Endo"

composto da inserti:
R1D, R2RD, R2LD, R3D, R4RD, R4LD
REF 07173300



1.279,-



Kit di inserti "Implant/Crestal A"

composto da inserti:
I1, I2A, I3A, I4A, Z25P, Z35P
REF 07997090



2.240,-



Kit di inserti "Implant/Crestal P"

composto da inserti:
I1, I2P, I3P, I4P, Z25P, Z35P
REF 07997110



2.240,-



Inserti per Piezomed



Inserto B1
REF 05530100



292,-

Sega per il taglio dell'osso.



Inserto B2R
REF 06958600



292,-

Sega per il taglio dell'osso.



Inserto B2L
REF 05544400



292,-

Sega per il taglio dell'osso.



Inserto B3
REF 05542100



254,-

Inserto per raccolta/raschiamento e modulazione dell'osso.

Inserti per Piezomed



Inserto B4
REF 05543800



254,-

Inserto per l'incisione e il taglio dell'osso.



Inserto B5
REF 05534500



254,-

Inserto per raccolta/raschiamento e modulazione dell'osso.



Inserto B6
REF 07022500



331,-

Sega per il taglio dell'osso e del tessuto duro dentale.



Inserto B7
REF 07022600



331,-

Sega per il taglio dell'osso e del tessuto duro dentale.



Inserti per Piezomed



Inserto S1
REF 05542900



254,-

Inserto diamantato per la lavorazione dell'osso e l'estensione del bordo della corona.



Inserto S2
REF 05534700



254,-

Inserto diamantato per la lavorazione dell'osso e l'estensione del bordo della corona.



Inserto S3
REF 05508200



212,-

Inserto con tre uscite spray per la separazione non traumatica della membrana del seno.



Inserto S4
REF 05542300



212,-

Inserto per la separazione non traumatica della membrana del seno.

Inserti per Piezomed



Inserto S5
REF 05542800



212,-

Inserto per la separazione non traumatica della membrana del seno.



Inserto R1D
REF 05975200



212,-

Inserto di precisione diamantato per la preparazione retrograda del canale radicolare.



Inserto R2RD
REF 05991000



212,-

Inserto di precisione diamantato per la preparazione retrograda del canale radicolare.



Inserto R2LD
REF 05999400



212,-

Inserto di precisione diamantato per la preparazione retrograda del canale radicolare.



Inserti per Piezomed



Inserto R3D
REF 05998800



212,-

Inserto di precisione diamantato per la preparazione retrograda del canale radicolare.



Inserto R4RD
REF 06005000



212,-

Inserto di precisione diamantato per la preparazione retrograda del canale radicolare.



Inserto R4LD
REF 06004700



212,-

Inserto di precisione diamantato per la preparazione retrograda del canale radicolare.



Inserto P1
REF 06067700



212,-

Inserto per l'eliminazione di depositi subgingivali, adatto in particolare per tasche parodontali profonde.

Inserti per Piezomed



Inserto P2RD
REF 06061700



254,-

Inserto con rivestimento diamantato e curvatura a destra per il debridement parodontale. Consigliato per il trattamento di mantenimento di tasche di profondità da media a elevata e forcazioni.



Inserto P2LD
REF 06061800



254,-

Inserto con rivestimento diamantato e curvatura a sinistra per il debridement parodontale. Consigliato per il trattamento di mantenimento di tasche di profondità da media a elevata e forcazioni.



Inserto EX1
REF 06069300



254,-

Inserto tagliente per la separazione del parodonto per un'estrazione non traumatica dal tessuto duro.



Inserto EX2
REF 06071100



254,-

Inserto tagliente per la separazione del parodonto per un'estrazione non traumatica dal tessuto duro.



Inserti per Piezomed



Inserto I1
REF 07786800



282,-

Inserto diamantato con indicatori di profondità per la preparazione pilota con allineamento assiale corretto.



Inserto I2A
REF 07797800



486,-

Inserto per la preparazione graduale della sede dell'impianto (da 2 a 3 mm) fino alla profondità desiderata.
A = regione anteriore



Inserto I2P
REF 07788800



486,-

Inserto per la preparazione graduale della sede dell'impianto (da 2 a 3 mm) fino alla profondità desiderata.
P = regione posteriore

Inserti per Piezomed



Inserto I3A
REF 07885600



504,-

Inserto per la preparazione graduale della sede dell'impianto (da 2 a 3 mm) fino alla profondità desiderata.
A = regione anteriore



Inserto I3P
REF 07887000



504,-

Inserto per la preparazione graduale della sede dell'impianto (da 2 a 3 mm) fino alla profondità desiderata.
P = regione posteriore



Inserto I4A
REF 07889400



524,-

Inserto per la preparazione della sede dell'impianto (4 mm) fino alla profondità desiderata.
A = regione anteriore



Inserto I4P
REF 07889500



524,-

Inserto per la preparazione della sede dell'impianto (4 mm) fino alla profondità desiderata.
P = regione posteriore



Inserti

per Piezomed



Inserto Z25P
REF 07785600



317,-

Inserto diamantato per l'estensione del foro pilota (fino a un diametro di 2,5 mm) nell'area corticale.

Dotato di fornitura di liquido di raffreddamento interna per la preparazione della base del seno e per il sollevamento della membrana di Schneider mediante fluido di raffreddamento.



Inserto Z35P
07980600



337,-

Inserto diamantato per l'estensione del foro pilota (fino a un diametro di 3,5 mm) nell'area corticale.

Dotato di fornitura di liquido di raffreddamento interna per la preparazione della base del seno e per il sollevamento della membrana di Schneider mediante fluido di raffreddamento.

Note



Overview

Inseri Piezomed e Kit

Bone

chirurgia ossea

Tipo	B1	B2R/B2L	B3	B4	B5	B6**	B7***
Gruppo							
Potenza ideale (Classic) [%]	100	80	45	100	45	100	100
Potenza ideale (Plus) [%]	85	60	35	85	35	85	85
Raffreddamento [%]	100	100	10	100	10	100	100

Endo

endodonzia
retrograda

Tipo	R1D	R2RD/R2LD	R3D	R4RD/R4LD
Gruppo				
Potenza ideale (Classic) [%]	90	90	90	100
Potenza ideale (Plus) [%]	90	90	90	100
Raffreddamento [%]	50	50	50	50

EX

estrazione

Tipo	EX1	EX2
Gruppo		
Potenza ideale (Classic) [%]	100	100
Potenza ideale (Plus) [%]	85	85
Raffreddamento [%]	100	100

Special

rialzo seno
mascellare per
via laterale

Tipo	S1	S2	S3	S4	S5
Gruppo					
Potenza ideale (Classic) [%]	100	45	100	80	80
Potenza ideale (Plus) [%]	85	35	100	80	80
Raffreddamento [%]	100	100	90	90	90

Implant/ Crestal/ Anterior (A)*/ Posterior (P)*

preparazione del sito
implantare/rialzo del seno
mascellare per via crestale

Tipo	I1	Z25P	I2A/I2P	Z35P	I3A/I3P	I4A/I4P
Gruppo						
Potenza ideale (Classic) [%]	45	100	100	100	100	100
Potenza ideale (Plus) [%]	35	85	85	85	85	85
Raffreddamento [%]	100	35	100	35	100	100

Paro

Parodontologia

Tipo	P1	P2RD/P2LD
Gruppo		
Potenza ideale (Classic) [%]	80	80
Potenza ideale (Plus) [%]	80	80
Raffreddamento [%]	90	90

* Marcatura della profondità: punta da 4 mm fino al primo anello di marcatura, 2 mm tra le marcature

** Spessore lama da taglio: 0,25 mm, profondità di taglio: 8 mm

*** Spessore lama da taglio: 0,30 mm, profondità di taglio: 10 mm



Guida rapida


Inseri Piezomed



Rialzo del seno mascellare per via crestale




Rialzo del seno mascellare per via laterale




Preparazione del sito implantare




Espansione della cresta ossea



Estrazione




Prelievo innesto osseo a blocco



Prelievo innesto osseo particolato/rimodellamento osseo




Endodonzia



Osteotomia vicino ai nervi



Corticotomia



Chirurgia parodontale



Preparazione della corona





Contrangoli e manipoli per chirurgia

Solo per Implantmed PLUS
con motore EM-19 LC



con Mini LED+
e connessione
elettrica



Manipoli e contrangoli per chirurgia con MINI LED+ e connessione elettrica

- > Compatibilità con Implantmed PLUS SI-1023
- > Illuminazione ottimale in tutte le fasi del lavoro
- > Luce continua
- > Lavoro senza fatica grazie all'equilibrio ergonomico
- > Robustezza e lunga durata grazie all'acciaio inossidabile di alta qualità con rivestimento antigraffio
- > Qualità diurna della luce durante gli interventi
- > Percezione naturale delle tonalità del rosso
- > Smontabile per una pulizia profonda
- > Termoisinfettabile e sterilizzabile
- > Da utilizzare esclusivamente con i motori elettrici EM-19 ed EM-19 LC
- > 24 mesi di garanzia

led+ con luce LED+



spray esterno



termoisinfettabile



sterilizzabile

Contrangoli per chirurgia

Solo per Implantmed PLUS SI-1023 con motore EM-19 LC



WS-75 L

REF 30033000

1.766,-

20:1, sistema di serraggio con esagono di trascinamento, bloccaggio a pulsante, per frese e strumenti chirurgici con gambo CA Ø 2,35 mm (durezza gambo >50 HRC, >520 HV), raffreddamento interno sistema Kirschner/Meyer



WS-56 L

REF 30040000

1.629,-

1:1, bloccaggio a pulsante, per frese e strumenti chirurgici con gambo CA Ø 2,35 mm

Contrangoli per chirurgia

Solo per Implantmed PLUS SI-1023 con motore EM-19 LC



WS-91 L

REF 30049000

1.629,-

1:2.7, testina a 45°, spray triplo,
bloccaggio a pulsante,
per frese e strumenti chirurgici
con gambo FG Ø 1,6 mm



WS-92 L

REF 30043000

1.629,-

1:2.7, spray triplo,
bloccaggio a pulsante,
per frese e strumenti chirurgici
con gambo FG Ø 1,6 mm



Contrangoli per chirurgia

Solo per Implantmed PLUS SI-1023 con motore EM-19 LC



S-11 L

REF 30058000

1.753,-

1:1, manipoło diritto,
bloccaggio a levetta,
per frese e strumenti chirurgici
Ø 2,35 mm (anche sistema Stryker)



Contrangoli e manipoli per chirurgia



con e senza
Mini LED+



Manipoli e contrangoli per chirurgia con e senza Mini-LED+

I manipoli e i contrangoli chirurgici di W&H sono stati sviluppati appositamente per la chirurgia orale, stomatologica e facciale e per l'implantologia. Il prezioso acciaio inossidabile, con rivestimento antigraffio, li rende particolarmente robusti.

- > Ergonomia ottimale per lavorare senza fatica
- > Longevità e robustezza grazie al prezioso acciaio inossidabile e al rivestimento antigraffio (eccetto WI-75 E/KM)
- > Strumento completamente smontabile per una pulizia profonda (eccetto WI-75 E/KM)
- > Raccordo: ISO 3964 (DIN 13.940)
- > 12 mesi di garanzia

Manipoli e contrangoli per chirurgia con Mini-LED+

- > Qualità diurna della luce durante gli interventi
- > Percezione naturale delle tonalità del rosso
- > Alimentazione indipendente grazie ad un generatore integrato



Contrangoli per chirurgia Smontabile



WS-75 L G
REF 30032000

led+
1.954,-

WS-75
REF 30065000

1.650,-

20:1, sistema di serraggio con esagono di trascinamento, bloccaggio a pulsante, per frese e strumenti chirurgici con gambo CA Ø 2,35 mm (durezza gambo >50 HRC, >520 HV), raffreddamento interno sistema Kirschner/Meyer



WS-56 L G
REF 30039000

led+
1.820,-

WS-56
REF 30038000

1.419,-

1:1, bloccaggio a pulsante, per frese e strumenti chirurgici con gambo CA Ø 2,35 mm



Contrangoli per chirurgia

Smontabile



WS-91 L G
REF 30048000



1.820,-

WS-91
REF 30047000



1.511,-

1:2,7, testina a 45°, spray triplo, bloccaggio a pulsante, per frese e strumenti chirurgici con gambo FG Ø 1,6 mm



WS-92 L G
REF 30042000



1.820,-

WS-92
REF 30041000



1.511,-

1:2,7, spray triplo, bloccaggio a pulsante, per frese e strumenti chirurgici con gambo FG Ø 1,6 mm

Contrangoli per chirurgia

Non smontabile



WI-75 E/KM
REF 10207550



1.314,-

20:1, sistema di serraggio con esagono di trascinamento, bloccaggio a pulsante, per frese e strumenti chirurgici con gambo CA Ø 2,35 mm (durezza gambo >50 HRC, >520 HV), raffreddamento interno sistema Kirschner/Meyer

Accessori

per contrangoli implantologia



Clip spray nero con supporto tubo esterno sistema di raffreddamento Kirschner/Meyer. Per WI-75 E/KM e WS-75 E/KM

3 pz
REF 04757100



63,50-



Clip spray nero senza supporto tubo esterno. Per WI-75 E/KM e WS-75 E/KM

3 pz
REF 05051000



63,50-



Accessori

per contrangoli chirurgia

Clip spray verde

con supporto tubo esterno
sistema di raffreddamento
Kirschner/Meyer



per WS-75, WS-75 L, WS-75 LG,
WS-56 LG, WS-56, WS-56 L

3 pz, per
posizionamento a sinistra
REF 06946300



62,-

3 pz, per
posizionamento a destra
REF 06948300



62,-

Clip spray verde

senza supporto tubo esterno



per WS-75, WS-75 LG, WS-75 L,
WS-56 LG, WS-56, WS-56 L

3 pz, per
posizionamento a sinistra
REF 06948400



62,-


3 pz, per
posizionamento a destra
REF 06949500



62,-

Accessori

per contrangoli chirurgia



Conduttura liquido di
raffreddamento interno frese

REF 02610500



34,30-




Scovolino corto

REF 02015101



6,80-



Raccordo a Y

3 pz
REF 06016400



61,-



Manipolo per chirurgia SZ-75 Zygoma



Manipolo chirurgico SZ-75 specifico per impianti zigomatici Unico, semplice e sicuro!

- > Unico: attualmente il solo esistente con le sue caratteristiche nel campo degli impianti zigomatici
- > Facile accesso alla sede del trattamento: l'angolazione del manipolo consente un accesso ottimale alle zone difficili da raggiungere dell'osso zigomatico durante l'intervento
- > Sistema di bloccaggio speciale con esagono integrato: l'unico manipolo 20:1 al mondo con sistema di bloccaggio del contrangolo che garantisce sicurezza e concentrazione sul paziente
- > Lavoro senza fatica: il design ergonomico del manipolo garantisce trattamenti di lunga durata senza fatica
- > Raffreddamento efficiente: l'uscita spray si trova vicino all'area di trattamento e garantisce un raffreddamento efficiente del sito operativo
- > 12 mesi di garanzia



senza luce



termodisinfezzabile



sterilizzabile

Manipolo per chirurgia SZ-75 Zygoma



SZ-75
REF 30095000



1.973,-

20:1, manipolo angolato, smontabile, per frese e strumenti chirurgici con gambo CA Ø 2,35 mm, spray esterno, velocità massima 50.000 min⁻¹



Manipoli per chirurgia

**S-11 L G**

REF 30057000

**1.944,-****S-11**

REF 30056000

**1.263,-****S-15**

REF 30060000

**1.479,-****S-16**

REF 30411000

**1.862,-**

1:1, manipolo diritto,
bloccaggio a levetta,
per frese e strumenti chirurgici
Ø 2,35 mm (anche sistema Stryker)

1:1, manipolo diritto,
bloccaggio a levetta,
per frese e strumenti chirurgici
Ø 2,35 mm (anche sistema Stryker)

1:2, manipolo angolato, smontabile, per
frese e strumenti chirurgici Ø 2,35 mm
lunghezza massima 45 mm, spray
esterno, velocità massima 40.000 min⁻¹

Manipoli per chirurgia

**S-9 L G**

REF 30054000

**2.100,-****S-9**

REF 30053000

**1.635,-****S-10**

REF 30059000

**1.879,-****S-12**

REF 30061000

**1.879,-**

1:1, manipolo angolato, sottile,
bloccaggio a levetta,
per frese e strumenti chirurgici
Ø 2,35 mm (anche sistema Stryker)

1:1, manipolo angolato, sottile,
bloccaggio a levetta, per frese
e strumenti chirurgici Ø 2,35 mm
lunghezza massima 70 mm

1:2, manipolo angolato, sottile,
bloccaggio a levetta, per frese
e strumenti chirurgici Ø 2,35 mm
lunghezza massima 70 mm



Accessori

per manipoli chirurgici




Conduttura liquido di raffreddamento, regolabile per S-9, S-9 LG, S-11, S-11 LG e S-16
REF 06879500 **38,-**



Conduttura liquido di raffreddamento, regolabile per S-10, S-12
REF 06903200 **38,-**



Conduttura liquido di raffreddamento, regolabile per S-15
REF 07226900 **76,50-**



Scovolino, lungo
REF 00636901 **8,20-**



Accessori

per manipoli chirurgici



Conduttura liquido di raffreddamento, regolabile per SZ-75
REF 08030410 **118,-**





Manipoli per seghe chirurgiche



Lavorare in tutte le direzioni: i manipoli per seghe chirurgiche S-8 R, S-8 S e S-8 O sono la soluzione perfetta e di lunga durata per osteotomie o prelievi ossei con movimenti sagittali, oscillanti o reciprocati.

- > Completamente in acciaio inossidabile
- > Vibrazioni minime, silenziosi
- > Ampio assortimento di seghe chirurgiche
- > Elevata frequenza di taglio per un'efficienza ottimale
- > Completamente smontabile
- > 12 mesi di garanzia

-  reciprocati
-  oscillanti
-  sagittali
-  senza luce
-  spray esterno
-  termodisinfettabile
-  sterilizzabile

Manipoli per seghe chirurgiche



S-8 R
per seghe reciprocati
REF 10100801



1.929,-



S-8 O
per seghe oscillanti
REF 10100802



2.395,-



S-8 S
per seghe sagittali
REF 10100803



2.240,-

INFO

Le seghe chirurgiche non sono incluse con l'acquisto del manipolo. È necessario acquistarle separatamente.



Seghe chirurgiche



Sega reciprocante

allicciata, direzione di taglio assiale,
per manipolo S-8 R
Prodotto sterile e monouso.



R-15, lunghezza ca. 15 mm
5 pz REF 08130900

268,-



R-20, lunghezza ca. 20 mm
5 pz REF 08130910

268,-



R-30, lunghezza ca. 30 mm
5 pz REF 08130920

268,-



R-40, lunghezza ca. 40 mm
5 pz REF 08130930

268,-

Seghe chirurgiche



O-8, larghezza ca. 8 mm
REF 04800500



90,-

O-15, larghezza ca. 15 mm
REF 04800400



90,-



S-6, larghezza ca. 6 mm
5 pz REF 08130940



268,-

S-10, larghezza ca. 10 mm
5 pz REF 08130950



268,-

Sega oscillante

direzione di taglio 90° rispetto all'asse,
indicatore di profondità sulla sega
(intervalli di 2,5 mm),
per manipolo S-8 O

Sega sagittale

direzione di taglio parallela all'asse,
indicatore di profondità sulla
sega (intervalli di 2,5 mm),
per manipolo S-8 S
Prodotto sterile e monouso.

Osstell Beacon



Facile   



Valutare la stabilità' implantare

Osstell Beacon ti comunica quando un impianto è pronto per il carico in pochi secondi.

Osstell Beacon usa la tecnologia RFA, avallata da più di 1.500 studi scientifici. Vai su osstell.com/clinical-guidelines per saperne di più.

Osstell Beacon ti offre anche l'accesso gratuito ad OsstellConnect, dove è possibile analizzare i dati, tenere traccia del tempo di guarigione e dei tassi di successo nel tempo, oltre a confrontare i tuoi dati con la media di dati degli altri utenti Osstell in tutto il mondo. Semplicemente uno strumento per aiutarti a eccellere. Ora direttamente connesso con Implantmed Plus.

- > Valuta l'osteointegrazione e determina la stabilità implantare
- > Riduce i tempi di trattamento, permette di gestire pazienti ad alto rischio
- > Facilissimo da utilizzare, misurazione dell'ISQ intuitiva
- > Utilizzo di colori per una facile valutazione
- > Possibilità di estrarre, analizzare e condividere dati grazie al portale Osstell Connect
- > Ora direttamente connesso con Implantmed Plus.
- > 24 mesi di garanzia

Osstell Beacon




OSSTELL
A LUGB COMPANY

Osstell BEACON

REF 08022260

4.295,-



Accessori per Osstell



Note



**Sonda di misurazione
per Osstell IDx**
REF 07982680

709,-



Alimentatore Osstell IDx
REF 07982700

145,-



TestPeg
REF 07982720

82,-



SmartPeg Mount
5 pezzi
REF 07982690

186,-

Osstell SmartPegs



Massima sicurezza per ogni misurazione!

Lo SmartPeg va utilizzato esclusivamente con gli strumenti di misurazione Osstell che misurano la frequenza di risonanza dello Smartpeg una volta avvitato all'impianto.

Lo Smartpeg è facile da avvitare grazie all'aiuto del Mountpeg calamitato e occupa veramente poco spazio.

Al fine di evitare il danneggiamento dell'impianto, ogni Smartpeg è realizzato in Soft Alluminio; per questo è monouso.

- > Monouso
- > Consegnato in una confezione da 5 pezzi
- > Consegnato sterile
- > Realizzato per adattarsi perfettamente ad ogni impianto
- > Prodotto in più di 70 modelli diversi
- > Qualità controllata
- > Supportato da oltre 1.500 studi scientifici

Osstell SmartPegs



OSSTELL
A LUNN COMPANY

**GLI UNICI SCIENTIFICAMENTE
VALIDATI* COME COMPATIBILI
CON I DISPOSITIVI OSSTELL.**

* Da studi clinici o scientifici indipendenti.

Osstell Smartpeg (differenti modelli)

Confezione da 5 pezzi monotipo 165,-



**Trova lo Smartpeg
adatto al tuo impianto**



Elenco Smartpeg Osstell

100768 SmartPeg Type 103. .Ref: 08086010
 100769 SmartPeg Type 104. .Ref: 08086020
 SmartPeg Type 112. Ref: 08086144
 SmartPeg Type 113. Ref: 08086145



Elenco Smartpeg Osstell

100363 SmartPeg Type A3 . .Ref: 07982800
 100353 SmartPeg Type 1 . .Ref: 07982750
 100355 SmartPeg Type 2 . .Ref: 07982760
 100357 SmartPeg Type 3 . .Ref: 07982770
 100350 Smartpeg Type 4 . .Ref: 07982740
 100376 SmartPeg Type 5 . .Ref: 07982850
 100378 SmartPeg Type 6 . .Ref: 07985750
 100380 SmartPeg Type 7 . .Ref: 07982870
 100366 SmartPeg Type 8 . .Ref: 07982810
 100368 SmartPeg Type 9 . .Ref: 07982820
 100370 SmartPeg Type 10. .Ref: 07982830
 100372 SmartPeg Type 11. .Ref: 07982840
 100359 SmartPeg Type 12. .Ref: 07982780
 100361 SmartPeg Type 13. .Ref: 07982790
 100374 SmartPeg Type 14. .Ref: 08002220
 100386 SmartPeg Type 15. .Ref: 07982880
 100388 SmartPeg Type 16. .Ref: 07985760
 100390 SmartPeg Type 17. .Ref: 07982900
 100398 SmartPeg Type 18. .Ref: 07982910
 100460 SmartPeg Type 19. .Ref: 08002260
 100402 SmartPeg Type 21. .Ref: 07982920
 100404 SmartPeg Type 22. .Ref: 07982930
 100411 SmartPeg Type 23. .Ref: 07982940
 100412 SmartPeg Type 24. .Ref: 07982950
 100415 SmartPeg Type 25. .Ref: 07982960
 100425 SmartPeg Type 26. .Ref: 07982970
 100431 SmartPeg Type 27. .Ref: 07982980
 100432 SmartPeg Type 28. .Ref: 07982990
 100436 SmartPeg Type 30. .Ref: 07983000
 100438 SmartPeg Type 31. .Ref: 08002230
 100440 SmartPeg Type 32. .Ref: 07985770
 100442 SmartPeg Type 33. .Ref: 07983020
 100444 SmartPeg Type 34. .Ref: 07983030
 100446 SmartPeg Type 35. .Ref: 07983040
 100447 SmartPeg Type 36. .Ref: 08002240
 100448 SmartPeg Type 37. .Ref: 08002250
 100455 SmartPeg Type 38. .Ref: 07983050
 100462 SmartPeg Type 40. .Ref: 07983060
 100465 SmartPeg Type 43. .Ref: 08002290
 100466 SmartPeg Type 44. .Ref: 07983070
 100472 SmartPeg Type 45. .Ref: 07983080
 100477 SmartPeg Type 46. .Ref: 07985780
 100478 SmartPeg Type 47. .Ref: 07983090
 100479 SmartPeg Type 48. .Ref: 07983100
 100480 SmartPeg Type 49. .Ref: 07985790
 100481 SmartPeg Type 50. .Ref: 07983120
 100482 SmartPeg Type 51. .Ref: 08002300
 100483 SmartPeg Type 52. .Ref: 07983130
 100484 SmartPeg Type 53. .Ref: 07985800
 100485 SmartPeg Type 54. .Ref: 07985810
 100487 SmartPeg Type 55. .Ref: 07983160
 100486 SmartPeg Type 56. .Ref: 08002310
 100497 SmartPeg Type 57. .Ref: 07983170
 100541 SmartPeg Type 58. .Ref: 07983180
 100452 SmartPeg Type 59. .Ref: 08002320
 100543 SmartPeg Type 60. .Ref: 07983190
 100544 SmartPeg Type 61. .Ref: 07983200
 100545 SmartPeg Type 62. .Ref: 07983210
 100554 SmartPeg Type 63. .Ref: 07983220
 100555 SmartPeg Type 64. .Ref: 08002330
 100557 SmartPeg Type 65. .Ref: 07983230
 100558 SmartPeg Type 66. .Ref: 07983240
 100559 SmartPeg Type 67. .Ref: 08002340
 100560 SmartPeg Type 68. .Ref: 07983250
 100589 SmartPeg Type 69. .Ref: 08002370
 100562 SmartPeg Type 70. .Ref: 08002360
 100577 SmartPeg Type 71. .Ref: 08002380
 100578 SmartPeg Type 72. .Ref: 08002390
 100579 SmartPeg Type 73. .Ref: 08000170
 100580 SmartPeg Type 74. .Ref: 08000180
 100581 SmartPeg Type 75. .Ref: 08000190
 100582 SmartPeg Type 76. .Ref: 08000200
 100561 SmartPeg Type 77. .Ref: 08002350
 100583 SmartPeg Type 78. .Ref: 08000210
 100584 SmartPeg Type 79. .Ref: 08000220
 100670 SmartPeg Type 80. .Ref: 08022740
 100671 SmartPeg Type 81. .Ref: 08020990
 100674 SmartPeg Type 82. .Ref: 08022750
 100634 SmartPeg Type 87. .Ref: 08022730
 100751 SmartPeg Type 92. .Ref: 08070490
 100758 SmartPeg Type 95. .Ref: 08085930
 100764 SmartPeg Type 99. .Ref: 08085970



Le soluzioni W&H per il ricondizionamento



**Il trattamento degli
strumenti rotanti**
Consigli e step pratici per un
corretto ricondizionamento

[Scarica la guida](#)



**STEP 01
Pre-disinfezione dei
dispositivi utilizzati**
La fase di pre-disinfezione
degli strumenti utilizzati
è cruciale per ridurre la
contaminazione batterica
e minimizzare quanto più
possibile il rischio di infezione
crociata per il personale
durante il trasporto e la pulizia
degli strumenti.



**STEP 02
Pulizia**
Una pulizia corretta e accurata
è essenziale per garantire che
ogni residuo biologico visibile
e non, venga rimosso dagli
strumenti. Questa attività
è fondamentale al fine di
assicurare la buona riuscita
delle fasi successive.



**STEP 03
Disinfezione**
La fase di disinfezione è
necessaria per ridurre la carica
patogena presente sugli
strumenti, così come il rischio
di infezione crociata, e favorire
la sterilizzazione.



**STEP 04
Ispezione e
manutenzione**
Un'ispezione accurata,
una corretta manutenzione
e la verifica di tutti gli
strumenti puliti e disinfettati è
essenziale. In questo modo
si garantisce la funzionalità e
la durata nel tempo. Inoltre,
il rischio di infezione sia per i
professionisti che per i pazienti
è ridotto al minimo grazie
all'identificazione di strumenti
danneggiati o sporchi.



**STEP 05
Imballaggio**
L'obiettivo del sistema di
imballaggio è garantire a lungo
termine la piena sterilità della
strumentazione. L'imballaggio
deve consistere in una barriera
contro i microrganismi e una
protezione verso l'ambiente
esterno.



**STEP 06
Sterilizzazione**
La sterilizzazione garantisce
l'eliminazione dei patogeni che
possono causare infezioni.
Tutti gli strumenti devono
essere sterilizzati per garantire
la sicurezza al momento del
loro primo utilizzo.



**STEP 07
Tracciabilità e
stoccaggio**
Scegliere la corretta posizione
di stoccaggio assicura il
mantenimento delle condizioni
sterili. È fondamentale
conservare gli strumenti
imballati in condizioni asciutte
e prive di polvere in modo
che siano pronti e sicuri al
momento dell'uso.



**STEP 08
Ambiente**
L'igiene e la manutenzione
dei locali dove si svolgono
i trattamenti odontoiatrici
sono condizioni essenziali
per garantire che tutte le
attività quotidiane siano svolte
in totale sicurezza. Questi
passaggi garantiscono la
salute e la sicurezza sia dei
pazienti che del personale
dello studio dentistico.

Pulizia e Disinfezione **BePro****Efficace**

Disinfezione completa, sicurezza immediata

BePro elimina oltre 100 patogeni, garantendo protezione rapida e totale.

**Efficiente**

Azione veloce, uso ottimizzato

Tempi di azione estremamente rapidi, alta resa grazie a % di diluizione basse e versatilità su ogni area dello studio.

**Compatibile**

Potente, ma delicato

Testato su 250 materiali, sicuro anche su superfici sensibili.



Approfitta del 40% di sconto su tutti i prodotti BePro!

Piccole superfici e dispositivi medici non invasivi

- › Gabinetto odontoiatrico e riunito
- › Manipoli, contrangoli e turbine
- › Superfici di contatto
- › Autoclavi
- › Plexiglass



BePro Disinfectant Spray

Tempo di azione
L'azione inizia dopo soli 15 secondi, la massima efficacia viene raggiunta in 60 secondi.

Fiacone ricaricabile da 1 litro con testina nebulizzatrice
Tanica di ricarica da 5 litri



BePro Disinfectant Wipes

Tempo di azione
L'azione inizia dopo soli 15 secondi, la massima efficacia viene raggiunta in 60 secondi.

120 salviette in contenitore in plastica ricaricabile
Confezione di ricarica soft-pack da 120 salviette

Grandi superfici

- › Reception e sala d'attesa
- › Sala di sterilizzazione
- › Servizi igienici
- › Spogliatoio
- › Pavimenti
- › Maniglie
- › Tavoli



BePro Disinfectant Concentrate

Tempo di azione
L'azione inizia dopo soli 15 secondi, la massima efficacia viene raggiunta in 5 minuti.

Diluizione 1%
100 litri di liquido pronto all'uso.

Fiacone da 1 litro



Pulizia e Disinfezione **BePro****Pulizia e disinfezione degli strumenti**

- › Scalari
- › Forbici
- › Incernierati
- › Pinzette
- › Scalpelli

**BePro Disinfectant I**

Tempo di azione
Efficacia virucida completa in meno di 15 minuti.

Diluzione 2%
100 litri di liquido pronto all'uso.
Fiacone da 5 litri

**BePro Soaking Bath**

Vaschetta di decontaminazione per gli strumenti odontoiatrici nella fase di decontaminazione.

- › Cestello interno di grande capacità.
- › **Sistema integrato di drenaggio degli strumenti.**
- › Divisori interni.

**BePro Mini-Bath**

Materiale plastico specifico, compatibile con i disinfettanti. Cestello interno progettato per piccoli oggetti. Possibilità di aggiungere fesse senza rimuovere il coperchio.

Pulizia e disinfezione delle frese e degli strumenti

- › Frese in acciaio e acciaio inox
- › Strumenti canalari
- › Strumenti diamantati

**BePro Disinfectant R**

Tempo di azione
Efficacia virucida completa in meno di 30 secondi, la massima efficacia viene raggiunta in 60 secondi.

Fiacone da 1 litro
Tanica di ricarica da 5 litri

Sistemi di aspirazione

Pulizia e manutenzione dei sistemi di aspirazione dei riuniti

**BePro Suction CD**

Concentrato liquido con azione disinfettante potenziata per la pulizia quotidiana e la manutenzione dei sistemi di aspirazione con o senza separatori d'amalgama. Senza profumi e coloranti.

Diluzione 2%
Tanica da 5 litri

**BePro Suction CM**

Concentrato liquido per la controspazzatura acida settimanale e la manutenzione dei sistemi di aspirazione con o senza separatori d'amalgama. Privi di aldeide, fenolo e cloro. Eccellente compatibilità con i materiali.

Diluzione 5%
Tanica da 5 litri

**Mixing cup 2 litri**

Utilizzare con Suction CM e Suction CD.

**Manutenzione automatizzata per termodisinfettori**

Pulizia e asciugatura automatizzata in termodisinfettori



Termodisinfettori da incasso



BePro Cleaner TE
Detergente liquido tri-enzimatico, non schiumogeno, per la pulizia automatizzata in termodisinfettori.
Tanica da 5 litri



BePro Rinse
Per un'asciugatura rapida e senza macchie degli strumenti odontoiatrici.
Fiacone da 1 litro

Termodisinfettori da banco



BePro Cleaner TE
Detergente liquido tri-enzimatico, non schiumogeno, per la pulizia automatizzata in termodisinfettori.
Fiacone da 1,5 litri



BePro Rinse
Per un'asciugatura rapida e senza macchie degli strumenti odontoiatrici.
Fiacone da 0,8 litri

BePro - Superfici

BePro Disinfectant Wipes

Composizione per 100 g
31.3 g di etanolo, 16.7 g di isopropanolo, eccipienti e acqua

120 salviettine in contenitore in plastica ricaricabile
REF 19500102 **24,50-**



BePro Disinfectant Wipes (Refill)

Composizione per 100 g
31.3 g di etanolo, 16.7 g di isopropanolo, eccipienti e acqua

Confezione di ricarica soft-pack da 120 salviettine
REF 19500103 **18,40-**



BePro Disinfectant Spray

Composizione per 100 g
20 g di etanolo, 28 g di 1-propanolo, 0.056 g di composti di ammonio quaternario, eccipienti e acqua

Flacone ricaricabile da 1 litro con testina nebulizzatrice
REF 19500100 **32,70-**



BePro Disinfectant Spray (Refill)

Composizione per 100 g
20 g di etanolo, 28 g di 1-propanolo, 0.056 g di composti di ammonio quaternario, eccipienti e acqua

Tanica di ricarica da 5 litri
REF 19500101 **129,-**



BePro Disinfectant Concentrate

Composizione per 100 g
10 g di composti di ammonio quaternario, eccipienti e acqua

Flacone da 1 litro
REF 19500104 **42,90-**



BePro - Strumenti



BePro Disinfectant R

Composizione per 100 g
32 g di isopropanolo, 0.7 g di 2-fenossietanolo, 0.2 g di composti di ammonio quaternario, eccipienti e acqua

Flacone da 1 litro
REF 19500107 **28,60-**



BePro Disinfectant R

Composizione per 100 g
32 g di isopropanolo, 0.7 g di 2-fenossietanolo, 0.2 g di composti di ammonio quaternario, eccipienti e acqua

Tanica di ricarica da 5 litri
REF 19500108 **121,-**



BePro Disinfectant I

Composizione per 100 g
9.1 g di alchilammina, 3.6 g di cloruro di didecildimetilammonio, agenti corrosione, eccipienti e acqua

Flacone da 2 litri
REF 19500106 **98,80-**



BePro Mini-Bath

Materiale plastico specifico, compatibile con i disinfettanti. Cestello interno progettato per piccoli oggetti. Possibilità di aggiungere frese senza rimuovere il coperchio.
REF 19500301 **17,40-**



BePro Soaking bath

Dispositivo medico di classe I realizzato in HDPE e termodisinfettabile.

Ampio cestello con divisori interni mobili per un posizionamento ottimale degli strumenti e facilitare il risciacquo. Dimensioni (LxPxAl): 330.5x260.5x142.4
REF 19500300 **117,-**

BePro - Cura delle mani

BePro Hand Protection

Crema idratante dermoprotettiva e ad azione di barriera (emulsione acqua e olio). Ideale come protezione della pelle quando si indossano guanti.



Tubetto da 100 ml
REF 19500251 **27,60-**

BePro Hand Hygiene Composizione per 100 g

52.8 g di etanolo, 19.0 g di 1-propanolo, 2.8 g di isopropanolo, principi attivi idratanti, e ammorbidenti, acetato di vitamina E, pantenolo e bisabololo



Flacone da 500 ml con dispenser
REF 19500105 **20,40-**

BePro Hand Lotion

Crema idratante per la cura intensiva della pelle. BePro Hand Lotion si distribuisce facilmente, si assorbe rapidamente e non unge. Adatta per tutti i tipi di pelle.



Tubetto da 35 ml
REF 19500252 **18,40-**

BePro Hand Wash

Lozione delicata per il lavaggio frequente delle mani. Deterge la pelle con particolare delicatezza. Contiene sostanze dermoprotettive per mantenere il naturale rivestimento acido protettivo della pelle. BePro Hand Wash ha un pH neutro e una leggera profumazione. Non include dosatore.



Flacone da 1 litro con dispenser
REF 19500250 **25,50-**

BePro - Sistemi di aspirazione



BePro Suction CD

Composizione

2-amminoetanolo, nitrilotriacetato di trisodio 2-propanolo, cloruro di benzalconio

Tanica da 5 litri
REF 19500254 **168,-**



BePro Suction CM

Composizione

Acido sulfamidico, QUAC, tensioattivi

Tanica da 5 litri
REF 19500253 **80,-**



BePro Suction Mixing Cup

Utilizzare con Suction CM e Suction CD

Capacità di 2 litri
REF 19500299 **164,-**



BePro - Manutenzione automatizzata per termodisinfettori da incasso



BePro Cleaner TE Composizione

Tensioattivi non ionici, enzimi (proteasi, amilasi, lipasi), sequestranti, coloranti

Tanica da 5 litri
REF 19500200

144,-



BePro Neutraliser C Composizione

Acido organico

Tanica da 5 litri
REF 19500202

91,-



BePro Cleaner MA Composizione

Sequestranti, tensioattivi non ionici, idrossido di potassio, altri eccipienti

Tanica da 5 litri
REF 19500201

115,-



BePro Rinse Composizione

Tensioattivi non ionici, attivatori di lavaggio e asciugatura, sequestranti

Flacone da 1 litro
REF 19500206

43,80-

BePro - Manutenzione automatizzata per termodisinfettori da banco



BePro Cleaner TE

Detergente liquido tri-enzimatico, non schiumogeno, per la pulizia automatizzata in termodisinfettori.

Flacone da 1,5 litri
Ref. 19500204

45,50-



BePro Rinse

Per un'asciugatura rapida e senza macchie degli strumenti odontoiatrici.

Flacone da 0,8 litri
Ref. 19500205

39,30-

BePro - Accessori



BePro Canister Pump 5000 ml

REF 19500199 27,80,-



BePro Mixing Cup Single Adapter

REF 19500297 26,60-



BePro Hand Wash Dosage Pump

REF 19500298 30,60,-

BePro Canister Opener

REF 19500197 5,05-

BePro Canister Tap

REF 19500198 16,60-

U-Son

**Vasca ad ultrasuoni U-Son**

La pulizia ad ultrasuoni è una procedura moderna ed efficiente, che assicura una pulizia ottimale nel minor tempo possibile e con risultati di alta qualità. Gli ultrasuoni sono in grado di rimuovere anche i depositi più ostinati presenti in zone che sarebbero difficili da raggiungere durante la pulizia manuale.

- > Vasca in acciaio inox A304, con spessore 8/10 per un'eccellente resistenza alla corrosione e una maggiore longevità del dispositivo
- > Vasca di lavaggio con angoli arrotondati per rimuovere efficacemente sporco e residui
- > Rubinetto di scarico laterale (versione 6 litri) che facilita lo svuotamento del liquido
- > Possibilità di impostare diversi tempi ciclo di pulizia (compresa l'opzione di doppio lavaggio premendo due volte il pulsante dei minuti)
- > Possibilità di regolare la temperatura per i diversi livelli di sporco (con possibilità di escludere il riscaldamento)
- > Interruttore On/Off per caricare e scaricare in accordo alle norme di sicurezza
- > 12 mesi di garanzia

U-Son

**U-Son 3L, accessori inclusi:**

- > Cestelli in acciaio Inox
- > Coperchio in acciaio Inox
- > Cavo di alimentazione

U-Son 3L
REF 19600004

919,-

**U-Son 6L, accessori inclusi:**

- > Cestello in acciaio Inox
- > Coperchio in acciaio Inox
- > Tubo di scarico con rubinetto
- > Cavo di alimentazione

U-Son 6L
REF 19600005

1.398,-

Accessori

per U-Son

Note



Kit becher 400 ml e supporto

REF 19725000

111,-



Kit becher 250 ml e supporto

REF 19725001

96,-



Becher graduati in vetro 400 ml

REF 19725002

52,-



Becher graduati in vetro 250 ml

REF 19725003

36,90-

Termodisinfettori Thed e Thed+

thed+
thed



Perché passare dalla pulizia manuale a quella automatizzata?

I nuovi termodisinfettori Thed+ e Thed offrono prestazioni eccellenti in termini di pulizia e disinfezione, massima flessibilità di carico, tempi di ricondizionamento ottimizzati e molto altro, soddisfacendo le necessità delle cliniche più esigenti.

- > Versione da banco e da incasso
- > Due livelli di lavaggio, con possibilità di lavorare anche a mezzo carico
- > Tre bracci irroratori
- > Pulizia e disinfezione fino a 16kg di carico (fino a 240 strumenti)
- > Asciugatura ad aria forzata con filtro HEPA
- > Connessione diretta all'acqua del rubinetto (non è necessario avere un demineralizzatore)
- > Posizionamento interno delle chimiche (taniche per la versione da incasso; sistema a cartucce per la versione da banco)
- > Connettività estesa
- > EliSense per visualizzare lo stato del dispositivo e del ciclo (Thed+)
- > Riconoscimento automatico del cesto, degli accessori e del tipo di carico (Thed+)
- > Ottimizzazione automatica del tempo ciclo, del consumo di acqua corrente e delle chimiche (Thed+)
- > Illuminazione interna della camera (Thed+)
- > 24 mesi di garanzia o 2.000 cicli

Thed+



Thed+, Versione da banco

Thed+ è venduto con camera vuota. È possibile personalizzare il dispositivo in base alle proprie specifiche esigenze. Per maggiori informazioni, consulta la lista degli accessori.

Disponibile:
Monofase
Trifase

REF 21055000 **12.000,-**



Thed+, Versione da incasso

Thed+ è venduto con camera vuota. È possibile personalizzare il dispositivo in base alle proprie specifiche esigenze. Per maggiori informazioni, consulta la lista degli accessori.

Disponibile:
Monofase
Trifase

REF 21056001 **13.375,-**



Thed



Thed, Versione da banco

Thed è venduto con camera vuota. È possibile personalizzare il dispositivo in base alle proprie specifiche esigenze. Per maggiori informazioni, consulta la lista degli accessori.



Disponibile:
Monofase

REF 21050000 **9.990,-**

Thed, Versione da incasso

Thed è venduto con camera vuota. È possibile personalizzare il dispositivo in base alle proprie specifiche esigenze. Per maggiori informazioni, consulta la lista degli accessori.



Disponibile:
Monofase

REF 21051000 **10.875,-**

Accessori per Thed/Thed+



Sistema a cartucce

I termodisinfettori da banco hanno due slot dal design unico per il posizionamento corretto delle soluzioni chimiche.

BePro Cleaner TE

Flacone da 1,5 litri
Ref. 19500204 **35,80-**

BePro Rinse

Flacone da 0,8 litri
Ref. 19500205 **32,40-**



Vano portadetergenti

I termodisinfettori da incasso presentano un vano inferiore dedicato al posizionamento delle taniche delle soluzioni chimiche.

BePro Cleaner TE

Tanica da 5 litri
REF 19500200 **141,-**

BePro Neutraliser C

Tanica da 5 litri
REF 19500202 **89,-**

BePro Cleaner MA

Tanica da 5 litri
REF 19500201 **112,-**

BePro Rinse

Flacone da 1 litro
REF 195000206 **35,40-**



Accessori

per Thed/Thed+

**Cesto inferiore**
REF 19721500

259,-

**Cesto superiore**
REF 19721501


524,-

**estello - piccolo - 1/4**
REF 19721502


273,-

**Cestello - grande - 1/2**
REF 19721503


340,-

**Supporto per strumenti verticale
- piccolo - 1/4**
REF 19721504

303,-

**Supporto per strumenti verticale
- grande - 1/2**
REF 19721505

399,-

**Supporto per pinze, forbici e
porta impronte**
REF 19721507

170,-

**Iniettore corpi cavi**
REF 19721509

878,-

Accessori

per Thed/Thed+

**Tappo per iniettore
corpi cavi (14 pz)**
REF 19721511

141,-

**Kit di adattatori per strumenti
di trasmissione (1 pz)**

Comprende:


- > 3 anelli di silicone con diametro
- > Adattatore inferiore e superiore con ghiera
- > 1 filtro in ceramica
- > 2 tappini in plastica

REF 19721512

200,-

**Adattatore per canale spray
esterno (3 pz)**Da acquistare con adattatore a 3 vie
REF 19721517

118,-

**Supporto per 5 vassoi**
REF 19721523

170,-

Ugello cannula (14 pz)
REF 19721510

502,-

**Adattatore a tre vie (1 pz)**
REF 19721516

185,-

**Adattatore per inserti standard
(attacco femmina) (3 pz)**Da acquistare con adattatore a 3 vie
REF 19721526

111,-

**Supporto per 3 vassoi o cassette**
REF 19721522

163,-

**Coperchio per cestello - 1/4**
REF 19721524

118,-

Q-Dry

q-dry

**Pistola ad aria compressa Q-Dry**

Q-Dry è lo strumento ideale per l'asciugatura interna dei manipoli dopo i processi di pulizia manuale e automatica. Rimuovendo efficacemente i liquidi all'interno dei manipoli, Q-Dry garantisce che non rimangano macchie sulle buste dopo la sterilizzazione.

Q-Dry è inoltre sinonimo di flessibilità: l'adattatore Quick-Connect semplifica e velocizza il passaggio da un manipolo all'altro, assicurando un flusso di lavoro senza interruzioni.

- > Compatibilità: è possibile l'utilizzo degli stessi adattatori presenti nella gamma di accessori Assistina
- > 24 mesi di garanzia

Q-Dry



Q-Dry

REF 19723118

272,-

Dispositivo Q-Dry per la corretta asciugatura degli strumenti rotanti grazie alla connessione W&H Quick Connect

**INFO**

adattatori quick ISO e adattatori quick RM da acquistare separatamente (vedi pag. 203)



Assistina TWIN

assistina^{TWIN}



quick
connect
by W&H



Lubrificazione senza tempi di attesa. Con Assistina TWIN i tempi di attesa durante la lubrificazione sono un lontano ricordo. Si tratta della prima unità di preparazione provvista di due camere utilizzabili alternativamente e che permette un caricamento continuo.

Lubrificazione in tempi record. Con la nuova Assistina TWIN, la lubrificazione degli strumenti non è mai stata così rapida ed accurata. Grazie all'innovativa tecnologia di nebulizzazione dell'olio, è in grado di trattare fino a 360 strumenti l'ora. Praticamente, la soluzione ideale per qualsiasi studio.

- > Lubrificazione con W&H Service Oil F1, MD-302
- > Pulizia dei canali spray per acqua e aria con W&H Activefluid MC-302
- > Caricamento continuativo della strumentazione tramite due camere di trattamento utilizzabili ad alternanza
- > Manutenzione della strumentazione in 10 secondi
- > Aspirazione attiva degli aerosol con filtro HEPA integrato
- > Connessione degli strumenti rapida con Quick Connect
- > Funzione di soffiaggio per l'asciugatura ottimale dei componenti interni degli strumenti rotanti (opzionale)
- > 12 mesi di garanzia

Assistina TWIN



Assistina TWIN, composta da:

- > REF 02697000 tubo dell'aria da 2 m
- > REF 07477500 Alimentatore
- > REF 07484000 Set per la manutenzione TWIN
- > REF 06422600 Adattatore Quick ISO
- > REF 06395100 Adattatore Quick RM

REF 30310003*

4.180,-



Accessori

per Assistina TWIN



Condotto per alimentazione aria

2 m

REF 02697000

146,-



Adattatore HPI

da utilizzare con i modelli acquistati
prima del 19/05/2020

REF 07477400

292,-



Adattatore Quick ISO

solo per i nuovi modelli di Assistina
Twin (acquisto successivo al
19/05/2020)

REF 06422600

292,-



Adattatore Quick RM

solo per i nuovi modelli di Assistina
Twin (acquisto successivo al
19/05/2020)

REF 06395100

152,-



Alimentatore

REF 07477500

277,-



Set per la manutenzione TWIN

REF 07484000

composto da:

- > W&H Activefluid, MC-302
- > W&H Service Oil F1, MD-302
- > filtro HEPA

184,-



Note

Accessori

per Assistina TWIN



Sportello scorrevole

REF 07477200

113,-



Coperchio vano cartuccia

REF 07479500

97,-



Coperchio vano filtro

REF 07479300

97,-



Accessori

per Assistina Twin, Assistina One & Q-Dry

Manipoli e contrangoli

Tutti i manipoli e contrangoli
con innesto ISO

Contrangoli con
testine estraibili

Manipoli e contrangoli T1 CLASSIC
dell'azienda Sirona Dental Systems

Sistema di bloccaggio FG
(W&H, Sirona Dental Systems)

Adattatore per contrangoli Entran



Adattatore REF 02679000



Adattatore REF 02691000



Adattatore REF 02693000



Adattatore REF 05204600

Adattatore Quick ISO
REF 06422600



Turbine

Turbine W&H, ablatori ad aria e
motori ad aria con sistema Roto Quick

T1, T2, T3 dell'azienda
Sirona Dental Systems

Turbine con innesto Multiflex
dell'azienda Kaltentbach & Voigl

Turbine con innesto Borden
a 2(3) vie

Turbine o adattatori con innesto
standard a 4vie (con o senza luce)



Adattatore W&H REF 02690400



Adattatore REF 02692000



Adattatore REF 04713200



Adattatore REF 02083500

Adattatore Quick RM
REF 06395100



Assistina ONE

assistina^{ONE}**Unità di manutenzione Assistina One con attacco rapido W&H.**

Rapida, completa e comoda da usare: Assistina One rende possibile la manutenzione dei manipoli in modo che il lavoro proceda più velocemente.

Grazie al tempo di ciclo più breve della sua categoria e ai suoi eccezionali risultati, l'innovativa Assistina One è una soluzione di manutenzione di alta qualità progettata per i professionisti del settore dentale.

- > La soluzione di manutenzione più rapida della sua categoria
- > Lubrificazione e pulizia completa dei canali spray in 18 secondi
- > Pulizia dei canali spray (acqua e aria) con il liquido detergente W&H
- > Funziona esclusivamente con aria compressa e non deve essere collegato alla rete elettrica
- > Consente la lubrificazione accurata di tutti gli ingranaggi, la corretta pulizia dei canali spray e l'asciugatura degli ingranaggi interni con aria compressa
- > La manutenzione dei manipoli è più conveniente rispetto alla manutenzione manuale o con altri sistemi
- > Con un solo Care Set è possibile eseguire la manutenzione di più di 2800 strumenti, il che si traduce in un gran risparmio di tempo, denaro e bombolette spray
- > 12 mesi di garanzia

Assistina ONE

**Assistina ONE composta da:**

- > Tubo di collegamento dell'aria (2m)
- > One Care Set
- > 1 adattatore Quick ISO
- > 1 adattatore Quick RM

REF 30398003

2.215,-



Accessori per Assistina ONE

Note



Sportello girevole
REF 08029230

203,-



Coperchio vano filtro
REF 08035870

16,50-



Assistina One Care Set composto da:

MC-302 W&H Activefluid
MD-302 W&H Service Oil F1
filtro HEPA

Assistina One Care Set
REF 08064970

175,-



Accessori

per Assistina 301 plus



W&H Service Oil F1

MD-500 (flacone olio, 500 ml)
REF 02675910

99,-



W&H detergente

MC-1000 (1000 ml)
REF 02680200

52,50-



Set lubrificante / detergente,

costituito da:

- > MD-500 W&H Service Oil F1
 - > MC-1000 W&H detergente
- REF 02680500

151,-



Assistina 301 plus tubo alimentazione aria

REF 02697000

146,-

Accessori

per Assistina 301 plus



Assistina 301 plus salviette assorbenti

20 pz
REF 02694500

31,30-



Cartuccia di filtraggio
per Assistina 301 plus
REF 02670500

81,50-



Assistina 301 plus/3x3/3x2 o-ring innesto

3pz
REF 02695700

10,30-



**Filtro aria per Assistina Twin,
One e 301 plus**

REF 02675200

30,60-



Adattatori per turbine

per Assistina TWIN, 3x3, 3x2 e 301 plus



**Per tutti gli strumenti W&H
con sistema Roto Quick**

REF 02690400

297,-



**Per turbine
con attacco Multiflex®**

REF 04713200

164,-



Per Sirona T1, T2, T3

REF 02692000

313,-

Adattatori per manipoli e contrangoli

per Assistina TWIN, 3x3, 3x2 e 301 plus



Per Sirona T1 Classic

REF 02691000

318,-



Per contrangolo Entran

REF 05204600

264,-



**Per contrangolo
con testine staccabili**

REF 02679000

178,-



Adattatori

per Assistina 301 plus



Adattatore Assistina Borden

per turbine
REF 07014500*

249,-



Per sistema di serraggio FG (W&H, Sirona)

per manipoli e contrangolo
REF 02693000*

154,-



Adattatore Borden 2 o 3 vie

per turbine con attacco fisso
REF 02083500

146,-



Adattatore base

compreso nella dotazione Assistina,
per turbine o per attacco fisso 4 vie
(con o senza luce)
REF 02685000

103,-

* Adatto anche per assistina TWIN

Adattatori

per Assistina 3x3 e 3x2



Adattatore RM/ISO

REF 06257600

298,-



Adattatore Borden 2 o 3 vie

per turbine con attacco fisso
REF 02083500**

146,-

Accessori

per Assistina 3x3 e 3x2



W&H Activefluid, MC-1100

1 cartuccia

REF 06691600

39,30,-

W&H Activefluid, MC-1100

1 cartone (6 cartucce)

REF 06872300

237,-



W&H Service Oil F1, MD-200

1 cartuccia

REF 06691500

49,20,-

W&H Service Oil F1, MD-200

1 cartone (4 cartucce)

REF 06872200

199,-

INFO

Il raccordo KaVO Multiflex® 465 RN ed il raccordo rapido Bien Air Unifix-Traplite 104.23.05. possono essere inseriti sull'adattatore base REF 02685000. Per altre marche consultare i rispettivi produttori.

Service Oil F1

f1 service
oil



W&H Service Oil F1 è un olio speciale completamente sintetico di elevata purezza, sviluppato espressamente per la lubrificazione di turbine, manipoli e contrangoli, strumenti per chirurgia, micromotori ed ablatori ad aria W&H.

- > Durata maggiore degli strumenti
- > Elevata compatibilità con i materiali
- > Resistente alla sterilizzazione

Service Oil F1



Bomboletta spray, in confezione da 6 pz.


MD-400 (400 ml, 6 pz)

REF 10940021

319,-




Testine nebulizzatrici



Per manipoli e contrangoli

REF 02038200


10,30-



Per turbine, micromotori ed
ablatori ad aria W&H con attacco
Roto Quick

REF 02229200


10,30-



Per turbine e micromotori ad aria
con attacco fisso

REF 02036100

10,30-




Per strumenti
con attacco Multiflex®

REF 04396100

16,40-


Testine nebulizzatrici



Per turbine Alegra
con attacco Sirona®

REF 05908000


16,40-



Per turbine Alegra
con attacco NSK Mach®

REF 05773300


16,40-



Per turbine Alegra
con attacco Bien Air Unifix®

REF 05772000

16,40-



Per turbine Alegra
con attacco NSK QD-J®

REF 05907800

16,40-

INFO

Testine nebulizzatrici e adattatori spray vanno conservati e riutilizzati per le bombolette acquistate successivamente.

INFO

Testine nebulizzatrici e adattatori spray vanno conservati e riutilizzati per le bombolette acquistate successivamente.



Sterilizzatrici di tipo B

lisa MINI



Lisa Mini, la sterilizzatrice di tipo B rapida e compatta

Tra le sue numerose funzionalità, sterilizza carichi non imbustati in meno di 10 minuti. Questa sterilizzatrice classe B ha il tempo ciclo più rapido nella sua categoria. Inoltre, grazie alle sue dimensioni ridotte, Lisa Mini può essere posizionata facilmente nella sala di sterilizzazione e offre una vasta gamma di applicazioni.

- > Menu intuitivi che facilitano il lavoro quotidiano
- > Maggior flessibilità di carico: è disponibile con una capacità della camera da 5 litri
- > Grazie alle sue dimensioni compatte, può essere posizionata facilmente nella sala di sterilizzazione. Inoltre, è possibile collocare altri oggetti sopra di essa
- > La documentazione viene salvata automaticamente su una chiavetta USB ad alta capacità
- > Riempimento automatico dell'acqua
- > 24 mesi di garanzia o 2.000 cicli

Lisa MINI Sterilizzatrici di tipo B



Lisa Mini comprende:

- > Porta vassoi
- > 2 vassoi in alluminio
- > Tubo per aria compressa (solo per Lisa Mini dotata di eiettore)
- > Tubo di scarico
- > Strumento di apertura porta
- > Test di fabbrica
- > Chiavetta USB da 8 GB

Lisa MINI 5 220V

Funzionamento ad aria compressa
(necessaria connessione)
Capacità di 5 litri
REF 19945100

6.495.-

Lisa MINI 5 220V


Pompa del vuoto
Capacità di 5 litri
REF 19935100

7.065.-



Sterilizzatrici di tipo B

lisa



Sterilizzatrici Lisa W&H di tipo B per la sterilizzazione sicura di carichi solidi, cavi e porosi, in conformità con la norma EN13060.

- > Maggiore semplicità di utilizzo grazie al display capacitivo touch a colori per una navigazione intuitiva nel menù user-friendly
- > Tecnologia EliSense per l'ottimizzazione del flusso di lavoro quotidiano tramite gli indicatori a LED e il touchscreen
- > Tecnologia EliTrace per la tracciabilità del processo di sterilizzazione fino al singolo strumento e utilizzatore
- > Elevata sicurezza con Wi-Fi e app per dispositivi mobili per un monitoraggio remoto in tempo reale
- > Elevata efficienza grazie alla tecnologia brevettata Eco Dry + per una durata ridotta dei cicli (30 minuti con un carico medio di 2 kg)
- > Ciclo rapido per manipoli e avvio del ciclo programmabile
- > Valvola automatica di riempimento acqua
- > Capacità della camera 17 l o 22 l
- > Piedini anteriori modulari per spazi di appoggio ridotti
- > Aggiornabile con software ioDent
- > 24 mesi di garanzia o 2.000 cicli

Lisa Sterilizzatrici di tipo B



Lisa VA131 2019 comprende:

- > Cestello porta-tray ruotabile
- > 5 vassoi in alluminio
- > Tubo di scarico
- > Supporto vassoio
- > Chiavetta USB da 8 GB
- > Aprisportello
- > Cicli di collaudo preventivi

Lisa VA131-17

REF 19931180

10.710,-

Lisa VA131-22

REF 19932180

11.485,-

Condivisione stampante Elisafe per Lisa VA-131 e Lisa Mini (massimo 4 autoclavi per stampante)

> Rete WI-FI



Kit Wi-Fi remoto (chiave USB)
un pezzo per autoclave
REF 19721136

241,-



Elisafe connection

REF 19721123

95,50,-

Stampante per etichette

REF 19721109

1.094,-

(un KIT per massimo 4 autoclavi)



> Rete ETHERNET



Cavo Ethernet (LAN)
un pezzo per autoclave, 3 m
REF A801500X

16,40-



Elisafe connection

REF 19721123

95,50,-

Stampante per etichette

REF 19721109

1.094,-

(un KIT per massimo 4 autoclavi)






EliSafe stampante etichette condivisa*

Come collegare la stampante ed ottenere l'attivazione

Installare la stampante EliSafe è facile e veloce. Una volta collegata la stampante all'autoclave con il cavo USB sarà necessario ottenere il codice di attivazione da W&H. Di seguito le istruzioni per ottenerlo passo-passo:

- > Accedere al sito dedicato (www.sterilizers.wh.com) o utilizzare il QR code.
- > Registrarsi come utente
- > Inserire il serial number della stampante EliSafe
- > Inserire il serial number della/e sterilizzatrice/i associate.
- > Il codice di attivazione è generato.
- > Per ogni stampante possono essere generati massimo quattro codici

La stampante EliSafe può essere abbinata a massimo quattro autoclavi. In questo caso potrete decidere se le autoclavi comunicheranno con la stampante via Wi-Fi (sarà sufficiente dotare ogni autoclave dell'apposita chiave Usb - REF 19721121) o con cavo ethernet (anche in questo caso ogni autoclave dovrà essere dotata di un cavo di rete - REF A801500X).



* Solo per Lisa

Connessioni di rete per Lisa



Kit Wi-Fi remoto (chiave USB)

per Lisa VA131 e Lara
REF 19721136

241,-



Cavo Ethernet (LAN)

3 m
REF A801500X

16,40-

Connessioni di rete per Lara



Kit Wi-Fi remoto (chiave USB)

per Lisa VA131 e Lara
REF 19721136

241,-



Sterilizzatrici di tipo B

lara^{XXL}

Sterilizzatrice Lara XXL W&H di tipo B per la sterilizzazione sicura di carichi solidi, cavi e porosi, in conformità con la norma EN 13060.

- > Facilità d'uso grazie al display touch screen a colori per una navigazione intuitiva nel menu user-friendly
- > Grande capacità: camera da 38 litri per trattare fino a 10 kg di strumenti, 3 kg di poroso o 12 kg di cassette. Il supporto per 6 vassoi offre una flessibilità eccezionale
- > Ciclo rapido: questo ciclo rapido consente la sterilizzazione di strumenti non imbustati in soli 20 minuti
- > Tecnologia Eco Dry+: l'innovativa e brevettata tecnologia Eco Dry+ adatta il tempo di asciugatura alla quantità di carico. Ciò riduce i tempi di ciclo, aumenta la durata degli strumenti e ottimizza il consumo energetico
- > Miglioramento della tracciabilità grazie alla chiavetta USB ad alta capacità per la registrazione automatica di tutti i cicli
- > Design ergonomico
- > Dimensioni della camera, 38 litri
- > 24 mesi di garanzia o 2.000 cicli

Lara XXL Sterilizzatrici di tipo B



Lara XXL, comprende:

- > Cestello porta vassoi
- > 6 vassoi in alluminio
- > Tubo di scarico
- > Supporto vassoio
- > Chiavetta USB da 8 GB
- > Strumento di apertura porta
- > Test di fabbrica

Lara XXL 38

REF 19936110

14.365,-



Sterilizzatrici di tipo B

lara^{XL}

Sterilizzatrice Lara XL W&H di tipo B per la sterilizzazione sicura di carichi solidi, cavi e porosi, in conformità con la norma EN 13060.

- > Facilità d'uso grazie al display touch screen a colori per una navigazione intuitiva nel menu user-friendly
- > Grande capacità: camera da 28 litri per trattare fino a 7 kg di strumenti imbustati o 9 kg in cassetta. Il supporto per 6 vassoi offre una flessibilità eccezionale.
- > Ciclo rapido: questo ciclo rapido consente la sterilizzazione di strumenti non imbustati in soli 20 minuti
- > Tecnologia Eco Dry+: l'innovativa e brevettata tecnologia Eco Dry+ adatta il tempo di asciugatura alla quantità di carico. Ciò riduce i tempi di ciclo, aumenta la durata degli strumenti e ottimizza il consumo energetico.
- > Miglioramento della tracciabilità grazie alla chiavetta USB ad alta capacità per la registrazione automatica di tutti i cicli
- > Design ergonomico
- > Dimensioni della camera, 28 litri
- > 24 mesi di garanzia o 2.000 cicli

Lara XL Sterilizzatrici di tipo B



Lara XL composta da:

- > 6 vassoi in alluminio
- > Tubo di scarico
- > Supporto per vassoio
- > Chiavetta USB 8 GB
- > Strumento di apertura porta
- > Test di fabbrica

Lara XL 28

REF 19933110 **11.200,-**

Activation Code

"Fast cycle"
REF 19730071 **357,-**

Sterilizzatrici di tipo B

lara



Sterilizzatrici Lara W&H di tipo B per la sterilizzazione sicura di carichi solidi, cavi e porosi, in conformità con la norma EN13060.

- > Semplicità di impiego grazie al touchscreen a colori per una navigazione intuitiva nel menu user-friendly
- > La sterilizzatrice più veloce del proprio segmento
- > Documentazione digitale grazie alla potente chiavetta USB per la registrazione automatica di tutti i cicli
- > Design ergonomico
- > Capacità della camera 17 l o 22 l
- > Valvola automatica di riempimento dell'acqua
- > Piedini anteriori modulari per spazi di appoggio ridotti
- > Funzionamento silenzioso grazie al sistema di filtraggio e separazione dell'acqua brevettato
- > Aggiornabile con software ioDent
- > Fast Cycle opzionale con Activation Code
- > 24 mesi di garanzia o 2.000 cicli

Lara Sterilizzatrici di tipo B



Lara comprende:

- > Cestello porta-tray ruotabile e 3 vassoi in alluminio
- > Tubo di scarico
- > Chiavetta USB da 8 GB
- > Aprisportello
- > Supporto vassoio
- > Cicli di collaudo preventivi

Lara RIL-117

REF 19941120

8.750,-

Lara RIL-122

REF 19942120

9.530,-

Fast Cycle Activation Code

Grazie alla tecnologia Fast Cycle puoi sterilizzare strumenti non imbustati in soli 20 minuti.

REF 19730071

357,-



Sterilizzatrici di tipo B

lina



Sterilizzatrici Lina W&H di tipo B per la sterilizzazione sicura di carichi solidi, cavi e porosi, in conformità con la norma EN13060.

- > ECO B e programma veloce per la massima velocità
- > Display touch screen a colori per navigare facilmente tra tutte le opzioni di sterilizzazione
- > Interfaccia utente intelligente e struttura dei menu intuitiva
- > Connettività estesa alla connessione Wi-Fi e all'app mobile
- > Data logger USB integrato per la documentazione digitale dei report di ciclo
- > Accesso al serbatoio dell'acqua facilitato ed imbuto integrato
- > Valvola automatica di riempimento dell'acqua
- > Ottimo rapporto prezzo-prestazioni
- > Ciclo S-naked opzionale con Activation Code
- > Design ergonomico
- > Lina è disponibile con camera da 17l o 22l
- > 24 mesi di garanzia o 2.000 cicli

Lina Sterilizzatrici di tipo B



Lina comprende:

- > Cestello porta-tray ruotabile
- > 3 vassoi in alluminio
- > Imbuto integrato
- > Tubo di scarico
- > Aprisportello
- > Pinza porta-tray
- > Cicli di test in fabbrica
- > Chiavetta USB da 8 GB

Lina RIK-117

REF 19951131

8.035,-

Lina RIK-122

REF 19952131

8.765,-



S naked Cycle

Activation Code

Il ciclo "S naked" serve per eseguire la manutenzione di manipoli non imbustati alla massima velocità.

REF 19730071

357,-

Accessori

Per tutte le sterilizzatrici W&H



Stampante cicli



Rotolo di carta termica per Sprint
REF A810504X **5,50,-**



Sprint (fornita con cavo di collegamento)
REF 19721141 **734,-**

Sistema di tracciabilità completo



Stampante per etichette Elisafe
REF 19721109 **1.094,-**



Kit di collegamento Elisafe
REF 19721123 **95,50,-**



Scanner per codici a barre
REF 19721132 **315,-**



Kit materiali di consumo per Elisafe
2 rotoli da 2100 etichette e
2 nastri cera/resina
REF A810500X **140,-**

Accessori

per Lisa MINI



Vassoio superiore Lisa MINI
In caso di vassoi opzionali, ordinare
due pezzi "Vassoio superiore" Lisa
Mini
REF F523212X **69,50,-**



Guarnizione sportello
Per Lisa MINI
REF F460550X **46,10,-**

Vassoio inferiore Lisa MINI 5
REF F523214X **72,50,-**



Kit tanica di scarico
Ref. X051700X **90,50,-**



Supporti

per Lisa VA131 2019, Lara e Lina Rik



Cestello porta-tray

(vassoi non inclusi)
ruotabile per 3 cassette
17 litri REF F523031X
22 litri REF F523032X

117,-
117,-



Cestello porta-tray

(vassoi non inclusi) ruotabile per
6 vassoi o 3 cassette standard
17 litri REF F523033X
22 litri REF F523034X

117,-
117,-



Cestello porta-tray

(vassoi non inclusi)
ruotabile per 3 vassoi grandi e
2 standard o 3 cassette standard
22 litri REF F523035X

135,-

Supporti

Per tutte le sterilizzatrici W&H



Cestello porta-tray*


Con 4 vassoi grandi o 4 cassette
REF F523036X

154,-

*per Lara XL

Supporti


Per tutte le sterilizzatrici W&H



Cestello porta-tray

(vassoi non inclusi)
ruotabile per 2 cassette
17 litri REF F523016X
22 litri REF F523017X


119,-
127,-



Cestello porta-tray

(vassoi non inclusi)
ruotabile per 4 cassette
17 litri REF F523012X
22 litri REF F523015X

119,-
123,-



Cestello porta-tray

(vassoi non inclusi)
ruotabile per 3 cassette grandi
17 litri REF F523020X
22 litri REF F523021X

119,-
127,-

*per Lisa 300/500, Lisa FA, Lina MB, Lisa
VA131 2015, Lina PRO, Lisa VA131 2019,
Lara e Lina RIK



Cestello porta-tray

(vassoi non inclusi)
ruotabile per 6 vassoi o grandi
contenitori
22 litri REF F523041X

130,-

*per Lisa VA131 2015 & 2019,
Lara e Lina RIK



Cestello porta-tray*

con 4 vassoi standard e 2 vassoi
grandi o un mix di cassette fino a una
altezza di 130 mm
REF F523043X

200,-

*per Lara XXL



Vassoi e accessori per sterilizzatrici W&H



Tray in alluminio
anodizzato, perforato

per tutte le sterilizzatrici da 17 litri
REF F523204X **39,20-**

Per tutte le sterilizzatrici da 22 litri
REF F523205X **55,-**



Tray in alluminio
anodizzato, perforato

per tutte le sterilizzatrici da 22 litri con
cestello porta-tray REF F523035X
REF F523211X **57,50-**



Pinza porta-tray
REF F523001X **25,70-**


Accessori per sterilizzatrici W&H



Filtri al carbone attivo per Dist
12 pz
REF H802011X **27,70-**



Cartuccia ricambio per Demin 20
2 pz
REF A812000X **285,-**



Cartuccia ricambio per Dem 32
4 pz
REF A812100X **334,-**




Tubo di scarico con attacco rapido
per Lisa, Lara, Lina
REF S230900X **12,60-**
per Lara XXL, Lara XL, Lisa MINI
REF S230903X **12,60-**



Decalcificante per Water Distiller
500g
REF H802010X **25,40-**

Accessori

per sterilizzatrici W&H



Water dispenser kit

REF A812018X

144,-



Water Distiller

Distillatore di acqua corrente,
capacità 4 litri
REF 19723101

551,-



Multidem C27

Sistema di demineralizzazione
REF 19723112

619,-




Cartuccia filtrante Multidem C27

REF A812016X

339,-

Accessori


per sterilizzatrici W&H



Kit consumabili 400-800 cicli

per Lisa VA131 2019, Lara e Lina Rik
(2 filtri antipolvere, 2 filtri batteriologici,
1 guarnizione sportello)
REF X050328X

175,-



Kit parti di consumo 400-800 cicli

per Lisa VA131 2015, Lina Pro 13 e
Lisa 500
(2 filtri antipolvere, 2 filtri batteriologici,
1 guarnizione sportello)
REF X050326X

172,-

Kit parti di consumo 400-800 cicli

per Lara XL
(2 filtri antipolvere, 2 filtri batteriologici,
1 guarnizione sportello)
REF X050335X

119,-



Kit consumabili 400-800 cicli

per Lara XXL e Lara XL
(2 filtri batteriologici, 1 guarnizione
sportello)
REF X050335X

119,-



Kit consumabili 400-800 cicli

per Lisa MINI
(2 filtri batteriologici, 1 guarnizione
sportello)
REF X050337X

106,-

Altri accessori e parti di consumo



Guarnizione sportello per tutte le autoclavi eccetto Lisa MB e Lisa MINI

REF F460504X

62,50-




Filtro batteriologico
REF W322400X

37,90-

Guarnizione sportello Lara XL e Lara XXL

REF F460535X

63,-




Filtro antipolvere

per tutte le sterilizzatrici (tranne Lisa VA131 2019, Lara e Lina Rik 2020)

REF F364502X

19,90-



Filtro antipolvere

per Lisa VA131 2019, Lara e Lina Rik 2020

REF F364511X

19,90-

Altri accessori e parti di consumo



Bowie & Dick test kit

1 test (Browne)

Minimo ordine 20 pezzi

REF T800002X

15,30-



Helix Test W&H

1 test e 25 strisce reattive

REF T800206X

83,-

1 test e 250 strisce reattive

REF T800207X

240,-

Accessori

per sterilizzatrici W&H



Osmo 220V

Fornitura di grandi quantità d'acqua
per diverse sterilizzatrici
REF 19721143

2.025,-



Kit completo manutenzione cartucce

REF A813053X

921,-



Cartuccia filtro carboni attivi

REF A813027X

103,-



Kit manutenzione filtri cartuccia

REF A813030X

204,-



Cartuccia filtro resina

REF A813028X

135,-



Membrana Osmotica

REF A813029X


767,-

Accessori

per sterilizzatrici W&H




Osmo (versione precedente fuori produzione)



Kit cartucce ricambio completo per Osmo, versione precedente fuori produzione

REF A813010X

966,-



Kit cartucce ricambio intermedio per Osmo, versione precedente fuori produzione

REF A813019x

137,-

Accessori

per sterilizzatrici W&H



Note



Seal2

Sigillatrice, con portarotoli doppio, produce cordoni di sigillatura di 12 mm
REF 19722101

1.170,-



SealVal2

Sigillatrice con portarotoli doppio, touch screen display, Salvataggio dati su SD card
REF 19722103

2.210,-



Seal Check

REF T802100X

69,50-

Correlazione tra accessori e sterilizzatrici

		Lina MB 1999	Lina 300-500 2006	Lina Fully Autom 2010	Lina MB 2010	Lisa VA131 2015	Lina PRO 2015	Lisa VA131 2019	Lara RIL-1 2019	Lina RIK-1 2020
	Sprint REF 19721108				✓	✓	✓	✓ Con cavo USB	✓ Con cavo USB	✓ Con cavo USB
	Stampante per etichette EliSafe REF 19721100		✓	✓	✓ Con Multipoint		✓			
	Stampante per etichette EliSafe New REF 19721109					✓		✓	✓	✓
	Kit di collegamento EliSafe REF 19721123					✓		✓	✓	✓
	Vassoio in alluminio REF F523024X (17 lt) REF F523025X (22 lt)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Vassoio in alluminio speciale (solo per supporto F523035X) REF F523211X							✓	✓	✓
	Cestello porta-tray per 4 cassette standard REF F523012X (17 lt) REF F523015X (22 lt)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cestello porta-tray per 3 cassette grandi REF F523020X (17 lt) REF F523021X (22 lt)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cestello porta-tray per 2 cassette standard REF F523016X (17 lt) REF F523017X (22 lt)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cestello porta-tray per 3 cassette standard REF F523031X (17 lt) REF F523032X (22 lt)							✓	✓	✓
	Cestello porta-tray per 3 cassette standard o 6 vassoi REF F523033X (17 lt) REF F523034X (22 lt)							✓	✓	✓
	Cestello porta-tray per 3 vassoi grandi e 2 standard o 3 cassette standard REF F523035X							✓	✓	✓

Perfecta 300 / 600

perfecta



Materiali differenti, massime esigenze, presupposti sempre diversi – questo è il pane quotidiano dell'odontotecnico. Con Perfecta 300/600 avete a disposizione apparecchiature di elevata potenza e flessibili, con cui i progetti vostri e dei vostri clienti diventano facilmente realtà.

- > Risparmio di tempo grazie alla funzione di soffiaggio incorporata (Perfecta 600)
- > Controllo ergonomico tramite elemento di impostazione (opzionale su LA-323 F)
- > Tutte le funzioni e le fasi operative sono sempre sotto controllo
- > Ampia gamma di velocità e torque:
 - 1.000 – 40.000 giri/min / 5,5 Ncm (Perfecta 300)
 - 1.000 – 50.000 giri/min / 7,8 Ncm (Perfecta 600)
- > 24 mesi di garanzia

INFO

Perfecta 300 è disponibile anche in versione "E-type":
Motore elettrico LA-3E con attacco ISO

Perfecta 300



Completo di apparecchiatura di controllo (230 V), cavo motore, manipo-motore, supporto manipo, elemento di impostazione per modelli da banco o al ginocchio.

Controllo da banco LA-323 T (230 V)

REF 14933000

2.345,-

Controllo al piede LA-323 F (230 V)

REF 14933200

2.025,-

Controllo al ginocchio LA-323 K (230 V)

REF 14933100

2.345,-

Perfecta 300 "E-type"



Completo di apparecchiatura di controllo (230 V), cavo motore, motore elettrico LA-3E con attacco ISO, supporto manipolo, elemento di impostazione per modelli da banco o al ginocchio.

Controllo da banco
"E-type" con motore E
LA-323 TE (230 V)

REF 14933002

1.855,-

Controllo al piede
"E-type" con motore E
LA-323 FE (230 V)

REF 14933202

1.532,-

Controllo al ginocchio
"E-type" con motore E
LA-323 KE (230 V)

REF 14933102

1.855,-

Perfecta 600



Completo di apparecchiatura di controllo (230 V), cavo motore, manipolo-motore, supporto manipolo, elemento di impostazione per modelli da banco o al ginocchio.

Controllo da banco
LA-623 T (230 V)

REF 14936000

3.060,-

Controllo al piede
LA-623 F (230 V)

REF 14936200

2.740,-

Controllo al ginocchio
LA-623 K (230 V)

REF 14936100

3.060,-

Accessori

per Perfecta 300 / 600

Note



Elemento di impostazione

LA-3 D per Perfecta 300

REF 05127000

381,-



Manipolo-motore senza cavo

LA-66

REF 05201200

1.777,-



Elemento di impostazione

LA-6 D per Perfecta 600

REF 05243200

381,-



Motore "E-type" senza cavo

LA-3 E (solo per Perfecta 300)

REF 05138800

1.225,-

Cavo da 1,8 m per manipolo-motore
per Perfecta 300

REF 05114900

219,-

Cavo da 1,8 m per manipolo-motore
per Perfecta 600

REF 05116500

264,-

Perfecta 900

perfecta



Nello sviluppo delle apparecchiature da laboratorio Perfecta è stato dato grande peso alla semplicità di impiego e al design ergonomico. Grazie alla velocità ottimizzata ed al manipolo-motore ad alta velocità in luogo delle tradizionali turbine, Perfecta 900 è perfetto per la lavorazione di tutti i materiali, compreso il biossido di zirconio ed altre ceramiche ad alte prestazioni.

- > Manipolo-motore ad alta velocità e torque da 100.000 giri/min
- > Velocità ottimizzata – minore surriscaldamento dei materiali e maggiore durata degli utensili rotanti
- > Alta velocità da 3 a 5 volte più potente di una tradizionale turbina da laboratorio
- > Risparmio di tempo con la funzione di soffiaggio
- > Comando ergonomico tramite l'elemento di impostazione
- > Programmi automatici
- > 24 mesi di garanzia

INFO

Perfecta 900 può essere completato con il manipolo-motore LA-66.

Perfecta 900



Completo di apparecchiatura di controllo (230 V), elemento di impostazione, cavo motore, manipolo-motore ad alta velocità, supporto manipolo, tubo di alimentazione aria, tubo di alimentazione fluido di raffreddamento (solo per le versioni con raffreddamento esterno).

**con raffreddamento
ad acqua integrato:**

**Controllo da banco
LA-923 TT (230 V)**

REF 14939300 **3.510,-**

**Controllo al ginocchio
LA-923 KT (230 V)**

REF 14939400 **3.510,-**

**con raffreddamento
esterno:**

**Controllo da banco
LA-923 T (230 V)**

REF 14939000 **3.510,-**

**Controllo al ginocchio
LA-923 K (230 V)**

REF 14939100 **3.510,-**

Accessori

per Perfecta 900



**Elemento di impostazione
LA-9 D**

REF 05243400

381,-



**Manipolo-motore senza cavo
LA-66**

REF 05201200


1.777,-

Cavo da 1,8 m

per manipolo-motore LA-66

REF 05116500

264,-



Adattatore per fresaggio

per collegare il manipolo-motore
ad alta velocità LA-9
con apparecchiature di
fresaggio di altri produttori
REF 06319400

223,-



**Manipolo-motore ad alta velocità
senza cavo LA-9**

REF 05015900

1.993,-

**Cavo da 1,8 m per manipolo-motore
ad alta velocità LA-9**

REF 05117800

363,-

Accessori

per Perfecta 300 / 600 / 900



**Comando a pedale
L-NV**

REF 05038100

247,-



Supporto manipolo

REF 03211500

38,70-



Supporto di sospensione


per elemento di impostazione

REF 05138000


39,80-

Correlazione tra i deflussori e le unità chirurgiche W&H


implantmed
SI-1023



Set tubi irrigazione monouso
REF 04363600 (6 pz, 2.2 m)



Set tubi irrigazione sterilizzabili
REF 04719400 (1 pz, 2.2 m)



Tubi irrigazione monouso
REF 00929300 (10 pz, 2.2 m)

Correlazione tra i deflussori e le unità chirurgiche W&H

implantmed SI-923



REF 30286000




REF 16929000




REF 00900100 / 00900101
REF 00900105 / 00900104



Tubi irrigazione monouso
REF 00929300 (10 pz, 2.2 m)



Set tubi irrigazione monouso
REF 04363600 (6 pz, 2.2 m)




Set tubi irrigazione sterilizzabili
REF 04719400 (1 pz, 2.2 m)

Correlazione tra i deflussori e le unità chirurgiche W&H

implantMED


SI-95



Tubi irrigazione monouso

REF 00929300 (10 pz, 2.2 m)


REF 00929400 (10 pz, 3.8 m)



Set tubi irrigazione monouso

REF 04363600 (6 pz, 2.2 m)

REF 04364100 (6 pz, 3.8 m)




Set tubi irrigazione sterilizzabili

REF 04719400 (1 pz, 2.2 m)

Correlazione tra i deflussori e le unità chirurgiche W&H

elcomed


SA-310



Tubi irrigazione monouso

REF 00929300 (10 pz, 2.2 m)


REF 00929400 (10 pz, 3.8 m)



Set tubi irrigazione monouso

REF 04363600 (6 pz, 2.2 m)

REF 04364100 (6 pz, 3.8 m)



Set tubi irrigazione sterilizzabili

REF 04719400 (1 pz, 2.2 m)


Correlazione tra i deflussori e le unità chirurgiche W&H

elcoMED

SA-200



Note




②

Monouso raccordo a Y

REF 04366300 (4 pz, 2.2 m)

REF 04364800 (4 pz, 3.8 m)




②

Set tubi irrigazione monouso

REF 04365300 (6 pz, 1.8 m)

REF 04365100 (6 pz, 3.5 m)



Set tubi di irrigazione

sterilizzabili, 2,2 m,

per motore con cavo da 1,8 m

REF 04976700

Condizioni generali di vendita

Disposizioni generali

Le presenti Condizioni generali di vendita e consegna si applicano all'intero rapporto commerciale tra W&H Italia S.r.l. (di seguito indicata per brevità W&H) ed il Cliente. Effettuando un ordine, il Cliente riconosce le presenti come vincolanti. Eventuali termini e condizioni che devino, contraddicano o integrino le presenti non saranno incluse nel contratto, benché note, salvo nel caso in cui la loro applicabilità sia convenuta espressamente per iscritto. Qualora nel contratto siano concordati dei termini che si discostano dalle presenti Condizioni generali di vendita e consegna, le disposizioni contrattuali prevarranno.

Offerta, prezzi

I prezzi applicati sono quelli attualmente pubblicati da W&H nel listino prezzi in vigore alla data dell'ordine. I prezzi sono da intendersi franco fabbrica, imballo incluso, spese di spedizione escluse. L'IVA è calcolata separatamente, conformemente alle norme in vigore. Consegne e servizi possono essere oggetto di ragionevoli modifiche tecniche o di altra natura.

Minimo d'ordine

L'importo minimo di ciascun ordine di acquisto deve essere pari a Euro 100,00 (Iva esclusa). W&H si riserva il diritto di non accettare ordini di acquisto per importo inferiori alla somma sopra citata.

Spedizione, consegna

La merce viene sempre spedita non assicurata e, in ogni caso, a spese e a rischio del Cliente. Ciò si applica anche alle spedizioni franco fabbrica (EXW ex-works, come da ultima edizione Incoterms), indipendentemente dai mezzi di trasporto usati o da chi li sceglie. Un'eventuale assicurazione di trasporto verrà applicata soltanto su esplicita richiesta del Cliente, che ne sosterrà il costo. Salvo diversamente concordato per iscritto, W&H sceglierà il luogo di consegna, il percorso della spedizione e i mezzi di trasporto a propria esclusiva discrezione; W&H non si assume alcuna responsabilità per trasporti più economici e veloci. I tempi di consegna e di scarico stabiliti non sono mai da ritenersi vincolanti, salvo diversamente ed espressamente concordato per iscritto. Qualora il mezzo di trasporto venga fornito dal Cliente, sarà quest'ultimo a doverne garantire la tempestiva messa a disposizione. Ogni eventuale ritardo dovrà essere tempestivamente notificato a W&H ed i costi correlati saranno sostenuti dal Cliente.

Ricorso in garanzia

Il Cliente dovrà ispezionare immediatamente la merce per verificare l'eventuale

Condizioni generali di vendita

presenza di difetti. La notifica dovrà definire in modo chiaro il tipo e la portata del difetto dichiarato. Nel caso in cui errori e difetti non vengano notificati in tempo, la partita di merce sarà da ritenersi accettata, escludendo ogni ricorso in garanzia.

Garanzia

In caso di notifica fondata e tempestiva di difetti, W&H sarà tenuta ad intervenire nei termini previsti dalla legge. Resta escluso ogni altro reclamo nei confronti di W&H, in particolare per danni diretti o indiretti, nei limiti previsti dalla legge. L'osservanza di un obbligo di garanzia fondato non inficerà alcuna fideiussione verso terzi. Di conseguenza, tale osservanza non estenderà il periodo della garanzia-fideiussione.

Resi

La merce consegnata potrà essere restituita soltanto previa autorizzazione scritta di W&H. In caso contrario, W&H sarà rimborsata di ogni costo sostenuto di conseguenza. Il Cliente non avrà titolo per dedurre alcun danno né conseguenza legale derivante dall'accettazione di merci rese. All'accettazione di un reso, W&H si riserva il diritto di addebitare una commissione di gestione per i costi sostenuti in relazione alla merce resa e, all'accredito del valore della merce, di dedurre un importo corrispondente all'età e alle condizioni della merce stessa. L'importo di tale riduzione sarà stabilito da W&H e comunque in misura non inferiore al 15% del valore della merce.

Pagamento

Le fatture inerenti la merce consegnata saranno pagate conformemente ai relativi accordi stipulati. Qualora le parti non abbiano stipulato alcun accordo scritto in merito, tutti gli importi fatturati saranno pagabili immediatamente a vista fattura, senza alcuna deduzione. Su richiesta di W&H, la modalità di pagamento potrà essere modificata in contrassegno. Cambiali e assegni saranno accettati esclusivamente se specificatamente concordato per iscritto. Dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, saranno applicati gli interessi di mora di cui all'art.5 D.Lgs n.231/2002 e successive modifiche. La compensazione da parte del cliente è esclusa. Qualora il Cliente non operi più come azienda e nel caso in cui sia oggetto di atti di esecuzione forzata o contestazione di assegni o cambiali, o qualora effettui i pagamenti in ritardo o in maniera discontinua, W&H avrà titolo per richiedere il pagamento immediato di ogni importo spettante in base al rapporto commerciale, anche qualora siano stati accettati assegni o cambiali o sia stata convenuta la rateizzazione dei pagamenti, di cui all'art.1186 c.c.. Lo stesso vale in caso di inadempienza da parte del Cliente, o qualora siano rese

Condizioni generali di vendita

note altre circostanze che ne mettano in dubbio la solvibilità. In tal caso, W&H avrà inoltre titolo per richiedere il pagamento anticipato o una cauzione, riscuotere la cauzione, recedere dal contratto e richiedere i danni per la mancata prestazione. La cessione a terzi di crediti esigibili dal Cliente nei confronti di W&H, nonché la cessione di diritti e obblighi previsti dal contratto d'acquisto stipulato, non sarà consentita salvo previo consenso scritto di W&H.

Dispositivi medici

Il Cliente conferma di essere a conoscenza della normativa nazionale, europea e internazionale applicabile in materia di distribuzione di dispositivi medici, quali lo Statute on Medical Products o le Guidelines on a Medical Device Vigilance System, e conviene di agire conformemente a essa. Il Cliente conviene inoltre, conformemente alla normativa nazionale, europea e internazionale applicabile, di possedere ogni qualifica e autorizzazione necessaria a commerciare, stoccare e acquistare dispositivi medici.

Proprietà intellettuale

Ogni offerta e progetto, nonché ogni disegno, diagramma dimensionale e descrizione ad essi relativi, sono di proprietà intellettuale di W&H e non possono essere riprodotti o divulgati a terzi senza il consenso di W&H.

Specifiche e disegni

Le caratteristiche, i dati tecnici, i disegni etc. riportati nella nostra documentazione, nei cataloghi, nei listini, etc. sono puramente indicativi, e non vincolanti per noi. Ci riserviamo espressamente il diritto di apportare alle stesse/senza preavviso, ogni e qualsiasi modifica, o variazione, da noi ritenuta opportuna e migliorativa. Esse non hanno valore contrattuale; noi non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali inesattezze nelle stesse, e sarà onere del Cliente, prima di effettuare un ordine, verificare l'attuale corrispondenza delle stesse.

Clausola di esportazione

L'esportazione da parte del Cliente richiede sempre il previo consenso scritto di W&H.

Forza maggiore

Nel caso in cui eventi di forza maggiore colpiscano W&H o i suoi fornitori, W&H avrà titolo per sospendere le consegne per il protrarsi dell'impedimento e per un

Condizioni generali di vendita

periodo di start-up ragionevole, o per rescindere dal contratto, completamente o parzialmente, in base alle conseguenze dell'evento di forza maggiore. Per evento di forza maggiore s'intende, non in via esclusiva, ogni impatto di eventi fuori dalla propria portata, quali: terremoti, fulmini, gelate, tempeste, inondazioni; guerre, leggi, atti governativi, confische, interruzioni dei trasporti, bandi all'esportazione o all'importazione e divieti di transito, restrizioni ai pagamenti internazionali, mancata fornitura di materie prime, interruzioni di corrente; interruzioni delle attività commerciali quali, ad esempio, esplosioni, incendi, scioperi, sabotaggi e ogni altro evento che possa essere prevenuto esclusivamente con costi e mezzi commercialmente irragionevoli.

Informativa al trattamento dei dati personali art. 13 Regolamento UE 679/2016

Il Cliente è informato che il Titolare del trattamento dei dati è W&H, Via Bolgara 2, 24060 Brusaporto (BG). I dati personali del Cliente saranno utilizzati dal Titolare del trattamento per le seguenti attività:

- adempimento di obblighi contrattuali;
- adempimento di obblighi di legge o normativi;
- condivisione di informazioni commerciali, promozionali e pubblicitarie inerenti i prodotti e servizi oggetto del contratto ed indispensabili per le attività del Cliente;
- analisi statistiche interne.

La base giuridica del trattamento si fonda sui requisiti di liceità di cui all'art. 6, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

Il conferimento dei dati personali del Cliente è obbligatorio per la realizzazione delle suddette finalità ed il mancato conferimento degli stessi potrebbe rendere impossibile l'esecuzione delle medesime finalità.

I dati personali del Cliente saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche ed informatiche da personale formalmente Incaricato/Autorizzato al trattamento dei dati personali. Per le attività di gestione e manutenzione del sistema informatico aziendale è stata nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 la società W&H Sterilization S.r.l.

I dati raccolti non saranno comunicati a terzi soggetti, fatti salvi quei soggetti esterni che svolgono attività strettamente funzionali alla realizzazione delle predette finalità.

I dati saranno conservati per il periodo temporale indicato dalle vigenti normative in materia di conservazione delle scritture contabili disciplinata nel Codice civile dall'art. 2220.

Condizioni generali di vendita

Note

Il Cliente in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del Capo III del Reg. UE 679/2016, scrivendo a W&H Italia S.r.l. via Bolgara 2, 24060 Brusaporto (BG), ovvero inviando una e-mail all'indirizzo privacy.italia@wh.com Il Capo III del Regolamento citato riconosce all'Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo sinteticamente i diritti di:

- ottenere informazioni circa l'esistenza, l'origine dei dati che la riguardano, circa le modalità e finalità del trattamento e la logica con cui viene operato;
- ottenere gli estremi del titolare e dei soggetti cui possono essere comunicati i dati
- ottenere la cancellazione, il blocco, la trasformazione, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei Dati, nonché l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati;
- diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo.

Disposizioni finali

Le presenti condizioni generali di vendita sono regolate esclusivamente dalla legge italiana. Ogni controversia nascente, direttamente o indirettamente, dal contratto sarà deferita al Tribunale di Bergamo. Qualora una disposizione del contratto o delle presenti Condizioni generali sia, o divenga, totalmente o parzialmente nulla, ciò non inficerà la validità delle disposizioni restanti. La disposizione totalmente o parzialmente nulla sarà sostituita da un'altra, il cui risultato economico sia il più vicino possibile a quello della disposizione nulla. Ogni eventuale integrazione e modifica ai contratti stipulati tra W&H ed il Cliente sarà messa per iscritto. Ciò vale anche per l'eventuale rinuncia al presente requisito di forma scritta.

Condizioni generali per la distribuzione del software ioDent®

Integranti le condizioni di vendita già in uso

Regolazione dei rapporti con i rivenditori di W&H Italia in conformità con le disposizioni del contratto tra DWB (produttore e fornitore del software ioDent®, basato su cloud) e W&H Italia (distributore autorizzato)

1. PREMESSA

1.1 DWB è il produttore e fornitore del software ioDent® basato su cloud, che fornisce ai clienti finali in odontoiatria e ai loro fornitori di servizi di supporto (rivenditori), mediante un accesso flessibile, la connessione dei prodotti dentali, la loro efficiente manutenzione e lo scambio sicuro di dati.

1.2 DWB ha concesso a W&H Italia, sua consociata interamente controllata, il diritto non esclusivo di distribuzione e utilizzo, in sub licenza, del software ioDent®, nel territorio italiano.

1.3 W&H Italia ha diritto all'uso dei marchi protetti e di altre etichette di DWB, su basi non esclusive, in relazione al Software da distribuire.

1.4 W&H Italia ha diritto di distribuire il Software ai rivenditori di prodotti dentali, allo scopo di favorire la distribuzione del Software da parte di tali rivenditori (in loro nome e in loro conto) agli Utenti, in conformità con le disposizioni del contratto sottoscritto tra DWB e W&H.

1.5 W&H Italia ha altresì il diritto di distribuire il Software direttamente agli Utenti, in nome proprio e per conto proprio, con il coinvolgimento dei suoi agenti, in conformità con le disposizioni del contratto sottoscritto tra DWB e W&H.

1.6 In tutti gli accordi tra W&H Italia e i rivenditori/agenti e gli Utenti sono richiamate e rispettate le condizioni di utilizzo del Software concordate tra DWB e W&H.

2. OGGETTO DELLA DISTRIBUZIONE

2.1 Il software ioDent® ("Software") è disponibile su una piattaforma cloud all'indirizzo <https://iodent.com> e può essere utilizzato esclusivamente in relazione a prodotti dentali fabbricati o distribuiti da DWB o dalle sue controllate ("Prodotti Dentali"), come W&H. La fornitura del Software alle persone fisiche o giuridiche ("Utente") è regolata dalle Condizioni di utilizzo del software ioDent® ("Condizioni").

2.2 Le funzioni e le proprietà del Software e dei prodotti dentali che possono essere utilizzati tramite il software possono essere cercate all'indirizzo <https://iodent.com/scope-of-service>.

3. REGOLE DI BASE

3.1 Il Rivenditore di W&H Italia –nel rispetto delle condizioni di vendita già in uso e

Condizioni generali per la distribuzione del software ioDent®

Integranti le condizioni di vendita già in uso

accettate- è anche rivenditore non esclusivo della licenza d'uso finale del software ioDent® nel Territorio (Italia), in base ai termini che seguono, nel rispetto del Contratto di software ioDent® stipulato tra DWB e W&H Italia.

3.2 Nessuna delle seguenti disposizioni impedisce a W&H Italia di fornire il software ioDent® a qualsiasi altro cliente nel Territorio, direttamente o tramite altri rivenditori, distributori o agenti.

3.3 Il Rivenditore non effettuerà, senza il previo consenso scritto di W&H Italia, alcuna attività di distribuzione al di fuori del Territorio, in territori o nei confronti di clienti che sono stati riservati a W&H Italia o sono stati attribuiti ad altri rivenditori o distributori.

4. ORDINI

4.1 Il Rivenditore si impegna ad acquistare le Licenze d'uso finale del software ioDent® esclusivamente da W&H Italia.

4.2 I termini delle presenti Condizioni Generali prevarranno su qualsiasi termine, condizione, garanzia o dichiarazione incoerente a cui si fa riferimento nell'ordine del Rivenditore, nella corrispondenza o altrove e si esclude qualsiasi termine, condizione, garanzia o dichiarazione contraria. Nessuna variazione o rinuncia o aggiunta alle presenti Condizioni sarà vincolante se non espressamente concordata o confermata per iscritto e firmata da W&H Italia.

4.3 Un ordine effettuato dal Rivenditore costituirà un'offerta di acquisto (per la successiva rivendita) della Licenza dell'Utente Finale.

5. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

5.1 DWB ha e manterrà tutti i diritti, titoli e interessi, incluso il copyright e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi al Software e il Rivenditore otterrà solo tali diritti in licenza, come specificamente previsto o menzionato nelle presenti Condizioni.

5.2 W&H Italia concede al Rivenditore il diritto non esclusivo e non trasferibile di commercializzare le Licenze d'uso finale del software ioDent®, fornendo la documentazione descrittiva delle funzioni del software o con una dimostrazione pratica dell'utilizzo del software o accedendo all'indirizzo <https://iodent.com/scope-of-service>.

5.3 Né le presenti Condizioni, né la Licenza dell'Utente Finale o altra licenza concessa ai sensi delle presenti Condizioni potrà essere interpretata in modo da trasmettere o trasferire al Rivenditore, all'Utente Finale o a terzi i diritti di proprietà intellettuale sul Software e sulla documentazione descrittiva del software.

Condizioni generali per la distribuzione del software ioDent®

Integranti le condizioni di vendita già in uso

5.4 Il Rivenditore è tenuto a seguire le istruzioni di W&H Italia nell'uso dei Marchi. Il Rivenditore sarà obbligato ad utilizzare i Marchi esclusivamente nel rispetto delle norme di legge, delle buone pratiche e con mezzi non contraffatti. Il Rivenditore ha l'obbligo di identificare DWB come proprietario dei Marchi e di proteggere la proprietà dei Marchi.

5.5 Il Rivenditore non deve (e non deve permettere a terzi di farlo): riprodurre, permanentemente o temporaneamente, in tutto o in parte, il Software con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma, tradurre, adattare, trasformare e modificare in qualsiasi modo il Software, e riprodurre l'opera risultante e, nella misura in cui ciò richieda la riproduzione, caricare, visualizzare, eseguire, trasmettere o memorizzare il Software.

5.6 Il Rivenditore farà il possibile per proteggere tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al Software e alla documentazione esplicativa del suo funzionamento.

5.7 Salvo diversa autorizzazione scritta di W&H Italia, il Rivenditore non ha il diritto di registrare nomi di dominio Internet simili o intercambiabili con i Marchi o altri diritti di proprietà intellettuale posseduti o sfruttati da DWB e/o W&H Italia. Se il Rivenditore registra tali nomi di dominio internet, sarà obbligato ad assegnare la registrazione, su richiesta, a DWB e/o W&H Italia.

5.8 Il Rivenditore è tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto a W&H Italia nel caso in cui venga a conoscenza di qualsiasi rivendicazione da parte di terzi che il Software violi i diritti di proprietà intellettuale di terzi.

5.9 W&H Italia difenderà il Rivenditore da qualsiasi rivendicazione che il Software e/o il marketing, la pubblicità o la distribuzione del Software nel Territorio, in conformità alle presenti Condizioni, violi i diritti di proprietà intellettuale di terzi nel Territorio e terrà indenne il Rivenditore da qualsiasi danno, perdita, costo e spesa o altre responsabilità sostenute dal Rivenditore in conseguenza di tale rivendicazione, a condizione che:

5.9.1 a W&H Italia venga data tempestiva comunicazione di tale rivendicazione;

5.9.2 Il Rivenditore fornisca una ragionevole collaborazione a W&H Italia nella difesa e nella risoluzione di tale rivendicazione, a spese di W&H Italia;

5.9.3 W&H Italia abbia la competenza esclusiva per la difesa o la definizione amichevole della rivendicazione.

5.10 W&H Italia non avrà alcuna responsabilità in nessun caso se la presunta violazione è basata su:

5.10.1 una modifica del Software da parte di soggetti diversi da DWB e W&H Italia;

Condizioni generali per la distribuzione del software ioDent®

Integranti le condizioni di vendita già in uso

5.10.2 il marketing, la pubblicità, la distribuzione o l'utilizzo del Software da parte del Rivenditore in modo contrario alle istruzioni impartite da W&H Italia;

5.10.3 il marketing, la pubblicità, la distribuzione o l'uso del Software da parte del Rivenditore, dopo la notifica della presunta o effettiva violazione da parte di W&H Italia o di qualsiasi autorità competente.

5.11 Quanto precede stabilisce i diritti e i rimedi esclusivi del Rivenditore, nonché tutti gli obblighi e le responsabilità di W&H Italia, per qualsiasi questione di cui al presente articolo.

6. LICENZA DELL'UTENTE FINALE

6.1 Il Software sarà concesso in licenza d'uso, per un anno, poi rinnovabile automaticamente ogni anno, per un tempo indeterminato, salvo recesso entro 30 gg prima della scadenza dell'anno, da W&H Italia direttamente agli Utenti Finali nel Territorio (Italia) in virtù della Licenza dell'Utente Finale.

6.2 Il Rivenditore non può:

6.2.1 modificare o concedere qualsiasi Licenza dell'Utente Finale (in forma originale o modificata);

6.2.2 rilasciare dichiarazioni o garanzie relative al Software o a qualsiasi servizio associato che eccedano o siano incompatibili con quanto stabilito nel contratto tra DWB e W&H Italia; con la documentazione descrittiva del Software o con le disposizioni della Licenza dell'Utente Finale.

6.3 Il Rivenditore non fornirà il Software o la Documentazione descrittiva del Software ad alcuna Persona senza aver prima ottenuto un numero di Licenza dell'Utente Finale per tale Persona.

6.4 Il Rivenditore si impegna a garantire che l'Utente Finale accetti i termini della Licenza dell'Utente Finale prima di utilizzare il Software.

6.5 La fornitura del Software al Rivenditore, quando non è un Utente Finale, non conferisce al Rivenditore alcun diritto, licenza o interesse, incluso il diritto di utilizzare il Software. Il Rivenditore avrà il diritto di acquistare una "licenza Interna" e in tal caso il Rivenditore sarà trattato come un Utente Finale e sarà tenuto a sottoscrivere una Licenza dell'Utente Finale.

7. PREZZO E PAGAMENTO

7.1 I prezzi saranno quelli indicati nelle condizioni di vendita già in uso. Le fatture relative all'acquisto delle Licenze d'uso finale del Software ioDent® saranno pagate conformemente a quanto risulta in dette condizioni già accettate.

Condizioni generali per la distribuzione del software ioDent®

Integranti le condizioni di vendita già in uso

8. CONSEGNA

8.1 La consegna della Licenza dell'Utente Finale sarà effettuata via e-mail.

8.2 Le date di consegna sono puramente indicative. Il Rivenditore riconosce espressamente che la consegna online della Licenza d'uso del software è automatizzata e si basa sulla tecnologia. Nessuna garanzia è data in merito all'affidabilità o alla velocità della tecnologia richiesta per effettuare la consegna e W&H Italia non sarà in alcun modo responsabile per qualsiasi perdita, lesione, danno o spesa conseguente al ritardo nel rispettare qualsiasi data di consegna per qualsiasi causa.

9. ASSISTENZA DI PRIMO LIVELLO

9.1 Il Rivenditore fornirà agli Utenti Finali la seguente Assistenza e Manutenzione di primo livello:

9.1.1 un "help desk" per ricevere, rispondere e risolvere le domande o i reclami dell'Utente Finale relativi all'utilizzo del Software. L'help desk sarà a disposizione durante le Ore Normali di Assistenza di ogni Giorno Lavorativo (tra le ore 9.00 e le ore 18.00) e sarà gestito da personale di supporto tecnico adeguatamente addestrato a spese e sotto la sola responsabilità del Rivenditore;

9.1.2 qualora il Rivenditore non sia in grado di risolvere la questione o il reclamo, con soddisfazione dell'Utente Finale, il Rivenditore potrà contattare W&H Italia per fornire l'Assistenza di Secondo Livello.

9.2 Il Rivenditore dovrà assicurare che l'Assistenza e la Manutenzione di Primo Livello siano gestite in modo efficiente da personale competente.

9.3 Il Rivenditore fornirà cooperazione e supporto a W&H Italia negli sforzi di W&H Italia per fornire Assistenza e Manutenzione di secondo livello, inclusi, senza limitazioni:

9.3.1 un ragionevole livello di reattività alle esigenze e alle comunicazioni di W&H Italia;

9.3.2 la trasmissione tempestiva e la diffusione a W&H Italia di documentazione e informazioni appropriate e accurate;

9.3.3 la rapida revisione e analisi del lavoro svolto da W&H Italia;

9.3.4 la messa a disposizione di strutture e personale per assistere W&H Italia, quando e nella misura ragionevolmente richiesta.

Condizioni generali per la distribuzione del software ioDent®

Integranti le condizioni di vendita già in uso

10. ASSISTENZA DI SECONDO LIVELLO

10.1 W&H Italia fornirà Assistenza e Manutenzione di secondo livello al Rivenditore ove opportuno, a beneficio dell'Utente finale, durante le Ore Normali di Assistenza di ogni Giorno Lavorativo (tra le ore 9.00 e le ore 18.00).

10.2 W&H Italia non avrà alcun obbligo di fornire Assistenza e Manutenzione di secondo livello al Rivenditore per quanto riguarda:

10.2.1 qualsiasi problema derivante da modifiche o personalizzazioni del Software, che non sono autorizzate;

10.2.2 l'uso scorretto, erraneo o non autorizzato del Software;

10.2.3 qualsiasi difetto dell'hardware informatico o dell'uso del Software con hardware informatico, sistemi operativi o altro software di supporto diverso da quanto specificato nella documentazione descrittiva del Software (o all'indirizzo <https://iodent.com/scope-of-service>);

10.2.4 l'uso del Software diverso da quello specificato nella documentazione descrittiva del Software (o all'indirizzo <https://iodent.com/scope-of-service>).

10.3 W&H Italia non sarà responsabile della formazione degli Utenti Finali sulle caratteristiche, l'uso e il funzionamento del Software.

11. DURATA E RISOLUZIONE

11.1 Alla distribuzione del Software si applicano le condizioni generali già in uso e già accettate dal Rivenditore riguardo anche la durata e la risoluzione del rapporto con W&H Italia.

11.2 La cessazione del rapporto con W&H Italia, in qualunque modo si verifichi, non pregiudica i diritti e le responsabilità di ciascuna Parte, che possono essere maturati in qualsiasi momento fino alla data di cessazione, e non pregiudica altresì qualsiasi Licenza dell'Utente Finale validamente esistente prima della cessazione.

12. GARANZIA

12.1 W&H Italia non garantisce che le funzioni del Software soddisfino particolari esigenze o che il loro funzionamento sia completamente privo di errori o che tutti i difetti di programma siano in grado di essere corretti o migliorati. Tutte le altre garanzie, incluse le garanzie implicite di commerciabilità, qualità soddisfacente o idoneità allo scopo o capacità di raggiungere un particolare risultato, sono escluse nella misura massima consentita dalla legge.

12.2 Il Rivenditore non può fare promesse o rilasciare garanzie con riferimento al Software oltre quanto contenuto nella documentazione descrittiva del Software e oltre quanto concordato tra DWB e W&H Italia.

Condizioni generali per la distribuzione del software ioDent®

Integranti le condizioni di vendita già in uso

13. RESPONSABILITÀ

13.1 W&H Italia non avrà alcuna responsabilità nei confronti del Rivenditore per qualsiasi difetto o malfunzionamento del Software e non sarà responsabile nei confronti del Rivenditore per qualsiasi perdita o danno indiretto o consequenziale di qualsiasi tipo, inclusa qualsiasi perdita di affari, contratti, profitti o risparmi previsti.

14. RISERVATEZZA

14.1 Il Rivenditore si impegna a non divulgare a nessuno le Informazioni Riservate, salvo quanto consentito dall'articolo 14.2.

14.2 Il Rivenditore può divulgare le Informazioni Riservate:

14.2.1 ai suoi dipendenti, funzionari, rappresentanti o consulenti che hanno bisogno di conoscere tali informazioni ai fini dell'adempimento degli obblighi del Rivenditore ai sensi delle presenti Condizioni. Il Rivenditore deve garantire che i suoi dipendenti, funzionari, rappresentanti o consulenti a cui saranno divulgate le Informazioni Riservate si conformino alla presente clausola 14;

14.2.2 in conformità alla legge, a un provvedimento del tribunale o a qualsiasi ordine dell'autorità governativa o regolamentare.

14.3 Il Rivenditore non dovrà utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi dall'adempimento degli obblighi previsti dalle presenti Condizioni.

15. FORZA MAGGIORE

15.1 Nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte se le viene impedito di eseguire gli obblighi, o se è ritardata nell'esecuzione degli obblighi previsti dalle presenti Condizioni, a causa di atti, eventi, omissioni o incidenti al di fuori del suo ragionevole controllo, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi, serrate o altre controversie industriali (che coinvolgono la forza lavoro della Parte interessata o di qualsiasi altro soggetto), guasto di un servizio di pubblica utilità o di una rete di trasporto, forza maggiore, guerra, sommossa, tumulti, danni dolosi, rispetto di qualsiasi legge o ordine governativo, norma, regolamento o direzione, incidente, guasto di impianti o macchinari, incendio, inondazione, tempesta, inadempienza dei fornitori o subappaltatori o insorgenza di malattie.

16. COMUNICAZIONI

16.1 Qualsiasi notifica o comunicazione relativa alle presenti Condizioni deve essere effettuata per iscritto e deve essere consegnata tramite posta elettronica certificata o corriere o comunque nel rispetto delle condizioni generali già in uso e accettate dal Rivenditore.

Condizioni generali per la distribuzione del software ioDent®

Integranti le condizioni di vendita già in uso

17. ANTICORRUZIONE

17.1 Il Rivenditore deve:

17.1.1 soddisfare tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di anticorruzione;

17.1.2 non porre in essere alcuna attività, pratica o condotta che costituisca una violazione delle leggi vigenti in materia di anticorruzione;

17.1.3 mantenere in vigore per tutta la durata del rapporto con W&H Italia le proprie politiche e procedure, per assicurare il rispetto delle leggi vigenti in materia di anticorruzione.

18. CONTROLLO ESPORTAZIONE

18.1 Il Rivenditore dichiara di essere a conoscenza del fatto che il Software così come i risultati ottenuti utilizzando il Software possono essere soggetti a Misure di controllo delle esportazioni.

18.2 Il Rivenditore si impegna a rispettare le Misure di controllo delle esportazioni e si impegna quindi ad astenersi dal consegnare, distribuire, esportare, riesportare o trasferire il Software, i dati tecnici relativi al Software e i supporti a paesi, organizzazioni o individui in violazione delle Misure di controllo delle esportazioni.

18.3 Il Rivenditore si impegna a mettere in atto misure adeguate per prevenire violazioni delle Misure di controllo delle esportazioni.

19. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

19.1 Il Rivenditore e W&H Italia si impegnano a rispettare pienamente i requisiti della legislazione vigente sulla protezione dei dati personali durante il trattamento di dati personali, in particolare di dati personali relativi agli Utenti Finali.

19.2 Il Rivenditore garantisce di rispettare tutti i requisiti legali necessari e appropriati per consentire il trasferimento di dati personali a W&H Italia e a DWB ai fini della fornitura del Software, della licenza d'uso e dei servizi connessi.

20. DISPOSIZIONI FINALI

20.1 Tutte le raccomandazioni e i consigli, orali o scritti, dati da o per conto di W&H Italia al Rivenditore in merito a qualsiasi metodo di utilizzo o applicazione del Software e gli scopi ai quali il Software può essere applicato sono forniti senza alcuna responsabilità da parte di W&H Italia.

20.2 Nessuna tolleranza, ritardo o indulgenza da parte di W&H Italia nell'applicazione di uno qualsiasi dei termini delle presenti Condizioni, o la concessione di tempo da

Condizioni generali per la distribuzione del software ioDent®

Integranti le condizioni di vendita già in uso

parte di W&H Italia al Rivenditore per adempiere ai suoi obblighi, potrà pregiudicare o limitare i diritti e poteri di W&H Italia ai sensi delle presenti Condizioni e di quelle già in uso e già accettate dal Rivenditore.

20.3 Le presenti Condizioni sono disciplinate e interpretate in conformità alla legge italiana e le Parti convengono di sottoporsi alla giurisdizione esclusiva del Foro di Bergamo.

Tutti i termini delle sopra indicate Condizioni si intendono accettati dalle parti.

Note

Valigie Trasporto



**Valigia trasporto Implantmed e
Piezomed (no trolley)**

REF 08002400

174,-

**Valigia trasporto Implantmed e
Modulo Piezomed**

REF 08126480

561,-

Carrello Elettrificato



Carrello elettrificato

Le tue attrezzature chirurgiche in un'unica postazione

Salvaspazio

Mobile

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità):

935 x 500 x 450 mm

Carrello chirurgico

con 3 prese elettriche (spina UE)

REF 19724001

1.120,-

Note

I nostri riferimenti

Da sempre la nostra mission è offrire il
miglior supporto commerciale e formativo.
Per qualsiasi informazione sui prodotti ed i
servizi W&H contatta il nostro team.



Calogero Guagliano
Product Sales Specialist

Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia
Ovest (Varese, Pavia, Como, Lecco, Monza
Brianza, Lodi, Sondrio, Milano)

+39 349 4561 554

calogero.guagliano@wh.com



Deborah Moretto
Product Sales Specialist

Veneto, Friuli, Trentino, Lombardia Est
(Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova)

+39 340 7008 440

deborah.moretto@wh.com



Arturo Sica
Product Sales Specialist

Emilia-Romagna, Toscana, Marche

+39 349 3154 131

arturo.sica@wh.com



Anna Maria Sorgente
Product Sales Specialist

Lazio, Umbria, Abruzzo

+39 347 9315 726

anna.sorgente@wh.com



Pierangelo Russo
Product Sales Specialist

Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Malta

+39 340 4095 458

pierangelo.russo@wh.com




Marta Intilla
Product Sales Specialist

Sardegna, Calabria, Sicilia

+39 348 5880 799

marta.intilla@wh.com



Rev.001/01.09.2025. Con riserva di modifiche.



Alessio Fiorotto

Application Specialist - Imaging

+39 338 7813 413

alessio.fiorotto@wh.com



Nicolò Fasoli
General Manager

+39 340 5721 603

nicolo.fasoli@wh.com



Bruno Friscia
Sales Operations Manager
Area Manager Centro Italia

+39 335 5449 268

bruno.friscia@wh.com



Francesco Pianezzola
Key Account Manager

+39 348 9310 829

francesco.pianezzola@wh.com



Andrea De Leonardo
Area Manager Nord Italia

+39 345 0729 547

andrea.deleonardo@wh.com