

#whdentalwerk



video.wh.com

Teraz u partnera
handlowego lub na
stronie **wh.com**



Wsparcie **nowej** generacji!



implantmed^{PLUS}

piezomed^{PLUS}
module

Narzędzia Niezbędne w chirurgii jamy ustnej i implantologii

Odkryj zalety nowych urządzeń Implantmed Plus II i moduł Piezomed Plus II: oba charakteryzują się sprawdzoną jakością W&H. Przekonaj się, dlaczego nowa platforma do chirurgii jamy ustnej i implantologii jest niezbędnym narzędziem.

- **Dwa w jednym**
- Maksymalna modułowość, wysoka elastyczność, minimalny nakład pracy związany z konfiguracją.

Implantmed Plus II

Moduł Piezomed Plus II

- **Inteligentny Light-Guide**
- Wszystko, co ważne w skrócie.

7 calowy wyświetlacz i intuicyjna koncepcja obsługi

Większa przejrzystość, większa kontrola.

piezomed^{PLUS}
II
module



ioDent

Inteligentne połączenie

Oferuje inteligentne rozwiązania stomatologiczne oraz rozszerzone wsparcie techniczne.

- › Zdalna aktualizacja oprogramowania
- › Ustawienia domyślne
- › Cyfrowa dokumentacja

Zintegrowana funkcja skanowania

Szybka, bezpieczna dokumentacja i identyfikowalność.

implantmed PLUS II


Implantmed Plus II i moduł Piezomed Plus II

Połączenie Implantmed Plus II i modułu Piezomed Plus II wraz z gamą produktów W&H rewolucjonizuje chirurgię jamy ustnej i implantologię.



Moduł Piezomed Plus II

Umożliwiają połączenie chirurgii piezoelektrycznej i implantologii w jednym urządzeniu.



Dokumentacja

Przechowuje wszystkie wartości wszczepienia implantu na dysku USB.



Sterownik nożny

Bezprzewodowy lub przewodowy.



Osstell Beacon

Ocena stabilności implantu.

Wyjątkowe połączenie chirurgii jamy ustnej, implantologii i piezochirurgii w jednym urządzeniu.

**Mikrosilniki
EM-19 LC**
Mocne, trwałe
i lekkie z przyłączem
elektrycznym.



Implantmed Plus II ...wsparcie nowej generacji

- › Zintegrowana funkcja skanowania
- › 7 calowy wyświetlacz i intuicyjna koncepcja obsługi
- › Inteligentny Light-Guide
- › Możliwość połączenia z systemem ioDent® i rejestracji danych z zabiegów oraz z biblioteką implantów i zalecanymi dla nich ustawień
- › Opcjonalny system dokumentacji zabiegów w pamięci USB
- › Mały i mocny mikrosilnik 6,2 Ncm, od 200 do 40.000 obr/min
- › Sterownik nożny przewodowy lub bezprzewodowy
- › Bezprzewodowa komunikacja z Osstell Beacon
- › System personalizacji Operatorów i protokołów zabiegów
- › Funkcja gwintowania twardych kości z autorewersem



**Końcówki
chirurgiczne**
Najbardziej kompletny
asortyment.



Implantmed Plus II SI-2101 „wireless“

- › Implantmed SI-2101
- › Silnik EM-19 LC
- › Sterownik nożny bezprzewodowy S-NW3
- › Kątnica WS-75 L

zł 27690



Implantmed Plus II SI-2102 Scan-Edition

- › Implantmed SI-2102 z funkcją skanowania
- › silnik EM-19 LC
- › sterownik nożny bezprzewodowy S-NW3
- › Kątnica WS-75 L

zł 29690

Moduł Piezomed Plus II

- › rękojeść SA-40 L
- › akcesoria
- › zestaw rurek do irygacji

zł 23690

Moduł Piezomed do Implantmed SI-1023

Przystawka piezo do urządzeń W&H Implantmed SI-1023.

System plug&play, programowanie z panelu SI-1023, sterowanie jednym sterownikiem. Bez hałaśliwego wentylatora. Jeden płyn chłodzący, jedna rurka dla obu urządzeń. Rozwiązanie nie wymagające dodatkowego miejsca.



Piezomed Classic Moduł SA-430 M

- › Moc 18 W
- › Wstępne nastawy mocy dla końcówek roboczych
- › Rękojeść bez światła
- › BOOST- chwilowe zwiększenie mocy
- › System BONE (6 końcówek)
- › Klucz do końcówek, zasilacz, statyw, podstawa, 6 rurek sterylnych

Zł 20490



Piezomed Plus Moduł SA-435 M

- › Moc 24 W / Biblioteka końcówek
- › Autodetekcja końcówki roboczej
- › Rękojeść ze światłem pentaLED
- › BOOST- chwilowe zwiększenie mocy
- › System BONE (6 końcówek)
- › Klucz do końcówek, zasilacz, statyw, podstawa, 6 rurek sterylnych

Zł 26290

Rurka do podawania chłodzenia

Jedna rurka do naprzemiennego podawania chłodzenia w dwóch urządzeniach.

Zł 390



Osstell - urządzenia do oceny stabilności implantów

Wyniki potwierdza ponad

+1500
niezależnych badań naukowych!



Bezpośrednie połączenie z **Osstell Connect**



Osstell Beacon

Szybka i prosta ocena stabilności implantu. Kontrola osteointegracji na każdym etapie zabiegu. Cyfrowe wskazania wartości ISQ oraz wizualne kolorowe wskazanie ułatwiają proces leczenia i pozwalają na podjęcie właściwych decyzji.

Zł 13790



Wielokrotnego użytku!
Nowość
do sterylizacji

SmartPeg

Przebadany naukowo, kompatybilny z urządzeniami Osstell

Zł 190



zeskanuj kod QR
List SmartPegs Osstell



SmartPegs

Przeznaczony do jednorazowego użytku

Zł 710

Opakowanie 5 szt



Implantmed Plus SI-1023 ...wybiega w przyszłość

- › Mały i mocny mikrosilnik 6,2 Ncm, od 200 do 40.000 obr/min
- › Bezprzewodowy sterownik nożny w opcji
- › Bezprzewodowa komunikacja z Osstell Beacon
- › Zaawansowany system dokumentacji zabiegów w pamięci USB
- › System personalizacji Operatorów i protokołów zabiegów
- › Funkcja gwintowania twardych kości z autorewersem
- › Możliwość połączenia z systemem ioDent® i rejestracji danych z zabiegów oraz z biblioteką implantów i zalecanych dla nich nastaw
- › Intuicyjna obsługa



Zestaw S-163 bez światła

- › ImplantMED SI-1023
- › Sterownik nożny przewodowy S-N2
- › Silnik bez światła EM-19
- › Kątnica WI-75 E/KM

Zł 21380



Zestaw S-163S niezależne światło

- › ImplantMED SI-1023
- › Sterownik nożny przewodowy S-N2
- › Silnik bez światła EM-19
- › Kątnica WS-75 LG

Zł 23280



Zestaw S-165 Mini LED+

- › ImplantMED SI-1023
- › Sterownik nożny przewodowy S-N2
- › Silnik EM-19 LC
- › Kątnica WS-75 L

Zł 25580

Prostnice i kątnice chirurgiczne

Pewniejszy i łatwiejszy zabieg!

Rozbieralne w celu perfekcyjnej konserwacji



Kątnica WI-75 E/KM

- › Przełożenie 20:1
- › Bez światła
- › nierozbieralna



Zł 4090



Kątnica WS-75 L

- › Przełożenie 20:1
- › Mini LED+
- › Rozbieralna
- › Dostępna w wersji bez światła
- › Dostępna w wersji z generatorem prądu



Zł 5390




Kątnica WS-92 L

- › Przełożenie 1:2,7
- › Mini LED+
- › Potrójny spray
- › Rozbieralna
- › Dostępna w wersji bez światła
- › Dostępna w wersji z generatorem prądu



Zł 4990



Kątnica WS-91 L

- › 1:2,7, główka 45°
- › Mini LED+
- › Potrójny spray
- › Rozbieralna
- › Dostępna w wersji bez światła
- › Dostępna w wersji z generatorem prądu



Zł 4990



Prostnica S-11 / S-11 L / S-11 LG

- › Przełożenie 1:1
- › Krótka
- › Rozbieralna
- › Dostępna w wersji bez światła, ze światłem i z generatorem



Zł 3890

Zł 5390

Zł 5990



Prostnica S-12

- › Przełożenie 1:2
- › Gięta, długa
- › Bez światła
- › Rozbieralna



Zł 5790



Zygoma SZ-75

- › Przełożenie 20:1
- › Bez światła
- › Rozbieralna
- › Do implantów jarzmowych



Zł 8390



Prostnica S-9 LG

- › Przełożenie 1:1
- › Rozbieralna
- › Dostępna w wersji bez światła



Zł 6490






Piezomed Classic SA-320

Wszystko pod kontrolą


- › Autodetekcja końcówki roboczej
- › Funkcja Boost chwilowe zwiększenie mocy o 20%
- › Trzy indywidualne programy
- › Światło Ring LED



Tryby pracy – tylko w Piezomed

System autodetekcji końcówki roboczej ustawia optymalne parametry pracy końcówki – moc i chłodzenie. Użytkownik może sam wybrać jeden z trzech trybów pracy ustalający moc na końcówce roboczej w zależności od siły nacisku na kość.

Bezpieczny zabieg – wszystko pod kontrolą!



Piezomed Classic Sterownik przewodowy S-N1

- › System BONE (6 końcówek)
- › Sterownik nożny przewodowy
- › Rękojeść penta LED+
- › Kasetka sterylizacyjna

zł 35590



Końcówki robocze Piezomed

W&H oferuje szeroki wachlarz (ofertę) instrumentów końcówek roboczych do zastosowań w chirurgii kości, zabiegów periodontologicznych i endodoncji. Odpowiednie do wszystkich wersji Piezomed.



Zestaw do chirurgii kości

Udoskonalona piła kostna – zwiększona ilość punktów tnących optymalizuje preparację kości.



zł 5090

Piły B6/B7

Specjalne piły do precyzyjnego cięcia kości.
Grubość:
B6 - 0,25mm,
B7 - 0,30mm.



B6/B7 zł 960

Zestaw do ekstrakcji (system EX)

Końcówki robocze służące do precyzyjnej i atraumatycznej ekstrakcji.



zł 1590

Endodoncja wsteczna

Diamentowe, delikatne końcówki robocze, które umożliwiają łatwy dostęp podczas wstecznego wypełnienia kanałów.



zł 3990

Podnoszenie zatoki

Końcówki robocze pozwalające na bezpieczną preparację okna dostępowego i delikatną mobilizację błony Schneidera.



zł 3590

Preparacja łoża implantu (zestaw Crestal P)

Końcówki robocze do preparacji łoża implantu oraz podnoszenia dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą (z dościa przez wyrostek zębodołowy).



zł 6890

Turbiny Synea Vision

Wszystkie turbiny W&H są wyposażone w system higienicznej główki¹ i zawór antyrektrycyjny zapobiegający infekcjom krzyżowym i COVID.

¹ Wyłącznie w W&H. System opatentowany w Europie i USA.



Synea Vision TK-97 L

- › Ring LED+
- › 5 x spray
- › Ø główki 10 mm
- › 21 W/400.000 obr./min.
- › Połączenie Roto Quick

Zł 6100



Synea Vision TK-98 L

- › Ring LED+
- › 5 x spray
- › Ø główki 11,5 mm
- › 24 W/360.000 obr./min.
- › Połączenie Roto Quick

Zł 6100



Synea Vision TK-94 L

- › LED+
- › 5 x spray
- › Ø główki 9 mm
- › 14 W/410.000 obr./min.
- › Połączenie Roto Quick

Zł 5590



Synea Vision TK-100 L

- › Ring LED+
- › 5 x spray
- › Ø główki 13 mm
- › 26 W/330.000 obr./min.
- › Połączenie Roto Quick

Zł 6100



Szybkozłączki Roto Quick

Precyzja **bez zmęczenia**

$40g + 20g = 60g$
TK-98 L RQ-24 ZESTAW
TG-98 L



20g



Szybkozłączka Roto Quick RQ-24

- › Połączenie Midwest
- › Zawór zwrotny

Zł 1250



Szybkozłączka Roto Quick RQ-34

- › Połączenie Midwest
- › Regulacja sprąy

Zł 1450



Nezależne światło



Światło LED+



Pierścieni LED+



Ze światłem



Bez światła



Spray

Kątnice Synea Power Edition

Do najtwardszych materiałów

Kątnice przyspieszające z serii Synea Power Edition zostały specjalnie zaprojektowane do prac, które wymagają od końcówki przenoszenia dużych obciążeń powstających podczas usuwania starych prac protetycznych, ubytków, wypełnień, koron czy mostów. Są również idealnym rozwiązaniem przy opracowywaniu zaawansowanych materiałów ceramicznych, takich jak tlenek cyrkonu, który jest coraz częściej stosowany w stomatologii odtwórczej.



Synea Fusion WG-900 LT / WG-900 A

- › Przełożenie 1:4
- › Światłowód szklany / Bez światła
- › 3 x spray
- › Ø główki 10.7 mm

Zł 5100

Zł 3890



Synea Vision WK-900 LT

- › Przełożenie 1:4
- › Światłowód szklany
- › 4 x spray
- › Ø główki 10.7 mm

Zł 6600



Kątnice Synea Vision

Linia instrumentów premium w kategorii Synea. Innowacyjność oraz długa żywotność gwarantuje doskonale wyniki leczenia.



Synea Vision WK-99 LT

- › Światłowód szklany
- › 5 x spray
- › Przełożenie 1:5

Zł 6300



Synea Vision WK-93 LT

- › Światłowód szklany
- › 5 x spray
- › Mała główka
- › Przełożenie 1:4,5

Zł 6300



Synea Vision WK-56 LT

- › Światłowód szklany
- › 1 x spray
- › Przełożenie 1:1

Zł 4290



Synea Vision HK-43 LT

- › Światłowód szklany
- › 1 x spray
- › Przełożenie 1:1

Zł 4190

Turbiny Synea Fusion

Wszystkie turbiny W&H są wyposażone w system higienicznej główki¹ i zawór antyretrakcyjny zapobiegający infekcjom krzyżowym i COVID.

¹ Wyłącznie w W&H. System opatentowany w Europie i USA.



Synea Fusion TG-97 L

- › LED+
- › 4 x spray
- › Ø główki 10 mm
- › 18 W / 390.000 obr./min.
- › Połączenie Roto Quick
- › **Powłoka antyrysująca**

Zł 3890



Synea Fusion TG-98 L

- › LED+
- › 4 x spray
- › Ø główki 11,5 mm
- › do 29 W / 360.000 obr./min.
- › Połączenie Roto Quick
- › **Powłoka antyrysująca**

Zł 3890

Kątnice Synea Fusion

Bezkompromisowy komfort, sprawdzona jakość serii Synea, optymalna trwałość.



Zestaw 10 pilników Dentatus do kątnicy Profin

Zł 2250



Synea Fusion WG-99 LT

- › Światłowód szklany
- › 4 x spray
- › Przełożenie 1:5

Zł 4790



Synea Fusion WG-99 A

- › Bez światła
- › 4 x spray
- › Przełożenie 1:5

Zł 3350



Synea Fusion PROFIN WG-67 A

- › Bez światła
- › 1 x spray
- › Przełożenie 2:1

Zł 2750



Synea Fusion WG-56 LT

- › Światłowód szklany
- › 1 x spray
- › Przełożenie 1:1

Zł 3450



Synea Fusion HG-43 A

- › Bez światła
- › 1 x spray
- › Przełożenie 1:1

Zł 2250



Synea Fusion PROFIN WG-67 LT

- › Światłowód szklany
- › 1 x spray
- › Przełożenie 2:1

Zł 3990



Nezależne światło



Światło LED+



Pierścieni LED+



Ze światłem



Bez światła




Spray

alegra

Turbiny Alegra


Turbiny z serii Alegra to niezawodni partnerzy w codziennych zastosowaniach.



Alegra TE-98

- › Bez światła
- › 3 x spray
- › Ø główki 12,2 mm
- › 18 W/330.000 obr./min.
- › Połączenie Roto Quick

Zł 2250



Alegra TE-97

- › Bez światła
- › 3 x spray
- › Ø główki 10,4 mm
- › 16 W/390.000 obr./min.
- › Połączenie Roto Quick

Zł 2250



Alegra TE-98 LQ

- › Światło LED+
- › 3 x spray
- › Ø główki 12,2 mm
- › 18 W/330.000 obr./min.
- › Połączenie Roto Quick

Zł 2650



Szybkozłączka Roto Quick RQ-54

- › Połączenie Midwest
- › Wewnętrzny generator prądu
- › Również do turbin Synea Vision i Fusion

Zł 1250



Alegra WE-99 LED G

- › Światło niezależne
- › 3 x spray
- › Przełożenie 1:4,5

Zł 4590



Alegra WE-56 LED G

- › Światło niezależne
- › 1 x spray
- › Przełożenie 1:1

Zł 3390



Alegra WE-56

- › Bez sprayu
- › Przełożenie 1:1

Zł 1150



Alegra HE-43

- › Bez sprayu
- › Przełożenie 1:1

Zł 1050

Kątnice Alegra

Kątnice z serii Alegra z wbudowanym generatorem i oświetleniem LED pomogą podnieść komfort pracy tam gdzie do tej pory nie było to możliwe.

01/Dezynfekcja powierzchniowa Mycie

Wysoka skuteczność mycia i dezynfekcji dzięki dedykowanym programom



Termodezynfektor Thed+

Zawiera wszystkie funkcje Thed (czytaj str. 16) oraz dodatkowo:

- › EliSense: wskaźnik stanu pracy urządzenia
- › inteligentne rozpoznawanie rodzaju wsadu
- › automatyczna rekomendacja optymalnego programu
- › automatyczny dobór parametrów cyklu (czasu trwania, ilości wody, detergentów, oraz zużycia prądu)

Zł 50990

02/Konserwacja olejem



Assistina One z systemem Quick Connect

Całkowity czas konserwacji to tylko 18 sekund

- › One Care Set
- › 1 adapter Quick ISO
- › 1 adapter Quick RM
- › filtr HEPA

Zł 7850



Assistina Twin z systemem Quick Connect

Całkowity czas konserwacji to tylko 10 sekund

- › Twin Care Set
- › 1 adapter Quick ISO
- › 1 adapter Quick RM
- › filtr HEPA

Zł 13790

03/Pakowanie



12 mm

12 mm
zgrzewu w zaledwie
2 sekundy!

Seal²

- › perfekcyjny zgrzew bez ryzyka przegrzania
- › transparentna podstawka ułatwiająca pakowanie
- › podajnik rękawów można przymocować do ściany

Zł 3990

134°C

04/ Sterylizacja w klasie B



W&H
SteriApp



Nowe Osmo

Stacja odwróconej osmozy

- › jakość wody od 0.5-5 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- › wydajność - 30 litrów/godzinę
- › może zasilać w wodę do 6 autoklawów
- › do 10 000 litrów wody z jednego zestawu filtrów przy jakości wody dostarczanej 300 $\mu\text{S}/\text{cm}$



Zestaw filtrów

Osmo

Zł 7450

Multidem C27

Wolnostojący demineralizator wody do zasilania autoklawów w wodę uzdatnioną.

Przewodność wody wejściu MultidemC27

50 $\mu\text{S}/\text{cm}$
 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$
 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$
 300 $\mu\text{S}/\text{cm}$
 400 $\mu\text{S}/\text{cm}$
 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$

Ilość wody na na 1 filtrze

2250 l.
 1130 l.
 565 l.
 375 l.
 280 l.
 225 l.

Multidem C27


Multidem C27 + strzykawka

Zł 2250

Zł 2770

05/ Dokumentacja procesu i przechowywanie



Lisa 522 09 - 0282 00.15.03.00.00
 Load accepted by: Fanny Lomgine
 Cycle: UNIVERSAL 134
 Number: 00175
 Date: 09/02/10 12:59:00
 Expiry date:
 09/03/10

 C31128A00175



Drukarka etykiet Lisa Safe

- › Rozwiązanie typu "Plug&Play"
- › Drukarka etykiet, czytnik kodów kreskowych, 2100 etykiet, toner

Zł 5430

Sterylizacja, higiena i konserwacja

Thed spełnia oczekiwania!

Mocny, szybki, niezwykle inteligentny! Termodezynyfektory Thed+ i Thed zapewniają skuteczne czyszczenie i dezynfekcję, wyjątkową elastyczność, krótkie cykle i wszystko to, czego potrzebują najbardziej wymagający Użytkownicy!

Sprawdź i się przekonaj!

Termodezynyfektor Thed

- › dwa poziomy mycia
- › szybkie cykle przy zachowaniu najwyższej jakości czyszczenia
- › aktywne suszenie z filtrem powietrza HEPA
- › pełna opcja rozwiązań sieciowych
- › zintegrowany pojemnik na płyny czyszczące
- › unikalny system dozowników z płynami czyszczącymi
- › przyjazny dla Użytkownika interfejs

Thed wersja nablutowa

Thed wersja podblatowa

Zł 37750

Zł 40790

Termodezynyfektor Thed +

Zawiera wszystkie funkcje Thed oraz dodatkowo:

- › EliSense: wskaźnik stanu pracy urządzenia
- › Eco dry+: dobieranie czasu suszenia do rodzaju wsadu
- › automatyczna rekomendacja optymalnego programu
- › automatyczny dobór parametrów cyklu (czasu trwania, ilości wody, detergentów, oraz zużycia prądu)

Thed+ wersja nablutowa

Thed+ wersja podblatowa

Zł 45890

Zł 50990





Termodezynfekcja



Środek czyszczący MA

Niepieniący roztwór czyszczący o działaniu zmydlającym. Usuwa różne rodzaje wydzielin, białek, tłuszczów, odczynników biologicznych i związków organicznych.

Kanister 5 litrów

Zł 270



Środek czyszczący TE

Trojenzymatyczny, niepieniący detergent do automatycznego czyszczenia w termodezynfektorze.

Kanister 5 litrów

Zł 340



Neutralizator C

Działanie odkamieniające, neutralizujące i płuczące.

Kanister 5 litrów

Zł 220



Płyn do płukania

Do szybkiego, niepalącego suszenia podczas automatycznego czyszczenia instrumentów stomatologicznych.

Butelka 1 litr

Zł 120

Sterylizacja, higiena i konserwacja

Sterylizacja w klasie B

- › Cykle w klasie B
- › Niewielkie zużycie wody demineralizowanej na jeden cykl
- › Pierwszy przegląd po 5 latach/4000 cyklach
- › Bezproblemowa i nie wymagająca serwisu konserwacja bieżąca
- › Przygotowane do automatycznego poboru wody uzdatnionej
- › Automatyczne opróżnianie zbiornika wody brudnej
- › Dotykowy ekran, intuicyjne menu
- › Zapis cykli w pamięci USB
- › Oszczędność energii
- › Cykl szybki klasy S



EliSense, status cyklu, temperatura wsadu, podpowiedzi.

EliTrace, biblioteka sterylizowanych produktów i ich śledzenie.



Lisa 17/22 L

Sterylizatory Lisa - stworzone z myślą o najwyższych wymaganiach: niezwykle przyjazne dla użytkownika dzięki systemowi informacji EliSense na wskaźnikach LED i wyświetlaczu. Pełna identyfikacja sterylizowanych produktów od pojedynczego instrumentu do zestawu dzięki EliTrace. Opatentowana technologia Eco Dry + sprawia, że autoklawy Lisa są niezwykle wydajne.

Komora 17 litrów

Komora 22 litry

zł 29350

zł 31700

28'

0.39
litra cyklu



Rewolucyjny system aktualizacji oferuje elastyczność konfiguracji:

Cykl klasy S, nadzór nad sterylizacją, rozszerzoną dokumentację.

5 lat
gwarancji*

Lina 17/22 L

Bardzo prosty w obsłudze, cichy autoklaw z cyklami w klasie B. Krótki cykl ECO B dla małych wsadów. Standardowo wyposażony w pamięć USB do rejestracji cykli sterylizacji oraz systemu automatycznego napełniania wodą i opróżniania wewnętrznych zbiorników.

Komora 17 litrów

Komora 22 litry

zł 22750

zł 24750

45'

0.59
litra cyklu

ECO-B
OK

* aż 5 lat gwarancji lub 4000 cykli



Rewolucyjny system aktualizacji oferuje elastyczność konfiguracji:

Krótszy czas cykli, cykl klasy S, nadzór i rozszerzoną dokumentację.



Lara 17/22 L

Sterylnizatory Lara już w standardzie oferują najszybszy cykl sterylizacji w swojej klasie - w tym standardową dokumentację. Dodatkowy, nowo opracowany system aktualizacji oferuje elastyczność konfiguracji, w tym jeszcze większą szybkość cykli i rozszerzoną dokumentację.

Komora 17 litrów

Komora 22 litry

zł 24950

zł 27200

37' **0.40**
na cykl



Rewolucyjny system aktualizacji oferuje elastyczność konfiguracji:

Cykli szybki i Elitrace.



Lara XL 28 L / XXL 38 L

Autoklawy LaraXL i Lara XXL zostały zaprojektowane w oparciu o wyrafinowaną koncepcję techniczną, która oferuje możliwości nie tylko na dzień dzisiejszy, ale również na przyszłość i zdecydowanie upraszcza obieg instrumentów. Pomimo kompaktowych wymiarów zewnętrznych, nowe sterylizatory Lara XL i Lara XXL są zaskakująco pojemne.

Komora 28 litrów


Komora 38 litrów

zł 35200

40' **0.40**
na cykl

zł 50500

40' **0.50**
na cykl



Lisa Mini
szybki i mały
sterylizator typu B



Nowa Lisa MINI 3/5 L

Lisa Mini oferuje jeden z najszybszych cykli typu B w swojej klasie wydajności oraz możliwość sterylizacji wszystkich rodzajów wsadów. Nieopakowane wsady gotowe w czasie krótszym niż 9 minut. Kompaktowe wymiary gwarantują optymalną integrację z pomieszczeniem dekontaminacyjnym.

Komora 3 litry

Komora 5 litrów

zł 22350

zł 23950

9' **0.60**
na cykl



Serwis techniczny



Serwis pogwarancyjny

W&H to:

- › Oryginalne części zamienne
- › Bezpłatny sprzęt zastępczy
- › Niskie koszty przesyłek
- › Szybka naprawa



Kontrakty serwisowe - szczegóły na moje.wh.com



Bezpłatna wycena i transport

Serwis W&H oferuje bezpłatną wycenę każdej naprawy oraz bezkosztowy transport w obie strony.*



Doradztwo techniczne

Pracownicy naszego serwisu odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące wykonanej usługi, jak również bieżącej obsługi i konserwacji produktu W&H.



Jakość w szczegółach

Jako producent mamy możliwość naprawy naszych produktów z użyciem tych samych ORYGINALNYCH CZĘŚCI, które stosujemy do produkcji naszych końcówek i urządzeń.



Sprzęt na czas naprawy

W&H oferuje BEZPŁATNE wypożyczenie sprzętu serwisowego na czas naprawy. Szczegóły w serwisie.



Ekspresowy serwis

W&H oferuje błyskawiczną naprawę sprzętu po akceptacji wyceny.



6-miesięczna gwarancja

Każda naprawa wykonana w naszym serwisie jest objęta 6-miesięczną gwarancją.



Komunikacja WiFi z aplikacją **W&H Steri App** na urządzenia mobilne

- › Kontrola do 4 autoklawów
- › Dane z procesów sterylizacji
- › Tworzenie biblioteki sterylizowanych produktów
- › Śledzenie sterylizowanych produktów
- › Przesyłanie danych o sterylizowanych produktach do karty Pacjenta
- › System Administratora
- › Informacje o konserwacji bieżącej



Główne zasady manualnej konserwacji końcówek

Przygotuj końcówkę do konserwacji olejem - dezynfekcja powierzchniowa, mycie zewnętrzne, osuszanie. Stosuj do konserwacji olej W&H F1 podając go do końcówki poprzez odpowiedni adapter. Podawaj olej pulsacyjnie, aż będzie wypływał z główki czysty. Poddawaj konserwacji końcówkę min. 4 razy dziennie i przed każdą sterylizacją. Po konserwacji uruchom końcówkę na 30 sekund.

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości skontaktuj się z naszym Serwisem. Zadzwoń pod nr +48 (22) 331 80 04 lub 05.

Zdalna diagnostyka

Podłączenie autoklawu do sieci internetowej umożliwia zarówno Użytkownikowi jak i Serwisowi błyskawiczny dostęp do aktualnych informacji o stanie techniczno-eksploatacyjnym urządzenia. Możliwość śledzenia na bieżąco tych informacji podnosi bezpieczeństwo higieniczne zapewniając ciągłość pracy autoklawu.

Usługa zdalnej diagnostyki jest dostępna w wybranych modelach autoklawów bezpłatnie aż przez 24 miesiące!

W&H zapewnia urządzeniom stałą opiekę!

**24 miesiące
usług zdalnych
bezpłatnie**
do każdej
zakupionej LISA




Materiały eksploatacyjne

Oferta nie stanowi cennika w myśl Kodeksu Cywilnego i zawiera wybrane produkty z oferty W&H Poland. Pełna oferta jest dostępna u Przedstawicieli W&H Poland. Wszystkie ceny w niniejszej ofercie są sugerowanymi cenami brutto zawierającymi podatek VAT.



Autoklawy W&H



Filtr kurzu krótki
Ref F364511X

Filtr kurzu długi
Ref 364502X

zł 120



Uszczelka drzwi szara
Ref F460504X

zł 330



Filtr bakteriologiczny
Ref W322400X

zł 210




Zestaw 400-800 cykli. Zawiera:
1 x uszczelka, 2 x filtr bakteriologiczny

2 x filtr kurzu długi
do Lisa, Lisa VA131,
Lina PRO
Ref X050326X

zł 800

2 x filtr kurzu krótki
do Lisa VA131_2019,
Lara, nowa Lina
Ref X050328X

zł 800



Konserwacja




Assistina Twin / One

Twin/One Care Set

- › Płyn MC-302 200 ml
 - › Olej F1 MD-302 200 ml
 - › Filtr HEPA
- Ref 07484000/08064970


zł 745



Kapturek do smarowania kątnic/prostnic

Ref 02038200

Zł 43



Kapturek do smarowania turbin W&H na złącze RQ

Ref 02229200

Zł 43



Assistina 301 plus

MD-500 Olej serwisowy F1 500 ml

Ref 02675910

Zł 430



Assistina 301 plus

MC-1000 Płyn czyszcząco-myjący 1000 ml

Ref 02680200

Zł 225



Nowość

Chirurgia



Akcesoria do końcówek chirurgicznych W&H

Rurki do podawania sprayu do ImplantMED SI-923, SI-1023, SI-2100, SI-2101, SI-2102, Elcomed, Piezomed



135°C 5555

Uchwyt do kątnic WS-75 xx

Opakowanie - 3 szt.

Lewy Ref 06946300

Prawy Ref 06948300

Zł 260




135°C 5555

Uchwyt do kątnic WI-75 EK/M

Opakowanie - 3 szt. Ref 04757100

Zł 260




Rurka sterylna, jednorazowa Opakowanie 6 szt.

Długość 2,2 m REF 04363600

Zł 330

Długość 3,8 m REF 04364100

Zł 390



Rurka nadająca się do sterylizacji Opakowanie 1 szt.

Długość 2,2 m REF 04719400

Zł 460

Przedstawiciele medyczni W&H



Michał Kamiński
woj. lubuskie (Gorzów Wlkp.),
zachodniopomorskie, wielkopolskie,
łódzkie, mazowieckie (Warszawa)
504 161 891
michal.kaminski@wh.com



Anetta Pazera
woj. pomorskie, podlaskie,
kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie,
mazowieckie (Ostrołęka)
504 161 894
anetta.pazera@wh.com

Iwona Dworska
woj. dolnośląskie, opolskie,
lubuskie (Zielona Góra),
śląskie
505 682 426
iwona.dworska@wh.com



Wioletta Gajewska
woj. podkarpackie, małopolskie
świętokrzyskie, lubelskie, mazowieckie
(Radom)
517 381 527
wioletta.gajewska@wh.com

W&H Poland Sp. z o.o.
ul. Tukana 3 B
02-843 Warszawa, **Poland**
t +48 22 33 18 000
f +48 22 33 18 001
biuro@wh.com
wh.com

Nasi Przedstawiciele Medyczni udzielą Państwu szczegółowych informacji o produktach znajdujących się w ofercie W&H Poland, dokonają ich prezentacji w gabinecie, udostępnią do testów i dolożą wszelkich starań, aby dopasować ofertę do Państwa potrzeb.