



Green Friday

Ofertas especiais de 17/11 a 05/12/2025

* Consulte as condições em wh.com

Green Friday

Ofertas especiais de 17/11 a 05/12/2025

Promoção Assistina ONE

Promoção especial, **apenas 1.395 €**
com **WG-56 LT/A Grátis!**

Assistina ONE + WG-56 LT/A

- › Limpeza e lubrificação em apenas 18 seg.
- › Inclui líquidos lubrificantes e de limpeza par 2.800 ciclos
- › Inclui adaptador Quick RM y Quick ISO
- › Inclui filtro HEPA

1.395€

PVP 2.810€

quick
connect
by W&H

18"



ONE



**ESCOLHA
GRÁTIS**

**Contra-ângulo
Fusion WG-56 LT
o Fusion WG-56 A**

- › Luz barra de vidro / Sem Luz
- › Spray simple
- › Cabeça Ø 9,5mm
- › Contra-ângulo 1:1



Green Friday

Ofertas especiais de 17/11 a 05/12/2025

Synea Power Edition

para os materiais
mais duros

Synea Power Edition foi especialmente concebida para aplicações difíceis, como a remoção de material de cárie, cavidades, obturações, coroas e pontes.

São a solução ideal para materiais cerâmicos como o zircónio, que são cada vez mais utilizados na odontologia de restauração



Contra-ângulo WK-900 LT

- › Barra de luz de vidro
- › Revestimento anti-riscos
- › 3 Sprays
- › Cabeça Ø 10,7 mm
- › Contra-ângulo 1:4

1.050€

~~1.495€~~

PVP 1.788€

Contra-ângulo WG-900 LT

- › Barra de luz de vidro
- › 3 Sprays
- › Cabeça Ø 10,7 mm
- › Contra-ângulo 1:4

895€

~~1.145€~~

PVP 1.357€


Contra-ângulo WG-900 A

- › Sem luz
- › 3 Sprays
- › Cabeça Ø 10,7 mm
- › Contra-ângulo 1:4

795€

~~925€~~

PVP 1.089€



Instrumental de Cirurgia



Pack 2 Contra-ângulos WI-75 E/KM

- › Sem luz
- › Spray externo
- › Contra-ângulo 20:1
- › Não Desmontável

995€

~~1.670€~~

PVP 2.444€



Pack 2 Contra-ângulos WS-75 LG

- › LED+ Autogerada
- › Spray externo
- › Contra-ângulo 20:1
- › Desmontável

1.695€

~~2.620€~~

PVP 3.632€



Pack WI-75 E/KM + S-11

- › Sin luz
- › Spray externo
- › Contra-ângulo 20:1
- › Peça de mão 1:1

1.045€

~~1.670€~~

PVP 2.386€



Pack WS-75 LG + S-11 LG

- › LED+ Autogerada
- › Spray externo
- › Contra-ângulo 20:1
- › Peça de mão 1:1

1.795€

~~2.620€~~

PVP 3.604€



Turbina Synea Vision TK-94 L

- › Luz LED+
- › 5 Sprays
- › Cabeça Ø 9mm
- › 14 W / 410.000 rpm
- › Ligação Roto Quick

675€

PVP 1.575€



Pack 2 Turbinas TK-98 L

- › Luz anillo LED+
- › 5 Sprays
- › Cabeça Ø11,5mm
- › 24 W / 360.000 rpm
- › Ligação W&H

1.670€

PVP 3.428€



Pack 2 Turbinas TG-98 L / LM

- › Luz LED+
- › 4 Sprays
- › Cabeça Ø11,5mm
- › 21 W / 360.000 rpm
- › Ligação W&H/Multiflex®**

770€

~~1.230€~~

PVP 2.146€



Pack 2 Turbinas TE-95 RM

- › Sem luz
- › Spray simple
- › Cabeça Ø12,2mm
- › 18 W / 330.000 rpm
- › Ligação 4 Vias

460€

~~700€~~

PVP 1.122€



Pack 2 Contra-ângulos WG-99 A

- › Sem luz
- › 4 Sprays
- › Cabeça Ø 9,5mm
- › Contra-ângulo 1:5

840€

~~1.198€~~

PVP 2.066€



Pack 2 Contra-ângulos WG-99 LT

- › Luz barra de vidro
- › 4 Sprays
- › Cabeça Ø 9,5mm
- › Contra-ângulo 1:5

1.050€

~~1.620€~~

PVP 2.734€



Pack 2 Contra-ângulos WG-56 A

- › Sem luz
- › Spray simple
- › Cabeça Ø 9,5mm
- › Contra-ângulo 1:1

680€

~~970€~~

PVP 1.662€



Pack 2 Contra-ângulos WG-56 LT

- › Luz barra de vidro
- › Spray simple
- › Cabeça Ø 9,5mm
- › Contra-ângulo 1:1

740€

~~1.080€~~

PVP 1.892€

Instrumental de Clínica

* Consulte as condições em wh.com

Green Friday

Ofertas especiais de 17/11 a 05/12/2025

Implantmed Classic SI-923

O motor cirúrgico mais vendido no mundo pela sua facilidade de utilização, fiabilidade técnica e funções específicas como a mecanização de roscas para a sua cirurgia de implantes.

2º Contra-ângulo WI-75 E/KM GRATIS

Com o seu kit Implantmed Classic SI-923

Kit A sem luz

- › Implantmed CLASSIC SI-923
- › Pedal com cabo S-N2
- › NOVO micromotor SEM luz** EM-19
- › Contra-ângulo WI-75 E/KM

2.935€

~~3.770€~~

-PVP 6.181€

Kit B luz Autogerada

- › Implantmed CLASSIC SI-923
- › Pedal com cabo S-N2
- › NOVO micromotor SEM luz** EM-19
- › Contra-ângulo WS-75 LG

3.250€

~~4.560€~~

-PVP 6.775€

IMPLANTMED É A UNIDADE DE CIRURGIA DE IMPLANTES MAIS VENDIDA EM ESPANHA EM 2024

De acordo com o estudo Sell-Out Analysis 2024 da Key-Stone



Implantmed Plus SI-1023

Motor de Implantologia

- › Trabalhe com potência 6,2 Ncm e escolha as rotações que requer 200 a 40.000 rpm em seu tratamento
- › Prevenir a necrose óssea graças ao função especial de mecanização de rosca.
- › Avalie a estabilidade do implante graças à conectividade com o Beacon, avaliando os momentos certos para carregamento.
- › Documente todos os valores de inserção do seu implante em USB para um tratamento ajustado e personalizado
- › Total liberdade de movimentos com o pedal sem fio.

** El Ostell Beacon no va incluido con el motor Implantmed Plus. Consulte Ofertas

Green Friday

Ofertas especiais de 17/11 a 05/12/2025

2º Contra-ângulo WI-75 E/KM GRATIS

Com o seu Kit de Implantmed Plus

Kit Implantmed Plus por apenas

3.735€

~~6.393€~~

Implantmed Plus inclui **Formação em Vídeo Conferência** Personalizado



Kit C-01 sem luz

- › Implantmed PLUS SI-1023
- › Pedal com cabo S-N2
- › Micromotor SEM luz EM-19
- › Contra-ângulo WI-75 E/KM

3.735€

-PVP 6.393€

Kit C-02 com luz LED+ Autogerada

- › Implantmed PLUS SI-1023
- › Pedal com cabo S-N2
- › Micromotor SEM luz EM-19
- › Contra-ângulo WS-75 LG

4.050€

-PVP 6.987€

Kit C-03 com luz LED+ continua

- › Implantmed PLUS SI-1023
- › Pedal com cabo S-N2
- › Micromotor COM luz EM-19 LC
- › Contra-ângulo WS-75 L

4.365€

-PVP 7.459€

Kit W-01 sem luz

- › Implantmed PLUS SI-1023
- › Pedal sem cabo S-NW
- › Micromotor SEM luz EM-19
- › Contra-ângulo WI-75 E/KM

4.050€

-PVP 6.868€

Kit W-02 com luz LED+ Autogerada

- › Implantmed PLUS SI-1023
- › Pedal sem cabo S-NW
- › Micromotor SEM luz EM-19
- › Contra-ângulo WS-75 LG

4.365€

-PVP 7.462€

Kit W-03 com luz LED+ continua


- › Implantmed PLUS SI-1023
- › Pedal sem cabo S-NW
- › Micromotor COM luz EM-19 LC
- › Contra-ângulo WS-75 L

4.680€

-PVP 7.936€

Green Friday

Ofertas especiais de 17/11 a 05/12/2025



Módulo Piezomed Classic

- › Microprocessador de última geração
- › Potência 18W
- › Peça de mão sem luz SA-40
- › Chave de pontas e 6 linhas de irrigação



Kit C-01 sem luz

- › Implantmed PLUS SI-1023
- › Pedal com cabo S-N2
- › Micromotor SEM luz EM-19
- › Contra-ângulo WI-75 E/KM

Kit Implantmed Plus + Módulo Piezomed Classic

O único sistema que oferece TUDO EM UM: Cirurgia Oral, Implantodontia e PiezoCirurgia.

5.960€ **6.485€**
-PVP-9.561€-

OSSTELL
UNA COMPANHIA **W&H**



Peça de mão cirúrgico SZ-75

A nova solução para a colocação de implantes zigomáticos

ZYGOMA SZ-75

- › Sem luz
- › Spray externo
- › Peça de mão 20:1
- › Desmontável

1.395€
~~1.865€~~
-PVP-2.501€-

Osstell Beacon

Medição da estabilidade do implante

- › Saber o valor exato da estabilidade do implante.
- › Saber quando carregar o implante e selecionar o protocolo adequado.
- › Trabalhar em confiança com carga imediata e carregar mais rápido com segurança.
- › Minimizar o fator risco do tratamento.
- › Controlo de Riscos e Segurança Médico Legal.

1.790€



Inclui Osstell Connect
App GRATUITA para
Osstell Beacon



* Consulte as condições em wh.com



Unidade de Selagem Seal2

- › Com superfície de trabalho
- › Porta-rolos duplo
- › Selagem de 12 mm largura



Esterilizador Lina 22 litros

- › Ecrã tátil de cor
- › Registro del ciclo e 3 Tabuleiros
- › De 7 a 10 ciclos, a cada depósito
- › **Ciclo Curto ECO B de 28 minutos, com uma carga de até 0,5 quilos**
- › Medidas 465 L x 452 H x 646 P



Assistina ONE

- › Limpeza e lubrificação em apenas **18 seg.**
- › **Inclui líquidos lubrificantes e de limpeza para 2.800 ciclos**
- › Inclui adaptador Quick RM y Quick ISO
- › Inclui filtro HEPA

Kit de esterilização e manutenção

Inclui Selagem Seal2 + Esterilizador Lina + Assistina ONE

Green Friday

Ofertas especiais de 17/11 a 05/12/2025

Kit de esterilização e manutenção

4.995€

-11.049€



Green Friday

Ofertas especiais de 17/11 a 05/12/2025

Esterilizadores Clase B

A MARCA DE AUTOCLAVES MAIS VENDIDA EM ESPANHA EM 2024

Segundo o estudo Flash Trend Equipment Spain 2024 da Key-Stone

KEY-STONE
Marketing research and consulting



LINA 22 litros

- › Ecrã táctil de cor e Registro de dados
- › 3 Tabuleiros
- › De 7 a 10 ciclos, a cada depósito
- › **Ciclo Curto ECO B de 28 minutos, com uma carga de até 0,5 quilo**
- › Medidas 465 L x 452 H x 646 P

3.845€ ~~4.195€~~
-PVP 8.346€-



LISA MINI 5 litros

- › Ecrã táctil de cor e Registro de dados
- › 2 Tabuleiros
- › De 3 a 7 ciclos, a cada depósito
- › **Ciclo Curto ECO B de 10 minutos**
- › Medidas 440 L x 200 H x 666 P

3.345€ ~~3.595€~~
-PVP 5.628€-



LARA 22 litros

- › Ecrã táctil de cor e Registro de dados
- › 5 Tabuleiros com capacidade extra
- › De 7 a 15 ciclos, com depósito de 4,8 l
- › **Ciclo Fast de 20 minutos, com uma carga de até 2 quilos**
- › **Gerador de vapor independente**
- › Medidas 465 L x 452 H x 646 P

4.545€ ~~5.095€~~
-PVP 8.984€-



LARA XL 28 litros

- › Ecrã táctil de cor e Registro de dados
- › 6 Tabuleiros
- › De 5 a 10 ciclos, a cada depósito
- › **Ciclo Fast de 20 minutos, com uma carga de até 2 quilos**
- › **Gerador de vapor independente**
- › Medidas 492 L x 455 H x 614 P

5.645€ ~~7.115€~~
-PVP 10.463€-



Os esterilizadores W&H incluem

**Formação em
Vídeo Conferência
Personalizado**



#Atenção360°

Na W&H queremos oferecer-lhe o melhor serviço, por isso oferecemos-lhe uma atenção 360° através do método de contacto que melhor se adapta às suas necessidades.

W&H Ibérica

C/Canónigo Tárrega, 33
46014 Valencia, **Espanha**

☎ **+34 96 353 20 20**
☎ **+351 912 593 995**
☎ **+351 912 593 995**
✉ **oficinas.es@wh.com**
wh.com

Promoções válidas de 17/11 a 05/12/2025 salvo erro tipográfico.
Preços: transporte, instalação e 23% IVA NÃO INCLUIDOS. Fotografias orientativas.
Os acessórios e complementos adicionais mostrados não estão incluídos no conteúdo fornecido.

* Consulte as condições em [wh.com](https://www.wh.com)