

#whdentalwerk



wh.com



PROMOTIONS ADF
JUSQU'AU 31/12

**Des standards élevés.
Redéfinis.**

NOUVEAU



Validité

du 01/09/2026 au 31/12/2026

Instruments Synea Fusion

La gamme Synea Fusion associe puissance, précision et durabilité. Contre-angles et turbines bénéficient de technologies avancées pour un confort d'utilisation optimal et une sécurité renforcée.

synea FUSION

-50%
à partir de 3*
sur toute la
gamme Fusion

WG-56 LT

- Contre-angle bleu 1:1
lumière, Ø 9.5 mm
simple spray
Garantie 24 mois

€ **505,50***
+611



WG-66 LT

- Contre-angle vert 2:1
lumière, Ø 9.5 mm
simple spray
Garantie 24 mois

€ **599,50***
+199



WG-99 LT

- Contre-angle rouge 1:5
lumière, Ø 9.5 mm
Quattro spray
Garantie 24 mois

€ **730***
+160



Nouvelles turbines Synea Fusion



Garantie de 24 mois
pour plus de confiance et
moins d'aléas



**Revêtement
ScratchBlocker**
pour une résistance élevée



Jusqu'à 29 watt**
pour une capacité d'abrasion
maximale



Avec tête miniaturisée

TG-97 L pour Roto Quick

TG-97 LM pour Multiflex®

Turbine LED+, lumière,
24 W, Ø 10 mm,
Quattro Spray
Garantie 24 mois

€ **572,50***
+145



TG-98 L pour Roto Quick

TG-98 LM pour Multiflex®

Turbine LED+, lumière,
29 W**, Ø 11,5 mm,
Quattro Spray
Garantie 24 mois

€ **572,50***
+145



Synea Power Edition

Pour les matériaux les plus durs

Zirconia

-50%
à partir de 3*
sur toute la
gamme Fusion



Puissance et efficacité maximales

Contre-angle extrêmement puissant avec une transmission 1:4 offrant un rapport puissance/vitesse optimal, idéal pour la dépose de zircone et les restaurations complexes.



Robustesse et longévité

Conception renforcée pour une utilisation intensive, avec une force de serrage accrue de plus de 20% par rapport à un contre-angle rouge standard.



WG-900 LT

- Contre-angle rouge 1:4
lumière, Ø 10.7 mm
triple spray
Garantie 24 mois

€ **765**

+530 €

Appareils d'entretien

Assistina



18"

Assistina One

- + 1 raccord Quick RM
- + 1 raccord Quick ISO

€ **1 724**
+916



10"

Assistina Twin

- + 1 raccord Quick RM
- + 1 raccord Quick ISO

€ **3 258**
3-620

* Tous les prix sont valables pour une commande minimale de 3 instruments de la gamme Fusion présentés sur ces pages (panachage possible).

** Jusqu'à 29 W conformément à la norme ISO 14457.

Prix TTC en €

* Tous les prix sont valables pour une commande minimale de 3 instruments de la gamme Fusion présentés sur ces pages (panachage possible).
Prix TTC en €

Implantmed Plus II

Votre nouvel assistant intelligent en chirurgie orale



Fonction de scan intégrée

Scanne les implants et biomatériaux utilisés afin de les intégrer automatiquement à la documentation du traitement via ioDent®.



ioDent® inclus

Centralise les données de traitement, facilite leur gestion et permet les mises à jour logicielles à distance.



Fonction de documentation

Enregistre automatiquement les données de traitement pour assurer une traçabilité complète.



Light-Guide

Indique l'application moteur ou piezoméd en cours grâce à un guidage lumineux intuitif.

Le seul moteur évolutif sur le marché !

Pack Implantmed Plus II Scan Edition
SI-2102LSFSCAN
+ WS-75 L

€ **5 850**

7-858-€



Module Piezomed Plus II

Se connecte facilement à l'appareil grâce à un mécanisme coulissant, sans câble ni alimentation supplémentaire.

Module Piezomed Plus II
SP-210 M

€ **5 090**

5-998



implantmed PLUS II
piezomed PLUS II
module

Implantmed Plus

moteur de chirurgie orale et implantologie

Implantmed Plus est une plateforme chirurgicale performante conçue pour l'implantologie et la chirurgie orale. Elle associe précision, fiabilité et simplicité d'utilisation afin d'accompagner efficacement chaque intervention.



Pack Implantmed Plus

SI-1023
+ WI-75 E/KM

€ **4 160**

5-685-€



Module Piezomed Plus

SA-435M

€ **4 650**

6-072



Osstell Beacon

Mesure de la stabilité implantaire

Mesurez la stabilité implantaire grâce à la technologie ISQ afin de suivre l'ostéointégration et d'optimiser le protocole de mise en charge.



OSSTELL
A W&H COMPANY



Osstell Beacon

€ **2 340**

3-561

Thed et Thed+ Laveurs-désinfecteurs



Lavage sur deux niveaux
Jusqu'à 240 instruments ou 16kg de charge



Programme automatique
Détection intelligente de la charge pour des cycles optimisés



Eco Dry
Ajuste automatiquement le temps de séchage en fonction de la charge



Thed UC
Version encastrable

€ **8 874**
~~10 440~~

Thed TT
Version de table

€ **8 149**
~~9 588~~

Thed+ UC
Version encastrable

€ **10 914**
~~12 840~~

Thed+ TT
Version de table

€ **9 792**
~~11 520~~

Laveurs-désinfecteurs vendus sans accessoires.

Stérilisateurs de Classe B

De la compacité du Lisa Mini à la grande capacité du Lara XXL, la gamme de stérilisateurs W&H répond aux exigences de tous les cabinets et centres de soins. Performances, traçabilité et évolutivité : choisissez la solution la mieux adaptée à votre activité et à votre volume d'instruments.



Lisa Mini 5

- › Cuve de 5 litres
- › Jusqu'à 1,5 kg de charge
- › Format ultra-compact

Existe aussi en version 3 litres

€ **5 130**

6 040 €



Lina 17

- › Cuve de 17 litres
- › Jusqu'à 5,5 kg d'instruments emballés et 6 kg en containers
- › Stérilisateur de type B simple et évolutif

Existe aussi en version 22 litres

€ **5 850**

8 250 €



Lara 22

- › Cuve de 22 litres
- › Jusqu'à 5,5 kg d'instruments emballés et 9 kg en containers
- › Traçabilité et connectivité évolutives

Existe aussi en version 17 litres

€ **8 150**

9 640 €



Lara XL

- › Cuve de 28 litres
- › Jusqu'à 7 kg d'instruments emballés et 9 kg en containers
- › Technologie Eco Dry+ et fonctionnalités évolutives

€ **9 990**

11 588 €



Lara XXL

- › Cuve de 38 litres
- › Jusqu'à 10 kg d'instruments emballés ou 12 kg en containers
- › Très grande capacité de chargement

€ **12 370**

14 388 €



Lisa

Eco Dry +
Cycle rapide et économe en énergie

EliTrace
Traçabilité intégrée des instruments

EliSense
Signalisation visuelle instantanée de l'état du cycle

Nouveau Lisa 22 litres
LISA2026-22

€ **9 680**

11 880 €



Le nouvel Implantmed Plus II

implantmed ^{PLUS}
piezomed ^{PLUS}
module



L'assistance intelligente repensée.

Pour obtenir plus d'informations sur les produits,
contactez-nous.

Dispositifs médicaux de Classe 2a / CE 0297 / DQS, Classe 2a / CE 0402 / SP, Classe 2b / CE 0051 / IMQ. Réservés aux professionnels médicaux, non remboursés par les organismes d'assurance maladie. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions.

Les prix et les photographies sont fournis à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Sous réserve d'erreurs d'impression. Ces offres sont valables uniquement sur le marché français. Prix TTC.

Offre valable du 01/09/2026 au 31/12/2026