



KAMPAGNE



Kampagnen gælder frem til 31. december 2026. Priser er inkl. moms.
Vi tager forbehold for fejl og mangler.

NU MED DE BEDSTE EGENSKABER TIL SPECIALPRIS!

- 

24 måneders garanti (tidligere 1år)
- 

Ridsefri overflade
- 

Op til 29 watt effekt



RQ-24
Roto Quick kobling
til turbiner med LED+
24 måneders garanti

Normalpris ~~2.985,-~~
1 stk. 2.240,-



SYNEA FUSION - TURBINER

- › Lydsvag rotorteknologi
- › Ergonomisk og med lav vægt
- › Lang levetid med keramiske kvalitetslejer
- › Optimal køling med 4 x spray
- › Unik ridsefri og rengøringsvenlig overflade
- › Patenteret hygiejnisk tilbagesugssystem
- › Op til 29 watt effekt
- › 24 måneders garanti



TG-98 L
Turbine til RQ-24 kobling
LED+ lys og keramiske lejer
24 måneders garanti

Normalpris ~~8.950,-~~
1 stk. 4.475,-

spar min.
50%



TG-98 LM
Turbine til Multiflex® kobling
med lys og keramiske lejer
24 måneders garanti

Normalpris ~~8.950,-~~
1 stk. 4.475,-

RM-34 LED
Multiflex® kobling
til turbiner med glasstav
24 måneders garanti

Normalpris ~~5.450,-~~
1 stk. 3.815,-



RING LED

Bor skyggefrit
med 5 x LED



SYNEA VISION - TURBINER

- › Lydsvag rotorteknologi
- › Ergonomisk og med lav vægt. Fra 38 gram
- › Lang levetid med keramiske kvalitetslejer
- › Optimal køling med 5 x spray
- › Unik ridsefri og rengøringsvenlig overflade
- › Patenteret hygiejnisk tilbagesugssystem
- › Øget effekt med ny rotorteknologi
- › Op til 33 watt effekt
- › 24 måneders garanti



TK-97 LM
Turbine til Multiflex® kobling
med lys og keramiske lejer
24 måneders garanti

Normalpris ~~12.090,-~~
1 stk. 6.045,-



TK-98 LM
Turbine til Multiflex® kobling
med lys og keramiske lejer
24 måneders garanti

Normalpris ~~12.090,-~~
1 stk. 6.045,-

TK-98 L RingLED
Turbine til RQ-24 kobling
LED+ lys
24 måneders garanti

Normalpris ~~14.340,-~~
1 stk. 8.995,-

Synea Fusion

KVALITET & ØKONOMI

SYNEA POWER EDITION



Ekstra nemt
at skifte bor med
unik og genkendelig
sort trykknapsdesign



Ekstra præcis
med nyt hoveddesign
for bedre styring
af boret

Ekstra robust
for lavere
serviceomkostninger

Ekstra stærk
med mere
torque

Ekstra solidt
chucksystem
da bor fastholdes
med mere end
20 % større
spændekraft

Ekstra hårdfør
til fjernelse af
zirkonium og
materialer med
høj styrke

Ekstra holdbar
med mindst
20% længere
levetid

WG-900 LT

Zirkonia vinkelstykke 1:4,
med lys, 3 x spray
24 måneders garanti

Normalpris 12.800,-

1 stk. 8.195,-

inkl. FG ZR06 3 stk. zirkoniumbor



SYNEA FUSION – Driftssikkerhed og lang levetid

Synea Fusion - Vinkelstykker

- › Lavt lydniveau og få vibrationer
- › Lille hoved giver perfekt udsyn og nem adgang
- › Monoblok design for optimal hygiejne og ergonomi
- › Vedligeholdelsesfrit sprayfilter
- › Effektiv køling, 4 huls spray for WG-99
- › 24 måneders garanti

Intensiv Zircon cut FG ZR06

- › FG diamantbor anbefalet til fjernelse af zirkonium og hårde materialer
- › Cylinder normal Ø 016 - 6 mm
- › Standard 106 Mikron
- › Leveres i rustfri stål boks med 3 stk

795,-

845,-



Spar min.

50%

WG-56 LT •

Vinkelstykke, blå 1:1
med lys, 1 x spray
24 måneders garanti

Normalpris 7.900,-
1 stk. 3.950,-



Spar min.

50%

WG-66 LT •

Vinkelstykke, grønt 2:1
med lys, 1 x spray
24 måneders garanti

Normalpris 9.365,-
1 stk. 4.680,-



Spar min.

50%

WG-99 LT •

Vinkelstykke, rødt 1:5
Keramiske lejer, 5-huls spray
24 måneders garanti

Normalpris 11.400,-
1 stk. 5.250,-



Profylakse

Proxeo vinkelstykke WP-64


Komfort og kvalitet

Profylaksevinkelstykket WP-64M er designet til Young gummikopper og børster med skrue.
Sammen giver dette en helt unik lukning af hovedet, der forhindrer urenheder i at trænge ind i vinkelstykket. Dette forlænger levetiden på vinkelstykket.
36 måneders garanti ved brug af Young gummikopper.

Pakke
3 x WP-64M
inkl. 144 stk YOUNG Elite kopper

8.875,-

13.945,-



Proxeo vinkelstykke WP-64MU

Universal

Profylaksevinkelstykket WP-64MU er beregnet til alle typer gummikopper og børster. Leveres med en skrue til montering af Snap-on gummikopper.
24 måneders garanti.

Pakke
3 x WP-64MU
inkl. 144 stk. YOUNG Snap-on kopper

9.875,-

13.945,-



YOUNG[®] DENTAL

Alle gummikopper er engangsprodukter ②


Elite

Young Elite med udvendige riller sikrer, at pudsepastaen bliver på koppen. Koppen er kort, effektiv og latexfri.



Elite Extend Flex

Extend Flex - Den ekstra bløde gummikop øger koppens omfang og fleksibilitet omkring tandens konturer. Rillerne på ydersiden er designet for bedre rengøring og for at eliminere stænk af poleringspasta.



Pointed

Young Pointed til approssimalt samt til implantater, under broer og andre svært tilgængelige steder. Meget god til patienter med fast apparatur.



Elite soft latch

Elite latch – RA vinkelstykkefatning Young Elite latch har samme gode egenskaber som Elite gummikoppen, men kan tilsluttes direkte i et alm. vinkelstykke.



Snap-on

Young Snap-on passer til alle vinkelstykker som er udstyret med en skrue for Snap-On kopper. En Snap-on gummikop i høj kvalitet.



Kirurgi & Implantologi

Kirurgiske hånd- og vinkelstykker

Arbejde uden træthed takket være ergonomisk balance

Optimal køling og mulighed for belysning af behandlingsstedet.
Rustfrit stål i højeste kvalitet med en ridsefri belægning gør de kirurgiske hånd- og vinkelstykker robuste og sikrer dem en særlig lang levetid.
Alle instrumenter adskilles uden værktøj for optimal hygiejne

WS-75 vinkelstykke

Specielt designet til forberedelse af implantatbehandling og implantat isættelse.

S-11 håndstykke

Det første valg til næsten alle kirurgiske behandlinger.
En håndsbetjening. Kirurgens fortrukne instrument.

WS-91 vinkelstykke med 45° vinklet hoved

Specielt designet til forbedret adgang i præmolar og molar område.

WS-56 og WS-92 vinkelstykker

Designet til fjernelse af visdomstænder og anden kæbekirurgi.

LG - Instrumenter med indbygget lys generator

Kan tilsluttes alle motorer.



WS-75 LG
20:1
12.145,-
~~15.180,-~~



WS-56 LG
1:1
11.195,-
~~14.000,-~~



WS-91 LG
1:2,7
11.195,-
~~14.000,-~~



WS-92 LG
1:2,7
11.195,-
~~14.000,-~~



S-11 LG
1:1
11.950,-
~~14.945,-~~



S-9 LG
1:1
12.895,-
~~16.115,-~~

Perfekt rengøring

For at sikre optimal hygiejne og rengøring adskilles alle kirurgiske instrumenter uden værktøj



Lang levetid

Ridsefri belægning sikrer flotte instrumenter og lang levetid



L - Instrumenter med lys kontakt *

*til motor EM-19 LC, Implantmed SI-1023 og Implantmed Plus II



WS-75 L
20:1
10.850,-
~~13.580,-~~



WS-56 L
1:1
9.995,-
~~12.540,-~~



WS-91 L
1:2,7
9.995,-
~~12.540,-~~



WS-92 L
1:2,7
9.995,-
~~12.540,-~~



S-11 L
1:1
10.785,-
~~13.480,-~~

Optimal belysning

mini LED+ er integreret meget tæt på spidsen og giver optimal belysning.



Variabel køling

Sprayclips findes til venstre og højre side. Køling kan justeres til individuelle krav.



Instrumenter uden lys



WS-75
20:1
10.250,-
~~12.820,-~~



WS-56
1:1
8.725,-
~~10.995,-~~



WS-91
1:2,7
9.295,-
~~11.625,-~~



WS-92
1:2,7
9.295,-
~~11.625,-~~



S-11
1:1
7.775,-
~~9.745,-~~



S-9
1:1
10.050,-
~~12.575,-~~



S-16
1:2
11.450,-
~~14.600,-~~

Sprayclips 3-pak

WS-56 + WS-75

Varenummer

- › Venstre - 06948400
- › Højre - 06949500



Sprayrør

S-9 + S-11

Varenummer

- › 06879500



Kampagnen gælder frem til 31. december 2026. Priser er inkl. moms.
Vi tager forbehold for fejl og mangler.

Kirurgi & Implantologi

Implantmed Plus II

Nyhed: 5. generation

Ny intelligent Implantmed Plus II

Den nye kraftfulde Implantmed Plus II er blevet en intelligent assistent på klinikken. Det store 7" display sikrer en enkel og intuitiv betjening. Implantmed Plus II motor er med lys og benyttes til alle kirurgiske behandlinger, samt alle implantatsystemer. Vælg om fodkontrol skal være trådløs eller kablet. Den nye Implantmed kan kobles med Wi-Fi til W&H ioDent platformen der giver adgang til en række funktioner som bl.a. dokumentation og opdateringer. Implantmed Plus II er modulær og kobles nemt sammen med det nye Piezomed Plus II modul. Som noget nyt kan tilvælges en praktisk integreret Scan funktion, der sikrer en samlet digital dokumentation af forbrugsmaterialer og implantater. En samlet PDF integreres nemt i patientjournalssystemet.

Få et gratis og uforpligtende demo besøg på klinikken af produktspecialist Søren Klausen

Kampagnepris

38.995,-
43.595,-

Kampagnepris med scanfunktion

42.995,-
47.795,-



Piezomed modul

Nøjagtig og præcis snitflade med minimalt knogletab


Flere anvendelsesområder


2.775,-
9.065,-
Ex sæt
Ekstraktion spidser
REF. 07173500


7.050,-
7.020,-
Endo sæt
Retrograd kirurgi
REF. 07173300


6.295,-
6.995,-
Special sæt
Lateral sinus løft
REF. 07173200


8.960,-
9.965,-
Bone sæt
REF. 07173100




2.025,-
B6 – Unik og uundværlig

Specialsav til præcise og dybe snit på rekordtid. Ideel til udtagning af knogleblokke og rodspidsoperationer

Den kraftfulde (24W) Piezomed Plus Modul II kobles nemt til Implantmed Plus II – med blot ét klik! 2 maskiner i 1 – roterende kirurgi og piezokirurgi i én og samme enhed med kraftigt LED lys i hele arbejdsområdet. W&H's unikke spidsgenkendelsesfunktion vælger det anbefalede program til netop den valgte spids.

Til Piezomed findes også et stort spidssortiment til bl.a. retrograd, parodontologi, ekstraktion, sinusløft, implantologi eller kirurgiske save



Få mere information og se flere spidser på wh.com!



Kirurgi & Implantologi



Ekstra motor til Implantmed Plus og Plus II
EM-19 motor uden lys EM-19 LC lys motor

12.795,-
14.220,-

17.860,-
19.845,-



Sterilisationskassette lav model
Plads til Implantmed motor og 4 instrumenter

1.895,-
2.090,-

Sterilisationskassette høj model
Plads til Piezomed håndstykke og spidssæt

2.025,-
2.290,-

W&H rullebord til kirurgi
med skjult kabelføring

6.320,-
8.155,-



EI-udtag i søjlen



Osstell Beacon

Belast eller afvent

Implantat stabilitets måling (ISQ)

- › Overvågning af osseointegrationen
- › Muliggør en tidligere protetisk behandling
- › Forbedret forudsigelighed af behandlingen for patienter med risikofaktorer
- › Nem kommunikation med patienter gennem visualisering af osseointegrationen
- › Maksimal fleksibilitet takket være trådløs teknologi
- › Osstell Beacon kan integreres med den nyeste generation af W&H Implantmed



Bestil også de nye genanvendelige SmartPeg i vores webshop



læs mere

Pakke
Osstell Beacon
Inkl. 1 pakke SmartPeg
22.250,-
28.360,-



Osstell Classic har samme funktionalitet som Osstell Beacon, dog uden mulighed for at bruge Osstell Connect Portal og kan ikke forbindes med W&H Implantmed.

Osstell Classic
16.495,-
20.625,-



Kampagnen gælder frem til 31. december 2026. Priser er inkl. moms. Vi tager forbehold for fejl og mangler.

Steril indpakning

Seal²


Seal² foliesvejseren er enkel og nem at anvende. Toppen er transparent og arbejdspladen er integreret for nem håndtering. Foliesvejseren er fleksibel og passer i de fleste sterilisationer, da rulleholderen kan separeres fra foliesvejseren og monteres på væggen.

- › Foliesvejser giver perfekt 12 mm kvalitetsforsegling på kun 2 sekunder
- › Svejsetemperaturen kontrolleres elektronisk for en perfekt forsegling
- › Patenteret dobbelt rullestativ kan holde på stort udvalg af rullebredder
- › Lyd indikerer når svejsningen er gennemført



6.580,-

7.295,-



EliReel



Rullerne er testet og valideret af W&H. Poserne er modstandsdygtige under autoklaveringsprocessen og rives ikke så nemt itu under håndtering. EliReel er høj kvalitet og med de største tørreegenskaber. Kun helt tørre poser er sterile efter autoklaving. EliReel har en enkelt indikator, der viser om posen er autoklaveret. Fås i mange størrelser.

EliReel ruller	
	~~180,-~~
EliReel 5,5 cm X 200 m	144,-
	~~255,-~~
EliReel 7,5 cm X 200 m	204,-
	~~350,-~~
EliReel 10 cm X 200 m	280,-
	~~530,-~~
EliReel 15 cm X 200 m	424,-
	~~705,-~~
EliReel 20 cm X 200 m	564,-
	~~890,-~~
EliReel 25 cm X 200 m	712,-
	~~1.055,-~~
EliReel 30 cm X 200 m	844,-

Assistina One

Hurtig, økonomisk og enkel!

Assistina One er til den mindre klinik der ønsker en enkel og økonomisk måde at vedligeholde sine instrumenter.

- › Renser og smører et instrument på kun 18 sekunder
- › Kun ét tryk på en knap
- › Ca. 2.800 instrumenter vedligeholdes pr. sæt olie/renevæske
- › Oleipartikler opsamles i HEPA-filteret
- › Luftdrevet - utrolig pålidelig
- › Bredt udvalg af adaptere
- › Leveres komplet og klar til brug

Assistina One
(u/turbine adaptere)

14.435,-

16.040,-

Assistina Twin

Assistina Twin er til den større klinik, der ønsker optimal vedligeholdelse af sine instrumenter på enkel, hurtig og økonomisk måde.

- › Vedligeholder dine instrumenter på rekordtid - kun 10 sekunder
- › Nemt og ergonomisk betjeningskoncept
- › Oleipartikler opsamles i HEPA-filteret
- › Ca. 2.800 instrumenter vedligeholdes pr. sæt olie/renevæske
- › Adaptere for vinkelstykker og turbiner skiftes nemt med det nye Quick Connect System
- › Kræver kun luft og strøm

Assistina Twin
(u/turbine adaptere)

25.995,-

28.845,-



Assistina One



Assistina Twin

quick
connect
by W&H

Thed/Thed+

Perfekt rengøring & desinfektion


Thed er en effektiv dentalopvaskemaskine med programmer for optimal rengøring og desinfektion. En smart og pålidelig opvaske, som fås som alm. gulvmodel eller som bordmodel. Alle Thed opvaskere er udstyret med den aktive lufttørrefunktion som giver det bedst mulige hygiejne-workflow. Så er du sikker på at der ikke sker en kontaminering, korrosion og andre skader på grund af fugt i instrumenterne

Afhængigt af indholdet kan et eller to vaskeniveauer anvendes med Thed opvaskeren. Dette muliggør en optimal udnyttelse af kapaciteten i 64-liters kammeret.

- › Moderne design med glat overflade for nem rengøring
- › Programtid inklusive tørring fra 43 minutter
- › Tilpasser program og tørretid til indholdet
- › Interaktivt display med tydelig og attraktiv brugerflade
- › EliSense viser programstatus på et øjeblik
- › Specialprogram til hånd- og vinkelstykker fra 35 min. inkl. tørring
- › Stort udvalg af tilbehør

Tilbehør

Specialdesignet indsats til gennemskylning af roterende instrument, spidser og andre hule genstande. Denne indsats udnytter pladsen optimalt i den kompakte opvaske.



Thed+

Leveres inkl. start sæt med sæbe, over- og underkurv

- › EliSense: LED indikator for program status
- › Automatisk genkendelse af antal kurve
- › Automatisk genkendelse af instrumentstativ
- › Automatisk programforslag for hurtigere programmer
- › Automatisk justering af cyklustid, vand, proceskemikalier og strømforbrug
- › Vaskekammer med indvendig belysning
- › Tilsluttes som standard 400 V, men kan ændres til 230 V

Gulvmodel

83.995,-

106.065,-

Bordmodel

76.595,-

95.745,-

Thed

Leveres inkl. start sæt med sæbe, over- og underkurv

- › Optimal til klinikken der vasker få gange
- › Tilsluttes til 230 V

Gulvmodel

68.995,-

87.345,-

Bordmodel

63.995,-

80.645,-

Hygiejne



Premium



Klasse **B** 28 MINUTER

Lisa Ny model 2026

NYHED - Interaktiv 5" display med tydelig og enkel betjening
Lydsvage Lisa autoklave passer perfekt til en åben steril – hurtig og intelligent. Patenteret Eco Dry+ system reducerer automatisk tørretiden efter godsmængden, hvilket giver hurtigere cyklus samt lavere elforbrug.
Lisa dækker behovet for både store og små klinikker. Tiden for en gennemsnitlig cyklus er ca. 28 minutter for indpakkede instrumenter og 13 minutter for en hurtigcyklus for uindpakkede hule instrumenter.
Lisa autoklaven kan tilkobles cloudløsningen ioDent® intelligent Assist, der giver mulighed for opdateringer, fjerndiagnose og derved hurtigere reaktionstid for din servicepartner.
Lisa findes i kammerstørrelse 17 og 22 liter og leveres med 5 bakker.

- › Super hurtigt klasse B program
- › Op til 9 kg gods
- › Programmerbar start så den starter om natten og du kan have alt klar til næste morgen
- › LED dioder viser temperatur på gods
- › Hurtigprogram på 13 min. for uindpakkede instrumenter
- › Alle data lagres automatisk på USB
- › Skal først have service efter 4000 cyklus eller 5 år
- › Garanti: 2 år eller 2000 cyklus

17 liter **65.995,-**
inkl. 5 bakker

82.615,-

22 liter **69.995,-**
inkl. 5 bakker

88.675,-

Standard



Klasse **B** 38 MINUTER

Lara

Lara autoklaven bygger på samme høje kvalitet som Lisa, og er den hurtigste i sin klasse. Lara dækker behovet for både små og mellemstore klinikker.
Lara findes i 17 og 22 liters kammerstørrelse og leveres med 3 bakker.

- › Alle data lagres automatisk på USB
- › Sparer energi og tid med Eco Dry+ systemet
- › Brugervenlig menu system
- › Programmerbar start så den starter om natten og du kan have alt klar til næste morgen
- › Opgraderes via aktiveringskoder
- › Service efter 4000 cyklus eller 5 år
- › Garanti: 2 år eller 2000 cyklus

Tiden for en gennemsnitlig klasse B cyklus er ca. 38 minutter.

Special tilbud

22 liter **50.995,-**
inkl. 3 bakker

73.595,-



Bakkestativ for 6 bakker.



Bakkestativ for 2 alm. bakker og 3 bredde bakker.



Bakkestativ for 3 beholdere.

Standard XXL Mini



Klasse **B** 41
MINUTER

Lara XL

Klasse **B** 42,5
MINUTER

Lara XXL

De nye Lara XL og XXL autoklaver er udstyret med ekstra bredde kamre og passer til klinikken, der har brug for ekstra meget plads i autoklaven. Lara XL og XXL er som Lisa udstyret med det patenterede Eco Dry+ system der automatisk reducerer tørretiden efter godsmængden, hvilket giver hurtigere cyklus samt lavere elforbrug. Leveres med 6 bakker, hvor de 4 midterste er ekstra bredde.

Både Lara XL og Lara XXL kan stå på en normal bordplade i sterilen. Tiden for en gennemsnitlig klasse B cyklus er 41 minutter for Lara XL og 42,5 minutter for Lara XXL.

- › Automatisk vandpåfyldning og aftapning er standard
- › Kun 2,7 cm bredere end en standard autoklave
- › Lara XL: BxHxD: 492 mm x 455 mm x 614 mm
- › Lara XXL: BxHxD: 492 mm x 455 mm x 797 mm
- › Service efter 4.000 cyklus eller 5 år
- › Garanti: 2 år eller 2000 cyklus

28
liter

Lara XL

69.495,-

86.695,-

38
liter

Lara XXL

87.925,-

109.905,-



Klasse **B** 10
MINUTER

5
liter

Lisa mini

Den nye Lisa Mini med 5 liter kammer kan alt som en normal autoklave – bare mindre og hurtigere. Autoklaving af uindpakket gods på godt 9 minutter giver alle klinikker fleksibilitet, og er et perfekt supplement til enhver steril. Lisa Mini er udviklet så den kan stables eller der kan placeres andet udstyr på toppen af autoklaven.

- › Kan indeholde op til 22 instrumenter eller 1,5 kg.
- › Automatisk vandpåfyldning og aftapning er standard.
- › Lisa mini skal tilkobles luft og afløb.
- › Service efter 4.000 cyklus eller 5 år.
- › Garanti: 2 år eller 2000 cyklus

37.750,-

47.145,-



Pakkepris:

Lisa Mini og Assistina Twin.

58.995,-

76.020,-



Alt hvad du behøver til din IPR behandling

For ortodonti og generel efterbehandling

Intensiv Orto strips system

Har du allerede et oscillerende vinkelstykke kan du efterbestille metalæske med et udvalg af Intensiv Orto strips.

1.995,-

~~2.270,-~~

SET03
Kassette med 6 stk orto strips

IPR i tre trin:

Start/intro - 2 stk (orange) ●
Reduktion - 3 stk (rød) ● ● ●
Polering - 1 stk (gul) ●



Vinkelstykke



- › Trykknop giver åben eller låst position for strips
- › Approksimal reduktion med orto strips
- › Slaglængde 0,9 mm
- › Passer på standardmotor med 40.000 o/min
- › Intern køling
- › Vinkelstykket kan fås med eller uden lys
- › 24 måneders garanti på vinkelstykket

Afstandsmåler



Trin for trin med Intensiv Orto system, link til kort video.



Startsæt uden lys

WG-69 A Intensiv vinkelstykke uden lys, Intensiv Orto-Strips System med 6 strips i metal æske IPR afstandsmåler.

Kampagnepris **8.495,-**

Startsæt med lys

WG-69 LT Intensiv vinkelstykke med lys, Intensiv Orto-Strips System med 6 strips i metal æske IPR afstandsmåler.

Kampagnepris **10.995,-**