

#whdentalwerk



video.wh.com

Plus d'info

sur

wh.com



Medipal®

Infection prevention. Everywhere.

Spécifications du produit

Les lingettes désinfectantes Medipal 3in1 ont été fabriquées pour nettoyer et désinfecter les surfaces des dispositifs médicaux non invasifs au sein des environnements de la santé et des soins aux patients. Usage professionnel uniquement.

L'efficacité des lingettes désinfectantes Medipal 3in1 à éliminer la plupart des microorganismes tels que les bactéries, les virus et les spores a été prouvée. Ces lingettes ont été testées indépendamment sur la base de tout un panel de normes d'essai européennes (EN), parmi lesquelles la norme EN16615.

Avantages du produit

- + Technologie Tritex de micro encapsulage du produit désinfectant dans une lingette de haute technologie :
 - ✓ Ultra résistante
 - ✓ Ne peluche pas
 - ✓ Reste humide dans le sachet de la 1^{ère} à la dernière lingette
- + Efficace à partir d'une minute
- + 100% recyclable
- + Sans alcool
- + Norme hospitalière EN-16615



Propriétés microbiologiques

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	EN 13727, EN 13697, EN 16615, EN 1276, EN 14561	1 minute
Mycobactéries	EN 14348	1 minute
Levures	EN 16615, EN 13697, EN 13624, EN 14562	1 minute
Virus	EN 14476	1 minute
Spores	EN 13704	2 minutes

Solution

- > Description de la solution : Solution désinfectante Medipal 3in1
- > Contenu en ingrédients actifs :
 - > Chlorure de didécyl diméthyl ammonium, 6,4 g/kg
 - > N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1, 3-diamine, 5,31 g/kg
- > Identification des dangers :
 - > H315 : Provoque une irritation cutanée
 - > H319 : Provoque une sévère irritation des yeux
 - > H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la fiche de données sur la sécurité

Dimensions et type d'emballage

- > Quantité : 200
- > Dimensions de la lingette : 250x200 mm
- > Couleur des lingettes : blanc
- > Description de la matière des lingettes : technologie Tritex 30 g/m²

Emballage primaire

- > Type d'emballage : Film laminé PET/PE
200 lingettes
- > Description du couvercle : Ouverture lingettes désinfectantes Medipal 3in1

Conditionnement

- > 200 **lingettes désinfectantes**
Medipal 3in1
Réf MEDIP-LGT/200



Ces lingettes ont été testées indépendamment sur la base de tout un panel de normes européennes (EN) selon la norme EN14885:2015, parmi lesquelles la nouvelle norme d'essai EN16615:2015 (essai à 4 zones).

Fabricant : Pal International Limited, Bilton Way, Lutterworth, Leicestershire, LE17 4JA, Royaume-Uni

Dispositif médical de Classe 2b / CE 93/42. Réservé aux professionnels de la médecine dentaire, non remboursé par les organismes d'assurance maladie. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation ou sur l'étiquetage du produit.

CE
0086