




KAMPANJ

Hösten 2025



PREMIÄR

Gäller till 31 december 2025

Priser exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och tryckfel.

Synea Vision

Borra & Njut!

SYNEA VISION - LÅGVARV

- › Optimal kylning med 5-punktsspray
- › High-end serie av hög och pålitlig kvalitet
- › Keramiska kullager för bästa komfort och livslängd
- › Specialbeläggning med "anti-scratch" yta som håller länge
- › Utmärkt grepp och ergonomi
- › 36 månaders garanti

2x



synea
VISION
WK-56 LT

WK-56 LT 1:1
1st 8.300,-/st
2st 6.900,-/st
11.860,-

2x



synea
VISION
WK-99 LT

WK-99 LT 1:5
1st 12.200,-/st
2st 8.900,-/st
17.490,-

2x



synea
VISION
WK-93 LT

WK-93 LT 1:4,5
12.300,-
17.490,-

SYNEA VISION - TURBINER

- › Lång livslängd och tyst drift tack vare keramiska kullager
- › Ergonomisk design och unik reptålig "anti-scratch" yta
- › Vibrationsfri high-end serie
- › Ökad effekt - nu ännu mer kraft
- › Ring LED+ endast för RQ-koppling
- › 24 månaders garanti

2x



synea
VISION
TK-94 L

TK-94 L
10.900,-
16.600,-

2x



synea
VISION
TK-97 L

TK-97 L
1st 12.100,-/st
2st 9.500,-/st
17.020,-

2x



synea
VISION
TK-98 LM

TK-98 LM
1st 10.100,-/st
2st 7.300,-/st
14.370,-

WORKHORSE - 4 Zirkonium

Ett uppväxlat 1:4 lågvarvsvinkelstycke med sällan skådad kraft. Ett vridmoment som klarar att bearbeta de tuffaste materialen. För FG-borr.

- › Ännu högre & effektivare avverkning
- › 20% längre hållbarhet - lägre servicekostnad
- › Lättare att byta borrar tack vare ny design
- › Ny design på huvud för bättre precision
- › 36 månaders garanti



- › FG diamantbör används till att avlägsna hårda material
- › Dimension 016-6 mm
- › Standard 106 Mikron
- › 3st borrar i rostfritt ställ

OBS! Medföljer utan kostnad vid köp av Workhorse!

WK-900 LT
13.900,-
18.900,-



680,-

“Oslagbar turbin”
Fråga oss gärna..eller ännu bättre
fråga en kollega som redan har en!



Scanna och se turbinen
från alla vinklar

Borra skuggfritt
med 5 x LED

Superpris!

TK-98 L RingLED

Ord. pris 17.020,-
Köp av 1st 12.100,-/st
Köp av 2st 9.500,-/st

Synea Fusion

SYNEA FUSION - TURBINER

- › Effektiv kylning med quattrospray
- › Keramiska kullager - för tyst och vibrationsfri komfort samt längre livslängd
- › Finns tillgängliga för olika kopplingar som Roto Quick, Multiflex och NSK
- › Ökad effekt, nu ännu mera kraft
- › Effektiv belysning över arbetsområdet med LED+
- › Syneaturbiner är bekväma i handen och har en halkfri beläggning för bästa grepp
- › 12 månaders garanti

SYNEA FUSION - LÅGVARV

- › Anpassad huvudstorlek för bästa sikt
- › Effektiv kylning med quattrospray
- › Tyst och vibrationsfri drift
- › Ergonomisk greppprofil & monoblock design
- › Glasstav för effektivt ljus
- › 24 månaders garanti

WG-99 LT

Uppväxlat 1:5,
med ljus, Quattro-Spray
24 månaders garanti

13.280,-
Köp av 1st 7.400,-/st
Köp av 2st 6.400,-/st

2x



WG-66 LT

Vinkelstycke 2:1,
med ljus, 1x Spray
24 månaders garanti

10.640,-
Köp av 1st 7.100,-/st
Köp av 2st 5.700,-/st

2x



TG-98 L

Turbin, Roto Quick-koppling,
LED+, 21 W, Ø 11,5 mm,
12 månaders garanti

10.640,-
Köp av 1st 7.490,-/st
Köp av 2st 6.300,-/st

2x



WG-56 LT

Vinkelstycke 1:1,
med ljus, 1x Spray
24 månaders garanti

9.210,-
Köp av 1st 6.600,-/st
Köp av 2st 5.200,-/st

2x



HG-43 A

Handstycke 1:1,
utan ljus, 1x Spray
24 månaders garanti

6.680,-
Köp av 1st 4.990,-/st
Köp av 2st 3.990,-/st

2x



TG-98 LM

Turbin, Multiflex®-Koppling,
med ljus, 21 W, Ø 11,5 mm,
12 månaders garanti

10.640,-
Köp av 1st 7.490,-/st
Köp av 2st 6.300,-/st

2x



4-Zirkonium
WORKHORSE

WG-900 LT

Vinkelstycke 1:4,
med ljus, 3x Spray
24 månaders garanti

13.900,-
Intropris 9.900,-/st



W&H RQ-24
snabbkoppling

3.100,-
3.520,-



RM-34 LED W&H
Multiflex®-koppling
med LED ljus

6.300,-
7.350,-

Puts & Polering

Proxeo Vinkelstycke

Litet, smidigt och tätt huvud

WP-64M

- › Överlägsen åtkomst, överlägsen komfort och hållbarhet
- › Litet och smidigt huvud för bästa sikt
- › Optimal hastighet för skonsam och effektiv rengöring och polering

Profylax Vinkelstycke, System Young
Screw-in

2.900,-

5.900,-

YOUNG™

Samtliga gummikoppar på marknaden
är engångs (X) = 100% HYGIEN

Elite

Räfflad ut- och invändigt.
Effektiv rengöring utan en massa
stänk. 144st.st/tp.
Populär!

780,-

Pointed

Spetsig hård - rekommenderas
till approximala ytor samt
implantat, under broar och andra
svåråtkomliga områden. Mycket
bra till "bandade" patienter. 144
st./tp.

715,-

Elite

Extend Flex - Den extra
mjuka gummi-koppen ökar
koppens omfattning och flexibilitet
omkring tandens konturer.
Räfflorna på utsidan är utformade
för bättre rengöring och för att
eliminera stänk av putspasta.
144 st./tp.


715,-

Elite soft

Latchanslutning
Populära Elite med en latchanslutning
direkt i ett vinkelstycke.
Räfflad ut- och invändigt.
Effektiv rengöring utan en massa
stänk. 144st.st/tp.

740,-

Unik tätning - sitter i varje kopp!



Polering med rotation!



Proxeo Twist Trådlös

Putsa enkelt var du än befinner dig!

- › Arbeta flexibelt utan kablar
- › Enkel hastighetskontroll med trådlös fotkontroll
- › Optimal hastighet för skonsam och effektiv polering/rengöring
- › Mindre aerosol genom roterande polering

Proxeo Twist Cordless, Screw-in för
YOUNG gummikoppar

12.500,-

Inkl. 1fp Elite gummikoppar
14.670,-

Måste provas!
Kontakta oss!



Piezo

Spetsar

Specialpris Piezospetsar med standardgänga!
W&H kvalitet ingår!



1U Scaling

Supragingival spets. Effektiv vid stora
mängder tandsten.
Rek. effekt: min - max

760,-

850,-



2U Scaling

Sub- och supragingival spets
ner till 3-4mm djupa fickor.
Rek. effekt: min - medium+

820,-

910,-



1I Implantat

Spets specialanpassad för
scaling på fixturer. Konformat
plastöverdrag gör denna spets
utmärkt vid arbete på titanytor
samt andra känsliga material.
Bra åtkomst tack vare sin design.
Rek. effekt: min - medium+

1.050,-

1.180,-



1E Endo

Filformat instrument utan avverkande
egenskaper anpassat för rengöring
och spolning av rotkanaler genom
kavitationseffekten av spolvätskan.
Ger rena och fina rotkanaler före
rotfyllning. Rek. effekt: min - medium

1.270,-

1.410,-



6E Endo

Smidig, diamantbelagd
preparationsspets för åtkomst till
rotkanal samt även före revidering.
Rek. effekt: min - max

1.270,-

1.410,-




3Pr / 3PI Mesial & Distal

Mesialt och distalt formad spets för
bättre åtkomst i medel och djupa
fickor. Passar även bra till arbeten i
furkationer.
Rek. effekt: min - medium+

1.390,-

1.550,-



1P Perio

Sub- och supragingival spets till
djupa fickor. Effektiv men samti-
digt skonsam tack vare sin runda
arbetsdel.
Rek. effekt: min - medium+

1.050,-

1.180,-



Hanestycke
LED PB-5 L

6.900,-

7.740,-



KiS 1E Retrograd

Diamantbelagd spets för retrograd
rotfyllning, rak modell. Denna finns
även i vinklade modeller. Smidig
och bra åtkomst tack vare den nätta
designen.
Rek. effekt: min

1.590,-

1.890,-

1P Perio

Imaging - CBCT

2D,3D

PREMIÄR

seethrough^{FLEX}



Ny dimension

Hög prestanda, liten storlek. Kompakt design.
Smidig integration i befintliga arbetsflöden på kliniken.
Flex - från små bilder av tandbågen till storskaliga bilder av käkleden (TMJ), både för diagnos och implantatplanering.
360° rotation på minimal yta.
Brett FOV område - från 5 × 5 cm till 14 × 10 cm.
10" touchskärm finns som tillval för Seethrough Flex - full kontroll direkt vid fingertopparna.
Intelligenta funktioner för att minska strålningsdosen i kombination med kompakt design, säkerställer minimal exponering och maximal skyddsnivå.

Kontakta oss!



Jonas Lagesson
Mellan/Norr



Mathias Jakobsén
Syd/Väst



Kontoret Täby

Imaging

seethrough^{ARM}

Fokus!

Robust, lättanvänd och mångsidig.
Seethrough Arm optimerar de dagliga rutinerna på tandvårdskliniken.
Kan användas med fosforplåtar eller digitala sensorer.
Tre olika armlängder, (300/600/900 mm), flera väggkonfigurationer, enkelt användargränssnitt.
Trådlös styrning - passar perfekt in i alla klinikmiljöer.
Välj Basic eller Comfortversion med tillägg av Seethrough Studio och ioDent®-integration.
Bekväm fjärrkontroll för fullständigt strålskydd och obegränsad användarvänlighet.



seethrough^{SCAN}

Plåtjobb!

Smidig ergonomisk design.
Seethrough Scan är det perfekta verktyget för alla kliniker med PSP-system. Passar enkelt in i arbetsmiljön.
Möjliggör snabb och säker insättning av plåtar i alla storlekar (0, 1, 2, 3) Lätt att rengöra. Fullt automatiserad.
Identifiering av behandlingsrum, plåtborttagning, bildöverföring ev. fel sker automatiskt.
Med sin användarvänliga design är Seethrough Scan lätt att rengöra, enkel att använda och passar överallt.



seethrough^{SENSOR}

Sensornell!

Precisa bilder med maximal patientkomfort.
Ergonomisk design.
Den högupplösta CMOS-sensorn fångar varje detalj med enastående kvalitet.
Finns i storlekarna 1 och 2, och kan enkelt integreras i den dagliga klinikrutinen.
Seethrough Sensor – upplev effektivare arbetsflöden - dag efter dag.
Den tunna designen med rundade hörn och mjuka kanter medför hög patientkomfort vid bildtagning.
Smidig användning.
Plug & Play-system säkerställer enkel hantering



Kirurgi & Implantat

Kirurgiska Hand- och vinkelstycken

- › Mini-LED+ Hand- och vinkelstycken med modern ljus teknik
- › Enkelt isärtagbara för garanterat god hygien
- › Robust och hållbar tack vare hög kvalitet
- › Rostfritt stål med reptålig beläggning



Instrument med inbyggd LED-generator



För Implantmed Plus & Plus II		
S-11 L		
Handstycke, 1:1	-15.660,-	12.500,-
WS-91 L		
Vinkelstycke 1:2,7	-14.590,-	11.600,-
WS-92 L		
Vinkelstycke 1:2,7	-14.590,-	11.600,-
WS-56 L		
Vinkelstycke 1:1	-14.590,-	11.600,-
WS-75 L		
Vinkelstycke 20:1	-15.950,-	12.700,-



Perfekt rengöring
För att säkra optimal hygien och rengöring kan alla kirurgiska instrument plockas isär utan verktyg.

Variabel kylning
Sprayclips finns till vänster och höger sida.

Lång hållbarhet
Repfri beläggning garanterar snygga instrument och lång livslängd.

Optimal belysning
mini LED+ är integrerad tätt på spetsen och ger optimal belysning.

webshop



WS-75 vinkelstycke Speciellt utformad för förberedelse inför implantatbehandling.
S-11 handstycke Förstahandsvalet för nästan alla kirurgiska ingrepp.
WS-91 vinkelstycke med 45° vinklat huvud Speciellt utformad för förbättrad åtkomst i premolar- och molarområdet.
WS-56 och WS-92 vinkelstycken Utformad för borttagning av visdomständer och annan käkkirurgi.

För samtliga W&H kirurgimaskiner		
S-11 LG		
Handstycke, 1:1	-16.690,-	13.300,-
S-9 LG		
Vinkelstycke 1:1	-18.230,-	14.500,-
WS-75 LG		
Vinkelstycke 20:1	-18.230,-	14.500,-
WS-91 LG		
Vinkelstycke 1:2,7	-16.250,-	12.900,-
WS-92 LG		
Vinkelstycke 1:2,7	-16.250,-	12.900,-
WS-56 LG		
Vinkelstycke 1:1	-16.250,-	12.900,-

Kirurgi & Implantat

Nya Implantmed Plus II

- › Lika stark och pålitlig som tidigare 5-80 Ncm
- › 7" - ny större skärm för ännu bättre översikt och tydlighet
- › Tydlig LED indikation för respektive motor som används
- › Starkt och effektivt LED ljus över arbetsområdet
- › Välj mellan trådbunden eller trådlös fotpedal.
- › Smidig scannerfunktion kan väljas till för 3.000 kr
- › Kan enkelt anslutas till ioDent – W&Hs eget moln som ger tillgång till en rad funktioner och backup.
- › Plug-&-play - komplettera med nya Piezomodul plus II,
- › 2 i 1 enhet – roterande kirurgi eller Piezokirurgi.

49.700,-
53.700,-



Cart till implantmed/piezomed

- › Flexibel och ergonomisk arbetsställning
 - › Båda enheterna kan manövreras med en pedal
 - › Lättrullad
- (Implantmed och Piezomed ingår ej)

8.900,-
9.640,-



Implantmed Classic

- › Perfekt för all typ av implantat och kirurgi
- › Ergonomiskt utformad även för längre behandlingar
- › Utan ljus men välj till LG instrument för LED ljus
- › Varvtal 300-40.000 v/min
- › Max vridmoment motor 5,5 Ncm
- › Motor med 1,8m kabel inkl clips
- › Trådbunden fotkontroll

39.500,-

Inkl. valfritt instrument




Eluttag i pelaren

Kirurgi & Implantat

Exakt och precis snittyta med minimal benförlust

Flertalet användningsområden



B6 - Ett vasst verktyg

Specialsåg för fina och djupasnitt på rekordtid. Även för separation av tandrötter och rotspetsar.

- Nya Piezomed Plus Modul II
- Ansluts enkelt till implantmed Plus II – med bara ett klick!
- › 2 maskiner i 1 - brett användningsområde
 - roterande kirurgi och Piezokirurgi i en och samma enhet.
 - › LED ljus över arbetsområdet
 - › W&Hs unika spets-igenkännings-funktion – väljer rekommenderat program för just den valda spetsen.
 - › 24 W effekt
 - › Spetsbibliotek
 - › 1,8 m kabel

52.900,-

55.700,-

PREMIÄR

Osstell Beacon

Belasta eller avvakta

- › Visar tydligt när implantatet kan belastas
- › Vägleder för optimal inläkningstid
- › Tryggare för patient och behandlare
- › Patenterad och evidensbaserad teknik
- › Maximal rörelsefrihet och flexibilitet tack vare trådlös teknik



Osstell Beacon

28.890,-

30.700,-

Osstell Beacon Classic

19.000,-



Hygien

Sterilförpackning

Den perfekta förseglingen på 2 sekunder

- › Patenterad dubbelrullshållare som även kan hängas på väggen
- › Förseglingsbredd på 12mm
- › Svetsning utan någon risk att påsen bränns
- › Transparent skärvals med integrerad arbetsyta
- › Spara data för att generera förseglingsrapporter (SealVal²)
- › Användarvänlig touchskärm och intuitiv menystruktur (SealVal²)

SealVal²

Foliesvets, validerbar

14.400,-

16.140,-

Seal²

Foliesvets, ej validerbar

7.300,-

9.160,-



U-son ultraljudsbad

- Ultraljudsbad – rengör snabbt och effektivt även i de mest svåråtkomliga skrymslen.
- › Använd med våra vätskor - BePro.
 - › Digital kontrollpanel.
 - › Inställbar tid upp till 20 min.
 - › Värmeinställning upp till 40 grader,
 - › Kan även köras utan värme.

Finns i 3 och 6 liter



U-son 3 liter

7.590,-

U-son 6 liter

11.550,-

Assistina One

Förbehandling innan autoklavering

- › Rengöring och smörjning
- › Hel process på endast 18 sekunder!
- › Endast ett knapptryck
- › Smidig och enkel hantering av vätskor
- › Luftdrivet - oerhört driftsäkert
- › Brett utbud av adaptrar

Assistina One

1st Quick ISO-Adapter,
1st RM-Adapter

16.200,-

18.460,-



Assistina One

Assistina Twin

Förbehandling innan autoklavering

- › Rengöring och smörjning
- › Snabb process på endast 10 sekunder
- › Två kammare som används varannat för ökad effektivitet
- › Låg förbrukning - ett set vätskor räcker till 2.800 Instrument
- › Brett utbud av adaptrar

Assistina Twin

1st Quick ISO-Adapter,
1st RM-Adapter

28.800,-

33.220,-



Assistina Twin

Thed/Thed+

Perfekt rengöring & desinfektion

Uppfyller dina önskemål!

Effektiv diskdesinfektor med program för optimal rengöring och desinfektion. En snygg och pålitlig golvmmodell alternativt bänkmmodell som gör jobbet snabbt och effektivt!
Anpassa tillbehören efter era behov.

- › Modern design med släta ytor som är enkla att hålla rena
- › Aktiv tork (standard på alla våra Thed)
- › Programtid inkl. tork från 43 minuter
- › Anpassar program och torktid efter mängden last
- › Interaktiv display med tydligt och snyggt gränssnitt
- › EliSense visar status på programmet vid ett snabbt ögonkast
- › Speciellt program för hand- och vinkelstycken från 35 min inkl. tork
- › Fullt tillbehörssortiment - kontakta oss!

Thed+ (Golvmmodell)

88.200,-

Thed+ (Bänkmmodell)

~~123.000,-~~

78.800,-

~~110.400,-~~

Thed (Golvmmodell)

71.000,-

Thed (Bänkmmodell)

~~100.000,-~~

64.900,-

~~91.880,-~~



Golvmmodell

Bänkmmodell

thed+

DAC

För optimalt flöde i sterilen

*“Endast vatten, olja & värme.”
Bättre för miljön!*

- › Endast vatten, olja och värme
- › 6 diskade, smorda samt steriliserade instrument på endast 21 minuter inkl. 5 minuters nedkylning och torkning
- › Förenklar hanteringen av turbiner och vinkelstycken
- › DAC Universal S är en effektiv och snabb maskin som sparar både tid och pengar
- › Tar vara på dina instrument på bästa möjliga sätt för ökad livslängd
- › Uppgraderad, tydlig och lättnavigerad touchdisplay

Paket

DAC inkl. standardmagasin med 6 adaptrar samt Nitradem vattensystem

84.900,-

~~106.640,-~~



Standardmagasin



Flexmagasin

13.700,-

13.700,-

Processen omfattar (standardmagasin):



Intern diskning



Smörjning



Extern diskning



Sterilisering



Avkylning



Kampanjpriser gäller tom 31 december 2025. Priser exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och tryckfel.

Hygien

Autoklaver

Premium

Standard

Mini

Den snabba, lilla och flexibla autoklaven



Lisa 17

- › Interaktiv display med tydligt och snyggt gränssnitt, instruktionsvideor direkt i displayen
- › Programtid från 13 minuter
- › Spårbarhet direkt i displayen
- › Spar tid - låt Lisa utföra vakuum- och Helixtest utanför arbetstid. Kvittera direkt på displayen
- › Lisa anpassar varje körning till just det som steriliseras, spar tid, pengar och bra för miljön!
- › Servas med 4000 körningars intervall - inte årligen. Spara tusenlappar. Räkna själv ut hur lång tid det tar för er klinik att komma upp till 4000 körningar
- › **NY** Enkel spårbarhet och kontroll av varje cykel via bl.a. ny app. WIFI förberedd

Finns med 17 och 22 liters kammare
Plats för 5 brickor eller 3 kassetter

71.500,-

98.380,-

Lara 17

- › Användarvänlig
- › Tyst i drift
- › Kan växa med era behov på kliniken genom uppgradering så som snabbare program & spårbarhet
- › Programinfo lagras automatiskt på USB
- › Ergonomisk design
- › Programmerbar start
- › Automatisk vattenpåfyllning
- › Servas med 4000 körningars intervall - inte årligen
- › Spara tusenlappar - räkna själv ut hur lång tid det tar för er klinik att komma upp till 4000 körningar

Cykeltiden för en genomsnittlig last (2kg) är 38 minuter
Finns med 17 och 22 liters kammare
Plats för 5 brickor eller 3 kassetter

59.800,-

79.460,-

Lisa mini - För dig som vill ha vissa instrument snabbare än andra

- › Enkel att placera
- › Användarvänlig
- › Tyst i drift
- › Programinfo lagras automatiskt på USB
- › Klass B - för alla typer av laster
- › Programmerbar start
- › S-program för supersnabb sterilisering av oförpackad last
- › Automatisk vattenpåfyllning
- › Servas med 4000 körningars intervall - inte årligen
- › Spara tusenlappar - räkna själv ut hur lång tid det tar för er klinik att komma upp till 4000 körningar

Finns med 3 och 5 liters kammare

45.800,-

56.695,-

App till Lisa autoklaven - inte ett måste men ett bekvämt och modernt sätt att utnyttja dagens teknik.

- › Hantera EliTrace data via mobil app
Skapa data för EliTrace via Lisa Mobil Appen
- › Följ körningen i realtid
Övervaka upp till 4 autoklaver i realtid
- › **Additional backup**
All information från körningen sparas, medför en extra backup samt möjligheten att ta fram historik
- › **Streckkod scanner**
Appen kan läsa av streckkod utskrivna av LisaSafe. Streckkoden kan läsas med telefonens kamera.
- › **Redigering av användare**
Hantera användare direkt i telefonen. Uppdatering sker automatiskt i autoklaven.



Multidem C27

5.200,-

6.160,-



Water distiller



5.200,-

6.060,-



BePro soaking bath
För blötläggning av gods innan vidare hantering i disk eller autoklav.

580,-
640,-



BePro Disinfectant I
2 liter koncentrerad vätska ger 100 liter färdigblandad vätska

600,-
670,-



BePro Disinfectant R
1 liter klar att använda (Finns även som 5 liter)

180,-
201,-



Allt du behöver för din IPR behandling

Ta nästa steg - från den tidsödande manuella strippingen

- › Öppen rotation - eller låst position
- › Interproximal reduktion med Orto-Strips
- › Slaglängd 0,9 mm
- › 20.000 slag/min på en standardmotor
- › Intern kylning
- › Vinkelstycket kan fås med eller utan ljus
- › 24 månaders garanti på vst.



IPR i tre steg:

- Start/intro - 2 st (orange) ●
- Reduktion - 3 st (röd) ●
- Polering - 1 st (gul) ●

SET03

Kassett med 6st orto strips

1.760,-/fp

Paket

Handstycke WG-69 A inkl. distansmätare, kassett med strips SET03
* utan ljus

9.700,-

~~11.500,-~~



Distansmätare IPR-DC

730,-

Extra strips, 3-pack. Välj storlek:

- › OS 08 ● 15 ● 25 ○ 40 ● 60 ● 80 ● Kampanjpris 840kr/3-fp.

- › SET 01 inkl. ask, 6st

Kampanjpris 1.760kr/fp.

- › SET 02 inkl. ask, 6st

Kampanjpris 1.760kr/fp.

- › SET 03 inkl. ask, 6st

Kampanjpris 1.760 kr/fp.

Refill 3-pack
840kr/fp.



Vi kan det mesta



Jonas Lagesson
Mellan/Norr



Mathias Jakobsén
Syd/Väst

Steg för steg med Intensiv
orto system, länk till kort video

